

**VERIFICACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS DE ADQUISICION PURIFICADORES DE AGUA PARA
LABORATORIO SEL-0078-2024**

ÍTEM	PURIFICADORES DE AGUA			
SUB ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	POSTOR/N° PROPUESTA	DESCRIPCIÓN DE LO OFERTADO	SI CUMPLE / NO CUMPLE
1.1	09-1032055 Cartucho EDS -PARK N/P : PROG00T3	BIOESPECTRUM SRL	09-1032055 Cartucho EDS -PARK N/P: PROG00T3 Protege la membrana de ósmosis inversa de la formación de incrustaciones, suciedad y oxidación del cloro • Adecuado para alimentación de agua del grifo con un índice de densidad de sedimentos (SDI) < 5, Cl 2 < 1 ppm • Para sistemas Milli-Q ® Direct PROG00T3 - USA	SI CUMPLE
1.2	09-1032060 Q-PAK-TEX N/P: QPAK00TEX	BIOESPECTRUM SRL	09-1032060 Q-PAK-TEX N/P: QPAK00TEX Las resinas de intercambio iónico y Organex purifican el agua de alimentación Eliminan impurezas iónicas y orgánicas hasta niveles traza Etiqueta RFID para trazabilidad complete Para sistemas de agua Milli-Q ® Direct QPAK00TEX – USA	SI CUMPLE

1.3	09-1032042 Filtro de venteo N/P: TANKMPK02	BIOESPECTRUM SRL	09-1032042 Filtro de venteo N/P: TANKMPK02 Para una protección óptima del agua pura RiOs™ (Tipo 3) almacenada en tanques de almacenamiento de PE 30/60/100 conectados a los sistemas RiOs™, RiOs™ Essential, Direct-Q®, Milli-Q® Direct TANKMPK02 – USA	SI CUMPLE
1.4	09-1032043 Sustitución de lámpara UV N/P: ZMQUVLP01	BIOESPECTRUM SRL	09-1032043 Sustitución de lámpara UV N/P: ZMQUVLP01 Lámpara UV de repuesto para fotooxidación de compuestos orgánicos Lámpara UV de longitud de onda dual (185 nm/254 nm) Se utiliza con sistemas Milli-Q® (≥2001) ZMQUVLP01-USA	SI CUMPLE
1.5	09-1032044 Cartucho EDS-Park N/P: EDSPAK001	BIOESPECTRUM SRL	09-1032044 Cartucho EDS-Park N/P: EDSPAK001 Proporciona agua ultrapura libre de disruptores endocrinos en el punto de dispensación. Para aplicaciones GC-MS o LC-MS EDSPAK001-USA	SI CUMPLE

1.6	09-1032045 Millipak Express 40 Filter N/P: MPP04001	BIOESPECTRUM SRL	09-1032045 Millipak Express 40 Filter N/P: MPP04001 El filtro de membrana hidrófilo de 0,22 µm elimina partículas y bacterias del agua purificada Úselo con los sistemas Elix ® Advantage, Milli-Q ® Advantage A10/Direct/Integral/Reference. MPP04001-USA	SI CUMPLE
-----	--	-------------------------	--	------------------

FECHA: 26 09.2024