

SEGURO SOCIAL DE SALUD – ESSALUD

RED ASISTENCIAL PASCO

OFICINA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE ADQUISICIONES, INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS

AREA DE INGENIERIA HOSPITALARIA

=====

TERMINOS DE REFERENCIA

**“CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS
A NIVEL RED ASISTENCIAL PASCO PARA DOCE MESES”**

=====

CERRO DE PASCO

NOVIEMBRE DE 2024

TERMINOS DE REFERENCIA

“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS A NIVEL RED ASISTENCIAL PASCO PARA DOCE MESES”

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACIÓN

El presente Términos de Referencia, considera la contratación denominada: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS A NIVEL RED ASISTENCIAL PASCO PARA DOCE MESES.

En términos generales, el servicio consistirá en que el Contratista ejecutará las actividades de mantenimiento al equipamiento biomédico de las Unidades Prestadoras de la Red Asistencial Pasco de ESSALUD, de la siguiente manera:

1.1. Mantenimiento del equipamiento con residencia en los hospitales de la Red Asistencial Pasco

Esta forma consistirá en que el Contratista destaca a su personal y traslada sus medios físicos a las instalaciones del Hospital II Cerro de Pasco, Hospital I Huariaca y Hospital I Oxapampa de la Red Asistencial Pasco, para atender la demanda del mantenimiento contratado.

1.2. Mantenimiento del equipamiento con visitas itinerantes a las Unidades Prestadoras Periféricas de la Red Asistencial Pasco.

Esta forma consistirá en que el contratista atiende las actividades de mantenimiento contratadas con visitas itinerantes a las Unidades Prestadoras Periféricas (de menor nivel de atención) de la Red Asistencial Pasco, para atender la demanda del mantenimiento contratado.

1.3. Para la supervisión del servicio contratado, la Unidad de Adquisiciones, Ingeniería Hospitalaria y Servicios de la Red Asistencial Pasco, nombrará a un profesional quien será denominado **SUPERVISOR DEL SERVICIO**; de otro lado, el Contratista también contará con un profesional encargado de la ejecución de su servicio a quien se denominará **RESIDENTE DEL SERVICIO**. Asimismo, el Supervisor del Servicio contará con apoyo de un Responsable de Mantenimiento en cada Unidad Prestadora para la supervisión del servicio contratado.

1.4. El Supervisor del Servicio realizará las notificaciones al Residente del Servicio y/o Contratista sobre la ejecución del servicio mediante carta y/o correo electrónico las mismas que serán válidas para todo efecto.

El plazo de ejecución del servicio será de doce (12) meses.

2. FINALIDAD PÚBLICA

El presente servicio, busca garantizar la operatividad del equipamiento biomédico de las Unidades Prestadoras de la Red Asistencial Pasco de ESSALUD, contribuyendo a la continuidad de los servicios de salud, brindando de esta manera una atención de calidad y buscando la satisfacción de la población asegurada de la Red Asistencial Pasco.

3. OBJETIVO Y ACCIÓN ESTRATÉGICA

Objetivo Estratégico 2: “Brindar a los asegurados acceso oportuno a prestaciones integrales y de calidad a sus necesidades.”

Acción Estratégica 2.4: “Servicios disponibles para brindar atenciones con oportunidad a los asegurados.”

4. COBERTURA DEL SERVICIO

- 4.1. El Contratista tendrá a su cargo los equipos que se encuentran en las Unidades Prestadoras de la Red Asistencial Pasco que se indica en el **Anexo N° 01**; asimismo, cumplirán las atenciones de mantenimiento a las Unidades Prestadoras de menor nivel según el cronograma que se muestra.
- 4.2. El equipamiento que estará en cobertura del Contratista se presenta en el **Anexo N° 04**; de los cuales, ejecutará los mantenimientos a los equipos que se indica con la modalidad de ejecución **MO** (Mano de Obra). Las modalidades **TC** (Todo Costo) y **PA** (Prestaciones Accesorias), son equipos que cuentan con contratos de mantenimiento especializado y en garantía, respectivamente; en tal caso, la cobertura comprenderá actividades de monitoreo de operatividad, generación y registro de las Ordenes de Trabajo de Mantenimiento (OTM) en el software de mantenimiento (SISMAC) de ESSALUD.
- 4.3. Corresponde al Contratista cumplir con el Programa de Mantenimiento de Equipos que la Red Asistencial Pasco ha formulado y que se presenta en el **Anexo N° 05**, el cual se encuentra registrado en el Sistema de Mantenimiento de Activos (SISMAC) software de la Entidad, para la gestión de mantenimiento de los equipos.
- 4.4. El Servicio contratado para el mantenimiento de los equipos del **Anexo N° 04**, deberá asegurar el correcto funcionamiento de los mismos; y para ello se ha programado actividades tales como:
- a) Inspecciones o revisiones globales y específicas de los equipos.
 - b) Ajustes eléctricos, electrónicos y/o mecánicos.
 - c) Limpieza, lubricación, engrase y pintado.
 - d) Pruebas de funcionamiento.
 - e) Verificación, calibración y regulación de parámetros de funcionamiento.
 - f) Cambio de partes, piezas y/o accesorios.
 - g) Otras que demande el mantenimiento, a fin de garantizar el correcto funcionamiento del equipo en todos sus parámetros.
- 4.5. El servicio contratado, también atenderá las situaciones imprevistas que se presentan en los equipos del **Anexo N° 04**; para ello, a la solicitud de atención, registrará y atenderá en el menor tiempo posible ejecutando el mantenimiento correctivo en la Unidad Prestadora donde se encuentre el equipo.

Los equipos (o componentes) del **Anexo N° 04**, que requieran de mantenimiento especializado, cuyos medios físicos y personal especializado no se ha contemplado en el presente Términos de Referencia, serán asumidos por ESSALUD, previa evaluación del Supervisor del Servicio.

Los equipos (o componentes) del **Anexo N° 04**, que requieran de mantenimiento correctivo especializado, con carácter imprevisto, cuyos medios físicos y personal especializado no se ha contemplado en el presente Términos de Referencia, serán asumidos por ESSALUD, previa la evaluación del Supervisor del Servicio.

- 4.6. El servicio contratado, también atenderá otras actividades relacionadas con el mantenimiento de los equipos de las Unidades Prestadoras de la Red Asistencial Pasco, las mismas que deberán ser autorizadas por el Supervisor del Servicio mediante la Orden de Trabajo Complementario (OTC), debiéndose tener en cuenta que el mantenimiento al equipamiento descrito en el **Anexo N° 04** tiene prioridad de atención.

Las actividades complementarias pueden ser:

- ☐ Monitoreo de operación y mantenimiento de los equipos con modalidades de ejecución TC y PA,
- ☐ Actividades de Apoyo para traslado e instalación de equipos en Campañas Médicas,
- ☐ Operación de equipos,
- ☐ Asistencia técnica a los usuarios de los equipos,
- ☐ Elaboración de casetas para protección de equipos, etc.

- 4.7. Es responsabilidad del Contratista, el correcto funcionamiento de los equipos que tiene bajo su cobertura para mantenimiento durante la vigencia del contrato. Las fallas que presenten los equipos serán de su responsabilidad y serán asumidas por éste, salvo que demuestre que han sido ocasionadas por causas ajenas a él.
- 4.8. La Red Asistencial Pasco de ESSALUD, de acuerdo a sus necesidades operativas, podrá incrementar la cantidad de equipos que están bajo cobertura del Contratista hasta en un cinco por ciento (5%), sin que esto implique costo adicional para ESSALUD.

Las actividades de mantenimiento que asume el Contratista de los equipos a incrementarse, podrán ser ajustadas para su ejecución en función al perfil del personal y medios físicos contratados.

5. CONDICIONES MINIMAS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

RECURSOS HUMANOS

- 5.1. Los perfiles básicos y la cantidad mínima de personal que ESSALUD requiere para el servicio de mantenimiento están indicados en el **Anexo N° 02**.

Para el inicio del servicio, el Contratista deberá presentar el currículo documentado de su personal que ejecutará el servicio, la documentación deberá ser autenticada por ESSALUD o por Notario Público. La documentación entregada no será devuelta.

El contratista deberá acreditar al inicio del cumplimiento del contrato y en forma mensual que su personal cuenta con el **Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) para salud y pensiones**. No se permitirá el ingreso a las Unidades Prestadoras de ESSALUD al personal del Contratista que no cuente con el referido seguro, considerándose este hecho como inasistencia de personal, la misma que será de entera responsabilidad del Contratista.

Asimismo, para iniciar el servicio, el personal del Contratista, debe contar con su **Examen Médico Ocupacional** otorgada por una entidad de salud acreditada en el rubro ocupacional. El resultado del examen debe indicarse como **APTO** para el puesto a ocupar. No se permitirá el ingreso a las Unidades Prestadoras de ESSALUD al personal del Contratista que no cuente con el referido examen y con resultado como APTO, considerándose éste hecho como inasistencia de personal, la misma que será de entera responsabilidad del Contratista.

Si existe cambio del personal del Contratista, el nuevo personal también debe contar con su Examen Médico Ocupacional en condición de APTO.

Los exámenes médico ocupacional tendrán una vigencia máxima de 01 año. Todo el personal del contratista deberá contar con su certificado médico vigente durante la vigencia del contrato.

- 5.2. El Residente del Servicio será el responsable del servicio, teniendo como funciones la planificación de los trabajos, coordinar la ejecución y cumplimiento del Programa de Mantenimiento, solución de las situaciones imprevistas que se presentan en los equipos bajo su cobertura, elaboración de requerimientos (especificaciones técnicas y términos de referencia), elaboración de informes técnicos del estado del equipamiento, supervisión de trabajos, control de repuestos y materiales, mantener actualizado las Cartillas de Control de Mantenimiento de cada equipo, realizar los informes de las actividades y otras inherentes a la ejecución del servicio. Se debe tener en cuenta que el Residente del Servicio no es un personal adicional, sino que pertenece al grupo de técnicos de nivel "A" que ejecutarán el mantenimiento.
- 5.3. Los Tecnicos A, serán los que ejecuten los mantenimientos y estarán a órdenes de Residente de Servicio.

5.4. El Técnico Administrativo, será el responsable de mantener actualizado la información del equipamiento biomédico y de sus mantenimientos, realizando las siguientes tareas:

- Ingreso de las actividades del Programa de Mantenimiento al Sistema de Mantenimiento de Activos (SISMAC) de ESSALUD.
- Mantener actualizado el Programa de Mantenimiento en el SISMAC.
- Generación y registro de las Ordenes de Trabajo de Mantenimiento (OTM) y Ordenes de Trabajo Complementario (OTC) en el SISMAC
- Registro y seguimiento a solicitudes de mantenimiento en el SISMAC
- Obtener reportes mensuales de actividades de mantenimiento del SISMAC
- Mantener actualizado la información respecto al cumplimiento de la ejecución del Programa de Mantenimiento.
- Otros que le encargue el Residente del Servicio.

5.5. El Contratista asumirá los gastos de transporte, alojamiento, alimentación y otros que sean necesarios para los casos de desplazamientos de su personal a las Unidades Prestadoras de la Red Asistencial Pasco, cuando se deban realizar trabajos de mantenimiento y/o apoyo en Campañas Médicas. Las visitas serán de acuerdo a la Programación de Mantenimiento, Programación de Campañas Médicas y en casos de presentarse imprevistos. Los gastos de desplazamientos para evaluación, supervisión y otros a cargo del Residente del Servicio, también serán asumidos por el Contratista.

RECURSOS FISICOS

5.6. Los medios físicos mínimos que el Contratista debe suministrar están indicados en el **Anexo N° 03**, además el Contratista deberá asegurar que estos equipos e instrumentos trasladados a las Unidades Prestadoras de la Red Asistencial Pasco, son los adecuados, de buena calidad y suficientes para la ejecución del Programa de Mantenimiento y por ende del servicio contratado.

5.7. El Contratista dotará, de su peculio, a su personal destacado en las Unidades Prestadoras de la Red Asistencial Pasco de maletines con herramientas, que permita la ejecución oportuna del servicio y sin causar daños parciales o totales a los equipos.

5.8. Los medios físicos a utilizar en el servicio serán ingresados a ESSALUD dentro de los cinco (05) días calendario, a partir del inicio del servicio contratado.

5.9. Si algún equipo, herramienta o instrumento queda inutilizado durante el periodo del servicio contratado, el Contratista deberá sustituirlo inmediatamente por otro de igual o superior característica.

5.10. ESSALUD podrá rechazar o disponer sustituir cualquier medio físico que por su estado actual o características constituya un serio peligro para la buena ejecución de los trabajos de mantenimiento.

RECURSOS ECONOMICOS / REPUESTOS Y/O MATERIALES (BIENES)

5.11. El Contratista, durante la vigencia del Contrato, mantendrá un **“Capital de Trabajo Mensual” de S/. 6,000.00 (Seis mil con 00/100 soles)**, el mismo que estará incluido en el monto mensual adjudicado. El capital de trabajo será empleado para el suministro de repuestos, materiales, insumos y servicios por terceros que las actividades de mantenimiento demanden.

El Contratista deberá considerar que el capital de trabajo estará a disponibilidad del durante el periodo mensual de actividades de mantenimiento. Solo se aceptará la indisponibilidad del capital de trabajo en el mes cuando éste se haya utilizado por completo en el mismo periodo.

5.12. De los S/. 6,000.00 de Capital de Trabajo, S/. 1,000.00 (*Mil con 00/100 soles*) como máximo, será utilizado para la adquisición de insumos para el mantenimiento de equipos. El uso de insumos no será registrado en las Órdenes de Trabajo de Mantenimiento (OTM) ni en las Órdenes de Trabajo Complementario (OTC). Se entiende por insumo para mantenimiento al uso de lijas, limpia contactos, cinta teflón, cinta aislante, grasa, etc.

5.13. El Contratista estará obligado a suministrar repuestos, materiales, insumos y servicios de menor cuantía hasta por el monto del capital de trabajo establecido en el numeral 5.11. El suministro de estos repuestos, materiales, insumos y servicios de menor cuantía requiere la autorización previa del Supervisor del Servicio, para el caso de repuestos y materiales se solicitará con el **Formato N° 02**; para insumos con el **Formato N° 02A**; y, para servicios deberá presentar un Informe Técnico de sustento.

Asimismo, su uso será declarado bajo la modalidad de rendición utilizando el **Formato N° 05** para repuestos, materiales y servicios y **Formato N° 05A** para insumos.

El Supervisor del Servicio, evaluará las facturas y/o boletas de adquisición de los repuestos, materiales, insumos y servicios de menor cuantía, dando su conformidad con su visto bueno en los formatos de rendición.

El costo de los repuestos, materiales, insumos y servicios de menor cuantía que el Contratista suministre a la Red Asistencial Pasco correspondiente con uso de su capital de trabajo, será pagado mensualmente y estará incluido en la factura del servicio de mantenimiento mensual y con arreglo a la normatividad interna de ESSALUD.

Para fines de pago de estos repuestos, materiales y servicios, el Contratista deberá adjuntar al expediente de pago los comprobantes de pago electrónicos emitidas por los proveedores de los bienes y servicios suministrados a la Red Asistencial Pasco. Los comprobantes de pago de los repuestos, materiales y servicios deben contar con firma y sello del usuario; los comprobantes de pago de insumos, con firma y sello de los jefes de las Unidades de Administración de los hospitales I Huariaca y I Oxapampa. Para el Caso del Hospital II Cerro de Pasco, del Supervisor del Servicio.

Sólo se reconocerá al Contratista el monto invertido e indicado en los documentos de compra correspondientes a los repuestos, materiales, insumos y servicios suministrados a la Red Asistencial Pasco, es decir, no se aceptará el recargo del IGV a dicho monto invertido.

5.14. Los repuestos y materiales necesarios para el cumplimiento del Programa de Mantenimiento de equipos serán adquiridos y suministrados por la Red Asistencial Pasco, con arreglo a su normatividad interna.

En este caso, el Contratista está obligado a desarrollar y entregar a la Red Asistencial Pasco la programación de los repuestos y materiales (bienes) con el **Formato N° 01** que requerirá para el cumplimiento del Programa de Mantenimiento durante el plazo contractual. La entrega de la programación de bienes se debe realizar dentro de los quince (15) primeros días de iniciado la ejecución del servicio.

5.15. El Contratista, concluida las actividades de mantenimiento, entregará al responsable de mantenimiento de la Unidad Prestadora los repuestos reemplazados. Esta entrega se acreditará por cada actividad, con el **Formato N° 03: Formato de Devolución de Bienes del Mantenimiento**; esta ficha se adjuntará a la Orden de Trabajo de Mantenimiento respectiva.

Para la aceptación del formato deberá contar con la firma de conformidad del Supervisor del Servicio.

5.16. Los repuestos, materiales y/o insumos que suministre el Contratista en el marco del Contrato, serán nuevos, sin uso y de las características que exijan los equipos del **Anexo N° 04** y actividades de mantenimiento contratadas.

La Red Asistencial Pasco notificará de inmediato y por escrito al Contratista cualquier reclamo con cargo a esa garantía. Al recibir esa notificación, el Contratista reemplazará, con toda la rapidez razonable los repuestos y materiales defectuosos sin costo alguno para ESSALUD.

6. DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

- 6.1. El Programa de Mantenimiento de Equipos de la Red Asistencial Pasco, será registrada en el Sistema de Mantenimiento de Activos (SISMAC) de ESSALUD. Queda entendido que el programa de mantenimiento contiene actividades mínimas necesarias para garantizar la operatividad de los equipos, pudiendo el Contratista incrementar las actividades con el fin de mejorar la operatividad del equipamiento.
- 6.2. **Reprogramación y/o anulación:** El Programa de Mantenimiento es susceptible de ser reprogramado y/o anulado las actividades de mantenimiento por diversos factores, tales como: Necesidad del servicio por uso continuo del equipo, equipos inoperativos por falta de repuestos o servicios especializados que deben ser atendidos por ESSALUD u otras causas no atribuibles al Contratista, que impidan la ejecución del mantenimiento preventivo programado en la fecha prevista.
- 6.3. **Modificación:** el Programa de Mantenimiento sufrirá su modificación cuando se retiren de la cobertura los equipos asignados al Contratista cuando progresivamente se van solicitando su baja por las áreas usuarias en coordinación con el Área de Ingeniería Hospitalaria y Área de Patrimonio de la Red Asistencial Pasco, y cuando se incorporen nuevos equipos a la cobertura de mantenimiento. La modificación que sufriera el Programa de Mantenimiento será evaluada por el Supervisor del Servicio y comunicado por escrito al Residente del Servicio y/o Contratista.
- 6.4. Las reprogramaciones, modificaciones y/o anulaciones de las actividades de mantenimiento serán sustentadas y autorizadas con el **Formato N° 06**

7. PROCESO DE EJECUCION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ORGANIZACION MENSUAL DE ACTIVIDADES

- 7.1. Para los fines de programación y prestación del servicio, se debe entender que el periodo mensual de actividades de mantenimiento se inicia y cierra, el primer y último día de los meses respectivos.
- 7.2. El Contratista a través de su Residente del Servicio, deberá coordinar permanentemente con el Supervisor del Servicio, los aspectos necesarios para la adecuada prestación del servicio.
- 7.3. El Residente del Servicio, quince (15) días antes de la fecha de inicio del nuevo período mensual entregará al Supervisor del Servicio, el listado de actividades a ejecutar de acuerdo al Programa de Mantenimiento.

Asimismo, entregará el requerimiento de repuestos, materiales e insumos necesarios para ejecutar el programa de mantenimiento del mes siguiente. Los requerimientos de los bienes se realizarán con el **Formato N° 02** para el caso de repuestos y materiales; y con el **Formato N° 02A** para insumos, respectivamente.

- 7.4. El Supervisor del Servicio, cinco (05) días después de haber recibido los documentos indicados en el numeral anterior, entregará al Contratista las:
 - a) Actividades de mantenimiento aceptadas con las horas – hombre estimadas para su ejecución.
 - b) Actividades de mantenimiento que deben ser postergadas o adelantadas.
 - c) Actividades de mantenimiento y/o complementarias que deben ser incluidas.
 - d) Ítems de la relación de repuestos, materiales e insumos que requieran una mejor especificación técnica.

En relación al literal d), el Contratista en dos (02) días como máximo subsanará las observaciones; de no hacerlo, se considerará como no presentada.

Recibida la conformidad de los literales a), b) y c), el Contratista generará las Órdenes de Trabajo de Mantenimiento - OTM y/o las Órdenes de Trabajo Complementario-OTC en el SISMAC y entregará al Supervisor del Servicio para su firma como solicitante.

PRESTACION DEL SERVICIO

- 7.5. El Contratista, de conformidad con las actividades de mantenimiento aprobadas por el Supervisor del Servicio, en la fecha prevista:
- a) Coordinará con el Jefe del Servicio o Usuario, el inicio o ejecución de la actividad del mantenimiento programado, de tal manera que no se interrumpa la labor del servicio usuario.
 - b) Ejecutará el mantenimiento utilizando los medios y recursos aceptados por ESSALUD.
 - c) Concluido el trabajo demostrará al usuario la eficacia del mantenimiento ejecutado, solicitando al Jefe del Servicio o Usuario firme la Orden de Trabajo de Mantenimiento.
 - d) Si el servicio no se ajusta al requerimiento autorizado, el Contratista subsanará o concluirá la actividad de mantenimiento dentro del plazo perentorio que disponga ESSALUD.
 - e) Aceptada la actividad de mantenimiento y con la firma de conformidad del Supervisor de Servicio, se registrará en el SISMAC la OTM, con las actividades cumplidas, mano de obra empleada, recursos materiales cambiados o aplicados, tiempo utilizado en el mantenimiento del equipo y demás información necesaria del servicio ejecutado.
- 7.6. En la fecha de registro de la actividad de mantenimiento o un (01) día después, entregará la Orden de Trabajo de Mantenimiento al Supervisor de Servicio.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

- 7.6. Para los casos en que el Contratista ejecute actividades complementarias, se generará en el software de mantenimiento SISMAC, la Orden de Trabajo Complementario (OTC) para su ejecución y posterior a ello serán registradas en el mismo software para la generación de los reportes.

MANTENIMIENTO FUERA DE LA UNIDAD PRESTADORA

- 7.7. Para los fines de lograr mejores resultados del servicio contratado, la Unidad Prestadora puede autorizar realizar el mantenimiento del equipamiento fuera de sus instalaciones.
- 7.8. El Responsable de Mantenimiento de la Unidad Prestadora de ESSALUD o quien haga sus veces, formulará la Papeleta de Salida por Mantenimiento, que será autorizada por el usuario del equipo y por el responsable del Área de Patrimonio de la Unidad Prestadora. El bien deberá ser reingresado a la Unidad Prestadora con la Papeleta de Salida emitida (única constancia), contando con el visto bueno del Responsable de Mantenimiento de la Unidad Prestadora de ESSALUD o quien haga sus veces.
- 7.9. El transporte de ida y vuelta, así como la integridad del bien, para su mantenimiento fuera de la Unidad Prestadora, es de gestión y responsabilidad del Contratista.
- 7.10. El gasto por transporte y de mantenimiento no amerita pago adicional.

VERIFICACION ESPECÍFICA DEL MANTENIMIENTO

- 7.11. El Responsable de Mantenimiento de la Unidad Prestadora de ESSALUD o quien haga sus veces, controlará el proceso de ejecución de la actividad de mantenimiento respectiva, verificando:
- a) El reemplazo de repuestos.
 - b) La fecha de inicio y de culminación de la actividad de mantenimiento.
 - c) La información registrada en la Orden de Trabajo de Mantenimiento.

- 7.12. El Responsable de Mantenimiento de la Unidad Prestadora de ESSALUD o quien haga sus veces, solicitará al Contratista que cumpla, complemente o subsane la actividad de mantenimiento y/u Orden de Trabajo de Mantenimiento, si observa que:
- a) ESSALUD no ha recibido los repuestos reemplazados.
 - b) La mano de obra, recursos materiales y/o medios físicos del mantenimiento no se ajusta a las condiciones contratadas.
 - c) El funcionamiento del equipo, no es adecuado.
 - d) La información descrita en la Orden de Trabajo de Mantenimiento no es completa, carece de calidad o no se sujeta a la verdad.
 - e) La OTM no está debidamente firmada por el usuario y/o el contratista responsable del mantenimiento.

VERIFICACION ESPECÍFICA EN UNIDAD PRESTADORA DISTANTE

- 7.13. El Supervisor del Servicio, podrá realizar la verificación técnica y cumplimiento de las actividades del programa de mantenimiento en las Unidades Prestadoras distantes durante o después de la ejecución de cada actividad específica. El Contratista está obligado a subsanar en el plazo inmediato las deficiencias identificadas en la(s) actividad(es) de mantenimiento observada(s).

SUBSANACION DE OBSERVACIONES

- 7.14. El Contratista está obligado a cumplir la actividad de mantenimiento y/o las Órdenes de Trabajo de Mantenimiento observadas por deficiencias, caso contrario el Responsable de Mantenimiento de la Unidad Prestadora de ESSALUD o quien haga sus veces comunicará al Supervisor del Servicio para las acciones del caso.

CONFORMIDAD DE CADA ACTIVIDAD

- 7.15. Queda entendido que la Orden de Trabajo de Mantenimiento de ESSALUD revisada por el Responsable de Mantenimiento de la Unidad Prestadora de ESSALUD o quien haga sus veces, es documento ineludible para que el Supervisor del Servicio pueda emitir su Informe Técnico de Conformidad mensual.
- 7.16. La Orden de Trabajo de Mantenimiento con la firma del Jefe del Servicio o Usuario y del Contratista, será entregada al Responsable de la Unidad Prestadora de ESSALUD o quien haga sus veces, en el menor tiempo posible.
- 7.17. El Responsable de Mantenimiento de la Unidad Prestadora de ESSALUD o quien haga sus veces dará por concluida la intervención de mantenimiento, si el trabajo se ha desarrollado conforme a lo contratado y además el registro de la información de las actividades de mantenimiento en la OTM es correcto, habiéndose cumplido estos requisitos visará la Orden de Trabajo de Mantenimiento en señal de conformidad.
- 7.18. Queda entendido que, la Orden de Trabajo de Mantenimiento está concluida cuando cuenta con las firmas de conformidad de: Jefe del Servicio o Usuario y Contratista y visado por el Responsable de Mantenimiento de la Unidad Prestadora de ESSALUD o quien haga sus veces; sin embargo, de presentarse algún inconveniente posterior referente al mantenimiento realizado, el inconveniente deberá ser resuelto como obligación de la Orden de Trabajo de Mantenimiento firmada.
- 7.19. El Responsable de Mantenimiento de la Unidad Prestadora de ESSALUD o quien haga sus veces comunicará los resultados de la evaluación de la Orden de Trabajo de Mantenimiento al Contratista.

- 7.20. La evaluación que corresponde al Responsable de Mantenimiento de la Unidad Prestadora de ESSALUD o quien haga sus veces, comprende las acciones de la ejecución y cumplimiento de cada actividad de mantenimiento y obligaciones esenciales del Contratista.

INGRESO DE INFORMACION DE ORDENES DE TRABAJO AL SOFTWARE DE MANTENIMIENTO DE ESSALUD

- 7.21. Concluida la Orden de Trabajo de Mantenimiento, el Contratista registrará toda la información de la Orden de Trabajo de Mantenimiento, en el SISMAL de ESSALUD, incluido el tiempo de ejecución. La calidad de información que el Contratista registre en el software será evaluada por ESSALUD.

8. PROCESO DE PAGO DEL SERVICIO CONTRATADO

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

- 8.1. El Contratista, dentro de los cinco (5) días siguientes al término de cada período mensual de prestación del servicio, presentará al Supervisor de Servicio un Informe Mensual conteniendo lo siguiente:
- a) Cuadro comparativo de actividades programadas versus actividades ejecutadas que emite el SISMAL.
 - b) Sustento técnico de actividades no ejecutadas (de ser el caso).
 - c) Reporte Mensual de Actividades Ejecutadas que emite el SISMAL de ESSALUD, dicho reporte deberá contener la información de las Órdenes de Trabajo de Mantenimiento (OTM) y Ordenes de Trabajo Complementario (OTC) que han sido concluidas y cuentan con la conformidad respectiva (Imprevistas y Programadas).
 - d) Reporte de Ejecución de Actividades Imprevistas (de ser el caso).
 - e) Lista de actividades reprogramadas (de ser el caso).
 - f) Reporte de insumos (**Formato Nº 05A**) utilizados en la ejecución de los mantenimientos, adjunto los comprobantes de pago.
 - g) Reporte (**Formato Nº 05**) de repuestos, materiales y/o servicios adquiridos con su Capital de Trabajo, adjunto los comprobantes de pago.
 - h) Reporte R31 del SISMAL de repuestos y materiales adquiridos para el mantenimiento con su Capital de Trabajo.
 - i) Otros documentos solicitados por el Supervisor del Servicio que sustenten la ejecución del servicio y/o cumplimiento de obligaciones.

Debe quedar entendido que cada punto del contenido del Informe Mensual forma parte del cumplimiento del Programa de Mantenimiento; en tal sentido, el retraso en la presentación del informe, o de alguno de sus puntos se penalizará (penalidad por mora) como retraso en el plazo de ejecución mensual del servicio.

CONFORMIDAD MENSUAL

- 8.2. El Supervisor del Servicio, dará conformidad del servicio mensual emitiendo un Informe Técnico de Conformidad de acuerdo a la normatividad interna de ESSALUD, este Informe será el único documento que permitirá el pago del servicio mensual de mantenimiento y será elevado a la Unidad de Adquisiciones, Ingeniería Hospitalaria y Servicios de la Red Asistencial Pasco y deberá contener lo siguiente:
- a) Información del servicio contratado y costo mensual del servicio.
 - b) Información de la ejecución del mes correspondiente.
 - c) Pedidos de conformidad del servicio (PECOSER).
 - d) De corresponder, penalidades a ser aplicados al Contratista según **Formato Nº 07**.

FORMALIZACION DEL SERVICIO

- 8.3. La Unidad de Adquisiciones, Ingeniería Hospitalaria y Servicios de la Red Asistencial Pasco, recepcionará el Informe Técnico de Conformidad emitido por el Supervisor del Servicio, conjuntamente con el resto de documentos que conforman el expediente de pago y dará trámite al proceso de pago del servicio de mantenimiento según normatividad vigente en ESSALUD.

9. PROCESO DE LIQUIDACION FINAL DEL SERVICIO CONTRATADO / INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

La liquidación del Contrato se cumplirá en el marco del siguiente detalle:

- 9.1. El Contratista en un plazo máximo de treinta (30) días calendarios contados a partir del día siguiente del último día del mes de ejecución, presentará la Liquidación Final de Actividades de Mantenimiento.
- 9.2. Para tal efecto utilizará los datos totales (cantidad de actividades autorizadas y ejecutadas, monto facturado, descuentos por concepto de atraso e incumplimiento de obligaciones esenciales y monto cobrado) de los Reportes Mensuales de Actividades.
- 9.3. Con la Liquidación Final de Actividades de Mantenimiento, el Contratista entregará un informe final que contenga el registro de toda la información referida a las actividades de mantenimiento contratadas. Dicha entrega constituye obligación esencial.
- 9.4. Sí el Contratista no cumple con consignar la información indicada en los puntos anteriores, ESSALUD dará por no presentada la Liquidación Final. Cumplida la entrega de la Liquidación Final de Actividades y reporte de actividades contratadas, ESSALUD por lo que corresponda efectuará el pago final del servicio de mantenimiento y extenderá la Constancia de Prestación.
- 9.5. La Constancia de Prestación será firmado por el Jefe Administrativo de la Red Asistencial Pasco con visto bueno del Jefe de la Unidad de Adquisiciones, Ingeniería Hospitalaria y Servicios de la Red Asistencial Pasco.

10. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

- 10.1. El Contratista será responsable de los daños, pérdidas y/o sustracciones que sufra ESSALUD por acción, desconocimiento o negligencia de su personal, debiendo reparar o reemplazar a satisfacción de ESSALUD los daños causados. Sí en el término de quince (15) días calendario, el Contratista no realiza la reparación o reemplazo, ESSALUD descontará automáticamente, el valor de la reparación o reemplazo de los importes pendientes de cancelación. El valor de reparación o reemplazo del bien será el de vigencia en el mercado y será puesto en conocimiento del Contratista.

La reparación o reemplazo por sustracción ilícita se cumplirá sin perjuicio de las acciones administrativas, policial y/o judicial que el caso obligue.

Sí el monto de la facturación pendiente de pago no cubre el valor de la reparación o reemplazo, y el Contratista no se pronuncia al respecto, ESSALUD ejecutará la Garantía de Fiel Cumplimiento.

- 10.2. El Contratista es responsable directo del personal destacado para la prestación del servicio contratado, no existiendo ningún vínculo de dependencia laboral con ESSALUD.
- 10.3. El Contratista es responsable del pago de las remuneraciones de su personal destacado, así como de todos los importes, que por el pago de tales remuneraciones pudieran devengarse por conceptos de leyes, beneficios sociales, seguro social, indemnización por tiempo de servicios, tributos creados o por crearse, etc.

- 10.4. A ESSALUD no le corresponderá ninguna responsabilidad en caso de accidentes, daños, mutilaciones, invalidez o muerte de los trabajadores del Contratista o terceras personas, que pudieran ocurrir en la ejecución del contrato, con ocasión o como consecuencia del mismo.
- 10.5. Es responsabilidad obligatoria del Contratista el cumplimiento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 005-2012-TR, y sus respectivas modificatorias.

11. HORARIOS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

- 11.1. Los recursos humanos requeridos por cada uno de las Unidades Prestadoras de la Red Asistencial Pasco de ESSALUD, deberán cubrir jornadas laborales de lunes a domingo incluido feriado; entendiéndose que la distribución de dicho personal se podrá realizar en cualquiera de los tres (3) turnos de trabajo establecidos por Ley y aceptado por ESSALUD, incluido los turnos de guardia.

El rol mensual para cada personal será elaborado por el Contratista y deberá presentarlo 15 días antes del inicio del nuevo periodo mensual para la autorización del Supervisor del Servicio para el ingreso a las Unidades Prestadoras de ESSALUD.

- 11.2. El personal técnico atenderá las situaciones imprevistas que se presenten en las Unidades Prestadoras sin limitaciones de horario y sin costo adicional para ESSALUD.

12. PERSONAL DESTACADO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

- 12.1. El personal del Contratista deberá cumplir las siguientes normas de conducta:
- ⇒ Pulcritud y orden personal en todo momento
 - ⇒ Puntualidad y responsabilidad
 - ⇒ Respeto, cortesía y buenas costumbres
 - ⇒ Utilizar el uniforme y fotocheck en forma impecable y decorosa.
- 12.2. El Contratista proporcionará, de su propio peculio, uniformes, equipos de seguridad y/o bioseguridad y fotocheck a su personal destacado en las instalaciones de las Unidades Prestadoras
- 12.3. ESSALUD mediante comunicación simple, podrá solicitar la sanción y/o cambio de personal, cuando éste no cumpla las normas de higiene establecidas y las normas disciplinarias de la Institución, así como incurra en reincidencia de inasistencias.
- 12.4. El Supervisor de Servicio, podrá solicitar la sanción y/o cambio de personal, cuando este demuestre negligencia y/o incapacidad en el cumplimiento de sus actividades.
- 12.5. El cambio del personal indicado en los numerales anteriores (12.3 y 12.4) se debe realizar en el plazo de cuarenta y ocho horas (48). El personal retirado por medidas disciplinarias e incapacidad no podrá ser reasignado a otra Unidad Prestadora de la Red Asistencial Pasco de ESSALUD.

13. PENALIDADES

- 13.1. La penalidad por mora será aplicada de acuerdo a lo establecido en la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado.

En caso de retraso injustificado del Contratista en la ejecución de la prestación objeto del contrato, ESSALUD le aplicará automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplicará automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{0.40 \times \text{plazo en días}}$$

13.2. Asimismo, se aplicarán otras penalidades por cada incumplimiento de las exigencias establecidas en los Términos de Referencia, Bases u Oferta Técnica del contratista, entendiéndose por incumplimiento lo siguiente:

- a) Inasistencia del personal designado de acuerdo al rol de asistencia para ejecutar sus labores. Se contabilizará por cada personal y por cada día en que se presente el incumplimiento. Se evidenciará la inasistencia con el informe del Servicio de Vigilancia del Establecimiento de Salud.
- b) Retraso injustificado en la atención oportuna de las situaciones imprevistas presentadas con los equipos en cobertura.
Se contabilizará por cada día en que no se atienda, por equipo e instalación, a partir del vencimiento del plazo otorgado por el Supervisor del Servicio al Residente del Servicio y/o Contratista para la atención mediante carta y/o correo electrónico.
- c) Inoperatividad o mal funcionamiento de los equipos e instalaciones, por causas atribuibles al contratista.
Se contabilizará por cada día de inoperatividad o mal funcionamiento, y por equipo, a partir del vencimiento del plazo otorgado por el Supervisor de Servicio al Residente del Servicio y/o Contratista para la atención correspondiente mediante carta y/o correo electrónico.
- d) No uso de uniformes, implementos de seguridad y/o bioseguridad y fotocheck por parte del personal que ejecuta el servicio.
Se contabilizará por cada día de incumplimiento y por personal, a partir del día siguiente del levantamiento del Acta de Constatación y/o notificación vía correo electrónico del Supervisor del Servicio al Residente del Servicio y/o Contratista.
- e) No reemplazar a un personal después de tres (03) días de inasistencia consecutivos por cualquier motivo.
Se contabilizará por cada día de incumplimiento y por personal. El Supervisor del Servicio notificará del hecho al Residente del Servicio y/o Contratista mediante carta y/o correo electrónico.
- f) No reemplazo de medios físicos deteriorados.
Se contabilizará por cada día de incumplimiento y por medio físico a partir del vencimiento del plazo que se establezca en el Acta de Constatación y/o notificación vía correo electrónico del Supervisor del Servicio al Residente del Servicio y/o Contratista.
- g) No disponibilidad de Capital de Trabajo para el mes de ejecución.
Se contabilizará por cada día de incumplimiento a partir del vencimiento del plazo otorgado por el Supervisor del Servicio al Residente del Servicio y/o mediante carta y/o correo electrónico.

Los montos de las penalidades serán calculados de acuerdo a la tabla de valorizaciones que se indica en el **Formato N° 07**.

14. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

A	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL
A.1	CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
A.1.1	FORMACIÓN ACADÉMICA
	<p><u>Requisitos:</u></p> <p>El Residente del Servicio debe ser técnico en electrónica y/o electricidad y/o mecánica y/o mecatrónica. Incluye especialidades de: electrónica, electricidad y mecánica; asimismo, debe ser titulado de Instituto Superior Tecnológico o SENATI.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acreditará con copia simple de su título.</p>
A.2	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
	<p><u>Requisitos:</u></p> <p>El Residente del Servicio debe tener 60 meses de experiencia en mantenimiento de equipos biomédicos en entidades de salud públicos y/o privados. La entidad de salud donde ha laborado debe figurar en su documento de acreditación.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.</p> <div> <p>Importante</p> <ul style="list-style-type: none"> Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal clave, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días se debe considerar el mes completo. Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el personal corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido en las bases. </div>

B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
	<p><u>Requisitos:</u></p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 1, 000,000.00 (<i>Un millón con 00/100 soles</i>), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>Se consideran servicios similares a los siguientes SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS EN GENERAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PUBLICOS Y/O PRIVADOS.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago¹, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.</p> <p>En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.</p> <p>En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.</p> <p>En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.</p> <p>Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.</p> <p>Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.</p> <p>Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9 (de las Bases estandarizadas del OSCE).</p> <p>Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 (de las Bases estandarizadas del OSCE) referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.</p>

¹ Cabe precisar que, de acuerdo con la **Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado**:

"... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado"

(...)

"Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término "cancelado" o "pagado"] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia".

Importante

- *Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida.*
- *En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la convocatoria, conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".*

ANEXO N° 01

COBERTURA DEL SERVICIO

El servicio de Mantenimiento deberá cubrir el equipamiento que está distribuido en las unidades prestadoras de la Red Asistencial Pasco, de acuerdo al siguiente cuadro:

UNIDAD PRESTADORA	NIVEL
Cerro de Pasco y Anexo (Casa de Piedra)	Hospital II
Huariaca	Hospital I
Oxapampa	Hospital I
San Juan	Centro Médico
Huayllay	Centro de Atención Primaria II
Yanahuanca	Centro de Atención Primaria II
Villa Rica	Centro de Atención Primaria II
Milpo	Posta Médica
Chicrín	Posta Médica
Colquijirca	Posta Médica
Paucartambo	Posta Médica
Pozuzo	Posta Médica
Bermúdez	Posta Médica Puerto

Para el caso del Hospital II Cerro de Pasco, I Huariaca y I Oxapampa, se dispondrá de personal destacado en forma permanente, mientras que para las demás unidades prestadoras (periféricos) se dispondrá de personal itinerante que deberá cubrir el mantenimiento del equipamiento de acuerdo al siguiente cronograma de visitas:

<div><div></div><div>MESES</div></div> <div>UNIDAD PRESTADORA</div>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SAN JUAN	X			X			X			X		
2	COLQUIJRCA	X			X			X			X		
3	HUALLLAY	X			X			X			X		
4	CHICRÍN		X			X			X			X	
5	MILPO		X			X			X			X	
6	PAUCARTAMBO		X			X			X			X	
7	YANAHUANCA		X			X			X			X	
8	VILLA RICA			X			X			X			X
9	POZUZO			X			X			X			X
10	PUERTO BERMUDEZ			X			X			X			X

ANEXO N° 02

PERFIL BASICO DE LOS RECURSOS HUMANOS

A) DEL RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SERVICIO (PERSONAL CLAVE)

PERSONAL	PROFESION	GRADO ACADEMICO	EXPERIENCIA
RESIDENTE DEL SERVICIO (TECNICO "A")	ELECTRONICO/ ELECTRICISTA/ MECANICO/ MECATRÓNICO (**)	TECNICO (Titulado de Instituto Superior Tecnológico o SENATI)	60 MESES EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS (*)

Nota: El Coordinador Técnico, no es un personal adicional, sino que pertenece al grupo de técnicos que ejecutarán el mantenimiento.

B) DE LOS TÉCNICOS EJECUTORES DEL MANTENIMIENTO

PERSONAL	PROFESION	GRADO ACADEMICO MINIMO	EXPERIENCIA
TECNICO BIOMÉDICO "A"	ELECTRONICO/ ELECTRICISTA/ MECANICO/ MECATRÓNICO (**)	TECNICO (Titulado de Instituto Superior Tecnológico o SENATI)	48 MESES EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS (*)

C) DEL TÉCNICO ADMINISTRATIVO

PERSONAL	PROFESION	GRADO ACADEMICO MINIMO	EXPERIENCIA
TECNICO ADMINISTRATIVO	ELECTRONICO/ ELECTRICISTA/ COMPUTACION	TECNICO (Titulado de Instituto Superior Tecnológico o SENATI)	24 MESES EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

(*) La experiencia será contabilizada a partir de la obtención del título de profesional técnico en su especialidad.

(**) Incluye especialidades de electrónica, electricidad y mecánica.

IMPORTANTE:

Al menos, tres (03) técnicos ejecutores de mantenimiento (incluye al Residente del Servicio) deben contar con sus Licencias Individuales para Mantenimiento de Equipos de Rayos X de Uso Médico otorgado por la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional (OTAN) del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN).

Dichos técnicos serán los únicos autorizados para realizar los mantenimientos (preventivos o correctivos) a los equipos de rayos x de la Red Asistencial Pasco.

CANTIDAD DE RECURSOS HUMANOS REQUERIDOS POR ITEM

ITEM	DESCRIPCION	TECNICO A	TECNICO ADM.	TOTAL
1	HOSPITAL II CERRO DE PASCO	1 (Residente del Servicio) 3	1	5
	HOSPITAL I HUARIACA	1		1
	HOSPITAL I OXAPAMPA	1		1
	PERIFERICOS	1		1
	TOTAL	7	1	8

La retribución económica (sueldo neto mensual) que debe percibir cada personal del Contratista, se muestra en el siguiente cuadro:

NIVEL DEL PERSONAL	SUELDO NETO MENSUAL
RESIDENTE DEL SERVICIO	2,800.00
TECNICO A	2,300.00
TECNICO ADMINISTRATIVO	2,100.00

NOTA: Los montos indicados son los netos mensuales, es lo mínimo que debe percibir cada personal, cualquiera sea la oferta económica global del postor. Sobre dichos montos se deberá considerar todos los beneficios laborales como: Aportes al sistema pensionario (ONP o AFP), asignación familiar, compensación por tiempo de servicio (CTS), vacaciones, gratificaciones, aportes a ESSALUD para salud, seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR), seguro vida, etc.

Para la firma del contrato, el postor ganador deberá presentar su estructura de costos donde incluya los otros rubros propios del servicio a ejecutar debiendo presentar un costo total por cada técnico.

ANEXO N° 03

MEDIOS FISICOS MINIMOS PARA EL MANTENIMIENTO

1. RELACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS					
N°	NOMBRE O DENOMINACION	CARACTERISTICAS BASICAS	HIIP	HIH	HIO
1	Fuente de alimentación digital DC	220 VAC / 3 – 30 VDC 5 AMP	1	1	1
2	Simulador de ECG	Para 10 derivadas, con ocho frecuencias cardiacas y diez arritmias seleccionables	1	1	1
3	Simulador de PNI	En adultos (120/80mmHg), neonatos(70/40 mmHg), hipertensos (190/120mmHg) y hipotensos (80/40mmHg)	1	1	1
4	Simulador de SPO2	Saturación: 85,95,98,99% y Frecuencia Cardiaca: 40,80,140	1	1	1
5	Analizador de prueba de oxigeno	Rango de medición de 0 a 100 % con sensor de célula de combustible galvanizada, temperatura de funcionamiento de 0°C a 40°C	1	-	-
6	Taladro/percutor inalámbrico	24v DC / 3AH	1	1	1
7	Extractor de rodamientos	3 uñas de 3 pulgadas	1	1	1
8	Soplador de aire	220 AC / 600W con control de velocidad	1	1	1
9	Tacómetro digital	Óptico hasta 15000 RPM	1	1	1
10	Arco de sierra	Tamaño estándar	1	1	1
11	Prensa de banco	Tamaño mediano	1	1	1
12	Juego de llaves store	del 4 al 20	1	1	1
13	Juego de llaves mixtas milimétricas	Hasta 30 mm	1	1	1
14	Juego de llaves mixtas pulgadas	Hasta 1 1/4 "	1	1	1
15	Juego de limas grandes fina	Plana , bastarda y redonda	1	1	1
16	Juego de limas grandes gruesa	Plana , bastarda y redonda	1	1	1
17	Llave francesa	De 10 "	1	1	1
18	Llave stilson	De 10"	1	1	1
19	Extensión con supresor de picos	Tomacorrientes con toma a tierra de clavijas mixtas con 5mts de cable	1	1	1
20	Juego de dados pulg.	Desde ¼ " Hasta 1 1/4 " ,	1	1	1
21	Juego de dados mm	Desde 5mm Hasta 32mm	1	1	1
22	Martillo	con cabeza plana y mango aislado	1	1	1
23	Esmeril eléctrico	1/4 HP	1	1	1
24	Alicate de presión	10"	1	1	1
25	Pistola para pintar	Tamaño estándar	1	1	1
26	Alicates pequeños	Juego de 6 piezas	1	1	1
27	Bomba de vacío para refrigeración	220v ¾ hp vacío hasta 15 micrones	1	1	1
28	Microscopio digital	1200x pantalla lcd 7"	1	1	1
29	Manómetro Manifold Standard	M2-12MHH	1	1	1
30	Amperímetro digital	Rango máximo 600 Amp.	1	1	1
31	Termómetro digital	Rango de -50°C a 1000°C	1	1	1
32	Capacímetro digital	Rango minino 20mf máximo 200pf	1	1	1
33	Analizador de seguridad eléctrica	Parámetros básicos prueba de corriente hasta 20 amperios	1	-	-
34	Cortador de tubo	de tubo de cobre hasta 32mm	1	1	1
35	Avellanador o expandidor	Para tubo de 3/16" hasta 5/8"	1	1	1
36	Equipo de oxicorte portátil	Botella de oxígeno, botella de acetileno y kit de soldadura	1	-	-
37	Probador de cable de red de datos (testeador)	Indicadores led, conexiones RJ45,RJ12,RJ11	1	1	1

38	Alicate Crimping	Para RJ45 y RJ11	1	1	1
39	Pesas patrón para balanzas	Kit para un kilo de 5 pesas	1	1	1
40	Linterna portátil	Con LED de luz blanca y recargable	1	1	1
41	Estación de soldadura de aire caliente	Voltaje: 220V, Potencia: 750 W Temperatura de almacenamiento de -100°C a 450°C	1	1	1

2. CONTENIDO DE MALETIN DE HERRAMIENTAS (UNO POR TECNICO)					
Nº	NOMBRE O DENOMINACION	CARACTERISTICAS BASICAS	CANTIDAD		
1	Brocha para limpieza	de 1"	1		
2	Brocha para limpieza	de 2"	1		
3	Cautín eléctrico	220 VAC – 30 W con punta diamantada	1		
4	Extractor de soldadura	Tipo lapicero	1		
5	Cuchilla de vuelta plana	Para electricista	1		
6	Juego de llaves allen milimétricas	Juego de 12 pzas	1		
7	Juego de llaves allen pulgadas	Juego de 12 pzas	1		
8	Llave francesa	de 8"	1		
9	Llave francesa	de 6 "	1		
10	Juego de destornilladores planos	Juego de 5 pzas. (Largos y cortos)	1		
11	Juego de destornilladores estrellas	Juego de 5 pzas. (Largos y cortos)	1		
12	Juego de destornilladores torx	Juego de 5 pzas n°10,15,20,25,27 y 30	1		
13	Juego de alicates	Punta, corte, pico de loro y universal	1		
14	Juego de perilleros	Juego de 6 pzas , aislados	1		
15	Linterna tipo vincha	Con LED de luz blanca y recargable	1		
16	Multímetro digital	Para voltaje, amperaje, resistencia, capacidad, frecuencia, prueba de diodos y transistores	1		
17	Juego de limatones	X 6 pzas	1		

3. EQUIPO DE COMPUTO					
Nº	NOMBRE O DENOMINACION	CARACTERISTICAS BASICAS	HIIP	HIH	HIO
1	Computadora de escritorio	Computadora de escritorio. Procesador Core i5, Memoria RAM 8GB, Hard Disk 500 GB, tarjeta de red, Kit Multimedia y softwares básicos instalados.	1	-	-
2	Laptop	Computadora portátil. Procesador Core i5, Memoria RAM 8GB, Hard Disk 500 GB, tarjeta de red, Kit Multimedia y softwares básicos instalados.	1	1	1
3	Impresora a inyección de tinta	Tinta continua	1	1	1

4. EQUIPOS DE COMUNICACIÓN						
Nº	NOMBRE O DENOMINACION	CARACTERISTICAS BASICAS	HIIP	HIH	HIO	PER F.
1	Celular	Equipo con acceso a internet	2	1	1	1
2	Internet 4.5G	Velocidad de descarga 16Mbps MODEM: Servidor DHCP incorporado 4 puertos LAN 2 antenas externas (tipo SMA)	1	-	-	-

5. UNIFORME PARA CADA TECNICO			
Nº	NOMBRE O DENOMINACION	CARACTERISTICAS BASICAS	CANTIDAD
1	Pares de zapatos	De seguridad – dieléctrico (incluye para Técnico Administrativo)	2
2	Lentes de seguridad	Transparentes y resistentes	1
3	Pantalón, casaca y camisa/chompa/polo	De color apropiado para hospital (incluye para Técnico Administrativo)	2
4	Protector facial	Visor facial amplio material policarbonato que cumple la Norma ANSI/ISEA Z87.1-2010	1
5	Casco de seguridad	Color según norma	1
6	Mascarilla	NK95	24
7	Respirador con filtros para pintar	Con doble filtro	2

Notas:

- Las herramientas deberán ser de buena calidad y de marca reconocida para que realice un trabajo eficiente, si existiera algún deterioro antes de tiempo, esto será reemplazado inmediatamente por el Contratista.
- En cuanto a los uniformes, el material debe ser de buena calidad; asimismo, se ha considerado las cantidades como estimado; sin embargo, de ocurrir el deterioro antes del tiempo estimado (06 meses) de duración, el Contratista asumirá el reemplazo de manera inmediata.
- Los instrumentos de medición deberán estar calibrados, para ello deberá contar y presentará el certificado de calibración vigente por una entidad acreditada.

FORMATO N° 01

PROGRAMACION DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Nº	DATOS DEL EQUIPO			BIENES PROGRAMADOS		CANTIDAD PROGRAMADA MENSUAL												Cant. Anual	U.M.	Costo Unit. (S/.)	Costo Total (S/.)		
	CODIGO PATRIMONIAL	DESCRIPCION	MARCA / MODELO	DENOMINACIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	M 1	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 9	M 10	M 11	M 12						
				1.		(*)																	
				2.																			
				3.																			
						TOTAL PAGINA (S/.)																	
						TOTAL ACUMULADO (S/.)																	

(*) SE INDICARA LA CANTIDAD QUE SE REQUIERE EN ESE MES ESPECIFICO

LUGAR Y FECHA:

RESIDENTE DEL SERVICIO

V°B° SUPERVISOR DEL SERVICIO

FORMATO N° 02

REQUERIMIENTO DE BIENES PARA EL MANTENIMIENTO

FECHA DE SOLICITUD DE BIENES

/ /

ÓRGANO DESCONCENTRADO: RED ASISTENCIAL PASCO

ESTABLECIMIENTO DE SALUD:

DATOS DEL SOLICITANTE

TALLER EJECUTOR:

RESIDENTE DEL SERVICIO:

TÉCNICO RESPONSABLE:

Datos del Bien o Repuesto							Verificación Almacén		
Cant.	UNID.	Descripción del Repuesto	Denominación del Equipo	Código Patrimonial	OTM / OTC	P.U	Cant. Entregada	Dev. (Si / No)	Fecha de Entrega
		Especificaciones Técnicas:					Visto Bueno Almacén		
		Especificaciones Técnicas:					Visto Bueno Almacén		
		Especificaciones Técnicas:					Visto Bueno Almacén		

RESIDENTE DEL SERVICIO

V°B° SUPERVISOR DEL SERVICIO

FORMATO N° 02A

REQUERIMIENTO DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO

CONTRATISTA						
MES PARA EL QUE SE REQUIERE						
N° DE ORD.	CENTRO ASISTENCIAL	CANT.	UND.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (S/.) ESTIMADO	PRECIO TOTAL (S/.) ESTIMADO
				1.		
				2.		
				3.		
MONTO TOTAL ESTIMADO (S/.)						

RESIDENTE DEL SERVICIO

V°B° SUPERVISOR DEL SERVICIO

FORMATO N° 03

FORMATO DE DEVOLUCIÓN DE BIENES DEL MANTENIMIENTO

ÓRGANO DESCONCENTRADO: RED ASISTENCIAL PASCO

ESTABLECIMIENTO DE SALUD:

DATOS DEL SOLICITANTE		
TALLER EJECUTOR:	RESIDENTE DEL SERVICIO:	TÉCNICO RESPONSABLE:

DATOS DEL BIEN O REPUESTO REEMPLAZADO								
Cant.	UNID.	Descripción del Repuesto	Estado del Repuesto	Fecha del Reemplazo	Denominación del Equipo de donde se Retiró el Repuesto	Código Patrimonial	OTM / OTC	Fecha de Entrega a Residente

RESIDENTE DEL SERVICIO

V°B° SUPERVISOR DEL SERVICIO

FORMATO N° 04

FORMATO DE SOLICITUD DE COMPRA POR LOGÍSTICA

N° DE SOLICITUD

ÓRGANO DESCONCENTRADO: RED ASISTENCIAL PASCO

ESTABLECIMIENTO DE SALUD:

ÁREA USUARIA: OFICINA DE INGENIERÍA HOSPITALARIA

FECHA QUE SE REQUIERE:/...../.....

ITEM	DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL REPUESTO SOLICITADO							DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO DESTINO (*)				
	Código SAP	Descripción del Repuesto	Especificaciones Técnicas	U.M	CANT.	Garantía (meses)	Plazo Entrega	Servicio	Denominación del Equipo	Marca	Modelo	Código Patrimonial
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												

(*) EQUIPO DESTINO, se refiere al equipo donde se instalará el repuesto solicitado

RESPECTO AL BIEN

- El bien debe ser nuevo y sin uso, original o compatible. Las EETT deben sustentarse en catálogos, manuales e información técnica del fabricante .

GARANTIA

- **Alcance:** Contra defectos de diseño y/o fabricación, averías o fallas de funcionamiento, ajenos al uso normal o habitual del bien y no detectado al momento que se otorgó la conformidad.
- **Condiciones:** La garantía cubre el reemplazo del bien en un plazo máximo de ____ días calendarios.
- **Inicio del periodo de garantía:** A partir de la fecha de la entrega del bien y su conformidad.

PLAZO DE ENTREGA

- El plazo de entrega se contabiliza a partir del día siguiente de suscrito el contrato o recepción de la Orden de Compra.

RESIDENTE DEL SERVICIO

V°B° SUPERVISOR DEL SERVICIO

FORMATO Nº 05

RELACION DE REPUESTOS, MATERIALES Y SERVICIOS DE MANUFACTURA SUMINISTRADOS A ESSALUD

MES DE RENDICION		UNIDAD PRESTADORA	
CONTRATISTA		EQUIPAMIENTO	

Nº de Ord.	BOLETA O FACTURA		ITEM (REPUESTO/MATERIAL/INSUMO)			Nº DE OTM	EQUIPO	
	Nº	COSTO DEL ITEM (S/.)	U.M.	CANT	DENOMINACION		ETIQUETA PATRIMONIAL	DESCRIPCION
					1.			
					2.			
					3.			
MONTO TOTAL (S/.)								

El costo de los ítems y el monto total invertido ya consideran el I.G.V. y además corresponden a las cifras indicadas en las boletas o facturas.

RESIDENTE DEL SERVICIO

VºBº SUPERVISOR DEL SERVICIO

FORMATO N° 05A

RELACION DE INSUMOS SUMINISTRADOS A ESSALUD

CONTRATISTA							
MES DE RENDICION							
N° DE ORD.	CENTRO ASISTENCIAL	N° DE FACT. / BOLETA	CANT.	UND.	DESCRIPCION	P.U.	P.T.
					1.		
					2.		
					3.		
MONTO TOTAL (S/.)							

El costo de los ítems y el monto total invertido ya consideran el I.G.V. y además corresponden a las cifras indicadas en las boletas o facturas.

RESIDENTE DEL SERVICIO

VºBº SUPERVISOR DEL SERVICIO

FORMATO N° 06

FORMATO DE REPROGRAMACIÓN / ANULACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

ÓRGANO DESCONCENTRADO: RED ASISTENCIAL PASCO

FECHA: / /

TALLER DE MANTENIMIENTO: ELECTROMECHANICO

N°	Unidad Prestadora	Servicio	DATOS DEL EQUIPO Y/O OTM PROGRAMADO						DATOS DE LA REPROGRAMACIÓN	
			Denominación	Marca	Modelo	Etiqueta Patrimonial	OTM	Fecha Programada	Motivo de la Reprogramación / Anulación (*)	Fecha Reprogramada
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										

(*) Registrar el número que sustente la reprogramación o anulación de la OTM, según la siguiente leyenda:

REPROGRAMACIÓN

- 1 Falta de Repuestos:** Detallar los repuestos requeridos y adjuntar copiade la OTM y los documentos con los que fueron solicitados a la oficina de Adquisiciones del Organo Desconcentrado.
- 2 Disponibilidad del Equipo:** Indicar las veces que se utilice el equipo por día, por hora; número de usuarios por turno, horas de uso del equipo por día.
- 3 Usuario no pertite Realizar el Mantenimiento:** El usuario debe indicar en la OTM el motivo por el cual no permite ejecutar el mantenimiento preventivo programado del equipo.

ANULACIÓN

- 4 Equipo Siniestrado:** Adjuntar copia de la declaracióm del siniestro elaborado por parte del usuario.
- 5 Equipo de Baja:** Adjuntar copias de la resolución de baja o evaluación Técnica del Equipo que sustente la Baja del Equipo.

RESIDENTE DEL SERVICIO

V°B° SUPERVISOR DEL SERVICIO

FORMATO N° 07

INFORME DE PENALIDADES EN LA PRESTACION DEL SERVICIO

DIA	MES	AÑO

I. DATOS DEL CONTRATO

SERVICIO CONTRATADO	
CONTRATISTA	
VIGENCIA DEL CONTRATO	
PERIODO DE EVALUACION	

II. RESULTADOS DE LA EVALUACION

A) PENALIDAD POR MORA: DIAS DE RETRASO: _____ MONTO: S/. _____ (A)

B) OTRAS PENALIDADES: Según el siguiente detalle:

ASPECTOS		(A) Nº de días de incumplimiento	(B) % de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT)	(A x B) Monto total (S/.) del ítem	Observaciones
a)	Inasistencia del personal designado de acuerdo al rol de asistencia para ejecutar sus labores.		5		
b)	Retraso injustificado en la atención oportuna de las situaciones imprevistas presentadas con los equipos e instalaciones en cobertura.		7		
c)	Inoperatividad o mal funcionamiento de los equipos e instalaciones, por causas atribuibles al contratista.		7		
d)	No uso de uniformes, implementos de seguridad y/o bioseguridad y fotocheck por parte del personal que ejecuta el servicio.		3		
e)	No reemplazar a un personal después de tres (03) días de inasistencia consecutivos por cualquier motivo.		5		
f)	No reemplazo de medios físicos deteriorados.		5		
g)	No disponibilidad de Capital de Trabajo para el mes de ejecución.		5		
			TOTAL (S/.)		(B)

TOTAL A DESCONTAR (A) + (B) S/. _____

SUPERVISOR DE SERVICIO

NOTA: Para el cálculo de penalidad, el valor de la UIT, será el vigente en la fecha (s) en que se presente el incumplimiento.

ANEXO Nº 04 - LISTADO DE EQUIPOS PARA COBERTURA DEL SERVICIO								
Nº	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIPO EQUIP.	CRITICIDAD	MODALIDAD EJECUCIÓN
1	ANEXO CERRO DE PASCO	GASTOS GENERALES ANEXO CERRO DE PASCO	00392700	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	GOMCO / 3040	B	M	MO
2	ANEXO CERRO DE PASCO	GASTOS GENERALES ANEXO CERRO DE PASCO	00397299	BAÑO MARIA	MEMMERT / W270	B	B	MO
3	ANEXO CERRO DE PASCO	GASTOS GENERALES ANEXO CERRO DE PASCO	00403514	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	GEMMY / SU-305	B	M	MO
4	ANEXO CERRO DE PASCO	GASTOS GENERALES ANEXO CERRO DE PASCO	00403554	MICROSCOPIO BINOCULAR	MICROS / MCX100	B	B	MO
5	ANEXO CERRO DE PASCO	GASTOS GENERALES ANEXO CERRO DE PASCO	00403556	MICROSCOPIO BINOCULAR	MICROS / MCX100	B	B	MO
6	ANEXO CERRO DE PASCO	GASTOS GENERALES ANEXO CERRO DE PASCO	00403567	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	CAMI / NEW HOSPIVAC 350	B	M	MO
7	ANEXO CERRO DE PASCO	GASTOS GENERALES ANEXO CERRO DE PASCO	00403570	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	CAMI / NEW HOSPIVAC 350	B	M	MO
8	ANEXO CERRO DE PASCO	GASTOS GENERALES ANEXO CERRO DE PASCO	00740474	EQUIPO DE RAYOS X DENTAL RODABLE	VILLA SISTEMI MEDICALI / ENDOS DC	B	M	MO
9	ANEXO CERRO DE PASCO	GASTOS GENERALES ANEXO CERRO DE PASCO	00741099	ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA (25 A 45 LITROS)	CISA / 250	B	A	MO
10	ANEXO CERRO DE PASCO	GASTOS GENERALES ANEXO CERRO DE PASCO	00741100	ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA (25 A 45 LITROS)	CISA / 260	B	A	MO
11	ANEXO CERRO DE PASCO	GASTOS GENERALES ANEXO CERRO DE PASCO	00741103	ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA (25 A 45 LITROS)	CISA / 260	B	A	MO
12	ANEXO CERRO DE PASCO	GASTOS GENERALES ANEXO CERRO DE PASCO	00741107	ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA (25 A 45 LITROS)	CISA / 260	B	A	MO
13	ANEXO CERRO DE PASCO	GASTOS GENERALES ANEXO CERRO DE PASCO	00741119	ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA (15 A 25 LITROS)	CISA / 250	B	A	MO
14	ANEXO CERRO DE PASCO	GASTOS GENERALES ANEXO CERRO DE PASCO	00741122	ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA (15 A 25 LITROS)	CISA / 250	B	A	MO
15	ANEXO CERRO DE PASCO	GASTOS GENERALES ANEXO CERRO DE PASCO	00741123	ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA (15 A 25 LITROS)	CISA / 250	B	A	MO
16	ANEXO CERRO DE PASCO	GASTOS GENERALES ANEXO CERRO DE PASCO	00741132	ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA (15 A 25 LITROS)	CISA / 250	B	A	MO
17	ANEXO CERRO DE PASCO	GASTOS GENERALES ANEXO CERRO DE PASCO	00741227	SIERRA ELECTRICA PARA CORTAR YESO	HEBU MEDICAL / HB-8894	CE	M	MO
18	ANEXO CERRO DE PASCO	GASTOS GENERALES ANEXO CERRO DE PASCO	00741286	REFRIGERADORA PARA LABORATORIO (15 A 25 PIES CUBICOS)	THERMO SCIENTIFIC / REL 2304D	B	M	MO
19	CERRO DE PASCO	ADQUISICIONES, INGEN. HOSP. Y SERVICIOS.	00741138	CENTRIFUGA DE MESA (400 A 750 ML)	THERMO SCIENTIFIC / CL 10	B	M	MO
20	CERRO DE PASCO	ADQUISICIONES, INGEN. HOSP. Y SERVICIOS.	00741298	REFRIGERADORA PARA LABORATORIO (15 A 25 PIES CUBICOS)	THERMO SCIENTIFIC / REL 2304D	B	M	MO
21	CERRO DE PASCO	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	00393323	CORTADORA ELECTRICA DE GASAS	KM / KSAU	CE	M	MO
22	CERRO DE PASCO	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	00393324	CORTADORA ELECTRICA DE GASAS	ELECTRIC CLOTH / KS-E	CE	M	MO
23	CERRO DE PASCO	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	00403463	ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA	MIDMARK / M - 11	B	A	MO
24	CERRO DE PASCO	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	00740060	ESTERILIZADOR DE PROCESO RAPIDO	SCICAN / STATIM 2000	B	A	MO
25	CERRO DE PASCO	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	00741105	ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA (25 A 45 LITROS)	CISA / 260	B	A	MO
26	CERRO DE PASCO	CONSULTA EXTERNA - GASTROENTEROLOGÍA	00403018	PROCTOSIGMOIDOSCOPIO ADULTO / PEDIATRICO	HEINE MARTIN / null	B	B	MO
27	CERRO DE PASCO	CONSULTA EXTERNA - GASTROENTEROLOGÍA	00403503	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS	EDAN INSTRUMENTS / M9	B	A	MO
28	CERRO DE PASCO	CONSULTA EXTERNA - GASTROENTEROLOGÍA	00741315	ELECTROCOAGULADOR DE ARGON PLASMA	EMED / ES 350	B	A	MO
29	CERRO DE PASCO	CONSULTA EXTERNA - GASTROENTEROLOGÍA	00741460	VIDEO GASTROSCOPIO ESPECIALIZADO ADULTO	OLYMPUS / CV-190	B	A	MO
30	CERRO DE PASCO	CONSULTA EXTERNA - GASTROENTEROLOGÍA	00741467	VIDEO BRONCOSCOPIO ADULTO	OLYMPUS / EVIS EXERA III	B	A	PA
31	CERRO DE PASCO	CONSULTA EXTERNA - GASTROENTEROLOGÍA	01223588	ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE	ATMOS / RECORD 55 DDS	B	M	MO
32	CERRO DE PASCO	CONSULTA EXTERNA - GASTROENTEROLOGÍA	01224225	PULSIOXIMETRO	NONIN / 7500	B	A	MO
33	CERRO DE PASCO	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00392927	ESTERILIZADOR A CALOR SECO	MEMMERT / UM200	B	A	MO
34	CERRO DE PASCO	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00394566	ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL	AIR SHIELDS / CA	B	M	MO
35	CERRO DE PASCO	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00403111	UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO MAS COMPRESORA	GNATUS / INOVA PLUS LSF E	B	B	MO

ANEXO Nº 04 - LISTADO DE EQUIPOS PARA COBERTURA DEL SERVICIO

Nº	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIPO EQUIP.	CRITICIDAD	MODALIDAD EJECUCIÓN
36	CERRO DE PASCO	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00403114	UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO MAS COMPRESORA	GNATUS / INOVA PLUS LSF E	B	B	MO
37	CERRO DE PASCO	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00403115	UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO MAS COMPRESORA	GNATUS / INOVA PLUS LSF E	B	B	MO
38	CERRO DE PASCO	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00740476	EQUIPO DE RAYOS X DENTAL RODABLE	VILLA SISTEMI MEDICALI / ENDOS DC	B	M	MO
39	CERRO DE PASCO	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00741133	ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA (15 A 25 LITROS)	CISA / 250	B	A	MO
40	CERRO DE PASCO	CONSULTA EXTERNA - OFTALMOLOGÍA	00740054	AUTOKERATOREFRACTOMETRO	TOPCON / KR-8800	B	B	MO
41	CERRO DE PASCO	CONSULTA EXTERNA - OFTALMOLOGÍA	00740059	REGLA BIOMETRICA ULTRASONICA	QUANTEL MEDICAL / AXIS	B	B	MO
42	CERRO DE PASCO	CONSULTA EXTERNA - OFTALMOLOGÍA	00741427	LAMPARA DE HENDIDURA CON TONOMETRO DE APLANACION	TOPCON / SL-D7	B	B	MO
43	CERRO DE PASCO	CONSULTA EXTERNA - OTORRINOLARINGOLOGÍA	00392415	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	THOMAS / 1133-1	B	M	MO
44	CERRO DE PASCO	CONSULTA EXTERNA - OTORRINOLARINGOLOGÍA	00393411	MICROSCOPIO QUIRURGICO OFTALMO-OTORRINO	LEICA / M651	B	A	MO
45	CERRO DE PASCO	CONSULTA EXTERNA - OTORRINOLARINGOLOGÍA	00740364	AUDIOMETRO DE 02 CANALES	GN OTOMETRICS A/S / ITERA II	B	B	MO
46	CERRO DE PASCO	CONSULTA EXTERNA - OTORRINOLARINGOLOGÍA	00740442	ELECTROCAUTERIO MONO / BIPOLAR	WEM / HF-120	B	A	MO
47	CERRO DE PASCO	CONSULTA EXTERNA - OTORRINOLARINGOLOGÍA	00741431	AUDIOMETRO DE 02 CANALES	SIBELMED / SIBELMED 400 SUPRA	B	B	MO
48	CERRO DE PASCO	CONSULTA EXTERNA - TRAUMATOL/ORTOPEDIA	00741224	SIERRA ELECTRICA PARA CORTAR YESO	HEBU MEDICAL / HB-8894	CE	M	MO
49	CERRO DE PASCO	CONSULTA EXTERNA - TRAUMATOL/ORTOPEDIA	00741225	SIERRA ELECTRICA PARA CORTAR YESO	HEBU MEDICAL / HB-8894	CE	M	MO
50	CERRO DE PASCO	EMERGENCIA GENERAL	00392135	CENTRIFUGA DE MESA (90 A 120 ML)	HETTICH / EBA-12	B	M	MO
51	CERRO DE PASCO	EMERGENCIA GENERAL	00392254	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	MEDI PUMP / 1133D	B	M	MO
52	CERRO DE PASCO	EMERGENCIA GENERAL	00392274	DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS	NIHON KOHDEN / TEC-7531K	B	A	MO
53	CERRO DE PASCO	EMERGENCIA GENERAL	00392736	DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS	MARQUETTE HELLIGE / CARDIOSERV	B	A	MO
54	CERRO DE PASCO	EMERGENCIA GENERAL	00402153	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS	GENERAL ELECTRIC / DASH 3000 PRO	B	A	MO
55	CERRO DE PASCO	EMERGENCIA GENERAL	00402443	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS	GENERAL ELECTRIC / DASH 3000	B	A	MO
56	CERRO DE PASCO	EMERGENCIA GENERAL	00403107	ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL	MEDI PUMP / 1133	B	M	MO
57	CERRO DE PASCO	EMERGENCIA GENERAL	00403127	ECOGRAFO DE USO GENERAL	MINDRAY / DP-8800 PLUS	B	A	MO
58	CERRO DE PASCO	EMERGENCIA GENERAL	00403515	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	GEMMY / SU-305	B	M	MO
59	CERRO DE PASCO	EMERGENCIA GENERAL	00403546	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 06 PARAMETROS	PHILIPS / MP20	B	A	MO
60	CERRO DE PASCO	EMERGENCIA GENERAL	00403664	PULSOXIMETRO	GENERAL ELECTRIC / TRUSAT	B	A	MO
61	CERRO DE PASCO	EMERGENCIA GENERAL	00740451	ELECTROCARDIOGRAFO DE 01 CANAL	BIOCARE / ECG-101	B	A	MO
62	CERRO DE PASCO	EMERGENCIA GENERAL	00743376	VENTILADOR DE TRANSPORTE	IMPACT / 731	B	A	MO
63	CERRO DE PASCO	EMERGENCIA GENERAL	00743417	ELECTROCARDIOGRAFO DE 01 CANAL	EDAN INSTRUMENTS / SE-1	B	A	MO
64	CERRO DE PASCO	EMERGENCIA GENERAL	00743436	VENTILADOR DE TRANSPORTE	WEINMANN / MEDUMAT TRANSPORT	B	A	MO
65	CERRO DE PASCO	EMERGENCIA GENERAL	00743437	VENTILADOR DE TRANSPORTE	WEINMANN / MEDUMAT TRANSPORT	B	A	MO
66	CERRO DE PASCO	EMERGENCIA GENERAL	00744037	VENTILADOR VOLUMETRICO + PCV BASICO	DRÄGER / SAVINA 300	B	A	MO
67	CERRO DE PASCO	EMERGENCIA GENERAL	00744790	DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS	PHILIPS / HEARTSTART XL+	B	A	MO
68	CERRO DE PASCO	EMERGENCIA GENERAL	00989191	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 5 PARÁMETROS	DRÄGER / VISTA 120	B	A	MO
69	CERRO DE PASCO	EMERGENCIA GENERAL	00989192	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 5 PARÁMETROS	DRÄGER / VISTA 120	B	A	MO
70	CERRO DE PASCO	EMERGENCIA GENERAL	00989199	PULSOXIMETRO	NONIN / 7500	B	A	MO

ANEXO Nº 04 - LISTADO DE EQUIPOS PARA COBERTURA DEL SERVICIO

Nº	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIPO EQUIP.	CRITICIDAD	MODALIDAD EJECUCIÓN
71	CERRO DE PASCO	EMERGENCIA GENERAL	00989243	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION EMERGENCIA	METAX / M-720 PLUS	B	M	MO
72	CERRO DE PASCO	EMERGENCIA GENERAL	00989251	LAMPARA QUIRURGICA RODABLE	AEONMED / OLM 9550	B	A	MO
73	CERRO DE PASCO	EMERGENCIA GENERAL	00989348	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS	DRÄGER / INFINITY ACUTE CARE SYSTEM	B	A	MO
74	CERRO DE PASCO	EMERGENCIA GENERAL	00989349	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS	DRÄGER / INFINITY ACUTE CARE SYSTEM	B	A	MO
75	CERRO DE PASCO	EMERGENCIA GENERAL	00989355	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 07 PARAMETROS	MINDRAY / EPM 15M	B	A	MO
76	CERRO DE PASCO	EMERGENCIA GENERAL	00989410	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION URGENCIA	MUBI / PYXIS	B	M	MO
77	CERRO DE PASCO	EMERGENCIA GENERAL	01220046	PULSIOXIMETRO	CHARMCARE / ACCURO	B	A	MO
78	CERRO DE PASCO	EMERGENCIA GENERAL	01223604	ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE	ATMOS / RECORD 55 DDS	B	M	MO
79	CERRO DE PASCO	ENFERMERÍA - ADULTO - ADULTO MAYOR	00393181	ELECTROCARDIOGRAFO DE 01 CANAL	BURDICK / EK 10	B	A	MO
80	CERRO DE PASCO	ENFERMERÍA - ADULTO - ADULTO MAYOR	00740996	BALANZA ELECTRONICA CON TALLIMETRO ADULTO	VILLANUEVA / ELIHO	CE	B	MO
81	CERRO DE PASCO	ENFERMERÍA - ADULTO - ADULTO MAYOR	00744000	BALANZA ELECTRONICA CON TALLIMETRO ADULTO	GREETMED / ELECTRONIC BOBY SCALE	CE	B	MO
82	CERRO DE PASCO	ENFERMERÍA - ADULTO - ADULTO MAYOR	00744008	BALANZA ELECTRONICA CON TALLIMETRO ADULTO	GREETMED / ELECTRONIC BOBY SCALE	CE	B	MO
83	CERRO DE PASCO	ENFERMERÍA - ADULTO - ADULTO MAYOR	01221837	PULSIOXIMETRO	CHARMCARE / ACCURO	B	A	MO
84	CERRO DE PASCO	ENFERMERÍA - NIÑO - ADOLESCENTE	00402220	NEBULIZADOR PORTATIL	THOMAS / 1127	B	M	MO
85	CERRO DE PASCO	ENFERMERÍA - NIÑO - ADOLESCENTE	00740995	BALANZA ELECTRONICA CON TALLIMETRO ADULTO	VILLANUEVA / ELIHO	CE	B	MO
86	CERRO DE PASCO	ENFERMERÍA - NIÑO - ADOLESCENTE	00743409	NEBULIZADOR PORTATIL	OLIDEF / C-71 PLUS	B	M	MO
87	CERRO DE PASCO	ENFERMERÍA - NIÑO - ADOLESCENTE	00743503	BALANZA ELECTRONICA NEONATAL	ADE / M10641	CE	B	MO
88	CERRO DE PASCO	ENFERMERÍA - NIÑO - ADOLESCENTE	00744048	REFRIGERADORA ICE LINE	DOMETIC / TCW 2000 AC	B	M	MO
89	CERRO DE PASCO	ENFERMERÍA - NIÑO - ADOLESCENTE	00744060	REFRIGERADORA ICE LINE	DOMETIC / TCW 3000 AC	B	M	MO
90	CERRO DE PASCO	ENFERMERÍA - NIÑO - ADOLESCENTE	00744063	REFRIGERADOR ICE LINE	DOMETIC / TCW 3000 AC	B	M	MO
91	CERRO DE PASCO	HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL	00756114	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	THOMAS / 1243	B	M	MO
92	CERRO DE PASCO	HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL	01220045	PULSIOXIMETRO	CHARMCARE / ACCURO	B	A	MO
93	CERRO DE PASCO	PADOMI	00402179	ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL	AIR SHIELDS / CA	B	M	MO
94	CERRO DE PASCO	PADOMI	00740426	PULSIOXIMETRO	NELLCOR / N560	B	A	MO
95	CERRO DE PASCO	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00402388	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	THOMAS / 1243	B	M	MO
96	CERRO DE PASCO	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	01221838	PULSIOXIMETRO	CHARMCARE / ACCURO	B	A	MO
97	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00391548	ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL	MEDI PUMP / 1133D	B	M	MO
98	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00392758	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	GOMCO / 3040	B	M	MO
99	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00393125	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	GOMCO / 3040	B	M	MO
100	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00393228	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	GOMCO / 3040	B	M	MO
101	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00393408	LAMPARA QUIRURGICA DE TECHO DE INTENSIDAD MEDIA	SKY LUX / 3L	B	A	MO
102	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00393436	SIERRA ELECTRICA PARA CORTAR YESO	MEDICON / OSCILLO	CE	M	MO
103	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00393437	ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL	MEDI PUMP / 1133	B	M	MO
104	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00393438	BRONCOFIBROSCOPIO	PENTAX / FB-16P	B	M	MO
105	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00393444	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	THOMAS / 1133-2	B	M	MO

ANEXO Nº 04 - LISTADO DE EQUIPOS PARA COBERTURA DEL SERVICIO

Nº	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIPO EQUIP.	CRITICIDAD	MODALIDAD EJECUCIÓN
106	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00393449	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS	HEWLETT PACKARD / VIRIDIA 24C	B	A	MO
107	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00402048	MAQUINA DE ANESTESIA CON SISTEMA DE MONITOREO BASICO	DRÄGER / FABIUS GS	B	A	MO
108	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00402080	CUNA DE CALOR RADIANTE	FANEM / MULTISYSTEM 2051	B	A	MO
109	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00402392	PULSIOXIMETRO	NONIN / AVANT 9600	B	A	MO
110	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00403021	DEFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS	NIHON KOHDEN / TEC-S531K	B	A	MO
111	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00403138	VIDEO ARTROSCOPIO	OLYMPUS / OTV-S7V-A	B	B	MO
112	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00403140	MAQUINA DE ANESTESIA CON SISTEMA DE MONITOREO BASICO	GE-DATEX OHMEDA / AESPIRE 7900	B	A	MO
113	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00403141	MICROSCOPIO QUIRURGICO OFTALMOLOGICO	CARL ZEISS / OPMI VISU 140	B	A	MO
114	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00403496	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS	MINDRAY / PM 8000	B	A	MO
115	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00403541	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS	PHILIPS / MP20	B	A	MO
116	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00740043	CISTOSCOPIO ADULTO	LOEN / LG-150	B	B	MO
117	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00740044	CISTOSCOPIO ADULTO	LOEN / LG-150	B	B	MO
118	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00740438	ELECTROCAUTERIO MONO / BIPOLAR	WEM / HF-120	B	A	MO
119	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00740441	ELECTROCAUTERIO MONO / BIPOLAR	WEM / HF-120	B	A	MO
120	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00741036	DEFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS	NIHON KOHDEN / TEC-S531K	B	A	MO
121	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00741314	COLEDOSCOPIO	OLYMPUS / CHF-P60	B	M	MO
122	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00741424	VIDEO NASOLARINGOFIBROSCOPIO	OLYMPUS / ENF-V2	B	A	MO
123	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00741441	HISTERORESECTOSCOPIO	OLYMPUS / A22005A	B	B	MO
124	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00741458	UNIDAD DE ANESTESIA CON SISTEMA DE MONITOREO COMPLETO CON COMPENSACION DE ALTURA	DRÄGER / PERSEUS A500	B	A	MO
125	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00741463	EQUIPO DE CIRUGÍA LAPAROSCOPICA	OLYMPUS / OTV-S190	B	B	MO
126	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00741465	EQUIPO DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE USO GENERAL	STRYKER / 1588 AIM	B	B	MO
127	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00743438	VENTILADOR DE TRANSPORTE	WEINMANN / MEDUMAT TRANSPORT	B	A	MO
128	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00744124	ELECTROBISTURI MONO / BIPOLAR DE POTENCIA MEDIA	LED SPA / SURTRON 400 HP	B	A	MO
129	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00744125	ELECTROBISTURI MONO / BIPOLAR DE POTENCIA MEDIA	LED SPA / SURTRON 400 HP	B	A	MO
130	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00744820	PERFORADOR NEUMATICO PARA TRAUMATOLOGIA	LINVATEC / PRO6150	B	A	MO
131	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00756115	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	THOMAS / 1243	B	M	MO
132	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00989200	LAMPARA QUIRURGICA DE TECHO DE INTENSIDAD ALTA	DRÄGER / POLARIS 600/600	B	A	MO
133	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00989233	MESA DE OPERACIONES ELECTRICA DE USO BASICO + TRAUMATOLOGIA	MINDRAY / HYBASE 6100	B	M	MO
134	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00989235	MESA DE OPERACIONES ELECTRICA DE USO BASICO + TRAUMATOLOGIA	MINDRAY / HYBASE 6100	B	M	MO
135	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00989241	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION EMERGENCIA	METAX / M-720 PLUS	B	M	MO
136	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00989244	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION EMERGENCIA	METAX / M-720 PLUS	B	M	MO
137	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00989252	LAMPARA QUIRURGICA RODABLE	AEONMED / OLM 9550	B	A	MO
138	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00989264	MESA DE OPERACIONES ELECTRICA DE USO BASICO	BARRFAB / BF683 TDP	B	M	MO
139	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00989267	LAMPARA QUIRURGICA DE TECHO DE INTENSIDAD ALTA	MERIVAARA / Q FLOW 6I + 6I	B	A	MO
140	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00989269	ELECTROBISTURI MONO/BIPOLAR-POTENCIA ALTA	KLS MARTIN / MAXIUM	B	A	MO

ANEXO Nº 04 - LISTADO DE EQUIPOS PARA COBERTURA DEL SERVICIO								
Nº	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIPO EQUIP.	CRITICIDAD	MODALIDAD EJECUCIÓN
141	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00989270	ELECTROBISTURI MONO/BIPOLAR-POTENCIA ALTA	KLS MARTIN / MAXIUM	B	A	MO
142	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00989271	ELECTROBISTURI MONO/BIPOLAR-POTENCIA ALTA	KLS MARTIN / MAXIUM	B	A	MO
143	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	01224229	PULSIOXIMETRO	NONIN / 7500	B	A	MO
144	CERRO DE PASCO	S. DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	00391119	ESTERILIZADOR A CALOR SECO	MEMMERT / U15	B	A	MO
145	CERRO DE PASCO	S. DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	00403129	EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO - RADIOGRAFIA (POTENCIA MEDIA)	SHIMADZU / RADSPED MF	B	M	MO
146	CERRO DE PASCO	S. DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	00403535	EQUIPO DE RAYOS X RODABLE (POTENCIA MEDIA)	SEDECAL / MOBILXRAY	B	M	MO
147	CERRO DE PASCO	S. DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	00740997	BALANZA ELECTRONICA CON TALLIMETRO ADULTO	VILLANUEVA / ELIHO	CE	B	MO
148	CERRO DE PASCO	S. DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	00741418	EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO - RADIOGRAFIA (POTENCIA BAJA)	SHIMADZU / RADSPED MF	B	M	MO
149	CERRO DE PASCO	S. DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	00741438	EQUIPO DE MAMOGRAFIA DIGITAL CON MESA DE ESTEREOTAXIA	HOLOGIC / SELENIA/ MULTICARE / SUROS	AT	A	TC
150	CERRO DE PASCO	S. DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	00741447	SISTEMA DE DIGITALIZACION CR PARA EQUIPOS DE RAYOS X	AGFA / CR 30 - X	B	A	MO
151	CERRO DE PASCO	S. DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	00741455	DENSITOMETRO OSEO	HOLOGIC / HORIZON W	B	A	MO
152	CERRO DE PASCO	S. DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	00741456	SISTEMA DE DIGITALIZACIÓN COMPUTARIZADA PARA CHASIS CON LAMINA DE FÓSFORO	AGFA / CR30XM	B	A	MO
153	CERRO DE PASCO	S. DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	00741461	TOMOGRAFO COMPUTARIZADO DE 64 CORTES	PHILIPS / INGENUITY CORE	AT	A	TC
154	CERRO DE PASCO	S. DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	00741461-04	IMPRESORA RADIOLOGICA DE TOMÓGRAFO DE 64 CORTES	CARESTREAM / DRYVIEW 6950	CoAT	A	MO
155	CERRO DE PASCO	S. DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	00741461-05	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 5 PARÁMETROS DE TOMÓGRAFO DE 64 CORTES	PHILIPS / MP50	CoB	A	MO
156	CERRO DE PASCO	S. DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	00741461-06	INYECTOR DE CONTRASTE DE TOMÓGRAFO DE 64 CORTES	MALLINCKRODT / OPTIVANTAGE TM	CoB	M	MO
157	CERRO DE PASCO	S. DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	00741461-12	UPS DE CONSOLA DE TOMÓGRAFO DE 64 CORTES	CENTRALION / TITAN ONE 3K	CoE	M	TC
158	CERRO DE PASCO	S. DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	00741461-13	UPS DE ESTACIÓN DE TRABAJO DE TOMÓGRAFO DE 64 CORTES	EAST / 3KVAS	CoE	M	TC
159	CERRO DE PASCO	S. DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	00741464	ECOGRAFO DOPPLER A COLOR AVANZADO	CANON / APLIO 300	B	A	MO
160	CERRO DE PASCO	S. DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	00743367	EQUIPO DE RAYOS X RODABLE (POTENCIA MEDIA)	RADIOLOGIA / TX-16MLP	B	M	MO
161	CERRO DE PASCO	S. GINECO OBSTETRICIA	00391505	ESTERILIZADOR A CALOR SECO	MEMMERT / 792	B	A	MO
162	CERRO DE PASCO	S. GINECO OBSTETRICIA	00392799	ESTERILIZADOR A CALOR SECO	MEMMERT / 515	B	A	MO
163	CERRO DE PASCO	S. GINECO OBSTETRICIA	00402012	CUNA DE CALOR RADIANTE	FANEM / MULTISYSTEM 2051	B	A	MO
164	CERRO DE PASCO	S. GINECO OBSTETRICIA	00402385	DETECTOR DE LATIDOS FETALES	NICOLET / IMEX DOP CT	B	A	MO
165	CERRO DE PASCO	S. GINECO OBSTETRICIA	00402386	DETECTOR DE LATIDOS FETALES	NICOLET / IMEX DOP CT	B	A	MO
166	CERRO DE PASCO	S. GINECO OBSTETRICIA	00402437	MESA DE PARTOS ELECTRICA	SCHMITZ / MEDIMATIC	B	M	MO
167	CERRO DE PASCO	S. GINECO OBSTETRICIA	00403019	MESA DE PARTOS ELECTRICA	METAX INDUSTRIA NACIONAL / E-630	B	M	MO
168	CERRO DE PASCO	S. GINECO OBSTETRICIA	00403020	ELECTROCAUTERIO MONO / BIPOLAR	CONMED / HYFRECATOR 2000	B	A	MO
169	CERRO DE PASCO	S. GINECO OBSTETRICIA	00403102	CUNA DE CALOR RADIANTE	MEDIX / SM-401	B	A	MO
170	CERRO DE PASCO	S. GINECO OBSTETRICIA	00403540	LAMPARA QUIRURGICA DE TECHO DE INTENSIDAD MEDIA	MEDILAND / ML601D PLUS	B	A	MO
171	CERRO DE PASCO	S. GINECO OBSTETRICIA	00403542	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS	PHILIPS / MP20	B	A	MO
172	CERRO DE PASCO	S. GINECO OBSTETRICIA	00403569	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	CAMI / NEW HOSPIVAC 350	B	M	MO
173	CERRO DE PASCO	S. GINECO OBSTETRICIA	00403653	DETECTOR DE LATIDOS FETALES	JUMPER / JPD-200C	B	A	MO
174	CERRO DE PASCO	S. GINECO OBSTETRICIA	00642272	LAMPARA QUIRURGICA RODABLE	UZUMCU / OL-7MB	B	A	MO
175	CERRO DE PASCO	S. GINECO OBSTETRICIA	00740026	DETECTOR DE LATIDOS FETALES	JUMPER / JPD-200C	B	A	MO

ANEXO Nº 04 - LISTADO DE EQUIPOS PARA COBERTURA DEL SERVICIO								
Nº	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIPO EQUIP.	CRITICIDAD	MODALIDAD EJECUCIÓN
176	CERRO DE PASCO	S. GINECO OBSTETRICIA	00740047	ELECTROCARDIOGRAFO DE 01 CANAL	CARDIOLINE / AR 1200 ADV	B	A	MO
177	CERRO DE PASCO	S. GINECO OBSTETRICIA	00740994	BALANZA ELECTRONICA CON TALLIMETRO ADULTO	VILLANUEVA / ELIHO	CE	B	MO
178	CERRO DE PASCO	S. GINECO OBSTETRICIA	00740999	BALANZA ELECTRONICA CON TALLIMETRO ADULTO	VILLANUEVA / ELIHO	CE	B	MO
179	CERRO DE PASCO	S. GINECO OBSTETRICIA	00741409	ECOGRAFO PORTATIL	TOSHIBA / SSA-510 A	B	A	MO
180	CERRO DE PASCO	S. GINECO OBSTETRICIA	00741432	ECOGRAFO DOPPLER COLOR 4D	TOSHIBA / SSA-780A	B	A	MO
181	CERRO DE PASCO	S. GINECO OBSTETRICIA	00741442	COLPOSCOPIO	OLYMPUS / OCS-500	B	A	MO
182	CERRO DE PASCO	S. GINECO OBSTETRICIA	00743283	MONITOR FETAL	BISTOS / BT-350	B	A	MO
183	CERRO DE PASCO	S. GINECO OBSTETRICIA	00743284	MONITOR FETAL	BISTOS / BT-350	B	A	MO
184	CERRO DE PASCO	S. GINECO OBSTETRICIA	00744075	DETECTOR DE LATIDOS FETALES	EDAN INSTRUMENTS / SD-5	B	A	MO
185	CERRO DE PASCO	S. GINECO OBSTETRICIA	00744076	MONITOR FETAL	EDAN INSTRUMENTS / F3	B	A	MO
186	CERRO DE PASCO	S. GINECO OBSTETRICIA	00989194	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 5 PARÁMETROS	DRÄGER / VISTA 120	B	A	MO
187	CERRO DE PASCO	S. GINECO OBSTETRICIA	00989197	ECOGRAFO GINECO OBSTETRICO	MINDRAY / DC-70	B	A	MO
188	CERRO DE PASCO	S. GINECO OBSTETRICIA	00989253	LAMPARA QUIRURGICA RODABLE	AEONMED / OLM 9550	B	A	MO
189	CERRO DE PASCO	S. GINECO OBSTETRICIA	00989259	MESA DE PARTOS ELECTRICA	METAX / E-640 PLUS	B	M	MO
190	CERRO DE PASCO	S. GINECO OBSTETRICIA	01224227	PULSIOXIMETRO	NONIN / 7500	B	A	MO
191	CERRO DE PASCO	S. GINECO OBSTETRICIA	01224228	PULSIOXIMETRO	NONIN / 7500	B	A	MO
192	CERRO DE PASCO	S. MEDICINA	00392275	ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL	MEDI PUMP / 1133-2	B	M	MO
193	CERRO DE PASCO	S. MEDICINA	00392361	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	GOMCO / 3040	B	M	MO
194	CERRO DE PASCO	S. MEDICINA	00392732	ELECTROCARDIOGRAFO DE 01 CANAL	BURDICK / EK 10	B	A	MO
195	CERRO DE PASCO	S. MEDICINA	00403132	VENTILADOR VOLUMETRICO + PCV BASICO	PURITAN BENNETT / 840	B	A	MO
196	CERRO DE PASCO	S. MEDICINA	00403663	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS	DIXTAL / DX 2020	B	A	MO
197	CERRO DE PASCO	S. MEDICINA	00403665	PULSIOXIMETRO	GENERAL ELECTRIC / TRUSAT	B	A	MO
198	CERRO DE PASCO	S. MEDICINA	00741153	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	CAMI / NEW HOSPIVAC 350	B	M	MO
199	CERRO DE PASCO	S. MEDICINA	00989151	ESPIROMETRO PORTÁTIL COMPUTARIZADO	MIR / SPIROLAB	B	M	MO
200	CERRO DE PASCO	S. MEDICINA	00989237	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION EMERGENCIA	METAX / M-720 PLUS	B	M	MO
201	CERRO DE PASCO	S. MEDICINA	00989238	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION EMERGENCIA	METAX / M-720 PLUS	B	M	MO
202	CERRO DE PASCO	S. MEDICINA	00989245	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION EMERGENCIA	METAX / M-720 PLUS	B	M	MO
203	CERRO DE PASCO	S. MEDICINA	00989350	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 07 PARAMETROS	MINDRAY / EPM 15M	B	A	MO
204	CERRO DE PASCO	S. MEDICINA	00989351	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 07 PARAMETROS	MINDRAY / EPM 15M	B	A	MO
205	CERRO DE PASCO	S. MEDICINA	00989990	CONCENTRADOR DE OXIGENO DE 10 LPM	OLIVE / OLV-10	B	M	MO
206	CERRO DE PASCO	S. MEDICINA	00989991	CONCENTRADOR DE OXIGENO DE 10 LPM	OLIVE / OLV-10	B	M	MO
207	CERRO DE PASCO	S. MEDICINA	01220047	PULSIOXIMETRO	CHARMCARE / ACCURO	B	A	MO
208	CERRO DE PASCO	S. MEDICINA FÍSICA Y REHA.	00403462	EQUIPO DE ELECTROTERAPIA DE CORRIENTES MULTIPLES	CHATTANOOGA / 2772MC	B	M	MO
209	CERRO DE PASCO	S. MEDICINA FÍSICA Y REHA.	00403518	EQUIPO DE ULTRASONIDO TERAPEUTICO	CHATTANOOGA / 2778	B	M	MO
210	CERRO DE PASCO	S. MEDICINA FÍSICA Y REHA.	00403519	EQUIPO DE ULTRASONIDO TERAPEUTICO	CHATTANOOGA / 2778	B	M	MO

ANEXO Nº 04 - LISTADO DE EQUIPOS PARA COBERTURA DEL SERVICIO								
Nº	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIPO EQUIP.	CRITICIDAD	MODALIDAD EJECUCIÓN
211	CERRO DE PASCO	S. MEDICINA FÍSICA Y REHA.	00403660	EQUIPO DE ELECTROTERAPIA DE CORRIENTES MULTIPLES	CHATTANOOGA / 2773M5	B	M	MO
212	CERRO DE PASCO	S. MEDICINA FÍSICA Y REHA.	00743577	TANQUE DE COMPRESAS FRIAS	CHATTANOOGA / 3114/3118	CB	B	MO
213	CERRO DE PASCO	S. MEDICINA FÍSICA Y REHA.	00743578	TANQUE DE PARAFINA	CARCI / null	CB	B	MO
214	CERRO DE PASCO	S. MEDICINA FÍSICA Y REHA.	00743579	TANQUE DE PARAFINA	CARCI / null	CB	B	MO
215	CERRO DE PASCO	S. MEDICINA FÍSICA Y REHA.	00744073	EQUIPO DE ELECTROTERAPIA DE CORRIENTES MULTIPLES	BTL / BTL 5625 PLUS	B	M	MO
216	CERRO DE PASCO	S. MEDICINA FÍSICA Y REHA.	00744074	EQUIPO DE ULTRASONIDO TERAPEUTICO	BTL / BTL 4710 SONO TOPLINE	B	M	MO
217	CERRO DE PASCO	S. MEDICINA FÍSICA Y REHA.	00744823	TANQUE DE COMPRESAS CALIENTES	PHYMED / 24C	CB	B	MO
218	CERRO DE PASCO	S. MEDICINA FÍSICA Y REHA.	00744824	TANQUE DE COMPRESAS CALIENTES	PHYMED / 24C	CB	B	MO
219	CERRO DE PASCO	S. PATOLOGÍA CLÍNICA	00391982	BAÑO MARIA	MEMMERT / WB-10	B	B	MO
220	CERRO DE PASCO	S. PATOLOGÍA CLÍNICA	00392123	ESTERILIZADOR A CALOR SECO	MEMMERT / U50	B	A	MO
221	CERRO DE PASCO	S. PATOLOGÍA CLÍNICA	00392160	CENTRIFUGA DE MESA (90 A 120 ML)	BOECO / C-28	B	M	MO
222	CERRO DE PASCO	S. PATOLOGÍA CLÍNICA	00392182	INCUBADORA PARA LABORATORIO	MEMMERT / BE-400	B	M	MO
223	CERRO DE PASCO	S. PATOLOGÍA CLÍNICA	00393312	CENTRIFUGA DE MESA (90 A 120 ML)	BOECO / C-28	B	M	MO
224	CERRO DE PASCO	S. PATOLOGÍA CLÍNICA	00402470	MICROSCOPIO BINOCULAR	OLYMPUS / CX-31	B	B	MO
225	CERRO DE PASCO	S. PATOLOGÍA CLÍNICA	00402764	CONGELADOR VERTICAL DE -20°C	SOLFARMA / CPLV-16	B	M	MO
226	CERRO DE PASCO	S. PATOLOGÍA CLÍNICA	00402765	REFRIGERADORA PARA BANCO DE SANGRE	HELMER / IHB120	B	M	MO
227	CERRO DE PASCO	S. PATOLOGÍA CLÍNICA	00402766	CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA BOLSA DE SANGRE	THERMO ELECTRON / FL40R	B	M	MO
228	CERRO DE PASCO	S. PATOLOGÍA CLÍNICA	00402767	AGITADOR PARA BOLSAS DE SANGRE	TERUMO / T-RAC	B	M	MO
229	CERRO DE PASCO	S. PATOLOGÍA CLÍNICA	00402924	REFRIGERADORA PARA LABORATORIO	SOLFARMA / RL-18	B	M	MO
230	CERRO DE PASCO	S. PATOLOGÍA CLÍNICA	00403490	CONGELADOR VERTICAL DE -70°C	NUAIRE / ISL-DF8513GS	B	M	MO
231	CERRO DE PASCO	S. PATOLOGÍA CLÍNICA	00403497	BAÑO MARIA	MEMMERT / WNB-10	B	B	MO
232	CERRO DE PASCO	S. PATOLOGÍA CLÍNICA	00403498	INCUBADORA DE CULTIVO (90 A 140 LITROS)	MEMMERT / INE 500	B	M	MO
233	CERRO DE PASCO	S. PATOLOGÍA CLÍNICA	00403523	BALANZA ANALITICA	ADAM / PGW-253	B	B	MO
234	CERRO DE PASCO	S. PATOLOGÍA CLÍNICA	00403525	CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITOS	BOECO / H-240	B	M	MO
235	CERRO DE PASCO	S. PATOLOGÍA CLÍNICA	00403536	ROTADOR DE PLAQUETAS DE 48 BOLSAS	HELMER / PF48/PC900I	B	M	MO
236	CERRO DE PASCO	S. PATOLOGÍA CLÍNICA	00403549	CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITOS	THERMO FISHER / CL-17-IEC	B	M	MO
237	CERRO DE PASCO	S. PATOLOGÍA CLÍNICA	00403557	MICROSCOPIO BINOCULAR	MICROS / MCX100	B	B	MO
238	CERRO DE PASCO	S. PATOLOGÍA CLÍNICA	00740021	BALANZA ELECTRONICA PARA LABORATORIO	ADAM / ADK-20	CE	B	MO
239	CERRO DE PASCO	S. PATOLOGÍA CLÍNICA	00740031	DESTILADOR DE AGUA DE 4 LPH	INDUMELAB / OP-4 UNIVERSAL FRAVILL	B	M	MO
240	CERRO DE PASCO	S. PATOLOGÍA CLÍNICA	00741145	CENTRIFUGA DE MESA (400 A 750 ML)	THERMO SCIENTIFIC / CL 10	B	M	MO
241	CERRO DE PASCO	S. PATOLOGÍA CLÍNICA	00741148	CENTRIFUGA DE MESA (400 A 750 ML)	THERMO SCIENTIFIC / CL 10	B	M	MO
242	CERRO DE PASCO	S. PATOLOGÍA CLÍNICA	00741150	CENTRIFUGA DE MESA (400 A 750 ML)	THERMO SCIENTIFIC / CL 10	B	M	MO
243	CERRO DE PASCO	S. PATOLOGÍA CLÍNICA	00741284	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR	LABCONCO / LOGIC	B	M	MO
244	CERRO DE PASCO	S. PATOLOGÍA CLÍNICA	00741289	REFRIGERADORA PARA LABORATORIO (15 A 25 PIES CUBICOS)	THERMO SCIENTIFIC / REL 2304D	B	M	MO
245	CERRO DE PASCO	S. PATOLOGÍA CLÍNICA	00743323	SEPARADOR DE PLASMA	CENTRON / ES 315	CB	B	MO

ANEXO Nº 04 - LISTADO DE EQUIPOS PARA COBERTURA DEL SERVICIO								
Nº	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIPO EQUIP.	CRITICIDAD	MODALIDAD EJECUCIÓN
246	CERRO DE PASCO	S. PATOLOGÍA CLÍNICA	00743324	SEPARADOR DE PLASMA	CENTRON / ES 315	CB	B	MO
247	CERRO DE PASCO	S. PATOLOGÍA CLÍNICA	00743368	CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA BOLSA DE SANGRE	THERMO SCIENTIFIC / CRYOFLUGE 6000I	B	M	MO
248	CERRO DE PASCO	S. PATOLOGÍA CLÍNICA	00744065	MICROSCOPIO BINOCULAR	LEICA / DM750	B	B	MO
249	CERRO DE PASCO	S. PATOLOGÍA CLÍNICA	00744077	ESTERILIZADOR A CALOR SECO 32 LITROS	MEMMERT / SN-30	B	A	MO
250	CERRO DE PASCO	S. PATOLOGÍA CLÍNICA	00744079	BAÑO MARIA (10 A 15 LITROS)	MEMMERT / WNB 10	B	B	MO
251	CERRO DE PASCO	S. PATOLOGÍA CLÍNICA	00744109	REFRIGERADORA PARA BANCO DE SANGRE	JORSAC / CBS-16	B	M	MO
252	CERRO DE PASCO	S. PATOLOGÍA CLÍNICA	00744128	INCUBADORA DE CULTIVO (20 A 38 LITROS)	RAYPA / ID20	B	M	MO
253	CERRO DE PASCO	S. PATOLOGÍA CLÍNICA	00744136	MICROSCOPIO BINOCULAR	OLYMPUS / CX-31	B	B	MO
254	CERRO DE PASCO	S. PATOLOGÍA CLÍNICA	00744137	MICROSCOPIO BINOCULAR	OLYMPUS / CX-31	B	B	MO
255	CERRO DE PASCO	S. PATOLOGÍA CLÍNICA	00744138	MICROSCOPIO BINOCULAR	OLYMPUS / CX-31	B	B	MO
256	CERRO DE PASCO	S. PATOLOGÍA CLÍNICA	00744142	INCUBADORA DE CULTIVO (700 A 800 LITROS)	BINDER / BD 720	B	M	MO
257	CERRO DE PASCO	S. PATOLOGÍA CLÍNICA	00744143	INCUBADORA DE CULTIVO (700 A 800 LITROS)	BINDER / BD 720	B	M	MO
258	CERRO DE PASCO	S. PATOLOGÍA CLÍNICA	00744797	CENTRIFUGA DE MESA (400 A 750 ML)	THERMO SCIENTIFIC / SORVALL ST8	B	M	MO
259	CERRO DE PASCO	S. PATOLOGÍA CLÍNICA	00744798	AGITADOR PARA BOLSAS DE SANGRE	CENTRON / CM760 STANDARD	B	M	MO
260	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00391421	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	GOMCO / 3040	B	M	MO
261	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00391536	ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL	CHEMETRON / 792	B	M	MO
262	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00402005	EQUIPO DE FOTOTERAPIA CON LUZ HALOGENA	FANEM / 006-BP BILISPOT	B	B	MO
263	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00402017	CUNA DE CALOR RADIANTE	FANEM / MULTISYSTEM 2051	B	A	MO
264	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00402405	EQUIPO DE FOTOTERAPIA CON LUZ HALOGENA	FANEM / 006-BP BILISPOT	B	B	MO
265	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00402769	INCUBADORA NEONATAL ESTANDAR	MEDIX / NATAL CARE	B	A	MO
266	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00402770	INCUBADORA NEONATAL ESTANDAR	MEDIX / NATAL CARE	B	A	MO
267	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00402771	INCUBADORA NEONATAL ESTANDAR	MEDIX / NATAL CARE	B	A	MO
268	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00403108	INCUBADORA DE TRANSPORTE ESTANDAR	FANEM / IT-158-TS	B	A	MO
269	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00403109	INCUBADORA DE TRANSPORTE ESTANDAR	FANEM / IT-158-TS	B	A	MO
270	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00403494	MONITOR DE FUNCIONES VITALES NEONATAL DE 05 PARAMETROS	MINDRAY / PM8000 EXPRESS	B	A	MO
271	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00403574	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	CAMI / NEW HOSPIVAC 350	B	M	MO
272	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00403575	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	CAMI / NEW HOSPIVAC 350	B	M	MO
273	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00403578	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS	MINDRAY / PM8000 EXPRESS	B	A	MO
274	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00403583	VENTILADOR DE TRANSPORTE	SIARE / SIRIO PLUS	B	A	MO
275	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00403588	PULSIOXIMETRO	GENERAL ELECTRIC / TRUSAT	B	A	MO
276	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00403589	PULSIOXIMETRO	GENERAL ELECTRIC / TRUSAT	B	A	MO
277	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00403651	CUNA DE CALOR RADIANTE	FANEM / MULTISYSTEM 2051	B	A	MO
278	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00740046	ELECTROCARDIOGRAFO DE 01 CANAL	CARDIOLINE / AR 1200 ADV	B	A	MO
279	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00740412	PULSIOXIMETRO	NELLCOR / N560	B	A	MO
280	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00740415	PULSIOXIMETRO	NELLCOR / N560	B	A	MO

ANEXO Nº 04 - LISTADO DE EQUIPOS PARA COBERTURA DEL SERVICIO								
Nº	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIPO EQUIP.	CRITICIDAD	MODALIDAD EJECUCIÓN
281	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00740427	PULSIOXIMETRO	NELLCOR / N560	B	A	MO
282	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00740428	PULSIOXIMETRO	NELLCOR / N560	B	A	MO
283	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00740430	PULSIOXIMETRO	NELLCOR / N560	B	A	MO
284	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00740993	BALANZA ELECTRONICA CON TALLIMETRO ADULTO	VILLANUEVA / ELIJO	CE	B	MO
285	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00741040	INCUBADORA NEONATAL ESTANDAR	FANEM / VISION 2186	B	A	MO
286	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00741041	INCUBADORA NEONATAL ESTANDAR	FANEM / VISION 2186	B	A	MO
287	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00741044	INCUBADORA NEONATAL ESTANDAR	FANEM / VISION 2186	B	A	MO
288	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00741045	INCUBADORA NEONATAL ESTANDAR	FANEM / VISION 2186	B	A	MO
289	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00741046	INCUBADORA NEONATAL ESTANDAR	FANEM / VISION 2186	B	A	MO
290	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00741051	INCUBADORA NEONATAL ESTANDAR	FANEM / VISION 2186	B	A	MO
291	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00741053	INCUBADORA NEONATAL ESTANDAR	FANEM / VISION 2186	B	A	MO
292	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00741077	VENTILADOR DE TRANSPORTE	SIARE / SIRIO PLUS	B	A	MO
293	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00741313	VENTILADOR NEONATAL	MAQUET / SERVO - I	B	A	MO
294	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00741436	INCUBADORA DE TRANSPORTE ESTANDAR	OLIDEF / RWT/M	B	A	MO
295	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00741605	BALANZA ELECTRONICA CON TALLIMETRO NEONATAL	HEALTH O METER / 553KL	CE	B	MO
296	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00743301	BOMBA DE INFUSION DE 02 CANALES	HOSPIRA / LIFE CARE	B	A	MO
297	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00743304	BOMBA DE INFUSION DE 02 CANALES	HOSPIRA / LIFE CARE	B	A	MO
298	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00743305	BOMBA DE INFUSION DE 02 CANALES	HOSPIRA / LIFE CARE	B	A	MO
299	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00743415	INCUBADORA DE TRANSPORTE ESTANDAR	FANEM / IT-158-TS	B	A	MO
300	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00743502	BALANZA ELECTRONICA CON TALLIMETRO PARA LACTANTE	ADE / M10641	CE	B	MO
301	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00743513	NEBULIZADOR PORTATIL	THOMAS / 1147	B	M	MO
302	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00744070	PULSIOXIMETRO	NONIN / 7500	B	A	MO
303	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00744792	PULSIOXIMETRO	NONIN / 7500	B	A	MO
304	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00744794	EQUIPO DE FOTOTERAPIA NEONATAL	MEDIX / MEDILED	B	B	MO
305	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00744795	EQUIPO DE FOTOTERAPIA NEONATAL	MEDIX / MEDILED	B	B	MO
306	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00989198	PULSIOXIMETRO	NONIN / 7500	B	A	MO
307	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	01220044	PULSIOXIMETRO	CHARMCARE / ACCURO	B	A	MO
308	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	01221839	PULSIOXIMETRO	CHARMCARE / ACCURO	B	A	MO
309	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	01221840	PULSIOXIMETRO	CHARMCARE / ACCURO	B	A	MO
310	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	01221841	PULSIOXIMETRO	CHARMCARE / ACCURO	B	A	MO
311	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	01222053	PULSIOXIMETRO	CHARMCARE / ACCURO	B	A	MO
312	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	01222054	PULSIOXIMETRO	CHARMCARE / ACCURO	B	A	MO
313	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	01222055	PULSIOXIMETRO	CHARMCARE / ACCURO	B	A	MO
314	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	04050024	CUNA DE CALOR RADIANTE - UCI NEONATAL	DAVID / HKN-93CS	B	A	PA
315	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	04050025	CUNA DE CALOR RADIANTE - UCI NEONATAL	DAVID / HKN-93CS	B	A	PA

ANEXO Nº 04 - LISTADO DE EQUIPOS PARA COBERTURA DEL SERVICIO								
Nº	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIPO EQUIP.	CRITICIDAD	MODALIDAD EJECUCIÓN
316	CERRO DE PASCO	SALUD OCUPACIONAL	00399722	CENTRIFUGA DE MESA (90 A 120 ML)	BOECO / C-28	B	M	MO
317	CERRO DE PASCO	SALUD OCUPACIONAL	00403459	ESPIROMETRO PORTATIL	SIBELMED / DATOSPIR 120C	B	M	MO
318	CERRO DE PASCO	SALUD OCUPACIONAL	00403564	MICROSCOPIO BINOCULAR	MICROS / MCX100	B	B	MO
319	CERRO DE PASCO	SALUD OCUPACIONAL	00740048	ESPIROMETRO PORTATIL	MIR / SPIROLAB	B	M	MO
320	CERRO DE PASCO	SALUD OCUPACIONAL	00741430	AUDIOMETRO DE 02 CANALES	SIBELMED / SIBELMED 400 SUPRA	B	B	MO
321	CERRO DE PASCO	SALUD OCUPACIONAL	00741462	AUDIOMETRO DE 02 CANALES	IVENTIS / HARP PLUS	B	B	MO
322	CERRO DE PASCO	SALUD OCUPACIONAL	00989150	ESPIROMETRO PORTÁTIL COMPUTARIZADO	MIR / SPIROLAB	B	M	MO
323	CERRO DE PASCO	SALUD OCUPACIONAL	01222553	PULSIOXIMETRO	NONIN / 7500	B	A	MO
324	CERRO DE PASCO	TRASLADO DE PACIENTES	00740198	PULSIOXIMETRO	GE-DATEX OHMEDA / TRUSAT	B	A	MO
325	CERRO DE PASCO	TRASLADO DE PACIENTES	00740199	PULSIOXIMETRO	GE-DATEX OHMEDA / TRUSAT	B	A	MO
326	CERRO DE PASCO	TRASLADO DE PACIENTES	00740200	PULSIOXIMETRO	GE-DATEX OHMEDA / TRUSAT	B	A	MO
327	CERRO DE PASCO	TRASLADO DE PACIENTES	00740201	PULSIOXIMETRO	GE-DATEX OHMEDA / TRUSAT	B	A	MO
328	CERRO DE PASCO	TRASLADO DE PACIENTES	00740209	DESFIBRILADOR CON MONITOR PARA AMBULANCIA	PHILIPS / HEARTSTART MRX	B	A	MO
329	CERRO DE PASCO	TRASLADO DE PACIENTES	00740210	DESFIBRILADOR CON MONITOR PARA AMBULANCIA	PHILIPS / HEARTSTART MRX	B	A	MO
330	CERRO DE PASCO	TRASLADO DE PACIENTES	00740211	DESFIBRILADOR CON MONITOR PARA AMBULANCIA	PHILIPS / HEARTSTART MRX	B	A	MO
331	CERRO DE PASCO	TRASLADO DE PACIENTES	00740213	DESFIBRILADOR CON MONITOR PARA AMBULANCIA	PHILIPS / HEARTSTART MRX	B	A	MO
332	CERRO DE PASCO	TRASLADO DE PACIENTES	00743361	ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL PARA AMBULANCIA	DEVILBISS / 7305P-D	B	M	MO
333	CERRO DE PASCO	TRASLADO DE PACIENTES	00743362	ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL PARA AMBULANCIA	DEVILBISS / 7305P-D	B	M	MO
334	CERRO DE PASCO	TRASLADO DE PACIENTES	00743365	ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL PARA AMBULANCIA	DEVILBISS / 7305P-D	B	M	MO
335	CERRO DE PASCO	TRASLADO DE PACIENTES	00743366	ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL PARA AMBULANCIA	DEVILBISS / 7305P-D	B	M	MO
336	CERRO DE PASCO	TRASLADO DE PACIENTES	00743426	PULSIOXIMETRO PARA AMBULANCIA	TENKO / TK-2515	B	A	MO
337	CERRO DE PASCO	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	00402236	DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS	GENERAL ELECTRIC / CARDIOSERV	B	A	MO
338	CERRO DE PASCO	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	00403106	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	THOMAS / 1133	B	M	MO
339	CERRO DE PASCO	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	00403133	VENTILADOR VOLUMETRICO + PCV BASICO	PURITAN BENNETT / 840	B	A	MO
340	CERRO DE PASCO	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	00403547	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 07 PARAMETROS	PHILIPS / MP20	B	A	MO
341	CERRO DE PASCO	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	00403587	PULSIOXIMETRO	GENERAL ELECTRIC / TRUSAT	B	A	MO
342	CERRO DE PASCO	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	00740033	CAPNOGRAFO + PULSIOXIMETRO	GENERAL ELECTRIC / DASH 3000	B	A	MO
343	CERRO DE PASCO	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	00743375	VENTILADOR DE TRANSPORTE	IMPACT / 731	B	A	MO
344	CERRO DE PASCO	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	00744796	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS	DRÄGER / INFINITY KAPPA MONITOR	B	A	MO
345	CERRO DE PASCO	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	00989196	ECOGRAFO DOPPLER COLOR	SAMSUNG MEDISON / SONOACE R7	B	A	MO
346	CERRO DE PASCO	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	00989242	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION EMERGENCIA	METAX / M-720 PLUS	B	M	MO
347	CERRO DE PASCO	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	00989250	VENTILADOR DE TRANSPORTE	ZOLL / EMV+ 731 SERIES	B	A	MO
348	CERRO DE PASCO	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	00989345	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS	DRÄGER / INFINITY ACUTE CARE SYSTEM	B	A	PA
349	CERRO DE PASCO	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	00989346	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS	DRÄGER / INFINITY ACUTE CARE SYSTEM	B	A	MO
350	CERRO DE PASCO	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	00989347	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS	DRÄGER / INFINITY ACUTE CARE SYSTEM	B	A	MO

ANEXO Nº 04 - LISTADO DE EQUIPOS PARA COBERTURA DEL SERVICIO								
Nº	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIPO EQUIP.	CRITICIDAD	MODALIDAD EJECUCIÓN
351	CERRO DE PASCO	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	00989409	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION URGENCIA	MUBI / PYXIS	B	M	MO
352	CERRO DE PASCO	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	00989411	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION URGENCIA	MUBI / PYXIS	B	M	MO
353	CERRO DE PASCO	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	00989522	VENTILADOR VOLUMETRICO + PCV AVANZADO	DRÄGER / EVITA V600	B	A	MO
354	CERRO DE PASCO	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	00989523	VENTILADOR VOLUMETRICO + PCV AVANZADO	DRÄGER / EVITA V600	B	A	MO
355	CERRO DE PASCO	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	00989524	VENTILADOR VOLUMETRICO + PCV AVANZADO	DRÄGER / EVITA V600	B	A	MO
356	CERRO DE PASCO	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	00989525	VENTILADOR VOLUMETRICO + PCV AVANZADO	DRÄGER / EVITA V600	B	A	MO
357	CERRO DE PASCO	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	00989988	CONCENTRADOR DE OXIGENO DE 10 LPM	OLIVE / OLV-10	B	M	MO
358	CERRO DE PASCO	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	00989989	CONCENTRADOR DE OXIGENO DE 10 LPM	OLIVE / OLV-10	B	M	MO
359	CERRO DE PASCO	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	01223586	ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE	ATMOS / RECORD 55 DDS	B	M	MO
360	CERRO DE PASCO	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	01223589	ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE	ATMOS / RECORD 55 DDS	B	M	MO
361	CERRO DE PASCO	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	01223597	ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE	ATMOS / RECORD 55 DDS	B	M	MO
362	CERRO DE PASCO	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	01223603	ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE	ATMOS / RECORD 55 DDS	B	M	MO
363	CERRO DE PASCO	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	01223608	ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE	ATMOS / RECORD 55 DDS	B	M	MO
364	CERRO DE PASCO	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	01223612	ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE	ATMOS / RECORD 55 DDS	B	M	MO
365	CERRO DE PASCO	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	01224226	PULSIOXIMETRO	NONIN / 7500	B	A	MO
366	CERRO DE PASCO	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	03650929	EQUIPO DE OXIGENOTERAPIA DE ALTO FLUJO	MICOMME MEDICAL TECHNOLOGY / OH-70C	CB	B	MO
367	CERRO DE PASCO	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	03650930	EQUIPO DE OXIGENOTERAPIA DE ALTO FLUJO	MICOMME MEDICAL TECHNOLOGY / OH-70C	CB	B	MO
368	CHICRÍN	ADMINISTRACIÓN	00741109	ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA (25 A 45 LITROS)	CISA / 260	B	A	MO
369	CHICRÍN	ADMINISTRACIÓN	00741131	ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA (15 A 25 LITROS)	CISA / 250	B	A	MO
370	CHICRÍN	C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA	00740027	DETECTOR DE LATIDOS FETALES	JUMPER / JPD-200C	B	A	MO
371	CHICRÍN	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00403112	UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO MAS COMPRESORA	GNATUS / INOVA PLUS LSF E	B	B	MO
372	CHICRÍN	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00403513	EQUIPO DE FOTOPOLIMERIZACION	3M / ELIPAR 2500	B	B	MO
373	CHICRÍN	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00740465	EQUIPO DE RAYOS X DENTAL RODABLE	VILLA SISTEMI MEDICALI / ENDOS DC	B	M	MO
374	CHICRÍN	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00741130	ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA (15 A 25 LITROS)	CISA / 250	B	A	MO
375	CHICRÍN	ENFERMERÍA - ADULTO - ADULTO MAYOR	00740980	BALANZA ELECTRONICA CON TALLIMETRO ADULTO	VILLANUEVA / ELIHO	CE	B	MO
376	CHICRÍN	ENFERMERÍA - NIÑO - ADOLESCENTE	00741062	BALANZA ELECTRONICA PEDIATRICA	VILLANUEVA / BABY II	CE	B	MO
377	CHICRÍN	ENFERMERÍA - NIÑO - ADOLESCENTE	00744046	REFRIGERADORA ICE LINE	DOMETIC / TCW 2000 AC	B	M	MO
378	CHICRÍN	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00394919	ESTERILIZADOR A CALOR SECO	MEMMERT / UM-200	B	A	MO
379	CHICRÍN	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00740409	PULSIOXIMETRO	NELLCOR / N560	B	A	MO
380	CHICRÍN	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00740410	PULSIOXIMETRO	NELLCOR / N560	B	A	MO
381	CHICRÍN	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00740440	ELECTROCAUTERIO MONO / BIPOLAR	WEM / HF-120	B	A	MO
382	CHICRÍN	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00740462	ELECTROCARDIOGRAFO DE 01 CANAL	BIOCARE / ECG-101	B	A	MO
383	CHICRÍN	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00741037	DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS	NIHON KOHDEN / TEC-5531K	B	A	MO
384	CHICRÍN	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00743413	NEBULIZADOR PORTATIL	OLIDEF / C-71 PLUS	CB	B	MO
385	CHICRÍN	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	01222504	PULSIOXIMETRO	NONIN / 7500	B	A	MO

ANEXO Nº 04 - LISTADO DE EQUIPOS PARA COBERTURA DEL SERVICIO

Nº	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIPO EQUIP.	CRITICIDAD	MODALIDAD EJECUCIÓN
386	COLQUIURCA	C. EXT - MEDIC. FISICA. Y REHABILITACION	00741055	TANQUE DE COMPRESAS CALIENTES	CHATTANOOGA / M-2	CB	B	MO
387	COLQUIURCA	C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA	00740024	DETECTOR DE LATIDOS FETALES	JUMPER / JPD-200C	B	A	MO
388	COLQUIURCA	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00394736	CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITOS	HETTICH / MIKR01224	B	M	MO
389	COLQUIURCA	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00403563	MICROSCOPIO BINOCULAR	MICROS / MCX100	B	B	MO
390	COLQUIURCA	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00741143	CENTRIFUGA DE MESA (400 A 750 ML)	THERMO SCIENTIFIC / CL 10	B	M	MO
391	COLQUIURCA	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00741295	REFRIGERADORA PARA LABORATORIO (15 A 25 PIES CUBICOS)	THERMO SCIENTIFIC / REL 2304D	B	M	MO
392	COLQUIURCA	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00741404	ECOGRAFO PORTATIL	TOSHIBA / SSA-510 A	B	A	MO
393	COLQUIURCA	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00756111	BAÑO MARIA (10 A 15 LITROS)	MEMMERT / WNE-10	B	B	MO
394	COLQUIURCA	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00399707	ESTERILIZADOR A CALOR SECO	MEMMERT / UM 100	B	A	MO
395	COLQUIURCA	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00403116	UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO MAS COMPRESORA	KAVO / UNIK	B	B	MO
396	COLQUIURCA	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00740471	EQUIPO DE RAYOS X DENTAL RODABLE	VILLA SISTEMI MEDICALI / ENDOS DC	B	M	MO
397	COLQUIURCA	ENFERMERÍA - ADULTO - ADULTO MAYOR	00740981	BALANZA ELECTRONICA CON TALLIMETRO ADULTO	VILLANUEVA / ELIHO	CE	B	MO
398	COLQUIURCA	ENFERMERÍA - NIÑO - ADOLESCENTE	00399735	ESTERILIZADOR A CALOR SECO	MEMMERT / UM-200	B	A	MO
399	COLQUIURCA	ENFERMERÍA - NIÑO - ADOLESCENTE	00744047	REFRIGERADORA ICE LINE	DOMETIC / TCW 2000 AC	B	M	MO
400	COLQUIURCA	ENFERMERÍA - NIÑO - ADOLESCENTE	00744055	BALANZA ELECTRONICA NEONATAL	HEALTH O METER / 553KL	CE	B	MO
401	COLQUIURCA	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00740413	PULSIOXIMETRO	NELLCOR / N560	B	A	MO
402	COLQUIURCA	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00740414	PULSIOXIMETRO	NELLCOR / N560	B	A	MO
403	COLQUIURCA	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00740445	ELECTROCAUTERIO MONO / BIPOLAR	WEM / HF-120	B	A	MO
404	COLQUIURCA	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00740458	ELECTROCARDIOGRAFO DE 01 CANAL	BIOCARE / ECG-101	B	A	MO
405	COLQUIURCA	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00741033	DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS	NIHON KOHDEN / TEC-S531K	B	A	MO
406	COLQUIURCA	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	01222502	PULSIOXIMETRO	NONIN / 7500	B	A	MO
407	HUARIACA	C. EXT - MEDIC. FISICA. Y REHABILITACION	00401026	TANQUE WHIRPOOL ESTACIONARIO	ILLE ELECTRIC / HM600	CB	B	MO
408	HUARIACA	C. EXT - MEDIC. FISICA. Y REHABILITACION	00401027	TANQUE DE PARAFINA	ILLE ELECTRIC / PB112	CB	B	MO
409	HUARIACA	C. EXT - MEDIC. FISICA. Y REHABILITACION	00401042	TANQUE DE COMPRESAS CALIENTES	HIROCOLECT / M-2	CB	B	MO
410	HUARIACA	C. EXT - MEDIC. FISICA. Y REHABILITACION	00403110	FAJA ERGOMETRICA CON MONITOR	GENERAL ELECTRIC / CARDIOSOFT	B	B	MO
411	HUARIACA	C. EXT - MEDIC. FISICA. Y REHABILITACION	00403501	EQUIPO DE ELECTROTERAPIA DE CORRIENTES MULTIPLES	CHATTANOOGA / INTELECT STIM MOBILE	B	M	MO
412	HUARIACA	C. EXT - MEDIC. FISICA. Y REHABILITACION	00403659	EQUIPO DE ELECTROTERAPIA DE CORRIENTES MULTIPLES	CHATTANOOGA / 2773MS	B	M	MO
413	HUARIACA	C. EXT - MEDIC. FISICA. Y REHABILITACION	00403661	EQUIPO DE ULTRASONIDO TERAPEUTICO	CHATTANOOGA / 2776	B	M	MO
414	HUARIACA	C. EXT - MEDIC. FISICA. Y REHABILITACION	00741054	TANQUE DE COMPRESAS CALIENTES	CHATTANOOGA / M-2	CB	B	MO
415	HUARIACA	C. EXT - MEDIC. FISICA. Y REHABILITACION	00743380	TENS ANALGESICO	BIOMEDICAL SYSTEMS / SYSTEM 2000	B	M	MO
416	HUARIACA	C. EXT - MEDIC. FISICA. Y REHABILITACION	00743383	EQUIPO DE ULTRASONIDO TERAPEUTICO	CHATTANOOGA / INTELECT MOBILULTRASONIDO 2776	B	M	MO
417	HUARIACA	C. EXT - MEDIC. FISICA. Y REHABILITACION	01226279	PULSIOXIMETRO	CHARMCARE / ACCURO	B	A	MO
418	HUARIACA	C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA	00741664	MONITOR FETAL	BISTOS / BT-350	B	A	MO
419	HUARIACA	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	00401274	ESTERILIZADOR A CALOR SECO	MEMMERT / UM-400	B	A	MO
420	HUARIACA	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	00401277	ESTERILIZADOR A CALOR SECO	MEMMERT / S-40	B	A	MO

ANEXO Nº 04 - LISTADO DE EQUIPOS PARA COBERTURA DEL SERVICIO

Nº	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIPO EQUIP.	CRITICIDAD	MODALIDAD EJECUCIÓN
421	HUARIACA	CENTRO OBSTÉTRICO	00397731	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	MEDI PUMP / 11330	B	M	MO
422	HUARIACA	CENTRO OBSTÉTRICO	00397736	ESTERILIZADOR A CALOR SECO	MEMMERT / UM-100	B	A	MO
423	HUARIACA	CENTRO OBSTÉTRICO	00397748	LAMPARA QUIRURGICA DE TECHO DE INTENSIDAD MEDIA	AMERICANS / GD-228	B	A	MO
424	HUARIACA	CENTRO OBSTÉTRICO	00400870	ECOGRAFO PORTATIL	MEDISON / SA-600	B	A	MO
425	HUARIACA	CENTRO OBSTÉTRICO	00402036	INCUBADORA DE TRANSPORTE ESTANDAR	HILLROM / T1500-IC	B	A	MO
426	HUARIACA	CENTRO OBSTÉTRICO	00402406	EQUIPO DE FOTOTERAPIA CON LUZ HALOGENA	FANEM / 006-BP BILISPOT	B	B	MO
427	HUARIACA	CENTRO OBSTÉTRICO	00403650	CUNA DE CALOR RADIANTE	FANEM / MULTISYSTEM 2051	B	A	MO
428	HUARIACA	CENTRO OBSTÉTRICO	00741608	BALANZA ELECTRONICA CON TALLIMETRO NEONATAL	HEALTH O METER / 553KL	CE	B	MO
429	HUARIACA	CENTRO OBSTÉTRICO	00744036	INCUBADORA DE TRANSPORTE ESTANDAR	DRÄGER / ISOLETTE 8000 INFANT	B	A	MO
430	HUARIACA	CENTRO OBSTÉTRICO	00989260	MESA DE PARTOS ELECTRICA	METAX / E-640 PLUS	B	M	MO
431	HUARIACA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00401196	ELECTROBISTURI MONO / BIPOLAR DE POTENCIA MEDIA	ERBE / ICC200	B	A	MO
432	HUARIACA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00401197	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	NAUVAG / VACUSON GOC	B	M	MO
433	HUARIACA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00401218	PULSIOXIMETRO	BCI INTERNATIONAL / 3304	B	A	MO
434	HUARIACA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00401221	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	AESCU LAP / CF-90/92	B	M	MO
435	HUARIACA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00401238	LAMPARA QUIRURGICA DE TECHO DE INTENSIDAD MEDIA	AMERICAN STERILIZER / DMC	B	A	MO
436	HUARIACA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00401300	PULSIOXIMETRO	MEDICAL SYSTEMS / 71200A2	B	A	MO
437	HUARIACA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00401330	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	EASTERN / ES-700	B	M	MO
438	HUARIACA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00402064	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 06 PARAMETROS	LOHMEIR / MD10-395	B	A	MO
439	HUARIACA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00402066	FUENTE DE LUZ FRIA	STORZ / 4898	B	B	MO
440	HUARIACA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00403105	INCUBADORA DE TRANSPORTE ESTANDAR	FANEM / IT-158-TS	B	A	MO
441	HUARIACA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00403572	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	CAMI / NEW HOSPIVAC 350	B	M	MO
442	HUARIACA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00620214	MAQUINA DE ANESTESIA CON SISTEMA DE MONITOREO COMPLETO	DATEx OHMEDA / AVANCES/5	B	A	MO
443	HUARIACA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00620235	MAQUINA DE ANESTESIA CON SISTEMA DE MONITOREO COMPLETO	DATEx OHMEDA / AVANCES/5	B	A	MO
444	HUARIACA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00693099	LAMPARA QUIRURGICA RODABLE	MEDILAND / ML600MB	B	A	MO
445	HUARIACA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00693143	LAMPARA QUIRURGICA RODABLE	MEDILAND / ML600MB	B	A	MO
446	HUARIACA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00740032	CAPNOGRAFO + PULSIOXIMETRO	GENERAL ELECTRIC / DASH 3000	B	A	MO
447	HUARIACA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00740439	ELECTROCAUTERIO MONO / BIPOLAR	WEM / HF-120	B	A	MO
448	HUARIACA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00741027	DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS	NIHON KOHDEN / TEC-S531K	B	A	MO
449	HUARIACA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00741156	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	CAMI / NEW HOSPIVAC 350	B	M	MO
450	HUARIACA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00741426	EQUIPO DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE USO GENERAL	STRYKER / HD1188	B	B	MO
451	HUARIACA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00744027	COCHE DE PARO	MEDI PUMP / 1633L	CE	M	MO
452	HUARIACA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00744035	ASPIRADOR DE SECRECIONES PARA SALA DE OPERACIONES	TONGYE / YDX-100M-35A	B	M	MO
453	HUARIACA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00744126	ELECTROBISTURI MONO / BIPOLAR DE POTENCIA MEDIA	LED SPA / SURTRON 400 HP	B	A	MO
454	HUARIACA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00744127	ELECTROBISTURI MONO / BIPOLAR DE POTENCIA MEDIA	LED SPA / SURTRON 400 HP	B	A	MO
455	HUARIACA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00744876	SIERRA ELECTRICA PARA CORTAR YESO	OSCILOW / GL2000/83	CE	M	MO

ANEXO Nº 04 - LISTADO DE EQUIPOS PARA COBERTURA DEL SERVICIO

Nº	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIPO EQUIP.	CRITICIDAD	MODALIDAD EJECUCIÓN
456	HUARIACA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00744877	MESA DE OPERACIONES ELECTRICA DE USO BASICO	MEDIFA / MEDIFA 6000	B	M	MO
457	HUARIACA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00876505	EQUIPO DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE USO GENERAL	TEKNO / TK 754-2153D	B	B	MO
458	HUARIACA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00989201	LAMPARA QUIRURGICA DE TECHO DE INTENSIDAD ALTA	DRÄGER / POLARIS 600/600	B	A	MO
459	HUARIACA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00989236	MESA DE OPERACIONES ELECTRICA DE USO BASICO + TRAUMATOLOGIA	MINDRAY / HYBASE 6100	B	M	MO
460	HUARIACA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00989239	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION EMERGENCIA	METAX / M-720 PLUS	B	M	MO
461	HUARIACA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00989240	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION EMERGENCIA	METAX / M-720 PLUS	B	M	MO
462	HUARIACA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00989248	VENTILADOR DE TRANSPORTE	ZOLL / EMV+ 731 SERIES	B	A	MO
463	HUARIACA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00989255	LAMPARA QUIRURGICA RODABLE	AEONMED / OLM 9550	B	A	MO
464	HUARIACA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00989263	MESA DE OPERACIONES ELECTRICA DE USO BASICO	BARRFAB / BF683 TDP	B	M	MO
465	HUARIACA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00989268	LAMPARA QUIRURGICA DE TECHO DE INTENSIDAD ALTA	MERIVAARA / Q FLOW 6I + 6I	B	A	MO
466	HUARIACA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	01222582	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS	GENERAL ELECTRIC / B650	B	A	MO
467	HUARIACA	CONSULTA EXTERNA - GASTROENTEROLOGÍA	00402093	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	MEDI PUMP / 1133	B	M	MO
468	HUARIACA	CONSULTA EXTERNA - GASTROENTEROLOGÍA	00741448	VIDEO GASTROSCOPIO DE USO GENERAL	PENTAX / EPK-ISO10/EG-2990I	B	A	MO
469	HUARIACA	CONSULTA EXTERNA - GINECOLOGÍA	00741425	COLPOSCOPIO	CARL ZEISS / 150 FC	B	A	MO
470	HUARIACA	CONSULTA EXTERNA - MED. COMPLEMENTARIA	00401317	EQUIPO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO ELECTROACUPUNTURAL	AWQ / 104-B	B	M	MO
471	HUARIACA	CONSULTA EXTERNA - MED. COMPLEMENTARIA	00744003	BALANZA ELECTRONICA CON TALLIMETRO ADULTO	GREETMED / ELECTRONIC BOBY SCALE	CE	B	MO
472	HUARIACA	CONSULTA EXTERNA - MED. COMPLEMENTARIA	00744044	EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA	CEC / MAG 3 T	B	B	MO
473	HUARIACA	CONSULTA EXTERNA - MED. COMPLEMENTARIA	04050026	EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA	CEC / MAG 3T	B	B	PA
474	HUARIACA	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00397654	ESTERILIZADOR A CALOR SECO	MEMMERT / UM-100	B	A	MO
475	HUARIACA	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00397680	ESTERILIZADOR A CALOR SECO	MELAG / 215S	B	A	MO
476	HUARIACA	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00741412	UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO MAS COMPRESORA	GNATUS / INOVA PLUS SF E	B	B	MO
477	HUARIACA	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00741413	UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO MAS COMPRESORA	GNATUS / INOVA PLUS SF E	B	B	MO
478	HUARIACA	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00744821	EQUIPO DE RAYOS X DENTAL RODABLE	VILLA SISTEMI MEDICALI / ENDOGRAPH	B	M	MO
479	HUARIACA	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00744822	EQUIPO DE RAYOS X DENTAL RODABLE	VILLA SISTEMI MEDICALI / ENDOGRAPH	B	M	MO
480	HUARIACA	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	FNNE0001	EQUIPO DE FOTOPOLIMERIZACION	MONITEX / GT-1500	B	B	MO
481	HUARIACA	CONSULTA EXTERNA - OFTALMOLOGÍA	00400426	LAMPARA DE HENDIDURA CON TONOMETRO DE APLANACION	SHIN NIPPON / SNC	B	B	MO
482	HUARIACA	CTRO REHAB. INTEGRAL PACIENTES CRÓNICOS	00397952	ESTERILIZADOR A CALOR SECO	MEMMERT / UM-200	B	A	MO
483	HUARIACA	CTRO REHAB. INTEGRAL PACIENTES CRÓNICOS	00398145	ESTERILIZADOR A CALOR SECO	MEMMERT / UM-200	B	A	MO
484	HUARIACA	CTRO REHAB. INTEGRAL PACIENTES CRÓNICOS	00401736	ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL	AESCLAP / GF/80/GF84	B	M	MO
485	HUARIACA	CTRO REHAB. INTEGRAL PACIENTES CRÓNICOS	00403591	PULSIOXIMETRO	GENERAL ELECTRIC / TRUSAT	B	A	MO
486	HUARIACA	CTRO REHAB. INTEGRAL PACIENTES CRÓNICOS	00744025	COCHE DE PARO	MEDI PUMP / 1633GL	CE	M	MO
487	HUARIACA	CTRO REHAB. INTEGRAL PACIENTES CRÓNICOS	01224230	PULSIOXIMETRO	NONIN / 7500	B	A	MO
488	HUARIACA	CTRO REHAB. INTEGRAL PACIENTES CRÓNICOS	01224232	PULSIOXIMETRO	NONIN / 7500	B	A	MO
489	HUARIACA	ECOGRAFÍA	00403126	ECOGRAFO DE USO GENERAL	MINDRAY / DP-8800 PLUS	B	A	MO
490	HUARIACA	ECOGRAFÍA	00741406	ECOGRAFO PORTATIL	TOSHIBA / SSA-510 A	B	A	MO

ANEXO Nº 04 - LISTADO DE EQUIPOS PARA COBERTURA DEL SERVICIO

Nº	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIPO EQUIP.	CRITICIDAD	MODALIDAD EJECUCIÓN
491	HUARIACA	EMERG. GENERAL - UNID. VIGILAN. INTENS.	00403566	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	CAMI / NEW HOSPIVAC 350	B	M	MO
492	HUARIACA	EMERG. GENERAL - UNID. VIGILAN. INTENS.	00403568	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	CAMI / NEW HOSPIVAC 350	B	M	MO
493	HUARIACA	EMERG. GENERAL - UNID. VIGILAN. INTENS.	00403573	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	CAMI / NEW HOSPIVAC 350	B	M	MO
494	HUARIACA	EMERG. GENERAL - UNID. VIGILAN. INTENS.	00989352	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 07 PARAMETROS	MINDRAY / EPM 15M	B	A	MO
495	HUARIACA	EMERG. GENERAL - UNID. VIGILAN. INTENS.	00989353	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 07 PARAMETROS	MINDRAY / EPM 15M	B	A	MO
496	HUARIACA	EMERG. GENERAL - UNID. VIGILAN. INTENS.	00989354	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 07 PARAMETROS	MINDRAY / EPM 15M	B	A	MO
497	HUARIACA	EMERG. GENERAL - UNID. VIGILAN. INTENS.	00989413	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION URGENCIA	MUBI / PYXIS	B	M	MO
498	HUARIACA	EMERG. GENERAL - UNID. VIGILAN. INTENS.	01222649	VENTILADOR MECANICO ADULTO PEDIATRICO	STERNMED / VENTO 62	B	A	MO
499	HUARIACA	EMERG. GENERAL - UNID. VIGILAN. INTENS.	01226060	ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE	FAZZINI / F-60	B	M	MO
500	HUARIACA	EMERG. GENERAL - UNID. VIGILAN. INTENS.	01226864	VENTILADOR MECANICO ADULTO PEDIATRICO	STERNMED / VENTO 62	B	A	MO
501	HUARIACA	EMERG. GENERAL - UNID. VIGILAN. INTENS.	01230720	VENTILADOR MECANICO ADULTO PEDIATRICO	STERNMED / VENTO 62	B	A	MO
502	HUARIACA	EMERG. GENERAL - UNID. VIGILAN. INTENS.	01230721	VENTILADOR MECANICO ADULTO PEDIATRICO	STERNMED / VENTO 62	B	A	MO
503	HUARIACA	EMERGENCIA GENERAL	00400359	ESTERILIZADOR A CALOR SECO	MEMMERT / UM100	B	A	MO
504	HUARIACA	EMERGENCIA GENERAL	00400361	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	MEDI PUMP / 1243A	B	M	MO
505	HUARIACA	EMERGENCIA GENERAL	00402057	ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL	ATMOS / ELEKTROSAUGER	B	M	MO
506	HUARIACA	EMERGENCIA GENERAL	00403543	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS	PHILIPS / MP20	B	A	MO
507	HUARIACA	EMERGENCIA GENERAL	00403582	VENTILADOR DE TRANSPORTE	SIARE / SIRIO PLUS	B	A	MO
508	HUARIACA	EMERGENCIA GENERAL	00743302	BOMBA DE INFUSION DE 02 CANALES	HOSPIRA / LIFE CARE	B	A	MO
509	HUARIACA	EMERGENCIA GENERAL	00743416	ELECTROCARDIOGRAFO DE 01 CANAL	EDAN INSTRUMENTS / SE-1	B	A	MO
510	HUARIACA	EMERGENCIA GENERAL	00744002	BALANZA ELECTRONICA CON TALLIMETRO ADULTO	GREETMED / ELECTRONIC BOBY SCALE	CE	B	MO
511	HUARIACA	EMERGENCIA GENERAL	00744004	BALANZA ELECTRONICA CON TALLIMETRO ADULTO	GREETMED / ELECTRONIC BOBY SCALE	CE	B	MO
512	HUARIACA	EMERGENCIA GENERAL	00744028	COCHE DE PARO	MEDI PUMP / 1633GL	CE	M	MO
513	HUARIACA	EMERGENCIA GENERAL	00744789	DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS	PHILIPS / EFFICIA DFM100	B	A	MO
514	HUARIACA	EMERGENCIA GENERAL	00744791	PULSIOXIMETRO	NONIN / 7500	B	A	MO
515	HUARIACA	EMERGENCIA GENERAL	00989249	VENTILADOR DE TRANSPORTE	ZOLL / EMV+ 731 SERIES	B	A	MO
516	HUARIACA	EMERGENCIA GENERAL	00989254	LAMPARA QUIRURGICA RODABLE	AEONMED / OLM 9550	B	A	MO
517	HUARIACA	EMERGENCIA GENERAL	00989256	LAMPARA QUIRURGICA RODABLE	AEONMED / OLM 9550	B	A	MO
518	HUARIACA	EMERGENCIA GENERAL	00989357	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 07 PARAMETROS	MINDRAY / EPM 15M	B	A	MO
519	HUARIACA	EMERGENCIA GENERAL	01220052	PULSIOXIMETRO	CHARMCARE / ACCURO	B	A	MO
520	HUARIACA	EMERGENCIA GENERAL	HQNE0001	DETECTOR DE LATIDOS FETALES	EDAN INSTRUMENTS / SONOTRAX BASIC A	B	A	MO
521	HUARIACA	ENFERMERÍA - ADULTO - ADULTO MAYOR	01220050	PULSIOXIMETRO	CHARMCARE / ACCURO	B	A	MO
522	HUARIACA	ENFERMERÍA - NIÑO - ADOLESCENTE	00740991	BALANZA ELECTRONICA CON TALLIMETRO ADULTO	VILLANUEVA / ELIHO	CE	B	MO
523	HUARIACA	ENFERMERÍA - NIÑO - ADOLESCENTE	00744062	REFRIGERADOR ICE LINE	DOMETIC / TCW 3000 AC	B	M	MO
524	HUARIACA	FARMACIA	00741294	REFRIGERADORA PARA LABORATORIO (15 A 25 PIES CUBICOS)	THERMO SCIENTIFIC / REL 2304D	B	M	MO
525	HUARIACA	HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL	00397564	ESTERILIZADOR A CALOR SECO	MEMMERT / UM-100	B	A	MO

ANEXO Nº 04 - LISTADO DE EQUIPOS PARA COBERTURA DEL SERVICIO

Nº	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIPO EQUIP.	CRITICIDAD	MODALIDAD EJECUCIÓN
526	HUARIACA	HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL	00402237	DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS	GENERAL ELECTRIC / CARDIOSERV	B	A	MO
527	HUARIACA	HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL	00403504	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS	EDAN INSTRUMENTS / M9	B	A	MO
528	HUARIACA	HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL	00403544	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS	PHILIPS / MP20	B	A	MO
529	HUARIACA	HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL	00403545	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS	PHILIPS / MP20	B	A	MO
530	HUARIACA	HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL	00403571	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	CAMI / NEW HOSPIVAC 350	B	M	MO
531	HUARIACA	HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL	00740049	DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS	CU MEDICAL SYSTEMS / CU-ERS	B	A	MO
532	HUARIACA	HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL	00740416	PULSIOXIMETRO	NELLCOR / N560	B	A	MO
533	HUARIACA	HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL	00740453	ELECTROCARDIOGRAFO DE 01 CANAL	BIOCARE / ECG-101	B	A	MO
534	HUARIACA	HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL	00741155	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	CAMI / NEW HOSPIVAC 350	B	M	MO
535	HUARIACA	HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL	00744001	BALANZA ELECTRONICA CON TALLIMETRO ADULTO	GREETMED / ELECTRONIC BOBY SCALE	CE	B	MO
536	HUARIACA	HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL	00744026	COCHE DE PARO	MEDI PUMP / 1633 GL	CE	M	MO
537	HUARIACA	HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL	00989193	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 5 PARÁMETROS	DRÄGER / VISTA 120	B	A	MO
538	HUARIACA	HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL	00989195	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 5 PARAMETROS	DRÄGER / VISTA 120	B	A	MO
539	HUARIACA	HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL	00989247	VENTILADOR DE TRANSPORTE	ZOLL / EMV+ 731 SERIES	B	A	MO
540	HUARIACA	HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL	00989356	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 07 PARAMETROS	MINDRAY / EPM 15M	B	A	MO
541	HUARIACA	HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL	00989412	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION URGENCIA	MUBI / PYXIS	B	M	MO
542	HUARIACA	HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL	01220051	PULSIOXIMETRO	CHARMCARE / ACCURO	B	A	MO
543	HUARIACA	HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL	01224231	PULSIOXIMETRO	NONIN / 7500	B	A	MO
544	HUARIACA	LABORATORIO PAT. CLÍNICA	00397259	CENTRIFUGA DE MESA (400 A 750 ML)	BOECO / C-28	B	M	MO
545	HUARIACA	LABORATORIO PAT. CLÍNICA	00397263	ESTERILIZADOR A CALOR SECO	MEMMERT / UM-200	B	A	MO
546	HUARIACA	LABORATORIO PAT. CLÍNICA	00397271	SECADOR DE LAMINAS	SARGET / 3H	CE	M	MO
547	HUARIACA	LABORATORIO PAT. CLÍNICA	00397273	BAÑO MARIA	MEMMERT / W350	B	B	MO
548	HUARIACA	LABORATORIO PAT. CLÍNICA	00397275	ESTERILIZADOR A CALOR SECO	MEMMERT / UM-200	B	A	MO
549	HUARIACA	LABORATORIO PAT. CLÍNICA	00403492	CONGELADOR VERTICAL DE -20°C	SOLFARMA / CPLV-25	B	M	MO
550	HUARIACA	LABORATORIO PAT. CLÍNICA	00403526	CENTRIFUGA DE MESA (400 A 750 ML)	BOECO / C-28A	B	M	MO
551	HUARIACA	LABORATORIO PAT. CLÍNICA	00403550	CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITOS	THERMO FISHER / CL-17-IEC	B	M	MO
552	HUARIACA	LABORATORIO PAT. CLÍNICA	00403558	MICROSCOPIO BINOCULAR	MICROS / MCX100	B	B	MO
553	HUARIACA	LABORATORIO PAT. CLÍNICA	00741290	REFRIGERADORA PARA LABORATORIO (15 A 25 PIES CUBICOS)	THERMO SCIENTIFIC / REL 2304D	B	M	MO
554	HUARIACA	LABORATORIO PAT. CLÍNICA	00741297	REFRIGERADORA PARA LABORATORIO (15 A 25 PIES CUBICOS)	THERMO SCIENTIFIC / REL 2304D	B	M	MO
555	HUARIACA	LABORATORIO PAT. CLÍNICA	00741434	ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION ATOMICA	GBC / SAVANTAA, GF5000 Y HG3000	B	M	MO
556	HUARIACA	LABORATORIO PAT. CLÍNICA	00744057	MICROSCOPIO BINOCULAR	LEICA / DM750	B	B	MO
557	HUARIACA	LABORATORIO PAT. CLÍNICA	00744139	MICROSCOPIO BINOCULAR	OLYMPUS / CX-31	B	B	MO
558	HUARIACA	LABORATORIO PAT. CLÍNICA	00744140	MICROSCOPIO BINOCULAR	OLYMPUS / CX-31	B	B	MO
559	HUARIACA	LABORATORIO PAT. CLÍNICA	00744144	INCUBADORA DE CULTIVO (700 A 800 LITROS)	BINDER / BD 720	B	M	MO
560	HUARIACA	LABORATORIO PAT. CLÍNICA	00744848	CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITOS	BOECO / HC-240	B	M	MO

ANEXO Nº 04 - LISTADO DE EQUIPOS PARA COBERTURA DEL SERVICIO

Nº	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIPO EQUIP.	CRITICIDAD	MODALIDAD EJECUCIÓN
561	HUARIACA	RADIOLOGÍA / RAYOS X	00403101	EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO - RADIOGRAFIA (POTENCIA MEDIA)	SHIMADZU / RADIOTEX	B	M	MO
562	HUARIACA	RADIOLOGÍA / RAYOS X	00403455	EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL	DONGMUN / DIG-610	B	M	MO
563	HUARIACA	RADIOLOGÍA / RAYOS X	00741417	EQUIPO DE MAMOGRAFIA	HOLOGIC / M-IV DUAL LINEAL	B	A	MO
564	HUARIACA	RADIOLOGÍA / RAYOS X	00741444	SISTEMA DE DIGITALIZACION CR PARA EQUIPOS DE RAYOS X	KONICA MINOLTA / REGIUS 110HQ	B	A	MO
565	HUARIACA	TRASLADO DE PACIENTES	00740196	PULSIOXIMETRO	GE-DATX OHMEDA / TRUSAT	B	A	MO
566	HUARIACA	TRASLADO DE PACIENTES	00740208	DESFIBRILADOR CON MONITOR PARA AMBULANCIA	PHILIPS / HEARTSTART MRX	B	A	MO
567	HUARIACA	TRASLADO DE PACIENTES	00743364	ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL PARA AMBULANCIA	DEVILBISS / 7305P-D	B	M	MO
568	HUARIACA	TRASLADO DE PACIENTES	00743421	ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL PARA AMBULANCIA	DEVILBISS / 7305P-D	B	M	MO
569	HUARIACA	TRASLADO DE PACIENTES	00743425	PULSIOXIMETRO PARA AMBULANCIA	CHOICE / MD2000-A	B	A	MO
570	HUARIACA	TRASLADO DE PACIENTES	00743692	DESFIBRILADOR CON MONITOR PARA AMBULANCIA	PHILIPS / HEARTSTART MRX	B	A	MO
571	HUAYLLAY	C. EXT - MEDIC. FISICA. Y REHABILITACION	00396952	TANQUE DE COMPRESAS CALIENTES	CHATTANOOGA / 313468	CB	B	MO
572	HUAYLLAY	C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA	00740023	DETECTOR DE LATIDOS FETALES	JUMPER / JPD-200C	B	A	MO
573	HUAYLLAY	C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA	00740982	BALANZA ELECTRONICA CON TALLIMETRO ADULTO	VILLANUEVA / ELIHO	CE	B	MO
574	HUAYLLAY	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00392187	BAÑO MARIA	TELCO / PRECISION CIENTIFIC	B	B	MO
575	HUAYLLAY	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00403137	ECOGRAFO DE USO GENERAL	SONOSCAPE / SSI-800	B	A	MO
576	HUAYLLAY	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00403560	MICROSCOPIO BINOCULAR	MICROS / MCX100	B	B	MO
577	HUAYLLAY	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00741095	MICROSCOPIO BINOCULAR	OLYMPUS / CX-31	B	B	MO
578	HUAYLLAY	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00741144	CENTRIFUGA DE MESA (400 A 750 ML)	THERMO SCIENTIFIC / CL 10	B	M	MO
579	HUAYLLAY	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00741293	REFRIGERADORA PARA LABORATORIO (15 A 25 PIES CUBICOS)	THERMO SCIENTIFIC / REL 2304D	B	M	MO
580	HUAYLLAY	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00403123	UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO MAS COMPRESORA	KAVO / UNIK	B	B	MO
581	HUAYLLAY	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00740034	ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA	TUTTNAUER / 2545 E	B	A	MO
582	HUAYLLAY	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00740466	EQUIPO DE RAYOS X DENTAL RODABLE	VILLA SISTEMI MEDICALI / ENDOS DC	B	M	MO
583	HUAYLLAY	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00741120	ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA (15 A 25 LITROS)	CISA / 250	B	A	MO
584	HUAYLLAY	ENFERMERÍA - ADULTO - ADULTO MAYOR	00740990	BALANZA ELECTRONICA CON TALLIMETRO ADULTO	VILLANUEVA / ELIHO	CE	B	MO
585	HUAYLLAY	ENFERMERÍA - NIÑO - ADOLESCENTE	00741610	BALANZA ELECTRONICA NEONATAL CON TALLIMETRO	HEALTH O METER / 553KL	CE	B	MO
586	HUAYLLAY	ENFERMERÍA - NIÑO - ADOLESCENTE	00744770	CONGELADOR HORIZONTAL PARA VACUNAS Y PAQUETES FRIOS	VESTFROST / MF214	B	M	MO
587	HUAYLLAY	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00399786	ESTERILIZADOR A CALOR SECO	MEMMERT / null	B	A	MO
588	HUAYLLAY	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00693102	LAMPARA QUIRURGICA RODABLE	MEDILAND / ML600MB	B	A	MO
589	HUAYLLAY	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00740417	PULSIOXIMETRO	NELLCOR / N560	B	A	MO
590	HUAYLLAY	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00740418	PULSIOXIMETRO	NELLCOR / N560	B	A	MO
591	HUAYLLAY	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00740447	ELECTROCAUTERIO MONO / BIPOLAR	WEM / HF-120	B	A	MO
592	HUAYLLAY	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00740460	ELECTROCARDIOGRAFO DE 01 CANAL	BIOCARE / ECG-101	B	A	MO
593	HUAYLLAY	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00741032	DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS	NIHON KOHDEN / TEC-5531K	B	A	MO
594	HUAYLLAY	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00741126	ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA (15 A 25 LITROS)	CISA / 250	B	A	MO
595	HUAYLLAY	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00741152	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	CAMI / NEW HOSPIVAC 350	B	M	MO

ANEXO Nº 04 - LISTADO DE EQUIPOS PARA COBERTURA DEL SERVICIO

Nº	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIPO EQUIP.	CRITICIDAD	MODALIDAD EJECUCIÓN
596	HUAYLLAY	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00743408	NEBULIZADOR PORTATIL	OLIDEF / C-71 PLUS	B	M	MO
597	HUAYLLAY	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	01222499	PULSIOXIMETRO	NONIN / 7500	B	A	MO
598	HUAYLLAY	TRASLADO DE PACIENTES	00743412	PULSIOXIMETRO PARA AMBULANCIA	TENKO / TK-2515	B	A	MO
599	HUAYLLAY	TRASLADO DE PACIENTES	00743420	ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL PARA AMBULANCIA	DEVILBISS / 7305P-D	B	M	MO
600	HUAYLLAY	TRASLADO DE PACIENTES	00743570	DEFIBRILADOR CON MONITOR PARA AMBULANCIA	INSTRAMED / CARDIOMAX	B	A	MO
601	MILPO	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00741108	ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA (25 A 45 LITROS)	CISA / 260	B	A	MO
602	MILPO	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00741139	CENTRIFUGA DE MESA (400 A 750 ML)	THERMO SCIENTIFIC / CL 10	B	M	MO
603	MILPO	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00741296	REFRIGERADORA PARA LABORATORIO (15 A 25 PIES CUBICOS)	THERMO SCIENTIFIC / REL 2304D	B	M	MO
604	MILPO	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00741402	ECOGRAFO PORTATIL	TOSHIBA / SSA-510 A	B	A	MO
605	MILPO	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00740469	EQUIPO DE RAYOS X DENTAL RODABLE	VILLA SISTEMI MEDICALI / ENDOS DC	B	M	MO
606	MILPO	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00741411	UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO MAS COMPRESORA	GNATUS / INOVA PLUS SF E	B	B	MO
607	MILPO	ENFERMERÍA - ADULTO - ADULTO MAYOR	00740978	BALANZA ELECTRONICA CON TALLIMETRO ADULTO	VILLANUEVA / ELIHO	CE	B	MO
608	MILPO	ENFERMERÍA - NIÑO - ADOLESCENTE	00741061	BALANZA ELECTRONICA PEDIATRICA	VILLANUEVA / BABY II	CE	B	MO
609	MILPO	ENFERMERÍA - NIÑO - ADOLESCENTE	00744045	REFRIGERADORA ICE LINE	DOMETIC / TCW 2000 AC	B	M	MO
610	MILPO	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00399861	ESTERILIZADOR A CALOR SECO	MELAG / 850W	B	A	MO
611	MILPO	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00740411	PULSIOXIMETRO	NELLCOR / N560	B	A	MO
612	MILPO	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00740444	ELECTROCAUTERIO MONO / BIPOLAR	WEM / HF-120	B	A	MO
613	MILPO	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00740457	ELECTROCARDIOGRAFO DE 01 CANAL	BIOCARE / ECG-101	B	A	MO
614	MILPO	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00741029	DEFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS	NIHON KOHDEN / TEC-5531K	B	A	MO
615	MILPO	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00743406	NEBULIZADOR PORTATIL	OLIDEF / C-71 PLUS	B	M	MO
616	MILPO	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	01222505	PULSIOXIMETRO	NONIN / 7500	B	A	MO
617	OXAPAMPA	C. EXT - MEDIC. FISICA. Y REHABILITACION	00394287	LAMPARA DE TERAPIA CON LUZ INFRARROJA RODABLE	OSRAM / null	CB	B	MO
618	OXAPAMPA	C. EXT - MEDIC. FISICA. Y REHABILITACION	00743379	TENS ANALGESICO	BIOMEDICAL SYSTEMS / SYSTEMA 2000	B	M	MO
619	OXAPAMPA	C. EXT - MEDIC. FISICA. Y REHABILITACION	00743381	TENS ESTIMULANTE	BIOMEDICAL SYSTEMS / QUADSTAR II	B	M	MO
620	OXAPAMPA	C. EXT - MEDIC. FISICA. Y REHABILITACION	00743384	EQUIPO DE TERAPIA COMBINADA	CHATTANOOGA / INTELECT MOBIL COMBO	B	M	MO
621	OXAPAMPA	C. EXT - MEDIC. FISICA. Y REHABILITACION	00743386	TANQUE DE PARAFINA	CARCI / 3020-I	CB	B	MO
622	OXAPAMPA	C. EXT - MEDIC. FISICA. Y REHABILITACION	00743399	TANQUE DE COMPRESAS FRIAS	CHATTANOOGA / C 5	CB	B	MO
623	OXAPAMPA	C. EXT - MEDIC. FISICA. Y REHABILITACION	00743400	EQUIPO DE TRACCION CERVICAL - LUMBAR	ENRAF NONIUS / ELTRAC 471	B	M	MO
624	OXAPAMPA	C. EXT - MEDIC. FISICA. Y REHABILITACION	00744031	TANQUE DE COMPRESAS CALIENTES	CHATTANOOGA / M-2	CB	B	MO
625	OXAPAMPA	C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA	00402383	DETECTOR DE LATIDOS FETALES	NICOLET / IMEX DOP CT	B	A	MO
626	OXAPAMPA	C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA	00740029	DETECTOR DE LATIDOS FETALES	JUMPER / JPD-200C	B	A	MO
627	OXAPAMPA	C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA	00743282	MONITOR FETAL	BISTOS / BT-350	B	A	MO
628	OXAPAMPA	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	00740055	ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA	MIDMARK / M - 11	B	A	MO
629	OXAPAMPA	CENTRO OBSTÉTRICO	00393714	LAMPARA QUIRURGICA RODABLE	HERAEUS / HANALUX	B	A	MO
630	OXAPAMPA	CENTRO OBSTÉTRICO	00393720	ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL	GOMCO / 400	B	M	MO

ANEXO Nº 04 - LISTADO DE EQUIPOS PARA COBERTURA DEL SERVICIO

Nº	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIPO EQUIP.	CRITICIDAD	MODALIDAD EJECUCIÓN
631	OXAPAMPA	CENTRO OBSTÉTRICO	00402438	MESA DE PARTOS ELECTRICA	SCHMITZ / MEDIMATIC	B	M	MO
632	OXAPAMPA	CENTRO OBSTÉTRICO	00403548	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS	PHILIPS / MP20	B	A	MO
633	OXAPAMPA	CENTRO OBSTÉTRICO	00403647	CUNA DE CALOR RADIANTE	FANEM / MULTISYSTEM 2051	B	A	MO
634	OXAPAMPA	CENTRO OBSTÉTRICO	00741047	INCUBADORA NEONATAL ESTANDAR	FANEM / VISION 2186	B	A	MO
635	OXAPAMPA	CENTRO OBSTÉTRICO	00744784	LAMPARA QUIRURGICA RODABLE	RIMSA / PENTALED 30N	B	A	MO
636	OXAPAMPA	CENTRO OBSTÉTRICO	00989257	LAMPARA QUIRURGICA RODABLE	AEONMED / OLM 9550	B	A	MO
637	OXAPAMPA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00393660	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	MEDI PUMP / 1243	B	M	MO
638	OXAPAMPA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00393725	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	MEDI PUMP / 1243	B	M	MO
639	OXAPAMPA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00403139	MAQUINA DE ANESTESIA CON SISTEMA DE MONITOREO BASICO	GE-DATEX OHMEDA / AVANCE S/5	B	A	MO
640	OXAPAMPA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00403533	LAMPARA QUIRURGICA DE TECHO DE INTENSIDAD ALTA	BERCHTOLD / CHROMOPHARE	B	A	MO
641	OXAPAMPA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00730994	ELECTROBISTURI MONO / BIPOLAR DE POTENCIA MEDIA	WEM / SS-601MCA	B	A	MO
642	OXAPAMPA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00740446	ELECTROCAUTERIO MONO / BIPOLAR	WEM / HF-120	B	A	MO
643	OXAPAMPA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00740449	ELECTROCAUTERIO MONO / BIPOLAR	WEM / HF-120	B	A	MO
644	OXAPAMPA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00741414	EQUIPO DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE USO GENERAL	STRYKER / HD1188	B	B	MO
645	OXAPAMPA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00744783	LAMPARA QUIRURGICA RODABLE	RIMSA / PENTALED 30N	B	A	MO
646	OXAPAMPA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00989261	MESA DE OPERACIONES ELECTRICA DE USO BASICO	BARRFAB / BF683 TDP	B	M	MO
647	OXAPAMPA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00989262	MESA DE OPERACIONES ELECTRICA DE USO BASICO	BARRFAB / BF683 TDP	B	M	MO
648	OXAPAMPA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00989265	MAQUINA DE ANESTESIA CON SISTEMA DE MONITOREO BÁSICO	GENERAL ELECTRIC / CARESTATION 650 A1	B	A	MO
649	OXAPAMPA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00989266	LAMPARA QUIRURGICA DE TECHO DE INTENSIDAD ALTA	MERIVAARA / Q FLOW 6I + 6I	B	A	MO
650	OXAPAMPA	CONSULTA EXTERNA - GASTROENTEROLOGÍA	00403135	VIDEO COLONOSCOPIO DE USO GENERAL	OLYMPUS / CF-Q145L	B	A	MO
651	OXAPAMPA	CONSULTA EXTERNA - GASTROENTEROLOGÍA	00403527	GASTROFIBROSCOPIO	OLYMPUS / GIF-E3	B	M	MO
652	OXAPAMPA	CONSULTA EXTERNA - GINECOLOGÍA	00403124	ECOGRAFO DE USO GENERAL	MINDRAY / DP-8800 PLUS	B	A	MO
653	OXAPAMPA	CONSULTA EXTERNA - GINECOLOGÍA	00403130	ECOGRAFO DOPPLER COLOR 3D	SIEMENS / ACUSON X 150	B	A	MO
654	OXAPAMPA	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00393612	ESTERILIZADOR A CALOR SECO	MEMMERT / UM-100	B	A	MO
655	OXAPAMPA	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00403117	UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO MAS COMPRESORA	KAVO / UNIK	B	B	MO
656	OXAPAMPA	CONSULTA EXTERNA - OFTALMOLOGÍA	00393550	LAMPARA DE HENDIDURA CON TONOMETRO DE APLANACION	TOPCON / SL-3C	B	B	MO
657	OXAPAMPA	CONSULTA EXTERNA - OFTALMOLOGÍA	00393552	AUTOKERATREFRACTOMETRO	TOPCON / UM-4	B	B	MO
658	OXAPAMPA	CONTROL PATRIMONIAL	00741407	ECOGRAFO PORTATIL	TOSHIBA / SSA-510 A	B	A	MO
659	OXAPAMPA	EMERGENCIA GENERAL	00393788	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	MEDI PUMP / 1243	B	M	MO
660	OXAPAMPA	EMERGENCIA GENERAL	00740425	PULSIOXIMETRO	NELLCOR / N560	B	A	MO
661	OXAPAMPA	EMERGENCIA GENERAL	00740452	ELECTROCARDIOGRAFO DE 01 CANAL	BIOCARE / ECG-101	B	A	MO
662	OXAPAMPA	EMERGENCIA GENERAL	00740992	BALANZA ELECTRONICA CON TALLIMETRO ADULTO	VILLANUEVA / ELIHO	CE	B	MO
663	OXAPAMPA	EMERGENCIA GENERAL	00741034	DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS	NIHON KOHDEN / TEC-5531K	B	A	MO
664	OXAPAMPA	EMERGENCIA GENERAL	00741161	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	CAMI / NEW HOSPIVAC 350	B	M	MO
665	OXAPAMPA	EMERGENCIA GENERAL	00741226	SIERRA ELECTRICA PARA CORTAR YESO	HEBU MEDICAL / HB-8894	CE	M	MO

ANEXO Nº 04 - LISTADO DE EQUIPOS PARA COBERTURA DEL SERVICIO

Nº	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIPO EQUIP.	CRITICIDAD	MODALIDAD EJECUCIÓN
666	OXAPAMPA	EMERGENCIA GENERAL	00743435	VENTILADOR DE TRANSPORTE	WEINMANN / MEDUMAT TRANSPORT	B	A	MO
667	OXAPAMPA	EMERGENCIA GENERAL	00744007	BALANZA ELECTRONICA CON TALLIMETRO	GREETMED / ELECTRONIC BOBY SCALE	CE	B	MO
668	OXAPAMPA	EMERGENCIA GENERAL	00744041	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 07 PARAMETROS	GENERAL ELECTRIC / CARESCAPE B650	B	A	MO
669	OXAPAMPA	EMERGENCIA GENERAL	00989272	VENTILADOR VOLUMETRICO	NORTHERN MEDITEC / CRIUS V6	B	A	MO
670	OXAPAMPA	EMERGENCIA GENERAL	01220049	PULSIOXIMETRO	CHARMCARE / ACCURO	B	A	MO
671	OXAPAMPA	EMERGENCIA GENERAL	01226275	PULSIOXIMETRO	CHARMCARE / ACCURO	B	A	MO
672	OXAPAMPA	EMERGENCIA GENERAL	01226277	PULSIOXIMETRO	CHARMCARE / ACCURO	B	A	MO
673	OXAPAMPA	ENFERMERÍA - ADULTO - ADULTO MAYOR	00744005	BALANZA ELECTRONICA CON TALLIMETRO	GREETMED / ELECTRONIC BOBY SCALE	CE	B	MO
674	OXAPAMPA	ENFERMERÍA - NIÑO - ADOLESCENTE	00741607	BALANZA ELECTRONICA CON TALLIMETRO NEONATAL	HEALTH O METER / 553KL	CE	B	MO
675	OXAPAMPA	ENFERMERÍA - NIÑO - ADOLESCENTE	00744061	REFRIGERADOR ICE LINE	DOMETIC / TCW 3000 AC	B	M	MO
676	OXAPAMPA	ENFERMERÍA - NIÑO - ADOLESCENTE	01226276	PULSIOXIMETRO	CHARMCARE / ACCURO	B	A	MO
677	OXAPAMPA	ENFERMERÍA - NIÑO - ADOLESCENTE	01226278	PULSIOXIMETRO	CHARMCARE / ACCURO	B	A	MO
678	OXAPAMPA	HOSPITALIZACIÓN - GINECOLOGÍA	00741415	COLPOSCOPIO	CARL ZEISS / 151 FC	B	A	MO
679	OXAPAMPA	HOSPITALIZACIÓN - MEDICINA	00740197	PULSIOXIMETRO	GE-DATEx OHMEDA / TRUSAT	B	A	MO
680	OXAPAMPA	HOSPITALIZACIÓN - MEDICINA	00740431	PULSIOXIMETRO	NELLCOR / N560	B	A	MO
681	OXAPAMPA	HOSPITALIZACIÓN - MEDICINA	00743303	BOMBA DE INFUSION DE 02 CANALES	HOSPIRA / LITE CARE	B	A	MO
682	OXAPAMPA	HOSPITALIZACIÓN - MEDICINA	01220048	PULSIOXIMETRO	CHARMCARE / ACCURO	B	A	MO
683	OXAPAMPA	HOSPITALIZACIÓN - OBSTETRICIA	00741052	INCUBADORA DE TRANSPORTE ESTANDAR	FANEM / IT-158-TS	B	A	MO
684	OXAPAMPA	LABORATORIO PAT. CLÍNICA	00394292	ESTERILIZADOR A CALOR SECO	MEMMERT / UM400	B	A	MO
685	OXAPAMPA	LABORATORIO PAT. CLÍNICA	00394293	BAÑO MARIA	SELECTA / null	B	B	MO
686	OXAPAMPA	LABORATORIO PAT. CLÍNICA	00394615	CENTRIFUGA DE MESA (400 A 750 ML)	BOECO / 1202-13	B	M	MO
687	OXAPAMPA	LABORATORIO PAT. CLÍNICA	00403491	CONGELADOR VERTICAL DE -20°C	OLIVEROS / CLV-18P3	B	M	MO
688	OXAPAMPA	LABORATORIO PAT. CLÍNICA	00403559	MICROSCOPIO BINOCULAR	MICROS / MCX100	B	B	MO
689	OXAPAMPA	LABORATORIO PAT. CLÍNICA	00741096	MICROSCOPIO BINOCULAR	OLYMPUS / CX-31	B	B	MO
690	OXAPAMPA	LABORATORIO PAT. CLÍNICA	00741097	MICROSCOPIO BINOCULAR	OLYMPUS / CX-31	B	B	MO
691	OXAPAMPA	LABORATORIO PAT. CLÍNICA	00741146	CENTRIFUGA DE MESA (400 A 750 ML)	THERMO SCIENTIFIC / CL 10	B	M	MO
692	OXAPAMPA	LABORATORIO PAT. CLÍNICA	00741147	CENTRIFUGA DE MESA (400 A 750 ML)	THERMO SCIENTIFIC / CL 10	B	M	MO
693	OXAPAMPA	LABORATORIO PAT. CLÍNICA	00741285	REFRIGERADORA PARA LABORATORIO (15 A 25 PIES CUBICOS)	THERMO SCIENTIFIC / REL 2304D	B	M	MO
694	OXAPAMPA	LABORATORIO PAT. CLÍNICA	00741389	INCUBADORA DE CULTIVO (20 A 38 LITROS)	MEMMERT / INE 200	B	M	MO
695	OXAPAMPA	LABORATORIO PAT. CLÍNICA	00741393	CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITOS	THERMO SCIENTIFIC / CL17	B	M	MO
696	OXAPAMPA	LABORATORIO PAT. CLÍNICA	00741394	CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITOS	THERMO SCIENTIFIC / CL17	B	M	MO
697	OXAPAMPA	LABORATORIO PAT. CLÍNICA	00741395	AGITADOR PARA BOLSAS DE SANGRE	CENTRON / CM 735	B	M	MO
698	OXAPAMPA	LABORATORIO PAT. CLÍNICA	00741396	REFRIGERADORA PARA BANCO DE SANGRE	THERMO SCIENTIFIC / REB 2304D	B	M	MO
699	OXAPAMPA	LABORATORIO PAT. CLÍNICA	00744793	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL (4 PIES TIPO A2)	LABCONCO / LOGIC PLUS	B	M	MO
700	OXAPAMPA	RADIOLOGÍA / RAYOS X	00741422	EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO - RADIOGRAFIA (POTENCIA MEDIA)	SHIMADZU / RADSPED MF	B	M	MO

ANEXO Nº 04 - LISTADO DE EQUIPOS PARA COBERTURA DEL SERVICIO								
Nº	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIPO EQUIP.	CRITICIDAD	MODALIDAD EJECUCIÓN
701	OXAPAMPA	RADIOLOGÍA / RAYOS X	00741428	EQUIPO DE MAMOGRAFIA	HOLOGIC / M-IV	B	A	MO
702	OXAPAMPA	RADIOLOGÍA / RAYOS X	00741445	SISTEMA DE DIGITALIZACION CR PARA EQUIPOS DE RAYOS X	KONICA MINOLTA / REGIUS 110HQ	B	A	MO
703	OXAPAMPA	RADIOLOGÍA / RAYOS X	00741457	SISTEMA DE DIGITALIZACIÓN COMPUTARIZADA PARA CHASIS CON LAMINA DE FÓSFORO	AGFA / CR30XM	B	A	MO
704	OXAPAMPA	TRASLADO DE PACIENTES	00740020	PULSIOXIMETRO	GENERAL ELECTRIC / TRUSAT	B	A	MO
705	OXAPAMPA	TRASLADO DE PACIENTES	00740212	DEFIBRILADOR CON MONITOR PARA AMBULANCIA	PHILIPS / HEARTSTART MRX	B	A	MO
706	OXAPAMPA	TRASLADO DE PACIENTES	00743363	ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL PARA AMBULANCIA	DEVILBISS / 7305P-D	B	M	MO
707	OXAPAMPA	TRASLADO DE PACIENTES	00743414	ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL PARA AMBULANCIA	DEVILBISS / 7305P-D	B	M	MO
708	OXAPAMPA	TRASLADO DE PACIENTES	00743424	PULSIOXIMETRO PARA AMBULANCIA	CHOICE / MD2000-A	B	A	MO
709	OXAPAMPA	TRASLADO DE PACIENTES	00743695	DEFIBRILADOR CON MONITOR PARA AMBULANCIA	PHILIPS / HEARTSTART MRX	B	A	MO
710	PAUCARTAMBO	C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA	00403654	DETECTOR DE LATIDOS FETALES	BIONET / BABY CARE	B	A	MO
711	PAUCARTAMBO	C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA	00740025	DETECTOR DE LATIDOS FETALES	JUMPER / JPD-200C	B	A	MO
712	PAUCARTAMBO	C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA	00741043	INCUBADORA NEONATAL ESTANDAR	FANEM / VISION 2186	B	A	MO
713	PAUCARTAMBO	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00394613	CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITOS	DAMON / MB	B	M	MO
714	PAUCARTAMBO	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00402773	BALANZA DE PRECISION	OHAUS / HARVARD TRIP	B	B	MO
715	PAUCARTAMBO	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00741140	CENTRIFUGA DE MESA (400 A 750 ML)	THERMO SCIENTIFIC / CL 10	B	M	MO
716	PAUCARTAMBO	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00741287	REFRIGERADORA PARA LABORATORIO (15 A 25 PIES CUBICOS)	THERMO SCIENTIFIC / REL 2304D	B	M	MO
717	PAUCARTAMBO	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00741403	ECOGRAFO PORTATIL	TOSHIBA / SSA-510 A	B	A	MO
718	PAUCARTAMBO	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00744141	MICROSCOPIO BINOCULAR	OLYMPUS / CX-31	B	B	MO
719	PAUCARTAMBO	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00403113	UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO MAS COMPRESORA	GNATUS / INOVA PLUS LSF E	B	B	MO
720	PAUCARTAMBO	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00403511	EQUIPO DE FOTOPOLIMERIZACION	3M / ELIPAR 2500	B	B	MO
721	PAUCARTAMBO	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00740468	EQUIPO DE RAYOS X DENTAL RODABLE	VILLA SISTEMI MEDICALI / ENDOS DX	B	M	MO
722	PAUCARTAMBO	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00741113	ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA (15 A 25 LITROS)	CISA / 250	B	A	MO
723	PAUCARTAMBO	ENFERMERÍA - ADULTO - ADULTO MAYOR	00740976	BALANZA ELECTRONICA CON TALLIMETRO ADULTO	VILLANUEVA / ELIHO	CE	B	MO
724	PAUCARTAMBO	ENFERMERÍA - NIÑO - ADOLESCENTE	00744051	REFRIGERADORA ICE LINE	DOMETIC / TCW 2000 AC	B	M	MO
725	PAUCARTAMBO	GASTOS GENERALES PAUCARTAMBO	00743422	ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL PARA AMBULANCIA	DEVILBISS / 7305P-D	B	M	MO
726	PAUCARTAMBO	GASTOS GENERALES PAUCARTAMBO	00743571	DEFIBRILADOR CON MONITOR PARA AMBULANCIA	INSTRAMED / CARDIOMAX	B	A	MO
727	PAUCARTAMBO	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00393913	ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL	MEDI PUMP / 1333	B	M	MO
728	PAUCARTAMBO	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00393950	ESTERILIZADOR A CALOR SECO	MEMMERT / null	B	A	MO
729	PAUCARTAMBO	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00740422	PULSIOXIMETRO	NELLCOR / N560	B	A	MO
730	PAUCARTAMBO	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00740443	ELECTROCAUTERIO MONO / BIPOLAR	WEM / HF-120	B	A	MO
731	PAUCARTAMBO	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00740456	ELECTROCARDIOGRAFO DE 01 CANAL	BIOCARE / ECG-101	B	A	MO
732	PAUCARTAMBO	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00740983	BALANZA ELECTRONICA CON TALLIMETRO ADULTO	VILLANUEVA / ELIHO	CE	B	MO
733	PAUCARTAMBO	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00741030	DEFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS	NIHON KOHDEN / TEC-S531K	B	A	MO
734	PAUCARTAMBO	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00741157	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	CAMI / NEW HOSPIVAC 350	B	M	MO
735	PAUCARTAMBO	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00743403	NEBULIZADOR PORTATIL	OLIDEF / C-71 PLUS	B	M	MO

ANEXO Nº 04 - LISTADO DE EQUIPOS PARA COBERTURA DEL SERVICIO

Nº	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIPO EQUIP.	CRITICIDAD	MODALIDAD EJECUCIÓN
736	PAUCARTAMBO	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	01222503	PULSIOXIMETRO	NONIN / 7500	B	A	MO
737	POZUZO	ADMINISTRACIÓN	00741114	ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA (15 A 25 LITROS)	CISA / 250	B	A	MO
738	POZUZO	C. EXT - MEDIC. FISICA. Y REHABILITACION	00741057	TANQUE DE COMPRESAS CALIENTES	CHATTANOOGA / M-2	CB	B	MO
739	POZUZO	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00403552	CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITOS	THERMO FISHER / CL 17-IEC	B	M	MO
740	POZUZO	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00741408	ECOGRAFO PORTATIL	TOSHIBA / SSA-510 A	B	A	MO
741	POZUZO	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00403119	UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO MAS COMPRESORA	KAVO / UNIK	B	B	MO
742	POZUZO	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00740472	EQUIPO DE RAYOS X DENTAL RODABLE	VILLA SISTEMI MEDICALI / ENDOS DC	B	M	MO
743	POZUZO	ENFERMERÍA - NIÑO - ADOLESCENTE	00744049	REFRIGERADORA ICE LINE	DOMETIC / TCW 2000 AC	B	M	MO
744	POZUZO	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00394250	ESTERILIZADOR A CALOR SECO	CITECIL / 1	B	A	MO
745	POZUZO	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00740429	PULSIOXIMETRO	NELLCOR / N560	B	A	MO
746	POZUZO	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00740450	ELECTROCAUTERIO MONO / BIPOLAR	WEM / HF-120	B	A	MO
747	POZUZO	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00740461	ELECTROCARDIOGRAFO DE 01 CANAL	BIOCARE / ECG-101	B	A	MO
748	POZUZO	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00741028	DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS	NIHON KOHDEN / TEC-5531K	B	A	MO
749	POZUZO	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00741159	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	CAMI / NEW HOSPIVAC 350	B	M	MO
750	POZUZO	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	01222507	PULSIOXIMETRO	NONIN / 7500	B	A	MO
751	PUERTO BERMÚDEZ	ADMINISTRACIÓN	00741101	ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA (25 A 45 LITROS)	CISA / 260	B	A	MO
752	PUERTO BERMÚDEZ	C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA	00740030	DETECTOR DE LATIDOS FETALES	JUMPER / JPD-200C	B	A	MO
753	PUERTO BERMÚDEZ	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00403555	MICROSCOPIO BINOCULAR	MICROS / MCX100	B	B	MO
754	PUERTO BERMÚDEZ	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00403120	UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO MAS COMPRESORA	KAVO / UNIK	B	B	MO
755	PUERTO BERMÚDEZ	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00740473	EQUIPO DE RAYOS X DENTAL RODABLE	VILLA SISTEMI MEDICALI / ENDOS DC	B	M	MO
756	PUERTO BERMÚDEZ	ENFERMERÍA - NIÑO - ADOLESCENTE	00744050	REFRIGERADORA ICE LINE	DOMETIC / TCW 2000 AC	B	M	MO
757	PUERTO BERMÚDEZ	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00402599	ESTERILIZADOR A CALOR SECO	MEMMERT / null	B	A	MO
758	PUERTO BERMÚDEZ	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00740432	PULSIOXIMETRO	NELLCOR / N560	B	A	MO
759	PUERTO BERMÚDEZ	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00740448	ELECTROCAUTERIO MONO / BIPOLAR	WEM / HF-120	B	A	MO
760	PUERTO BERMÚDEZ	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00740455	ELECTROCARDIOGRAFO DE 01 CANAL	BIOCARE / ECG-101	B	A	MO
761	PUERTO BERMÚDEZ	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00741035	DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS	NIHON KOHDEN / TEC-5531K	B	A	MO
762	PUERTO BERMÚDEZ	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00741160	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	CAMI / NEW HOSPIVAC 350	B	M	MO
763	PUERTO BERMÚDEZ	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00743396	NEBULIZADOR PORTATIL	OLIDEF / C-71 PLUS	B	M	MO
764	PUERTO BERMÚDEZ	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	01222506	PULSIOXIMETRO	NONIN / 7500	B	A	MO
765	PUERTO BERMÚDEZ	TRASLADO DE PACIENTES	00743401	PULSIOXIMETRO	CHOICE / MD2000	B	A	MO
766	PUERTO BERMÚDEZ	TRASLADO DE PACIENTES	00743419	ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL PARA AMBULANCIA	DEVILBISS / 7305P-D	B	M	MO
767	PUERTO BERMÚDEZ	TRASLADO DE PACIENTES	00743693	DESFIBRILADOR CON MONITOR PARA AMBULANCIA	PHILIPS / HEARTSTART MRX	B	A	MO
768	SAN JUAN	C. EXT - MEDIC. FISICA. Y REHABILITACION	00396974	TANQUE DE PARAFINA	THERABATH / TB-6	CB	B	MO
769	SAN JUAN	C. EXT - MEDIC. FISICA. Y REHABILITACION	00741056	TANQUE DE COMPRESAS CALIENTES	CHATTANOOGA / M-2	CB	B	MO
770	SAN JUAN	C. EXT - MEDIC. FISICA. Y REHABILITACION	00743378	TENS ANALGESICO	BIOMEDICAL SYSTEMS / SYSTEM 2000	B	M	MO

ANEXO Nº 04 - LISTADO DE EQUIPOS PARA COBERTURA DEL SERVICIO

Nº	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIPO EQUIP.	CRITICIDAD	MODALIDAD EJECUCIÓN
771	SAN JUAN	C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA	00402382	DETECTOR DE LATIDOS FETALES	NICOLET / IMEX DOP CT	B	A	MO
772	SAN JUAN	C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA	00740058	DETECTOR DE LATIDOS FETALES	JUMPER / JPD-200C	B	A	MO
773	SAN JUAN	C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA	00741050	INCUBADORA NEONATAL ESTANDAR	FANEM / VISION 2186	B	A	MO
774	SAN JUAN	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00394734	BAÑO MARIA	MEMMERT / WB-10	B	B	MO
775	SAN JUAN	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00396712	CENTRIFUGA DE MESA (400 A 750 ML)	BOECO / C-28	B	M	MO
776	SAN JUAN	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00403125	ECOGRAFO DE USO GENERAL	MINDRAY / DP-8800 PLUS	B	A	MO
777	SAN JUAN	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00403553	CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITOS	THERMO FISHER / CL 17 - IEC	B	M	MO
778	SAN JUAN	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00403561	MICROSCOPIO BINOCULAR	MICROS / MCX100	B	B	MO
779	SAN JUAN	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00741141	CENTRIFUGA DE MESA (400 A 750 ML)	THERMO SCIENTIFIC / CL 10	B	M	MO
780	SAN JUAN	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00741292	REFRIGERADORA PARA LABORATORIO (15 A 25 PIES CUBICOS)	THERMO SCIENTIFIC / REL 2304D	B	M	MO
781	SAN JUAN	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00741390	INCUBADORA DE CULTIVO (20 A 38 LITROS)	MEMMERT / INE 200	B	M	MO
782	SAN JUAN	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00741398	REFRIGERADORA PARA LABORATORIO (15 A 25 PIES CUBICOS)	THERMO SCIENTIFIC / REL 2304D	B	M	MO
783	SAN JUAN	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00741419	EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO - RADIOGRAFIA (POTENCIA BAJA)	SHIMADZU / RADSPED MF	B	M	MO
784	SAN JUAN	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00741649	PROCESADOR AUTOMATICO DE PELICULAS - MEDIANA CAPACIDAD	ALPHATEK / AX-700	B	A	MO
785	SAN JUAN	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00743580	CENTRIFUGA DE MESA (400 A 750 ML)	NUVE / NF800	B	M	MO
786	SAN JUAN	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00403121	UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO MAS COMPRESORA	KAVO / UNIK	B	B	MO
787	SAN JUAN	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00740470	EQUIPO DE RAYOS X DENTAL RODABLE	VILLA SISTEMI MEDICALI / ENDOS DC	B	M	MO
788	SAN JUAN	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00741410	UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO MAS COMPRESORA	GNATUS / INOVA PLUS SF E	B	B	MO
789	SAN JUAN	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	01222552	PULSIOXIMETRO	NONIN / 7500	B	A	MO
790	SAN JUAN	ENFERMERÍA - ADULTO - ADULTO MAYOR	00740988	BALANZA ELECTRONICA CON TALLIMETRO ADULTO	VILLANUEVA / ELIHO	CE	B	MO
791	SAN JUAN	ENFERMERÍA - NIÑO - ADOLESCENTE	00741609	BALANZA ELECTRONICA CON TALLIMETRO PARA LACTANTE	HEALTH O METER / 553KL	CE	B	MO
792	SAN JUAN	ENFERMERÍA - NIÑO - ADOLESCENTE	00744006	BALANZA ELECTRONICA CON TALLIMETRO ADULTO	GREETMED / ELECTRONIC BOBY SCALE	CE	B	MO
793	SAN JUAN	ENFERMERÍA - NIÑO - ADOLESCENTE	00744058	REFRIGERADORA ICE LINE	DOMETIC / TCW 3000 AC	B	M	MO
794	SAN JUAN	ENFERMERÍA - NIÑO - ADOLESCENTE	01224234	PULSIOXIMETRO	NONIN / 7500	B	A	MO
795	SAN JUAN	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00396773	ESTERILIZADOR A CALOR SECO	AESCLAP / ISO400	B	A	MO
796	SAN JUAN	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00402394	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	THOMAS / 1243	B	M	MO
797	SAN JUAN	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00740035	ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA	TUTTNAUER / 2545 E	B	A	MO
798	SAN JUAN	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00740045	ELECTROCARDIOGRAFO DE 01 CANAL	CARDIOLINE / AR 1200 ADV	B	A	MO
799	SAN JUAN	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00740050	DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS	CARDIOLINE / ELIFE 700	B	A	MO
800	SAN JUAN	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00740419	PULSIOXIMETRO	NELLCOR / N560	B	A	MO
801	SAN JUAN	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00740420	PULSIOXIMETRO	NELLCOR / N560	B	A	MO
802	SAN JUAN	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00740437	ELECTROCAUTERIO MONO / BIPOLAR	WEM / HF-120	B	A	MO
803	SAN JUAN	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00741038	DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS	NIHON KOHDEN / TEC-5531K	B	A	MO
804	SAN JUAN	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00741127	ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA (15 A 25 LITROS)	CISA / 250	B	A	MO
805	SAN JUAN	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00741136	ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA (15 A 25 LITROS)	CISA / 250	B	A	MO

ANEXO Nº 04 - LISTADO DE EQUIPOS PARA COBERTURA DEL SERVICIO

Nº	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIPO EQUIP.	CRITICIDAD	MODALIDAD EJECUCIÓN
806	SAN JUAN	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	01222498	PULSIOXIMETRO	NONIN / 7500	B	A	MO
807	SAN JUAN	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	01224233	PULSIOXIMETRO	NONIN / 7500	B	A	MO
808	VILLA RICA	C. EXT - MEDIC. FISICA. Y REHABILITACION	00403658	TANQUE DE COMPRESAS CALIENTES	THERMO ELECTRON / MH-12	CB	B	MO
809	VILLA RICA	C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA	00403590	PULSIOXIMETRO	GENERAL ELECTRIC / TRUSAT	B	A	MO
810	VILLA RICA	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00394611	BAÑO MARIA	MEMMERT / null	B	B	MO
811	VILLA RICA	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00394616	ESTERILIZADOR A CALOR SECO	MEMMERT / UM - 400	B	A	MO
812	VILLA RICA	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00741115	ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA (15 A 25 LITROS)	CISA / 250	B	A	MO
813	VILLA RICA	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00741291	REFRIGERADORA PARA LABORATORIO (15 A 25 PIES CUBICOS)	THERMO SCIENTIFIC / REL 2304D	B	M	MO
814	VILLA RICA	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00741405	ECOGRAFO PORTATIL	TOSHIBA / SSA-510 A	B	A	MO
815	VILLA RICA	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00741420	EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO - RADIOGRAFIA (POTENCIA BAJA)	SHIMADZU / RADSPED MF	B	M	MO
816	VILLA RICA	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00744056	MICROSCOPIO BINOCULAR	LEICA / DM750	B	B	MO
817	VILLA RICA	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00756108	CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITOS	BOECO / H-240	B	M	MO
818	VILLA RICA	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00394685	EQUIPO DE FOTOPOLIMERIZACION	COLTENE / C7906	B	B	MO
819	VILLA RICA	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00394689	ESTERILIZADOR A CALOR SECO	MEMMERT / UM-200	B	A	MO
820	VILLA RICA	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00403122	UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO MAS COMPRESORA	KAVO / UNIK	B	B	MO
821	VILLA RICA	ENFERMERÍA - NIÑO - ADOLESCENTE	00744059	REFRIGERADORA ICE LINE	DOMETIC / TCW 3000 AC	B	M	MO
822	VILLA RICA	ENFERMERÍA - NIÑO - ADOLESCENTE	00744772	CONGELADOR HORIZONTAL PARA VACUNAS Y PAQUETES FRIOS	VESTFROST / MF214	B	M	MO
823	VILLA RICA	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00403648	ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA	TUTTNAUER / 2545 E	B	A	MO
824	VILLA RICA	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00740433	PULSIOXIMETRO	NELLCOR / N560	B	A	MO
825	VILLA RICA	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00740434	PULSIOXIMETRO	NELLCOR / N560	B	A	MO
826	VILLA RICA	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00740459	ELECTROCARDIOGRAFO DE 01 CANAL	BIOCARE / ECG-101	B	A	MO
827	VILLA RICA	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00741031	DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS	NIHON KOHDEN / TEC-5531K	B	A	MO
828	VILLA RICA	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00741158	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	CAMI / NEW HOSPIVAC 350	B	M	MO
829	VILLA RICA	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	01222501	PULSIOXIMETRO	NONIN / 7500	B	A	MO
830	VILLA RICA	TRASLADO DE PACIENTES	00743423	ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL PARA AMBULANCIA	DEVILBISS / 7305P-D	B	M	MO
831	VILLA RICA	TRASLADO DE PACIENTES	00743427	PULSIOXIMETRO PARA AMBULANCIA	CHOICE / MD2000-A	B	A	MO
832	VILLA RICA	TRASLADO DE PACIENTES	00743694	DESFIBRILADOR CON MONITOR PARA AMBULANCIA	PHILIPS / HEARTSTART MRX	B	A	MO
833	YANAHUANCA	C. EXT - MEDIC. FISICA. Y REHABILITACION	00396967	TANQUE DE COMPRESAS CALIENTES	CHATTANOOGA / 310798	CB	B	MO
834	YANAHUANCA	C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA	00740022	DETECTOR DE LATIDOS FETALES	JUMPER / JPD-200C	B	A	MO
835	YANAHUANCA	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00394735	CENTRIFUGA DE MESA (400 A 750 ML)	IEC.USA / CENTRA-CL2	B	M	MO
836	YANAHUANCA	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00399948	ESTERILIZADOR A CALOR SECO	MEMMERT / UM200	B	A	MO
837	YANAHUANCA	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00403551	CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITOS	THERMO FISHER / CL 17 - IEC	B	M	MO
838	YANAHUANCA	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00741098	MICROSCOPIO BINOCULAR	OLYMPUS / CX-31	B	B	MO
839	YANAHUANCA	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00741142	CENTRIFUGA DE MESA (400 A 750 ML)	THERMO SCIENTIFIC / CL 10	B	M	MO
840	YANAHUANCA	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00741288	REFRIGERADORA PARA LABORATORIO (15 A 25 PIES CUBICOS)	THERMO SCIENTIFIC / REL 2304D	B	M	MO

ANEXO Nº 04 - LISTADO DE EQUIPOS PARA COBERTURA DEL SERVICIO								
Nº	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIPO EQUIP.	CRITICIDAD	MODALIDAD EJECUCIÓN
841	YANAHUANCA	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00741401	ECOGRAFO PORTATIL	TOSHIBA / SSA-510 A	B	A	MO
842	YANAHUANCA	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00744078	BAÑO MARIA (10 A 15 LITROS)	MEMMERT / WNB 10	B	B	MO
843	YANAHUANCA	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00403118	UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO MAS COMPRESORA	KAVO / UNIK	B	B	MO
844	YANAHUANCA	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00740467	EQUIPO DE RAYOS X DENTAL RODABLE	VILLA SISTEMI MEDICALI / ENDOS DC	B	M	MO
845	YANAHUANCA	ENFERMERÍA - ADULTO - ADULTO MAYOR	00740975	BALANZA ELECTRONICA CON TALLIMETRO ADULTO	VILLANUEVA / ELIHO	CE	B	MO
846	YANAHUANCA	ENFERMERÍA - NIÑO - ADOLESCENTE	00401952	NEBULIZADOR PORTATIL	MEDIX / ECONONED	B	M	MO
847	YANAHUANCA	ENFERMERÍA - NIÑO - ADOLESCENTE	00741611	BALANZA ELECTRONICA CON TALLIMETRO NEONATAL	HEALTH O METER / 553KL	CE	B	MO
848	YANAHUANCA	ENFERMERÍA - NIÑO - ADOLESCENTE	00744064	REFRIGERADORA ICE LINE	DOMETIC / TCW 3000 AC	B	M	MO
849	YANAHUANCA	ENFERMERÍA - NIÑO - ADOLESCENTE	00744771	CONGELADOR HORIZONTAL PARA VACUNAS Y PAQUETES FRIOS	VESTFROST / MF214	B	M	MO
850	YANAHUANCA	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00401990	ESTERILIZADOR A CALOR SECO	MEMMERT / null	B	A	MO
851	YANAHUANCA	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00403649	CUNA DE CALOR RADIANTE	FANEM / MULTISYSTEM 2051	B	A	MO
852	YANAHUANCA	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00740423	PULSIOXIMETRO	NELLCOR / N560	B	A	MO
853	YANAHUANCA	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00740424	PULSIOXIMETRO	NELLCOR / N560	B	A	MO
854	YANAHUANCA	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00740454	ELECTROCARDIOGRAFO DE 01 CANAL	BIOCARE / ECG-101	B	A	MO
855	YANAHUANCA	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00741039	DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS	NIHON KOHDEN / TEC-S531K	B	A	MO
856	YANAHUANCA	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00741121	ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA (15 A 25 LITROS)	CISA / 250H	B	A	MO
857	YANAHUANCA	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00741154	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	CAMI / NEW HOSPIVAC 350	B	M	MO
858	YANAHUANCA	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00743405	NEBULIZADOR PORTATIL	OLIDEF / C-71 PLUS	B	M	MO
859	YANAHUANCA	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00989258	LAMPARA QUIRURGICA RODABLE	AEONMED / OLM 9550	B	A	MO
860	YANAHUANCA	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	01222500	PULSIOXIMETRO	NONIN / 7500	B	A	MO
861	YANAHUANCA	TRASLADO DE PACIENTES	00743411	PULSIOXIMETRO PARA AMBULANCIA	TENKO / TK-2515	B	A	MO
862	YANAHUANCA	TRASLADO DE PACIENTES	00743418	ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL PARA AMBULANCIA	DEVILBISS / 7305P-D	B	M	MO
863	YANAHUANCA	TRASLADO DE PACIENTES	00743569	DESFIBRILADOR CON MONITOR PARA AMBULANCIA	INSTRAMED / CARDIOMAX	B	A	MO

AT: Alta Tecnología
B: Biomédico
E: Electromecánico
CB: Complementario Biomedico
CE: Complementetario Electromecánico
CoB: Componente Biomedico
CoE: Componente Electromecanico
INSTAL: Instalación
INFRA: Infraestructura

A: Alta
Críticidad: M: Mediana
B: Baja

MO: Servicio - Mano de Obra
TC: Servicio a todo costo
Modalidad de Ejecución: PA: Prestaciones Accesorias
GA: Garantía

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

DATOS DEL EQUIPO									DATOS DEL MANTENIMIENTO				PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRAS ESTIMADAS													TOTAL DE HORAS HOMBRE
ID	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRITICIDAD	MODALIDAD EJECUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
6	ANEXO CERRO DE PASCO	GASTOS GENERALES ANEXO CERRO DE PASCO	00403567	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	CAMI / NEW HOSPIVAC 350	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO			0.25						0.25				0.25			
									2	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LINEA TIERRA DEL EQUIPO			0.25						0.25							
									3	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO			0.25						0.25							
									4	MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE VACIO Y DIAFRAGMAS			0.25					0.25								
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL DUCTOS Y MANGUERAS			0.25					0.25								
									6	VERIFICACIÓN DE VACUÓMETRO, REGULADOR Y TAPA DE FRASCO			0.25					0.25								
									7	LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACIÓN Y/O CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL /HIDROFÓBICO			0.25					0.25								
									8	VERIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, PRUEBAS GENERALES			0.25					0.25								
7	ANEXO CERRO DE PASCO	GASTOS GENERALES ANEXO CERRO DE PASCO	00403570	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	CAMI / NEW HOSPIVAC 350	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO			0.25										0.00			
									2	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LINEA TIERRA DEL EQUIPO			0.25													
									3	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO			0.25													
									4	MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE VACIO Y DIAFRAGMAS			0.25													
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL DUCTOS Y MANGUERAS			0.25													
									6	VERIFICACIÓN DE VACUÓMETRO, REGULADOR Y TAPA DE FRASCO			0.25													
									7	LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACIÓN Y/O CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL /HIDROFÓBICO			0.25													
									8	VERIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, PRUEBAS GENERALES			0.25													
8	ANEXO CERRO DE PASCO	GASTOS GENERALES ANEXO CERRO DE PASCO	00740474	EQUIPO DE RAYOS X DENTAL RODABLE	VILLA SISTEMI MEDICALI / ENDOS DC	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO												0.5	0.50			
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA														0.5	0.50	
									3	CAMBIO DE TARJETA DE GENERADOR DE ALTO VOLTAJE														0.5	0.50	
									4	MANTENIMIENTO DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES														0.5	0.50	
									5	CAMBIO DE TUBO DE RAYOS X														0.5	0.50	
									6	MANTENIMIENTO DE LA COLUMNA DE SOPORTE DEL TUBO DE RAYOS X														0.5	0.50	
									7	VERIFICACIÓN Y LUBRICACIÓN DE LAS PARTES MECÁNICAS Y MÓVILES DEL EQUIPO														0.5	0.50	
									8	PRUEBAS GENERALES														0.5	0.50	
9	ANEXO CERRO DE PASCO	GASTOS GENERALES ANEXO CERRO DE PASCO	00741099	ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA (25 A 45 LITROS)	CISA / 250	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO												0.4	0.40			
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA														0.4	0.40	
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS														0.4	0.40	
									4	REVISIÓN DE LAS PANTALLAS LCD ,PANEL DE CONTROL Y PULSADORES														0.4	0.40	
									5	REVISIÓN DE ELECTROVÁLVULAS Y DUCTOS INTERNOS														0.4	0.40	
									6	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE RESISTENCIAS ELÉCTRICAS														0.4	0.40	
									7	LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE ESTERILIZADO, LIMPIEZA DE SENSOR DE TEMPERATURA														0.4	0.40	
									8	LIMPIEZA DEL SENSOR DE NIVEL DE AGUA														0.4	0.40	
									9	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA PUERTA														0.4	0.40	
									10	PRUEBAS GENERALES														0.4	0.40	
10	ANEXO CERRO DE PASCO																									

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

DATOS DEL EQUIPO									DATOS DEL MANTENIMIENTO				PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS													TOTAL DE HORAS HOMBRE
ID	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRITICIDAD	MODALIDAD EJECUCIÓN	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
		ANEXO CERRO DE PASCO		(25 A 45 LITROS)					6 REVISIÓN Y LIMPIEZA DE RESISTENCIAS ELÉCTRICAS			0.4										0.00				
									7 LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE ESTERILIZADO, LIMPIEZA DE SENSOR DE TEMPERATURA			0.4										0.00				
									8 LIMPIEZA DEL SENSOR DE NIVEL DE AGUA			0.4										0.00				
									9 VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA PUERTA			0.4										0.00				
									10 PRUEBAS GENERALES			0.4										0.00				
11	ANEXO CERRO DE PASCO	GASTOS GENERALES ANEXO CERRO DE PASCO	00741103	ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA (25 A 45 LITROS)	CISA / 260	B	A	MO	1 INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO												0.4	0.40				
									2 VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA												0.4	0.40				
									3 MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS												0.4	0.40				
									4 REVISIÓN DE LAS PANTALLAS LCD ,PANEL DE CONTROL Y PULSADORES												0.4	0.40				
									5 REVISIÓN DE ELECTROVÁLVULAS Y DUCTOS INTERNOS												0.4	0.40				
									6 REVISIÓN Y LIMPIEZA DE RESISTENCIAS ELÉCTRICAS												0.4	0.40				
									7 LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE ESTERILIZADO, LIMPIEZA DE SENSOR DE TEMPERATURA												0.4	0.40				
									8 LIMPIEZA DEL SENSOR DE NIVEL DE AGUA												0.4	0.40				
									9 VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA PUERTA												0.4	0.40				
									10 PRUEBAS GENERALES												0.4	0.40				
12	ANEXO CERRO DE PASCO	GASTOS GENERALES ANEXO CERRO DE PASCO	00741107	ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA (25 A 45 LITROS)	CISA / 260	B	A	MO	9 INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO			0.2										0.00				
									10 VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA			0.2										0.00				
									1 MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS			0.2										0.00				
									2 REVISIÓN DE LAS PANTALLAS LCD ,PANEL DE CONTROL Y PULSADORES			0.2										0.00				
									3 REVISIÓN DE ELECTROVÁLVULAS Y DUCTOS INTERNOS			0.2										0.00				
									4 REVISIÓN Y LIMPIEZA DE RESISTENCIAS ELÉCTRICAS			0.2										0.00				
									5 LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE ESTERILIZADO, LIMPIEZA DE SENSOR DE TEMPERATURA			0.2										0.00				
									6 LIMPIEZA DEL SENSOR DE NIVEL DE AGUA			0.2										0.00				
									7 VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA PUERTA			0.2										0.00				
									8 PRUEBAS GENERALES			0.2										0.00				
13	ANEXO CERRO DE PASCO	GASTOS GENERALES ANEXO CERRO DE PASCO	00741119	ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA (15 A 25 LITROS)	CISA / 250	B	A	MO	1 INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO			0.4										0.00				
									2 VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA			0.4										0.00				
									3 MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS			0.4										0.00				
									4 REVISIÓN DE LAS PANTALLAS LCD ,PANEL DE CONTROL Y PULSADORES			0.4														

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

[illegible]

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																														
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO							PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS											TOTAL DE HORAS HOMBRE				
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ UIP.	CRITICIDAD	MODALIDAD EJECUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N	D		
									8	LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO DE CIERRE DE PUERTA.								0.89			0.89			0.89			0.89		1.78	
									9	PRUEBAS GENERALES.								0.89			0.89			0.89			0.89		1.78	
19	CERRO DE PASCO	ADQUISICIONES, INGEN. HOSP. Y SERVICIOS.	00741138	CENTRIFUGA DE MESA (400 A 750 ML)	THERMO SCIENTIFIC / CL 10	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO								0.66			0.66			0.66			0.66		1.32	
									2	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS, DESCARTE DE SOLDADURAS FRÍAS								0.67			0.67			0.67			0.67		1.34	
									3	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LÍNEA A TIERRA, AJUSTE DE CONTACTOS								0.67			0.67			0.67			0.67		1.34	
									4	VERIFICACIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y AJUSTES MECÁNICOS								0.67			0.67			0.67			0.67		1.34	
									5	REVISIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES								0.67			0.67			0.67			0.67		1.34	
									6	LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE CENTRIFUGADO								0.67			0.67			0.67			0.67		1.34	
									7	REVISIÓN , LIMPIEZA Y AJUSTES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE CIERRE DE PUERTA								0.67			0.67			0.67			0.67		1.34	
									8	VERIFICACIÓN DE LAS REVOLUCIONES DEL MOTOR CON TACÓMETRO ELECTRÓNICO								0.66			0.66			0.66			0.66		1.32	
									9	PRUEBAS GENERALES								0.66			0.66			0.66			0.66		1.32	
20	CERRO DE PASCO	ADQUISICIONES, INGEN. HOSP. Y SERVICIOS.	00741298	REFRIGERADORA PARA LABORATORIO (15 A 25 PIES CUBICOS)	THERMO SCIENTIFIC / REL 2304D	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO								0.8			0.8			0.8			0.8		1.60	
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA								0.8			0.8			0.8			0.8		1.60	
									3	MANTENIMIENTO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y DEL PANEL DE CONTROL								0.8			0.8			0.8			0.8		1.60	
									4	MANTENIMIENTO DEL MOTO-COMPRESOR ELÉCTRICO , VERIFICACIÓN DEL GAS REFRIGERANTE								0.8			0.8			0.8			0.8		1.60	
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE MOTORES ELÉCTRICOS								0.8			0.8			0.8			0.8		1.60	
									6	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SERPENTINES DE LA ETAPA EVAPORADORA/CONDENSADO								0.8			0.8			0.8			0.8		1.60	
									7	VERIFICACIÓN DE PROTECTOR TÉRMICO E INTERRUPTOR DE ENCENDIDO.								0.8			0.8			0.8			0.8		1.60	
									8	VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA Y LIMPIEZA								0.8			0.8			0.8			0.8		1.60	
									9	LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO DE CIERRE DE PUERTA.								0.8			0.8			0.8			0.8		1.60	
									10	PRUEBAS GENERALES.								0.8			0.8			0.8			0.8		1.60	
21	CERRO DE PASCO	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	00393323	CORTADORA ELECTRICA DE GASAS	KM / KSAU	CE	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO								1			1			1			1		2.00	
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA								1			1			1			1		2.00	
									3	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO								1			1			1			1		2.00	
									4	REVISIÓN DE ESCOBILLAS DE CARBÓN								1			1			1			1		2.00	
									5	LUBRICACIÓN Y LIMPIEZA DE PARTES MÓVILES Y MECÁNICAS								1			1			1			1		2.00	
									6	REVISIÓN DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO								1			1			1			1		2.00	
									7	LIMPIEZA EXTERNA								1			1			1			1		2.00	
									8	PRUEBAS GENERALES								1			1			1			1		2.00	
22	CERRO DE PASCO	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	00393324	CORTADORA ELECTRICA DE GASAS	ELECTRIC CLOTH / KS-E	CE	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO									0.75			0.75				0.75		2.25		
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA									0.75			0.75				0.75		0.75		2.25
									3	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO									0.75			0.75				0.75		0.75		2.25
									4	REVISIÓN DE ESCOBILLAS DE CARBÓN									0.75			0.75				0.75		0.75		2.25
									5	LUBRICACIÓN Y LIMPIEZA DE PARTES MÓVILES Y MECÁNICAS									0.75			0.75				0.75		0.75		2.25
									6	REVISIÓN DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO									0.75			0.75				0.75		0.75		2.25
									7	LIMPIEZA EXTERNA									0.75			0.75				0.75		0.75		2.25
									8	PRUEBAS GENERALES									0.75			0.75				0.75		0.75		2.25
									1	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA											0.1					0.10				
									2	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS											0.1								0.10	

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																																						
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO							PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												TOTAL DE HORAS HOMBRE											
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJE CUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D										
23	CERRO DE PASCO	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	00403463	ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA	MIDMARK / M - 11	B	A	MO	3	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO												0.1							0.10									
									4	REVISIÓN DE LAS PANTALLAS LCD ,PANEL DE CONTROL Y PULSADORES												0.1									0.10							
									5	CAMBIO DE ELECTROVÁLVULAS Y VÁLVULA DE PRESIÓN.												0.1									0.10							
									6	CAMBIO DE VÁLVULA DE LLENADO Y VENTILACIÓN												0.1									0.10							
									7	LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE ESTERILIZADO, SENSOR DE TEMPERATURA Y CAMBIO DE EMPAQUETADURA PARA PUERTA												0.1								0.10								
									8	LIMPIEZA DEL SENSOR DE NIVEL DE AGUA												0.1									0.10							
									9	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA PUERTA												0.1									0.10							
									10	PRUEBAS GENERALES												0.1									0.10							
									24	CERRO DE PASCO	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	00740060	ESTERILIZADOR DE PROCESO RAPIDO	SCICAN / STATIM 2000	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO												0.1							0.10
																		2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS												0.1							
3	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE TARJETA ELECTRÓNICA.																					0.1								0.10								
4	CAMBIO DE LAS PANTALLA LCD Y REVISIÓN DE PULSADORES																					0.1									0.10							
5	REVISIÓN DE ELECTROVÁLVULAS Y DUCTOS INTERNOS																					0.1								0.10								
6	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE RESISTENCIAS ELÉCTRICAS																					0.1								0.10								
7	LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE ESTERILIZADO																					0.1								0.10								
8	LIMPIEZA DE SENSOR DE TEMPERATURA																					0.1								0.10								
9	VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA																					0.1								0.10								
10	PRUEBAS GENERALES																					0.1								0.10								
25	CERRO DE PASCO	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	00741105	ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA (25 A 45 LITROS)	CISA / 260	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO								0.6			0.6			0.6			0.6		1.20									
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA								0.6			0.6			0.6			0.6			0.6	1.20							
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS								0.6			0.6			0.6			0.6			0.6	1.20							
									4	REVISIÓN DE LAS PANTALLAS LCD ,PANEL DE CONTROL Y PULSADORES								0.6			0.6			0.6			0.6			0.6	1.20							
									5	REVISIÓN DE ELECTROVÁLVULAS Y DUCTOS INTERNOS								0.6			0.6			0.6			0.6			0.6	1.20							
									6	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE RESISTENCIAS ELÉCTRICAS								0.6			0.6			0.6			0.6			0.6	1.20							
									7	LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE ESTERILIZADO, LIMPIEZA DE SENSOR DE TEMPERATURA								0.6			0.6			0.6			0.6			0.6	1.20							
									8	LIMPIEZA DEL SENSOR DE NIVEL DE AGUA								0.6			0.6			0.6			0.6			0.6	1.20							
									9	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA PUERTA								0.6			0.6			0.6			0.6			0.6	1.20							
									10	PRUEBAS GENERALES								0.6			0.6			0.6			0.6			0.6	1.20							
26	CERRO DE PASCO	CONSULTA EXTERNA - GASTROENTEROLOGÍA	00403018	PROCTOSIGMOIDOSCOPIO ADULTO / PEDIATRICO	HEINE MARTIN / null	B	B	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO										1				1				3.00										
									2	VERIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS Y LIMPIEZA										1				1					1	3.00								
									3	VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA										1				1				1	3.00									
									4	LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DE LOS CABLES ACCESORIOS										1				1				1	3.00									
									5	VERIFICACIÓN DE LA LÁMPARA DE TRABAJO										1				1				1	3.00									
									6	PRUEBAS DE OPERATIVIDAD.									1			1			1				1	3.00								
27	CERRO DE PASCO	CONSULTA EXTERNA - GASTROENTEROLOGÍA	00403503	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS	EDAN INSTRUMENTS / M9	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO							0.66			0.66			0.66		0.66			1.32										
									2	DESMONTAJE DEL EQUIPO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL MANUAL TÉCNICO							0.67			0.67			0.67			0.67			1.34									
									3	LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, MANTENIMIENTO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, CONTACTOS Y PINES							0.67			0.67			0.67			0.67			1.34									
									4	MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEL EQUIPO							0.67			0.67			0.67			0.67			1.34									
									5	REVISIÓN DE LOS MÓDULOS FUNCIONALES Y CONECTORES							0.67			0.67			0.67			0.67			1.34									
									6	MANTENIMIENTO DEL CABEZAL DE IMPRESORA TÉRMICA Y LIMPIEZA							0.67			0.67			0.67			0.67			1.34									
									7	VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LA BATERÍA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE							0.67			0.67			0.67			0.67			1.34									

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

[illegible]

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																																			
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO							PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS											TOTAL DE HORAS HOMBRE									
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRITICIDAD	MODALIDAD EJECUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N	D							
30	CERRO DE PASCO	CONSULTA EXTERNA - GASTROENTEROLOGÍA	00741467	VIDEO BRONCOSCOPIO ADULTO	OLYMPUS / EVIS EXERA III	B	A	PA	18	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA FUENTE DE LUZ																	0.08		0.08						
									2	PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA DE LA FUENTE DE LUZ																			0.33		0.33				
									3	MONITOR DE GRADO MÉDICO: VERIFICACIÓN DEL BUEN ESTADO DEL MONITOR																			0.08		0.08				
									4	LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA A TRAVÉS DE LAS REJILLAS DE VENTILACIÓN DEL EQUIPO																			0.17		0.17				
									5	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL MONITOR DE GRADO MÉDICO																				0.08		0.08			
									6	GRABADOR DE GRADO MEDICO: VERIFICACIÓN DEL BUEN ESTADO DEL GRABADOR DE VÍDEO																				0.08		0.08			
									7	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL MONITOR DE GRADO MÉDICO																				0.17		0.17			
									8	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL GRABADOR DE GRADO MÉDICO																				0.08		0.08			
									9	ASPIRADOR DE SECRECIONES: INSPECCIÓN GENERAL DEL EQUIPO CON SUS COMPONENTES Y ACCESORIOS																				0.17		0.17			
									10	VERIFICACIÓN DE LA PERILLA DE REGULACIÓN DE VACÍO																					0.17		0.17		
									11	REVISIÓN Y LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO																					0.08		0.08		
									12	REVISIÓN Y AJUSTE DEL CIRCUITO DE MANGUERAS EXTERNAS Y FILTRO HIDROFÓBICO																					0.08		0.08		
									13	LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO																						0.08		0.08	
									14	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL ASPIRADOR DE SECRECIONES																						0.08		0.08	
									15	MUEBLE MÓVIL PORTA EQUIPO: REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA EXTERNA DEL COCHE																						0.33		0.33	
									16	ESTABILIZADOR DE VOLTAJE: REVISIÓN DEL ESTABILIZADOR DE VOLTAJE																							0.08		0.08
									17	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL ESTABILIZADOR DE VOLTAJE																							0.08		0.08
31	CERRO DE PASCO	CONSULTA EXTERNA - GASTROENTEROLOGÍA	01223588	ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE	ATMOS / RECORD 55 DDS	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO.								0.5			0.5			0.5			0.5		1.00						
									2	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LÍNEA TIERRA DEL EQUIPO.								0.5			0.5			0.5			0.5			0.5		1.00			
									3	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO.								0.5			0.5			0.5			0.5			0.5		1.00			
									4	MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE VACÍO Y DIAFRAGMAS.								0.5			0.5			0.5			0.5			0.5		1.00			
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL DUCTOS Y MANGUERAS.								0.5			0.5			0.5			0.5			0.5		1.00			
									6	VERIFICACIÓN DE VACUÓMETRO, REGULADOR Y TAPA DE FRASCO.								0.5			0.5			0.5			0.5			0.5		1.00			
									7	LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACIÓN DE FILTRO ANTIBACTERIAL /HIDROFÓBICO.								0.5			0.5			0.5			0.5			0.5		1.00			
									8	VERIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, PRUEBAS GENERALES.								0.5			0.5			0.5			0.5			0.5		1.00			
32	CERRO DE PASCO	CONSULTA EXTERNA - GASTROENTEROLOGÍA	01224225	PULSIOXIMETRO	NONIN / 7500	B	A	MO	1	VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN UNIVERSAL Y BATERÍA RECARGABLE DEL EQUIPO.							0.57			0.57			0.57			0.57			1.14						
									2	VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN INTERNA DEL EQUIPO.							0.57			0.57			0.57			0.57			0.57			1.14			
									3	REVISIÓN DE LA TARJETA DIGITAL Y ANALOGA DE LA SEÑAL DE PULSIOXIMETRIA							0.57			0.57			0.57			0.57			0.57			1.14			
									4	REVISIÓN Y CAMBIO DE LO SENSORE DE PULSIOXIMETRIA.							0.58			0.58			0.58			0.58			0.58			1.16			
									5	REVISIÓN DEL TECLADO, PARLANTE Y PANTALLA LED							0.57			0.57			0.57			0.57			0.57			1.14			
									6	REVISIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE ALARMAS, FECHAS Y HORA DE ACUERDO AL MANUAL DE USUARIO Y SERVICIO							0.57			0.57			0.57			0.57			0.57			1.14			
									7	DESMONTAJE TOTAL, MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL							0.57			0.57			0.57			0.57			0.57			1.14			
33	CERRO DE PASCO	CONSULTA EXTERNA - GASTROENTEROLOGÍA	00392927	ESTERILIZADOR A CALOR SECO	MEMMERT / HANNO	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO									1.5			1.5			1.5			1.5	4.50						
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS									1.5			1.5			1.5			1.5			1.5	4.50			
									3	VERIFICACION DEL INTERRUPTOR DE MERCURIO									1.5			1.5			1.5			1.5			1.5	4.50			
									4	LIMPIEZA DEL SENSOR DE TEMPERATURA									1.5			1.5			1.5			1.5			1.5	4.50			

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																																
ID	DATOS DEL EQUIPO								DATOS DEL MANTENIMIENTO								PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS															
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRITICIDAD	MODALIDAD EJECUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR								E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL DE HORAS HOMBRE			
		ODONTOLOGIA			UM200				5	LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE ESTERILIZADO										1.5			1.5			1.5			1.5	4.50		
									6	REVISIÓN DE LA RESISTENCIAS ELÉCTRICAS										1.5			1.5			1.5			1.5	4.50		
									7	VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA										1.5			1.5			1.5			1.5	4.50		
									8	PRUEBAS GENERALES										1.5			1.5			1.5			1.5	4.50		
									1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO										0.5			0.5			0.5			0.5	1.50		
									2	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LÍNEA TIERRA DEL EQUIPO										0.5			0.5			0.5			0.5	1.50		
									3	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO										0.5			0.5			0.5			0.5	1.50		
									4	MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE VACIO Y DIAFRAGMAS										0.5			0.5			0.5			0.5	1.50		
34	CERRO DE PASCO	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00394566	ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL	AIR SHIELDS / CA	B	M	MO	5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL DUCTOS Y MANGUERAS										0.5			0.5			0.5			0.5	1.50		
									6	VERIFICACIÓN DE VACUÓMETRO, REGULADOR Y TAPA DE FRASCO										0.5			0.5			0.5			0.5	1.50		
									7	LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACION Y/O CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL /HIDROFÓBICO										0.5			0.5			0.5			0.5	1.50		
									8	VERIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, PRUEBAS GENERALES										0.5			0.5			0.5			0.5	1.50		
									1	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS								1			1			1			1			2.00		
									2	MANTENIMIENTO DE TARJETA ELECTRÓNICA								2			2			2			2			4.00		
									3	VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LÁMPARA DE ILUMINACIÓN INTRAORAL								2			2			2			2			4.00		
									4	MANTENIMIENTO DE MOTORES ELÉCTRICOS DE ELEVACIÓN Y RESPALDO DEL SILLÓN DENTAL								2			2			2			2			4.00		
35	CERRO DE PASCO	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00403111	UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO MAS COMPRESORA	GNATUS / INOVA PLUS LSF E	B	B	MO	5	MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y NEUMÁTICA, LIMPIEZA DE LA SALIVADERA								1				1			1			2.00				
									6	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VACÍO, VERIFICACIÓN DE PIEZAS DE MANO Y JERINGA TRIPLE								2			2			2			2			4.00		
									7	MANTENIMIENTO DE COMPRESOR DE AIRE, CAMBIO DE KIT DE MANTENIMIENTO								2			2			2			2			4.00		
									8	REGULACIÓN Y AJUSTES DE BRAZOS MECÁNICOS								1			1			1			1			2.00		
									9	LUBRICACIÓN DE PARTES MÓVILES Y MECÁNICAS, PRUEBAS GENERALES								2			2			2			2			4.00		
									10	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO								1			1			1			1			2.00		
									1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO									1			1			1			1			2.00	
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS									1			1			1			1			2.00	
									3	MANTENIMIENTO DE TARJETA ELECTRÓNICA									2			2			2			2			4.00	
									4	VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LÁMPARA DE ILUMINACIÓN INTRAORAL									2			2			2			2			4.00	
36	CERRO DE PASCO	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00403114	UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO MAS COMPRESORA	GNATUS / INOVA PLUS LSF E	B	B	MO	5	MANTENIMIENTO DE MOTORES ELÉCTRICOS DE ELEVACIÓN Y RESPALDO DEL SILLÓN DENTAL										2			2			2			4.00			
									6	MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y NEUMÁTICA, LIMPIEZA DE LA SALIVADERA									1			1			1			1			2.00	
									7	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VACÍO, VERIFICACIÓN DE PIEZAS DE MANO Y JERINGA TRIPLE									2			2			2			2			4.00	
									8	MANTENIMIENTO DE COMPRESOR DE AIRE, CAMBIO DE KIT DE MANTENIMIENTO									2			2			2			2			4.00	
									9	REGULACIÓN Y AJUSTES DE BRAZOS MECÁNICOS									1			1			1			1			2.00	
									10	LUBRICACIÓN DE PARTES MÓVILES Y MECÁNICAS, PRUEBAS GENERALES									2			2			2			2			4.00	
									1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO										1			1			1			1			3.00
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS.										1			1			1			1			3.00
									3	MANTENIMIENTO DE TARJETA ELECTRÓNICA										2			2			2			2			6.00
									4	VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LÁMPARA DE ILUMINACIÓN INTRAORALWC										2			2			2			2			6.00

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																															
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO					PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS											TOTAL DE HORAS HOMBRE							
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRITIC ID AD	MODALIDAD EJECUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N	D					
37	CERRO DE PASCO	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00403115	UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO MAS COMPRESORA	GNATUS / INOVA PLUS LSF E	B	B	MO	5	MANTENIMIENTO DE MOTORES ELÉCTRICOS DE ELEVACIÓN Y RESPALDO DEL SILLÓN DENTAL							2			2			2			2	6.00				
									6	MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y NEUMÁTICA, LIMPIEZA DE LA SALIVADERA							1				1			1				1	3.00		
									7	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VACÍO, VERIFICACIÓN DE PIEZAS DE MANO Y JERINGA TRIPLE							2				2			2				2	6.00		
									8	MANTENIMIENTO DE COMPRESOR DE AIRE, CAMBIO DE KIT DE MANTENIMIENTO							2				2			2				2	6.00		
									9	REGULACIÓN Y AJUSTES DE BRAZOS MECÁNICOS							1				1			1				1	3.00		
									10	LUBRICACIÓN DE PARTES MÓVILES Y MECÁNICAS, PRUEBAS GENERALES							2				2			2				2	6.00		
38	CERRO DE PASCO	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00740476	EQUIPO DE RAYOS X DENTAL RODABLE	VILLA SISTEMI MEDICALI / ENDOS DC	B	M	MO	7	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO					1			1			1			1			2.00				
									8	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA					1				1			1			1				2.00		
									1	MANTENIMIENTO DE GENERADOR DE ALTO VOLTAJE					1			1			1			1					2.00		
									2	MANTENIMIENTO DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES					1			1			1			1					2.00		
									3	MANTENIMIENTO DE TUBO DE RAYOS X					1			1			1			1			1			2.00	
									4	MANTENIMIENTO DE LA COLUMNA DE SOPORTE DEL TUBO DE RAYOS X					1			1			1			1			1			2.00	
									5	VERIFICACIÓN Y LUBRICACIÓN DE LAS PARTES MECÁNICAS Y MÓVILES DEL EQUIPO					1			1			1			1			1			2.00	
6	PRUEBAS GENERALES					1			1			1			1			1				2.00									
39	CERRO DE PASCO	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00741133	ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA (15 A 25 LITROS)	CISA / 250	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO													0.1				0.10				
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA															0.1					0.10	
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS															0.1					0.10	
									4	REVISIÓN DE LAS PANTALLAS LCD ,PANEL DE CONTROL Y PULSADORES														0.1						0.10	
									5	REVISIÓN DE ELECTROVÁLVULAS Y DUCTOS INTERNOS														0.1						0.10	
									6	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE RESISTENCIAS ELÉCTRICAS													0.1							0.10	
									7	LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE ESTERILIZADO, LIMPIEZA DE SENSOR DE TEMPERATURA													0.1							0.10	
									8	LIMPIEZA DEL SENSOR DE NIVEL DE AGUA													0.1							0.10	
									9	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA PUERTA													0.1								0.10
									10	PRUEBAS GENERALES													0.1								0.10
40	CERRO DE PASCO	CONSULTA EXTERNA - OFTALMOLOGÍA	00740054	AUTOKERATOREFRACTOMETRO	TOPCON / KR-8800	B	B	MO	1	REVISIÓN Y LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO Y EVALUACIÓN EXHAUSTIVA DE TODO EL SISTEMA ÓPTICO							1.2			1.2			1.2			1.2	3.60				
									2	COMPROBACIÓN DE LOS PARÁMETROS MÍNIMOS REFERENCIALES							1.2			1.2			1.2			1.2			1.2	3.60	
									3	REVISIÓN , AJUSTE Y LIMPIEZA DE LA MESA DE INSTRUMENTACIONES EQUIPO							1.2			1.2			1.2			1.2			1.2	3.60	
									4	AJUSTE, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE LOS COMPONENTES MECÁNICOS DE DESPLAZAMIENTO OMNIDIRECCIONAL							1.2			1.2			1.2			1.2			1.2	3.60	
									5	REVISIÓN AJUSTES Y LIMPIEZA DEL MONITOR LCD Y IMPRESORA TÉRMICA							1.2			1.2			1.2			1.2			1.2	3.60	
									6	REVISIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTROL DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO							1.2			1.2			1.2			1.2			1.2	3.60	
									7	VERIFICACIÓN DE LAS SECUENCIAS DEL CONTROL ESPECÍFICO EL EQUIPO							1.2			1.2			1.2			1.2			1.2	3.60	
									8	LIMPIEZA DEL SISTEMA ÓPTICO, ESPEJOS, PRISMAS, SISTEMA DE LENTES, SENSORES ÓPTICOS, MICRO CÁMARA							1.2			1.2			1.2			1.2			1.2	3.60	
									9	REVISIÓN LUBRICACIÓN Y AJUSTES DE MARTES MÓVILES Y MECÁNICAS							1.2			1.2			1.2			1.2			1.2	3.60	
									10	PRUEBAS GENERALES Y VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA							1.2			1.2			1.2			1.2			1.2		
									1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO					1			1			1			1			2.00				
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS					2			2			2			2			2			4.00	

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																								
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO					PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS											
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ	CRITIC ID AD	MO DALI DAD EJE CUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
41	CERRO DE PASCO	CONSULTA EXTERNA - OFTALMOLOGÍA	00740059	REGLA BIOMETRICA ULTRASONICA	QUANTEL MEDICAL / AXIS	B	B	MO	3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO				2			2		2		2			4.00
									4	MANTENIMIENTO DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES				2			2		2		2			4.00
									5	VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE ACCESORIOS				2			2		2		2			4.00
									6	PRUEBAS FUNCIONALES DEL EQUIPO				1			1		1		1			2.00
42	CERRO DE PASCO	CONSULTA EXTERNA - OFTALMOLOGÍA	00741427	LAMPARA DE HENDIDURA CON TONOMETRO DE APLANACION	TOPCON / SL-D7	B	B	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO					0.88		0.88		0.88		0.88			1.76
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA					0.89		0.89		0.89		0.89			1.78
									3	MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE PODER					0.89		0.89		0.89		0.89			1.78
									4	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO					0.89		0.89		0.89		0.89			1.78
									5	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ÓPTICO					0.89		0.89		0.89		0.89			1.78
									6	LIMPIEZA DE LOS OCULARES DEL BIOMICROSCOPIO.					0.89		0.89		0.89		0.89			1.78
									7	VERIFICACIÓN DEL REGULADOR DE LA INTENSIDAD DE LUZ Y INTERRUPTOR ENCENDIDO Y APAGADO					0.89		0.89		0.89		0.89			1.78
									8	LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE PARTES MÓVILES					0.89		0.89		0.89		0.89			1.78
									9	PRUEBAS GENERALES					0.89		0.89		0.89		0.89			1.78
43	CERRO DE PASCO	CONSULTA EXTERNA - OTORRINOLARINGOLOGÍA	00392415	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	THOMAS / 1133-1	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO						0.5		0.5		0.5		0.5		1.50
									2	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LINEA TIERRA DEL EQUIPO						0.5		0.5		0.5		0.5		1.50
									3	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO						0.5		0.5		0.5		0.5		1.50
									4	MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE VACIO Y DIAFRAGMAS						0.5		0.5		0.5		0.5		1.50
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL DUCTOS Y MANGUERAS						0.5		0.5		0.5		0.5		1.50
									6	VERIFICACIÓN DE VACUÓMETRO, REGULADOR Y TAPA DE FRASCO						0.5		0.5		0.5		0.5		1.50
									7	LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACION Y/O CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL /HIDROFÓBICO						0.5		0.5		0.5		0.5		1.50
									8	VERIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, PRUEBAS GENERALES						0.5		0.5		0.5		0.5		1.50
44	CERRO DE PASCO	CONSULTA EXTERNA - OTORRINOLARINGOLOGÍA	00393411	MICROSCOPIO QUIRURGICO OFTALMO-OTORRINO	LEICA / M651	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO				1.5			1.5		1.5		1.5			3.00
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA				1.5			1.5		1.5		1.5			3.00
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO				1.5			1.5		1.5		1.5			3.00
									4	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA OPTICO, VERIFICACIÓN DE LA LÁMPARA HALÓGENA				1.5			1.5		1.5		1.5			3.00
									5	LIMPIEZA DE OCULARES Y OBIETIVO				1.5			1.5		1.5		1.5			3.00
									6	REVISIÓN LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE PARTES MÓVILES Y MECÁNICAS				1.5			1.5		1.5		1.5			3.00
									7	LIMPIEZA EXTERNA				1.5			1.5		1.5		1.5			3.00
									8	PRUEBAS GENERALES				1.5			1.5		1.5		1.5			3.00
45	CERRO DE PASCO	CONSULTA EXTERNA - OTORRINOLARINGOLOGÍA	00740364	AUDIOMETRO DE 02 CANALES	GN OTOMETRICS A/S / ITERA II	B	B	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO					0.8		0.8		0.8		0.8			1.60
									2	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTACTOS					0.8		0.8		0.8		0.8			1.60
									3	MANTENIMIENTO DE LA TARJETA ELECTRÓNICA					0.8		0.8		0.8		0.8			1.60
									4	REVISIÓN DE AUDÍFONOS AÉREOS, VIBRADOR ÓSEO Y CONECTORES					0.8		0.8		0.8		0.8			1.60
									5	REVISIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y PANTALLA LCD Y PULSADORES					0.8		0.8		0.8		0.8			1.60
									6	RERIFICACIÓN DE LA SALIDA TONAL DEL AUDIÓMETRO TANTO VÍA AÉREO COMO ÓSEA					0.8		0.8		0.8		0.8			1.60
									7	VERIFICACIÓN SUBJETIVA DE LA SALIDA TONAL DEL AUDIÓMETRO TANTO VÍA AÉREO Y ÓSEA SEA IGUAL EN AMBOS					0.8		0.8		0.8		0.8			1.60
									8	VERIFICACIÓN DEL NIVEL DE DB EN TODAS LAS FRECUENCIAS NO PRESENTE DISTORSIÓN, RUIDOS O SEÑALES					0.8		0.8		0.8		0.8			1.60
									9	VERIFICACIÓN DE BANDAS DE SUJECCIÓN DE AURICULARES Y VIBRADOR ESTÉN CORRECTAS					0.8		0.8		0.8		0.8			1.60
									10	PRUEBAS GENERALES Y VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA					0.8		0.8		0.8		0.8			1.60

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ID	DATOS DEL EQUIPO						TIP		MO	DATOS DEL MANTENIMIENTO										PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												TOTAL DE HORAS HOMBRE	
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	O EQ	AD	AD		ACTIVIDADES A REALIZAR										E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
46	CERRO DE PASCO	CONSULTA EXTERNA - OTORRINOLARINGOLOGÍA	00740442	ELECTROCAUTERIO MONO / BIPOLAR	WEM / HF-120	B	A	MO		1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO												1			1				1		3.00	
										2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA												1			1				1		3.00	
										3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS												2			2				2		6.00	
										4	REVISIÓN DE LAS PANTALLAS LCD ,PANEL DE CONTROL Y PERILLAS DE SELECCIÓN												1			1					1	3.00	
										5	REVISIÓN DE PEDALES MONO/BIPOLAR Y LIMPIEZA												2			2					2	6.00	
										6	VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL PORTA EQUIPO Y GARRUCHAS DE DESPLAZAMIENTO												1			1					1	3.00	
										7	VERIFICACIÓN DE LA PLACA NEUTRAL												1			1					1	3.00	
										8	PRUEBAS FUNCIONALES DE CORTE Y COAGULACIÓN, LIMPIEZA EXTERNA												1			1					1	3.00	
47	CERRO DE PASCO	CONSULTA EXTERNA - OTORRINOLARINGOLOGÍA	00741431	AUDIOMETRO DE 02 CANALES	SIBELMED / SIBELMED 400 SUPRA	B	B	MO		1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO										1			1			1					2.00	
										2	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTACTOS										1			1			1					2.00	
										3	MANTENIMIENTO DE LA TARJETA ELECTRÓNICA										1			1			1					2.00	
										4	REVISIÓN DE AUDÍFONOS AÉREOS, VIBRADOR ÓSEO Y CONECTORES										1			1			1					2.00	
										5	REVISIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y PANTALLA LCD Y PULSADORES										1			1					1			2.00	
										6	RERIFICACIÓN DE LA SALIDA TONAL DEL AUDIÓMETRO TANTO VÍA AÉREO COMO ÓSEA										1			1					1			2.00	
										7	VERIFICACIÓN SUBJETIVA DE LA SALIDA TONAL DEL AUDIÓMETRO TANTO VÍA AÉREO Y ÓSEA SEA IGUAL EN AMBOS										1			1					1			2.00	
										8	VERIFICACIÓN DEL NIVEL DE DB EN TODAS LAS FRECUENCIAS NO PRESENTE DISTORSIÓN, RUIDOS O SEÑALES PARAS										1			1					1			2.00	
										9	VERIFICACIÓN DE BANDAS DE SUJECCIÓN DE AURICULARES Y VIBRADOR ESTÉN CORRECTAS										1			1					1			2.00	
										10	PRUEBAS GENERALES Y VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA										1			1			1					2.00	
48	CERRO DE PASCO	CONSULTA EXTERNA - TRAUMATOL/ORTOPEDIA	00741224	SIERRA ELECTRICA PARA CORTAR YESO	HEBU MEDICAL / HB-8894	CE	M	MO		1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO											0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
										2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA											0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
										3	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO											0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
										4	REVISIÓN DE ESCOBILLAS DE CARBÓN											0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
										5	LUBRICACIÓN Y LIMPIEZA DE PARTES MÓVILES Y MECÁNICAS											0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
										6	REVISIÓN DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO											0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
										7	LIMPIEZA EXTERNA											0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
										8	PRUEBAS GENERALES											0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
49	CERRO DE PASCO	CONSULTA EXTERNA - TRAUMATOL/ORTOPEDIA	00741225	SIERRA ELECTRICA PARA CORTAR YESO	HEBU MEDICAL / HB-8894	CE	M	MO		1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO												1			1					1	3.00	
										2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA												1			1					1	3.00	
										3	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO												1			1					1	3.00	
										4	REVISIÓN DE ESCOBILLAS DE CARBÓN												1			1					1	3.00	
										5	LUBRICACIÓN Y LIMPIEZA DE PARTES MÓVILES Y MECÁNICAS												0.5			0.5			0.5			0.5	1.50
										6	REVISIÓN DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO												0.5			0.5			0.5			0.5	1.50
										7	LIMPIEZA EXTERNA												0.5			0.5			0.5			0.5	1.50
										8	PRUEBAS GENERALES												0.5			0.5			0.5			0.5	1.50
50	CERRO DE PASCO	EMERGENCIA GENERAL	00392135	CENTRIFUGA DE MESA (90 A 120 ML)	HETTICH / EBA-12	B	M	MO		1	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS, DESCARTE DE SOLDADURAS FRÍAS										1			1			1				2.00		
										2	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO										2			2			2					4.00	
										3	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LÍNEA A TIERRA, AJUSTE DE CONTACTOS										1			1			1			1		2.00	
										4	VERIFICACIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y AJUSTES MECÁNICOS										1			1			1			1		2.00	
										5	REVISIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES										1			1			1			1		2.00	

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																								
ID	DATOS DEL EQUIPO						DATOS DEL MANTENIMIENTO					PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJE CUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL DE HORAS HOMBRE
									6	LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE CENTRIFUGADO		1			1			1			1			2.00
									7	REVISIÓN , LIMPIEZA Y AJUSTES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE CIERRE DE PUERTA		1			1			1			1			2.00
									8	VERIFICACIÓN DE LAS REVOLUCIONES DEL MOTOR CON TACÓMETRO ELECTRÓNICO		1			1			1			1			2.00
									9	PRUEBAS GENERALES		1			1			1			1			2.00
51	CERRO DE PASCO	EMERGENCIA GENERAL	00392254	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	MEDI PUMP / 1133D	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO			0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									2	REVIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LÍNEA TIERRA DEL EQUIPO			0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									3	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO			0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									4	MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE VACÍO Y DIAFRAGMAS			0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL DUCTOS Y MANGUERAS			0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									6	VERIFICACIÓN DE VACUÓMETRO, REGULADOR Y TAPA DE FRASCO			0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									7	LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACION Y/O CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL /HIDROFÓBICO			0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									8	VERIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, PRUEBAS GENERALES			0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
52	CERRO DE PASCO	EMERGENCIA GENERAL	00392274	DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS	NIHON KOHDEN / TEC-7531K	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO				1			1			1			1	3.00
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA				2			2			2			2	6.00
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO				4			4			4			4	12.00
									4	VERIFICACIÓN DEL CONDENSADOR DE CARGA PRINCIPAL				1			1			1			1	3.00
									5	MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA TÉRMICA				2			2			2			2	6.00
									6	REVISIÓN DE LAS PALETAS EXTERNAS Y LIMPIEZA				3			3			3			3	9.00
									7	REVISIÓN Y CAMBIO DE BATERÍA INTERNA, PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA				1			1			1			3.00	
									8	VERIFICACIÓN DEL MODO MONITOR, MARCAPASOS Y DEA ,REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CABLE ECG				1			1			1			3.00	
									9	PRUEBAS GENERALES				1			1			1			1	3.00
53	CERRO DE PASCO	EMERGENCIA GENERAL	00392736	DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS	MARQUETTE HELLIGE / CARDIOSERV	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO		1			1			1			1			2.00
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA		1			1			1			1		2.00	
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO		2			2			2			2		4.00	
									4	VERIFICACIÓN DEL CONDENSADOR DE CARGA PRINCIPAL		1			1			1			1		2.00	
									5	MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA TÉRMICA		1			1			1			1		2.00	
									6	REVISIÓN DE LAS PALETAS EXTERNAS Y LIMPIEZA		1			1			1			1		2.00	
									7	REVISIÓN Y CAMBIO DE BATERÍA INTERNA, PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA		1			1			1			1		2.00	
									8	VERIFICACIÓN DEL MODO MONITOR, MARCAPASOS Y DEA ,REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CABLE ECG		1			1			1			1		2.00	
									9	PRUEBAS GENERALES		1			1			1			1		2.00	
54	CERRO DE PASCO	EMERGENCIA GENERAL	00402153	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS	GENERAL ELECTRIC / DASH 3000 PRO	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO			0.66			0.66			0.66			0.66		1.32
									2	DESMONTAJE DEL EQUIPO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL MANUAL TÉCNICO			0.67			0.67			0.67			0.67		1.34
									3	LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, MANTENIMIENTO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, CONTACTOS Y PINES			0.67			0.67			0.67			0.67		1.34
									4	MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEL EQUIPO			0.67			0.67			0.67			0.67		1.34
									5	REVISIÓN DE LOS MÓDULOS FUNCIONALES Y CONECTORES			0.67			0.67			0.67			0.67		1.34
									6	MANTENIMIENTO DEL CABEZAL DE IMPRESORA TÉRMICA Y LIMPIEZA			0.67			0.67			0.67			0.67		1.34
									7	VERIFICACIÓN Y CAMBIO DE BATERÍA, PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA			0.67			0.67			0.67			0.67		1.34
									8	REVISIÓN DE LA PANTALLA LCD, LIMPIEZA DE PULSADORES			0.67			0.67			0.67			0.67		1.34

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ID	DATOS DEL EQUIPO						TIP		MO	DATOS DEL MANTENIMIENTO										PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												TOTAL DE HORAS HOMBRE	
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	O EQ	AD	AD		ACTIVIDADES A REALIZAR										E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
										9	VERIFICACIÓN Y CAMBIO DE SENSOR DE SATURACIÓN, VERIFICACIÓN DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA										0.67				0.67			0.67			0.67		1.34
										10	VERIFICACIÓN Y CAMBIO DEL CABLE DE ECG Y CABLE TRONCAL, VERIFICACIÓN SENSOR DE TEMPERATURA											0.66				0.66					0.66		1.32
										11	VERIFICACIÓN DE LÍNEA A TIERRA											0.66				0.66					0.66		1.32
										12	PRUEBAS GENERALES DEL EQUIPO											0.66				0.66					0.66		1.32
55	CERRO DE PASCO	EMERGENCIA GENERAL	00402443	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE OS PARAMETROS	GENERAL ELECTRIC / DASH 3000	B	A	MO		1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO												1						1			1	3.00
										2	DESMONTAJE DEL EQUIPO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL MANUAL TÉCNICO												1			1			1			1	3.00
										3	LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, MANTENIMIENTO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, CONTACTOS Y PINES												1			1			1			1	3.00
										4	MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEL EQUIPO												1			1			1			1	3.00
										5	REVISIÓN DE LOS MÓDULOS FUNCIONALES Y CONECTORES												1			1			1			1	3.00
										6	MANTENIMIENTO DEL CABLEZAL DE IMPRESORA TÉRMICA Y LIMPIEZA												1			1			1			1	3.00
										7	VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LA BATERÍA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE												1			1			1			1	3.00
										8	REVISIÓN DE LA PANTALLA LCD, LIMPIEZA DE PULSADORES												1			1			1			1	3.00
										9	VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE SATURACIÓN, BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA, CAMBIO SI REQUIERE												1			1			1			1	3.00
										10	VERIFICACIÓN DEL CABLE DE ECG Y SENSOR DE TEMPERATURA, CAMBIO SI REQUIERE												1			1			1			1	3.00
										11	VERIFICACIÓN DE LÍNEA A TIERRA												1			1			1			1	3.00
										12	PRUEBAS GENERALES DEL EQUIPO												1			1			1			1	3.00
56	CERRO DE PASCO	EMERGENCIA GENERAL	00403107	ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL	MEDI PUMP / 1133	B	M	MO		1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO											0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
										2	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LINEA TIERRA DEL EQUIPO											0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
										3	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO											0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
										4	MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE VACIO Y DIAFRAGMAS											0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
										5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL DUCTOS Y MANGUERAS											0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
										6	VERIFICACIÓN DE VACUÓMETRO, REGULADOR Y TAPA DE FRASCO											0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
										7	LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACION Y/O CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL /HIDROFÓBICO											0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
										8	VERIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, PRUEBAS GENERALES											0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
57	CERRO DE PASCO	EMERGENCIA GENERAL	00403127	ECOGRAFO DE USO GENERAL	MINDRAY / DP-8800 PLUS	B	A	MO		1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO											0.6			0.6			0.6			0.6		1.20
										2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA											0.6			0.6			0.6			0.6		1.20
										3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS											0.6			0.6			0.6			0.6		1.20
										4	MANTENIMIENTO DE LA PANTALLA LCD Y PANEL DE CONTROL, LIMPIEZA DEL TECLADO ALFANUMÉRICO											0.6			0.6			0.6			0.6		1.20
										5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TRANSDUCTORES CONVEXO, LINEAL, INTERCAVITARIA											0.6			0.6			0.6			0.6		1.20
										6	LIMPIEZA DE VENTILADORES Y FILTROS INTERNOS											0.6			0.6			0.6			0.6		1.20
										7	MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL											0.6			0.6			0.6			0.6		1.20
										8	MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA TÉRMICA											0.6			0.6			0.6			0.6		1.20
										9	VERIFICACIÓN DE LOS MODOS DE TRABAJO											0.6			0.6			0.6			0.6		1.20
										10	PRUEBAS GENERALES											0.6			0.6			0.6			0.6		1.20
58	CERRO DE PASCO	EMERGENCIA GENERAL	00403515	ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL	GEMMY / SU-305	B	M	MO		1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO												0.5			0.5			0.5			0.5	1.50
										2	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LINEA TIERRA DEL EQUIPO												0.5			0.5			0.5			0.5	1.50
										3	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO												0.5			0.5			0.5			0.5	1.50
										4	MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE VACIO Y DIAFRAGMAS												0.5			0.5			0.5			0.5	1.50
										5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL DUCTOS Y MANGUERAS												0.5			0.5			0.5			0.5	1.50

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO		PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												TOTAL DE HORAS HOMBRE
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJE CUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
				RODABLE					6 VERIFICACIÓN DE VACUÓMETRO, REGULADOR Y TAPA DE FRASCO			0.5			0.5			0.5			0.5	1.50
									7 LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACION Y/O CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL /HIDROFÓBICO			0.5			0.5			0.5			0.5	1.50
									8 VERIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, PRUEBAS GENERALES			0.5			0.5			0.5			0.5	1.50
59	CERRO DE PASCO	EMERGENCIA GENERAL	00403546	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 06 PARAMETROS	PHILIPS / MP20	B	A	MO	1 INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO		0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									2 DESMONTAJE DEL EQUIPO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL MANUAL TÉCNICO		1			1			1			1		2.00
									3 LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, MANTENIMIENTO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, CONTACTOS Y PINES		1			1			1			1		2.00
									4 MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEL EQUIPO		1			1			1			1		2.00
									5 REVISIÓN DE LOS MÓDULOS FUNCIONALES Y CONECTORES		0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									6 MANTENIMIENTO DEL CABEZAL DE IMPRESORA TÉRMICA Y LIMPIEZA		1			1			1			1		2.00
									7 REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA, PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA Y CAMBIO		0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									8 REVISIÓN DE LA PANTALLA LCD, LIMPIEZA DE PULSADORES		0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									9 VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE SATURACIÓN, BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA, CAMBIO SI REQUIERE		0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									10 VERIFICACIÓN DEL CABLE DE ECG Y SENSOR DE TEMPERATURA, CAMBIO SI REQUIERE		0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									11 VERIFICACIÓN DE LÍNEA A TIERRA		0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									12 PRUEBAS GENERALES DEL EQUIPO		0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
60	CERRO DE PASCO	EMERGENCIA GENERAL	00403664	PULSIOXIMETRO	GENERAL ELECTRIC / TRUSAT	B	A	MO	1 INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO												0.16	0.16
									2 VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA												0.17	0.17
									3 MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO												0.17	0.17
									4 MANTENIMIENTO DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES												0.17	0.17
									5 REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE												0.17	0.17
									6 REVISIÓN, LIMPIEZA Y CAMBIO DEL SENSOR DE SATURACIÓN. PRUEBAS GENERALES												0.16	0.16
61	CERRO DE PASCO	EMERGENCIA GENERAL	00740451	ELECTROCARDIOGRAFO DE 01 CANAL	BIOCARE / ECG-101	B	A	MO	2 INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO		1			1			1			1		2.00
									3 VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA		1			1			1			1		2.00
									4 MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS.		1			1			1			1		2.00
									5 REVISIÓN DE LAS PANTALLAS LCD Y PANEL DE CONTROL		1			1			1			1		2.00
									6 REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA, PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA Y CAMBIO		2			2			2			2		4.00
									7 REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CABLE PACIENTE ECG Y ELECTRODOS PRECORDIALES		2			2			2			2		4.00
									8 MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA TÉRMICA		1			1			1			1		2.00
									1 MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA TÉRMICA, CAMBIO DE CABEZAL TÉRMICO.		1			1			1			1		2.00
62	CERRO DE PASCO	EMERGENCIA GENERAL	00743376	VENTILADOR DE TRANSPORTE	IMPACT / 731	B	A	MO	1 INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO		0.72			0.72			0.72			0.72		1.44
									2 VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS.		0.73			0.73			0.73			0.73		1.46
									3 MANTENIMIENTO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA		0.73			0.73			0.73			0.73		1.46
									4 REVISIÓN DE LA PANTALLA LCD Y PULSADORES		0.73			0.73			0.73			0.73		1.46
									5 REVISIÓN DE LA TURBINA INTERNA		0.73			0.73			0.73			0.73		1.46
									6 VERIFICACIÓN DE ELECTROVÁLVULA INTERNA Y SENSOR DE OXIGENO		0.73			0.73			0.73			0.73		1.46
									7 REVISIÓN Y/O CAMBIO DE BATERÍA, PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA		0.73			0.73			0.73			0.73		1.46

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																													
ID	DATOS DEL EQUIPO								DATOS DEL MANTENIMIENTO				PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												TOTAL DE HORAS HOMBRE				
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJE CUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
									8	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LOS MODOS VENTILATORIOS					0.73			0.73			0.73			0.73		1.46			
									9	AJUSTES DE PARAMETROS DEL EQUIPO, VERIFICACION DE LA PERILLA DE SELECCIÓN					0.73			0.73			0.73			0.73		1.46			
									10	LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DEL EQUIPO, REVISIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACION EXTERNA					0.72			0.72			0.72			0.72		1.44			
									11	CAMBIO DE CIRCUITO PACIENTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.					0.72			0.72			0.72			0.72		1.44			
63	CERRO DE PASCO	EMERGENCIA GENERAL	00743417	ELECTROCARDIOGRAFO DE 01 CANAL	EDAN INSTRUMENTS / SE 1	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO						1.5			1.5			1.5			1.5	4.50			
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA						1.5			1.5			1.5			1.5		1.5	4.50	
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS						1.5			1.5			1.5			1.5			1.5	4.50
									4	REVISIÓN DE LAS PANTALLAS LCD Y PANEL DE CONTROL						1.5			1.5			1.5			1.5			1.5	4.50
									5	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA, PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA Y CAMBIO						1.5			1.5			1.5			1.5			1.5	4.50
									6	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CABLE PACIENTE ECG Y ELECTRODOS PRECORDIALES						2			2			2			2			2	6.00
									7	MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA TÉRMICA, CAMBIO DE CABEZAL TÉRMICO.						1.5			1.5			1.5			1.5			1.5	4.50
									8	PRUEBAS GENERALES DEL EQUIPO						1			1			1			1			1	3.00
64	CERRO DE PASCO	EMERGENCIA GENERAL	00743436	VENTILADOR DE TRANSPORTE	WEINMANN / MEDUMAT TRANSPORT	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO				2			2			2			2			4.00			
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS				2			2			2			2					4.00	
									3	MANTENIMIENTO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA				2			2			2			2					4.00	
									4	REVISIÓN DE LA PANTALLA LCD Y PERILLAS DE SELECCIÓN				2			2			2			2					4.00	
									5	LIMPIEZA DEL FILTROS DE OXIGENO Y AIRE, VERIFICACIÓN Y CAMBIO DEL CIRCUITO PACIENTE, VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE FLUJO				2			2			2			2					4.00	
									6	VERIFICACIÓN DE ELECTROVÁLVULA INTERNA Y SENSOR DE OXIGENO				2			2			2			2			2			4.00
									7	REVISIÓN Y CAMBIO DE BATERÍA, PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA				2			2			2			2						4.00
									8	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LOS MODOS VENTILATORIOS				2			2			2			2			2			
65	CERRO DE PASCO	EMERGENCIA GENERAL	00743437	VENTILADOR DE TRANSPORTE	WEINMANN / MEDUMAT TRANSPORT	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO					1			1			1			1		2.00			
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS.					1			1			1			1			1		2.00
									3	MANTENIMIENTO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA					1			1			1			1			1		2.00
									4	REVISIÓN DE LA PANTALLA LCD Y PERILLAS DE SELECCIÓN					1			1			1			1			1		2.00
									5	LIMPIEZA DEL FILTROS DE OXIGENO Y AIRE, VERIFICACIÓN Y CAMBIO DE CIRCUITO PACIENTE, VERIFICACIÓN DE SENSOR DE FLUJO					1			1			1			1			1		2.00
									6	VERIFICACIÓN DE ELECTROVÁLVULA INTERNA Y SENSOR DE OXIGENO					1			1			1			1			1		2.00
									7	REVISIÓN Y CAMBIO DE BATERÍA, PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA					1			1			1			1			1		2.00
									8	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LOS MODOS VENTILATORIOS					1			1			1			1			1		2.00
									1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO						1			1			1			1	3.00			
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS.						1.5			1.5			1.5			1.5			1.5	4.50
									3	MANTENIMIENTO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN						1			1			1			1			1	3.00
									4	REVISIÓN DE LA PANTALLA TÁCTIL Y PERILLA DE SELECCIÓN						1.5			1.5			1.5			1.5			1.5	4.50
									5	REVISIÓN DE LA TURBINA INTERNA, VERIFICACIÓN DEL FILTROS INTERNOS Y AJUSTES						1			1			1			1			1	3.00

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ID	DATOS DEL EQUIPO						TIP		MO	DATOS DEL MANTENIMIENTO		PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												TOTAL DE HORAS HOMBRE
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	O EQ.	CRITICIDAD	AD EJE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
66	CERRO DE PASCO	EMERGENCIA GENERAL	00744037	VENTILADOR VOLUMETRICO + PCV BASICO	DRÄGER / SAVINA 300	B	A	MO		6 VERIFICACIÓN Y/O CAMBIO DE ELECTROVÁLVULA INTERNA Y SENSOR DE FLUJO ESPIRATORIO			2			2		2			2		6.00	
										7 REVISIÓN DE SENSOR DE OXIGENO, VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE FLUJO, CAMBIO SI LO REQUIERE			1.5			1.5		1.5			1.5		4.50	
										8 REVISIÓN DE LA BATERÍAS INTERNAS Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA			2			2		2			2		6.00	
										9 REVISIÓN Y LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE EXTERNOS, VERIFICACIÓN DE LÍNEA A TIERRA			1.5			1.5		1.5			1.5		4.50	
										10 VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LOS MODOS VENTILATORIOS, CAMBIO DE CIRCUITO DE PACIENTE.			1.5			1.5		1.5			1.5		4.50	
										11 LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DEL EQUIPO			1.5			1.5		1.5			1.5		4.50	
67	CERRO DE PASCO	EMERGENCIA GENERAL	00744790	DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS	PHILIPS / HEARTSTART XL+	B	A	MO		1 INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO			2			2		2			2		6.00	
										2 VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA			2			2		2			2		6.00	
										3 MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO			2			2		2			2		6.00	
										4 VERIFICACIÓN DEL CONDENSADOR DE CARGA PRINCIPAL			2			2		2			2		6.00	
										5 MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA TÉRMICA			2			2		2			2		6.00	
										6 REVISIÓN DE LAS PALETAS EXTERNAS Y LIMPIEZA			2			2		2			2		6.00	
										7 REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA, PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA Y CAMBIO			2			2		2			2		6.00	
										8 VERIFICACIÓN DEL MODO MONITOR, MARCAPASOS Y DEA, REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CABLE ECG			2			2		2			2		6.00	
68	CERRO DE PASCO	EMERGENCIA GENERAL	00989191	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 5 PARÁMETROS	DRÄGER / VISTA 120	B	A	MO		1 INSPECCIÓN FÍSICA DEL EQUIPO CON SUS COMPONENTES Y ACCESORIOS	0.9			0.9			0.9		0.9				1.80	
										2 VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL EQUIPO INTERNA Y EXTERNA.	0.9			0.9			0.9		0.9				1.80	
										3 VERIFICACIÓN, PRUEBA Y/O CAMBIO DE BATERÍAS	0.9			0.9			0.9		0.9				1.80	
										4 MANTENIMIENTO DEL REGISTRADOR.	1			1			1		1				2.00	
										5 MANTENIMIENTO DEL ESTABILIZADOR.	0.9			0.9			0.9		0.9				1.80	
										6 VERIFICACIÓN Y/O CAMBIO DE CABLE ECG Y CABLE TRONCAL.	0.9			0.9			0.9		0.9				1.80	
										7 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE RESPIRACIÓN.	0.9			0.9			0.9		0.9				1.80	
										8 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE PRESIÓN NO INVASIVA.	0.9			0.9			0.9		0.9				1.80	
										9 VERIFICACIÓN Y/O CAMBIO DE SENSOR DE SATURACIÓN DE OXÍGENO.	0.9			0.9			0.9		0.9				1.80	
										10 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE TEMPERATURA.	0.9			0.9			0.9		0.9				1.80	
										11 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD.	0.9			0.9			0.9		0.9				1.80	
69	CERRO DE PASCO	EMERGENCIA GENERAL	00989192	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 5 PARÁMETROS	DRÄGER / VISTA 120	B	A	MO		1 INSPECCIÓN FÍSICA DEL EQUIPO CON SUS COMPONENTES Y ACCESORIOS.		0.72			0.72			0.72			0.72		1.44	
										2 VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL EQUIPO INTERNA Y EXTERNA.		0.73			0.73			0.73			0.73		1.46	
										3 VERIFICACIÓN, PRUEBA Y/O CAMBIO DE BATERÍAS.		0.73			0.73			0.73			0.73		1.46	
										4 MANTENIMIENTO DEL REGISTRADOR.		0.73			0.73			0.73			0.73		1.46	
										5 MANTENIMIENTO DEL ESTABILIZADOR.		0.73			0.73			0.73			0.73		1.46	
										6 VERIFICACIÓN Y/O CAMBIO DE CABLE ECG Y CABLE TRONCAL.		0.73			0.73			0.73			0.73		1.46	
										7 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE RESPIRACIÓN.		0.73			0.73			0.73			0.73		1.46	
										8 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE PRESIÓN NO INVASIVA.		0.73			0.73			0.73			0.73		1.46	
										9 VERIFICACIÓN Y/O CAMBIO DE SENSOR DE SATURACIÓN DE OXÍGENO.		0.73			0.73			0.73			0.73		1.46	
										10 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE TEMPERATURA.		0.72			0.72			0.72			0.72		1.44	
										11 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD.		0.72			0.72			0.72			0.72		1.44	
70	CERRO DE PASCO	EMERGENCIA GENERAL	00989199	PULSÓXÍMETRO	NONIN / 7500	B	A	MO		2 INSPECCIÓN FÍSICA DEL EQUIPO CON SUS COMPONENTES.			0.25			0.25			0.25			0.25	0.75	
										3 VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO.			0.25			0.25			0.25			0.25	0.75	
										4 VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, CAMBIO DE SENSOR DE SATURACIÓN.			0.25			0.25			0.25			0.25	0.75	
										5 VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL CARGADOR DE BATERIA.			0.25			0.25			0.25			0.25	0.75	

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																									
ID	DATOS DEL EQUIPO						DATOS DEL MANTENIMIENTO				PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS										TOTAL DE HORAS HOMBRE				
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJE CUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
70									6	VERIFICACIÓN Y REGULACIÓN DE PARAMETROS Y PRUEBAS DE ALARMAS AUDIOVISUALES.				0.25			0.25			0.25			0.25		0.75
									7	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.				0.25			0.25			0.25			0.25		0.75
									8	PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.				0.25			0.25			0.25			0.25		0.75
									1	LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DEL EQUIPO.				0.25			0.25			0.25			0.25		0.75
71	CERRO DE PASCO	EMERGENCIA GENERAL	00989243	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION EMERGENCIA	METAX / M-720 PLUS	B	M	MO	1	INSPECCIÓN FÍSICA DEL EQUIPO.	1				1			1			1				2.00
									2	REVISIÓN DE LA BASE Y GARRUCHAS.	1				1			1			1				2.00
									3	LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS.	1				1			1			1				2.00
									4	AJUSTES MECÁNICOS, NEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS.	1				1			1			1				2.00
									5	REVISIÓN DE PARTES HIDRÁULICAS.	1				1			1			1				2.00
									6	REVISIÓN DE MOVIMIENTOS DE CAMA.	1				1			1			1				2.00
									7	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE BALÓN DE OXÍGENO Y ACCESORIOS.	1				1			1			1				2.00
									8	LIMPIEZA SUPERFICIAL.	1				1			1			1				2.00
72	CERRO DE PASCO	EMERGENCIA GENERAL	00989251	LAMPARA QUIRURGICA RODABLE	AEONMED / OLM 9550	B	A	MO	1	REVISIÓN DEL ESTADO Y CONSERVACIÓN FÍSICA DEL EQUIPO Y SUS COMPONENTES.	0.75				0.75			0.75			0.75				1.50
									2	VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA MECÁNICO DEL EQUIPO.	0.75				0.75			0.75			0.75				1.50
									3	VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO DEL EQUIPO.	0.75				0.75			0.75			0.75				1.50
									4	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE REGULACIÓN DE INTENSIDAD DE LUZ.	0.75				0.75			0.75			0.75				1.50
									5	VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGIA ALTERNA.	0.75				0.75			0.75			0.75				1.50
									6	VERIFICACIÓN DE LA ESTABILIDAD DEL POSICIONAMIENTO DEL SISTEMA MECÁNICO.	0.75				0.75			0.75			0.75				1.50
									7	VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS LEDS DEL CABEZAL DE LA LAMPARA.	0.75				0.75			0.75			0.75				1.50
									8	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	0.75				0.75			0.75			0.75				1.50
73	CERRO DE PASCO	EMERGENCIA GENERAL	00989348	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS	DRÄGER / INFINITY ACUTE CARE SYSTEM	B	A	MO	1	INSPECCIÓN FÍSICA DEL EQUIPO,COMPONENTES Y ACCESORIOS								0.71							0.71
									2	LIMPIEZA GENERAL EXTERNA DEL SISTEMA DE MONITOREO (IACS)								0.71							0.71
									3	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE ECG/FRECUENCIA RESPIRATORIA, Y CALIBRACIÓN (DE SER REQUERIDA)							0.72							0.72	
									4	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA SATURACIÓN DE OXIGENO SPO2							0.72							0.72	
									5	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA PRESIÓN NO INVASIVA (PNI) Y CALIBRACIÓN (DE SER REQUERIDA)							0.72							0.72	
									6	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL PARÁMETRO CO2							0.72							0.72	
									7	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL PARÁMETRO PRESIÓN SANGUINEA INVASIVA (IBP)						0.72							0.72		
									8	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL GASTO CARDIACO						0.72							0.72		
									9	PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE MONITOREO						0.71							0.71		
									10	VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN FÍSICA DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE MONITOREO						0.71							0.71		
									11	PRUEBA DE ESTADO DE LOS ACCESORIOS INFINITY MCABLE MAINSTREAM/MICROSTREAM CO2						0.71							0.71		
									12	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE MONITOREO						0.71							0.71		
									13	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRADOR TÉRMICO						0.71							0.71		
									14	LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL ESTABILIZADOR DEL VOLTAJE						0.71							0.71		
									1	INSPECCIÓN FÍSICA DEL EQUIPO,COMPONENTES Y ACCESORIOS			0.42			0.42			0.42			0.42			0.84
									2	LIMPIEZA GENERAL EXTERNA DEL SISTEMA DE MONITOREO (IACS)			0.43			0.43			0.43			0.43			0.86

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																																				
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO					PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS											TOTAL DE HORAS HOMBRE												
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRITICIDAD	MODALIDAD EJECUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N	D										
74	CERRO DE PASCO	EMERGENCIA GENERAL	00989349	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS	DRÄGER / INFINITY ACUTE CARE SYSTEM	B	A	MO	3	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE ECG/FRECUENCIA RESPIRATORIA, Y CALIBRACIÓN (DE SER REQUERIDA)						0.43			0.43			0.43			0.43		0.86									
									4	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA SATURACIÓN DE OXIGENO SPO2						0.43			0.43			0.43			0.43			0.43		0.86						
									5	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA PRESIÓN NO INVASIVA (PNI) Y CALIBRACIÓN (DE SER REQUERIDA)						0.43			0.43			0.43			0.43			0.43		0.86						
									6	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL PARÁMETRO CO2						0.43			0.43			0.43			0.43			0.43		0.86						
									7	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL PARÁMETRO PRESIÓN SANGUINEA INVASIVA (IBP)						0.43			0.43			0.43			0.43			0.43		0.86						
									8	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL GASTO CARDIACO						0.43			0.43			0.43			0.43			0.43		0.86						
									9	PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE MONITOREO						0.43			0.43			0.43			0.43			0.43		0.86						
									10	VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN FÍSICA DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE MONITOREO						0.43			0.43			0.43			0.43			0.43		0.86						
									11	PRUEBA DE ESTADO DE LOS ACCESORIOS INFINITY MCABLE MAINSTREAM/MICROSTREAM CO2						0.43			0.43			0.43			0.43			0.43		0.86						
									12	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE MONITOREO						0.43			0.43			0.43			0.43			0.43		0.86						
									13	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRADOR TÉRMICO						0.43			0.43			0.43			0.43			0.43		0.86						
									14	LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL ESTABILIZADOR DEL VOLTAJE						0.42			0.42			0.42			0.42			0.42		0.84						
									75	CERRO DE PASCO	EMERGENCIA GENERAL	00989355	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 07 PARAMETROS	MINDRAY / EPM 15M	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN FÍSICA DEL EQUIPO Y SUS COMPONENTES.					0.57			0.57			0.57			0.57			1.14
																		2	PRUEBA DE ENCENDIDO DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO.					0.57			0.57			0.57			0.57			0.57
3	DESMONTAJE Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICOS Y DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS.					0.57												0.57			0.57			0.57			0.57			1.14						
4	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE ECG/FRECUENCIA RESPIRATORIA.					0.58												0.58			0.58			0.58			0.58			1.16						
5	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA SATURACIÓN DE OXIGENO SPO2					0.58												0.58			0.58			0.58			0.58			1.16						
6	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONMIENTO DE LA PRESIÓN NO INVASIVA (NIBP) Y CALIBRACIÓN (DE SER REQUERIDA)					0.57												0.57			0.57			0.57			0.57			1.14						
7	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL PARÁMETRO CO2					0.57												0.57			0.57			0.57			0.57			1.14						
8	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL PARÁMETRO PRESIÓN SANGUINEA INVASIVA (IBP)					0.57												0.57			0.57			0.57			0.57			1.14						
9	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL PARÁMETRO TEMPERATURA					0.57												0.57			0.57			0.57			0.57			1.14						
10	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS DEL MONITOR					0.57												0.57			0.57			0.57			0.57			1.14						
11	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ALTERNO DE ENERGÍA (BATERÍAS)					0.57												0.57			0.57			0.57			0.57			1.14						
14	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRADOR TÉRMICO					0.57												0.57			0.57			0.57			0.57			1.14						
13	PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.					0.57												0.57			0.57			0.57			0.57			1.14						
12	LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL ESTABILIZADOR DE VOLTAJE					0.57												0.57			0.57			0.57			0.57			1.14						
76	CERRO DE PASCO	EMERGENCIA GENERAL	00989410	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION URGENCIA	MUBI / PYXIS	B	M	MO	1	INSPECCIONES O REVISIONES GLOBALES Y ESPECIFICAS DE LOS EQUIPOS.									1						1	2.00										
									2	AJUSTES ELÉCTRICOS,ELECTRÓNICOS Y/O MECÁNICOS.									1									1	2.00							
									3	LIMPIEZA,LUBRICACIÓN,ENGRASE E IMPERMEABILIZADO.									1									1	2.00							
									4	VERIFICACIÓN, CALIBRACIÓN Y REGULACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO.									1									1	2.00							
									5	OTRAS QUE DEMANDEN MANTENIMIENTO.									1									1	2.00							
									6	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.									1										1	2.00						
									1	VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN UNIVERSAL Y BATERIA RECARGABLE DEL EQUIPO.						0.57			0.57			0.57			1.14											

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																										
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO				PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS														
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ UIP.	CRITIC ID AD	MODALIDAD EJECUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL DE HORAS HOMBRE	
77	CERRO DE PASCO	EMERGENCIA GENERAL	01220046	PULSIOXIMETRO	CHARMCARE / ACCURO	B	A	MO	2	VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN INTERNA DEL EQUIPO.					0.57			0.57			0.57			0.57		1.14
									3	REVISIÓN DE LA TARJETA DIGITAL Y ANALOGA DE LA SEÑAL DE PULSIOXIMETRIA					0.57			0.57			0.57			0.57		1.14
									4	REVISIÓN DE LOS SENSORES DE PULSIOXIMETRIA, CAMBIO SI LO REQUIERE					0.58			0.58			0.58			0.58		1.16
									5	REVISIÓN DEL TECLADO, PARLANTE Y PANTALLA LED					0.57			0.57			0.57			0.57		1.14
									6	REVISIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE ALARMAS, FECHAS Y HORA DE ACUERDO AL MANUAL DE USUARIO Y SERVICIO					0.57			0.57			0.57			0.57		1.14
									7	DESMONTAJE TOTAL, MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL					0.57			0.57			0.57			0.57		1.14
78	CERRO DE PASCO	EMERGENCIA GENERAL	01223604	ASPIRADOR DE SECRECIÓN RODABLE	ATMOS / RECORD 55 DDS	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO.					0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									2	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LÍNEA TIERRA DEL EQUIPO.					0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									3	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO.					0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									4	MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE VACÍO Y DIAFRAGMAS.					0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE DUCTOS Y MANGUERAS.					0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									6	VERIFICACIÓN DE VACUÓMETRO, REGULADOR Y TAPA DE FRASCO.					0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									7	LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACIÓN Y CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL /HIDROFÓBICO.					0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									8	VERIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, PRUEBAS GENERALES.					0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
79	CERRO DE PASCO	ENFERMERÍA - ADULTO - ADULTO MAYOR	00393181	ELECTROCARDIOGRAFO DE 01 CANAL	BURDICK / EK 10	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO				0.5			0.5			0.5			0.5		1.00	
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA				0.5			0.5			0.5			0.5		1.00	
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS				1			1			1			1		2.00	
									4	REVISIÓN DE LAS PANTALLAS LCD Y PANEL DE CONTROL				1			1			1			1		2.00	
									5	REVISIÓN Y CAMBIO DE BATERÍA INTERNA, PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA				1.5			1.5			1.5			1.5		3.00	
									6	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CABLE PACIENTE ECG Y ELECTRODOS PRECORDIALES				2			2			2			2		4.00	
									7	MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA TÉRMICA, CAMBIO DEL CABEZAL TÉRMICO.				1			1			1			1		2.00	
									8	PRUEBAS GENERALES DEL EQUIPO				0.5			0.5			0.5			0.5		1.00	
80	CERRO DE PASCO	ENFERMERÍA - ADULTO - ADULTO MAYOR	00740996	BALANZA ELECTRONICA CON TALLIMETRO ADULTO	VILLANUEVA / ELIJO	CE	B	MO	8	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO					0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									9	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, AJUSTE DE CONTACTOS					0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									1	MANTENIMIENTO DE LA TARJETA ELECTRÓNICA					0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									2	VERIFICACIÓN DE TRANSDUCTOR DE PRESIÓN					0.25			0.25			0.25			0.25		0.50
									3	VERIFICACIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES					0.25			0.25			0.25			0.25		0.50
									4	REVISIÓN DE LA BATERIA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE					0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									5	VERIFICACIÓN DEL TALLIMETRO DEL EQUIPO					0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									6	LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE LINEA A TIERRA					0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
81	CERRO DE PASCO	ENFERMERÍA - ADULTO - ADULTO MAYOR	00744000	BALANZA ELECTRONICA CON TALLIMETRO ADULTO	GREETMED / ELECTRONIC BOBY SCALE	CE	B	MO	7	PRUEBAS GENERALES.					0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO						0.5			0.5			0.5			0.5	1.50
									2	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, AJUSTE DE CONTACTOS						0.5			0.5			0.5			0.5	1.50
									3	MANTENIMIENTO DE LA TARJETA ELECTRÓNICA						0.5			0.5			0.5			0.5	1.50
									4	VERIFICACIÓN DE TRANSDUCTOR DE PRESIÓN						0.25			0.25			0.25			0.25	0.75
									5	VERIFICACIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES						0.25			0.25			0.25			0.25	0.75
									6	REVISIÓN DE LA BATERIA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE						0.5			0.5			0.5			0.5	1.50
									7	VERIFICACIÓN DEL TALLIMETRO DEL EQUIPO						0.5			0.5			0.5			0.5	1.50

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																									
ID	DATOS DEL EQUIPO						DATOS DEL MANTENIMIENTO						PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS									TOTAL DE HORAS HOMBRE			
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJE CUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
82	CERRO DE PASCO	ENFERMERÍA - ADULTO - ADULTO MAYOR	00744008	BALANZA ELECTRONICA CON TALLIMETRO ADULTO	GREETMED / ELECTRONIC BOBY SCALE	CE	B	MO	8	LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE LINEA A TIERRA					0.5			0.5			0.5			0.5	1.50
									9	PRUEBAS GENERALES.					0.5			0.5			0.5			0.5	1.50
									1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO				0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									2	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, AJUSTE DE CONTACTOS				0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									3	MANTENIMIENTO DE LA TARJETA ELECTRÓNICA				0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									4	VERIFICACIÓN DE TRANSDUCTOR DE PRESIÓN				0.25			0.25			0.25			0.25		0.50
									5	VERIFICACIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES				0.25			0.25			0.25			0.25		0.50
									6	REVISIÓN DE LA BATERIA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE				0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									7	VERIFICACIÓN DEL TALLIMETRO DEL EQUIPO				0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
83	CERRO DE PASCO	ENFERMERÍA - ADULTO - ADULTO MAYOR	01221837	PULSIOXIMETRO	CHARMCARE / ACCURO	B	A	MO	8	LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE LINEA A TIERRA				0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									9	PRUEBAS GENERALES				0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									1	VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN UNIVERSAL Y BATERIA RECARGABLE DEL EQUIPO.				0.57			0.57			0.57			0.57		1.14
									2	VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN INTERNA DEL EQUIPO.				0.57			0.57			0.57			0.57		1.14
									3	REVISIÓN DE LA TARJETA DIGITAL Y ANALOGA DE LA SEÑAL DE PULSIOXIMETRIA				0.57			0.57			0.57			0.57		1.14
									4	REVISIÓN DE LOS SENSORES DE PULSIOXIMETRIA, CAMBIO SI LO REQUIERE				0.58			0.58			0.58			0.58		1.16
									5	REVISIÓN DEL TECLADO, PARLANTE Y PANTALLA LED				0.57			0.57			0.57			0.57		1.14
									6	REVISIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE ALARMAS, FECHAS Y HORA DE ACUERDO AL MANUAL DE USUARIO Y SERVICIO				0.57			0.57			0.57			0.57		1.14
									7	DESMONTAJE TOTAL, MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL				0.57			0.57			0.57			0.57		1.14
84	CERRO DE PASCO	ENFERMERÍA - NIÑO - ADOLESCENTE	00402220	NEBULIZADOR PORTATIL	THOMAS / 1127	B	M	MO	1	VERIFICACIÓN DE ESTADO INICIAL DEL EQUIPO			0.33			0.33			0.33			0.33			0.66
									2	VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA			0.33			0.33			0.33			0.33			0.66
									3	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO			0.35			0.35			0.35			0.35			0.70
									4	VERIFICACIÓN DE LA BOMBA DE VACÍO Y DIAFRAGMAS			0.33			0.33			0.33			0.33			0.66
									5	VERIFICACION DEL MOTOR ELECTRICO			0.33			0.33			0.33			0.33			0.66
									6	LIMPIEZA GENERAL			0.33			0.33			0.33			0.33			0.66
85	CERRO DE PASCO	ENFERMERÍA - NIÑO - ADOLESCENTE	00740995	BALANZA ELECTRONICA CON TALLIMETRO ADULTO	VILLANUEVA / ELIHO	CE	B	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO				0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									2	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, AJUSTE DE CONTACTOS				0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									3	MANTENIMIENTO DE LA TARJETA ELECTRÓNICA				0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									4	VERIFICACIÓN DE TRANDUCTOR DE PRESIÓN				0.25			0.25			0.25			0.25		0.50
									5	VERIFICACIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES				0.25			0.25			0.25			0.25		0.50
									6	REVISIÓN DE LA BATERIA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE				0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									7	VERIFICACIÓN DEL TALLIMETRO DEL EQUIPO				0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									8	LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE LINEA A TIERRA				0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									9	PRUEBAS GENERALES.				0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
86	CERRO DE PASCO	ENFERMERÍA - NIÑO - ADOLESCENTE	00743409	NEBULIZADOR PORTATIL	OLIDEF / C-71 PLUS	B	M	MO	1	VERIFICACION DE ESTADO INICIAL DEL EQUIPO					0.33			0.33			0.33			0.33	0.99
									2	VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA					0.33			0.33			0.33			0.33	0.99
									3	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO					0.35			0.35			0.35			0.35	1.05
									4	VERIFICACION DE LA BOMBA DE VACÍO Y DIAFRAGMAS					0.33			0.33			0.33			0.33	0.99
									5	VERIFICACION DEL MOTOR ELECTRICO					0.33			0.33			0.33			0.33	0.99
									6	LIMPIEZA GENERAL					0.33			0.33			0.33			0.33	0.99
									1	VERIFICACIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO				0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									2	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO				0.5			0.5			0.5			0.5		1.00

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																								
ID	DATOS DEL EQUIPO						DATOS DEL MANTENIMIENTO						PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS											
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJE CUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
87	CERRO DE PASCO	ENFERMERÍA - NIÑO - ADOLESCENTE	00743503	BALANZA ELECTRONICA NEONATAL	ADE / M10641	CE	B	MO	3	MANTENIMIENTO DE LA TARJETA ELECTRÓNICA		0.5				0.5			0.5			0.5		1.00
									4	VERIFICACIÓN DE TRANSDUCTOR DE PRESIÓN		0.5				0.5			0.5			0.5		1.00
									5	VERIFICACIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES		0.5				0.5			0.5			0.5		1.00
									6	REVISIÓN DE LA BATERIA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE		0.5				0.5			0.5			0.5		1.00
									7	LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO		0.5				0.5			0.5			0.5		1.00
									8	PRUEBAS GENERALES		0.5				0.5			0.5			0.5		1.00
									10	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO		0.8				0.8			0.8			0.8		1.60
									1	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA		0.8				0.8			0.8			0.8		1.60
88	CERRO DE PASCO	ENFERMERÍA - NIÑO - ADOLESCENTE	00744048	REFRIGERADORA ICE LINE	DOMETIC / TCW 2000 AC	B	M	MO	2	MANTENIMIENTO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y DEL PANEL DE CONTROL		0.8				0.8			0.8			0.8		1.60
									3	MANTENIMIENTO DEL MOTO-COMPRESOR ELÉCTRICO , VERIFICACIÓN DEL GAS REFRIGERANTE		0.8				0.8			0.8			0.8		1.60
									4	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE MOTORES ELÉCTRICOS		0.8				0.8			0.8			0.8		1.60
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SERPENTINES DE LA ETAPA EVAPORADORA/CONDENSADO		0.8				0.8			0.8			0.8		1.60
									6	MANTENIMIENTO DE CONTACTORES ELÉCTRICOS Y LLAVE TÉRMICA		0.8				0.8			0.8			0.8		1.60
									7	VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA Y LIMPIEZA		0.8				0.8			0.8			0.8		1.60
									8	LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO DE CIERRE		0.8				0.8			0.8			0.8		1.60
									9	PRUEBAS GENERALES.		0.8				0.8			0.8			0.8		1.60
									1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	0.8				0.8			0.8			0.8			1.60
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA	0.8				0.8			0.8			0.8		1.60	
89	CERRO DE PASCO	ENFERMERÍA - NIÑO - ADOLESCENTE	00744060	REFRIGERADORA ICE LINE	DOMETIC / TCW 3000 AC	B	M	MO	3	MANTENIMIENTO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y DEL PANEL DE CONTROL	0.8				0.8			0.8			0.8		1.60	
									4	MANTENIMIENTO DEL MOTO-COMPRESOR ELÉCTRICO , VERIFICACIÓN DEL GAS REFRIGERANTE	0.8				0.8			0.8			0.8		1.60	
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE MOTORES ELÉCTRICOS	0.8				0.8			0.8			0.8		1.60	
									6	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SERPENTINES DE LA ETAPA EVAPORADORA/CONDENSADO	0.8				0.8			0.8			0.8		1.60	
									7	MANTENIMIENTO DE CONTACTORES ELÉCTRICOS Y LLAVE TÉRMICA	0.8				0.8			0.8			0.8		1.60	
									8	VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA Y LIMPIEZA	0.8				0.8			0.8			0.8		1.60	
									9	LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO DE CIERRE	0.8				0.8			0.8			0.8		1.60	
									10	PRUEBAS GENERALES.	0.8				0.8			0.8			0.8		1.60	
									1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO				1.11			1.11			1.11			1.11	3.33
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA				1.11			1.11			1.11			1.11	3.33
90	CERRO DE PASCO	ENFERMERÍA - NIÑO - ADOLESCENTE	00744063	REFRIGERADOR ICE LINE	DOMETIC / TCW 3000 AC	B	M	MO	3	REVISIÓN DEL PANEL DE CONTROL				1.11			1.11			1.11			1.11	3.33
									4	MANTENIMIENTO DEL MOTO-COMPRESOR ELÉCTRICO , VERIFICACIÓN DEL GAS REFRIGERANTE				1.12			1.12			1.12			1.12	3.36
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE MOTOR ELÉCTRICO DE VENTILACIÓN				1.11			1.11			1.11			1.11	3.33
									6	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SERPENTINES DE LA ETAPA EVAPORADORA/CONDENSADO				1.11			1.11			1.11			1.11	3.33
									7	VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA Y LIMPIEZA				1.11			1.11			1.11			1.11	3.33
									8	LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO				1.11			1.11			1.11			1.11	3.33
									9	PRUEBAS GENERALES.				1.11			1.11			1.11			1.11	3.33
									1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO		0.5				0.5			0.5			0.5		1.00
									2	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LINEA TIERRA DEL EQUIPO		0.5				0.5			0.5			0.5		1.00
									3	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO		0.5				0.5			0.5			0.5		1.00

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ID	DATOS DEL EQUIPO						TIP O EQ.		MO DALI DAD EJEC UCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												TOTAL DE HORAS HOMBRE	
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
91	CERRO DE PASCO	HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL	00756114	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	THOMAS / 1243	B	M		MO	4	MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE VACIO Y DIAFRAGMAS		0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
										5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL DUCTOS Y MANGUERAS		0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
										6	VERIFICACIÓN DE VACUÓMETRO, REGULADOR Y TAPA DE FRASCO		0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
										7	LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACION Y/O CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL /HIDROFÓBICO		0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
										8	VERIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, PRUEBAS GENERALES		0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
92	CERRO DE PASCO	HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL	01220045	PULSIOXIMETRO	CHARMCARE / ACCURO	B	A		MO	2	VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN UNIVERSAL Y BATERIA RECARGABLE DEL EQUIPO.	0.57			0.57			0.57			0.57			1.14
										1	VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN INTERNA DEL EQUIPO.	0.57			0.57			0.57			0.57			1.14
										3	REVISIÓN DE LA TARJETA DIGITAL Y ANALOGA DE LA SEÑAL DE PULSIOXIMETRIA	0.57			0.57			0.57			0.57			1.14
										4	REVISIÓN DE LOS SENSORES DE PULSIOXIMETRIA, CAMBIO SI LO REQUIERE	0.57			0.57			0.57			0.57			1.14
										5	REVISIÓN DEL TECLADO, PARLANTE Y PANTALLA LED	0.58			0.58			0.58			0.58			1.16
										6	REVISIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE ALARMAS, FECHAS Y HORA DE ACUERDO AL MANUAL DE USUARIO Y SERVICIO	0.57			0.57			0.57			0.57			1.14
										7	DESMONTAJE TOTAL, MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL	0.57			0.57			0.57			0.57			1.14
93	CERRO DE PASCO	PADOMI	00402179	ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL	AIR SHIELDS / CA	B	M		MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO		0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
										2	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LINEA TIERRA DEL EQUIPO		0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
										3	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO		0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
										4	MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE VACIO Y DIAFRAGMAS		0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
										5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL DUCTOS Y MANGUERAS		0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
										6	VERIFICACIÓN DE VACUÓMETRO, REGULADOR Y TAPA DE FRASCO		0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
										7	LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACION Y/O CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL /HIDROFÓBICO		0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
										8	VERIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, PRUEBAS GENERALES		0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
94	CERRO DE PASCO	PADOMI	00740426	PULSIOXIMETRO	NELLCOR / N560	B	A		MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO			0.5			0.5			0.5			0.5	1.50
										2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA			0.5			0.5			0.5			0.5	1.50
										3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO			1			1			1			1	3.00
										4	MANTENIMIENTO DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES			0.5			0.5			0.5			0.5	1.50
										5	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE			1			1			1			1	3.00
										6	REVISIÓN, LIMPIEZA Y CAMBIO DEL SENSOR DE SATURACIÓN. PRUEBAS GENERALES			0.5			0.5			0.5			0.5	1.50
95	CERRO DE PASCO	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00402388	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	THOMAS / 1243	B	M		MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO		0.37			0.37			0.37			0.37		0.74
										2	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LINEA TIERRA DEL EQUIPO		0.38			0.38			0.38			0.38		0.76
										3	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO		0.38			0.38			0.38			0.38		0.76
										4	MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE VACIO Y DIAFRAGMAS		0.38			0.38			0.38			0.38		0.76
										5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL DUCTOS Y MANGUERAS		0.38			0.38			0.38			0.38		0.76
										6	VERIFICACIÓN DE VACUÓMETRO, REGULADOR Y TAPA DE FRASCO		0.37			0.37			0.37			0.37		0.74
										7	LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACION Y/O CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL /HIDROFÓBICO		0.37			0.37			0.37			0.37		0.74
										8	VERIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, PRUEBAS GENERALES		0.37			0.37			0.37			0.37		0.74
										1	VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN UNIVERSAL Y BATERIA RECARGABLE DEL EQUIPO.		0.57			0.57			0.57			0.57		1.14
										2	VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN INTERNA DEL EQUIPO.		0.57			0.57			0.57			0.57		1.14

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																										
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO				PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS										TOTAL DE HORAS HOMBRE				
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ UIP.	CRITIC ID AD	MO DALI DAD EJE CUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
96	CERRO DE PASCO	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	01221838	PULSIOXIMETRO	CHARMCARE / ACCURO	B	A	MO	3	REVISIÓN DE LA TARJETA DIGITAL Y ANALOGA DE LA SEÑAL DE PULSIOXIMETRIA					0.57			0.57			0.57			0.57		1.14
									4	REVISIÓN DE LOS SENSORES DE PULSIOXIMETRIA, CAMBIO SI LO REQUIERE					0.58			0.58			0.58			0.58		1.16
									5	REVISIÓN DEL TECLADO, PARLANTE Y PANTALLA LED					0.57			0.57			0.57			0.57		1.14
									6	REVISIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE ALARMAS, FECHAS Y HORA DE ACUERDO AL MANUAL DE USUARIO Y SERVICIO					0.57			0.57			0.57			0.57		1.14
									7	DESMONTAJE TOTAL, MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL					0.57			0.57			0.57			0.57		1.14
97	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00391548	ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL	MEDI PUMP / 1133D	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO						0.5		0.5			0.5			0.5		1.50
									2	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LINEA TIERRA DEL EQUIPO						0.5		0.5			0.5			0.5		1.50
									3	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO						0.5		0.5			0.5			0.5		1.50
									4	MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE VACIO Y DIAFRAGMAS						0.5		0.5			0.5			0.5		1.50
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL DUCTOS Y MANGUERAS						0.5		0.5			0.5			0.5		1.50
									6	VERIFICACIÓN DE VACUÓMETRO, REGULADOR Y TAPA DE FRASCO						0.5		0.5			0.5			0.5		1.50
									7	LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACION Y/O CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL /HIDROFÓBICO						0.5		0.5			0.5			0.5		1.50
									8	VERIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, PRUEBAS GENERALES						0.5		0.5			0.5			0.5		1.50
98	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00392758	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	GOMCO / 304D	B	M	MO	1	MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE VACIO Y DIAFRAGMAS				0.5			0.5		0.5			0.5			1.00	
									2	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL DUCTOS Y MANGUERAS				0.5			0.5		0.5			0.5			1.00	
									3	VERIFICACIÓN DE VACUÓMETRO, REGULADOR Y TAPA DE FRASCO				0.5			0.5		0.5			0.5			1.00	
									4	LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACION Y/O CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL /HIDROFÓBICO				0.5			0.5		0.5			0.5			1.00	
									5	VERIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, PRUEBAS GENERALES				0.5			0.5		0.5			0.5			1.00	
									6	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO				0.5			0.5		0.5			0.5			1.00	
									7	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LINEA TIERRA DEL EQUIPO				0.5			0.5		0.5			0.5			1.00	
									8	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO				0.5			0.5		0.5			0.5			1.00	
99	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00393125	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	GOMCO / 304D	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO					0.5			0.5		0.5			0.5		1.00	
									2	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LINEA TIERRA DEL EQUIPO					0.5			0.5		0.5			0.5		1.00	
									3	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO					0.5			0.5		0.5			0.5		1.00	
									4	MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE VACIO Y DIAFRAGMAS					0.5			0.5		0.5			0.5		1.00	
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL DUCTOS Y MANGUERAS					0.5			0.5		0.5			0.5		1.00	
									6	VERIFICACIÓN DE VACUÓMETRO, REGULADOR Y TAPA DE FRASCO					0.5			0.5		0.5			0.5		1.00	
									7	LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACION Y/O CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL /HIDROFÓBICO					0.5			0.5		0.5			0.5		1.00	
									8	VERIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, PRUEBAS GENERALES					0.5			0.5		0.5			0.5		1.00	
100	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00393228	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	GOMCO / 304D	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO						0.5		0.5			0.5			0.5		1.50
									2	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LINEA TIERRA DEL EQUIPO						0.5		0.5			0.5			0.5		1.50
									3	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO						0.5		0.5			0.5			0.5		1.50
									4	MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE VACIO Y DIAFRAGMAS						0.5		0.5			0.5			0.5		1.50
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL DUCTOS Y MANGUERAS						0.5		0.5			0.5			0.5		1.50
									6	VERIFICACIÓN DE VACUÓMETRO, REGULADOR Y TAPA DE FRASCO						0.5		0.5			0.5			0.5		1.50
									7	LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACION Y/O CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL /HIDROFÓBICO						0.5		0.5			0.5			0.5		1.50
									8	VERIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, PRUEBAS GENERALES						0.5		0.5			0.5			0.5		1.50
									1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO				1			1		1			1			2.00	

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ID	DATOS DEL EQUIPO									DATOS DEL MANTENIMIENTO										PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												TOTAL DE HORAS HOMBRE		
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRITICIDAD			MODALIDAD EJECUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR										E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D	
101	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00393408	LAMPARA QUIRURGICA DE TECHO DE INTENSIDAD MEDIA	SKY LUX / 3L	B	A	MO	2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA										1				1					1				2.00	
									3	MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE PODER										1			1			1				1				2.00
									4	VERIFICACIÓN DE FOCOS, CAMBIO DE FOCOS DE 24V 25W SI LO REQUIERE										2			2			2				2				4.00
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS SATELITES										2			2			2				2				4.00
									6	REVISIÓN LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE PARTES MÓVILES										2			2			2				2				4.00
									7	AJUSTE DE FRENOS										1			1			1				1				2.00
									8	REVISIÓN Y AJUSTES DEL SISTEMA MECÁNICO, MOVIMIENTO VERTICAL, ROTACIÓN, MOVIMIENTO DE BRAZOS										1			1			1				1				2.00
									9	PRUEBAS GENERALES										1			1			1				1				2.00
102	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00393436	SIERRA ELECTRICA PARA CORTAR YESO	MEDICON / OSCILLO	CE	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO											0.5			0.5				0.5			0.5		1.00	
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA											0.5			0.5				0.5				0.5		1.00
									3	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO											0.5			0.5				0.5				0.5		1.00
									4	REVISIÓN DE ESCOBILLAS DE CARBÓN											0.5			0.5				0.5				0.5		1.00
									5	LUBRICACIÓN Y LIMPIEZA DE PARTES MÓVILES Y MECÁNICAS											0.5			0.5				0.5				0.5		1.00
									6	REVISIÓN DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO											0.5			0.5				0.5				0.5		1.00
									7	LIMPIEZA EXTERNA											0.5			0.5				0.5				0.5		1.00
									8	PRUEBAS GENERALES											0.5			0.5				0.5				0.5		1.00
103	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00393437	ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL	MEDI PUMP / 1133	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO												0.5			0.5				0.5		0.5	1.50		
									2	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LINEA TIERRA DEL EQUIPO												0.5			0.5				0.5			0.5	1.50	
									3	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO												0.5			0.5				0.5			0.5	1.50	
									4	MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE VACIO Y DIAFRAGMAS												0.5			0.5				0.5			0.5	1.50	
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL DUCTOS Y MANGUERAS												0.5			0.5				0.5			0.5	1.50	
									6	VERIFICACIÓN DE VACUÓMETRO, REGULADOR Y TAPA DE FRASCO												0.5			0.5				0.5			0.5	1.50	
									7	LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACION Y/O CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL /HIDROFÓBICO												0.5			0.5				0.5			0.5	1.50	
									8	VERIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, PRUEBAS GENERALES												0.5			0.5				0.5			0.5	1.50	
104	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00393438	BRONCOFIBROSCOPIO	PENTAX / FB-16P	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO										1				1				1				2.00		
									2	REVISIÓN DEL TUBO FLEXIBLE Y LA PUNTA DISTAL , VERIFICACIÓN DE RAIADURAS Y RASPADURAS										1			1			1				1			2.00	
									3	REVISIÓN DELA GUIA DE LUZ, CONECTOR DE SUCCIÓN Y LA PALANCA DE CONTROL DE ANGULACIÓN										1			1			1				1			2.00	
									4	REVISIÓN DE LA PIEZA ÓPTICA Y LIMPIEZA, VERIFICACIÓN DE LA NITIDEZ DE IMAGEN										1			1			1				1			2.00	
									5	DESMONTAIE DE LA FUENTE DE LUZ HALÓGENA										1			1			1				1			2.00	
									6	MANTENIMIENTO DE L SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS										1			1			1				1			2.00	
									7	MANTENIMIENTO DE LA TARIETA ELECTRÓNICA										0.5			0.5			0.5				0.5			1.00	
									8	VERIFICACIÓN DE LA LÁMPARA HALÓGENA PRINCIPAL, CAMBIO SI REQUIERE										0.5			0.5			0.5				0.5			1.00	
									9	PRUEBA DE FUGAS Y HERMETICIDAD.										0.5			0.5			0.5				0.5			1.00	
									10	PRUEBAS GENERALES										0.5			0.5			0.5				0.5			1.00	
105	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00393444	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	THOMAS / 1133-2	B	M	MO	1	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL DUCTOS Y MANGUERAS											0.5			0.5					0.5		1.00			
									2	VERIFICACIÓN DE VACUÓMETRO, REGULADOR Y TAPA DE FRASCO											0.5			0.5				0.5				0.5	1.00	
									3	LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACION Y/O CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL /HIDROFÓBICO											0.5			0.5				0.5			0.5	1.00		
									4	VERIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, PRUEBAS GENERALES											0.5			0.5				0.5			0.5	1.00		
									5	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO											0.5			0.5				0.5			0.5	1.00		

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ID	DATOS DEL EQUIPO						TIP		MO	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS										TOTAL DE HORAS HOMBRE			
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	O EQ.	CRITICIDAD	AD		ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
										6 REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LÍNEA TIERRA DEL EQUIPO		0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
										7 MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO		0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
										8 MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE VACÍO Y DIAFRAGMAS		0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
106	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00393449	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS	HEWLETT PACKARD / VIRIDIA 24C	B	A		MO	1 INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO			1			1			1			1	3.00
										2 DESMONTAJE DEL EQUIPO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL MANUAL TÉCNICO			1			1			1			1	3.00
										3 LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, MANTENIMIENTO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, CONTACTOS Y PINES			1			1			1			1	3.00
										4 MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEL EQUIPO			1			1			1			1	3.00
										5 REVISIÓN DE LOS MÓDULOS FUNCIONALES Y CONECTORES			1			1			1			1	3.00
										6 MANTENIMIENTO DEL CABEZAL DE IMPRESORA TÉRMICA Y LIMPIEZA			1			1			1			1	3.00
										7 VERIFICACIÓN Y CAMBIO DE BATERÍA, PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA			1			1			1			1	3.00
										8 REVISIÓN DE LA PANTALLA LCD, LIMPIEZA DE PULSADORES			1			1			1			1	3.00
										9 VERIFICACIÓN, CAMBIO DE CABLE Y SENSOR DE SATURACIÓN, VERIFICACIÓN DE BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA.			1			1			1			1	3.00
										10 VERIFICACIÓN Y CAMBIO DE CABLE ECG, VERIFICACIÓN DE SENSOR DE TEMPERATURA.			1			1			1			1	3.00
										11 VERIFICACIÓN DE LÍNEA A TIERRA			1			1			1			1	3.00
										12 PRUEBAS GENERALES DEL EQUIPO			1			1			1			1	3.00
107	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00402048	MAQUINA DE ANESTESIA CON SISTEMA DE MONITOREO BASICO	DRÄGER / FABIUS GS	B	A		MO	1 INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	1			1			1			1			2.00
										2 VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA	2			2			2			2			4.00
										3 MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO	2			2			2			2			4.00
										4 REVISIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO Y PANEL DE CONTROL	2			2			2			2			4.00
										5 VERIFICACIÓN DE VAPORIZADORES	1.5			1.5			1.5			1.5			3.00
										6 REVISIÓN DE VENTILADOR ELECTRÓNICO	1.5			1.5			1.5			1.5			3.00
										7 REVISIÓN, CALIBRACIÓN Y CAMBIO DE SENSORES DE OXÍGENO Y FLUJO	1.5			1.5			1.5			1.5			3.00
										8 MANTENIMIENTO DEL MONITOR DE FUNCIONES VITALES Y DEL MÓDULO DE GASES	1.5			1.5			1.5			1.5			3.00
										9 LIMPIEZA DEL CANISTER, VERIFICACIÓN DE LA BATERÍA INTERNA, CAMBIO DE FILTRO HIDROFÓBICO	1.5			1.5			1.5			1.5			3.00
										10 CAMBIO DE CIRCUITO PACIENTE, PRUEBAS GENERALES.	1.5			1.5			1.5			1.5			3.00
108	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00402080	CUNA DE CALOR RADIANTE	FANEM / MULTISYSTEM 2051	B	A		MO	1 INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO		1.09			1.09			1.09			1.09		2.18
										2 VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA		1.09			1.09			1.09			1.09		2.18
										3 MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO		1.09			1.09			1.09			1.09		2.18
										4 REVISIÓN DE LA RESISTENCIA CALEFACTORA		1.09			1.09			1.09			1.09		2.18
										5 VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES		1.1			1.1			1.1			1.1		2.20
										6 REVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA CUNA, VERIFICACIÓN DE MOVIMIENTOS TRENDLENBURG		1.09			1.09			1.09			1.09		2.18
										7 REVISIÓN DEL SISTEMA ERGOMÉTRICO DE LA CUNA Y LIMPIEZA		1.09			1.09			1.09			1.09		2.18
										8 VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE ASPIRACIÓN		1.09			1.09			1.09			1.09		2.18
										9 LIMPIEZA DE LA ESTRUCTURA Y DE LA GARRUCHAS DE DESPLAZAMIENTO		1.09			1.09			1.09			1.09		2.18
										10 VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA		1.09			1.09			1.09			1.09		2.18
										11 PRUEBAS GENERALES		1.09			1.09			1.09			1.09		2.18
										1 INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO		0.5			0.5			0.5			0.5		1.50
										2 VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA		0.5			0.5			0.5			0.5		1.50
										3 MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO		1			1			1			1		3.00

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ID	DATOS DEL EQUIPO						TIP		MO	DATOS DEL MANTENIMIENTO		PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												TOTAL DE HORAS HOMBRE
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	O EQ	UIP.	AD		ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
109	CERRO DE PASCO	CENTRO QUIRÚRGICO	00402392	PULSIOXÍMETRO	9600	B	A	MO	4	MANTENIMIENTO DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES			0.5			0.5		0.5			0.5		1.50	
									5	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE			1			1		1			1		3.00	
									6	REVISIÓN, LIMPIEZA Y CAMBIO DEL SENSOR DE SATURACIÓN. PRUEBAS GENERALES.			0.5			0.5		0.5			0.5		1.50	
110	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00403021	DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS	NIHON KOHDEN / TEC-5531K	B	A	MO	1	VERIFICACIÓN DEL MODO MONITOR, MARCAPASOS Y DEA, REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CABLE ECG	1			1		1			1				2.00	
									2	PRUEBAS GENERALES	1			1		1			1				2.00	
									3	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	1			1		1			1				2.00	
									4	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA	1			1		1			1				2.00	
									5	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO	2			2		2			2				4.00	
									6	VERIFICACIÓN DEL CONDENSADOR DE CARGA PRINCIPAL	1			1		1			1				2.00	
									7	MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA TÉRMICA	2			2		2			2				4.00	
									8	REVISIÓN DE LAS PALETAS EXTERNAS Y LIMPIEZA	2			2		2			2				4.00	
									9	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA, PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA Y CAMBIO	1			1		1			1				2.00	
111	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00403138	VIDEO ARTROSCOPIO	OLYMPUS / OTV-57V-A	B	B	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO		1.09			1.09			1.09			1.09		2.18	
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS.		1.09			1.09			1.09			1.09		2.18	
									3	MANTENIMIENTO DE LA PANTALLA LCD.		1.09			1.09			1.09			1.09		2.18	
									4	REVISIÓN DE FOCO PARA FUENTE DE LUZ FRÍA		1.09			1.09			1.09			1.09		2.18	
									5	MANTENIMIENTO DEL PROCESADOR DE VIDEO Y VERIFICACIÓN DE LA CÁMARA DE VIDEO.		1.1			1.1			1.1			1.1		2.20	
									6	VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LA TORRE Y GARRUCHAS DE DESPLAZAMIENTO		1.09			1.09			1.09			1.09		2.18	
									7	REVISIÓN Y AJUSTES DE CONECTORES		1.09			1.09			1.09			1.09		2.18	
									8	VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA		1.09			1.09			1.09			1.09		2.18	
									9	LIMPIEZA, LUBRICACIÓN Y ENGRASE		1.09			1.09			1.09			1.09		2.18	
									10	REVISIÓN DEL ESTABILIZADOR DE VOLTAJE		1.09			1.09			1.09			1.09		2.18	
									11	PRUEBAS GENERALES		1.09			1.09			1.09			1.09		2.18	
112	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00403140	MAQUINA DE ANESTESIA CON SISTEMA DE MONITOREO BASICO	GE-DATEx OHMEDA / Aespire 7900	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO			1			1		1			1		3.00	
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA			2			2		2			2		6.00	
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO			2			2		2			2		6.00	
									4	REVISIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO Y PANEL DE CONTROL			2			2		2			2		6.00	
									5	VERIFICACIÓN DE VAPORIZADORES			1.5			1.5		1.5			1.5		4.50	
									6	REVISIÓN DE VENTILADOR ELECTRÓNICO			1.5			1.5		1.5			1.5		4.50	
									7	REVISIÓN, CALIBRACIÓN Y CAMBIO DE SENSORES DE OXÍGENO Y FLUJO			1.5			1.5		1.5			1.5		4.50	
									8	MANTENIMIENTO DEL MONITOR DE FUNCIONES VITALES Y DEL MÓDULO DE GASES			1.5			1.5		1.5			1.5		4.50	
									9	LIMPIEZA DEL CANISTER, VERIFICACIÓN DE LA BATERÍA INTERNA, CAMBIO DE FILTRO HIDROFÓBICO.			1.5			1.5		1.5			1.5		4.50	
									10	CAMBIO DE CIRCUITO PACIENTE, PRUEBAS GENERALES.			1.5			1.5		1.5			1.5		4.50	
113	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00403141	MICROSCOPIO QUIRURGICO OFTALMOLOGICO	CARL ZEISS / OPMI VISU 140	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	1.5			1.5			1.5			1.5			3.00	
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA	1.5			1.5			1.5			1.5			3.00	
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO	1.5			1.5			1.5			1.5			3.00	
									4	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ÓPTICO, VERIFICACIÓN DE LA LÁMPARA HALÓGENA	1.5			1.5			1.5			1.5			3.00	
									5	LIMPIEZA DE OCULARES Y OBJETIVO, VERIFICACIÓN DEL PEDAL DE CONTROL	1.5			1.5			1.5			1.5			3.00	

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																								
ID	DATOS DEL EQUIPO						DATOS DEL MANTENIMIENTO						PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS											
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJE CUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									6	REVISIÓN LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE PARTES MÓVILES Y MECÁNICAS				1.5			1.5		1.5		1.5			3.00
									7	LIMPIEZA EXTERNA				1.5			1.5		1.5		1.5			3.00
									8	PRUEBAS GENERALES				1.5			1.5		1.5		1.5			3.00
114	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00403496	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE OS PARAMETROS	MINDRAY / PM 8000	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO					0.66		0.66		0.66		0.66			1.32
									2	DESMONTAJE DEL EQUIPO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL MANUAL TÉCNICO					0.67		0.67		0.67		0.67			1.34
									3	LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, MANTENIMIENTO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, CONTACTOS Y PINES					0.67		0.67		0.67		0.67			1.34
									4	MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEL EQUIPO					0.67		0.67		0.67		0.67			1.34
									5	REVISIÓN DE LOS MÓDULOS FUNCIONALES Y CONECTORES					0.67		0.67		0.67		0.67			1.34
									6	MANTENIMIENTO DEL CABEZAL DE IMPRESORA TÉRMICA Y LIMPIEZA					0.67		0.67		0.67		0.67			1.34
									7	VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LA BATERÍA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE					0.67		0.67		0.67		0.67			1.34
									8	REVISIÓN DE LA PANTALLA LCD, LIMPIEZA DE PULSADORES					0.67		0.67		0.67		0.67			1.34
									9	VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE SATURACIÓN, BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA, CAMBIO SI REQUIERE					0.67		0.67		0.67		0.67			1.34
									10	VERIFICACIÓN Y CAMBIO DE CABLE DE ECG Y TRONCAL, VERIFICACIÓN DE SENSOR DE TEMPERATURA.					0.66		0.66		0.66		0.66			1.32
									11	VERIFICACIÓN DE LÍNEA A TIERRA					0.66		0.66		0.66		0.66			1.32
									12	PRUEBAS GENERALES DEL EQUIPO					0.66		0.66		0.66		0.66			1.32
115	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00403541	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE OS PARAMETROS	PHILIPS / MP20	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO						1		1		1			1	3.00
									2	DESMONTAJE DEL EQUIPO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL MANUAL TÉCNICO						1		1		1			1	3.00
									3	LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, MANTENIMIENTO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, CONTACTOS Y PINES						1		1		1			1	3.00
									4	MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEL EQUIPO						1		1		1			1	3.00
									5	REVISIÓN DE LOS MÓDULOS FUNCIONALES Y CONECTORES						1		1		1			1	3.00
									6	MANTENIMIENTO DEL CABEZAL DE IMPRESORA TÉRMICA Y LIMPIEZA						1		1		1			1	3.00
									7	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA, PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA Y CAMBIO						1		1		1			1	3.00
									8	REVISIÓN DE LA PANTALLA LCD, LIMPIEZA DE PULSADORES						1		1		1			1	3.00
									9	VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE SATURACIÓN, BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA, CAMBIO SI REQUIERE						1		1		1			1	3.00
									10	VERIFICACIÓN DEL CABLE DE ECG Y SENSOR DE TEMPERATURA, CAMBIO SI REQUIERE						1		1		1			1	3.00
									11	VERIFICACIÓN DE LÍNEA A TIERRA						1		1		1			1	3.00
									12	PRUEBAS GENERALES DEL EQUIPO						1		1		1			1	3.00
116	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00740043	CISTOSCOPIO ADULTO	LOEN / LG-150	B	B	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO					0.44		0.44		0.44		0.44			0.88
									2	REVISIÓN DE LA ÓPTICA					0.45		0.45		0.45		0.45			0.90
									3	REVISIÓN DE LA GUÍA DE LUZ					0.45		0.45		0.45		0.45			0.90
									4	VERIFICACIÓN DE PINZAS Y CAMISETAS					0.45		0.45		0.45		0.45			0.90
									5	DESMONTAJE DE LA FUENTE DE LUZ HALÓGENA					0.45		0.45		0.45		0.45			0.90
									6	MANTENIMIENTO DE L SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS					0.44		0.44		0.44		0.44			0.88
									7	MANTENIMIENTO DE LA TARJETA ELECTRÓNICA					0.44		0.44		0.44		0.44			0.88
									8	VERIFICACIÓN DE LA LÁMPARA HALÓGENA PRINCIPAL					0.44		0.44		0.44		0.44			0.88
									9	PRUEBAS GENERALES					0.44		0.44		0.44		0.44			0.88
									1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO						1		1		1			1	3.00
									2	REVISIÓN DE LA ÓPTICA						1		1		1			1	3.00
									3	REVISIÓN DE LA GUIA DE LUZ						1		1		1			1	3.00

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO		PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												TOTAL DE HORAS HOMBRE
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJE CUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
117	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00740044	CISTOSCOPIO ADULTO	LOEN / LG-150	B	B	MO	4 VERIFICACIÓN DE PINZAS Y CAMISETAS			1			1			1			1	3.00
									5 DESMONTAJE DE LA FUENTE DE LUZ HALÓGENA			1			1			1			1	3.00
									6 MANTENIMIENTO DE L SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS			2			2			2			2	6.00
									7 MANTENIMIENTO DE LA TARIETA ELECTRÓNICA			1			1			1			1	3.00
									8 VERIFICACIÓN DE LA LÁMPARA HALÓGENA PRINCIPAL			1			1			1			1	3.00
									9 PRUEBAS GENERALES			1			1			1			1	3.00
118	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00740438	ELECTROCAUTERIO MONO / BIPOLAR	WEM / HF-120	B	A	MO	1 PRUEBAS FUNCIONALES DE CORTE Y COAGULACIÓN, LIMPIEZA EXTERNA	1			1			1			1			2.00
									2 INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	1			1			1			1			2.00
									3 VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA	1			1			1			1			2.00
									4 MANTENIMIENTO DE LAS TARIETAS ELECTRÓNICAS	1			1			1			1			2.00
									5 REVISIÓN DE LAS PANTALLAS LCD ,PANEL DE CONTROL Y PERILLAS DE SELECCIÓN	1.5			1.5			1.5			1.5			3.00
									6 REVISIÓN DE PEDALES MONO/BIPOLAR Y LIMPIEZA	1.5			1.5			1.5			1.5			3.00
									7 VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL PORTA EQUIPO Y GARRUCHAS DE DESPLAZAMIENTO	1.5			1.5			1.5			1.5			3.00
									8 VERIFICACIÓN DE LA PLACA NEUTRAL	1.5			1.5			1.5			1.5			3.00
119	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00740441	ELECTROCAUTERIO MONO / BIPOLAR	WEM / HF-120	B	A	MO	1 INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO		0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									2 VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA		0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									3 MANTENIMIENTO DE LAS TARIETAS ELECTRÓNICAS		0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									4 REVISIÓN DE LAS PANTALLAS LCD ,PANEL DE CONTROL Y PERILLAS DE SELECCIÓN		0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									5 REVISIÓN DE PEDALES MONO/BIPOLAR Y LIMPIEZA		0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									6 VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL PORTA EQUIPO Y GARRUCHAS DE DESPLAZAMIENTO		0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									7 VERIFICACIÓN DE LA PLACA NEUTRAL		0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									8 PRUEBAS FUNCIONALES DE CORTE Y COAGULACIÓN, LIMPIEZA EXTERNA		0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
120	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00741036	DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS	NIHON KOHDEN / TEC-5531K	B	A	MO	1 INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO			1.77			1.77			1.77			1.77	5.31
									2 VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA			1.78			1.78			1.78			1.78	5.34
									3 MANTENIMIENTO DE LAS TARIETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO			1.78			1.78			1.78			1.78	5.34
									4 VERIFICACIÓN DEL CONDENSADOR DE CARGA PRINCIPAL			1.78			1.78			1.78			1.78	5.34
									5 MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA TÉRMICA			1.78			1.78			1.78			1.78	5.34
									6 REVISIÓN DE LAS PALETAS EXTERNAS Y LIMPIEZA			1.78			1.78			1.78			1.78	5.34
									7 REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA, PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA Y CAMBIO			1.78			1.78			1.78			1.78	5.34
									8 VERIFICACIÓN DEL MODO MONITOR, MARCAPASOS Y DEA, REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CABLE ECG			1.78			1.78			1.78			1.78	5.34
									9 PRUEBAS GENERALES			1.77			1.77			1.77			1.77	5.31
121	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00741314	COLEDOCOFIDROSCOPIO	OLYMPUS / CHF-P60	B	M	MO	1 INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	1.5			1.5			1.5			1.5			3.00
									2 REVISIÓN DEL TUBO FLEXIBLE Y LA PUNTA DISTAL , VERIFICACIÓN DE RAIADURAS Y RASPADURAS	1.5			1.5			1.5			1.5			3.00
									3 REVISIÓN DELA GUIA DE LUZ, CONECTOR DE SUCCIÓN Y LA PALANCA DE CONTROL DE ANGULACIÓN	2			2			2			2			4.00
									4 REVISIÓN DE LA PIEZA ÓPTICA Y LIMPIEZA, VERIFICACIÓN DE LA NITIDEZ DE IMAGEN	1.5			1.5			1.5			1.5			3.00
									5 MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE LUZ, CAMBIO DE FOCO PARA FUENTE DE LUZ FRIA	2			2			2			2			4.00
									6 MANTENIMIENTO DE L SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS	1.5			1.5			1.5			1.5			3.00
									7 MANTENIMIENTO DE LA TARIETA ELECTRÓNICA	2			2			2			2			4.00

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ID	DATOS DEL EQUIPO						C		MO	DATOS DEL MANTENIMIENTO		PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												TOTAL DE HORAS HOMBRE
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ	UIP.	AD		ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
										8	VERIFICACIÓN DE LA LÁMPARA HALÓGENA PRINCIPAL, CAMBIO SI REQUIERE	1.5			1.5		1.5		1.5				3.00	
										9	PRUEBA DE FUGAS Y HERMETICIDAD.	1			1		1		1				2.00	
										10	PRUEBAS GENERALES	1.5			1.5		1.5		1.5				3.00	
122	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00741424	VIDEO NASOLARINGOFIBROSCOPIO	OLYMPUS / ENF-V2	B	A	MO		11	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO		1.09		1.09		1.09			1.09			2.18	
										1	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA		1.09		1.09		1.09			1.09			2.18	
										2	MANTENIMIENTO DE LA PANTALLA LCD		1.09		1.09		1.09			1.09			2.18	
										3	MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE LUZ, CAMBIO DE FOCO PARA FUENTE DE LUZ FRIA		1.1		1.1		1.1			1.1			2.20	
										4	MANTENIMIENTO DEL PROCESADOR DE VIDEO.		1.09		1.09		1.09			1.09			2.18	
										5	VERIFICACIÓN DE LA CAÑA DE NASOLARINGOFIBROSCOPIO		1.09		1.09		1.09			1.09			2.18	
										6	PRUEBAS DE ANGULACIONES Y CONTROL		1.09		1.09		1.09			1.09			2.18	
										7	VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LA TORRE Y GARRUCHAS DE DESPLAZAMIENTO		1.09		1.09		1.09			1.09			2.18	
										8	REVISIÓN Y AJUSTES DE CONECTORES		1.09		1.09		1.09			1.09			2.18	
										9	REVISIÓN DEL ESTABILIZADOR DE VOLTAJE		1.09		1.09		1.09			1.09			2.18	
123	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00741441	HISTERORESECTOSCOPIO	OLYMPUS / A22005A	B	B	MO		10	PRUEBAS GENERALES		1.09		1.09		1.09			1.09			2.18	
										1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO			1		1		1				1	3.00	
										2	REVISIÓN DE LA ÓPTICA			1		1		1				1	3.00	
										3	REVISIÓN DE LA GUÍA DE LUZ			1		1		1				1	3.00	
										4	VERIFICACIÓN DE PINZAS Y CAMISETAS			1		1		1				1	3.00	
										5	DESMONTAJE DE LA FUENTE DE LUZ HALÓGENA			1		1		1				1	3.00	
										6	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS			2		2		2				2	6.00	
										7	MANTENIMIENTO DE LA TARJETA ELECTRÓNICA			1		1		1				1	3.00	
										8	VERIFICACIÓN DE LA LÁMPARA HALÓGENA PRINCIPAL , CAMBIO SI REQUIERE			1		1		1				1	3.00	
124	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00741458	UNIDAD DE ANESTESIA CON SISTEMA DE MONITOREO COMPLETO CON COMPENSACION DE ALTURA	DRÄGER / PERSEUS A500	B	A	MO		9	PRUEBAS GENERALES			1		1		1				1	3.00	
										1	INSPECCIÓN FÍSICA DEL EQUIPO Y CAMBIO DE COMPONENTES.	1			1		1		1				2.00	
										2	PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA	1			1		1		1				2.00	
										3	HERMETICIDAD DEL PGM	1			1		1		1				2.00	
										4	COMPROBACIÓN DE FUGAS EN EL SISTEMA RESPIRATORIO, CAMBIO DE FILTRO HIDROFÓBICO.	1			1		1		1				2.00	
										5	PRUEBAS DEL SISTEMA Y ALARMAS ACÚSTICAS	1			1		1		1				2.00	
										6	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO DE GAS PGM, CAMBIO DE SENSOR DE FLUJO.	1			1		1		1				2.00	
										7	COMPROBACIÓN NEUMÁTICA	1			1		1		1				2.00	
										8	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS MODOS RESPIRATORIOS	1.5			1.5		1.5		1.5				3.00	
										9	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS ÓPTICAS	1.5			1.5		1.5		1.5				3.00	
										10	VERIFICACIÓN DEL MONITOR MULTIPARÁMETROS	1.5			1.5		1.5		1.5				3.00	
										11	VERIFICACIÓN DE ACCESORIOS DEL MONITOR MULTIPARÁMETROS	1.5			1.5		1.5		1.5				3.00	
										12	CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS DEL MONITOR MULTIPARÁMETROS	1.5			1.5		1.5		1.5				3.00	
125	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00741463	EQUIPO DE CIRUGÍA LAPAROSCOPICA	OLYMPUS / OTV-5190	B	B	MO		13	VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VAPORIZADORES, CAMBIO DE CIRCUITO PACIENTE.	1.5			1.5		1.5		1.5				3.00	
										1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO.		1.5		1.5		1.5			1.5			3.00	
										2	VERIFICACIÓN DE PROCESADOR DE VIDEO Y CABEZAL DE CÁMARA.		1.5		1.5		1.5			1.5			3.00	
										3	VERIFICACIÓN DE INSUFLADOR.		1.5		1.5		1.5			1.5			3.00	
125	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00741463	EQUIPO DE CIRUGÍA LAPAROSCOPICA	OLYMPUS / OTV-5190	B	B	MO		4	VERIFICACIÓN DE FUENTE DE LUZ FRIA, CAMBIO DE LÁMPARA DE LUZ.		1.5		1.5		1.5			1.5			3.00	

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO		PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS													TOTAL DE HORAS HOMBRE
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJEC UCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
									5 REVISIÓN DE ESTABILIZADOR.		1,5			1,5			1,5			1,5		3,00	
									6 REVISIÓN DE GRABADOR.		1,5			1,5			1,5			1,5		3,00	
									7 LIMPIEZA GENERAL.		1,5			1,5			1,5			1,5		3,00	
									8 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.		1,5			1,5			1,5			1,5		3,00	
126	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00741465	EQUIPO DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE USO GENERAL	STRYKER / 1588 AIM	B	B	MO	1 INSPECCIÓN GENERAL Y REVISIÓN DEL ESTADO FÍSICO DEL EQUIPO Y SUS COMPONENTES.								1,6				1,60		
									2 DESMONTAJE DE LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL EQUIPO DE CIRUGIA LAPAROSCÓPICA.								1,6				1,60		
									3 MANTENIMIENTO, REVISIÓN Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE UNIDAD DE CONTROL DE CÁMARA Y CÁMARA DE VIDEO.								1,6				1,60		
									4 MANTENIMIENTO, REVISIÓN Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE LA FUENTE DE LUZ FRIA, CAMBIO DE LÁMPARA DE LUZ.								1,6				1,60		
									5 MANTENIMIENTO, REVISIÓN Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL INSUFLADOR DE CO2.								1,6				1,60		
									6 MANTENIMIENTO, REVISIÓN Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL GRABADOR DE VIDEO.								1,6				1,60		
									7 REVISIÓN DE ESTABILIZADOR DE VOLTAJE.								1,6				1,60		
									8 MONTAJE DE LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL EQUIPO DE CIRUGIA LAPAROSCÓPICA.								1,6				1,60		
									9 LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL EQUIPO DE CIRUGIA LAPAROSCÓPICA.								1,6				1,60		
									10 PRUEBAS FINALES DE FUNCIONAMIENTO.								1,6				1,60		
127	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00743438	VENTILADOR DE TRANSPORTE	WEINMANN / MEDUMAT TRANSPORT	B	A	MO	1 INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO			2			2		2			2	6,00		
									2 VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS			2			2		2			2	6,00		
									3 MANTENIMIENTO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA			2			2		2			2	6,00		
									4 REVISIÓN DE LA PANTALLA LCD Y PERILLAS DE SELECCIÓN					2			2			2	6,00		
									5 LIMPIEZA DEL FILTROS DE OXIGENO Y AIRE, VERIFICACIÓN DEL CIRCUITO PACIENTE Y SENSOR DE FLUJO INSPIRA			2			2		2			2	6,00		
									6 VERIFICACIÓN DE ELECTROVÁLVULA INTERNA Y SENSOR DE OXIGENO			2			2		2			2	6,00		
									7 REVISIÓN Y CAMBIO DE BATERÍA, PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA.			2			2		2			2	6,00		
									8 VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LOS MODOS VENTILATORIOS, CAMBIO DE CIRCUITO PACIENTE.			2			2		2			2	6,00		
128	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00744124	ELECTROBISTURI MONO / BIPOLAR DE POTENCIA MEDIA	LED SPA / SURTRON 400 HP	B	A	MO	1 INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	1			1			1		1			2,00		
									2 VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA	1			1			1		1			2,00		
									3 MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS	1			1			1		1			2,00		
									4 REVISIÓN DE LAS PANTALLAS LCD ,PANEL DE CONTROL Y PERILLAS DE SELECCIÓN	1			1			1		1			2,00		
									5 REVISIÓN DE PEDALES MONO/BIPOLAR Y LIMPIEZA	2,5			2,5			2,5		2,5			5,00		
									6 VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL PORTA EQUIPO Y GARRUCHAS DE DESPLAZAMIENTO	1			1			1		1			2,00		
									7 VERIFICACIÓN DE LA PLACA NEUTRAL	1			1			1		1			2,00		
									8 PRUEBAS FUNCIONALES DE CORTE Y COAGULACIÓN	0,5			0,5			0,5		0,5			1,00		
									9 LIMPIEZA EXTERNA	1			1			1		1			2,00		
129	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00744125	ELECTROBISTURI MONO / BIPOLAR DE POTENCIA MEDIA	LED SPA / SURTRON 400 HP	B	A	MO	1 INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO		0,88			0,88			0,88			0,88	1,76		
									2 VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA		0,89			0,89			0,89			0,89	1,78		
									3 MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS		0,89			0,89			0,89			0,89	1,78		
									4 REVISIÓN DE LAS PANTALLAS LCD ,PANEL DE CONTROL Y PERILLAS DE SELECCIÓN		0,89			0,89			0,89			0,89	1,78		
									5 REVISIÓN DE PEDALES MONO/BIPOLAR Y LIMPIEZA		0,89			0,89			0,89			0,89	1,78		

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ID	DATOS DEL EQUIPO						TIP		MO	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS										TOTAL DE HORAS HOMBRE			
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	O EQ.	CRITIC ID	DAD EJE		ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
										6 VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL PORTA EQUIPO Y GARRUCHAS DE DESPLAZAMIENTO		0.89			0.89			0.89			0.89		1.78
										7 VERIFICACIÓN DE LA PLACA NEUTRAL		0.89			0.89			0.89			0.89		1.78
										8 PRUEBAS FUNCIONALES DE CORTE Y COAGULACIÓN		0.89			0.89			0.89			0.89		1.78
										9 LIMPIEZA EXTERNA		0.89			0.89			0.89			0.89		1.78
130	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00744820	PERFORADOR NEUMATICO PARA TRAUMATOLOGIA	LINVATEC / PRO6150	B	A	MO		1 REVISIÓN DE MANGUERA..			1			1			1			1	3.00
										2 REVISIÓN DE REGULADOR DE PRESIÓN .			2			2			2			2	6.00
										3 VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE MOTOR.			2			2			2			2	6.00
										4 VERIFICACIÓN DE O RING DE MANGUERA Y PERFORADOR.			1			1			1			1	3.00
										5 LIMPIEZA DE PARTES.			1			1			1			1	3.00
										6 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD.			1			1			1			1	3.00
131	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00756115	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	THOMAS / 1243	B	M	MO		1 INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	0.5			0.5			0.5		0.5				1.00
										2 REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LINEA TIERRA DEL EQUIPO	0.5			0.5			0.5		0.5				1.00
										3 MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO	0.5			0.5			0.5		0.5				1.00
										4 MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE VACIO Y DIAFRAGMAS	0.5			0.5			0.5		0.5				1.00
										5 REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL DUCTOS Y MANGUERAS	0.5			0.5			0.5		0.5				1.00
										6 VERIFICACIÓN DE VACUÓMETRO, REGULADOR Y TAPA DE FRASCO	0.5			0.5			0.5		0.5				1.00
										7 LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACION Y/O CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL /HIDROFÓBICO	0.5			0.5			0.5		0.5				1.00
										8 VERIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, PRUEBAS GENERALES	0.5			0.5			0.5		0.5				1.00
132	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00989200	LAMPARA QUIRURGICA DE TECHO DE INTENSIDAD ALTA	DRÄGER / POLARIS 600/600	B	A	MO		1 REVISIÓN DEL ESTADO Y CONSERVACIÓN FÍSICA DEL EQUIPO Y SUS COMPONENTES.		0.88			0.88			0.88			0.88		1.76
										2 VERIFICACIÓN DE LA CORRECTA POSICIÓN DE LAS PIEZAS DE PLÁSTICO Y DE SU ESTADO DE CONSERVACIÓN FÍSICA		0.89			0.89			0.89			0.89		1.78
										3 VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA MECÁNICO DEL EQUIPO.		0.89			0.89			0.89			0.89		1.78
										4 REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA POSICIÓN Y FORMA DE LA ARAÑDELA DE RETENCIÓN DEL SISTEMA DE BRAZOS.		0.89			0.89			0.89			0.89		1.78
										5 VERIFICACIÓN DE LA ESTABILIDAD DEL MOVIMIENTO DE LOS BRAZOS.		0.89			0.89			0.89			0.89		1.78
										6 REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA UBICADO EN EL COBERTOR DE TECHO.		0.89			0.89			0.89			0.89		1.78
										7 VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL ELECTRÓNICO DE INTENSIDAD DE LUZ.		0.89			0.89			0.89			0.89		1.78
										8 VERIFICACIÓN DEL SEGMENTO DE BLOQUEO DE LOS BRAZOS BASCULANTES.		0.89			0.89			0.89			0.89		1.78
										9 PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA DEL SISTEMA Y LIMPIEZA GENERAL.		0.89			0.89			0.89			0.89		1.78
133	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00989233	MESA DE OPERACIONES ELECTRICAS DE USO BASICO + TRAUMATOLOGIA	MINDRAY / HYBASE 6100	B	M	MO		1 REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO Y SUS COMPONENTES Y ENCENDIDO DEL EQUIPO.								1.25					1.25
										2 REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA HIDRAULICO.								1.25					1.25
										3 REVISIÓN DEL SISTEMA MECÁNICO Y LUBRICACIÓN GENERAL.								1.25					1.25
										4 REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO/ELECTRÓNICO.								1.25					1.25
										5 LIMPIEZA SUPERFICIAL DE LA PLATAFORMA Y ACCESORIOS DEL EQUIPO.								1.25					1.25
										6 VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE ANCLAJE MECÁNICO.								1.25					1.25
										7 VERIFICACIÓN DE OPERATIVIDAD Y MOVIMIENTOS.								1.25					1.25
										8 PRUEBA DEL SISTEMA DE CARGA DE BATERÍA.								1.25					1.25
										1 REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO Y SUS COMPONENTES Y ENCENDIDO DEL EQUIPO.	1			1			1			1			2.00
										2 REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA HIDRÁULICO.	1			1			1			1			2.00
										3 REVISIÓN DEL SISTEMA MECÁNICO Y LUBRICACIÓN GENERAL.	1			1			1			1			2.00

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																								
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO				PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJEC UCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
134	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00989235	MESA DE OPERACIONES ELECTRICA DE USO BASICO + TRAUMATOLOGIA	MINDRAY / HYBASE 6100	B	M	MO	4	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO/ELECTRÓNICO.		1				1			1					2.00
									5	LIMPIEZA SUPERFICIAL DE LA PLATAFORMA Y ACCESORIOS DEL EQUIPO.		1				1			1					2.00
									6	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE ANCLAJE MECÁNICO.		1				1			1					2.00
									7	VERIFICACIÓN DE OPERATIVIDAD Y MOVIMIENTOS.		1				1			1					2.00
									8	PRUEBA DEL SISTEMA DE CARGA DE BATERÍA.		1				1			1					2.00
135	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00989241	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION EMERGENCIA	METAX / M-720 PLUS	B	M	MO	1	INSPECCIÓN FÍSICA DEL EQUIPO.				1				1					1	3.00
									2	REVISIÓN DE LA BASE Y GARRUCHAS.				1				1					1	3.00
									3	LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS.				1				1					1	3.00
									4	AJUSTES MECÁNICOS, NEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS.					1			1					1	3.00
									5	REVISIÓN DE PARTES HIDRÁULICAS.				1				1					1	3.00
									6	REVISIÓN DE MOVIMIENTOS DE CAMA.				1				1					1	3.00
									7	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE BALÓN DE OXÍGENO Y ACCESORIOS.					1			1				1	3.00	
									8	LIMPIEZA SUPERFICIAL.				1				1					1	3.00
136	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00989244	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION EMERGENCIA	METAX / M-720 PLUS	B	M	MO	1	INSPECCIÓN FÍSICA DEL EQUIPO.		1			1			1			1			2.00
									2	REVISIÓN DE LA BASE Y GARRUCHAS.		1			1			1			1			2.00
									3	LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS.		1			1			1			1			2.00
									4	AJUSTES MECÁNICOS, NEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS.		1			1			1			1			2.00
									5	REVISIÓN DE PARTES HIDRÁULICAS.		1			1			1			1			2.00
									6	REVISIÓN DE MOVIMIENTOS DE CAMA.		1			1			1			1			2.00
									7	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE BALÓN DE OXÍGENO Y ACCESORIOS.		1			1			1			1			2.00
									8	LIMPIEZA SUPERFICIAL.		1			1			1			1			2.00
137	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00989252	LAMPARA QUIRURGICA RODABLE	AEONMED / OLM 9550	B	A	MO	1	REVISION DEL ESTADO Y CONSERVACIÓN FÍSICA DEL EQUIPO Y SUS COMPONENTES.			0.75				0.75			0.75			0.75	1.50
									2	VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA MECÁNICO DEL EQUIPO.			0.75				0.75			0.75			0.75	1.50
									3	VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO DEL EQUIPO.			0.75				0.75			0.75			0.75	1.50
									4	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE REGULACION DE INTENSIDAD DE LUZ.			0.75				0.75			0.75			0.75	1.50
									5	VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGIA ALTERNA.			0.75				0.75			0.75			0.75	1.50
									6	VERIFICACIÓN DE LA ESTABILIDAD DEL POSICIONAMIENTO DEL SISTEMA MECÁNICO.			0.75				0.75			0.75			0.75	1.50
									7	VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS LEDS DEL CABEZAL DE LA LÁMPARA.			0.75				0.75			0.75			0.75	1.50
									8	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.			0.75				0.75			0.75			0.75	1.50
138	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00989264	MESA DE OPERACIONES ELECTRICA DE USO BASICO	BARRFAB / BF683 TDP	B	M	MO	1	INSPECCIÓN GENERAL DEL EQUIPO.													0.66	0.66
									2	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL DEL EQUIPO Y ACCESORIOS.													0.66	0.66
									3	VERIFICACIÓN DEL ESTADO OPERATIVO DE LAS PIEZAS, PARTES Y COMPONENTES.													0.67	0.67
									4	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA MECÁNICO E HIDRÁULICO.													0.67	0.67
									5	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE ANCLAJE (FRENO).													0.67	0.67
									6	INSPECCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO.													0.67	0.67
									7	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL.													0.67	0.67
									8	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE BATERÍA.													0.67	0.67
									9	MANTENIMIENTO DEL COCHE PORTA ACCESORIOS.													0.66	0.66
									1	INSPECCIÓN GENERAL DEL ESTADO FÍSICO DEL EQUIPO.								1.22						1.22
									2	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LA PANTALLA TÁCTIL Y LOS MÓDULOS LED; REVISIÓN DE MOVIMIENTOS.								1.23						1.23
									3	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE: SATÉLITES, MÓDULOS LED, SOCKETS, PORTA-SOCKETS, PANTALLA TÁCTIL Y VIDRIO.								1.23						1.23

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																							
ID	DATOS DEL EQUIPO						DATOS DEL MANTENIMIENTO				PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												TOTAL DE HORAS HOMBRE
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJE CUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
139	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00989267	LAMPARA QUIRURGICA DE TECHO DE INTENSIDAD ALTA	MERIVAARA / Q FLOW 61 + 61	B	A	MO	4 LUBRICACIÓN DE LAS ARTICULACIONES DE LOS BRAZOS EN CADA SATELITE.					1.22								1.22	
									5 AJUSTE DE RESORTE DEL BRAZO COMPENSADOR Y TORNILLOS DE FRENADO (SI EL EQUIPO LO REQUIERE).					1.22								1.22	
									6 INSPECCIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LOS MÓDULOS LED.					1.22								1.22	
									7 LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y CONEXIONES.					1.22								1.22	
									8 TEST DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.					1.22								1.22	
									9 PRUEBAS FINALES DE FUNCIONAMIENTO.					1.22								1.22	
140	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00989269	ELECTROBISTURI MONO/BIPOLAR- POTENCIA ALTA	KLS MARTIN / MAXIUM	B	A	MO	1 INSPECCIÓN FÍSICA DEL EQUIPO Y SUS COMPONENTES.	0.8			0.8		0.8			0.8				1.60	
									2 VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LA PARTE INTERNA DEL EQUIPO.	0.8			0.8		0.8			0.8				1.60	
									3 VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LA PIEZA DE MANO MONOPOLAR.	0.8			0.8		0.8			0.8				1.60	
									4 VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LA PIEZA DE MANO BIPOLAR.	0.8			0.8		0.8			0.8				1.60	
									5 VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL ELECTRODO DE RETORNO.	0.8			0.8		0.8			0.8				1.60	
									6 VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL PEDAL O PEDALES DE ACTIVACIÓN MONO Y BIPOLAR.	0.8			0.8		0.8			0.8				1.60	
									7 VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LA PARTE EXTERNA DEL EQUIPO Y COCHE DE TRANSPORTE.	0.8			0.8		0.8			0.8				1.60	
									8 PRUEBAS Y VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.	0.8			0.8		0.8			0.8				1.60	
									9 PRUEBAS Y VERIFICACIÓN DE LA POTENCIA DE SALIDA.	0.8			0.8		0.8			0.8				1.60	
									10 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO OPERACIONAL.	0.8			0.8		0.8			0.8				1.60	
141	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00989270	ELECTROBISTURI MONO/BIPOLAR- POTENCIA ALTA	KLS MARTIN / MAXIUM	B	A	MO	1 INSPECCIÓN FÍSICA DEL EQUIPO Y SUS COMPONENTES.		0.88			0.88			0.88			0.88		1.76	
									2 VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LA PARTE INTERNA DEL EQUIPO.		0.89			0.89			0.89			0.89		1.78	
									3 VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LA PIEZA DE MANO MONOPOLAR.		0.89			0.89			0.89			0.89		1.78	
									4 VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LA PIEZA DE MANO BIPOLAR.		0.89			0.89			0.89			0.89		1.78	
									5 VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL ELECTRODO DE RETORNO.		0.89			0.89			0.89			0.89		1.78	
									6 VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL PEDAL O PEDALES DE ACTIVACIÓN MONO Y BIPOLAR.		0.89			0.89			0.89			0.89		1.78	
									7 VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LA PARTE EXTERNA DEL EQUIPO Y COCHE DE TRANSPORTE.		0.89			0.89			0.89			0.89		1.78	
									8 PRUEBAS Y VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.		0.89			0.89			0.89			0.89		1.78	
									9 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO OPERACIONAL.		0.89			0.89			0.89			0.89		1.78	
142	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	00989271	ELECTROBISTURI MONO/BIPOLAR- POTENCIA ALTA	KLS MARTIN / MAXIUM	B	A	MO	1 INSPECCIÓN FÍSICA DEL EQUIPO Y SUS COMPONENTES.									0.8				0.80	
									2 VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LA PARTE INTERNA DEL EQUIPO.									0.8				0.80	
									3 VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LA PIEZA DE MANO MONOPOLAR.									0.8				0.80	
									4 VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LA PIEZA DE MANO BIPOLAR.									0.8				0.80	
									5 VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL ELECTRODO DE RETORNO.									0.8				0.80	
									6 VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL PEDAL O PEDALES DE ACTIVACIÓN MONO Y BIPOLAR.									0.8				0.80	
									7 VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LA PARTE EXTERNA DEL EQUIPO Y COCHE DE TRANSPORTE.									0.8				0.80	
									8 PRUEBAS Y VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.									0.8				0.80	
									9 PRUEBAS Y VERIFICACIÓN DE LA POTENCIA DE SALIDA.									0.8				0.80	
									10 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO OPERACIONAL.									0.8				0.80	
143	CERRO DE PASCO	S. ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	01224229	PULSIOXIMETRO	NONIN / 7500	B	A	MO	1 VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN UNIVERSAL Y BATERIA RECARGABLE DEL EQUIPO.		0.57			0.57			0.57			0.57		1.14	
									2 VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN INTERNA DEL EQUIPO.		0.57			0.57			0.57			0.57		1.14	
									3 REVISIÓN DE LA TARJETA DIGITAL Y ANALOGA DE LA SEÑAL DE PULSIOXIMETRIA		0.57			0.57			0.57			0.57		1.14	
									4 REVISIÓN DE LOS SENSORES DE PULSIOXIMETRIA, CAMBIO SI LO REQUIERE		0.58			0.58			0.58			0.58		1.16	
									5 REVISIÓN DEL TECLADO, PARLANTE Y PANTALLA LED		0.57			0.57			0.57			0.57		1.14	

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																									
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO				PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS										TOTAL DE HORAS HOMBRE			
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJE CUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
									6	REVISIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE ALARMAS, FECHAS Y HORA DE ACUERDO AL MANUAL DE USUARIO Y SERVICIO					0.57			0.57			0.57			0.57	1.14
									7	DESMONTAJE TOTAL, MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL					0.57			0.57			0.57			0.57	1.14
144	CERRO DE PASCO	S. DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	00391119	ESTERILIZADOR A CALOR SECO	MEMMERT / U15	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO						1.5		1.5			1.5			1.5	4.50
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS						1.5		1.5			1.5			1.5	4.50
									3	VERIFICACION DEL INTERRUPTOR DE MERCURIO						1.5		1.5			1.5			1.5	4.50
									4	LIMPIEZA DEL SENSOR DE TEMPERATURA						1.5		1.5			1.5			1.5	4.50
									5	LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE ESTERILIZADO						1.5		1.5			1.5			1.5	4.50
									6	REVISIÓN DE LA RESISTENCIAS ELÉCTRICAS						1.5		1.5			1.5			1.5	4.50
									7	VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA						1.5		1.5			1.5			1.5	4.50
									8	PRUEBAS GENERALES						1.5		1.5			1.5			1.5	4.50
145	CERRO DE PASCO	S. DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	00403129	EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO - RADIOGRAFIA (POTENCIA MEDIA)	SHIMADZU / RADSPEED MF	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO				1			1		1			1			2.00
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS				2			2		2			2			4.00
									3	MANTENIMIENTO DE GENERADOR DE ALTO VOLTAJE				2			2		2			2			4.00
									4	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE TUBO RAYOS X, MANTENIMIENTO DEL COLIMADOR.				2			2		2			2			4.00
									5	VERIFICACIÓN DE BUCKY DE MESA Y BUCKY VERTICAL				2			2		2			2			4.00
									6	MANTENIMIENTO DE MESA DE DIAGNOSTICO				2			2		2			2			4.00
									7	VERIFICACIÓN DEL SOPORTE DEL TUBO DE RAYOS X, LIMPIEZA DE RIELES DE DESPLAZAMIENTO				2			2		2			2			4.00
									8	REVISIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y LIMPIEZA				1			1		1			1			2.00
									9	VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA				1			1		1			1			2.00
									10	PRUEBAS GENERALES				1			1		1			1			2.00
146	CERRO DE PASCO	S. DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	00403535	EQUIPO DE RAYOS X RODABLE (POTENCIA MEDIA)	SEDECAL / MOBILXRAY	B	M	MO	1	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS					0.5			0.5			0.5			0.5	1.00
									2	MANTENIMIENTO DE GENERADOR DE ALTO VOLTAJE					1			1			1			1	2.00
									3	MANTENIMIENTO DE TUBO DE RAYOS X Y COLIMADOR					1			1			1			1	2.00
									4	VERIFICACIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES					1			1			1			1	2.00
									5	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRONICAS					1			1			1			1	2.00
									6	VERIFICACIÓN DEL SOPORTE DEL TUBO DE RAYOS X					1			1			1			1	2.00
									7	REVISIÓN DE FRENSOS Y AJUSTES MECÁNICOS					1			1			1			1	2.00
									8	VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA					0.5			0.5			0.5			0.5	1.00
									9	PRUEBAS GENERALES					0.5			0.5			0.5			0.5	1.00
									10	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO					0.5			0.5			0.5			0.5	1.00
147	CERRO DE PASCO	S. DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	00740997	BALANZA ELECTRONICA CON TALLIMETRO ADULTO	VILLANUEVA / ELIJO	CE	B	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO					0.5			0.5			0.5			0.5	1.00
									2	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, AJUSTE DE CONTACTOS					0.5			0.5			0.5			0.5	1.00
									3	MANTENIMIENTO DE LA TARJETA ELECTRÓNICA					0.5			0.5			0.5			0.5	1.00
									4	VERIFICACIÓN DE TRANSDUCTOR DE PRESIÓN					0.25			0.25			0.25			0.25	0.50
									5	VERIFICACIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES					0.25			0.25			0.25			0.25	0.50
									6	REVISIÓN DE LA BATERIA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE					0.5			0.5			0.5			0.5	1.00
									7	VERIFICACIÓN DEL TALLIMETRO DEL EQUIPO					0.5			0.5			0.5			0.5	1.00
									8	LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE LINEA A TIERRA					0.5			0.5			0.5			0.5	1.00
									9	PRUEBAS GENERALES.					0.5			0.5			0.5			0.5	1.00
									1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO						2		2			2			2	6.00
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS						1		1			1			1	3.00

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ID	DATOS DEL EQUIPO						DATOS DEL MANTENIMIENTO						PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												TOTAL DE HORAS HOMBRE
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ UIP.	CRITIC ID AD	MODALIDAD EJE CU	ACTIVIDADES A REALIZAR				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
148	CERRO DE PASCO	S. DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	00741418	EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO - RADIOGRAFIA (POTENCIA BAJA)	SHIMADZU / RADSPEED MF	B	M	MO	3	MANTENIMIENTO DE GENERADOR DE ALTO VOLTAJE						1			1		1			1	3.00
									4	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE TUBO RAYOS X, MANTENIMIENTO DEL COLIMADOR.						1		1		1				1	3.00
									5	VERIFICACIÓN DE BUCKY DE MESA Y BUCKY VERTICAL						1		1		1				1	3.00
									6	MANTENIMIENTO DE MESA DE DIAGNOSTICO						2		2		2				2	6.00
									7	VERIFICACIÓN DEL SOPORTE DEL TUBO DE RAYOS X, LIMPIEZA DE RIELES DE DESPLAZAMIENTO						2		2		2				2	6.00
									8	REVISIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y LIMPIEZA						2		2		2				2	6.00
									9	VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA						2		2		2				2	6.00
									10	PRUEBAS GENERALES						2		2		2				2	6.00
149	CERRO DE PASCO	S. DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	00741438	EQUIPO DE MAMOGRAFIA DIGITAL CON MESA DE ESTEREOTAXIA	HOLOGIC / SELENIA/ MULTICARE / SUROS	AT	A	TC	1	VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL GANTRY						0.5		0.5		0.5				0.5	1.50
									2	VERIFICACIÓN Y/O CALIBRACIÓN DEL C-ARM						0.5		0.5		0.5				0.5	1.50
									3	VERIFICACIÓN DE VOLTAJES						0.5		0.5		0.5				0.5	1.50
									4	VERIFICACIÓN DEL KV DEL TUBO DE RAYOS X						0.5		0.5		0.5				0.5	1.50
									5	VERIFICACIÓN DE MA DEL TUBO DE RAYOS X						0.5		0.5		0.5				0.5	1.50
									6	VERIFICACIÓN DE REPRODUCTIBILIDAD DEL TUBO						0.5		0.5		0.5				0.5	1.50
									7	VERIFICACIÓN DE LINEALIDAD DEL TUBO						0.5		0.5		0.5				0.5	1.50
									8	VERIFICACIÓN DE ALINEAMIENTO DEL CAMPO DE RAYOS X						0.5		0.5		0.5				0.5	1.50
									9	VERIFICACIÓN DE ALINEAMIENTO DEL CAMPO DE LUZ						0.5		0.5		0.5				0.5	1.50
									10	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA AUTOMÁTICO DE CONTROL (AEC)						0.5		0.5		0.5				0.5	1.50
									11	EVALUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEL SISTEMA						0.5		0.5		0.5				0.5	1.50
									12	EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE IMAGEN CON EL PHANTOM						0.5		0.5		0.5				0.5	1.50
									13	CALIBRACIÓN DE APLANAMIENTO DEL DETECTOR						0.5		0.5		0.5				0.5	1.50
									14	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL TECLADO Y PANTALLA DE LA ESTACIÓN DE TRABAJO DE ADQUISICIÓN						0.5		0.5		0.5				0.5	1.50
									15	MANTENIMIENTO DE LAS COMPUTADORAS						0.5		0.5		0.5				0.5	1.50
									16	MANTENIMIENTO DE LAS UPS						0.5		0.5		0.5				0.5	1.50
150	CERRO DE PASCO	S. DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	00741447	SISTEMA DE DIGITALIZACION CR PARA EQUIPOS DE RAYOS X	AGFA / CR 30 - X	B	A	MO	1	CORRECTO ENCENDIDO Y APAGADO DEL SISTEMA, INCLUYENDO LIMPIEZA EXTERNA DEL SISTEMA.					0.66			0.66		0.66			0.66		1.32
									2	INSPECCIÓN VISUAL DEL SISTEMA, EVALUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y DESENSAMBLADO DEL MISMO.					0.67			0.67		0.67			0.67		1.34
									3	LIMPIEZA GENERAL DE LAS PARTES MECÁNICAS DE APERTURA DEL CHASIS.					0.67			0.67		0.67			0.67		1.34
									4	LIMPIEZA GENERAL DE LAS PARTES MECÁNICAS DE TRANSPORTA DE LA PLACA DE FOSFORO.					0.67			0.67		0.67			0.67		1.34
									5	EVALUACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS COMPONENTES DEL MÓDULO ÓPTICO Y FOTOMULTIFICADOR.					0.67			0.67		0.67			0.67		1.34
									6	LIMPIEZA DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN Y PLACAS DE FOSFORO.					0.67			0.67		0.67			0.67		1.34
									7	EVALUACIÓN DE SOFTWARE DE LA ESTACIÓN DEL DIGITALIZADOR Y NX.					0.67			0.67		0.67			0.67		1.34
									8	MANTENIMIENTO GENERAL DE LA IMPRESORA INCLUYENDO EVALUACIÓN DE TH, SISTEMA DE TRANSPORTE DE PELÍCULA					0.67			0.67		0.67			0.67		1.34
									9	MANTENIMIENTO GENERAL DEL UPS INCLUYENDO MEDICIÓN DE LAS BATERÍAS CAMBIO SI LO REQUIERE					0.67			0.67		0.67			0.67		1.34
									10	LIMPIEZA DE LA CAJA DE CONTROL DE INGRESO DEL FILTRO DE AIRE Y LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE DE FUENTE					0.66			0.66		0.66			0.66		1.32
									11	LIMPIEZA DEL RODILLO DE LIMPIEZA / LIMPIEZA DE LA CORREA DE SUBSCAN (CUANDO REQUIERA)					0.66			0.66		0.66			0.66		1.32
									12	LIMPIEZA DE LA UNIDAD DEL PROCESO DE CALENTAMIENTO (CUANDO REQUIERA)					0.66			0.66		0.66			0.66		1.32
									1	REALIZAR EL ARCHIVO DE TODOS LOS SCANS Y EL BACKUP DEL SISTEMA.				1				1				1			2.00
									2	REVISAR LA BASE DE DATOS DEL QC CONTROL DE CALIDAD.				1				1				1			2.00

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																						
ID	DATOS DEL EQUIPO						DATOS DEL MANTENIMIENTO				PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS											
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJE CUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL DE HORAS HOMBRE
151	CERRO DE PASCO	S. DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	00741455	DENSITOMETRO OSEO	HOLOGIC / HORIZON W	B	A	MO	3 REVISAR EL REGISTRO DE ERRORES.	1			1			1			1			2.00
									4 REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL HAZ DE RAYOS X.	1			1			1			1			2.00
									5 REALIZAR LA PRUEBA DE UNIFORMIDAD RADIOGRÁFICAS.	1			1			1			1			2.00
									6 VERIFICAR Y/O CAMBIO DEL SWITCH DE PARADA DE EMERGENCIA.	1			1			1			1			2.00
									7 VERIFICAR Y/O CAMBIO DE LAS FAJAS DE TODOS LOS MOTORES.	1			1			1			1			2.00
									8 CALIBRACIÓN DE TODOS LOS MOTORES DE LA MESA.	1			1			1			1			2.00
									9 CALIBRACIÓN DE CAMPO COMPLETO.	1			1			1			1			2.00
									10 REVISIÓN Y/O CAMBIO DE TODAS LAS CONEXIONES DE CABLES.	1			1			1			1			2.00
									11 EFECTUAR LA REVISIÓN Y/O CAMBIO DEL DISCO DURO, CHKDSK.	0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									12 DESFRAGMENTAR LA INFORMACIÓN DE LOS ARCHIVOS.	0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									13 LIMPIAR, VERIFICAR Y/O CAMBIO DE TODOS LOS VENTILADORES DE LA COMPUTADORA.	0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									14 LIMPIAR COMPLETAMENTE LAS SUPERFICIES METÁLICAS	0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									15 LIMPIAR LAS PANTALLAS DEL MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									16 LIMPIAR LOS RODILLOS Y LOS CONTACTOS ELÉCTRICOS DEL CARTUCHO DE TINTA DE LA IMPRESORA.	0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									17 MANTENIMIENTO DE RIELES Y RODAJES.	0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									18 REVISIÓN DEL VOLTAJE Y CORRIENTE DEL TUBO.	0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									19 MEDICIÓN DE DOSIS DE RAYOS X	0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									20 PRUEBAS DE SEÑALES EN PUNTOS ESTRATEGICOS.	0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									21 ACTUALIZACIÓN DE ANTIVIRUS.	0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									22 VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LAS BATERÍASC DEL U.PS. CAMBIO SI LO REQUIERE.	0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
152	CERRO DE PASCO	S. DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	00741456	SISTEMA DE DIGITALIZACIÓN COMPUTARIZADA PARA CHASIS CON LAMINA DE FÓSFORO	AGFA / CR30XM	B	A	MO	1 CORRECTO ENCENDIDO Y APAGADO DEL SISTEMA, INCLUYENDO LIMPIEZA EXTERNA DEL SISTEMA.		0.88			0.88			0.88			0.88		1.76
									2 INSPECCIÓN VISUAL DEL SISTEMA, EVALUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y DESENSAMBLADO DEL MISMO.		0.89			0.89			0.89			0.89		1.78
									3 LIMPIEZA GENERAL DE LAS PARTES MECÁNICAS DE APERTURA DEL CHASIS.		0.89			0.89			0.89			0.89		1.78
									4 LIMPIEZA GENERAL DE LAS PARTES MECÁNICAS DE TRANSPORTA DE LA PLACA DE FOSFORO.		0.89			0.89			0.89			0.89		1.78
									5 EVALUACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS COMPONENTES DEL MÓDULO ÓPTICO Y FOTOMULTIPLICADOR.		0.89			0.89			0.89			0.89		1.78
									6 LIMPIEZA DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE TRASMISIÓN Y PLACAS DE FOSFORO.		0.89			0.89			0.89			0.89		1.78
									7 EVALUACIÓN DEL SOFTWARE DE LA ESTACIÓN DEL DIGITALIZADOR Y NX.		0.89			0.89			0.89			0.89		1.78
									8 MANTENIMIENTO GENERAL DE LA IMPRESORA INCLUYENDO EVALUACIÓN DE TH, SISTEMA DE TRANSPORTE DE PELÍCULA		0.89			0.89			0.89			0.89		1.78
									9 MANTENIMIENTO GENERAL DEL UPS INCLUYENDO MEDICIÓN DE LAS BATERÍAS Y CAMBIO SI LO REQUIERE.		0.89			0.89			0.89			0.89		1.78
									1 REVISIÓN DEL INFORME DE ERRORES			0.5			0.5					0.5		1.50
									2 INSPECCIÓN, AJUSTE Y LIMPIEZA DEL GANTRY			0.2							0.2			0.20
									3 INSPECCIÓN DE LAS ETIQUETAS DE PRECAUCIÓN POR RADIACIÓN LÁSER			0.2						0.2				0.20
									4 LIMPIEZA EXTERIOR DEL GANTRY			0.3						0.3				0.30
									5 LIMPIEZA INTERIOR DE GANTRY			0.4						0.4				0.40
									6 LIMPIEZA DE FILTROS DE ENTRADA DE AIRE DEL GANTRY Y CAMBIO SI LO REQUIERE			0.3						0.3				0.30
									7 INSPECCIÓN DE LOS CABLES DE GANTRY			0.3						0.3				0.30
									8 INSPECCIÓN DEL TUBO DE RAYOS X			0.6						0.6				0.60
									9 INSPECCIÓN DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR			0.4						0.4				0.40
									10 INSPECCIÓN DE LA CORREA DEL TILT			0.2						0.2				0.20

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ID	DATOS DEL EQUIPO						TIP		MO	DATOS DEL MANTENIMIENTO		PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												TOTAL DE HORAS HOMBRE
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	O EQ.	CRI	TIC		ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
153	CERRO DE PASCO	S. DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	00741461	TOMOGRAFO COMPUTARIZADO DE 64 CORTES	PHILIPS / INGENUITY CORE	AT	A	TC	11	INSPECCIÓN DE LA CORREA PRINCIPAL DEL GANTRY			0.4					0.4					0.40	
									12	INSPECCIÓN DEL COMPENSADOR DEL COLIMADOR			0.4					0.4					0.40	
									13	INSPECCIÓN DE VENTILADORES, LASERS, PANELES DE CONTROL Y VENTILADORES DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR			0.5					0.5					0.50	
									14	INSPECCIÓN DEL SLIP RING			0.5					0.5					0.50	
									15	LIMPIEZA DEL SLIP RING			0.6					0.6					0.60	
									16	LIMPIEZA DE LAS ESCOBILLAS. CAMBIO SI LO REQUIERE			0.6					0.6					0.60	
									17	LUBRICACIÓN DEL GANTRY								0.5					0.50	
									18	INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DEL ENLACE ÓPTICO			0.4					0.4					0.40	
									19	PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL COLIMADOR			0.4					0.4					0.40	
									20	LIMPIEZA DE LA MESA DE PACIENTE						0.3						0.3	0.60	
									21	INSPECCIÓN DE LA MESA DE PACIENTE						0.3						0.3	0.60	
									22	CHEQUEO DE CABLES						0.5						0.5	1.00	
									23	VERIFICACIÓN DE INTERRUPTORES DE LÍMITES DE POSICIÓN VERTICAL						0.3						0.3	0.60	
									24	VERIFICACIÓN DE INTERRUPTORES HORIZONTALES						0.3						0.3	0.60	
									25	VERIFICACIÓN DE CORREA DEL DECODIFICADOR PARA MOVIMIENTO HORIZONTAL						0.3						0.3	0.60	
									26	VERIFICACIÓN DE CORREA DEL DECODIFICADOR PARA MOVIMIENTO VERTICAL						0.4						0.4	0.80	
									27	INSPECCIÓN DEL MECANISMO DE TIJERA						0.3						0.3	0.60	
									28	LUBRICACIÓN DE LA MESA DE PACIENTE						0.4						0.4	0.80	
									29	VERIFICACIÓN DE MOVIMIENTO DE LA MESA DE PACIENTE						0.4						0.4	0.80	
									30	LIMPIEZA EXTERIOR DEL RACK CIRS						0.6						0.6	1.20	
									31	LIMPIEZA DEL RACK Y SERVIDORES HOST Y CIRS						0.6						0.6	1.20	
									32	DESFRAGMENTACIÓN DE DISCO DURO DE LA ESTACIÓN DE TRABAJO						0.5						0.5	1.00	
									33	REVISIÓN DE LA ROTACIÓN DEL GANTRY						0.5						0.5	1.00	
									34	MEDICIONES DEL VALOR DE TIERRA DEL TOMÓGRAFO Y PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA						0.5						0.5	1.00	
									35	VERIFICACIÓN DE LOS BOTONES DE PARADA DE EMERGENCIA						0.3						0.3	0.60	
									36	VERIFICACIÓN DE MOVIMIENTO DESDE EL CT BOX						0.4						0.4	0.80	
									37	CALIBRACIÓN DEL FILAMENTO DEL TUBO DE RAYOS X			0.5					0.5					0.50	
									38	CALIBRACIÓN DE AIRE			0.6			0.6		0.6				0.6	1.80	
									39	CONTROL DE CALIDAD			0.6			0.6		0.6				0.6	1.80	
									40	VERIFICACIÓN DE SEGUNDOS DE EXPLORACIÓN			0.2			0.2		0.2				0.2	0.60	
									41	REEMPLAZO DE PIEZAS, MECANISMOS Y CONSUMIBLES DE OPERACIÓN SI LO REQUIERA			0.2			0.2		0.2				0.2	0.60	
154	CERRO DE PASCO	S. DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	00741461-04	IMPRESORA RADIOLOGICA DE TOMÓGRAFO DE 64 CORTES	CARESTREAM / DRYVIEW 6950	CoA T	A	MO	1	REVISIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE SUPERIOR	0.57			0.57		0.57			0.57				1.14	
									2	REVISIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE INFERIOR	0.57			0.57		0.57			0.57				1.14	
									3	REVISIÓN / LIMPIEZA DE TAMBORES DE IMPRESIÓN	0.58			0.58		0.58			0.58				1.16	
									4	REVISIÓN / LIMPIEZA DE FILTROS	0.57			0.57		0.57			0.57				1.14	
									5	REVISIÓN DE IMÁGENES	0.57			0.57		0.57			0.57				1.14	
									6	ANÁLISIS DE ERRORES	0.57			0.57		0.57			0.57				1.14	
									7	LIMPIEZA INTERNA	0.57			0.57		0.57			0.57				1.14	
									1	INSPECCIÓN VISUAL DEL EQUIPO			0.75			0.75			0.75				0.75	2.25
									2	ENCENDIDO DEL EQUIPO						0.75			0.75				0.75	2.25
									3	VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA			0.75			0.75			0.75				0.75	2.25

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO		PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												TOTAL DE HORAS HOMBRE
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJE CUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
155	CERRO DE PASCO	S. DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	00741461-05	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 5 PARÁMETROS DE TOMÓGRAFO DE 64 CORTES	PHILIPS / MP50	CoB	A	MO	4 VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE ECG, CAMBIO DE CABLE ECG Y TRONCAL.			0.75			0.75			0.75			0.75	2.25
									5 VERIFICACIÓN DE ALARMA DE FALTA DE ENERGÍA			0.75			0.75			0.75			0.75	2.25
									6 VERIFICACIÓN Y CAMBIO DE BATERÍA.			0.75			0.75			0.75			0.75	2.25
									7 TEST DE SEGURIDAD ELÉCTRICA			0.75			0.75			0.75			0.75	2.25
									8 CAMBIO DE SENSOR DE SATURACIÓN, LIMPIEZA EXTERNA.			0.75			0.75			0.75			0.75	2.25
156	CERRO DE PASCO	S. DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	00741461-06	INYECTOR DE CONTRASTE DE TOMÓGRAFO DE 64 CORTES	MALLINCKRODT / OPTIVANTAGE TM	CoB	M	MO	1 REVISIÓN DE ESTADO FÍSICO DEL POWERHEAD (POWERHEAD)		0.5			0.5			0.5			0.5	1.00	
									2 REVISIÓN DE ESTADO FÍSICO DE FACEPLATES DE 125ML Y 200ML (POWERHEAD)		0.5			0.5			0.5			0.5	1.00	
									3 LIMPIEZA DE FACEPLATES 125ML, 200ML (POWERHEAD)		0.5			0.5			0.5			0.5	1.00	
									4 VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL TOUCHSCREEN (POWERHEAD)		0.5			0.5			0.5			0.5	1.00	
									5 VERIFICACIÓN DE DETECCIÓN DE FACEPLATES 125ML Y 200ML (POWERHEAD)		0.5			0.5			0.5			0.5	1.00	
									6 VERIFICACIÓN DE ARRANQUE Y PARADA DE RAM A Y B (POWERHEAD)		0.5			0.5			0.5			0.5	1.00	
									7 VERIFICACIÓN DE SIMULACIÓN DE INYECCIÓN (POWERHEAD)		0.5			0.5			0.5			0.5	1.00	
									8 VERIFICACIÓN DE LIMITES DE PRESIÓN, VOLUMEN Y CAUDAL (POWERHEAD)		0.5			0.5			0.5			0.5	1.00	
									9 AJUSTE DE BRAZO PIVOTE Y BASE RODANTE (POWERHEAD)		0.5			0.5			0.5			0.5	1.00	
									10 LIMPIEZA DE CONTRASTE DERRAMADO (POWERHEAD)		0.5			0.5			0.5			0.5	1.00	
									11 REVISIÓN DE ESTADO FÍSICO (CONSOLA)		0.5			0.5			0.5			0.5	1.00	
									12 VERIFICACIÓN DE CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA.		0.5			0.5			0.5			0.5	1.00	
									13 VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN.		0.5			0.5			0.5			0.5	1.00	
									14 AJUSTE DE CONECTORES.		0.5			0.5			0.5			0.5	1.00	
									15 VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL SWITCH ON - OFF.		0.5			0.5			0.5			0.5	1.00	
									16 LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.		0.5			0.5			0.5			0.5	1.00	
157	CERRO DE PASCO	S. DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	00741461-12	UPS DE CONSOLA DE TOMÓGRAFO DE 64 CORTES	CENTRALION / TITAN ONE 3K	CoE	M	TC	1 INSPECCIÓN VISUAL DEL ÁREA DONDE SE ENCUENTRA EL UPS						0.1						0.1	0.20
									2 INSPECCIÓN VISUAL DEL ESTADO DEL UPS						0.1						0.1	0.20
									3 INSPECCIÓN VISUAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL UPS						0.1						0.1	0.20
									4 REVISIÓN DE VOLTAJES DE ENTRADA Y SALIDA DEL UPS						0.2						0.2	0.40
									5 CAMBIO DE MODO LÍNEA A MODO BYPASS DEL EQUIPO UPS						0.4						0.4	0.80
									6 DESCONEXIÓN DE EQUIPO, DESMONTAJE DE LA TAPA DEL EQUIPO E INSPECCIÓN VISUAL DE LAS TARJETAS DEL UPS						0.3						0.3	0.60
									7 DESCONEXIÓN DE LA BATERÍA Y AISLAMIENTO DEL POLO NEGATIVO Y POSITIVO						0.5						0.5	1.00
									8 LIMPIEZA DE CHASIS, PLACAS, TERMINALES, VENTILADORES CON BROCHAS Y SOPLADORA						0.3						0.3	0.60
									9 MEDICIÓN DE LAS BATERÍAS INTERNAS CON CARGA RESISTIVA						0.3						0.3	0.60
									10 AJUSTE MANUAL DE BORNERAS Y TERMINALES ELÉCTRICOS						0.1						0.1	0.20
									11 REVISIÓN DEL ESTADO DE LOS PULSADORES DE ON, TEST Y OFF, VERIFICACIÓN FINAL DE LAS TARJETAS						0.3						0.3	0.60
									12 CONEXIÓN DE TERMINALES DE LA BATERÍA						0.1						0.1	0.20
									13 MEDICIÓN DEL BANCO DE BATERÍAS Y REEMPLAZO						0.4						0.4	0.80
									14 MONTAJE DE LA TAPA DEL EQUIPO, Y COLOCAR SUS RESPECTIVOS TORNILLOS						0.2						0.2	0.40
									15 CONEXIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN A LA TOMA DEL TRANSFORMADOR						0.1						0.1	0.20
									16 ENCENDIDO DEL EQUIPO DE MODO BYPASS A MODO LÍNEA						0.1						0.1	0.20
									17 VERIFICACIÓN DE VOLTAJE DE SALIDA DEL UPS Y PARÁMETROS						0.1						0.1	0.20
									18 VERIFICACIÓN DE AUTONOMÍA DEL EQUIPO (1 MIN O MENOS)						0.3						0.3	0.60
									1 INSPECCIÓN VISUAL DEL ÁREA DONDE SE ENCUENTRA EL UPS						0.1						0.1	0.20

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ID	DATOS DEL EQUIPO						TIP		MO	DATOS DEL MANTENIMIENTO		PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												TOTAL DE HORAS HOMBRE
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	O EQ.	CRITICIDAD	AD		ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
158	CERRO DE PASCO	S. DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	00741461-13	UPS DE ESTACIÓN DE TRABAJO DE TOMÓGRAFO DE 64 CORTES	EAST / 3KVAS	CoE	M	TC	2	INSPECCIÓN VISUAL DEL ESTADO DEL UPS						0.1						0.1	0.20	
									3	INSPECCIÓN VISUAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL UPS						0.15						0.15	0.30	
									4	REVISIÓN DE VOLTAJES DE ENTRADA Y SALIDA DEL UPS						0.2						0.2	0.40	
									5	CAMBIO DE MODO LÍNEA A MODO BYPASS DEL EQUIPO UPS						0.4						0.4	0.80	
									6	DESCONEXIÓN DE EQUIPO, DESMONTAJE DE LA TAPA DEL EQUIPO E INSPECCIÓN VISUAL DE LAS TARJETAS DEL UPS						0.3						0.3	0.60	
									7	DESCONEXIÓN DE LA BATERÍA Y AISLAMIENTO DEL POLO NEGATIVO Y POSITIVO						0.5						0.5	1.00	
									8	LIMPIEZA DE CHASIS, PLACAS, TERMINALES, VENTILADORES CON BROCHAS Y SOPLADORA						0.3						0.3	0.60	
									9	MEDICIÓN DE LAS BATERÍAS INTERNAS CON CARGA RESISTIVA						0.3						0.3	0.60	
									10	AJUSTE MANUAL DE BORNERAS Y TERMINALES ELÉCTRICOS						0.1						0.1	0.20	
									11	REVISIÓN DEL ESTADO DE LOS PULSADORES DE ON, TEST Y OFF, VERIFICACIÓN FINAL DE LAS TARJETAS						0.3						0.3	0.60	
									12	CONEXIÓN DE TERMINALES DE LA BATERÍA						0.1						0.1	0.20	
									13	MEDICIÓN DEL BANCO DE BATERÍAS Y REEMPLAZO						0.4						0.4	0.80	
									14	MONTAJE DE LA TAPA DEL EQUIPO, Y COLOCAR SUS RESPECTIVOS TORNILLOS						0.2						0.2	0.40	
									15	CONEXIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN A LA TOMA DEL TRANSFORMADOR						0.1						0.1	0.20	
									16	ENCENDIDO DEL EQUIPO DE MODO BYPASS A MODO LÍNEA						0.1						0.1	0.20	
									17	VERIFICACIÓN DE VOLTAJE DE SALIDA DEL UPS Y PARÁMETROS						0.1						0.1	0.20	
									18	VERIFICACIÓN DE AUTONOMÍA DEL EQUIPO (1 MIN O MENOS)						0.3						0.3	0.60	
159	CERRO DE PASCO	S. DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	00741464	ECOGRAFO DOPPLER A COLOR AVANZADO	CANON / APLIO 300	B	A	MO	1	INSPECCIÓN FÍSICA DEL EQUIPO Y SUS COMPONENTES.			0.92			0.92		0.92				0.92	2.76	
									2	VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO.			0.92			0.92		0.92				0.92	2.76	
									3	LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DEL PANEL DE CONTROL, MONITOR Y LIMPIEZA INTERNA.			0.93			0.93		0.93				0.93	2.79	
									4	PRUEBAS DE OPERACIÓN BÁSICA.			0.93			0.93		0.93				0.93	2.79	
									5	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS TRANSDUCTORES.			0.93			0.93		0.93				0.93	2.79	
									6	REALIZAR Y EJECUTAR EL SISTEMA DE AUTODIAGNÓSTICO.			0.93			0.93		0.93				0.93	2.79	
									7	VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN MECÁNICA.			0.92			0.92		0.92				0.92	2.76	
									8	VERIFICACIÓN DE CALIDAD DE IMAGEN.			0.92			0.92		0.92				0.92	2.76	
									9	PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.			0.92			0.92		0.92				0.92	2.76	
									10	MANTENIMIENTO DE VIDEO IMPRESORA.			0.92			0.92		0.92				0.92	2.76	
									11	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DE INYECCIÓN A TINTA.			0.92			0.92		0.92				0.92	2.76	
									12	MANTENIMIENTO DE UPS Y TRANSFORMADOR.			0.92			0.92		0.92				0.92	2.76	
160	CERRO DE PASCO	S. DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	00743367	EQUIPO DE RAYOS X RODABLE (POTENCIA MEDIA)	RADIOLOGIA / TX-16MLP	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO.			1			1		1				1	3.00	
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS.			2			2		2				2	6.00	
									3	MANTENIMIENTO DE GENERADOR DE ALTO VOLTAJE.			1.5			1.5		1.5				1.5	4.50	
									4	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE TUBO RAYOS X, MANTENIMIENTO DEL COLIMADOR.			1.5			1.5		1.5				1.5	4.50	
									5	VERIFICACIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES.			2			2		2				2	6.00	
									6	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRONICAS.			2			2		2				2	6.00	
									7	VERIFICACIÓN DEL SOPORTE DEL TUBO DE RAYOS X.			2			2		2				2	6.00	
									8	REVISIÓN DE FRENOS Y AJUSTES MECÁNICOS.			1.5			1.5		1.5				1.5	4.50	
									9	VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA.			1.5			1.5		1.5				1.5	4.50	
									10	PRUEBAS GENERALES.			1			1		1				1	3.00	
									1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	1			1			1		1				2.00	

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ID	DATOS DEL EQUIPO						TIP		MO	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS										TOTAL DE HORAS HOMBRE	
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	O EQ	AD	DALI	ACTIVIDADES A REALIZAR												
161	CERRO DE PASCO	S. GINECO OBSTETRICIA	00391505	ESTERILIZADOR A CALOR SECO	MEMMERT / 792	B	A	MO	2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS	1			1			1				2.00
									3	VERIFICACION DEL INTERRUPTOR DE MERCURIO	1			1			1				2.00
									4	LIMPIEZA DEL SENSOR DE TEMPERATURA	1			1			1				2.00
									5	LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE ESTERILIZADO	1			1			1				2.00
									6	REVISIÓN DE LA RESISTENCIAS ELÉCTRICAS	1			1			1				2.00
									7	VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA	1			1			1				2.00
									8	PRUEBAS GENERALES	1			1			1				2.00
162	CERRO DE PASCO	S. GINECO OBSTETRICIA	00392799	ESTERILIZADOR A CALOR SECO	MEMMERT / 515	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO		1			1				1		2.00
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS		1.5			1.5				1.5		3.00
									3	VERIFICACION DEL INTERRUPTOR DE MERCURIO		1.5			1.5				1.5		3.00
									4	LIMPIEZA DEL SENSOR DE TEMPERATURA		1			1				1		2.00
									5	LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE ESTERILIZADO		1.5			1.5				1.5		3.00
									6	REVISIÓN DE LA RESISTENCIAS ELÉCTRICAS		1.5			1.5				1.5		3.00
									7	VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA		1			1				1		2.00
									8	PRUEBAS GENERALES		1			1				1		2.00
163	CERRO DE PASCO	S. GINECO OBSTETRICIA	00402012	CUNA DE CALOR RADIANTE	FANEM / MULTISYSTEM 2051	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO				2				2		6.00	
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA			0.5		0.5			0.5		0.5	1.50
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARIETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO			1		1			1		3.00	
									4	REVISIÓN DE LA RESISTENCIA CALEFACTORA			2		2			2		2	6.00
									5	VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES			1		1			1		1	3.00
									6	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA CUNA, VERIFICACIÓN DE MOVIMIENTOS TRENDLENBURG			1		1			1		1	3.00
									7	REVISIÓN DEL SISTEMA ERGOMÉTRICO DE LA CUNA Y LIMPIEZA			2		2			2		2	6.00
									8	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE ASPIRACIÓN			1		1			1		1	3.00
									9	LIMPIEZA DE LA ESTRUCTURA Y DE LA GARRUCHAS DE DESPLAZAMIENTO			3		3			3		3	9.00
									10	VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA			1.5		1.5			1.5		1.5	4.50
									11	PRUEBAS GENERALES			1		1			1		1	3.00
164	CERRO DE PASCO	S. GINECO OBSTETRICIA	00402385	DETECTOR DE LATIDOS FETALES	NICOLET / IMEX DOP CT	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	0.5			0.5			0.5				1.00
									2	MANTENIMIENTO DE LA TARIETA ELECTRÓNICA	1			1			1				2.00
									3	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA	1			1			1				2.00
									4	VERIFICACIÓN DEL TRANSDUCTOR DE ULTRASONIDO	0.5			0.5			0.5				1.00
									5	REVISIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA	0.5			0.5			0.5				1.00
									6	PRUEBAS GENERALES	0.5			0.5			0.5				1.00
165	CERRO DE PASCO	S. GINECO OBSTETRICIA	00402386	DETECTOR DE LATIDOS FETALES	NICOLET / IMEX DOP CT	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO				0.5			0.5			0.5	1.00
									2	MANTENIMIENTO DE LA TARIETA ELECTRÓNICA		1		1			1			1	2.00
									3	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA		1		1			1			1	2.00
									4	VERIFICACIÓN DEL TRANSDUCTOR DE ULTRASONIDO		0.5		0.5			0.5			0.5	1.00
									5	REVISIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA		0.5		0.5			0.5			0.5	1.00
									6	PRUEBAS GENERALES		0.5		0.5			0.5			0.5	1.00
									1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO			1		1			1		1	3.00
									2	MANTENIMIENTO DE LAS TARIETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO			2		2			2		2	6.00
									3	AJUSTES ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS			2		2			2		2	6.00
									4	VERIFICACIÓN DE ALTURA MÁXIMA Y MÍNIMA (DESPLAZAMIENTO DE COLUMNAS TELESÓPICAS)			4		4			4		4	12.00

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ID	DATOS DEL EQUIPO						TIP		MO	DATOS DEL MANTENIMIENTO		PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												TOTAL DE HORAS HOMBRE
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	O EQ.	CRITIC ID	AD		ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
166	CERRO DE PASCO	S. GINECO OBSTETRICIA	00402437	MESA DE PARTOS ELECTRICA	SCHMITZ / MEDIMATIC	B	M	MO	5	PRUEBAS DE MOVIMIENTOS TRENDLENBURG , ANTITRENDLENBURG			2			2		2			2		6.00	
									6	PRUEBA DE ELASTICIDAD Y ESTADO DEL RECUBRIMIENTO DE LA COLCHONETA			2			2		2			2		6.00	
									7	VERIFICACIÓN PEDAL DE CONTROL			1			1		1				1	3.00	
									8	VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA			1			1		1				1	3.00	
									9	LIMPIEZA EXTERNA			1			1		1				1	3.00	
167	CERRO DE PASCO	S. GINECO OBSTETRICIA	00403019	MESA DE PARTOS ELECTRICA	METAX INDUSTRIA NACIONAL / E-630	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	1			1		1			1				2.00	
									2	MANTENIMIENTO DE LAS TARIETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO	2			2		2			2				4.00	
									3	AJUSTES ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS	2			2		2			2				4.00	
									4	VERIFICACIÓN DE ALTURA MÁXIMA Y MÍNIMA (DESPLAZAMIENTO DE COLUMNAS TELESCÓPICAS)	4			4		4			4				8.00	
									5	PRUEBAS DE MOVIMIENTOS TRENDLENBURG , ANTITRENDLENBURG	2			2		2			2				4.00	
									6	PRUEBA DE ELASTICIDAD Y ESTADO DEL RECUBRIMIENTO DE LA COLCHONETA	2			2		2			2				4.00	
									7	VERIFICACIÓN DEL CONTROL DE MEMBRANA Y LIMPIEZA	1			1		1			1				2.00	
									8	VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA	1			1		1			1				2.00	
									9	LIMPIEZA EXTERNA	1			1		1			1				2.00	
168	CERRO DE PASCO	S. GINECO OBSTETRICIA	00403020	ELECTROCAUTERIO MONO / BIPOLAR	CONMED / HYFRECACTOR 2000	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO		0.5			0.5			0.5			0.5		1.00	
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA		0.5			0.5			0.5			0.5		1.00	
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARIETAS ELECTRÓNICAS		0.5			0.5			0.5			0.5		1.00	
									4	REVISIÓN DE LAS PANTALLAS LCD ,PANEL DE CONTROL Y PERILLAS DE SELECCIÓN		0.5			0.5			0.5			0.5		1.00	
									5	REVISIÓN DE PEDALES MONO/BIPOLAR Y LIMPIEZA		0.5			0.5			0.5			0.5		1.00	
									6	VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL PORTA EQUIPO Y GARRUCHAS DE DESPLAZAMIENTO		0.5			0.5			0.5			0.5		1.00	
									7	VERIFICACIÓN DE LA PLACA NEUTRAL		0.5			0.5			0.5			0.5		1.00	
									8	PRUEBAS FUNCIONALES DE CORTE Y COAGULACIÓN, LIMPIEZA EXTERNA		0.5			0.5			0.5			0.5		1.00	
169	CERRO DE PASCO	S. GINECO OBSTETRICIA	00403102	CUNA DE CALOR RADIANTE	MEDIX / SM-401	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO			1.09			1.09			1.09			1.09	3.27	
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA			1.09			1.09			1.09			1.09	3.27	
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARIETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO			1.09			1.09			1.09			1.09	3.27	
									4	REVISIÓN DE LA RESISTENCIA CALEFACTORA			1.09			1.09			1.09			1.09	3.27	
									5	VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES			1.1			1.1			1.1			1.1	3.30	
									6	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA CUNA, VERIFICACIÓN DE MOVIMIENTOS TRENDLENBURG			1.09			1.09			1.09			1.09	3.27	
									7	REVISIÓN DEL SISTEMA ERGOMÉTRICO DE LA CUNA Y LIMPIEZA			1.09			1.09			1.09			1.09	3.27	
									8	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE ASPIRACIÓN			1.09			1.09			1.09			1.09	3.27	
									9	LIMPIEZA DE LA ESTRUCTURA Y DE LA GARRUCHAS DE DESPLAZAMIENTO			1.09			1.09			1.09			1.09	3.27	
									10	VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA			1.09			1.09			1.09			1.09	3.27	
									11	PRUEBAS GENERALES			1.09			1.09			1.09			1.09	3.27	
170	CERRO DE PASCO	S. GINECO OBSTETRICIA	00403540	LAMPARA QUIRURGICA DE TECHO DE INTENSIDAD MEDIA	MEDILAND / ML601D PLUS	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	2			2		2			2				4.00	
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA	2.5			2.5		2.5			2.5				5.00	
									3	MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE PODER	4			4		4			4				8.00	
									4	MANTENIMIENTO DE LAS TARIETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO	1			1		1			1				2.00	
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS SATELITES	1.5			1.5		1.5			1.5				3.00	
									6	REVISIÓN LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE PARTES MÓVILES	1			1		1			1				2.00	

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ID	DATOS DEL EQUIPO						TIP O EQ UIP.		CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJEC UCIO	DATOS DEL MANTENIMIENTO		PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS													TOTAL DE HORAS HOMBRE
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	ACTIVIDADES A REALIZAR					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
											7 AJUSTE DE FRENOS	1			1			1			1				2.00	
											8 REVISIÓN Y AJUSTES DEL SISTEMA MECÁNICO, MOVIMIENTO VERTICAL, ROTACIÓN, MOVIMIENTO DE BRAZOS	1			1			1			1				2.00	
											9 VERIFICACIÓN DE PANELES DE CONTROL TIPO MEMBRANA	1			1			1			1				2.00	
											10 PRUEBAS GENERALES	1			1			1			1				2.00	
171	CERRO DE PASCO	S. GINECO OBSTETRICIA	00403542	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS	PHILIPS / MP20	B	A			MO	1 INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO		0.66			0.66			0.66			0.66			1.32	
											2 DESMONTAJE DEL EQUIPO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL MANUAL TÉCNICO		0.67			0.67			0.67			0.67			1.34	
											3 LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, MANTENIMIENTO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, CONTACTOS Y PINES		0.67			0.67			0.67			0.67			1.34	
											4 MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEL EQUIPO		0.67			0.67			0.67			0.67			1.34	
											5 REVISIÓN DE LOS MÓDULOS FUNCIONALES Y CONECTORES		0.67			0.67			0.67			0.67			1.34	
											6 MANTENIMIENTO DEL CABEZAL DE IMPRESORA TÉRMICA Y LIMPIEZA		0.67			0.67			0.67			0.67			1.34	
											7 REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA, PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA Y CAMBIO		0.67			0.67			0.67			0.67			1.34	
											8 REVISIÓN DE LA PANTALLA LCD, LIMPIEZA DE PULSADORES		0.67			0.67			0.67			0.67			1.34	
											9 VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE SATURACIÓN, BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA, CAMBIO SI REQUIERE		0.67			0.67			0.67			0.67			1.34	
											10 VERIFICACIÓN Y CAMBIO DEL CABLE ECG Y TRONCAL, VERIFICACIÓN SENSOR DE TEMPERATURA.		0.66			0.66			0.66			0.66			1.32	
											11 VERIFICACIÓN DE LÍNEA A TIERRA		0.66			0.66			0.66			0.66			1.32	
											12 PRUEBAS GENERALES DEL EQUIPO		0.66			0.66			0.66			0.66			1.32	
172	CERRO DE PASCO	S. GINECO OBSTETRICIA	00403569	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	CAMI / NEW HOSPIVAC 350	B	M			MO	1 INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO			0.5		0.5			0.5			0.5			1.50	
											2 REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LÍNEA TIERRA DEL EQUIPO			0.5		0.5			0.5			0.5			1.50	
											3 MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO			0.5		0.5			0.5			0.5			1.50	
											4 MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE VACÍO Y DIAFRAGMAS			0.5		0.5			0.5			0.5			1.50	
											5 REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL DUCTOS Y MANGUERAS			0.5		0.5			0.5			0.5			1.50	
											6 VERIFICACIÓN DE VACUÓMETRO, REGULADOR Y TAPA DE FRASCO			0.5		0.5			0.5			0.5			1.50	
											7 LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACION Y/O CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL /HIDROFÓBICO			0.5		0.5			0.5			0.5			1.50	
											8 VERIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, PRUEBAS GENERALES			0.5		0.5			0.5			0.5			1.50	
173	CERRO DE PASCO	S. GINECO OBSTETRICIA	00403653	DETECTOR DE LATIDOS FETALES	JUMPER / JPD-200C	B	A			MO	1 INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	0.66			0.66			0.66			0.66				1.32	
											2 MANTENIMIENTO DE LA TARJETA ELECTRÓNICA	0.67			0.67			0.67			0.67				1.34	
											3 REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA	0.67			0.67			0.67			0.67				1.34	
											4 VERIFICACIÓN DEL TRANSDUCTOR DE ULTRASONIDO	0.67			0.67			0.67			0.67				1.34	
											5 REVISIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA	0.67			0.67			0.67			0.67				1.34	
											6 PRUEBAS GENERALES	0.66			0.66			0.66			0.66				1.32	
174	CERRO DE PASCO	S. GINECO OBSTETRICIA	00642272	LAMPARA QUIRURGICA RODABLE	UZUMCU / OL-7MB	B	A			MO	1 REVISIÓN DE BATERÍAS.		1			1			1			1			2.00	
											2 LUBRICACIÓN DE PARTES MÓVILES.		1			1			1			1			2.00	
											3 LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO.		1			1			1			1			2.00	
											4 REVISIÓN Y LIMPIEZA DE LÁMPARA.		1			1			1			1			2.00	
											5 MANTENIMIENTO DE LA PARTE ELÉCTRICA.		1			1			1			1			2.00	
											6 LIMPIEZA DEL SATÉLITE.		1			1			1			1			2.00	
											7 AJUSTES DE PARTES MECÁNICAS.		1			1			1			1			2.00	
											8 MANTENIMIENTO DE GARRUCHAS DE DESPLAZAMIENTO.		1			1			1			1			2.00	
											1 INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO			0.5		0.5			0.5			0.5			1.50	
											2 MANTENIMIENTO DE LA TARJETA ELECTRÓNICA			1			1			1			1		3.00	

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																									
ID	DATOS DEL EQUIPO						DATOS DEL MANTENIMIENTO					PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS													
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJE CUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL DE HORAS HOMBRE
175	CERRO DE PASCO	S. GINECO OBSTETRICIA	00740026	DETECTOR DE LATIDOS FETALES	JUMPER / JPD-200C	B	A	MO	3 REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA						0.5			0.5			0.5			0.5	1.50
									4 VERIFICACIÓN DEL TRANSDUCTOR DE ULTRASONIDO						0.5			0.5			0.5			0.5	1.50
									5 REVISIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA						1			1			1			1	3.00
									6 PRUEBAS GENERALES						0.5			0.5			0.5			0.5	1.50
176	CERRO DE PASCO	S. GINECO OBSTETRICIA	00740047	ELECTROCARDIOGRAFO DE 01 CANAL	CARDIOLINE / AR 1200 ADV	B	A	MO	1 INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO				0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									2 VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA				0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									3 MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS				1			1			1			1			2.00
									4 REVISIÓN DE LAS PANTALLAS LCD Y PANEL DE CONTROL				1			1			1			1			2.00
									5 REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA, PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA Y CAMBIO				1.5			1.5			1.5			1.5			3.00
									6 REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CABLE PACIENTE ECG Y ELECTRODOS PRECORDIALES				2			2			2			2			4.00
									7 MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA TÉRMICA, CAMBIO DE CABEZAL TÉRMICO.				1			1			1			1			2.00
									8 PRUEBAS GENERALES DEL EQUIPO				0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
177	CERRO DE PASCO	S. GINECO OBSTETRICIA	00740994	BALANZA ELECTRONICA CON TALLIMETRO ADULTO	VILLANUEVA / ELIHO	CE	B	MO	1 INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO					0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									2 REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, AJUSTE DE CONTACTOS					0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									3 MANTENIMIENTO DE LA TARJETA ELECTRÓNICA					0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									4 VERIFICACIÓN DE TRANDUCTOR DE PRESIÓN					0.25			0.25			0.25			0.25		0.50
									5 VERIFICACIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES					0.25			0.25			0.25			0.25		0.50
									6 REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE					0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									7 VERIFICACIÓN DEL TALLIMETRO DEL EQUIPO					0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									8 LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE LINEA A TIERRA					0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									9 PRUEBAS GENERALES					0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
178	CERRO DE PASCO	S. GINECO OBSTETRICIA	00740999	BALANZA ELECTRONICA CON TALLIMETRO ADULTO	VILLANUEVA / ELIHO	CE	B	MO	1 INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO						0.5			0.5			0.5			0.5	1.50
									2 REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, AJUSTE DE CONTACTOS						0.5			0.5			0.5			0.5	1.50
									3 MANTENIMIENTO DE LA TARJETA ELECTRÓNICA						0.5			0.5			0.5			0.5	1.50
									4 VERIFICACIÓN DE TRANDUCTOR DE PRESIÓN						0.25			0.25			0.25			0.25	0.75
									5 VERIFICACIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES						0.25			0.25			0.25			0.25	0.75
									6 REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE						0.5			0.5			0.5			0.5	1.50
									7 VERIFICACIÓN DEL TALLIMETRO DEL EQUIPO						0.5			0.5			0.5			0.5	1.50
									8 LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE LINEA A TIERRA						0.5			0.5			0.5			0.5	1.50
									9 PRUEBAS GENERALES						0.5			0.5			0.5			0.5	1.50
179	CERRO DE PASCO	S. GINECO OBSTETRICIA	00741409	ECOGRAFO PORTATIL	TOSHIBA / SSA-510 A	B	A	MO	1 INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO				0.6			0.6			0.6			0.6			1.20
									2 VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA				0.6			0.6			0.6			0.6			1.20
									3 MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS				0.6			0.6			0.6			0.6			1.20
									4 MANTENIMIENTO DE LA PANTALLA LCD Y PANEL DE CONTROL, LIMPIEZA DEL TECLADO ALFANUMÉRICO				0.6			0.6			0.6			0.6			1.20
									5 REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TRANSDUCTORES CONVEXO, LINEAL, INTERCAVITARIA				0.6			0.6			0.6			0.6			1.20
									6 LIMPIEZA DE VENTILADORES Y FILTROS INTERNOS				0.6			0.6			0.6			0.6			1.20
									7 MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL, MANTENIMIENTO DEL ESTABILIZADOR DE VOLTAJE				0.6			0.6			0.6			0.6			1.20
									8 MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA TÉRMICA				0.6			0.6			0.6			0.6			1.20
									9 VERIFICACIÓN DE LOS MODOS DE TRABAJO				0.6			0.6			0.6			0.6			1.20
									10 PRUEBAS GENERALES				0.6			0.6			0.6			0.6			1.20

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																													
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO							PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS											TOTAL DE HORAS HOMBRE			
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJE CUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N	D	
180	CERRO DE PASCO	S. GINECO OBSTETRICIA	00741432	ECOGRAFO DOPPLER COLOR 4D	TOSHIBA / SSA-780A	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO								0.8			0.8			0.8			0.8		1.60
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA								0.8			0.8			0.8			0.8		1.60
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS								0.8			0.8			0.8			0.8		1.60
									4	MANTENIMIENTO DE LA PANTALLA LCD Y PANEL DE CONTROL, LIMPIEZA DEL TECLADO ALFANUMÉRICO								0.8			0.8			0.8			0.8		1.60
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TRANSDUCTORES CONVEXO, LINEAL, INTERCAVITARIA								0.8			0.8			0.8			0.8		1.60
									6	LIMPIEZA DE VENTILADORES Y FILTROS INTERNOS								0.8			0.8			0.8			0.8		1.60
									7	MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL, MANTENIMIENTO DEL ESTABILIZADOR DE VOLTAJE								0.8			0.8			0.8			0.8		1.60
									8	MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA TÉRMICA								0.8			0.8			0.8			0.8		1.60
									9	VERIFICACIÓN DE LOS MODOS DE TRABAJO								0.8			0.8			0.8			0.8		1.60
									10	PRUEBAS GENERALES								0.8			0.8			0.8			0.8		1.60
181	CERRO DE PASCO	S. GINECO OBSTETRICIA	00741442	COLPOSCOPIO	OLYMPUS / OCS-500	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO									1			1			1			3.00	
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS									1			1			1			1	3.00
									3	MANTENIMIENTO DEL CABEZAL ÓPTICO Y LIMPIEZA									2			2			2			2	6.00
									4	LIMPIEZA DE OCULARES Y OBJETIVO, LIMPIEZA DE FILTROS									1			1			1			1	3.00
									5	MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE LUZ HALÓGENA									2			2			2			2	6.00
									6	VERIFICACIÓN DEL CABLE DE FIBRA ÓPTICA									2			2			2			2	6.00
									7	VERIFICACIÓN Y AJUSTES DEL SISTEMA MECÁNICO									2			2			2			2	6.00
									8	VERIFICACIÓN DEL SOPORTE DE PISO Y GARRUCHAS DE DESPLAZAMIENTO									3			3			3			3	9.00
									9	LIMPIEZA EXTERNA									1			1			1			1	3.00
									10	PRUEBAS GENERALES									1			1			1			1	3.00
182	CERRO DE PASCO	S. GINECO OBSTETRICIA	00743283	MONITOR FETAL	BISTOS / BT-350	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO							0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA							1.5			1.5			1.5			1.5			3.00
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO							2			2			2			2			4.00
									4	REVISIÓN DE LA PANTALLA LCD, LIMPIEZA DE PULSADORES							1.5			1.5			1.5			1.5			3.00
									5	MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA TÉRMICA							1			1			1			1			2.00
									6	REVISIÓN Y CAMBIO DE LOS TRANSDUCTORES DE ULTRASONIDO Y TOCODINAMÓMETRO							0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									7	VERIFICACIÓN DE LA BATERÍA INTERNA Y PRUEBAS DE AUTONOMÍA DE CARGA							0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									8	PRUEBAS GENERALES							0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
183	CERRO DE PASCO	S. GINECO OBSTETRICIA	00743284	MONITOR FETAL	BISTOS / BT-350	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO								1.5			1.5			1.5			1.5		3.00
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA								1.5			1.5			1.5			1.5		3.00
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO								1.5			1.5			1.5			1.5		3.00
									4	REVISIÓN DE LA PANTALLA LCD, LIMPIEZA DE PULSADORES								1.5			1.5			1.5			1.5		3.00
									5	MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA TÉRMICA								1.5			1.5			1.5			1.5		3.00
									6	REVISIÓN Y CAMBIO DE LOS TRANSDUCTORES DE ULTRASONIDO Y TOCODINAMÓMETRO								1.5			1.5			1.5			1.5		3.00
									7	VERIFICACIÓN DE LA BATERÍA INTERNA Y PRUEBAS DE AUTONOMÍA DE CARGA								1.5			1.5			1.5			1.5		3.00
									8	PRUEBAS GENERALES								1.5			1.5			1.5			1.5		3.00
184	CERRO DE PASCO	S. GINECO OBSTETRICIA	00744075	DETECTOR DE LATIDOS FETALES	EDAN INSTRUMENTS / SD-5	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO									0.5			0.5			0.5			1.50	
									2	MANTENIMIENTO DE LA TARJETA ELECTRÓNICA									1			1			1			1	3.00
									3	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA									0.5			0.5			0.5			0.5	1.50
									4	VERIFICACIÓN DEL TRANSDUCTOR DE ULTRASONIDO									0.5			0.5			0.5			0.5	1.50

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																													
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO							PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS														
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJE CUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL DE HORAS HOMBRE							
									5	REVISIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA									1			1			1			3.00	
									6	PRUEBAS GENERALES									0.5			0.5			0.5			1.50	
185	CERRO DE PASCO	S. GINECO OBSTETRICIA	00744076	MONITOR FETAL	EDAN INSTRUMENTS / F3	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO							1			1			1			1		2.00	
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA							1			1			1			1			2.00
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO							1			1			1			1			2.00
									4	REVISIÓN DE LA PANTALLA LCD, LIMPIEZA DE PULSADORES							1			1			1			1			2.00
									5	MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA TÉRMICA							1			1			1			1			2.00
									6	REVISIÓN Y CAMBIO DE LOS TRANSDUCTORES DE ULTRASONIDO Y TOCODINAMÓMETRO							1			1			1			1			2.00
									7	VERIFICACIÓN DE LA BATERÍA INTERNA Y PRUEBAS DE AUTONOMÍA DE CARGA							1			1			1			1			2.00
									8	PRUEBAS GENERALES							1			1			1			1			2.00
186	CERRO DE PASCO	S. GINECO OBSTETRICIA	00989194	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 5 PARÁMETROS	DRÄGER / VISTA 120	B	A	MO	1	INSPECCIÓN FÍSICA DEL EQUIPO CON SUS COMPONENTES Y ACCESORIOS.								0.72			0.72		0.72			0.72	1.44		
									2	VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL EQUIPO INTERNA Y EXTERNA.								0.73			0.73			0.73			0.73	1.46	
									3	VERIFICACIÓN, PRUEBA Y/O CAMBIO DE BATERÍAS.								0.73			0.73			0.73			0.73	1.46	
									4	MANTENIMIENTO DEL REGISTRADOR.								0.73			0.73			0.73			0.73	1.46	
									5	MANTENIMIENTO DEL ESTABILIZADOR.								0.73			0.73			0.73			0.73	1.46	
									6	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y/O CAMBIO DE CABLE ECG Y TRONCAL.								0.73			0.73			0.73			0.73	1.46	
									7	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE RESPIRACIÓN.								0.73			0.73			0.73			0.73	1.46	
									8	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE PRESIÓN NO INVASIVA.								0.73			0.73			0.73			0.73	1.46	
									9	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y/O CAMBIO DE SENSOR DE SATURACIÓN DE OXÍGENO.								0.73			0.73			0.73			0.73	1.46	
									10	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE TEMPERATURA.								0.72			0.72			0.72			0.72	1.44	
									11	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD.								0.72			0.72			0.72			0.72	1.44	
187	CERRO DE PASCO	S. GINECO OBSTETRICIA	00989197	ECOGRAFO GINECO OBSTETRICO	MINDRAY / DC-70	B	A	MO	1	INSPECCIONES GENERALES DEL EQUIPO CON SUS COMPONENTES Y ACCESORIOS.									1.2			1.2		1.2		1.2	3.60		
									2	DESMONTAJE DEL GABINETE Y LIMPIEZA INTERNA.									1.2			1.2			1.2			1.2	3.60
									3	DESMONTAJE DEL MONITOR/ TECLADO Y LIMPIEZA INTERNA.									1.2			1.2			1.2			1.2	3.60
									4	REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE OPERACIÓN BÁSICA.									1.2			1.2			1.2			1.2	3.60
									5	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE LOS TRANSDUCTORES.									1.2			1.2			1.2			1.2	3.60
									6	INSPECCIÓN MECÁNICA.									1.2			1.2			1.2			1.2	3.60
									7	MANTENIMIENTO DE VIDEO IMPRESORA.									1.2			1.2			1.2			1.2	3.60
									8	REVISIÓN DE LA CALIDAD DE IMAGEN.									1.2			1.2			1.2			1.2	3.60
									9	LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DEL EQUIPO.									1.2			1.2			1.2			1.2	3.60
									10	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL UPS.									1.2			1.2			1.2			1.2	3.60
188	CERRO DE PASCO	S. GINECO OBSTETRICIA	00989253	LAMPARA QUIRURGICA RODABLE	AEONMED / OLM 9550	B	A	MO	1	REVISIÓN DEL ESTADO Y CONSERVACIÓN FÍSICA DEL EQUIPO Y SUS COMPONENTES.							0.75			0.75		0.75		0.75			1.50		
									2	VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA MECÁNICO DEL EQUIPO.							0.75			0.75		0.75		0.75			1.50		
									3	VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DEL EQUIPO.							0.75			0.75		0.75		0.75			1.50		
									4	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE REGULACION DE INTENSIDAD DE LUZ.							0.75			0.75		0.75		0.75			1.50		
									5	VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGIA ALTERNA.							0.75			0.75		0.75		0.75			1.50		
									6	VERIFICACIÓN DE LA ESTABILIDAD DEL POSICIONAMIENTO DEL SISTEMA MECÁNICO.							0.75			0.75		0.75		0.75			1.50		
									7	VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS LEDS DEL CABEZAL DE LA LÁMPARA.							0.75			0.75		0.75		0.75			1.50		
									8	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.							0.75			0.75		0.75		0.75			1.50		

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																												
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO							PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS													
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ UIP.	CRITIC ID AD	MO DALI DAD EJE CUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL DE HORAS HOMBRE
189	CERRO DE PASCO	S. GINECO OBSTETRICIA	00989259	MESA DE PARTOS ELECTRICA	METAX / E-640 PLUS	B	M	MO	1	REVISIÓN DEL ESTADO INTEGRAL DEL EQUIPO.			0.5			0.5						0.5			0.5			1.00
									2	LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS.			0.5			0.5						0.5			0.5			1.00
									3	AJUSTES MECÁNICOS, ELÉCTRICOS Y ELECTRONICOS.			0.5			0.5						0.5			0.5			1.00
									4	PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.			0.5			0.5						0.5			0.5			1.00
									5	REVISIÓN DE BATERIA.			0.5			0.5						0.5			0.5			1.00
									6	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.			0.5			0.5						0.5			0.5			1.00
									7	REVISIÓN DE LAS GARRUCHAS.			0.5			0.5						0.5			0.5			1.00
									8	LIMPIEZA SUPERFICIAL.			0.5			0.5						0.5			0.5			1.00
190	CERRO DE PASCO	S. GINECO OBSTETRICIA	01224227	PULSIOXIMETRO	NONIN / 7500	B	A	MO	1	VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN UNIVERSAL Y BATERIA RECARGABLE DEL EQUIPO.	0.57				0.57						0.57			0.57				1.14
									2	VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN INTERNA DEL EQUIPO.	0.57				0.57						0.57			0.57				1.14
									3	REVISIÓN DE LA TARJETA DIGITAL Y ANALOGA DE LA SEÑAL DE PULSIOXIMETRIA	0.57				0.57					0.57			0.57				1.14	
									4	REVISIÓN DE LOS SENSORES DE PULSIOXIMETRIA, CAMBIO SI LO REQUIERE	0.58				0.58					0.58			0.58				1.16	
									5	REVISIÓN DEL TECLADO, PARLANTE Y PANTALLA LED	0.57				0.57					0.57			0.57				1.14	
									6	REVISIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE ALARMAS, FECHAS Y HORA DE ACUERDO AL MANUAL DE USUARIO Y SERVICIO	0.57				0.57					0.57			0.57				1.14	
									7	DESMONTAJE TOTAL, MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL	0.57				0.57					0.57			0.57				1.14	
191	CERRO DE PASCO	S. GINECO OBSTETRICIA	01224228	PULSIOXIMETRO	NONIN / 7500	B	A	MO	1	VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN UNIVERSAL Y BATERIA RECARGABLE DEL EQUIPO.		0.57			0.57					0.57			0.57			0.57		1.14
									2	VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN INTERNA DEL EQUIPO.		0.57			0.57					0.57			0.57			0.57		1.14
									3	REVISIÓN DE LA TARJETA DIGITAL Y ANALOGA DE LA SEÑAL DE PULSIOXIMETRIA		0.57			0.57					0.57			0.57			0.57		1.14
									4	REVISIÓN DE LOS SENSORES DE PULSIOXIMETRIA, CAMBIO SI LO REQUIERE		0.58			0.58					0.58			0.58			0.58		1.16
									5	REVISIÓN DEL TECLADO, PARLANTE Y PANTALLA LED		0.57			0.57					0.57			0.57			0.57		1.14
									6	REVISIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE ALARMAS, FECHAS Y HORA DE ACUERDO AL MANUAL DE USUARIO Y SERVICIO		0.57			0.57					0.57			0.57			0.57		1.14
									7	DESMONTAJE TOTAL, MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL		0.57			0.57					0.57			0.57			0.57		1.14
192	CERRO DE PASCO	S. MEDICINA	00392275	ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL	MEDI PUMP / 1133-2	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO				0.5			0.5						0.5			0.5		1.50
									2	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LINEA TIERRA DEL EQUIPO				0.5			0.5						0.5			0.5		1.50
									3	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO				0.5			0.5						0.5			0.5		1.50
									4	MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE VACIO Y DIAFRAGMAS				0.5			0.5						0.5			0.5		1.50
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL DUCTOS Y MANGUERAS				0.5			0.5						0.5			0.5		1.50
									6	VERIFICACIÓN DE VACUÓMETRO, REGULADOR Y TAPA DE FRASCO				0.5			0.5						0.5			0.5		1.50
									7	LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACION Y/O CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL /HIDROFÓBICO				0.5			0.5						0.5			0.5		1.50
									8	VERIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, PRUEBAS GENERALES				0.5			0.5						0.5			0.5		1.50
193	CERRO DE PASCO	S. MEDICINA	00392361	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	GOMCO / 3040	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	0.5				0.5					0.5			0.5					1.00
									2	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LINEA TIERRA DEL EQUIPO	0.5				0.5					0.5			0.5					1.00
									3	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO	0.5				0.5					0.5			0.5					1.00
									4	MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE VACIO Y DIAFRAGMAS	0.5				0.5					0.5			0.5					1.00
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL DUCTOS Y MANGUERAS	0.5				0.5					0.5			0.5					1.00
									6	VERIFICACIÓN DE VACUÓMETRO, REGULADOR Y TAPA DE FRASCO	0.5				0.5					0.5			0.5					1.00
									7	LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACION Y/O CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL /HIDROFÓBICO	0.5				0.5					0.5			0.5					1.00

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO		PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS													TOTAL DE HORAS HOMBRE
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJEC UCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
									8 VERIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, PRUEBAS GENERALES	0.5			0.5			0.5			0.5				1.00
194	CERRO DE PASCO	S. MEDICINA	00392732	ELECTROCARDIOGRAFO DE 01 CANAL	BURDICK / EK 10	B	A	MO	1 INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	0.5			0.5			0.5			0.5				1.00
									2 VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA	0.5			0.5			0.5			0.5				1.00
									3 MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS	1			1			1			1				2.00
									4 REVISIÓN DE LAS PANTALLAS LCD Y PANEL DE CONTROL	1			1			1			1				2.00
									5 REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA Y PRUEBAS DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE	1.5			1.5			1.5			1.5				3.00
									6 REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CABLE PACIENTE ECG Y ELECTRODOS PRECORDIALES	2			2			2			2				4.00
									7 MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA TÉRMICA, CAMBIO DE CABEZAL TÉRMICO.	1			1			1			1				2.00
									8 PRUEBAS GENERALES DEL EQUIPO	0.5			0.5			0.5			0.5				1.00
195	CERRO DE PASCO	S. MEDICINA	00403132	VENTILADOR VOLUMETRICO + PCV BASICO	PURITAN BENNETT / 840	B	A	MO	1 INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	1			1			1			1				2.00
									2 VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS.	1.5			1.5			1.5			1.5				3.00
									3 MANTENIMIENTO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN	1			1			1			1				2.00
									4 REVISIÓN DE LA PANTALLA TÁCTIL Y PERILLA DE SELECCIÓN	1.5			1.5			1.5			1.5				3.00
									5 REVISIÓN DE SENSOR DE OXIGENO, VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE FLUJO, CAMBIO SI LO REQUIERE	1.5			1.5			1.5			1.5				3.00
									6 REVISIÓN DEL SISTEMA ESPIRATORIO, VERIFICACIÓN DE ELECTROVÁLVULA Y SENSOR DE FLUJO ESPIRATORIO	1.5			1.5			1.5			1.5				3.00
									7 REVISIÓN DE SENSOR DE OXIGENO, VERIFICACIÓN DEL FILTRO ESPIRATORIO	1.5			1.5			1.5			1.5				3.00
									8 MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR ELÉCTRICO Y LIMPIEZA DEL FILTRO, REVISIÓN Y CAMBIO DE BATERÍAS INTERNAS	2			2			2			2				4.00
									9 PRUEBA DEL ATC (AUTO TEST CORTO)	1.5			1.5			1.5			1.5				3.00
									10 VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LOS MODOS VENTILATORIOS, CAMBIO DE CIRCUITO PACIENTE	1.5			1.5			1.5			1.5				3.00
									11 LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DEL EQUIPO	1.5			1.5			1.5			1.5				3.00
196	CERRO DE PASCO	S. MEDICINA	00403663	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS	DIXTAL / DX 2020	B	A	MO	1 INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO		0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									2 DESMONTAJE DEL EQUIPO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL MANUAL TÉCNICO		0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									3 LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, MANTENIMIENTO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, CONTACTOS Y PINES		0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									4 MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEL EQUIPO		0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									5 REVISIÓN DE LOS MÓDULOS FUNCIONALES Y CONECTORES		0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									6 MANTENIMIENTO DEL CABEZAL DE IMPRESORA TÉRMICA Y LIMPIEZA		0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									7 VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LA BATERÍA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE		1.5			1.5			1.5			1.5			3.00
									8 REVISIÓN DE LA PANTALLA LCD, LIMPIEZA DE PULSADORES		0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									9 VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE SATURACIÓN, BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA, CAMBIO SI REQUIERE		0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									10 VERIFICACIÓN DEL CABLE DE ECG Y SENSOR DE TEMPERATURA, CAMBIO SI REQUIERE		1.5			1.5			1.5			1.5			3.00
									11 VERIFICACIÓN DE LÍNEA A TIERRA		0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									12 PRUEBAS GENERALES DEL EQUIPO		0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
197	CERRO DE PASCO	S. MEDICINA	00403665	PULSIOXIMETRO	GENERAL ELECTRIC / TRUSAT	B	A	MO	1 INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO												0.16		0.16
									2 VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA												0.17		0.17
									3 MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO												0.17		0.17
									4 MANTENIMIENTO DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES												0.17		0.17

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																															
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO					PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS											TOTAL DE HORAS HOMBRE							
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRITIC ID AD	MODALIDAD EJECUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N	D					
									5	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE															0.17	0.17					
									6	REVISIÓN, LIMPIEZA Y CAMBIO DEL SENSOR DE SATURACIÓN. PRUEBAS GENERALES																0.16	0.16				
198	CERRO DE PASCO	S. MEDICINA	00741153	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	CAMI / NEW HOSPIVAC 350	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO					0.5			0.5			0.5			0.5			1.00				
									2	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LÍNEA TIERRA DEL EQUIPO					0.5			0.5			0.5			0.5			1.00				
									3	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO					0.5			0.5			0.5			0.5			1.00				
									4	MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE VACÍO Y DIAFRAGMAS					0.5			0.5			0.5			0.5			1.00				
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL DUCTOS Y MANGUERAS					0.5			0.5			0.5			0.5			1.00				
									6	VERIFICACIÓN DE VACUÓMETRO, REGULADOR Y TAPA DE FRASCO					0.5			0.5			0.5			0.5			1.00				
									7	LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACION Y/O CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL /HIDROFÓBICO					0.5			0.5			0.5			0.5			1.00				
									8	VERIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, PRUEBAS GENERALES					0.5			0.5			0.5			0.5			1.00				
199	CERRO DE PASCO	S. MEDICINA	00989151	ESPIROMETRO PORTÁTIL COMPUTARIZADO	MIR / SPIROLAB	B	M	MO	1	INSPECCIONES DEL EQUIPO.					1.5			1.5			1.5			1.5			3.00				
									2	INSPECCIONES O REVISIONES GLOBALES Y ESPECÍFICAS DEL EQUIPO.					1.5			1.5			1.5			1.5			3.00				
									3	VERIFICACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO.					1.5			1.5			1.5			1.5			3.00				
									4	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.					1.5			1.5			1.5			1.5			3.00				
200	CERRO DE PASCO	S. MEDICINA	00989237	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACIÓN EMERGENCIA	METAX / M-720 PLUS	B	M	MO	1	INSPECCIÓN FÍSICA DEL EQUIPO.					1			1			1			1			2.00				
									2	REVISIÓN DE LA BASE Y GARRUCHAS.					1			1			1			1			2.00				
									3	LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS.					1			1			1			1			2.00				
									4	AJUSTES MECÁNICOS, NEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS.					1			1			1			1			2.00				
									5	REVISIÓN DE PARTES HIDRÁULICAS.					1			1			1			1			2.00				
									6	REVISIÓN DE MOVIMIENTOS DE CAMA.					1			1			1			1			2.00				
									7	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE BALÓN DE OXÍGENO Y ACCESORIOS.					1			1			1			1			2.00				
									8	LIMPIEZA SUPERFICIAL.					1			1			1			1			2.00				
201	CERRO DE PASCO	S. MEDICINA	00989238	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION EMERGENCIA	METAX / M-720 PLUS	B	M	MO	1	INSPECCIÓN FÍSICA DEL EQUIPO.						0.75			0.75			0.75			0.75			1.50			
									2	REVISIÓN DE LA BASE Y GARRUCHAS.						0.75			0.75			0.75			0.75			0.75			1.50
									3	LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS.						0.75			0.75			0.75			0.75			0.75			1.50
									4	AJUSTES MECÁNICOS, NEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS.						0.75			0.75			0.75			0.75			0.75			1.50
									5	REVISIÓN DE PARTES HIDRÁULICAS.						0.75			0.75			0.75			0.75			0.75			1.50
									6	REVISIÓN DE MOVIMIENTOS DE CAMA.						0.75			0.75			0.75			0.75			0.75			1.50
									7	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE BALÓN DE OXÍGENO Y ACCESORIOS.						0.75			0.75			0.75			0.75			0.75			1.50
									8	LIMPIEZA SUPERFICIAL.						0.75			0.75			0.75			0.75			0.75			1.50
202	CERRO DE PASCO	S. MEDICINA	00989245	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION EMERGENCIA	METAX / M-720 PLUS	B	M	MO	1	INSPECCIÓN FÍSICA DEL EQUIPO.							1.5			1.5			1.5			1.5	4.50				
									2	REVISIÓN DE LA BASE Y GARRUCHAS.							1.5			1.5			1.5			1.5			1.5	4.50	
									3	LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS.							1.5			1.5			1.5			1.5			1.5	4.50	
									4	AJUSTES MECÁNICOS, NEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS.							1.5			1.5			1.5			1.5			1.5	4.50	
									5	REVISIÓN DE PARTES HIDRÁULICAS.							1.5			1.5			1.5			1.5			1.5	4.50	
									6	REVISIÓN DE MOVIMIENTOS DE CAMA.							1.5			1.5			1.5			1.5			1.5	4.50	
									7	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE BALÓN DE OXÍGENO Y ACCESORIOS.							1.5			1.5			1.5			1.5			1.5	4.50	
									8	LIMPIEZA SUPERFICIAL.							1.5			1.5			1.5			1.5			1.5	4.50	
									1	INSPECCIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN FÍSICA DEL EQUIPO Y SUS COMPONENTES.					0.57			0.57			0.57			0.57			1.14				
									2	PRUEBA DE ENCENDIDO DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO.					0.57			0.57			0.57			0.57			0.57			1.14	
									3	DESMONTAJE Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICOS Y DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS.					0.57			0.57			0.57			0.57			0.57			1.14	

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																																									
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO							PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												TOTAL DE HORAS HOMBRE														
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRITICIDAD	MODALIDAD EJECUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D													
203	CERRO DE PASCO	S. MEDICINA	00989350	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 07 PARAMETROS	MINDRAY / EPM 15M	B	A	MO	4	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE ECG/FRECUENCIA RESPIRATORIA.							0.58			0.58			0.58			0.58			1.16												
									5	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA SATURACIÓN DE OXIGENO SPO2							0.58			0.58			0.58			0.58				1.16											
									6	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONMIENTO DE LA PRESIÓN NO INVASIVA (NIBP).							0.57			0.57			0.57			0.57				1.14											
									7	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL PARÁMETRO CO2							0.57			0.57			0.57			0.57				1.14											
									8	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL PARÁMETRO PRESIÓN SANGUINEA INVASIVA (IBP)							0.57			0.57			0.57			0.57				1.14											
									9	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL PARÁMETRO TEMPERATURA							0.57			0.57			0.57			0.57				1.14											
									10	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS DEL MONITOR							0.57			0.57			0.57			0.57				1.14											
									11	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ALTERNO DE ENERGIA (BATERIAS)							0.57			0.57			0.57			0.57				1.14											
									12	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRADOR TÉRMICO							0.57			0.57			0.57			0.57				1.14											
									13	PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.							0.57			0.57			0.57			0.57				1.14											
									14	LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL ESTABILIZADOR DE VOLTAJE							0.57			0.57			0.57			0.57				1.14											
									204	CERRO DE PASCO	S. MEDICINA	00989351	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 07 PARAMETROS	MINDRAY / EPM 15M	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN FISICA DEL EQUIPO Y SUS COMPONENTES.								0.42			0.42			0.42			0.42		0.84			
																		2	PRUEBA DE ENCENDIDO DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO.								0.43			0.43			0.43			0.43			0.43		0.86
																		3	DESMONTAJE Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICOS Y DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS.								0.43			0.43			0.43			0.43			0.43		0.86
4	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE ECG/FRECUENCIA RESPIRATORIA.																	0.43			0.43			0.43			0.43			0.43		0.86									
5	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA SATURACIÓN DE OXIGENO SPO2																	0.43			0.43			0.43			0.43			0.43		0.86									
6	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONMIENTO DE LA PRESIÓN NO INVASIVA (NIBP).																	0.43			0.43			0.43			0.43			0.43		0.86									
7	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL PARÁMETRO CO2																	0.43			0.43			0.43			0.43			0.43		0.86									
8	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL PARÁMETRO PRESIÓN SANGUINEA INVASIVA (IBP)																	0.43			0.43			0.43			0.43			0.43		0.86									
9	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL PARÁMETRO TEMPERATURA																	0.43			0.43			0.43			0.43			0.43		0.86									
10	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS DEL MONITOR																	0.43			0.43			0.43			0.43			0.43		0.86									
11	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ALTERNO DE ENERGIA (BATERIAS)																	0.43			0.43			0.43			0.43			0.43		0.86									
12	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRADOR TÉRMICO																	0.43			0.43			0.43			0.43			0.43		0.86									
13	PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.																	0.43			0.43			0.43			0.43			0.43		0.86									
14	LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL ESTABILIZADOR DE VOLTAJE																	0.42			0.42			0.42			0.42			0.42		0.84									
205	CERRO DE PASCO	S. MEDICINA	00989990	CONCENTRADOR DE OXIGENO DE 10 LPM	OLIVE / OLV-10	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO.									1			1			1			1	3.00												
									2	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LÍNEA TIERRA DEL EQUIPO.									1			1			1			1		3.00											
									3	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO.									1			1			1			1		3.00											
									4	MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE VACÍO Y DIAFRAGMAS.									1			1			1			1		3.00											
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL DUCTOS Y MANGUERAS.									1			1			1			1		3.00											
									6	VERIFICACIÓN DE FLUJÓMETRO Y FRASCO DE HUMIDIFICADOR.									1			1			1			1		3.00											
									7	LIMPIEZA GENERAL.									1			1			1			1		3.00											
									8	VERIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, PRUEBAS GENERALES.									1			1			1			1		3.00											
									1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO.								0.5			0.5			0.5			1.00														
									2	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LÍNEA TIERRA DEL EQUIPO.								0.5			0.5			0.5			0.5			1.00											

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																																	
ID	DATOS DEL EQUIPO								DATOS DEL MANTENIMIENTO										PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												TOTAL DE HORAS HOMBRE		
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRITIC ID AD	MODALIDAD EJECUCION	ACTIVIDADES A REALIZAR										E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
206	CERRO DE PASCO	S. MEDICINA	00989991	CONCENTRADOR DE OXIGENO DE 10 LPM	OLIVE / OLV-10	B	M	MO	3	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO.											0.5			0.5			0.5			0.5		1.00	
									4	MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE VACÍO Y DIAFRAGMAS.											0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE DUCTOS Y MANGUERAS.											0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									6	VERIFICACIÓN DE FLUJÓMETRO Y FRASCO DE HUMIDIFICADOR.											0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									7	LIMPIEZA GENERAL.											0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									8	VERIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, PRUEBAS GENERALES.											0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
207	CERRO DE PASCO	S. MEDICINA	01220047	PULSIOXIMETRO	CHARMCARE / ACCURO	B	A	MO	1	VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN UNIVERSAL Y BATERIA RECARGABLE DEL EQUIPO.												0.57			0.57			0.57		0.57	1.71		
									2	VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN INTERNA DEL EQUIPO.												0.57			0.57			0.57			0.57	1.71	
									3	REVISIÓN DE LA TARJETA DIGITAL Y ANALOGA DE LA SEÑAL DE PULSIOXIMETRIA												0.57			0.57			0.57			0.57	1.71	
									4	REVISIÓN DE LOS SENSORES DE PULSIOXIMETRIA, CAMBIO SI LO REQUIERE												0.58			0.58			0.58			0.58	1.74	
									5	REVISIÓN DEL TECLADO, PARLANTE Y PANTALLA LED												0.57			0.57			0.57			0.57	1.71	
									6	REVISIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE ALARMAS, FECHAS Y HORA DE ACUERDO AL MANUAL DE USUARIO Y SERVICIO												0.57			0.57			0.57			0.57	1.71	
									7	DESMONTAJE TOTAL, MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL												0.57			0.57			0.57			0.57	1.71	
208	CERRO DE PASCO	S. MEDICINA FÍSICA Y REHA.	00403462	EQUIPO DE ELECTROTERAPIA DE CORRIENTES MULTIPLES	CHATTANOOGA / 2772MC	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO										0.5			0.5			0.5			0.5			1.00	
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA										1			1			1			1				2.00
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS										1			1			1			1				2.00
									4	REVISIÓN DE LAS PANTALLAS LCD ,PANEL DE CONTROL Y PERILLA DE SELECCIÓN										1			1			1			1				2.00
									5	REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL CABEZAL DE ULTRASONIDO										1			1			1			1				2.00
									6	REVISIÓN, LIMPIEZA Y CAMBIO DE CABLE PARA ELECTROTERAPIA										1			1			1			1				2.00
									7	REVISIÓN, LIMPIEZA Y CAMBIO DE ELECTRODOS PARA ELECTROTERAPIA										1			1			1			1				2.00
									8	LIMPIEZA EXTERNA										1			1			1			1				2.00
									9	PRUEBAS GENERALES										0.5			0.5			0.5			0.5				
209	CERRO DE PASCO	S. MEDICINA FÍSICA Y REHA.	00403518	EQUIPO DE ULTRASONIDO TERAPEUTICO	CHATTANOOGA / 2778	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO											1			1			1			1	2.00		
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA											2			2			2			2			4.00
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS											2			2			2			2			4.00
									4	REVISIÓN DE LAS PANTALLAS LCD ,PANEL DE CONTROL Y PERILLA DE SELECCIÓN											2			2			2			2			4.00
									5	REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL CABEZAL DE ULTRASONIDO											1			1			1			1			2.00
									6	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CABLE CONDUCTOR DE ESTIMULACIÓN, REVISIÓN Y LIMPIEZA DE ELECTRODOS DE CARBÓN											2			2			2			2			4.00
									7	LIMPIEZA EXTERNA, PRUEBAS GENERALES											2			2			2			2			4.00
210	CERRO DE PASCO	S. MEDICINA FÍSICA Y REHA.	00403519	EQUIPO DE ULTRASONIDO TERAPEUTICO	CHATTANOOGA / 2778	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO												1			1			1		3.00			
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA												2			2			2			2		6.00
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS												2			2			2			2		6.00
									4	REVISIÓN DE LAS PANTALLAS LCD ,PANEL DE CONTROL Y PERILLA DE SELECCIÓN												2			2			2			2		6.00
									5	REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL CABEZAL DE ULTRASONIDO												2			2			2			2		6.00
									6	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CABLE CONDUCTOR DE ESTIMULACIÓN, REVISIÓN Y LIMPIEZA DE ELECTRODOS DE CARBÓN												2			2			2			2		6.00
									7	LIMPIEZA EXTERNA, PRUEBAS GENERALES												1			1			1			1		3.00
									1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO										0.5			0.5			0.5			0.5			1.00	

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																													
ID	DATOS DEL EQUIPO								DATOS DEL MANTENIMIENTO				PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												TOTAL DE HORAS HOMBRE				
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRITICIDAD	MODALIDAD EJECUCION	ACTIVIDADES A REALIZAR				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
222	CERRO DE PASCO	S. PATOLOGÍA CLÍNICA	00392182	INCUBADORA PARA LABORATORIO	MEMMERT / BE-400	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO						1			1			1			1	3.00			
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS						2			2			2			2			2	6.00
									3	VERIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR DE MERCURIO						2			2			2			2			2	6.00
									4	LIMPIEZA DEL SENSOR DE TEMPERATURA						2			2			2			2			2	6.00
									5	LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE INCUBACIÓN						1			1			1			1			1	3.00
									6	REVISIÓN DE LA RESISTENCIAS ELÉCTRICAS						2			2			2			2			2	6.00
									7	VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA						1			1			1			1			1	3.00
									8	PRUEBAS GENERALES						1			1			1			1			1	3.00
223	CERRO DE PASCO	S. PATOLOGÍA CLÍNICA	00393312	CENTRIFUGA DE MESA (90 A 120 ML)	BOECO / C-28	B	M	MO	1	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS, DESCARTE DE SOLDADURAS FRÍAS				0.5			0.5			0.5		0.5			1.00				
									2	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LÍNEA A TIERRA, AJUSTE DE CONTACTOS				1			1			1			1			1		2.00	
									3	VERIFICACIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y AJUSTES MECÁNICOS				1			1			1			1			1		2.00	
									4	REVISIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES				1			1			1			1			1		2.00	
									5	LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE CENTRIFUGADO				1			1			1			1			1		2.00	
									6	REVISIÓN , LIMPIEZA Y AJUSTES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE CIERRE DE PUERTA				1			1			1			1			1		2.00	
									7	VERIFICACIÓN DE LAS REVOLUCIONES DEL MOTOR CON TACÓMETRO ELECTRÓNICO				1			1			1			1			1		2.00	
									8	PRUEBAS GENERALES				1			1			1			1			1		2.00	
									9	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO				0.5			0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
224	CERRO DE PASCO	S. PATOLOGÍA CLÍNICA	00402470	MICROSCOPIO BINOCULAR	OLYMPUS / CX-31	B	B	MO	9	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO					0.5			0.5			0.5			0.5	1.00				
									1	MANTENIMIENTO DE LA TARJETA ELECTRÓNICA					0.5			0.5			0.5			0.5			0.5	1.00	
									2	REVISIÓN DE LA LÁMPARA HALÓGENA					0.5			0.5			0.5			0.5			0.5	1.00	
									3	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ÓPTICO					0.5			0.5			0.5			0.5			0.5	1.00	
									4	REVISIÓN DE LOS OBJETIVOS					0.5			0.5			0.5			0.5			0.5	1.00	
									5	LIMPIEZA DE LOS OCULARES					0.5			0.5			0.5			0.5			0.5	1.00	
									6	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CONDENSADOR					0.5			0.5			0.5			0.5			0.5	1.00	
									7	LIMPIEZA DEL MICRÓMETRO Y MACRÓMETRO					0.25			0.25			0.25			0.25			0.25		0.50
8	PRUEBAS GENERALES					0.25			0.25			0.25			0.25			0.25		0.50									
225	CERRO DE PASCO	S. PATOLOGÍA CLÍNICA	00402764	CONGELADOR VERTICAL DE -20°C	SOLFARMA / CPLV-16	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO						2			2			2			2	6.00			
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA						2.5			2.5			2.5			2.5			2.5	7.50
									3	MANTENIMIENTO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y DEL PANEL DE CONTROL						2			2			2			2			2	6.00
									4	MANTENIMIENTO DEL MOTO-COMPRESOR ELÉCTRICO , VERIFICACIÓN DEL GAS REFRIGERANTE						2			2			2			2			2	6.00
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE MOTORES ELÉCTRICOS						2			2			2			2			2	6.00
									6	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SERPENTINES DE LA ETAPA EVAPORADORA/CONDENSADO						0.5			0.5			0.5			0.5			0.5	1.50
									7	MANTENIMIENTO DE CONTACTORES ELÉCTRICOS Y LLAVE TÉRMICA						0.5			0.5			0.5			0.5			0.5	1.50
									8	VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA Y LIMPIEZA						0.5			0.5			0.5			0.5			0.5	1.50
									9	LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO DE CIERRE						2			2			2			2			2	6.00
									10	PRUEBAS GENERALES						2			2			2			2			2	6.00
									1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO				1			1			1		1			2.00				
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA				1			1			1			1			1		2.00	
									3	MANTENIMIENTO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y DEL PANEL DE CONTROL				1			1			1			1			1		2.00	

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																														
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO				PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS											TOTAL DE HORAS HOMBRE							
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ UIP.	CRITIC ID AD	MODALIDAD EJECUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N	D					
226	CERRO DE PASCO	S. PATOLOGÍA CLÍNICA	00402765	REFRIGERADORA PARA BANCO DE SANGRE	HELMER / IHB120	B	M	MO	4	MANTENIMIENTO DEL MOTO-COMPRESOR ELÉCTRICO , VERIFICACIÓN DEL GAS REFRIGERANTE				1			1			1			1			2.00				
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE MOTORES ELÉCTRICOS				1			1			1			1					2.00		
									6	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SERPENTINES DE LA ETAPA EVAPORADORA/CONDENSADO				1			1			1			1					2.00		
									7	MANTENIMIENTO DE CONTACTORES ELÉCTRICOS Y LLAVE TÉRMICA				2			2			2			2					4.00		
									8	VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA Y LIMPIEZA				2			2			2			2						4.00	
									9	LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO DE CIERRE				1			1			1			1			1				2.00
									10	PRUEBAS GENERALES.				1			1			1			1			1				
227	CERRO DE PASCO	S. PATOLOGÍA CLÍNICA	00402766	CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA BOLSA DE SANGRE	THERMO ELECTRON / FL40R	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO, REVISIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES					2			2			2			2		4.00				
									2	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS, DESCARTE DE SOLDADURAS FRÍAS					2			2			2			2				4.00		
									3	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LÍNEA A TIERRA, AJUSTE DE CONTACTOS					0.5			0.5			0.5			0.5					1.00	
									4	VERIFICACIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y AJUSTES MECÁNICOS					0.5			0.5			0.5			0.5					1.00	
									5	MANTENIMIENTO DEL MOTOCOMPRESOR ELÉCTRICO Y DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO					2			2			2			2			2		4.00	
									6	LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE CENTRIFUGADO, VERIFICACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO					1			1			1			1			1		2.00	
									7	REVISIÓN , LIMPIEZA Y AJUSTES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE CIERRE DE PUERTA					2			2			2			2			2		4.00	
									8	VERIFICACIÓN DE LAS REVOLUCIONES DEL MOTOR CON TACÓMETRO ELECTRÓNICO, RANGO DE VELOCIDAD: ENTRE 300					1			1			1			1			1			2.00
									9	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE IMBALANCE, SISTEMA					2			2			2			2			2			4.00
									10	LIMPIEZA EXTENA Y PRUEBA DEL EQUIPO.					2			2			2			2			2			4.00
									11	PRUEBAS GENERALES					1			1			1			1			1			1
228	CERRO DE PASCO	S. PATOLOGÍA CLÍNICA	00402767	AGITADOR PARA BOLSAS DE SANGRE	TERUMO / T-RAC	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO						1			1			1			1	3.00				
									2	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, AJUSTE DE CONTACTOS						1			1			1			1			1	3.00	
									3	MANTENIMIENTO DE LA TARJETA ELECTRÓNICA						2			2			2			2			2	6.00	
									4	VERIFICACIÓN DE TRANSDUCTOR DE PRESIÓN						1			1			1			1			1	3.00	
									5	VERIFICACIÓN DEL PANTALLA LCD Y PULSADORES						1			1			1			1			1	3.00	
									6	LIMPIEZA DEL SENSOR OPTICO						1			1			1			1			1	3.00	
									7	VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LA BASCULA DEL EQUIPO						1			1			1			1			1	3.00	
									8	LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE LÍNEA A TIERRA						1			1			1			1			1	3.00	
									9	PRUEBAS GENERALES.						1			1			1			1			1		3.00
229	CERRO DE PASCO	S. PATOLOGÍA CLÍNICA	00402924	REFRIGERADORA PARA LABORATORIO	SOLFARMA / RL-18	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO				1			1			1			1			2.00				
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA				1			1			1			1			1			2.00	
									3	MANTENIMIENTO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y DEL PANEL DE CONTROL				1			1			1			1			1			2.00	
									4	MANTENIMIENTO DEL MOTO-COMPRESOR ELÉCTRICO , VERIFICACIÓN DEL GAS REFRIGERANTE				1			1			1			1			1			2.00	
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE MOTORES ELÉCTRICOS				1			1			1			1			1			2.00	
									6	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SERPENTINES DE LA ETAPA EVAPORADORA/CONDENSADO				1			1			1			1			1			2.00	
									7	MANTENIMIENTO DE CONTACTORES ELÉCTRICOS Y LLAVE TÉRMICA				2			2			2			2			2			4.00	
									8	VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA Y LIMPIEZA				2			2			2			2			2			4.00	
									9	LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO DE CIERRE				1			1			1			1			1			2.00	
									10	PRUEBAS GENERALES				1			1			1			1			1			2.00	

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																						
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO		PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												TOTAL DE HORAS HOMBRE
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ UIP.	CRITIC ID AD	MO DALI DAD EJE CUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
									6 LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE CENTRIFUGADO	1			1			1			1			2.00
									7 REVISIÓN , LIMPIEZA Y AJUSTES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE CIERRE DE PUERTA	1			1			1			1			2.00
									8 VERIFICACIÓN DE LAS REVOLUCIONES DEL MOTOR CON TACÓMETRO ELECTRÓNICO	1			1			1			1			2.00
									9 PRUEBAS GENERALES	0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
235	CERRO DE PASCO	S. PATOLOGÍA CLÍNICA	00403536	ROTADOR DE PLAQUETAS DE 48 BOLSAS	HELMER / PF48I/PC900I	B	M	MO	1 INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO.		2			2			2			2		4.00
									2 VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA.		1			1			1			1		2.00
									3 MANTENIMIENTO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y PANTALLA LCD.		2			2			2			2		4.00
									4 MANTENIMIENTO DEL MOTO-COMPRESOR ELÉCTRICO.		3			3			3			3		6.00
									5 REVISIÓN Y LIMPIEZA DE MOTORES ELÉCTRICOS.		2			2			2			2		4.00
									6 REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SERPENTINES DE LA ETAPA EVAPORADORA/CONDENSADO.		2			2			2			2		4.00
									7 VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA Y LIMPIEZA, LIMPIEZA DE BANDEJAS.		2			2			2			2		4.00
									8 LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO DE CIERRE.		1			1			1			1		2.00
									9 PRUEBAS GENERALES.		1			1			1			1		2.00
236	CERRO DE PASCO	S. PATOLOGÍA CLÍNICA	00403549	CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITOS	THERMO FISHER / CL-17-IEC	B	M	MO	1 INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO			0.5			0.5			0.5			0.5	1.50
									2 MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS, DESCARTE DE SOLDADURAS FRÍAS			0.5			0.5			0.5			0.5	1.50
									3 REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LÍNEA A TIERRA, AJUSTE DE CONTACTOS			2			2			2			2	6.00
									4 VERIFICACIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y AJUSTES MECÁNICOS			2			2			2			2	6.00
									5 REVISIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES			2			2			2			2	6.00
									6 LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE CENTRIFUGADO			2			2			2			2	6.00
									7 REVISIÓN , LIMPIEZA Y AJUSTES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE CIERRE DE PUERTA			1			1			1			1	3.00
									8 VERIFICACIÓN DE LAS REVOLUCIONES DEL MOTOR CON TACÓMETRO ELECTRÓNICO			1			1			1			1	3.00
									9 PRUEBAS GENERALES			1			1			1			1	3.00
237	CERRO DE PASCO	S. PATOLOGÍA CLÍNICA	00403557	MICROSCOPIO BINOCULAR	MICROS / MCX100	B	B	MO	1 INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									2 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO	2			2			2			2			4.00
									3 REVISIÓN DE LA LÁMPARA HALÓGENA, CAMBIO SI REQUIERE	1			1			1			1			2.00
									4 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ÓPTICO	0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									5 REVISIÓN DE LOS OBJETIVOS	2			2			2			2			4.00
									6 LIMPIEZA DE LOS OCULARES	0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									7 LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONDENSADO	0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									8 LIMPIEZA DEL MICRÓMETRO Y MACROMETRO	0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									9 PRUEBAS GENERALES	0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
238	CERRO DE PASCO	S. PATOLOGÍA CLÍNICA	00740021	BALANZA ELECTRONICA PARA LABORATORIO	ADAM / ADK-20	CE	B	MO	1 INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO			0.5			0.5			0.5			0.5	1.50
									2 REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, AJUSTE DE CONTACTOS			0.5			0.5			0.5			0.5	1.50
									3 MANTENIMIENTO DE LA TARJETA ELECTRÓNICA			0.5			0.5			0.5			0.5	1.50
									4 VERIFICACIÓN DE TRANSDUCTOR DE PRESIÓN			0.5			0.5			0.5			0.5	1.50
									5 VERIFICACIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES			0.5			0.5			0.5			0.5	1.50
									6 LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE LÍNEA A TIERRA			1			1			1			1	3.00
									7 PRUEBAS GENERALES			0.5			0.5			0.5			0.5	1.50
									8 INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	1			1			1			1			2.00
									2 VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA	1			1			1			1			2.00

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																																			
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO					PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS											TOTAL DE HORAS HOMBRE											
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJECC UCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N	D									
239	CERRO DE PASCO	S. PATOLOGÍA CLÍNICA	00740031	DESTILADOR DE AGUA DE 4 LPH	INDUMELAB / OP-4 UNIVERSAL FRAVILL	B	M	MO	3	MANTENIMIENTO DE CONTACTOR ELÉCTRICO					1			1			1			1			2.00								
									4	LIMPIEZA DE RESISTENCIA CALEFACTORA					1			1			1			1					2.00						
									5	LIMPIEZA DEL TANQUE DE EBULLICIÓN, CONDENSACIÓN Y RESERVOIRIO DE AGUA					1			1			1			1					2.00						
									6	VERIFICACIÓN DE LA BOYA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.					2			2			2			2			2			4.00					
									7	VERIFICACIÓN Y AJUSTE DEL INTERRUPTOR DE MERCURIO					2			2			2			2			2			4.00					
									8	LIMPIEZA EXTERNA					2			2			2			2			2			4.00					
									9	PRUEBAS GENERALES					1			1			1			1			1			2.00					
									240	CERRO DE PASCO	S. PATOLOGÍA CLÍNICA	00741145	CENTRIFUGA DE MESA (400 A 750 ML)	THERMO SCIENTIFIC / CL 10	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO							0.66			0.66			0.66		0.66	1.98
																		2	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS, DESCARTE DE SOLDADURAS FRÍAS							0.67			0.67			0.67			0.67
3	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LÍNEA A TIERRA, AJUSTE DE CONTACTOS							0.67												0.67			0.67			0.67		0.67	2.01						
4	VERIFICACIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y AJUSTES MECÁNICOS							0.67												0.67			0.67			0.67		0.67	2.01						
5	REVISIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES							0.67												0.67			0.67			0.67		0.67	2.01						
6	LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE CENTRIFUGADO							0.67												0.67			0.67			0.67		0.67	2.01						
7	REVISIÓN , LIMPIEZA Y AJUSTES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE CIERRE DE PUERTA							0.67												0.67			0.67			0.67		0.67	2.01						
8	VERIFICACIÓN DE LAS REVOLUCIONES DEL MOTOR CON TACÓMETRO ELECTRÓNICO							0.66												0.66			0.66			0.66		0.66	1.98						
9	PRUEBAS GENERALES							0.66												0.66			0.66			0.66		0.66	1.98						
241	CERRO DE PASCO	S. PATOLOGÍA CLÍNICA	00741148	CENTRIFUGA DE MESA (400 A 750 ML)	THERMO SCIENTIFIC / CL 10	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO							1			1			1		1	3.00									
									2	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS, DESCARTE DE SOLDADURAS FRÍAS							2			2			2			2		2	6.00						
									3	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LÍNEA A TIERRA, AJUSTE DE CONTACTOS							2			2			2			2		2	6.00						
									4	VERIFICACIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y AJUSTES MECÁNICOS							2			2			2			2		2	6.00						
									5	REVISIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES							1			1			1			1		1	3.00						
									6	LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE CENTRIFUGADO							1			1			1			1		1	3.00						
									7	REVISIÓN , LIMPIEZA Y AJUSTES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE CIERRE DE PUERTA							1			1			1			1		1	3.00						
									8	VERIFICACIÓN DE LAS REVOLUCIONES DEL MOTOR CON TACÓMETRO ELECTRÓNICO							1			1			1			1		1	3.00						
									9	PRUEBAS GENERALES							1			1			1			1		1	3.00						
242	CERRO DE PASCO	S. PATOLOGÍA CLÍNICA	00741150	CENTRIFUGA DE MESA (400 A 750 ML)	THERMO SCIENTIFIC / CL 10	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO					0.5			0.5			0.5			0.5		1.00									
									2	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS, DESCARTE DE SOLDADURAS FRÍAS					0.5			0.5			0.5			0.5			0.5		1.00						
									3	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LÍNEA A TIERRA, AJUSTE DE CONTACTOS					1			1			1			1			1		2.00						
									4	VERIFICACIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y AJUSTES MECÁNICOS					1			1			1			1			1		2.00						
									5	REVISIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES					1			1			1			1			1		2.00						
									6	LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE CENTRIFUGADO					1			1			1			1			1		2.00						
									7	REVISIÓN , LIMPIEZA Y AJUSTES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE CIERRE DE PUERTA					1			1			1			1			1		2.00						
									8	VERIFICACIÓN DE LAS REVOLUCIONES DEL MOTOR CON TACÓMETRO ELECTRÓNICO					1			1			1			1			1		2.00						
									9	PRUEBAS GENERALES					1			1			1			1			1			2.00					
									1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO						0.5			0.5			0.5		0.5		1.00									
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS						2.5			2.5			2.5			2.5		2.5		5.00						
									3	REVISIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES, VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN						2			2			2			2		2		4.00						
									4	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA LÁMPARA ULTRAVIOLETA						2.5			2.5			2.5			2.5		2.5		5.00						

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																														
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO					PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												TOTAL DE HORAS HOMBRE					
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJEC UCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D				
243	CERRO DE PASCO	S. PATOLOGÍA CLÍNICA	00741284	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR	LABCONCO / LOGIC	B	M	MO	5	REVISIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, VERIFICACIÓN DE LA TOMA DE GAS Y TOMA DE RED ELÉCTRICA						2.5			2.5			2.5			2.5		5.00			
									6	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL EQUIPO Y FLUJO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO ABSOLUTO.						2.5			2.5			2.5			2.5		5.00			
									9	VERIFICACIÓN DEL FILTRO DE AIRE DE ALTA EFICIENCIA (HEPA) A TRAVÉS DE LA PANTALLA LCD, CAMBIO DE FIL						2			2			2			2		4.00			
									7	LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO						1			1			1			1		2.00			
									8	PRUEBAS GENERALES						0.5			0.5			0.5			0.5		1.00			
244	CERRO DE PASCO	S. PATOLOGÍA CLÍNICA	00741289	REFRIGERADORA PARA LABORATORIO (15 A 25 PIES CUBICOS)	THERMO SCIENTIFIC / REL 2304D	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO.							2			2			2			2		6.00		
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA.							2			2			2			2		6.00		
									3	MANTENIMIENTO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y DEL PANEL DE CONTROL.							2			2			2			2		6.00		
									4	MANTENIMIENTO DEL MOTO-COMPRESOR ELÉCTRICO , VERIFICACIÓN DEL GAS REFRIGERANTE.							2			2			2			2		6.00		
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE VENTILADORES.							2			2			2			2		6.00		
									6	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SERPENTINES DE LA ETAPA EVAPORADORA/CONDENSADO.							2			2			2			2		6.00		
									7	VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA Y LIMPIEZA.							2			2			2			2		6.00		
									8	LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO DE CIERRE DE PUERTA.							1			1			1			1		3.00		
									9	CAMBIO DE KIT DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD COMPRESOR, PRUEBAS GENERALES.							1			1			1			1		3.00		
245	CERRO DE PASCO	S. PATOLOGÍA CLÍNICA	00743323	SEPARADOR DE PLASMA	CENTRON / ES 315	CB	B	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO						0.5			0.5			0.5			0.5		1.00			
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS						0.5			0.5			0.5			0.5		1.00			
									3	MANTENIMIENTO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y REVISIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA						0.5			0.5			0.5			0.5		1.00			
									4	LIMPIEZA DEL SENSOR ÓPTICO						0.5			0.5			0.5			0.5		1.00			
									5	LUBRICACIÓN Y AJUSTES DE PARTES MÓVILES						1			1			1			1		2.00			
									6	PRUEBAS GENERALES						1			1			1			1		2.00			
246	CERRO DE PASCO	S. PATOLOGÍA CLÍNICA	00743324	SEPARADOR DE PLASMA	CENTRON / ES 315	CB	B	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO							0.5			0.5			0.5			0.5	1.50			
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS.							0.5			0.5			0.5			0.5		1.50		
									3	MANTENIMIENTO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y REVISIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA							0.5			0.5			0.5			0.5		1.50		
									4	LIMPIEZA DEL SENSOR OPTICO							0.5			0.5			0.5			0.5		1.50		
									5	LUBRICACIÓN Y AJUSTES DE PARTES MÓVILES							1			1			1			1		3.00		
									6	PRUEBAS GENERALES							1			1			1			1		3.00		
247	CERRO DE PASCO	S. PATOLOGÍA CLÍNICA	00743368	CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA BOLSA DE SANGRE	THERMO SCIENTIFIC / CRYOFUGE 6000I	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO, REVISIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES					1			1			1			1			2.00			
									2	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS, DESCARTE DE SOLDADURAS FRÍAS					1			1			1			1			1			2.00
									3	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LÍNEA A TIERRA, AJUSTE DE CONTACTOS					1			1			1			1			1			2.00
									4	VERIFICACIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y AJUSTES MECÁNICOS					1			1			1			1			1			2.00
									5	MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR ELÉCTRICO Y DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO					1			1			1			1			1			2.00
									6	LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE CENTRIFUGADO, VERIFICACIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO					0.5			0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									7	REVISIÓN , LIMPIEZA Y AJUSTES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE CIERRE DE PUERTA					0.5			0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									8	VERIFICACIÓN DE LAS REVOLUCIONES DEL MOTOR CON TACÓMETRO ELECTRÓNICO, RANGO DE VELOCIDAD: ENTRE 300					0.5			0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									9	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE IMBALANCE, SISTEMA					0.5			0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									10	LIMPIEZA EXTENA Y PRUEBA DEL EQUIPO.					0.5			0.5			0.5			0.5			0.5			1.00

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																						
ID	DATOS DEL EQUIPO						DATOS DEL MANTENIMIENTO				PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS											
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJE CUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL DE HORAS HOMBRE
248	CERRO DE PASCO	S. PATOLOGÍA CLÍNICA	00744065	MICROSCOPIO BINOCULAR	LEICA / DM750	B	B	MO	11 PRUEBAS GENERALES	0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									1 LIMPIEZA DEL TUBO BINOCULAR		1			1			1			1		2.00
									2 LIMPIEZA DE OCULARES		0.25			0.25			0.25			0.25		0.50
									3 REVISIÓN Y LIMPIEZA DE OBJETIVOS		1			1			1			1		2.00
									4 REVISIÓN DEL SISTEMA MECÁNICO DEL EQUIPO		0.25			0.25			0.25			0.25		0.50
									5 REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN LED		0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									6 LIMPIEZA DEL CONDENSADOR Y ACCESORIOS		0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									7 REVISIÓN DE LA FUENTE DE PODER DEL MICROSCOPIO		0.25			0.25			0.25			0.25		0.50
									8 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO		0.25			0.25			0.25			0.25		0.50
249	CERRO DE PASCO	S. PATOLOGÍA CLÍNICA	00744077	ESTERILIZADOR A CALOR SECO 32 LITROS	MEMMERT / SN-30	B	A	MO	1 INSPECCIONES FISICA DEL EQUIPO			1			1			1			1	3.00
									2 LIMPIEZA DE LA CÁMARA INTERNA DE TRABAJO				1		1			1			1	3.00
									3 VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE EMPAQUETADURA			2		2			2			2		6.00
									4 VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LA PUERTA			1			1			1			1	3.00
									5 REVISIÓN Y AJUSTE DEL SISTEMA ELÉCTRICO				1		1			1			1	3.00
									6 REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO			1		1				1			1	3.00
									7 VERIFICACIÓN DE LOS MODOS DE SERVICIO				1		1			1			1	3.00
									8 VERIFICACIÓN Y/O CALIBRACIÓN DE LA TEMPERATURA DE TRABAJO			1			1			1			1	3.00
									9 PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA				1		1			1			1	3.00
									10 LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DEL EQUIPO			1			1			1			1	3.00
									11 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO				1		1			1			1	3.00
250	CERRO DE PASCO	S. PATOLOGÍA CLÍNICA	00744079	BAÑO MARIA (10 A 15 LITROS)	MEMMERT / WNB 10	B	B	MO	1 INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	0.5				0.5					0.5			1.00
									2 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTACTOS	0.5				0.5			0.5			0.5		1.00
									3 MANTENIMIENTO DE LA TARIETA ELECTRONICA	0.5				0.5			0.5			0.5		1.00
									4 REVISIÓN DE LA RESISTENCIA ELÉCTRICA Y SENSOR DE TEMPERATURA	0.5				0.5			0.5			0.5		1.00
									5 REVISIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES	0.5				0.5			0.5			0.5		1.00
									6 REVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA CABINA DE INCUBACIÓN.	0.5				0.5			0.5			0.5		1.00
									7 VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA DE TRABAJO CON TERMÓMETRO EXTERNO	0.5				0.5			0.5			0.5		1.00
									8 VERIFICACIÓN DE LÍNEA A TIERRA	0.25				0.25			0.25			0.25		0.50
									9 PRUEBAS GENERALES	0.25				0.25			0.25			0.25		0.50
251	CERRO DE PASCO	S. PATOLOGÍA CLÍNICA	00744109	REFRIGERADORA PARA BANCO DE SANGRE	JORSAC / CBS-16	B	M	MO	1 INSPECCIÓN GENERAL		1.5			1.5			1.5			1.5		3.00
									2 VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y/O ELECTRÓNICO		1.5			1.5			1.5			1.5		3.00
									3 MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE KIT DE LA UNIDAD COMPRESOR		1.5			1.5			1.5			1.5		3.00
									4 VERIFICACIÓN DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-134A		1.5			1.5			1.5			1.5		3.00
									5 VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL TERMOSTATO ELECTRÓNICO		1.5			1.5			1.5			1.5		3.00
									6 VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE ALARMAS		1.5			1.5			1.5			1.5		3.00
									7 VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE TERMOGRAFO		1.5			1.5			1.5			1.5		3.00
									8 VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE PUERTAS		1.5			1.5			1.5			1.5		3.00
									9 VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LAS EMPAQUETADURAS		1.5			1.5			1.5			1.5		3.00
									10 LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO		1.5			1.5			1.5			1.5		3.00
									11 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO		1			1			1			1		2.00
252	CERRO DE PASCO	S. PATOLOGÍA CLÍNICA	00744128	INCUBADORA DE CULTIVO (20 A 38 LITROS)	RAYPA / ID20	B	M	MO	1 VERIFICAR ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL EQUIPO			1.33			1.33			1.33			1.33	3.99
									2 LIMPIEZA DE CAMARA INTERNA, PUERTA DE VIDRIO			1.34			1.34			1.34			1.34	4.02
									3 REVISIÓN DEL INDICADOR DE TEMPERATURA Y TIEMPO			1.34			1.34			1.34			1.34	4.02
									4 REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARIETAS ELECTRÓNICAS			1.33			1.33			1.33			1.33	3.99

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																																	
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO											PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												TOTAL DE HORAS HOMBRE		
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJE CUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR											E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D	
									5	PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA													1.33			1.33			1.33			1.33	3.99
									6	PRUEBAS FINALES Y CONSERVACIÓN DEL EQUIPO													1.33			1.33			1.33			1.33	3.99
253	CERRO DE PASCO	S. PATOLOGÍA CLÍNICA	00744136	MICROSCOPIO BINOCULAR	OLYMPUS / CX-31	B	B	MO	8	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SUPERFICIE EXTERNA E INTERNA.											0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									1	LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA PRINCIPAL.											0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									2	LUBRICACIÓN DEL SISTEMA MECÁNICO.											0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									3	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE OCULARES, OBJETIVOS.											0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									4	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL CONDENSADOR Y FILTRO AZUL.											0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL REVOLVER.											0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									6	AJUSTE DE LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS.											0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									7	LIMPIEZA, LUBRICACIÓN DE PLATINA SUJETADORA.											0.3			0.3			0.3			0.3			0.60
									9	REVISIÓN DE LÁMPARA HALÓGENA.											0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
254	CERRO DE PASCO	S. PATOLOGÍA CLÍNICA	00744137	MICROSCOPIO BINOCULAR	OLYMPUS / CX-31	B	B	MO	1	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SUPERFICIE EXTERNA E INTERNA												0.25			0.25			0.25			0.50		
									2	LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA PRINCIPAL												0.25			0.25			0.25			0.25	0.50	
									3	LUBRICACIÓN DEL SISTEMA MECÁNICO												0.25			0.25			0.25			0.25	0.50	
									4	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE OCULARES, OBJETIVOS												0.25			0.25			0.25			0.25	0.50	
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL CONDENSADOR Y FILTRO AZUL												0.5			0.5			0.5			0.5	1.00	
									6	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL REVOLVER												0.5			0.5			0.5			0.5	1.00	
									7	AJUSTE DEL SISTEMA KOHLER												0.5			0.5			0.5			0.5	1.00	
									8	AJUSTE DE LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS												0.5			0.5			0.5			0.5	1.00	
									9	LIMPIEZA, LUBRICACIÓN Y DESINFECCIÓN DE PLATINA SUJETADORA												0.5			0.5			0.5			0.5	1.00	
									10	REVISIÓN DE LÁMPARA TUNGSTENO												0.5			0.5			0.5			0.5	1.00	
255	CERRO DE PASCO	S. PATOLOGÍA CLÍNICA	00744138	MICROSCOPIO BINOCULAR	OLYMPUS / CX-31	B	B	MO	1	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SUPERFICIE EXTERNA E INTERNA													0.5			0.5			0.5			1.50	
									2	LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA PRINCIPAL													0.5			0.5			0.5			0.5	1.50
									3	LUBRICACIÓN DEL SISTEMA MECÁNICO													0.5			0.5			0.5			0.5	1.50
									4	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE OCULARES, OBJETIVOS													0.5			0.5			0.5			0.5	1.50
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL CONDENSADOR Y FILTRO AZUL													0.5			0.5			0.5			0.5	1.50
									6	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL REVOLVER													0.5			0.5			0.5			0.5	1.50
									7	AJUSTE DEL SISTEMA KOHLER													0.25			0.25			0.25			0.25	0.75
									8	AJUSTE DE LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS													0.25			0.25			0.25			0.25	0.75
									9	LIMPIEZA, LUBRICACIÓN Y DESINFECCIÓN DE PLATINA SUJETADORA													0.25			0.25			0.25			0.25	0.75
									10	REVISIÓN DE LÁMPARA													0.25			0.25			0.25			0.25	0.75
256	CERRO DE PASCO	S. PATOLOGÍA CLÍNICA	00744142	INCUBADORA DE CULTIVO (700 A 800 LITROS)	BINDER / BD 720	B	M	MO	2	INSPECCIÓN FÍSICA DEL EQUIPO											0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									1	LIMPIEZA DE LA CAMARA DE TRABAJO											0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									3	VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LA EMPAQUETADURA											1			1			1			1			2.00
									4	VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE PUERTA											1			1			1			1			2.00
									5	REVISIÓN Y AJUSTE DEL SISTEMA ELÉCTRICO											1			1			1			1			2.00
									6	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRONICO											1			1			1			1			2.00
									7	REVISIÓN DEL CABLE DE PODER											0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									8	LIMPIEZA EXTERNA											1			1			1			1			2.00
									9	VERIFICACIÓN DE LA TEMPERATURA DE TRABAJO											1			1			1			1			2.00
									10	PRUEBA DE TRANSFERENCIA DE DATOS CON APT-COM											0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
				INCUBADORA DE CULTIVO (700 A 800 LITROS)					1	INSPECCIÓN FÍSICA DEL EQUIPO.												1			1			1			1	2.00	
									2	LIMPIEZA DE LA CAMARA DE TRABAJO.												1			1			1			1	2.00	
									3	VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LA EMPAQUETADURA.												2			2			2			2	4.00	
									4	VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE PUERTA.												2			2			2			2	4.00	

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ID	DATOS DEL EQUIPO						DATOS DEL MANTENIMIENTO				PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												TOTAL DE HORAS HOMBRE
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJE CUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
257	CERRO DE PASCO	S. PATOLOGÍA CLÍNICA	00744143	INCUBADORA DE CULTIVO (100 A 800 LITROS)	BINDER / BD 720	B	M	MO	5 REVISIÓN Y AJUSTE DEL SISTEMA ELÉCTRICO.		1			1			1			1			2.00
									6 REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO.		1			1			1			1			2.00
									7 REVISIÓN DEL CABLE DE PODER.		1			1			1			1			2.00
									8 LIMPIEZA EXTERNA.		1			1			1			1			2.00
									9 VERIFICACIÓN DE LA TEMPERATURA DE TRABAJO.		1			1			1			1			2.00
258	CERRO DE PASCO	S. PATOLOGÍA CLÍNICA	00744797	CENTRIFUGA DE MESA (400 A 750 ML)	THERMO SCIENTIFIC / SORVALL 5T8	B	M	MO	1 INSPECCIÓN GENERAL DEL EQUIPO.			1			1			1			1		3.00
									2 LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO.			1			1			1			1		3.00
									3 LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO (CAMARA DE CENTRIFUGA).			2			2			2			2		6.00
									4 REVISIÓN FÍSICA DEL ROTOR.			1			1			1			1		3.00
									5 REVISIÓN Y LIMPIEZA INTERNA (SISTEMA ELÉCTRICO- ELECTRÓNICO), AJUSTE DE CONECTORES.			2			2			2			2		6.00
									6 VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE APERTURA Y SEGURO DE CUBIERTA.			1			1			1			1		3.00
									7 VERIFICACIÓN DE VELOCIDAD.			1			1			1			1		3.00
									8 VERIFICACIÓN DE DESBALANCE.			1			1			1			1		3.00
									9 VERIFICACIÓN DE SISTEMA DE FRENADO.			1			1			1			1		3.00
									10 VERIFICACIÓN DE OPERATIVIDAD.			1			1			1			1		3.00
259	CERRO DE PASCO	S. PATOLOGÍA CLÍNICA	00744798	AGITADOR PARA BOLSAS DE SANGRE	CENTRON / CM760 STANDARD	B	M	MO	1 INSPECCIÓN FÍSICA DEL EQUIPO CON SUS COMPONENTES	1			1			1			1				2.00
									2 VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA INTERNA DE EQUIPO	1			1			1			1				2.00
									3 VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL PANEL Y DISPLAY	1			1			1			1				2.00
									4 VERIFICACIÓN Y/O CALIBRAR EL NIVEL DE LA BANDEJA DE PESADO	1			1			1			1				2.00
									5 VERIFICACIÓN Y/O CALIBRAR EL PESAJE	1			1			1			1				2.00
									6 VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LA BATERIA CON SU RESPECTIVO CARGADOR DE BATERIA	1			1			1			1				2.00
									7 VERIFICACIÓN DEL ESTADO DEL ADAPTADOR DE VOLTAJE	1			1			1			1				2.00
									8 PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA	0.5			0.5			0.5			0.5				1.00
									9 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL EQUIPO	0.5			0.5			0.5			0.5				1.00
260	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00391421	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	GOMCO / 3040	B	M	MO	1 INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO		0.5			0.5			0.5				0.5		1.00
									2 REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LINEA TIERRA DEL EQUIPO		0.5			0.5			0.5				0.5		1.00
									3 MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO		0.5			0.5			0.5				0.5		1.00
									4 MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE VACIO Y DIAFRAGMAS		0.5			0.5			0.5				0.5		1.00
									5 REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL DUCTOS Y MANGUERAS		0.5			0.5			0.5				0.5		1.00
									6 VERIFICACIÓN DE VACUÓMETRO, REGULADOR Y TAPA DE FRASCO		0.5			0.5			0.5				0.5		1.00
									7 LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACION Y/O CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL /HIDROFÓBICO		0.5			0.5			0.5				0.5		1.00
									8 VERIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, PRUEBAS GENERALES		0.5			0.5			0.5				0.5		1.00
261	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00391536	ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL	CHEMETRON / 792	B	M	MO	1 INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO			0.5			0.5			0.5				0.5	1.50
									2 REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LINEA TIERRA DEL EQUIPO			0.5			0.5			0.5				0.5	1.50
									3 MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO			0.5			0.5			0.5				0.5	1.50
									4 MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE VACIO Y DIAFRAGMAS			0.5			0.5			0.5				0.5	1.50
									5 REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL DUCTOS Y MANGUERAS			0.5			0.5			0.5				0.5	1.50
									6 VERIFICACIÓN DE VACUÓMETRO, REGULADOR Y TAPA DE FRASCO			0.5			0.5			0.5				0.5	1.50
									7 LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACION Y/O CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL /HIDROFÓBICO			0.5			0.5			0.5				0.5	1.50
									8 VERIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, PRUEBAS GENERALES			0.5			0.5			0.5				0.5	1.50
									1 REVISIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO TOROIDE	0.5			0.5			0.5			0.5				1.00

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																																	
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO											PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS											TOTAL DE HORAS HOMBRE			
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJEC UCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR											E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N	D	
262	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00402005	EQUIPO DE FOTOTERAPIA CON LUZ HALOGENA	FANEM / 006-BP BILISPOT	B	B	MO	2	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO											1			1			1			1			2.00
									3	REVISIÓN DE LA LÁMPARA HALÓGENA Y SOQUETTE											1			1			1			1			2.00
									4	MANTENIMIENTO DEL SOPORTE DEL EQUIPO Y GARRUCHAS DE DESPLAZAMIENTO											1			1			1			1			2.00
									5	LIMPIEZA EXTERNA											1			1			1			1			2.00
									6	PRUEBAS GENERALES											1			1			1			1			2.00
									7	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO											1			1			1			1			2.00
									8	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA											1			1			1			1			2.00
									9	MANTENIMIENTO DE LA TARIETA ELECTRÓNICA											0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									263	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00402017	CUNA DE CALOR RADIANTE	FANEM / MULTISYSTEM 2051	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO.												1		
2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA.																		1			1			1			1		2.00			
3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO.																		2			2			2			2		4.00			
4	REVISIÓN DE LA RESISTENCIA CALEFACTORA.																		2			2			2			2		4.00			
5	VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES.																		4			4			4			4		8.00			
6	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA CUNA, VERIFICACIÓN DE MOVIMIENTOS TRENDELENBURG.																		1			1			1			1		2.00			
7	REVISIÓN DEL SISTEMA ERGOMÉTRICO DE LA CUNA Y LIMPIEZA.																		1			1			1			1		2.00			
8	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE ASPIRACIÓN.																		2			2			2			2		4.00			
9	LIMPIEZA DE LA ESTRUCTURA Y DE LA GARRUCHAS DE DESPLAZAMIENTO.																		1			1			1			1		2.00			
10	PRUEBAS GENERALES																		1			1			1			1		2.00			
264	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00402405	EQUIPO DE FOTOTERAPIA CON LUZ HALOGENA	FANEM / 006-BP BILISPOT	B	B	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO													1			1			1			1	3.00
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA													2			2			2			2	6.00
									3	MANTENIMIENTO DE LA TARJETA ELECTRÓNICA													1			1			1			1	3.00
									4	REVISIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO TOROIDE													2			2			2			2	6.00
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO													2			2			2			2	6.00
									6	REVISIÓN DE LA LÁMPARA HALÓGENA Y SOQUETTE													1			1			1			1	3.00
									7	MANTENIMIENTO DEL SOPORTE DEL EQUIPO Y GARRUCHAS DE DESPLAZAMIENTO													1			1			1			1	3.00
									8	LIMPIEZA EXTERNA													1			1			1			1	3.00
									9	PRUEBAS GENERALES													1			1			1			1	3.00
265	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00402769	INCUBADORA NEONATAL ESTANDAR	MEDIX / NATAL CARE	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO											1			1			1			1			2.00
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA											1			1			1			1			2.00
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO											1			1			1			1			2.00
									4	REVISIÓN DE LA RESISTENCIA CALEFACTORA Y LIMPIEZA DEL DISIPADOR DE CALOR, CAMBIO DE SENSOR DE OXÍGENO.											1			1			1			1			2.00
									5	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO DE RECIRCULACIÓN DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE											1			1			1			1			2.00
									6	VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LA PANTALLA LCD Y PANEL DE CONTROL.											1			1			1			1			2.00
									7	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SENSOR DE TEMPERATURA Y SENSOR DE HUMEDAD RELATIVA, CAMBIO DE MÓDULO DE HUMEDAD											1			1			1			1			2.00
									8	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE HUMIFICACIÓN, AJUSTES ELÉCTRICOS											1			1			1			1			2.00
									9	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LA CÚPULA, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE											1			1			1			1			2.00
									10	PRUEBAS GENERALES EN EL MODO AIRE/PIEL											1			1			1			1			2.00
									1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO												1			1			1			1		2.00

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

DATOS DEL EQUIPO									DATOS DEL MANTENIMIENTO										PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS													TOTAL DE HORAS HOMBRE	
ID	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJE CUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR										E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
266	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00402770	INCUBADORA NEONATAL ESTANDAR	MEDIX / NATAL CARE	B	A	MO	2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA											2			2			2			2		4.00	
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO											2			2			2			2			4.00
									4	REVISIÓN DE LA RESISTENCIA CALEFACTORA Y LIMPIEZA DEL DISIPADOR DE CALOR, CAMBIO DE SENSOR DE OXÍGENO.											2			2			2			2			4.00
									5	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO DE RECIRCULACIÓN DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE											2			2			2			2			4.00
									6	VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LA PANTALLA LCD Y PANEL DE CONTROL											2			2			2			2			4.00
									7	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SENSOR DE TEMPERATURA Y SENSOR DE HUMEDAD RELATIVA, CAMBIO DE MÓDULO DE HUMEDAD											1			1			1			1			2.00
									8	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE HUMIFICACIÓN, AJUSTES ELÉCTRICOS											1			1			1			1			2.00
									9	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LA CÚPULA, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE											1			1			1			1			2.00
									10	PRUEBAS GENERALES EN EL MODO AIRE/PIEL											2			2			2			2			4.00
									267	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00402771	INCUBADORA NEONATAL ESTANDAR	MEDIX / NATAL CARE	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO												1		
2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA																			2			2			2			2		6.00		
3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO																			2			2			2			2		6.00		
4	REVISIÓN DE LA RESISTENCIA CALEFACTORA Y LIMPIEZA DEL DISIPADOR DE CALOR, CAMBIO DE SENSOR DE OXÍGENO.																			2			2			2			2		6.00		
5	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO DE RECIRCULACIÓN DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE																			2			2			2			2		6.00		
6	VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LA PANTALLA LCD Y PANEL DE CONTROL																			2			2			2			2		6.00		
7	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SENSOR DE TEMPERATURA Y SENSOR DE HUMEDAD RELATIVA, CAMBIO DE MÓDULO DE HUMEDAD																			1			1			1			1		3.00		
8	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE HUMIFICACIÓN, AJUSTES ELÉCTRICOS																			1			1			1			1		3.00		
9	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LA CÚPULA, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE																			1			1			1			1		3.00		
10	PRUEBAS GENERALES EN EL MODO AIRE/PIEL																			2			2			2			2		6.00		
268	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00403108	INCUBADORA DE TRANSPORTE ESTANDAR	FANEM / IT-158-TS	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO										1			1			1			1			2.00	
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA										1			1			1			1				2.00
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO										1			1			1			1				2.00
									4	REVISIÓN DE LA RESISTENCIA CALEFACTORA Y LIMPIEZA DEL DISIPADOR DE CALOR										1			1			1			1				2.00
									5	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO DE RECIRCULACIÓN DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE.										1			1			1			1				2.00
									6	VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL PANEL DE CONTROL										1			1			1			1				2.00
									7	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SENSOR DE TEMPERATURA										1			1			1			1				2.00
									8	VERIFICACIÓN Y CAMBIO DE BATERÍA, VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA.										1			1			1			1				2.00
									9	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LA CÚPULA										1			1			1			1				2.00
									10	PRUEBAS GENERALES EN EL MODO AIRE/PIEL										1			1			1			1				2.00
269	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00403109	INCUBADORA DE TRANSPORTE ESTANDAR	FANEM / IT-158-TS	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO											1			1			1			1		2.00	
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA											2			2			2			2			4.00
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO											2			2			2			2			4.00
									4	REVISIÓN DE LA RESISTENCIA CALEFACTORA Y LIMPIEZA DEL DISIPADOR DE CALOR											2			2			2			2			4.00
									5	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO DE RECIRCULACIÓN DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE.											2			2			2			2			4.00
									6	VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL PANEL DE CONTROL											2			2			2			2			4.00
									7	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SENSOR DE TEMPERATURA											1			1			1			1			2.00

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																														
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO					PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												TOTAL DE HORAS HOMBRE					
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJEC UCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D				
									8	VERIFICACIÓN Y CAMBIO DE BATERÍA, VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA.						1			1			1			1		2.00			
									9	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LA CÚPULA						2			2			2			2		4.00			
									10	PRUEBAS GENERALES EN EL MODO AIRE/PIEL						1			1			1			1		2.00			
270	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00403494	MONITOR DE FUNCIONES VITALES NEONATAL DE 05 PARAMETROS	MINDRAY / PM8000 EXPRESS	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO							1			1			1			1		3.00		
									2	DESMONTAJE DEL EQUIPO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL MANUAL TÉCNICO							1			1			1			1		1		3.00
									3	LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, MANTENIMIENTO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, CONTACTOS Y PINES							1			1			1			1		1		3.00
									4	MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEL EQUIPO							1			1			1			1		1		3.00
									5	REVISIÓN DE LOS MÓDULOS FUNCIONALES Y CONECTORES							1			1			1			1		1		3.00
									6	MANTENIMIENTO DEL CABEZAL DE IMPRESORA TÉRMICA Y LIMPIEZA							1			1			1			1		1		3.00
									7	VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LA BATERÍA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE							1			1			1			1		1		3.00
									8	REVISIÓN DE LA PANTALLA LCD, LIMPIEZA DE PULSADORES							1			1			1			1		1		3.00
									9	VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE SATURACIÓN, BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA, CAMBIO SI REQUIERE							1			1			1			1		1		3.00
									10	VERIFICACIÓN DEL CABLE DE ECG Y SENSOR DE TEMPERATURA, CAMBIO SI REQUIERE							1			1			1			1		1		3.00
									11	VERIFICACIÓN DE LÍNEA A TIERRA							1			1			1			1		1		3.00
									12	PRUEBAS GENERALES DEL EQUIPO							1			1			1			1		1		3.00
271	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00403574	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	CAMI / NEW HOSPIVAC 350	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO					0.5			0.5			0.5			0.5			1.00			
									2	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LÍNEA TIERRA DEL EQUIPO					0.5			0.5			0.5			0.5			1.00			
									3	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO					0.5			0.5			0.5			0.5			1.00			
									4	MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE VACIO Y DIAFRAGMAS					0.5			0.5			0.5			0.5			1.00			
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL DUCTOS Y MANGUERAS					0.5			0.5			0.5			0.5			1.00			
									6	VERIFICACIÓN DE VACUÓMETRO, REGULADOR Y TAPA DE FRASCO					0.5			0.5			0.5			0.5			1.00			
									7	LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACION Y/O CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL /HIDROFÓBICO					0.5			0.5			0.5			0.5			1.00			
									8	VERIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, PRUEBAS GENERALES					0.5			0.5			0.5			0.5			1.00			
272	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00403575	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	CAMI / NEW HOSPIVAC 350	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO						0.5			0.5			0.5			0.5	1.00				
									2	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LÍNEA TIERRA DEL EQUIPO						0.5			0.5			0.5			0.5			1.00		
									3	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO						0.5			0.5			0.5			0.5			1.00		
									4	MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE VACIO Y DIAFRAGMAS						0.5			0.5			0.5			0.5			1.00		
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL DUCTOS Y MANGUERAS						0.5			0.5			0.5			0.5			1.00		
									6	VERIFICACIÓN DE VACUÓMETRO, REGULADOR Y TAPA DE FRASCO						0.5			0.5			0.5			0.5			1.00		
									7	LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACION Y/O CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL /HIDROFÓBICO						0.5			0.5			0.5			0.5			1.00		
									8	VERIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, PRUEBAS GENERALES						0.5			0.5			0.5			0.5			1.00		
273	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00403578	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS	MINDRAY / PM8000 EXPRESS	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO							1			1			1			3.00				
									2	DESMONTAJE DEL EQUIPO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL MANUAL TÉCNICO							1			1			1			1		3.00		
									3	LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, MANTENIMIENTO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, CONTACTOS Y PINES							1			1			1			1		3.00		
									4	MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEL EQUIPO							1			1			1			1		3.00		
									5	REVISIÓN DE LOS MÓDULOS FUNCIONALES Y CONECTORES							1			1			1			1		3.00		
									6	MANTENIMIENTO DEL CABEZAL DE IMPRESORA TÉRMICA Y LIMPIEZA							1			1			1			1		3.00		
									7	VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LA BATERÍA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE							1			1			1			1		3.00		

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																													
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO				PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												TOTAL DE HORAS HOMBRE					
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJE CUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D				
									8	REVISIÓN DE LA PANTALLA LCD, LIMPIEZA DE PULSADORES						1			1			1			1	3.00			
									9	VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE SATURACIÓN, BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA, CAMBIO SI REQUIERE						1			1			1			1			1	3.00
									10	VERIFICACIÓN DEL CABLE DE ECG Y SENSOR DE TEMPERATURA, CAMBIO SI REQUIERE						1			1			1			1			1	3.00
									11	VERIFICACIÓN DE LÍNEA A TIERRA						1			1			1			1			1	3.00
									12	PRUEBAS GENERALES DEL EQUIPO						1			1			1			1			1	3.00
274	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00403583	VENTILADOR DE TRANSPORTE	SIARE / SIRIO PLUS	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO				0.5			0.5			0.5		0.5			1.00				
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS.				1			1			1			1			2.00			
									3	MANTENIMIENTO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA				1			1			1			1			2.00			
									4	REVISIÓN DE LA PANTALLA LCD Y PULSADORES				1			1			1			1			2.00			
									5	REVISIÓN DEL SENSOR DE FLUJO ESPIRATORIO				1			1			1			1			2.00			
									6	VERIFICACIÓN DE ELECTROVÁLVULA INTERNA Y SENSOR DE OXIGENO				1			1			1			1			2.00			
									7	REVISIÓN Y CAMBIO DE BATERÍA, PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA.				1			1			1			1			2.00			
									8	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LOS MODOS VENTILATORIOS				1			1			1			1			2.00			
									9	AJUSTES DE PARAMETROS DEL EQUIPO, CAMBIO DE CIRCUITO PACIENTE.				1			1			1			1			2.00			
									10	LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DEL EQUIPO				1			1			1			1			2.00			
									11	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO				0.5			0.5			0.5			0.5			1.00			
275	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00403588	PULSIOXIMETRO	GENERAL ELECTRIC / TRUSAT	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO					0.5			0.5			0.5		0.5	1.00					
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA					0.5			0.5			0.5			0.5	1.00				
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO					1			1			1			1	2.00				
									4	MANTENIMIENTO DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES					0.5			0.5			0.5			0.5	1.00				
									5	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE					1			1			1			1	2.00				
									6	REVISIÓN, LIMPIEZA Y CAMBIO DEL SENSOR DE SATURACIÓN. PRUEBAS GENERALES					0.5			0.5			0.5			0.5	1.00				
276	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00403589	PULSIOXIMETRO	GENERAL ELECTRIC / TRUSAT	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO						0.5			0.5			0.5		1.50					
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA						0.5			0.5			0.5			0.5	1.50			
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO					1			1			1			1	3.00				
									4	MANTENIMIENTO DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES					0.5			0.5			0.5			0.5	1.50				
									5	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA					1			1			1			1	3.00				
									6	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SENSOR DE SATURACIÓN, CAMBIO SI REQUIERE. PRUEBAS GENERALES					0.5			0.5			0.5			0.5	1.50				
277	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00403651	CUNA DE CALOR RADIANTE	FANEM / MULTISYSTEM 2051	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO				1			1			1				2.00					
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA				1			1			1			1			2.00			
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO				1			1			1			1			2.00			
									4	REVISIÓN DE LA RESISTENCIA CALEFACTORA				1			1			1			1			2.00			
									5	VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES				2			2			2			2			4.00			
									6	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA CUNA, VERIFICACIÓN DE MOVIMIENTOS TRENDELENBURG				1			1			1			1			2.00			
									7	REVISIÓN DEL SISTEMA ERGOMÉTRICO DE LA CUNA Y LIMPIEZA				1			1			1			1			2.00			
									8	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE ASPIRACIÓN				1			1			1			1			2.00			
									9	LIMPIEZA DE LA ESTRUCTURA Y DE LA GARRUCHAS DE DESPLAZAMIENTO				1			1			1			1			2.00			

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																														
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO					PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS											TOTAL DE HORAS HOMBRE						
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJEC UCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N	D				
									10	VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA					1			1			1			1		2.00				
									11	PRUEBAS GENERALES					1			1			1			1		2.00				
278	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00740046	ELECTROCARDIOGRAFO DE 01 CANAL	CARDIOLINE / AR 1200 ADV	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO						0.5			0.5				0.5		0.5		1.00			
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA						0.5			0.5			0.5			0.5				1.00	
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS						1			1			1			1				2.00	
									4	REVISIÓN DE LAS PANTALLAS LCD Y PANEL DE CONTROL						1			1			1			1				2.00	
									5	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA, PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA Y CAMBIO						1.5			1.5			1.5			1.5			1.5		3.00
									6	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CABLE PACIENTE ECG Y ELECTRODOS PRECORDIALES						2			2			2			2				4.00	
									7	MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA TÉRMICA, CAMBIO DE CABEZAL TÉRMICO.						1			1			1			1				2.00	
									8	PRUEBAS GENERALES DEL EQUIPO						0.5			0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
279	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00740412	PULSIOXIMETRO	NELLCOR / N560	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO							0.5			0.5			0.5		0.5	1.50				
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA							0.5			0.5			0.5			0.5	1.50			
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO							1			1			1			1	3.00			
									4	MANTENIMIENTO DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES							0.5			0.5			0.5			0.5	1.50			
									5	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE							1			1			1			1	3.00			
									6	REVISIÓN, LIMPIEZA Y CAMBIO DEL SENSOR DE SATURACIÓN. PRUEBAS GENERALES							0.5			0.5			0.5			0.5		1.50		
280	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00740415	PULSIOXIMETRO	NELLCOR / N560	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO					0.5			0.5			0.5		0.5			1.00				
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA					0.5			0.5			0.5			0.5				1.00		
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO					1			1			1			1				2.00		
									4	MANTENIMIENTO DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES					0.5			0.5			0.5			0.5				1.00		
									5	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE					1			1			1			1				2.00		
									6	REVISIÓN, LIMPIEZA Y CAMBIO DEL SENSOR DE SATURACIÓN. PRUEBAS GENERALES					0.5			0.5			0.5			0.5					1.00	
281	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00740427	PULSIOXIMETRO	NELLCOR / N560	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO							0.5			0.5			0.5		0.5	1.50				
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA							0.5			0.5			0.5			0.5			1.50	
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO							1			1			1			1			3.00	
									4	MANTENIMIENTO DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES							0.5			0.5			0.5			0.5			1.50	
									5	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE							1			1			1			1			3.00	
									6	REVISIÓN, LIMPIEZA Y CAMBIO DEL SENSOR DE SATURACIÓN. PRUEBAS GENERALES							0.5			0.5			0.5			0.5			1.50	
282	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00740428	PULSIOXIMETRO	NELLCOR / N560	B	A	MO	1	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA						0.5			0.5			0.5		0.5	1.00					
									2	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO						0.5			0.5			0.5			0.5				1.00	
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO						1			1			1			1				2.00	
									4	MANTENIMIENTO DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES						0.5			0.5			0.5			0.5				1.00	
									5	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA						1			1			1			1				2.00	
									6	REVISIÓN, LIMPIEZA Y CAMBIO DEL SENSOR DE SATURACIÓN. PRUEBAS GENERALES						0.5			0.5			0.5			0.5				1.00	
283	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00740430	PULSIOXIMETRO	NELLCOR / N560	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO						0.5			0.5			0.5		0.5	1.00					
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA						0.5			0.5			0.5			0.5			1.00		
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO						1			1			1			1				2.00	
									4	MANTENIMIENTO DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES						0.5			0.5			0.5			0.5			0.5	1.00	

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																											
ID	DATOS DEL EQUIPO								DATOS DEL MANTENIMIENTO				PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												TOTAL DE HORAS HOMBRE		
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJE CUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
									5	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE					1			1			1			1	2.00		
									6	REVISIÓN, LIMPIEZA Y CAMBIO DEL SENSOR DE SATURACIÓN. PRUEBAS GENERALES					0.5			0.5			0.5			0.5	1.00		
284	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00740993	BALANZA ELECTRONICA CON TALLIMETRO ADULTO	VILLANUEVA / ELIJO	CE	B	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO						0.5			0.5			0.5			0.5	1.50	
									2	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, AJUSTE DE CONTACTOS						0.5			0.5			0.5			0.5	1.50	
									3	MANTENIMIENTO DE LA TARJETA ELECTRÓNICA						0.5			0.5			0.5			0.5	1.50	
									4	VERIFICACIÓN DE TRANSDUCTOR DE PRESIÓN						0.25			0.25			0.25			0.25	0.75	
									5	VERIFICACIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES						0.25			0.25			0.25			0.25	0.75	
									6	REVISIÓN DE LA BATERIA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE						0.5			0.5			0.5			0.5	1.50	
									7	VERIFICACIÓN DEL TALLÍMETRO DEL EQUIPO						0.5			0.5			0.5			0.5	1.50	
									8	LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE LINEA A TIERRA						0.5			0.5			0.5			0.5	1.50	
									9	PRUEBAS GENERALES						0.5			0.5			0.5			0.5	1.50	
285	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00741040	INCUBADORA NEONATAL ESTANDAR	FANEM / VISION 2186	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO				1.09			1.09			1.09			1.09		2.18		
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS.				1.09			1.09			1.09			1.09			2.18	
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO				1.1			1.1			1.1			1.1			2.20	
									4	REVISIÓN DE LA RESISTENCIA CALEFACTORA Y LIMPIEZA DEL DISIPADOR DE CALOR				1.09			1.09			1.09			1.09			2.18	
									5	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO DE RECIRCULACIÓN DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE				1.09			1.09			1.09			1.09			2.18	
									6	VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LA PANTALLA LCD Y PANEL DE CONTROL.				1.09			1.09			1.09			1.09			2.18	
									7	VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA				1.09			1.09			1.09			1.09			2.18	
									8	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SENSOR DE TEMPERATURA Y SENSOR DE HUMEDAD RELATIVA				1.09			1.09			1.09			1.09			2.18	
									9	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE HUMIFICACIÓN, AJUSTES ELÉCTRICOS				1.09			1.09			1.09			1.09			2.18	
									10	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LA CÚPULA, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE				1.09			1.09			1.09			1.09			2.18	
									11	PRUEBAS GENERALES EN EL MODO AIRE/PIEL				1.09			1.09			1.09			1.09			2.18	
286	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00741041	INCUBADORA NEONATAL ESTANDAR	FANEM / VISION 2186	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO					0.72			0.72			0.72			0.72	1.44		
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS.					0.73			0.73			0.73			0.73			1.46
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO					0.73			0.73			0.73			0.73			1.46
									4	REVISIÓN DE LA RESISTENCIA CALEFACTORA Y LIMPIEZA DEL DISIPADOR DE CALOR					0.73			0.73			0.73			0.73			1.46
									5	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO DE RECIRCULACIÓN DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE					0.73			0.73			0.73			0.73			1.46
									6	VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LA PANTALLA LCD Y PANEL DE CONTROL.					0.73			0.73			0.73			0.73			1.46
									7	VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA					0.73			0.73			0.73			0.73			1.46
									8	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SENSOR DE TEMPERATURA Y SENSOR DE HUMEDAD RELATIVA					0.73			0.73			0.73			0.73			1.46
									9	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE HUMIFICACIÓN, AJUSTES ELÉCTRICOS					0.73			0.73			0.73			0.73			1.46
									10	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LA CÚPULA, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE					0.72			0.72			0.72			0.72			1.44
									11	PRUEBAS GENERALES EN EL MODO AIRE/PIEL					0.72			0.72			0.72			0.72			1.44
									1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO						1.09			1.09			1.09		3.27			
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS.						1.09			1.09			1.09			1.09	3.27	
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO						1.09			1.09			1.09			1.09	3.27	

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																													
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO				PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												TOTAL DE HORAS HOMBRE					
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ UIP.	CRITIC ID AD	MO DALI DAD EJE CUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D				
287	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00741044	INCUBADORA NEONATAL ESTANDAR	FANEM / VISION 2186	B	A	MO	4	REVISIÓN DE LA RESISTENCIA CALEFACTORA Y LIMPIEZA DEL DISIPADOR DE CALOR						1.09			1.09			1.09			1.09	3.27			
									5	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO DE RECIRCULACIÓN DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE						1.09			1.09			1.09			1.09			1.09	3.27
									6	VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LA PANTALLA LCD Y PANEL DE CONTROL.						1.1			1.1			1.1			1.1			1.1	3.30
									7	VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA						1.09			1.09			1.09			1.09			1.09	3.27
									8	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SENSOR DE TEMPERATURA Y SENSOR DE HUMEDAD RELATIVA						1.09			1.09			1.09			1.09			1.09	3.27
									9	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE HUMIFICACIÓN, AJUSTES ELÉCTRICOS						1.09			1.09			1.09			1.09			1.09	3.27
									10	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LA CÚPULA, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE						1.09			1.09			1.09			1.09			1.09	3.27
									11	PRUEBAS GENERALES EN EL MODO AIRE/PIEL						1.09			1.09			1.09			1.09			1.09	3.27
288	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00741045	INCUBADORA NEONATAL ESTANDAR	FANEM / VISION 2186	B	A	MO	9	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO				1			1			1			1			2.00			
									10	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS.				1			1			1			1			1			2.00
									11	MANTENIMIENTO DE LAS TARIETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO				1			1			1			1			1			2.00
									1	REVISIÓN DE LA RESISTENCIA CALEFACTORA Y LIMPIEZA DEL DISIPADOR DE CALOR				1			1			1			1			1			2.00
									2	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO DE RECIRCULACIÓN DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE				1			1			1			1			1			2.00
									3	VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LA PANTALLA LCD Y PANEL DE CONTROL.				1			1			1			1			1			2.00
									4	VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA				1			1			1			1			1			2.00
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SENSOR DE TEMPERATURA Y SENSOR DE HUMEDAD RELATIVA				1.5			1.5			1.5			1.5			1.5			3.00
									6	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE HUMIFICACIÓN, AJUSTES ELÉCTRICOS				1.5			1.5			1.5			1.5			1.5			3.00
									7	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LA CÚPULA, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE				1			1			1			1			1			2.00
									8	PRUEBAS GENERALES EN EL MODO AIRE/PIEL				1			1			1			1			1			2.00
289	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00741046	INCUBADORA NEONATAL ESTANDAR	FANEM / VISION 2186	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO					0.72			0.72			0.72			0.72	1.44				
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS.					0.73			0.73			0.73			0.73			0.73	1.46	
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARIETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO					0.73			0.73			0.73			0.73			0.73	1.46	
									4	REVISIÓN DE LA RESISTENCIA CALEFACTORA Y LIMPIEZA DEL DISIPADOR DE CALOR					0.73			0.73			0.73			0.73			0.73	1.46	
									5	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO DE RECIRCULACIÓN DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE					0.73			0.73			0.73			0.73			0.73	1.46	
									6	VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LA PANTALLA LCD Y PANEL DE CONTROL.					0.73			0.73			0.73			0.73			0.73	1.46	
									7	VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA					0.73			0.73			0.73			0.73			0.73	1.46	
									8	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SENSOR DE TEMPERATURA Y SENSOR DE HUMEDAD RELATIVA					0.73			0.73			0.73			0.73			0.73	1.46	
									9	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE HUMIFICACIÓN, AJUSTES ELÉCTRICOS					0.73			0.73			0.73			0.73			0.73	1.46	
									10	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LA CÚPULA, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE					0.72			0.72			0.72			0.72			0.72	1.44	
									11	PRUEBAS GENERALES EN EL MODO AIRE/PIEL					0.72			0.72			0.72			0.72			0.72	1.44	
									1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO						1.18			1.18			1.18			1.18	3.54			
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS						1.18			1.18			1.18			1.18			1.18	3.54
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARIETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO						1.19			1.19			1.19			1.19			1.19	3.57
									4	REVISIÓN DE LA RESISTENCIA CALEFACTORA Y LIMPIEZA DEL DISIPADOR DE CALOR						1.19			1.19			1.19			1.19			1.19	3.57
									5	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO DE RECIRCULACIÓN DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE						1.18			1.18			1.18			1.18			1.18	3.54

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																														
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO					PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS											TOTAL DE HORAS HOMBRE						
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJEC UCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N	D				
290	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00741051	INCUBADORA NEONATAL ESTANDAR	FANEM / VISION 2186	B	A	MO	6	VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LA PANTALLA LCD Y PANEL DE CONTROL							1.18			1.18			1.18			1.18	3.54			
									7	VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA							1.18			1.18			1.18			1.18			1.18	3.54
									8	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SENSOR DE TEMPERATURA Y SENSOR DE HUMEDAD RELATIVA							1.18			1.18			1.18			1.18			1.18	3.54
									9	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE HUMIFICACIÓN, AJUSTES ELÉCTRICOS							1.18			1.18			1.18			1.18			1.18	3.54
									10	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LA CÚPULA, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE							1.18			1.18			1.18			1.18			1.18	3.54
									11	PRUEBAS GENERALES EN EL MODO AIRE/PIEL							1.18			1.18			1.18			1.18			1.18	3.54
291	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00741053	INCUBADORA NEONATAL ESTANDAR	FANEM / VISION 2186	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO					1			1			1			1			2.00			
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS					1			1			1			1			1			2.00
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO					1			1			1			1			1			2.00
									4	REVISIÓN DE LA RESISTENCIA CALEFACTORA Y LIMPIEZA DEL DISIPADOR DE CALOR					1			1			1			1			1			2.00
									5	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO DE RECIRCULACIÓN DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE					1			1			1			1			1			2.00
									6	VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LA PANTALLA LCD Y PANEL DE CONTROL					1			1			1			1			1			2.00
									7	VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA					1			1			1			1			1			2.00
									8	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SENSOR DE TEMPERATURA Y SENSOR DE HUMEDAD RELATIVA					1.5			1.5			1.5			1.5			1.5			3.00
									9	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE HUMIFICACIÓN, AJUSTES ELÉCTRICOS					1.5			1.5			1.5			1.5			1.5			3.00
									10	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LA CÚPULA, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE					1			1			1			1			1			2.00
									11	PRUEBAS GENERALES EN EL MODO AIRE/PIEL					1			1			1			1			1			2.00
292	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00741077	VENTILADOR DE TRANSPORTE	SIARE / SIRIO PLUS	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO						0.5			0.5			0.5			0.5		1.00			
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS						1			1			1			1			1		2.00
									3	MANTENIMIENTO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA						2			2			2			2			2		4.00
									4	REVISIÓN DE LA PANTALLA LCD Y PULSADORES						2			2			2			2			2		4.00
									5	REVISIÓN DEL SENSOR DE FLUJO ESPIRATORIO						0.5			0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									6	VERIFICACIÓN DE ELECTROVÁLVULA INTERNA Y SENSOR DE OXIGENO						1			1			1			1			1		2.00
									7	REVISIÓN Y CAMBIO DE BATERÍA, PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA.						1			1			1			1			1		2.00
									8	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LOS MODOS VENTILATORIOS						1			1			1			1			1		2.00
									9	AJUSTES DE PARAMETROS DEL EQUIPO, CAMBIO DE CIRCUITO PACIENTE.						1			1			1			1			1		2.00
									10	LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DEL EQUIPO						1			1			1			1			1		2.00
									11	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO						1			1			1			1			1		2.00
293	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00741313	VENTILADOR NEONATAL	MAQUET / SERVO I	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO							1			1			1			3.00				
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS.							1			1			1			1			3.00	
									3	MANTENIMIENTO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN							1			1			1			1			3.00	
									4	REVISIÓN DE LA PANTALLA TÁCTIL Y PERILLAS DE SELECCIÓN							1			1			1			1			3.00	
									5	REVISIÓN DE LOS MÓDULOS INSPIRATORIOS Y ESPIRATORIOS, VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS							1			1			1			1			3.00	
									6	REVISIÓN DEL SENSOR DE OXIGENO Y CAMBIO							0.5			0.5			0.5			0.5			0.5	1.50
									7	REVISIÓN DE LA BATERÍAS INTERNAS CAMBIO SI LO REQUIERE							0.5			0.5			0.5			0.5			0.5	1.50
									8	MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR ELÉCTRICO, CAMBIO DE KIT DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD COMPRESORA							0.5			0.5			0.5			0.5			0.5	1.50

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																													
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO							PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS											TOTAL DE HORAS HOMBRE			
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJE CUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N	D	
									9	PRUEBAS PRELIMINARES DEL EQUIPO									0.5			0.5			0.5			0.5	1.50
									10	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LOS MODOS VENTILATORIOS, CAMBIO DE CIRCUITO PACIENTE.									0.5			0.5			0.5			0.5	1.50
									11	LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DEL EQUIPO									0.5			0.5			0.5			0.5	1.50
294	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00741436	INCUBADORA DE TRANSPORTE ESTANDAR	OLIDEF / RWT/M	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO							0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS.							1			1			1			1			2.00
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO							1			1			1			1			2.00
									4	REVISIÓN DE LA RESISTENCIA CALEFACTORA Y LIMPIEZA DEL DISIPADOR DE CALOR							1			1			1			1			2.00
									5	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO DE RECIRCULACIÓN DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE							3			3			3			3			6.00
									6	VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL PANEL DE CONTROL							0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									7	VERIFICCION Y LIMPIEZA DE VENTILADOR VOLUMETRICO							0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									8	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SENSOR DE TEMPERATURA							2.5			2.5			2.5			2.5			5.00
									9	MANTENIMIENTOS DE LAS GARRUCHAS DE DESPLAZAMIENTO							1			1			1			1			2.00
									10	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LA CÚPULA							0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									11	PRUEBAS GENERALES EN EL MODO AIRE/PIEL							0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
295	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00741605	BALANZA ELECTRONICA CON TALLIMETRO NEONATAL	HEALTH O METER / 553KL	CE	B	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO								0.5		0.5			0.5			0.5			1.00
									2	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, AJUSTE DE CONTACTOS								0.5		0.5			0.5			0.5			1.00
									3	MANTENIMIENTO DE LA TARJETA ELECTRÓNICA								0.5		0.5			0.5			0.5			1.00
									4	VERIFICACIÓN DE TRANDUCTOR DE PRESIÓN								0.5		0.5			0.5			0.5			1.00
									5	VERIFICACIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES								0.5		0.5			0.5			0.5			1.00
									6	REVISIÓN DE LA BATERIA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA.								1		1			1			1			2.00
									7	PRUEBAS GENERALES.								0.5		0.5			0.5			0.5			1.00
296	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00743301	BOMBA DE INFUSION DE 02 CANALES	HOSPIRA / LIFE CARE	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO									0.5			0.5			0.5			1.50	
									2	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS, DESCARTE DE SOLDADURAS FRÍAS									1			1			1			1	3.00
									3	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LÍNEA A TIERRA, AJUSTE DE CONTACTOS									1			1			1			1	3.00
									4	VERIFICACIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTES DEL SISTEMA DE GOTEO									1			1			1			1	3.00
									5	MANTENIMIENTO DE LA PANTALLA LCD Y PANEL DE CONTROL									1			1			1			1	3.00
									6	REVISIÓN DEL SELECTOR DE CONTROLES Y TECLAS DE OPERACIÓN									1			1			1			1	3.00
									7	VERIFICACIÓN DEL MECANISMO DE APERTURA Y CIERRE DEL CASSETTE									1			1			1			1	3.00
									8	REVISIÓN DE LA BATERÍA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA									0.5			0.5			0.5			0.5	1.50
									9	VERIFICACIÓN DE LA BATERÍA , CAMBIO DE LA BATERÍA SI REQUIERE									0.5			0.5			0.5			0.5	1.50
									10	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SENSORES DE OCLUSIÓN Y AIRE EN LÍNEA									0.5			0.5			0.5			0.5	1.50
297	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00743304	BOMBA DE INFUSION DE 02 CANALES	HOSPIRA / LIFE CARE	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO							0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									2	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS, DESCARTE DE SOLDADURAS FRÍAS							1			1			1			1			2.00
									3	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LÍNEA A TIERRA, AJUSTE DE CONTACTOS							1			1			1			1			2.00
									4	VERIFICACIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTES DEL SISTEMA DE GOTEO							1			1			1			1			2.00
									5	MANTENIMIENTO DE LA PANTALLA LCD Y PANEL DE CONTROL							1			1			1			1			2.00
									6	REVISIÓN DEL SELECTOR DE CONTROLES Y TECLAS DE OPERACIÓN							1			1			1			1			2.00
									7	VERIFICACIÓN DEL MECANISMO DE APERTURA Y CIERRE DEL CASSETTE							1			1			1			1			2.00
									8	REVISIÓN DE LA BATERÍA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA							0.5			0.5			0.5			0.5			1.00

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																															
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO					PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS											TOTAL DE HORAS HOMBRE							
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJE CUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N	D					
									9	VERIFICACIÓN DE LA BATERÍA , CAMBIO DE LA BATERÍA SI REQUIERE					0.5			0.5			0.5			0.5			1.00				
									10	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SENSORES DE OCLUSIÓN Y AIRE EN LÍNEA					0.5			0.5			0.5			0.5			1.00				
298	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00743305	BOMBA DE INFUSION DE O2 CANALES	HOSPIRA / LIFE CARE	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO						0.5			0.5			0.5			0.5			1.00			
									2	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS, DESCARTE DE SOLDADURAS FRÍAS						0.5			0.5			0.5			0.5			1.00			
									3	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LÍNEA A TIERRA, AJUSTE DE CONTACTOS						0.5			0.5			0.5			0.5			1.00			
									4	VERIFICACIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTES DEL SISTEMA DE GOTE0						0.5			0.5			0.5			0.5			1.00			
									5	MANTENIMIENTO DE LA PANTALLA LCD Y PANEL DE CONTROL,						0.5			0.5			0.5			0.5			1.00			
									6	REVISIÓN DEL SELECTOR DE CONTROLES Y TECLAS DE OPERACIÓN						0.5			0.5			0.5			0.5			1.00			
									7	VERIFICACIÓN DEL MECANISMO DE APERTURA Y CIERRE DEL CASSETTE						0.25			0.25			0.25			0.25			0.50			
									8	REVISIÓN DE LA BATERÍA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA						0.25			0.25			0.25			0.25			0.50			
									9	VERIFICACIÓN DE LA BATERÍA , CAMBIO DE LA BATERÍA SI REQUIERE						0.25			0.25			0.25			0.25			0.50			
									10	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SENSORES DE OCLUSIÓN Y AIRE EN LÍNEA						0.25			0.25			0.25			0.25			0.50			
299	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00743415	INCUBADORA DE TRANSPORTE ESTANDAR	FANEM / IT-158-TS	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO							1.2			1.2			1.2			1.2	3.60				
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA							1.2			1.2			1.2			1.2			1.2	3.60	
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO							1.2			1.2			1.2			1.2			1.2	3.60	
									4	REVISIÓN DE LA RESISTENCIA CALEFACTORA Y LIMPIEZA DEL DISIPADOR DE CALOR							1.2			1.2			1.2			1.2			1.2	3.60	
									5	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO DE RECIRCULACIÓN DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE.							1.2			1.2			1.2			1.2			1.2	3.60	
									6	VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL PANEL DE CONTROL							1.2			1.2			1.2			1.2			1.2	3.60	
									7	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SENSOR DE TEMPERATURA							1.2			1.2			1.2			1.2			1.2	3.60	
									8	VERIFICACIÓN Y CAMBIO DE BATERÍA, VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA.							1.2			1.2			1.2			1.2			1.2	3.60	
									9	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LA CÚPULA							1.2			1.2			1.2			1.2			1.2	3.60	
									10	PRUEBAS GENERALES EN EL MODO AIRE/PIEL							1.2			1.2			1.2			1.2			1.2	3.60	
300	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00743502	BALANZA ELECTRONICA CON TALLIMETRO PARA LACTANTE	ADE / M10641	CE	B	MO	1	VERIFICACIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO						0.5			0.5			0.5			0.5			1.00			
									2	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO						0.5			0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									3	MANTENIMIENTO DE LA TARJETA ELECTRÓNICA						0.5			0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									4	VERIFICACIÓN DE TRANSDUCTOR DE PRESIÓN						0.5			0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									5	VERIFICACIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES						0.5			0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									6	REVISIÓN DE LA BATERIA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE						0.5			0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									7	LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO						0.5			0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									8	PRUEBAS GENERALES						0.5			0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
301	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	00743513	NEBULIZADOR PORTATIL	THOMAS / 1147	B	M	MO	1	VERIFICACION DE ESTADO INICIAL DEL EQUIPO					0.33			0.33			0.33			0.33			0.66				
									2	VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA					0.33			0.33			0.33			0.33			0.33			0.66	
									3	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO					0.35			0.35			0.35			0.35			0.35			0.70	
									4	VERIFICACION DE LA BOMBA DE VACÍO Y DIAFRAGMAS					0.33			0.33			0.33			0.33			0.33			0.66	
									5	VERIFICACION DEL MOTOR ELECTRICO					0.33			0.33			0.33			0.33			0.33			0.66	
									6	LIMPIEZA GENERAL					0.33			0.33			0.33			0.33			0.33			0.66	
									1	VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN UNIVERSAL Y CAMBIO DE BATERÍA RECARGABLE DEL EQUIPO.					0.57			0.57			0.57			0.57			1.14				
									2	VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN INTERNA DEL EQUIPO.					0.57			0.57			0.57			0.57			0.57			1.14	

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																													
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO				PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												TOTAL DE HORAS HOMBRE					
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ UIP.	CRITIC ID AD	MODALIDAD EJECUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D				
307	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	01220044	PULSIOXIMETRO	CHARMCARE / ACCURO	B	A	MO	4	REVISIÓN DE LOS SENSORES DE PULSIOXIMETRIA, CAMBIO SI LO REQUIERE						0.58			0.58			0.58			0.58	1.74			
									5	REVISIÓN DEL TECLADO, PARLANTE Y PANTALLA LED						0.57			0.57			0.57			0.57		0.57	1.71	
									6	REVISIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE ALARMAS, FECHAS Y HORA DE ACUERDO AL MANUAL DE USUARIO Y SERVICIO						0.57			0.57			0.57			0.57		0.57	1.71	
									7	DESMONTAJE TOTAL, MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL						0.57			0.57			0.57			0.57		0.57	1.71	
308	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	01221839	PULSIOXIMETRO	CHARMCARE / ACCURO	B	A	MO	1	VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN UNIVERSAL Y BATERIA RECARGABLE DEL EQUIPO.					0.57			0.57			0.57			0.57		1.14			
									2	VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN INTERNA DEL EQUIPO.					0.57			0.57			0.57			0.57		0.57		1.14	
									3	REVISIÓN DE LA TARJETA DIGITAL Y ANALOGA DE LA SEÑAL DE PULSIOXIMETRIA					0.58			0.58			0.58			0.58		0.58		1.16	
									4	REVISIÓN DE LOS SENSORES DE PULSIOXIMETRIA, CAMBIO SI LO REQUIERE					0.57			0.57			0.57			0.57		0.57		1.14	
									5	REVISIÓN DEL TECLADO, PARLANTE Y PANTALLA LED					0.57			0.57			0.57			0.57		0.57		1.14	
									6	REVISIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE ALARMAS, FECHAS Y HORA DE ACUERDO AL MANUAL DE USUARIO Y SERVICIO					0.57			0.57			0.57			0.57		0.57		1.14	
									7	DESMONTAJE TOTAL, MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL					0.57			0.57			0.57			0.57		0.57		1.14	
309	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	01221840	PULSIOXIMETRO	CHARMCARE / ACCURO	B	A	MO	7	VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN UNIVERSAL Y BATERIA RECARGABLE DEL EQUIPO.						0.57			0.57			0.57			0.57	1.71			
									1	VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN INTERNA DEL EQUIPO.						0.57			0.57			0.57			0.57		1.71		
									2	REVISIÓN DE LA TARJETA DIGITAL Y ANALOGA DE LA SEÑAL DE PULSIOXIMETRIA						0.57			0.57			0.57			0.57		1.71		
									3	REVISIÓN DE LOS SENSORES DE PULSIOXIMETRIA, CAMBIO SI LO REQUIERE						0.58			0.58			0.58			0.58		1.74		
									4	REVISIÓN DEL TECLADO, PARLANTE Y PANTALLA LED						0.57			0.57			0.57			0.57		1.71		
									5	REVISIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE ALARMAS, FECHAS Y HORA DE ACUERDO AL MANUAL DE USUARIO Y SERVICIO						0.57			0.57			0.57			0.57		1.71		
310	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	01221841	PULSIOXIMETRO	CHARMCARE / ACCURO	B	A	MO	6	DESMONTAJE TOTAL, MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL						0.57			0.57			0.57			0.57	1.71			
									1	VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN UNIVERSAL Y BATERIA RECARGABLE DEL EQUIPO.				0.57			0.57			0.57			0.57			0.57		1.14	
									2	VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN INTERNA DEL EQUIPO.				0.57			0.57			0.57			0.57			0.57		1.14	
									3	REVISIÓN DE LA TARJETA DIGITAL Y ANALOGA DE LA SEÑAL DE PULSIOXIMETRIA				0.57			0.57			0.57			0.57			0.57		1.14	
									4	REVISIÓN DE LOS SENSORES DE PULSIOXIMETRIA, CAMBIO SI LO REQUIERE				0.58			0.58			0.58			0.58			0.58		1.16	
									5	REVISIÓN DEL TECLADO, PARLANTE Y PANTALLA LED				0.57			0.57			0.57			0.57			0.57		1.14	
									6	REVISIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE ALARMAS, FECHAS Y HORA DE ACUERDO AL MANUAL DE USUARIO Y SERVICIO				0.57			0.57			0.57			0.57			0.57		1.14	
311	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	01222053	PULSIOXIMETRO	CHARMCARE / ACCURO	B	A	MO	7	DESMONTAJE TOTAL, MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL				0.57			0.57			0.57			0.57			1.14			
									1	VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN UNIVERSAL Y BATERIA RECARGABLE DEL EQUIPO.					0.57			0.57			0.57			0.57			0.57		1.14
									2	VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN INTERNA DEL EQUIPO.					0.57			0.57			0.57			0.57			0.57		1.14
									3	REVISIÓN DE LA TARJETA DIGITAL Y ANALOGA DE LA SEÑAL DE PULSIOXIMETRIA					0.57			0.57			0.57			0.57			0.57		1.14
									4	REVISIÓN DE LOS SENSORES DE PULSIOXIMETRIA, CAMBIO SI LO REQUIERE					0.58			0.58			0.58			0.58			0.58		1.16
									5	REVISIÓN DEL TECLADO, PARLANTE Y PANTALLA LED					0.57			0.57			0.57			0.57			0.57		1.14
									6	REVISIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE ALARMAS, FECHAS Y HORA DE ACUERDO AL MANUAL DE USUARIO Y SERVICIO					0.57			0.57			0.57			0.57			0.57		1.14

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																																	
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO					PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS										TOTAL DE HORAS HOMBRE										
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJE CUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR					E	F	M	A	M	J	J	A	S		O	N	D							
312	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	01222054	PULSIOXIMETRO	CHARMCARE / ACCURO	B	A	MO	1	VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN UNIVERSAL Y BATERIA RECARGABLE DEL EQUIPO.										0.14							0.14						
									2	VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN INTERNA DEL EQUIPO.											0.14									0.14			
									3	REVISIÓN Y CAMBIO DE LA TARJETA DIGITAL, ANALOGA DE LA SEÑAL DE PULSIOXIMETRIA												0.15									0.15		
									4	REVISIÓN DE LOS SENSORES DE PULSIOXIMETRIA, CAMBIO SI LO REQUIERE												0.15									0.15		
									5	REVISIÓN DEL TECLADO, PARLANTE Y PANTALLA LED												0.14										0.14	
									6	REVISIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE ALARMAS, FECHAS Y HORA DE ACUERDO AL MANUAL DE USUARIO Y SERVICIO												0.14											0.14
									7	DESMONTAJE TOTAL, MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL												0.14											0.14
313	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	01222055	PULSIOXIMETRO	CHARMCARE / ACCURO	B	A	MO	1	VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN UNIVERSAL Y BATERIA RECARGABLE DEL EQUIPO.										0.14							0.14						
									2	VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN INTERNA DEL EQUIPO.												0.14									0.14		
									3	REVISIÓN Y CAMBIO DE LA TARJETA DIGITAL, ANALOGA DE LA SEÑAL DE PULSIOXIMETRIA												0.15									0.15		
									4	REVISIÓN DE LOS SENSORES DE PULSIOXIMETRIA, CAMBIO SI LO REQUIERE												0.15									0.15		
									5	REVISIÓN DEL TECLADO, PARLANTE Y PANTALLA LED												0.14										0.14	
									6	REVISIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE ALARMAS, FECHAS Y HORA DE ACUERDO AL MANUAL DE USUARIO Y SERVICIO												0.14										0.14	
									7	DESMONTAJE TOTAL, MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL												0.14											0.14
314	CERRO DE PASCO	S. PEDIATRÍA	04050024	CUNA DE CALOR RADIANTE - UCI NEONATAL	DAVID / HKN-93CS	B	A	PA	1	REVISIÓN Y AJUSTE DE LA PARTE FÍSICA DE COMPONENTES, ADITAMENTOS DEL EQUIPO										0.08							0.08						
									2	REVISIÓN DEL TABLERO DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL												0.08									0.08		
									3	COMPROBAR LA CONECTIVIDAD DE LOS COMPONENTES Y ESTADO DE LA BATERÍA INTERNA												0.08								0.08			
									4	REVISIÓN DEL SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA ELÉCTRICO												0.08									0.08		
									5	REVISIÓN DEL SISTEMA DE CALENTAMIENTO												0.08									0.08		
									6	EVALUAR Y AJUSTAR LOS MODOS DE CALENTAMIENTO: MODO MANUAL Y MODO SERVOCONTROLADO												0.08									0.08		
									7	CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DE PESAJE												0.08									0.08		
									8	REVISIÓN DEL PULSIOXIMETRO												0.08									0.08		
									9	REVISIÓN DE LA UNIDAD DE REANIMACIÓN												0.08										0.08	
									10	REVISIÓN DE LA UNIDAD DE FOTOTERAPIA												0.08										0.08	
									11	REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ALARMAS DEL EQUIPO												0.08										0.08	
									12	REVISIÓN Y AJUSTES DEL SISTEMA DE TRENDLENBURG Y MOVIMIENTOS DEL COCHE												0.08										0.08	
									13	REVISIÓN DE LA LUZ LED AUXILIAR												0.08											0.08
									14	REALIZAR LIMPIEZA DE COMPONENTES, ADITAMENTOS Y ACCESORIOS DEL EQUIPO												0.42											0.42
									15	REVISIÓN DE CILINDRO DE OXIGENO Y AIRE Y SUS REGULADORES RESPECTIVOS												0.08											0.08
									16	PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA												0.17											0.17
									17	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO												0.17											0.17
									1	REVISIÓN Y AJUSTE DE LA PARTE FÍSICA DE COMPONENTES, ADITAMENTOS DEL EQUIPO										0.08							0.08						
									2	REVISIÓN DEL TABLERO DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL												0.08								0.08			
									3	COMPROBAR LA CONECTIVIDAD DE LOS COMPONENTES Y ESTADO DE LA BATERÍA INTERNA												0.08							0.08				
									4	REVISIÓN DEL SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA ELÉCTRICO												0.08							0.08				
									5	REVISIÓN DEL SISTEMA DE CALENTAMIENTO												0.08							0.08				

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																														
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO							PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												TOTAL DE HORAS HOMBRE			
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJEC UCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D		
319	CERRO DE PASCO	SALUD OCUPACIONAL	00740048	ESPIROMETRO PORTATIL	MIR / SPIROLAB	B	M	MO	4	REVISIÓN DE LA TURBINA Y LIMPIEZA									0.67			0.67			0.67			0.67	2.01	
									5	REVISIÓN DE LA PANTALLA LCD Y PANEL DE CONTROL									0.67			0.67			0.67			0.67	2.01	
									6	MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA TÉRMICA									0.67			0.67			0.67			0.67	2.01	
									7	REVISIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA									0.67			0.67			0.67			0.67	2.01	
									8	REVISIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACION EXTERNA									0.66			0.66			0.66			0.66	1.98	
									9	VERIFICACIÓN DE AUTODIAGNOSTICO INTERNO DEL EQUIPO									0.66			0.66			0.66			0.66	1.98	
320	CERRO DE PASCO	SALUD OCUPACIONAL	00741430	AUDIOMETRO DE 02 CANALES	SIBELMED / SIBELMED 400 SUPRA	B	B	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO							0.5			0.5			0.5			0.5		1.00		
									2	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTACTOS							1			1			1			1			2.00	
									3	MANTENIMIENTO DE LA TARIETA ELECTRÓNICA							1			1			1			1			2.00	
									4	REVISIÓN DE AUDIFONOS AÉREOS, VIBRADOR ÓSEO Y CONECTORES							1			1			1			1			2.00	
									5	REVISIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y PANTALLA LCD Y PULSADORES							1			1			1			1			2.00	
									6	RERIFICACIÓN DE LA SALIDA TONAL DEL AUDIÓMETRO TANTO VÍA AÉREO COMO ÓSEA							0.5			0.5			0.5			0.5			1.00	
									7	VERIFICACIÓN SUBJETIVA DE LA SALIDA TONAL DEL AUDIÓMETRO TANTO VÍA AÉREO Y ÓSEA SEA IGUAL EN AMBOS							0.5			0.5			0.5			0.5			1.00	
									8	VERIFICACIÓN DEL NIVEL DE DB EN TODAS LAS FRECUENCIAS, NO PRESENTE DISTORSIÓN O RUIDOS							0.5			0.5			0.5			0.5			1.00	
									9	VERIFICACIÓN DE BANDAS DE SUJECCIÓN DE AURICULARES Y VIBRADOR ESTÉN CORRECTAS							0.5			0.5			0.5			0.5			1.00	
									10	PRUEBAS GENERALES Y VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA							1			1			1			1			2.00	
									11	REALIZAR LA PRUEBA DE SEGURIDAD Y AISLAMIENTO ELÉCTRICO DEL EQUIPO							0.5			0.5			0.5			0.5			1.00	
321	CERRO DE PASCO	SALUD OCUPACIONAL	00741462	AUDIOMETRO DE 02 CANALES	IVENTIS / HARP PLUS	B	B	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO.								1			1			1			1	2.00		
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS.								1			1			1			1			2.00
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO.								1.5			1.5			1.5			1.5			3.00
									4	REVISIÓN DE AUDIFONOS AÉREOS, VIBRADOR ÓSEO Y CONECTORES.								1.5			1.5			1.5			1.5			3.00
									5	REVISIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y PANTALLA LCD Y PULSADORES.								2			2			2			2			4.00
									6	VERIFICACIÓN DE LA SALIDA TONAL DEL AUDIÓMETRO TANTO VÍA AÉREO COMO ÓSEA.								2			2			2			2			4.00
									7	VERIFICACIÓN SUBJETIVA DE LA SAUDA TONAL DEL AUDIÓMETRO TANTO VÍA AÉREO Y ÓSEA.								2			2			2			2			4.00
									8	VERIFICACIÓN DEL NIVEL DE DB EN TODAS LAS FRECUENCIAS NO PRESENTE DISTORSIÓN, RUIDOS O SEÑALES.								1.5			1.5			1.5			1.5			3.00
									9	VERIFICACIÓN DE BANDAS DE SUJECCIÓN DE AURICULARES Y VIBRADOR ESTÉN CORRECTAS.								1.5			1.5			1.5			1.5			3.00
									10	PRUEBAS GENERALES Y VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA.								2			2			2			2			4.00
322	CERRO DE PASCO	SALUD OCUPACIONAL	00989150	ESPIROMETRO PORTÁTIL COMPUTARIZADO	MIR / SPIROLAB	B	M	MO	1	INSPECCIONES DEL EQUIPO.									1			1			1	3.00				
									2	INSPECCIONES O REVISIONES GLOBALES Y ESPECÍFICAS DEL EQUIPO.									1			1			1			1	3.00	
									3	VERIFICACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO.									1			1			1			1	3.00	
									4	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.									1			1			1			1	3.00	
323	CERRO DE PASCO	SALUD OCUPACIONAL	01222553	PULSIOXIMETRO	NONIN / 7500	B	A	MO	1	VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN UNIVERSAL Y BATERIA RECARGABLE DEL EQUIPO.							0.57			0.57			0.57			0.57	1.14			
									2	VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN INTERNA DEL EQUIPO.							0.57			0.57			0.57			0.57			1.14	
									3	REVISIÓN DE LA TARIETA DIGITAL Y ANALOGA DE LA SEÑAL DE PULSIOXIMETRIA							0.57			0.57			0.57			0.57			1.14	
									4	REVISIÓN DE LOS SENSORES DE PULSIOXIMETRIA, CAMBIO SI LO REQUIERE							0.58			0.58			0.58			0.58			1.16	
									5	REVISIÓN DEL TECLADO, PARLANTE Y PANTALLA LED							0.57			0.57			0.57			0.57			1.14	

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																										
ID	DATOS DEL EQUIPO								DATOS DEL MANTENIMIENTO				PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												TOTAL DE HORAS HOMBRE	
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJC UCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
									6	REVISIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE ALARMAS, FECHAS Y HORA DE ACUERDO AL MANUAL DE USUARIO Y SERVICIO				0.57			0.57			0.57			0.57		1.14	
									7	DESMONTAJE TOTAL, MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL				0.57			0.57			0.57			0.57		1.14	
324	CERRO DE PASCO	TRASLADO DE PACIENTES	00740198	PULSIOXIMETRO	GE-DATEX OHMEDA / TRUSAT	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO					0.5		0.5			0.5			0.5		1.00	
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA					0.5		0.5			0.5			0.5		1.00	
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO					1		1			1			1		2.00	
									4	MANTENIMIENTO DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES					0.5		0.5			0.5			0.5		1.00	
									5	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA					1		1			1			1		2.00	
									6	REVISIÓN, LIMPIEZA Y CAMBIO DEL SENSOR DE SATURACIÓN. PRUEBAS GENERALES					0.5		0.5			0.5			0.5			0.5
325	CERRO DE PASCO	TRASLADO DE PACIENTES	00740199	PULSIOXIMETRO	GE-DATEX OHMEDA / TRUSAT	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO						0.5		0.5			0.5			0.5	1.50	
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA						0.5		0.5			0.5			0.5		1.50
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO					1		1			1			1		3.00	
									4	MANTENIMIENTO DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES						0.5		0.5			0.5			0.5		1.50
									5	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE						1		1			1			1		3.00
									6	REVISIÓN, LIMPIEZA Y CAMBIO DEL SENSOR DE SATURACIÓN. PRUEBAS GENERALES						0.5		0.5			0.5			0.5		
326	CERRO DE PASCO	TRASLADO DE PACIENTES	00740200	PULSIOXIMETRO	GE-DATEX OHMEDA / TRUSAT	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO				0.5			0.5			0.5			0.5		1.00	
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA				0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO				1			1			1			1			2.00
									4	MANTENIMIENTO DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES				0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									5	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE				1			1			1			1			2.00
									6	REVISIÓN, LIMPIEZA Y CAMBIO DEL SENSOR DE SATURACIÓN. PRUEBAS GENERALES				0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
327	CERRO DE PASCO	TRASLADO DE PACIENTES	00740201	PULSIOXIMETRO	GE-DATEX OHMEDA / TRUSAT	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO					0.5		0.5			0.5			0.5		1.00	
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA					0.5		0.5			0.5			0.5			1.00
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO					1		1			1			1			2.00
									4	MANTENIMIENTO DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES					0.5		0.5			0.5			0.5			1.00
									5	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE					1		1			1			1			2.00
									6	REVISIÓN, LIMPIEZA Y CAMBIO DEL SENSOR DE SATURACIÓN. PRUEBAS GENERALES					0.5		0.5			0.5			0.5			1.00
328	CERRO DE PASCO	TRASLADO DE PACIENTES	00740209	DESFIBRILADOR CON MONITOR PARA AMBULANCIA	PHILIPS / HEARTSTART MRX	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO						1.33		1.33			1.33			1.33	3.99	
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA						1.34		1.34			1.34			1.34		4.02
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO						1.34		1.34			1.34			1.34		4.02
									4	VERIFICACIÓN DEL CONDENSADOR DE CARGA PRINCIPAL						1.34		1.34			1.34			1.34		4.02
									5	MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA TÉRMICA						1.33		1.33			1.33			1.33		3.99
									6	REVISIÓN DE LAS PALETAS EXTERNAS Y LIMPIEZA						1.33		1.33			1.33			1.33		3.99
									7	REVISIÓN Y CAMBIO DE BATERÍA INTERNA, PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA.						1.33		1.33			1.33			1.33		3.99
									8	VERIFICACIÓN DEL MODO MONITOR, MARCAPASOS Y DEA ,REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CABLE ECG						1.33		1.33			1.33			1.33		3.99
									9	PRUEBAS GENERALES						1.33		1.33			1.33			1.33		3.99
									1	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA				1			1			1			2.00			
									2	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO				2			2			2			2			4.00

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																											
ID	DATOS DEL EQUIPO								DATOS DEL MANTENIMIENTO				PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												TOTAL DE HORAS HOMBRE		
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJEC UCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
									8	VERIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, PRUEBAS GENERALES					0.25			0.25			0.25			0.25		0.50	
334	CERRO DE PASCO	TRASLADO DE PACIENTES	00743365	ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL PARA AMBULANCIA	DEVILBISS / 730SP-D	B	M	MO	8	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO					0.25			0.25			0.25			0.25		0.50	
									1	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LINEA TIERRA DEL EQUIPO					0.25			0.25			0.25			0.25		0.50	
									2	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO					0.25			0.25			0.25			0.25		0.50	
									3	MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE VACIO Y DIAFRAGMAS					0.25			0.25			0.25			0.25		0.50	
									4	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL DUCTOS Y MANGUERAS					0.25			0.25			0.25			0.25		0.50	
									5	VERIFICACIÓN DE VACUÓMETRO, REGULADOR Y TAPA DE FRASCO					0.25			0.25			0.25			0.25		0.50	
									6	LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACION Y/O CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL /HIDROFÓBICO					0.25			0.25			0.25			0.25		0.50	
									7	VERIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, PRUEBAS GENERALES					0.25			0.25			0.25		0.50				
335	CERRO DE PASCO	TRASLADO DE PACIENTES	00743366	ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL PARA AMBULANCIA	DEVILBISS / 730SP-D	B	M	MO	3	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO				0.25			0.25			0.25			0.25		0.50		
									4	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LINEA TIERRA DEL EQUIPO				0.25			0.25			0.25			0.25		0.50		
									5	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO				0.25			0.25			0.25			0.25		0.50		
									6	MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE VACIO Y DIAFRAGMAS				0.25			0.25			0.25			0.25		0.50		
									7	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL DUCTOS Y MANGUERAS				0.25			0.25			0.25			0.25		0.50		
									8	VERIFICACIÓN DE VACUÓMETRO, REGULADOR Y TAPA DE FRASCO				0.25			0.25			0.25			0.25		0.50		
									1	LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACION Y/O CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL /HIDROFÓBICO				0.25			0.25			0.25			0.25		0.50		
									2	VERIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, PRUEBAS GENERALES				0.25			0.25			0.25			0.25		0.50		
336	CERRO DE PASCO	TRASLADO DE PACIENTES	00743426	PULSIOXIMETRO PARA AMBULANCIA	TENKO / TK-2515	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO.					0.5			0.5			0.5			0.5		1.00	
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA.					0.5			0.5			0.5			0.5		1.00	
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO.					1			1			1			1		2.00	
									4	MANTENIMIENTO DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES.					0.5			0.5			0.5			0.5		1.00	
									5	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA.					0.5			0.5			0.5			0.5		1.00	
									6	REVISIÓN, LIMPIEZA Y CAMBIO DEL SENSOR DE SATURACIÓN.					0.5			0.5			0.5			0.5		1.00	
									7	PRUEBAS GENERALES.					0.5			0.5			0.5			0.5		1.00	
337	CERRO DE PASCO	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	00402236	DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS	GENERAL ELECTRIC / CARDIOSERV	B	A	MO	9	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA, PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA Y CAMBIO					1			1			1			1		2.00	
									1	VERIFICACIÓN DEL MODO MONITOR, MARCAPASOS Y DEA ,REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CABLE ECG					2			2			2			2		4.00	
									2	PRUEBAS GENERALES					4			4			4			4		8.00	
									3	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO					1			1			1			1		2.00	
									4	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA					2			2			2			2		4.00	
									5	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO					3			3			3			3		6.00	
									6	VERIFICACIÓN DEL CONDENSADOR DE CARGA PRINCIPAL					1			1			1			1		2.00	
									7	MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA TÉRMICA					1			1			1			1		2.00	
338	CERRO DE PASCO	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	00403106	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	THOMAS / 1133	B	M	MO	8	REVISIÓN DE LAS PALETAS EXTERNAS Y LIMPIEZA					1			1			1			1		2.00	
									1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO						0.5			0.5			0.5			0.5		1.50
									2	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LINEA TIERRA DEL EQUIPO						0.5			0.5			0.5			0.5		1.50
									3	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO						0.5			0.5			0.5			0.5		1.50
									4	MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE VACIO Y DIAFRAGMAS						0.5			0.5			0.5			0.5		1.50
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL DUCTOS Y MANGUERAS						0.5			0.5			0.5			0.5		1.50
									6	VERIFICACIÓN DE VACUÓMETRO, REGULADOR Y TAPA DE FRASCO						0.5			0.5			0.5		1.50			

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ID	DATOS DEL EQUIPO						TIP O EQ.		MO DALI DAD EJEC UCIO	DATOS DEL MANTENIMIENTO		PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												TOTAL DE HORAS HOMBRE
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO					ACTIVIDADES A REALIZAR		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
										7 LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACION Y/O CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL /HIDROFÓBICO				0.5			0.5			0.5			0.5	1.50
										8 VERIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, PRUEBAS GENERALES				0.5			0.5			0.5			0.5	1.50
339	CERRO DE PASCO	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	00403133	VENTILADOR VOLUMETRICO + PCV BASICO	PURITAN BENNETT / 840	B	A	MO		1 INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO				0.72			0.72			0.72			0.72	2.16
										2 VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS.				0.72			0.72			0.72			0.72	2.16
										3 MANTENIMIENTO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN				0.75			0.75			0.75			0.75	2.25
										4 REVISIÓN DE LA PANTALLA TÁCTIL Y PERILLA DE SELECCIÓN				0.75			0.75			0.75			0.75	2.25
										5 REVISIÓN DE SENSOR DE OXIGENO, VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE FLUJO, CAMBIO SI LO REQUIERE				0.74			0.74			0.74			0.74	2.22
										6 REVISIÓN DEL SISTEMA ESPIRATORIO, VERIFICACIÓN DE ELECTROVÁLVULA Y SENSOR DE FLUJO ESPIRATORIO				0.72			0.72			0.72			0.72	2.16
										7 REVISIÓN DE SENSOR DE OXIGENO, VERIFICACIÓN DEL FILTRO ESPIRATORIO				0.72			0.72			0.72			0.72	2.16
										8 MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR ELÉCTRICO Y LIMPIEZA DEL FILTRO, REVISIÓN Y CAMBIO DE BATERÍAS INTERNAS				0.72			0.72			0.72			0.72	2.16
										9 PRUEBA DEL ATC (AUTO TEST CORTO)				0.72			0.72			0.72			0.72	2.16
										10 VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LOS MODOS VENTILATORIOS, CAMBIO DE CIRCUITO PACIENTE				0.72			0.72			0.72			0.72	2.16
										11 LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DEL EQUIPO				0.72			0.72			0.72			0.72	2.16
340	CERRO DE PASCO	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	00403547	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 07 PARAMETROS	PHILIPS / MP20	B	A	MO		1 INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO				0.5			0.5			0.5			0.5	1.50
										2 DESMONTAJE DEL EQUIPO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL MANUAL TÉCNICO				1.5			1.5			1.5			1.5	4.50
										3 LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, MANTENIMIENTO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, CONTACTOS Y PINES				1			1			1			1	3.00
										4 MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEL EQUIPO				0.5			0.5			0.5			0.5	1.50
										5 REVISIÓN DE LOS MÓDULOS FUNCIONALES Y CONECTORES				1.5			1.5			1.5			1.5	4.50
										6 MANTENIMIENTO DEL CAPEZAL DE IMPRESORA TÉRMICA Y LIMPIEZA				0.5			0.5			0.5			0.5	1.50
										7 REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA, PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA				0.5			0.5			0.5			0.5	1.50
										8 REVISIÓN DE LA PANTALLA LCD, LIMPIEZA DE PULSADORES				0.5			0.5			0.5			0.5	1.50
										9 VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE SATURACIÓN, BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA				0.5			0.5			0.5			0.5	1.50
										10 VERIFICACIÓN Y CAMBIO DE CABLE DE ECG, VERIFICACIÓN DE SENSOR DE TEMPERATURA.				1			1			1			1	3.00
										11 VERIFICACIÓN DE LÍNEA A TIERRA				1			1			1			1	3.00
										12 PRUEBAS GENERALES DEL EQUIPO				1			1			1			1	3.00
341	CERRO DE PASCO	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	00403587	PULSIOXIMETRO	GENERAL ELECTRIC / TRUSAT	B	A	MO		1 INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO			0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
										2 VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA			0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
										3 MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO			1			1			1			1		2.00
										4 MANTENIMIENTO DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES			0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
										5 REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE			1			1			1			1		2.00
										6 REVISIÓN, LIMPIEZA Y CAMBIO DEL SENSOR DE SATURACIÓN. PRUEBAS GENERALES			0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
										1 INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO				1			1			1			1	3.00
										2 DESMONTAJE DEL EQUIPO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL MANUAL TÉCNICO				1			1			1			1	3.00
										3 LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, MANTENIMIENTO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, CONTACTOS Y PINES				1			1			1			1	3.00
										4 MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE LÍNEA A TIERRA				1			1			1			1	3.00

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																														
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO					PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS											TOTAL DE HORAS HOMBRE						
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJE CUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N	D				
342	CERRO DE PASCO	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	00740033	CAPNOGRAFO + PULSIOXIMETRO	GENERAL ELECTRIC / DASH 3000	B	A	MO	5	REVISIÓN DE LOS MÓDULOS FUNCIONALES Y CONECTORES, REVISIÓN DEL SENSOR DE CAPNOGRAFIA							1			1			1			1	3.00			
									6	MANTENIMIENTO DEL CABEZAL DE IMPRESORA TÉRMICA Y LIMPIEZA							1			1			1			1	3.00			
									7	VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LA BATERÍA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE							1			1			1			1	3.00			
									8	REVISIÓN DE LA PANTALLA LCD, LIMPIEZA DE PULSADORES							1			1			1			1	3.00			
									9	VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE SATURACIÓN, BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA, CABLE DE ECG Y SENSOR							1			1			1			1	3.00			
									10	PRUEBAS GENERALES DEL EQUIPO							1			1			1				1	3.00		
343	CERRO DE PASCO	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	00743375	VENTILADOR DE TRANSPORTE	IMPACT / 731	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO															0.09	0.09				
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS																	0.09	0.09		
									3	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA																0.1	0.10			
									4	REVISIÓN DE LA PANTALLA LCD Y PULSADORES																0.09	0.09			
									5	REVISIÓN DE LA TURBINA INTERNA																0.09	0.09			
									6	VERIFICACIÓN DE ELECTROVÁLVULA INTERNA Y SENSOR DE OXIGENO																0.09	0.09			
									7	REVISIÓN Y CAMBIO DE BATERÍA, PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA																0.09	0.09			
									8	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LOS MODOS VENTILATORIOS, CAMBIO DE CIRCUITO DE PACIENTE																0.09	0.09			
									9	AJUSTES DE PARAMETROS DEL EQUIPO, VERIFICACION DE LA PERILLA DE SELECCIÓN																0.09	0.09			
									10	LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DEL EQUIPO, REVISIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA																0.09	0.09			
									11	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO																	0.09	0.09		
344	CERRO DE PASCO	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	00744796	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS	DRÄGER / INFINITY KAPPA MONITOR	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO						1			1				1			2.00				
									2	DESMONTAJE DEL EQUIPO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL MANUAL TÉCNICO						1			1			1			1			2.00		
									3	LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, MANTENIMIENTO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, CONTACTOS Y PINES						1			1			1			1			2.00		
									4	MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEL EQUIPO						1			1			1			1			2.00		
									5	REVISIÓN DE LOS MÓDULOS FUNCIONALES Y CONECTORES						1			1			1			1			2.00		
									6	MANTENIMIENTO DEL CABEZAL DE IMPRESORA TÉRMICA Y LIMPIEZA						1			1			1			1			2.00		
									7	VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LA BATERÍA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE						1			1			1			1			2.00		
									8	REVISIÓN DE LA PANTALLA LCD, LIMPIEZA DE PULSADORES						1			1			1			1			2.00		
									9	VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE SATURACIÓN, BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA, CAMBIO SI REQUIERE						1			1			1			1			2.00		
									10	VERIFICACIÓN DEL CABLE DE ECG Y SENSOR DE TEMPERATURA, CAMBIO SI REQUIERE						1			1			1			1			2.00		
									11	VERIFICACIÓN DE LÍNEA A TIERRA						1			1			1			1			2.00		
									12	PRUEBAS GENERALES DEL EQUIPO						1			1			1			1			2.00		
345	CERRO DE PASCO	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	00989196	ECOGRAFO DOPPLER COLOR	SAMSUNG MEDISON / SONOACE R7	B	A	MO	1	INSPECCIÓN FÍSICA DEL EQUIPO Y SUS COMPONENTES.							0.46			0.46			0.46			0.46	1.38			
									2	DESMONTAJE DEL GABINETE Y LIMPIEZA EXTERNA.							0.46			0.46			0.46			0.46			0.46	1.38
									3	DESMONTAJE DEL MONITOR, TECLADO Y LIMPIEZA EXTERNA.							0.46			0.46			0.46			0.46			0.46	1.38
									4	PRUEBAS DE OPERACIÓN BÁSICA Y REVISIÓN DE DETALLE.							0.46			0.46			0.46			0.46			0.46	1.38
									5	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS TRANSDUCTORES.							0.46			0.46			0.46			0.46			0.46	1.38
									6	VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN MECÁNICA.							0.46			0.46			0.46			0.46			0.46	1.38
									7	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA.							0.46			0.46			0.46			0.46			0.46	1.38
									8	VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE IMAGEN.							0.46			0.46			0.46			0.46			0.46	1.38
									9	LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DEL EQUIPO.							0.46			0.46			0.46			0.46			0.46	1.38

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ID	DATOS DEL EQUIPO								DATOS DEL MANTENIMIENTO				PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												TOTAL DE HORAS HOMBRE						
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJE CUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
									10	MANTENIMIENTO DE LOS PERIFÉRICOS/ADITAMENTOS.						0.48			0.48			0.48				0.48	1.44				
									11	PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.						0.46			0.46				0.46						0.46	1.38	
									12	LIMPIEZA DE FILTROS DE AIRE.						0.46			0.46				0.46						0.46	1.38	
									13	EXAMEN DE PRECISIÓN.						0.46			0.46				0.46						0.46	1.38	
									1	INSPECCIÓN FÍSICA DEL EQUIPO.						1			1			1				1				2.00	
									2	REVISIÓN DE LA BASE Y GARRUCHAS.						1			1			1					1				2.00
									3	LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS.						1			1			1					1				2.00
									4	AJUSTES MECÁNICOS, NEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS.						1			1			1					1				2.00
346	CERRO DE PASCO	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	00989242	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION EMERGENCIA	METAX / M-720 PLUS	B	M	MO	5	REVISIÓN DE PARTES HIDRÁULICAS.						1			1					1		2.00					
									6	REVISIÓN DE MOVIMIENTOS DE CAMA.						1			1					1				2.00			
									7	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE BALÓN DE OXÍGENO Y ACCESORIOS.						1			1					1				2.00			
									8	LIMPIEZA SUPERFICIAL.						1			1					1				2.00			
									1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO								0.36									0.36	0.72			
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS								0.36										0.36	0.72		
									3	MANTENIMIENTO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA								0.38										0.38	0.76		
									4	REVISIÓN DE LA PANTALLA LCD Y PULSADORES								0.36										0.36	0.72		
347	CERRO DE PASCO	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	00989250	VENTILADOR DE TRANSPORTE	ZOLL / EMV+ 731 SERIES	B	A	MO	5	REVISIÓN DE LA TURBINA INTERNA								0.36							0.36	0.72					
									6	VERIFICACIÓN DE ELECTROVÁLVULA INTERNA Y SENSOR DE OXIGENO								0.36									0.36	0.72			
									7	REVISIÓN Y CAMBIO DE BATERÍA, PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA.								0.36									0.36	0.72			
									8	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LOS MODOS VENTILATORIOS								0.38									0.38	0.76			
									9	AJUSTES DE PARAMETROS DEL EQUIPO, VERIFICACION DE LA PERILLA DE SELECCIÓN								0.36									0.36	0.72			
									10	LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DEL EQUIPO, REVISIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA								0.36									0.36	0.72			
									11	CAMBIO DE CIRCUITO PACIENTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.								0.36										0.36	0.72		
									13	INSPECCIÓN FÍSICA DEL EQUIPO,COMPONENTES Y ACCESORIOS				0.08															0.00		
348	CERRO DE PASCO	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	00989345	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS	DRÄGER / INFINITY ACUTE CARE SYSTEM	B	A	PA	14	LIMPIEZA GENERAL EXTERNA DEL SISTEMA DE MONITOREO (IACS)				0.08												0.00					
									15	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE ECG/FRECUENCIA RESPIRATORIA, Y CALIBRACIÓN (DE SER REQUERIDA)				0.58														0.00			
									1	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA SATURACIÓN DE OXIGENO SPO2				0.5														0.00			
									2	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA PRESIÓN NO INVASIVA (PNI) Y CALIBRACIÓN (DE SER REQUERIDA)				0.58														0.00			
									3	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL PARÁMETRO CO2				0.5														0.00			
									4	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL PARÁMETRO PRESIÓN SANGÜINEA INVASIVA (IBP)				0.33														0.00			
									5	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL GASTO CARDÍACO				0.17														0.00			
									6	REEMPLAZO DE PIEZAS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE MONITOREO				0.33														0.00			
									7	PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE MONITOREO				0.08														0.00			
									8	VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN FÍSICA DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE MONITOREO				0.08														0.00			
									9	PRUEBA DE ESTADO DE LOS ACCESORIOS INFINITY MCABLE MAINSTREAM/MICROSTREAM CO2				0.08														0.00			
10	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE MONITOREO				0.17														0.00												
11	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRADOR TÉRMICO				0.33															0.00											

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																													
ID	DATOS DEL EQUIPO								DATOS DEL MANTENIMIENTO				PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												TOTAL DE HORAS HOMBRE				
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJE CUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
									12	LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL ESTABILIZADOR DEL VOLTAJE				0.67											0.00				
349	CERRO DE PASCO	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	00989346	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS	DRÄGER / INFINITY ACUTE CARE SYSTEM	B	A	MO	1	INSPECCIÓN FÍSICA DEL EQUIPO,COMPONENTES Y ACCESORIOS															0.28	0.28			
									2	LIMPIEZA GENERAL EXTERNA DEL SISTEMA DE MONITOREO (IACS)																0.29	0.29		
									3	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE ECG/FRECUENCIA RESPIRATORIA, Y CALIBRACIÓN (DE SER REQUERIDA)																0.29	0.29		
									4	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA SATURACIÓN DE OXIGENO SPO2																0.29	0.29		
									5	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA PRESIÓN NO INVASIVA (PNI) Y CALIBRACIÓN (DE SER REQUERIDA)																0.29	0.29		
									6	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL PARÁMETRO CO2																0.29	0.29		
									7	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL PARÁMETRO PRESIÓN SANGUINEA INVASIVA (IBP)															0.29	0.29			
									8	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL GASTO CARDIACO																0.29	0.29		
									9	PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE MONITOREO																0.29	0.29		
									10	VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN FÍSICA DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE MONITOREO																0.28	0.28		
									11	PRUEBA DE ESTADO DE LOS ACCESORIOS INFINITY MCABLE MAINSTREAM/MICROSTREAM CO2																0.28	0.28		
									12	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE MONITOREO																	0.28	0.28	
									13	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRADOR TÉRMICO																		0.28	0.28
									14	LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL ESTABILIZADOR DEL VOLTAJE																			0.28
350	CERRO DE PASCO	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	00989347	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS	DRÄGER / INFINITY ACUTE CARE SYSTEM	B	A	MO	1	INSPECCIÓN FÍSICA DEL EQUIPO,COMPONENTES Y ACCESORIOS															0.28	0.28			
									2	LIMPIEZA GENERAL EXTERNA DEL SISTEMA DE MONITOREO (IACS)																0.29	0.29		
									3	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE ECG/FRECUENCIA RESPIRATORIA, Y CALIBRACIÓN (DE SER REQUERIDA)															0.29	0.29			
									4	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA SATURACIÓN DE OXIGENO SPO2															0.29	0.29			
									5	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA PRESIÓN NO INVASIVA (PNI) Y CALIBRACIÓN (DE SER REQUERIDA)															0.29	0.29			
									6	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL PARÁMETRO CO2															0.29	0.29			
									7	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL PARÁMETRO PRESIÓN SANGUINEA INVASIVA (IBP)														0.29	0.29				
									8	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL GASTO CARDIACO															0.29	0.29			
									9	PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE MONITOREO															0.29	0.29			
									10	VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN FÍSICA DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE MONITOREO															0.28	0.28			
									11	PRUEBA DE ESTADO DE LOS ACCESORIOS INFINITY MCABLE MAINSTREAM/MICROSTREAM CO2															0.28	0.28			
									12	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE MONITOREO																0.28	0.28		
									13	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRADOR TÉRMICO																	0.28	0.28	
									14	LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL ESTABILIZADOR DEL VOLTAJE																	0.28	0.28	
351	CERRO DE PASCO	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	00989409	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION URGENCIA	MUBI / PYXIS	B	M	MO	1	INSPECCIONES O REVISIONES GLOBALES Y ESPECIFICAS DE LOS EQUIPOS				1.33			1.33			1.33			1.33			2.66			
									2	AJUSTES ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS Y/O MECÁNICOS				1.33			1.33			1.33			1.33			2.66			
									3	LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, ENGRASE E IMPERMEABILIZADO				1.34			1.34			1.34			1.34			2.68			
									4	VERIFICACIÓN, CALIBRACIÓN Y REGULACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO				1.34			1.34			1.34			1.34			2.68			
									5	OTRAS QUE DEMANDEN MANTENIMIENTO				1.33			1.33			1.33			1.33			2.66			
									6	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO				1.33			1.33			1.33			1.33			2.66			

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																											
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO					PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS											TOTAL DE HORAS HOMBRE			
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJE CUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N	D	
352	CERRO DE PASCO	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	00989411	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION URGENCIA	MUBI / PYXIS	B	M	MO	1	INSPECCIONES O REVISIONES GLOBALES Y ESPECIFICAS DE LOS EQUIPOS.					1.33			1.33			1.33			1.33			2.66
									2	AJUSTES ELÉCTRICOS,ELECTRÓNICOS Y/O MECÁNICOS.					1.33			1.33			1.33			1.33			2.66
									3	LIMPIEZA,LUBRICACIÓN,ENGRASE E IMPERMEABILIZADO.					1.34			1.34			1.34			1.34			2.68
									4	VERIFICACIÓN, CALIBRACIÓN Y REGULACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO.					1.34			1.34			1.34			1.34			2.68
									5	OTRAS QUE DEMANDEN MANTENIMIENTO.					1.33			1.33			1.33			1.33			2.66
									6	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.					1.33			1.33			1.33			1.33			2.66
353	CERRO DE PASCO	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	00989522	VENTILADOR VOLUMETRICO + PCV AVANZADO	DRÄGER / EVITA V600	B	A	MO	1	INSPECCIÓN FISICA DEL EQUIPO Y SUS COMPONENTES							0.61					0.61				0.61	
									2	LIMPIEZA,LUBRICACIÓN Y ENGRASE DEL EQUIPO							0.62					0.62				0.62	
									3	COMPROBACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE BATERIA							0.62					0.62				0.62	
									4	LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE AMBIENTE							0.62					0.62				0.62	
									5	AJUSTE MECÁNICO DE PIEZAS							0.62					0.62				0.62	
									6	PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA							0.62					0.62				0.62	
									7	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA PANTALLA C500							0.62					0.62				0.62	
									8	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE LA V-UNIT, CAMBIO DE VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO							0.62					0.62				0.62	
									9	CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE VALVULAS DE SEGURIDAD, CAMBIO DE TARIETA ELECTRÓNICA PCV WITH FIRMWARE CON NÚMERO DE PARTE 8419767							0.61					0.61				0.61	
									10	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERIA INTERNA DE FALLO DE CORRIENTE DE LA V-UNIT							0.61					0.61				0.61	
									11	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EN EL MODO RESPIRACIÓN							0.61					0.61				0.61	
									12	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL DISPLAY DE LA V-UNIT							0.61					0.61				0.61	
									13	AUTOCHEQUEO							0.61					0.61					0.61
354	CERRO DE PASCO	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	00989523	VENTILADOR VOLUMETRICO + PCV AVANZADO	DRÄGER / EVITA V600	B	A	MO	1	INSPECCIÓN FISICA DEL EQUIPO Y SUS COMPONENTES										0.15						0.15	
									2	LIMPIEZA,LUBRICACIÓN Y ENGRASE DEL EQUIPO											0.15					0.15	
									3	COMPROBACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE BATERIA											0.15					0.15	
									4	LIMPIEZA Y CAMBIO DE FILTRO DE AIRE AMBIENTE											0.15					0.15	
									5	AJUSTE MECÁNICO DE PIEZAS											0.15					0.15	
									6	PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA											0.16					0.16	
									7	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA PANTALLA C500											0.16					0.16	
									8	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE LA V-UNIT											0.16					0.16	
									9	CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE VALVULAS DE SEGURIDAD											0.16					0.16	
									10	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERIA INTERNA DE FALLO DE CORRIENTE DE LA V-UNIT											0.16					0.16	
									11	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EN EL MODO RESPIRACIÓN											0.15					0.15	
									12	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL DISPLAY DE LA V-UNIT											0.15					0.15	
									13	AUTOCHEQUEO											0.15					0.15	
355	CERRO DE PASCO	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	00989524	VENTILADOR VOLUMETRICO + PCV AVANZADO	DRÄGER / EVITA V600	B	A	MO	1	INSPECCIÓN FISICA DEL EQUIPO Y SUS COMPONENTES					0.61			0.61			0.61			0.61			1.22
									2	LIMPIEZA,LUBRICACIÓN Y ENGRASE DEL EQUIPO					0.62			0.62			0.62			0.62			1.24
									3	COMPROBACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE BATERIA					0.62			0.62			0.62			0.62			1.24
									4	LIMPIEZA Y CAMBIO DE FILTRO DE AIRE AMBIENTE					0.62			0.62			0.62			0.62			1.24
									5	AJUSTE MECÁNICO DE PIEZAS					0.62			0.62			0.62			0.62			1.24
									6	PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA					0.62			0.62			0.62			0.62			1.24
									7	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA PANTALLA C500					0.62			0.62			0.62			0.62			1.24
									8	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE LA V-UNIT					0.62			0.62			0.62			0.62			1.24
									9	CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE VALVULAS DE SEGURIDAD					0.61			0.61			0.61			0.61			1.22

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO		PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												TOTAL DE HORAS HOMBRE
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ UIP.	CRITIC ID AD	MO DALI DAD EJE CUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
360	CERRO DE PASCO	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	01223589	ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE	ATMOS / RECORD 55 DDS	B	M	MO	2 REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LÍNEA TIERRA DEL EQUIPO.	0.5			0.5			0.5		0.5				1.00
									3 MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO.	0.5			0.5			0.5		0.5				1.00
									4 MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE VACÍO Y DIAFRAGMAS.	0.5			0.5			0.5		0.5				1.00
									5 REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL DUCTOS Y MANGUERAS.	0.5			0.5			0.5		0.5				1.00
									6 VERIFICACIÓN DE VACUÓMETRO, REGULADOR Y TAPA DE FRASCO.	0.5			0.5			0.5		0.5				1.00
									7 LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACIÓN Y CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL /HIDROFÓBICO	0.5			0.5			0.5		0.5				1.00
									8 VERIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, PRUEBAS GENERALES.	0.5			0.5			0.5		0.5				1.00
361	CERRO DE PASCO	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	01223597	ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE	ATMOS / RECORD 55 DDS	B	M	MO	1 INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO.			0.5			0.5		0.5			0.5		1.50
									2 REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LÍNEA TIERRA DEL EQUIPO.			0.5			0.5		0.5			0.5		1.50
									3 MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO.			0.5			0.5		0.5			0.5		1.50
									4 MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE VACÍO Y DIAFRAGMAS.			0.5			0.5		0.5			0.5		1.50
									5 REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL DUCTOS Y MANGUERAS.			0.5			0.5		0.5			0.5		1.50
									6 VERIFICACIÓN DE VACUÓMETRO, REGULADOR Y TAPA DE FRASCO.			0.5			0.5		0.5			0.5		1.50
									7 LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACIÓN Y CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL /HIDROFÓBICO			0.5			0.5		0.5			0.5		1.50
									8 VERIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, PRUEBAS GENERALES.			0.5			0.5		0.5			0.5		1.50
362	CERRO DE PASCO	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	01223603	ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE	ATMOS / RECORD 55 DDS	B	M	MO	1 INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO.		0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									2 REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LÍNEA TIERRA DEL EQUIPO.		0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									3 MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO.		0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									4 MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE VACÍO Y DIAFRAGMAS.		0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									5 REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL DUCTOS Y MANGUERAS.		0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									6 VERIFICACIÓN DE VACUÓMETRO, REGULADOR Y TAPA DE FRASCO.		0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									7 LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACIÓN Y CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL /HIDROFÓBICO		0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									8 VERIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, PRUEBAS GENERALES.		0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
363	CERRO DE PASCO	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	01223608	ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE	ATMOS / RECORD 55 DDS	B	M	MO	1 INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO.	0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									2 REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LÍNEA TIERRA DEL EQUIPO.	0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									3 MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO.	0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									4 MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE VACÍO Y DIAFRAGMAS.	0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									5 REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL DUCTOS Y MANGUERAS.	0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									6 VERIFICACIÓN DE VACUÓMETRO, REGULADOR Y TAPA DE FRASCO.	0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									7 LIMPIEZA GENERAL Y VERIFICACIÓN DE FILTRO ANTIBACTERIAL /HIDROFÓBICO.	0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									8 VERIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, PRUEBAS GENERALES.	0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
364	CERRO DE PASCO	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	01223612	ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE	ATMOS / RECORD 55 DDS	B	M	MO	1 INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO.		0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									2 REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LÍNEA TIERRA DEL EQUIPO.		0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									3 MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO.		0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									4 MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE VACÍO Y DIAFRAGMAS.		0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									5 REVISIÓN Y LIMPIEZA DE DUCTOS Y MANGUERAS.		0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									6 VERIFICACIÓN DE VACUÓMETRO, REGULADOR Y TAPA DE FRASCO.		0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									7 LIMPIEZA GENERAL Y VERIFICACIÓN DE FILTRO ANTIBACTERIAL /HIDROFÓBICO.		0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									8 VERIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, PRUEBAS GENERALES.		0.5			0.5			0.5			0.5		1.00

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																										
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO				PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												TOTAL DE HORAS HOMBRE		
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJE CUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D	
									7	VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA				0.1			0.1			0.1			0.1			0.20
									8	PRUEBAS GENERALES				0.1			0.1			0.1			0.1			0.20
399	COLQUIJRCA	ENFERMERÍA - NIÑO - ADOLESCENTE	00744047	REFRIGERADORA ICE LINE	DOMETIC / TCW 2000 AC	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO.				0.44			0.44			0.44			0.44			0.88
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA.				0.44			0.44			0.44			0.44			0.88
									3	MANTENIMIENTO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y DEL PANEL DE CONTROL.				0.45			0.45			0.45			0.45			0.90
									4	MANTENIMIENTO DEL MOTO-COMPRESOR ELÉCTRICO , VERIFICACIÓN DEL GAS REFRIGERANTE.				0.45			0.45			0.45			0.45			0.90
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE MOTORES ELÉCTRICOS.				0.45			0.45			0.45			0.45			0.90
									6	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SERPENTINES DE LA ETAPA EVAPORADORA/CONDENSADO.				0.45			0.45			0.45			0.45			0.90
									7	VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA Y LIMPIEZA.				0.44			0.44			0.44			0.44			0.88
									8	LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO DE CIERRE DE PUERTA.				0.44			0.44			0.44			0.44			0.88
									9	PRUEBAS GENERALES.				0.44			0.44			0.44			0.44			0.88
400	COLQUIJRCA	ENFERMERÍA - NIÑO - ADOLESCENTE	00744055	BALANZA ELECTRONICA NEONATAL	HEALTH O METER / 553KL	CE	B	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO				0.1			0.1			0.1			0.1			0.20
									2	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, AJUSTE DE CONTACTOS				0.1			0.1			0.1			0.1			0.20
									3	MANTENIMIENTO DE LA TARJETA ELECTRÓNICA				0.1			0.1			0.1			0.1			0.20
									4	VERIFICACIÓN DE TRANSDUCTOR DE PRESIÓN				0.1			0.1			0.1			0.1			0.20
									5	VERIFICACIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES				0.1			0.1			0.1			0.1			0.20
									6	REVISIÓN DE LA BATERIA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE				0.1			0.1			0.1			0.1			0.20
									7	VERIFICACIÓN DEL TALLÍMETRO DEL EQUIPO				0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									8	LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE LINEA A TIERRA				0.1			0.1			0.1			0.1			0.20
									9	PRUEBAS GENERALES				0.1			0.1			0.1			0.1			0.20
401	COLQUIJRCA	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00740413	PULSIOXIMETRO	NELLCOR / N560	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO				0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA				0.15			0.15			0.15			0.15			0.30
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO				0.25			0.25			0.25			0.25			0.50
									4	MANTENIMIENTO DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES				0.1			0.1			0.1			0.1			0.20
									5	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA				0.15			0.15			0.15			0.15			0.30
									6	REVISIÓN, LIMPIEZA Y CAMBIO DEL SENSOR DE SATURACIÓN. PRUEBAS GENERALES				0.15			0.15			0.15			0.15			0.30
402	COLQUIJRCA	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00740414	PULSIOXIMETRO	NELLCOR / N560	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO				0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA				0.15			0.15			0.15			0.15			0.30
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO				0.25			0.25			0.25			0.25			0.50
									4	MANTENIMIENTO DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES				0.1			0.1			0.1			0.1			0.20
									5	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA				0.15			0.15			0.15			0.15			0.30
									6	REVISIÓN, LIMPIEZA Y CAMBIO DEL SENSOR DE SATURACIÓN. PRUEBAS GENERALES				0.15			0.15			0.15			0.15			0.30
403	COLQUIJRCA	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00740445	ELECTROCAUTERIO MONO / BIPOLAR	WEM / HF-120	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO				0.1			0.1			0.1			0.1			0.20
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA				0.1			0.1			0.1			0.1			0.20
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS				0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									4	REVISIÓN DE LAS PANTALLAS LCD ,PANEL DE CONTROL Y PERILLAS DE SELECCIÓN				0.1			0.1			0.1			0.1			0.20
									5	REVISIÓN DE PEDALES MONO/BIPOLAR Y LIMPIEZA				0.1			0.1			0.1			0.1			0.20
									6	VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL PORTA EQUIPO Y GARRUCHAS DE DESPLAZAMIENTO				0.2			0.2			0.2			0.2			0.40

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ID	DATOS DEL EQUIPO								DATOS DEL MANTENIMIENTO				PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												TOTAL DE HORAS HOMBRE				
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRITICIDAD	MODALIDAD EJECUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
409	HUARIACA	C. EXT - MEDIC. FISICA. Y REHABILITACION	00401042	TANQUE DE COMPRESAS CALIENTES	HIDROCOLECT / M-2	CB	B	MO	8	PRUEBAS GENERALES					0.75				0.75				0.75			1.50			
									1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO						0.5				0.5				0.5				1.00	
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS.						0.5				0.5					0.5				1.00
									3	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA RESISTENCIA ELÉCTRICA						1				1					1				2.00
									4	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL TERMOSTATO ELÉCTRICO						1				1					1				2.00
									5	VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA						1				1					1				2.00
									6	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL TANQUE						1				1					1				2.00
									7	VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA						0.5				0.5					0.5				
410	HUARIACA	C. EXT - MEDIC. FISICA. Y REHABILITACION	00403110	FAJA ERGOMETRICA CON MONITOR	GENERAL ELECTRIC / CARDIOSOFT	B	B	MO	8	PRUEBAS GENERALES						0.5			0.5				0.5			1.00			
									1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO							1				1						1	2.00	
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS							1				1						1	2.00	
									3	MANTENIMIENTO DE TARJETAS ELECTRONICAS						1				1						1	2.00		
									4	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO Y LA FAJA						1				1						1	2.00		
									5	LIMPIEZA Y LUBRICACION DE PARTES MECÁNICAS						1				1						1	2.00		
									6	MANTENIMIENTO DE LA COMPUTADORA						1				1						1	2.00		
									7	REVISIÓN DEL CABLE ECG Y PRUEBAS						1				1						1	2.00		
411	HUARIACA	C. EXT - MEDIC. FISICA. Y REHABILITACION	00403501	EQUIPO DE ELECTROTERAPIA DE CORRIENTES MULTIPLES	CHATTANOOGA / INTELECT STIM MOBILE	B	M	MO	8	PRUEBA DE LINEA A TIERRA						1			1					1	2.00				
									1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO						0.57				0.57					0.57			1.14	
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA						0.57				0.57					0.57			1.14	
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS						0.58				0.58					0.58			1.16	
									4	REVISIÓN DE LAS PANTALLAS LCD ,PANEL DE CONTROL Y PERILLA DE SELECCIÓN						0.57				0.57					0.57			1.14	
									5	REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL CABEZAL DE ULTRASONIDO						0.57				0.57					0.57			1.14	
									6	REVISIÓN, LIMPIEZA Y CAMBIO DE CABLE Y ELECTRODOS PARA ELECTROTERAPIA						0.57				0.57					0.57			1.14	
412	HUARIACA	C. EXT - MEDIC. FISICA. Y REHABILITACION	00403659	EQUIPO DE ELECTROTERAPIA DE CORRIENTES MULTIPLES	CHATTANOOGA / 2773MS	B	M	MO	7	LIMPIEZA EXTERNA, PRUEBAS GENERALES						0.57			0.57				0.57		1.14				
									1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO					1				1				1				2.00		
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA					1				1				1				2.00		
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS					2				2				2				4.00		
									4	REVISIÓN DE LAS PANTALLAS LCD ,PANEL DE CONTROL Y PERILLA DE SELECCIÓN					1				1				1				2.00		
									5	REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL CABEZAL DE ULTRASONIDO					1				1				1				2.00		
									6	REVISIÓN, LIMPIEZA Y CAMBIO DE CABLE Y ELECTRODOS PARA ELECTROTERAPIA					1				1				1				2.00		
413	HUARIACA	C. EXT - MEDIC. FISICA. Y REHABILITACION	00403661	EQUIPO DE ULTRASONIDO TERAPEUTICO	CHATTANOOGA / 2776	B	M	MO	7	LIMPIEZA EXTERNA, PRUEBAS GENERALES					1				1				1		2.00				
									1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO						0.5				0.5					0.5			1.00	
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA						1				1					1			2.00	
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS						1				1					1			2.00	
									4	REVISIÓN DE LAS PANTALLAS LCD ,PANEL DE CONTROL Y PERILLA DE SELECCIÓN						1				1					1			2.00	
									5	REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL CABEZAL DE ULTRASONIDO						1				1					1			2.00	
									6	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CABLE CONDUCTOR DE ESTIMULACIÓN, REVISIÓN Y LIMPIEZA DE ELECTRODOS DE CARBÓN						1				1					1			2.00	
									7	LIMPIEZA EXTERNA, PRUEBAS GENERALES						0.5				0.5				0.5		1.00			
									1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO							0.5				0.5					0.5			1.00

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																									
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO					PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												TOTAL DE HORAS HOMBRE
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJEC UCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	
419	HUARIACA	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	00401274	ESTERILIZADOR A CALOR SECO	MEMMERT / UM-400	B	A	MO	4	LIMPIEZA DEL SENSOR DE TEMPERATURA	0.5				0.5						0.5				0.50
									5	LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE ESTERILIZADO	0.5				0.5					0.5					0.50
									6	REVISIÓN DE LA RESISTENCIAS ELÉCTRICAS	0.5				0.5					0.5					0.50
									7	VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA	0.5				0.5					0.5					0.50
									8	PRUEBAS GENERALES	0.5				0.5					0.5					
420	HUARIACA	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	00401277	ESTERILIZADOR A CALOR SECO	MEMMERT / S-40	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO		0.5				0.5					0.5			1.00	
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS		0.5				0.5				0.5				1.00	
									3	VERIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR DE MERCURIO		0.5				0.5				0.5				1.00	
									4	LIMPIEZA DEL SENSOR DE TEMPERATURA	1				1					1				2.00	
									5	LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE ESTERILIZADO	1				1					1				2.00	
									6	REVISIÓN DE LA RESISTENCIAS ELÉCTRICAS	1				1					1				2.00	
									7	VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA	1				1					1				2.00	
									8	PRUEBAS GENERALES	0.5				0.5					0.5				1.00	
421	HUARIACA	CENTRO OBSTÉTRICO	00397731	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	MEDI PUMP / 11330	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO			0.25				0.25					0.25		0.50	
									2	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LÍNEA TIERRA DEL EQUIPO			0.25				0.25					0.25		0.50	
									3	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO			0.25				0.25					0.25		0.50	
									4	MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE VACÍO Y DIAFRAGMAS			0.25				0.25					0.25		0.50	
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL DUCTOS Y MANGUERAS			0.25				0.25					0.25		0.50	
									6	VERIFICACIÓN DE VACUÓMETRO, REGULADOR Y TAPA DE FRASCO			0.25				0.25					0.25		0.50	
									7	LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACIÓN Y/O CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL /HIDROFÓBICO			0.25				0.25					0.25		0.50	
									8	VERIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, PRUEBAS GENERALES			0.25				0.25					0.25		0.50	
422	HUARIACA	CENTRO OBSTÉTRICO	00397736	ESTERILIZADOR A CALOR SECO	MEMMERT / UM-100	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO				0.75				0.75				0.75	1.50		
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS				0.75				0.75				0.75	1.50		
									3	VERIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR DE MERCURIO				0.75				0.75				0.75	1.50		
									4	LIMPIEZA DEL SENSOR DE TEMPERATURA				0.75				0.75				0.75	1.50		
									5	LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE ESTERILIZADO				0.75				0.75				0.75	1.50		
									6	REVISIÓN DE LA RESISTENCIAS ELÉCTRICAS				0.75				0.75				0.75	1.50		
									7	VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA				0.75				0.75				0.75	1.50		
									8	PRUEBAS GENERALES				0.75				0.75				0.75	1.50		
423	HUARIACA	CENTRO OBSTÉTRICO	00397748	LAMPARA QUIRURGICA DE TECHO DE INTENSIDAD MEDIA	AMERICANS / GD-228	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO		0.6				0.6					0.6		1.20		
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS.		0.6				0.6					0.6		1.20		
									3	MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE PODER		0.6				0.6					0.6		1.20		
									4	VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA		0.6				0.6					0.6		1.20		
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL SATELITE		0.6				0.6					0.6		1.20		
									6	REVISIÓN LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE PARTES MÓVILES		0.6				0.6					0.6		1.20		
									7	AJUSTE DE FRENOS		0.6				0.6					0.6		1.20		
									8	REVISIÓN Y AJUSTES DEL SISTEMA MECÁNICO, MOVIMIENTO VERTICAL, ROTACIÓN, MOVIMIENTO DE BRAZOS		0.6				0.6					0.6		1.20		
									9	VERIFICACIÓN DE PANEL DE CONTROL Y PERILLA		0.6				0.6					0.6		1.20		
									10	PRUEBAS GENERALES		0.6				0.6					0.6		1.20		
									1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	0.4				0.4				0.4				0.40		
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA	0.4				0.4				0.4				0.40		
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS	0.4				0.4				0.4				0.40		

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																											
ID	DATOS DEL EQUIPO								DATOS DEL MANTENIMIENTO				PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												TOTAL DE HORAS HOMBRE		
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJE CUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
									6	CHEQUEO DEL SISTEMA RESPIRATORIO.					1				1				1			2.00	
									7	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE ASPIRACIÓN.					1				1				1				2.00
									8	VERIFICACIÓN Y CAMBIO DE CIRCUITO PACIENTE.					1				1				1				2.00
443	HUARIACA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00620235	MAQUINA DE ANESTESIA CON SISTEMA DE MONITOREO COMPLETO	DATEX OHMEDA / AVANCES/5	B	A	MO	1	INSPECCION GENERAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, CAMBIO DE FILTRO HIDROFÓBICO.					1				1			1			2.00		
									2	REVISIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS Y TEST DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.					1				1			1			2.00		
									3	REVISIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO.					1				1			1			2.00		
									4	CHEQUEO DE VAPORIZACIÓN Y DE VENTILADOR.					1			1			1			2.00			
									5	REVISIÓN Y CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO Y SENSOR DE FLUIJO.					1			1			1			2.00			
									6	CHEQUEO DEL SISTEMA RESPIRATORIO.					1			1			1			2.00			
									7	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE ASPIRACIÓN.					1			1			1			2.00			
									8	VERIFICACIÓN Y CAMBIO DE CIRCUITO PACIENTE.					1			1			1			2.00			
444	HUARIACA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00693099	LAMPARA QUIRURGICA RODABLE	MEDILAND / ML600MB	B	A	MO	1	LUBRICACIÓN DE PARTES MÓVILES.						0.4			0.4			0.4		0.80			
									2	LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO.							0.6			0.6			0.6		1.20		
									3	REVISIÓN DEL A. LÁMPARA Y LIMPIEZA.							0.6			0.6			0.6		1.20		
									4	MANTENIMIENTO DE LA PARTE ELÉCTRICA.							0.6			0.6			0.6		1.20		
									5	LIMPIEZA DEL SATELITE.							0.6			0.6			0.6		1.20		
									6	AJUSTES DE PARTES MECANICAS.							0.6			0.6			0.6		1.20		
									7	MANTENIMIENTO DE GARRUCHAS DE DESPLAZAMIENTO.							0.6			0.6			0.6		1.20		
445	HUARIACA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00693143	LAMPARA QUIRURGICA RODABLE	MEDILAND / ML600MB	B	A	MO	1	LUBRICACIÓN DE PARTES MÓVILES.					2					2				4.00			
									2	LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO.					1				1			1			2.00		
									3	REVISIÓN DEL A. LÁMPARA Y LIMPIEZA.					1			1			1			2.00			
									4	MANTENIMIENTO DE LA PARTE ELÉCTRICA.					1			1			1			2.00			
									5	LIMPIEZA DEL SATELITE.					1			1			1			2.00			
									6	AJUSTES DE PARTES MECANICAS.					1			1			1			2.00			
									7	MANTENIMIENTO DE GARRUCHAS DE DESPLAZAMIENTO.					1			1			1			2.00			
446	HUARIACA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00740032	CAPNOGRAFO + PULSIOXIMETRO	GENERAL ELECTRIC / DASH 3000	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO					0.5				0.5		0.5				1.00		
									2	DESMONTAJE DEL EQUIPO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL MANUAL TÉCNICO					1				1			1			2.00		
									3	LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, MANTENIMIENTO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, CONTACTOS Y PINES					0.5				0.5			0.5			1.00		
									4	MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE LÍNEA A TIERRA					0.5				0.5			0.5			1.00		
									5	REVISIÓN DE LOS MÓDULOS FUNCIONALES Y CONECTORES, REVISIÓN DEL SENSOR DE CAPNOGRAFIA					0.5				0.5			0.5			1.00		
									6	MANTENIMIENTO DEL CABEZAL DE IMPRESORA TÉRMICA Y LIMPIEZA					1			1			1			2.00			
									7	VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LA BATERÍA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE					0.5				0.5			0.5			1.00		
									8	REVISIÓN DE LA PANTALLA LCD, LIMPIEZA DE PULSADORES					0.5				0.5			0.5			1.00		
									9	VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE SATURACIÓN, BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA, CABLE DE ECG Y SENSOR					0.5				0.5			0.5			1.00		
									10	PRUEBAS GENERALES DEL EQUIPO					0.5				0.5			0.5			1.00		
447	HUARIACA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00740439	ELECTROCAUTERIO MONO / BIPOLAR	WEM / HF-120	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO						0.5			0.5			0.5		1.00			
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA							0.5			0.5			0.5		1.00		
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS							1			1			1		2.00		
									4	REVISIÓN DE LAS PANTALLAS LCD Y PANEL DE CONTROL							0.5			0.5			0.5		1.00		
									5	REVISIÓN DE PEDALES MONO/BIPOLAR Y LIMPIEZA							1			1			1		2.00		

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																											
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO							PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS											TOTAL DE HORAS HOMBRE	
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ UIP.	CRITIC ID AD	MO DALI DAD EJE CUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N
									6	VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL PORTA EQUIPO Y GARRUCHAS DE DESPLAZAMIENTO									1			1			1		2.00
									7	VERIFICACIÓN DE LA PLACA NEUTRAL									0.5			0.5			0.5		1.00
									8	PRUEBAS FUNCIONALES DE CORTE Y COAGULACIÓN									0.5			0.5			0.5		1.00
									9	LIMPIEZA EXTERNA									0.5			0.5			0.5		1.00
448	HUARIACA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00741027	DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS	NIHON KOHDEN / TEC-5531K	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO								0.5			0.5			0.5			1.00
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA								0.5			0.5			0.5			1.00
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARIETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO								1			1			1			2.00
									4	VERIFICACIÓN DEL CONDENSADOR DE CARGA PRINCIPAL								0.5			0.5			0.5			1.00
									5	MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA TÉRMICA								1			1			1			2.00
									6	REVISIÓN DE LAS PALETAS EXTERNAS Y LIMPIEZA								1			1			1			2.00
									7	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA, PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA Y CAMBIO								0.5			0.5			0.5			1.00
									8	VERIFICACIÓN DEL MODO MONITOR, MARCAPASOS Y DEA ,REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CABLE ECG								0.5			0.5			0.5			1.00
									9	PRUEBAS GENERALES								0.5			0.5			0.5			1.00
449	HUARIACA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00741156	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	CAMI / NEW HOSPIVAC 350	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO										0.5			0.5			0.5	1.00
									2	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LÍNEA TIERRA DEL EQUIPO										0.5			0.5			0.5	1.00
									3	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO										0.5			0.5			0.5	1.00
									4	MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE VACIO Y DIAFRAGMAS										0.5			0.5			0.5	1.00
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL DUCTOS Y MANGUERAS										0.5			0.5			0.5	1.00
									6	VERIFICACIÓN DE VACUÓMETRO, REGULADOR Y TAPA DE FRASCO										0.5			0.5			0.5	1.00
									7	LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACION Y/O CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL /HIDROFÓBICO										0.5			0.5			0.5	1.00
									8	VERIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, PRUEBAS GENERALES										0.5			0.5			0.5	1.00
450	HUARIACA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00741426	EQUIPO DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE USO GENERAL	STRYKER / HD1188	B	B	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO										0.8			0.8			0.8	1.60
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA										0.8			0.8			0.8	1.60
									3	MANTENIMIENTO DE LA PANTALLA LCD										0.8			0.8			0.8	1.60
									4	MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE LUZ FRÍA, CAMBIO DE FOCO PARA FUENTE DE LUZ.										0.8			0.8			0.8	1.60
									5	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAMPARA DE XENON CAMBIO SI LO REQUIERE										0.8			0.8			0.8	1.60
									6	MANTENIMIENTO DEL INSUFLADOR DE CO2										0.8			0.8			0.8	1.60
									7	VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LA TORRE Y GARRUCHAS DE DESPLAZAMIENTO										0.8			0.8			0.8	1.60
									8	REVISIÓN Y AJUSTES DE CONECTORES										0.8			0.8			0.8	1.60
									9	REVISIÓN DEL ESTABILIZADOR DE VOLTAJE										0.8			0.8			0.8	1.60
									10	PRUEBAS GENERALES										0.8			0.8			0.8	1.60
451	HUARIACA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00744027	COCHE DE PARO	MEDI PUMP / 1633L	CE	M	MO	1	INSPECCION INTEGRAL DEL EQUIPO								0.4			0.4			0.4		0.80	
									2	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELECTRICO								0.4			0.4			0.4			0.80
									3	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE VACIO								0.4			0.4			0.4			0.80
									4	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL DUCTOS Y MANGUERAS								0.4			0.4			0.4			0.80
									5	REVISIÓN DE VACUOMETRO Y REGULADOR , CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL								0.2			0.2			0.2			0.40
									6	LIMPIEZA GENERAL Y DESINFECCION								0.2			0.2			0.2			0.40
									1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO									0.5			0.5			0.5		1.00
									2	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LÍNEA TIERRA DEL EQUIPO									0.5			0.5			0.5		1.00
									3	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO									0.5			0.5			0.5		1.00

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																															
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO							PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRÉS ESTIMADAS										TOTAL DE HORAS HOMBRE						
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ UIP.	CRITIC ID AD	MO DALI DAD EJE CUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR							E	F	M	A	M	J	J	A	S		O	N	D			
452	HUARIACA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00744035	ASPIRADOR DE SECRECIONES PARA SALA DE OPERACIONES	TONGYE / YDX-100M-35A	B	M	MO	4	MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE VACIO Y DIAFRAGMAS									0.5				0.5			0.5		1.00			
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL DUCTOS Y MANGUERAS									0.5				0.5				0.5		1.00		
									6	VERIFICACIÓN DE VACUÓMETRO, REGULADOR Y TAPA DE FRASCO									0.5				0.5				0.5		1.00		
									7	LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACION Y/O CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL /HIDROFÓBICO									0.5				0.5				0.5		1.00		
									8	VERIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, PRUEBAS GENERALES									0.5				0.5				0.5		1.00		
453	HUARIACA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00744126	ELECTROBISTURI MONO / BIPOLAR DE POTENCIA MEDIA	LED SPA / SURTRON 400 HP	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO										0.5			0.5			0.5	1.00				
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA										0.5				0.5				0.5	1.00		
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS										0.5				0.5				0.5	1.00		
									4	REVISIÓN DE LAS PANTALLAS LCD Y PANEL DE CONTROL										1				1				1	2.00		
									5	REVISIÓN DE PEDALES MONO/BIPOLAR Y LIMPIEZA										0.5				0.5				0.5	1.00		
									6	VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL PORTA EQUIPO Y GARRUCHAS DE DESPLAZAMIENTO										1				1				1	2.00		
									7	VERIFICACIÓN DE LA PLACA NEUTRAL										1				1				1	2.00		
									8	PRUEBAS FUNCIONALES DE CORTE Y COAGULACIÓN										0.5				0.5				0.5	1.00		
									9	LIMPIEZA EXTERNA										0.5				0.5				0.5	1.00		
454	HUARIACA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00744127	ELECTROBISTURI MONO / BIPOLAR DE POTENCIA MEDIA	LED SPA / SURTRON 400 HP	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO							0.5				0.5			0.5				0.50			
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA							0.5				0.5				0.5					0.50	
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS							1				1				1					1.00	
									4	REVISIÓN DE LAS PANTALLAS LCD Y PANEL DE CONTROL							1.5				1.5				1.5					1.50	
									5	REVISIÓN DE PEDALES MONO/BIPOLAR Y LIMPIEZA							1				1				1					1.00	
									6	VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL PORTA EQUIPO Y GARRUCHAS DE DESPLAZAMIENTO							1				1				1					1.00	
									7	VERIFICACIÓN DE LA PLACA NEUTRAL							1.5				1.5				1.5						1.50
									8	PRUEBAS FUNCIONALES DE CORTE Y COAGULACIÓN							0.5				0.5				0.5						0.50
									9	LIMPIEZA EXTERNA							0.5				0.5				0.5						
455	HUARIACA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00744876	SIERRA ELECTRICA PARA CORTAR YESO	OSCILOW / GL2000/83	CE	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO								0.2				0.2				0.2		0.40			
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA								0.2				0.2				0.2				0.40	
									3	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO								0.5				0.5				0.5				1.00	
									4	REVISIÓN DE ESCOBILLAS DE CARBÓN								0.25				0.25				0.25				0.50	
									5	LUBRICACIÓN Y LIMPIEZA DE PARTES MÓVILES Y MECÁNICAS								0.25				0.25				0.25				0.50	
									6	REVISIÓN DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO								0.25				0.25				0.25				0.50	
									7	LIMPIEZA EXTERNA								0.25				0.25				0.25				0.50	
									8	PRUEBAS GENERALES								0.1				0.1				0.1				0.20	
456	HUARIACA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00744877	MESA DE OPERACIONES ELECTRICA DE USO BASICO	MEDIFA / MEDIFA 6000	B	M	MO	1	INSPECCIÓN FÍSICA DEL EQUIPO Y SUS ACCESORIOS.									0.4				0.4			0.4		0.80			
									2	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL MANDO DE CONTROL REMOTO Y DEL PANEL DE CONTROL DE COLUMNA.									0.4				0.4					0.4		0.80	
									3	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL PEDAL.									0.4				0.4					0.4		0.80	
									4	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DEL EQUIPO.									0.4				0.4					0.4		0.80	
									5	REVISIÓN TÉCNICA Y LIMPIEZA DE ACTUADORES.									0.4				0.4					0.4		0.80	
									6	REVISIÓN, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE ELEMENTOS MÓVILES.									0.4				0.4					0.4		0.80	
									7	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE ACOLCHADA DE LA MESA.									0.4				0.4					0.4		0.80	
									8	VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS ACCESORIOS DEL EQUIPO Y DEL COCHE PORTA ACCESORIOS.									0.4				0.4					0.4		0.80	
									9	PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.									0.4				0.4					0.4		0.80	

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																																	
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO				PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												TOTAL DE HORAS HOMBRE									
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ UIP.	CRITIC ID AD	MO DALI DAD EJEC UCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D								
									10	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD.						0.4				0.4			0.4		0.80								
457	HUARIACA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00876505	EQUIPO DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE USO GENERAL	TEKNO / TK 754-2153D	B	B	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO.								0.6								0.00							
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA.								0.6										0.00					
									3	MANTENIMIENTO DE LA PANTALLA LCD.								0.6												0.00			
									4	MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE LUZ HALÓGENA, CAMBIO DE DE FOCO.								0.6												0.00			
									5	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LÁMPARA DE XENÓN.								0.6													0.00		
									6	MANTENIMIENTO DEL INSUFLADOR DE CO2.								0.6													0.00		
									7	VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LA TORRE Y GARRUCHAS DE DESPLAZAMIENTO.								0.6													0.00		
									8	REVISIÓN Y AJUSTES DE CONECTORES.								0.6														0.00	
									9	REVISIÓN DEL ESTABILIZADOR DE VOLTAJE.								0.6															0.00
									10	PRUEBAS GENERALES.								0.6															0.00
458	HUARIACA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00989201	LAMPARA QUIRURGICA DE TECHO DE INTENSIDAD ALTA	DRÄGER / POLARIS 600/600	B	A	MO	1	REVISIÓN DEL ESTADO Y CONSERVACIÓN FÍSICA DEL EQUIPO Y SUS COMPONENTES.				0.44				0.44				0.44				0.44							
									2	VERIFICACIÓN DE LA CORRECTA POSICIÓN DE LAS PIEZAS DE PLÁSTICO Y DE SU ESTADO DE CONSERVACIÓN FÍSICA				0.45				0.45				0.45				0.45							
									3	VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA MECÁNICO DEL EQUIPO.				0.45				0.45				0.45				0.45							
									4	REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA POSICIÓN Y FORMA DE LA ARANDELA DE RETENCIÓN DEL SISTEMA DE BRAZOS.				0.45				0.45				0.45				0.45							
									5	VERIFICACIÓN DE LA ESTABILIDAD DEL MOVIMIENTO DE LOS BRAZOS.				0.45				0.45				0.45				0.45							
									6	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA UBICADO EN EL COBERTOR DE TECHO.				0.44				0.44				0.44				0.44							
									7	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL ELECTRÓNICO DE INTENSIDAD DE LUZ.				0.44				0.44				0.44				0.44							
									8	VERIFICACIÓN DEL SEGMENTO DE BLOQUEO DE LOS BRAZOS BASCULANTES.				0.44				0.44				0.44				0.44							
									9	PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA DEL SISTEMA Y LIMPIEZA GENERAL.				0.44				0.44				0.44				0.44							
459	HUARIACA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00989236	MESA DE OPERACIONES ELECTRICA DE USO BÁSICO + TRAUMATOLOGIA	MINDRAY / HYBASE 6100	B	M	MO	1	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO/ELECTRÓNICO.					0.5				0.5				0.5			1.00							
									2	LIMPIEZA SUPERFICIAL DE LA PLATAFORMA Y ACCESORIOS DEL EQUIPO.					0.5				0.5				0.5				0.5						
									3	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE ANCLAJE MECÁNICO.					0.5				0.5				0.5				0.5						
									4	VERIFICACIÓN DE OPERATIVIDAD Y MOVIMIENTOS.					0.5				0.5				0.5				0.5						
									5	PRUEBA DEL SISTEMA DE CARGA DE BATERÍA.					0.5				0.5				0.5				0.5						
									6	REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO Y SUS COMPONENTES Y ENCENDIDO DEL EQUIPO.					0.5				0.5				0.5				0.5						
									7	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA HIDRÁULICO.					0.5				0.5				0.5				0.5						
									8	REVISIÓN DEL SISTEMA MECÁNICO Y LUBRICACIÓN GENERAL.					0.5				0.5				0.5				0.5						
460	HUARIACA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00989239	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION EMERGENCIA	METAX / M-720 PLUS	B	M	MO	1	INSPECCIÓN FÍSICA DEL EQUIPO.					0.5				0.5				0.5			1.00							
									2	REVISIÓN DE LA BASE Y GARRUCHAS.					0.5				0.5				0.5				0.5						
									3	LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS.					0.5				0.5				0.5				0.5						
									4	AJUSTES MECÁNICOS, NEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS.					0.5				0.5				0.5				0.5						
									5	REVISIÓN DE PARTES HIDRÁULICAS.					0.5				0.5				0.5				0.5						
									6	REVISIÓN DE MOVIMIENTOS DE CAMA.					0.5				0.5				0.5				0.5						
									7	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE BALÓN DE OXÍGENO Y ACCESORIOS.					0.5				0.5				0.5				0.5						
									8	LIMPIEZA SUPERFICIAL.					0.5				0.5				0.5				0.5						
									1	INSPECCIÓN FÍSICA DEL EQUIPO.						0.5				0.5				0.5	1.00								
									2	REVISIÓN DE LA BASE Y GARRUCHAS.						0.5				0.5				0.5			0.5						
									3	LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS.						0.5				0.5				0.5			0.5						

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																											
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO				PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS											TOTAL DE HORAS HOMBRE				
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJECC UCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N	D		
461	HUARIACA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00989240	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION EMERGENCIA	METAX / M-720 PLUS	B	M	MO	4	AJUSTES MECÁNICOS, NEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS.						0.5				0.5				0.5		1.00	
									5	REVISIÓN DE PARTES HIDRÁULICAS.						0.5				0.5				0.5			1.00
									6	REVISIÓN DE MOVIMIENTOS DE CAMA.						0.5				0.5				0.5			1.00
									7	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE BALÓN DE OXIGENO Y ACCESORIOS.						0.5				0.5				0.5			1.00
									8	LIMPIEZA SUPERFICIAL.						0.5				0.5				0.5			1.00
462	HUARIACA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00989248	VENTILADOR DE TRANSPORTE	ZOLL / EMV+ 731 SERIES	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO				0.3				0.3			0.3				0.30		
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS				0.4				0.4				0.4				0.40	
									3	MANTENIMIENTO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA				0.4				0.4				0.4				0.40	
									4	REVISIÓN DE LA PANTALLA LCD Y PULSADORES				0.4				0.4				0.4				0.40	
									5	REVISIÓN DE LA TURBINA INTERNA				0.4				0.4				0.4				0.40	
									6	VERIFICACIÓN DE ELECTROVÁLVULA INTERNA Y SENSOR DE OXIGENO				0.4				0.4				0.4				0.40	
									7	REVISIÓN Y CAMBIO DE BATERÍA, PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA.				0.4				0.4				0.4				0.40	
									8	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LOS MODOS VENTILATORIOS				0.4				0.4				0.4				0.40	
									9	AJUSTES DE PARAMETROS DEL EQUIPO, VERIFICACION DE LA PERILLA DE SELECCIÓN				0.3				0.3				0.3				0.30	
									10	LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DEL EQUIPO, REVISIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA				0.3				0.3				0.3				0.30	
									11	CAMBIO DE CIRCUITO PACIENTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO				0.3				0.3				0.3				0.30	
463	HUARIACA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00989255	LAMPARA QUIRURGICA RODABLE	AEONMED / OLM 9550	B	A	MO	1	REVISIÓN DEL ESTADO Y CONSERVACIÓN FÍSICA DEL EQUIPO Y SUS COMPONENTES.						0.5			0.5			0.5		1.00			
									2	VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA MECÁNICO DEL EQUIPO.						0.5			0.5				0.5		1.00		
									3	VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DEL EQUIPO.						0.5			0.5				0.5		1.00		
									4	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE REGULACION DE INTENSIDAD DE LUZ.						0.5			0.5				0.5		1.00		
									5	VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGIA ALTERNA.						0.5			0.5				0.5		1.00		
									6	VERIFICACIÓN DE LA ESTABILIDAD DEL POSICIONAMIENTO DEL SISTEMA MECÁNICO.						0.5			0.5				0.5		1.00		
									7	VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS LEDS DEL CABEZAL DE LA LÁMPARA.						0.5			0.5				0.5		1.00		
									8	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.						0.5			0.5				0.5		1.00		
464	HUARIACA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00989263	MESA DE OPERACIONES ELECTRICA DE USO BASICO	BARRFAB / BF683 TDP	B	M	MO	1	INSPECCIÓN GENERAL DEL EQUIPO.				0.88				0.88			0.88			0.88			
									2	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL DEL EQUIPO Y ACCESORIOS.				0.89				0.89				0.89			0.89		
									3	VERIFICACIÓN DEL ESTADO OPERATIVO DE LAS PIEZAS, PARTES Y COMPONENTES.				0.89				0.89				0.89			0.89		
									4	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA MECÁNICO E HIDRÁULICO.				0.89				0.89				0.89			0.89		
									5	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE ANCLAJE (FRENO).				0.89				0.89				0.89			0.89		
									6	INSPECCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO.				0.89				0.89				0.89			0.89		
									7	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL.				0.89				0.89				0.89			0.89		
									8	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTODE BATERÍA.				0.89				0.89				0.89			0.89		
									9	MANTENIMIENTO DEL COCHE PORTA ACCESORIOS.				0.89				0.89				0.89			0.89		
465	HUARIACA	CENTRO QUIRÚRGICO Y	00989268	LAMPARA QUIRURGICA DE TECHO	MERIVAARA / Q	B	A	MO	1	INSPECCIÓN GENERAL DEL ESTADO FÍSICO DEL EQUIPO.								0.88				0.88	1.76				
									2	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LA PANTALLA TÁCTIL Y LOS MÓDULOS LED; REVISIÓN DE MOVIMIENTOS.								0.89					0.89	1.78			
									3	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE: SATÉLITES, MÓDULOS LED, SOCKETS, PORTA-SOCKETS, PANTALLA TÁCTIL Y VIDRIO.								0.89					0.89	1.78			
									4	LUBRICACIÓN DE LAS ARTICULACIONES DE LOS BRAZOS EN CADA SATÉLITE.								0.89					0.89	1.78			

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																														
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO							PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS											TOTAL DE HORAS HOMBRE				
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ UIP.	CRITIC ID AD	MODALIDAD EJECUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N	D		
		ANESTESIOLOGIA		DE INTENSIDAD ALTA	FLOW 61 + 61				5	AJUSTE DE RESORTE DEL BRAZO COMPENSADOR Y TORNILLOS DE FRENADO (SI EL EQUIPO LO REQUIERE).												0.89					0.89	1.78		
									6	INSPECCIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LOS MÓDULOS LED.												0.89						0.89	1.78	
									7	LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y CONEXIONES.												0.89						0.89	1.78	
									8	TEST DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.												0.89						0.89	1.78	
									9	PRUEBAS FINALES DE FUNCIONAMIENTO.												0.89						0.89	1.78	
466	HUARIACA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	01222582	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS	GENERAL ELECTRIC / B650	B	A	MO	1	INSPECCIÓN VISUAL DEL EQUIPO Y SUS COMPONENTES..										0.66				0.66			0.66	1.32		
									2	DESMONTAJE DEL EQUIPO.										0.67				0.67			0.67		0.67	1.34
									3	LIMPIEZA INTERNA.										0.67				0.67			0.67		0.67	1.34
									4	REVISIÓN DE TARJETAS INTERNAS Y BATERIA DE LITIO.										0.67				0.67			0.67		0.67	1.34
									5	LIMPIEZA DE ACCESORIOS.										0.67				0.67			0.67		0.67	1.34
									6	MONTAJE DEL EQUIPO.										0.67				0.67			0.67		0.67	1.34
									7	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRADOR.										0.67				0.67			0.67		0.67	1.34
									8	LIMPIEZA EXTERNA.										0.67				0.67			0.67		0.67	1.34
									9	REEMPLAZO DE KIT DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE MÓDULO DE GASES.										0.67				0.67			0.67		0.67	1.34
									10	CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS PANI.										0.66				0.66			0.66		0.66	1.32
									11	TEST DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.										0.66				0.66			0.66		0.66	1.32
									12	PRUEBAS FINALES DE FUNCIONAMIENTO.										0.66				0.66			0.66		0.66	1.32
467	HUARIACA	CONSULTA EXTERNA - GASTROENTEROLOGÍA	00402093	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	MEDI PUMP / 1133	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO									0.25			0.25				0.25		0.50		
									2	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LÍNEA TIERRA DEL EQUIPO									0.25			0.25				0.25		0.50		
									3	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO									0.25			0.25				0.25		0.50		
									4	MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE VACÍO Y DIAFRAGMAS									0.25			0.25				0.25		0.50		
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL DUCTOS Y MANGUERAS									0.25			0.25				0.25		0.50		
									6	VERIFICACIÓN DE VACUÓMETRO, REGULADOR Y TAPA DE FRASCO									0.25			0.25				0.25		0.50		
									7	LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACION Y/O CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL /HIDROFÓBICO									0.25			0.25				0.25		0.50		
									8	VERIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, PRUEBAS GENERALES									0.25			0.25				0.25		0.50		
468	HUARIACA	CONSULTA EXTERNA - GASTROENTEROLOGÍA	00741448	VIDEO GASTROSCOPIO DE USO GENERAL	PENTAX / EPK-15010/EG-2990I	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO							0.5			0.5				0.5				0.50		
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA							0.5			0.5				0.5				0.50		
									3	MANTENIMIENTO DE LA PANTALLA LCD							1			1				1				1.00		
									4	MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE LUZ, CAMBIO DE FOCO PARA FUENTE DE LUZ FRIA							1			1				1				1.00		
									5	MANTENIMIENTO DEL PROCESADOR DE VIDEO							1			1				1				1.00		
									6	VERIFICACIÓN DE LA CAÑA DE GASTROSCOPIA Y PRUEBAS DE ANGULACIONES Y CONTROL							0.5			0.5				0.5				0.50		
									7	PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA CAÑA DE GASTROSCOPIA							0.5			0.5				0.5				0.50		
									8	VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LA TORRE Y GARRUCHAS DE DESPLAZAMIENTO							1			1				1				1.00		
									9	REVISIÓN Y AJUSTES DE CONECTORES							0.5			0.5				0.5				0.50		
									10	REVISIÓN DEL ESTABILIZADOR DE VOLTAJE							0.5			0.5				0.5				0.50		
									11	PRUEBAS GENERALES							0.5			0.5				0.5				0.50		
									12	VERIFICACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO							0.5			0.5				0.5				0.50		
									1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO										0.5			0.5			0.5	1.00			
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS.										0.5				0.5			0.5	1.00		
									3	MANTENIMIENTO DEL CABEZAL ÓPTICO Y LIMPIEZA										0.5				0.5			0.5	1.00		
									4	LIMPIEZA DE OCULARES Y OBJETIVO, LIMPIEZA DE FILTROS										0.5				0.5			0.5	1.00		

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																													
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO							PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS											TOTAL DE HORAS HOMBRE			
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ UIP.	CRITIC ID AD	MO DALI DAD EJEC UCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N	D	
469	HUARIACA	CONSULTA EXTERNA - GINECOLOGÍA	00741425	COLPOSCOPIO	CARL ZEISS / 150 FC	B	A	MO	5	MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE LUZ HALÓGENA										0.5				0.5				0.5	1.00
									6	VERIFICACIÓN DEL CABLE DE FIBRA ÓPTICA										0.25				0.25				0.25	0.50
									7	VERIFICACIÓN Y AJUSTES DEL SISTEMA MECÁNICO										0.25				0.25				0.25	0.50
									8	VERIFICACIÓN DEL SOPORTE DE PISO Y GARRUCHAS DE DESPLAZAMIENTO										0.5				0.5				0.5	1.00
									9	LIMPIEZA EXTERNA										0.25				0.25				0.25	0.50
									10	PRUEBAS GENERALES										0.25				0.25				0.25	0.50
470	HUARIACA	CONSULTA EXTERNA - MED. COMPLEMENTARIA	00401317	EQUIPO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO ELECTROACUPUNTURAL	AWQ / 104-B	B	M	MO	1	DESMONTAJE DEL EQUIPO													1				1.00		
									2	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO														1				1.00	
									3	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS														1				1.00	
									4	REVISIÓN DEL PANEL DE CONTROL														1				1.00	
									5	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA														1				1.00	
									6	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO														1				1.00	
471	HUARIACA	CONSULTA EXTERNA - MED. COMPLEMENTARIA	00744003	BALANZA ELECTRONICA CON TALLIMETRO ADULTO	GREETMED / ELECTRONIC BOBY SCALE	CE	B	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO									0.22			0.22			0.22		0.44		
									2	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, AJUSTE DE CONTACTOS									0.22			0.22				0.22		0.44	
									3	MANTENIMIENTO DE LA TARJETA ELECTRÓNICA									0.24			0.24				0.24		0.48	
									4	VERIFICACIÓN DE TRANSDUCTOR DE PRESIÓN									0.22			0.22				0.22		0.44	
									5	VERIFICACIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES									0.22			0.22				0.22		0.44	
									6	REVISIÓN DE LA BATERIA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE									0.22			0.22				0.22		0.44	
									7	VERIFICACIÓN DEL TALLÍMETRO DEL EQUIPO									0.22			0.22				0.22		0.44	
									8	LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE LINEA A TIERRA									0.22			0.22				0.22		0.44	
									9	PRUEBAS GENERALES.									0.22			0.22				0.22		0.44	
472	HUARIACA	CONSULTA EXTERNA - MED. COMPLEMENTARIA	00744044	EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA	CEC / MAG 3 T	B	B	MO	1	DESMONTAJE DEL EQUIPO							0.14										0.00		
									2	MANTENIMIENTO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN							0.15												0.00
									3	REVISIÓN DE CONECTORES, CAMBIO DE TARJETA							0.15												0.00
									4	REVISIÓN DE GENERADOR DE RF							0.14												0.00
									5	REVISIÓN DE ELECTRODOS							0.14												0.00
									6	LIMPIEZA GENERAL							0.14												0.00
									7	MONTAJE DEL EQUIPO							0.14												0.00
473	HUARIACA	CONSULTA EXTERNA - MED. COMPLEMENTARIA	04050026	EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA	CEC / MAG 3T	B	B	PA	1	INSPECCIÓN GENERAL DEL EQUIPO.												0.16						0.16	
									2	VERIFICAR QUE LOS ENCHUFES Y CONECTORES SE ENCUENTREN EN BUEN ESTADO												0.33							0.33
									3	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS CONTROLES Y PARÁMETROS												0.16							0.16
									4	VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LOS CABLES DE LOS SELENOIDES PLANOS Y TÚNELES												0.16							0.16
									5	VERIFICACIÓN DE LOS VOLTAJES Y LIMPIEZA DE TARJETA PRINCIPAL												0.16							0.16
									6	VERIFICACIÓN DE ALARMAS.												0.33							0.33
									7	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO												0.33							0.33
									8	ANÁLISIS DE LA SEGURIDAD ELÉCTRICA												0.33							
474	HUARIACA	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00397654	ESTERILIZADOR A CALOR SECO	MEMMERT / UM-100	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO										0.5			0.5				0.5	1.00	
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS										0.5			0.5					0.5	1.00
									3	VERIFICACION DEL INTERRUPTOR DE MERCURIO										0.5			0.5					0.5	1.00
									4	LIMPIEZA DEL SENSOR DE TEMPERATURA										0.5			0.5					0.5	1.00
									5	LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE ESTERILIZADO										0.5			0.5					0.5	1.00
									6	REVISIÓN DE LA RESISTENCIAS ELÉCTRICAS										0.5			0.5					0.5	1.00

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																																
ID	DATOS DEL EQUIPO								DATOS DEL MANTENIMIENTO										PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												TOTAL DE HORAS HOMBRE	
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJE CUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR										E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
									7	VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA													0.5				0.5				0.5	1.00
									8	PRUEBAS GENERALES													0.5				0.5				0.5	1.00
475	HUARIACA	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00397680	ESTERILIZADOR A CALOR SECO	MELAG / 2155	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO											0.5				0.5			0.5				1.00
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS											0.5				0.5			0.5				1.00
									3	VERIFICACION DEL INTERRUPTOR DE MERCURIO											0.5				0.5			0.5				1.00
									4	LIMPIEZA DEL SENSOR DE TEMPERATURA											0.5				0.5			0.5				1.00
									5	LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE ESTERILIZADO											0.5				0.5			0.5				1.00
									6	REVISIÓN DE LA RESISTENCIAS ELÉCTRICAS											0.5				0.5			0.5				1.00
									7	VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA											0.5				0.5			0.5				1.00
									8	PRUEBAS GENERALES											0.5				0.5			0.5				1.00
476	HUARIACA	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00741412	UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO MAS COMPRESORA	GNATUS / INOVA PLUS SF E	B	B	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO												0.6				0.6			0.6		1.20	
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS.												0.6				0.6			0.6			1.20
									3	MANTENIMIENTO DE TARJETA ELECTRÓNICA												0.6				0.6			0.6			1.20
									4	VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LÁMPARA DE ILUMINACIÓN INTRAORAL												0.6				0.6			0.6			1.20
									5	MANTENIMIENTO DE MOTORES ELÉCTRICOS DE ELEVACIÓN Y RESPALDO DEL SILLÓN DENTAL												0.6				0.6			0.6			1.20
									6	MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y NEUMÁTICA, LIMPIEZA DE LA SALIVADERA												0.6				0.6			0.6			1.20
									7	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VACÍO, VERIFICACIÓN DE PIEZAS DE MANO Y JERINGA TRIPLE												0.6				0.6			0.6			1.20
									8	MANTENIMIENTO DE COMPRESOR DE AIRE, CAMBIO DE KIT DE MANTENIMIENTO												0.6				0.6			0.6			1.20
									9	REGULACIÓN Y AJUSTES DE BRAZOS MECÁNICOS												0.6				0.6			0.6			1.20
									10	LUBRICACIÓN DE PARTES MÓVILES Y MECÁNICAS, PRUEBAS GENERALES												0.6				0.6			0.6			1.20
477	HUARIACA	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00741413	UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO MAS COMPRESORA	GNATUS / INOVA PLUS SF E	B	B	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO													1				1			1	2.00	
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS.													1				1				1	2.00
									3	MANTENIMIENTO DE TARJETA ELECTRÓNICA													1				1				1	2.00
									4	VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LÁMPARA DE ILUMINACIÓN INTRAORAL													1				1				1	2.00
									5	MANTENIMIENTO DE MOTORES ELÉCTRICOS DE ELEVACIÓN Y RESPALDO DEL SILLÓN DENTAL													1				1				1	2.00
									6	MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y NEUMÁTICA, LIMPIEZA DE LA SALIVADERA													1				1				1	2.00
									7	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VACÍO, VERIFICACIÓN DE PIEZAS DE MANO Y JERINGA TRIPLE													1				1				1	2.00
									8	MANTENIMIENTO DE COMPRESOR DE AIRE, CAMBIO DE KIT DE MANTENIMIENTO													1				1				1	2.00
									9	REGULACIÓN Y AJUSTES DE BRAZOS MECÁNICOS													1				1				1	2.00
									10	LUBRICACIÓN DE PARTES MÓVILES Y MECÁNICAS, PRUEBAS GENERALES													1				1				1	2.00
478	HUARIACA	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00744821	EQUIPO DE RAYOS X DENTAL RODABLE	VILLA SISTEMI MEDICALI / ENDOGRAPH	B	M	MO	1	INSPECCIÓN VISUAL GENERAL										0.5				0.5			0.5				0.50	
									2	VERIFICAR EL BALANCE DEL BRAZO ARTICULADO										0.5				0.5			0.5					0.50
									3	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE LAS RUEDAS Y FRENO										0.5				0.5			0.5					0.50
									4	REVISIÓN Y AJUSTES DE LOS PERNOS Y TORNILLOS										0.5				0.5			0.5					0.50
									5	REVISIÓN DE LAS CONEXIONES A TIERRA DE LAS PARTES CONDUCTIVAS ACCESIBLES										0.5				0.5			0.5					0.50
									6	REVISIÓN Y COMPROBACIÓN DE LOS COMPONENTES ELECTRONICOS INTERNOS										0.5				0.5			0.5					0.50
									7	PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA.										1				1			1					1.00
									8	LIMPIEZA EXTERNA										1				1			1					1.00

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																																
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO							PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS											TOTAL DE HORAS HOMBRE						
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRITICIDAD	MODALIDAD EJECUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N	D				
									9	VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS INDICADORES LUMINOSOS Y ACUSTICOS DEL EQUIPO.							1				1				1				1.00			
									10	VERIFICAR QUE EL HAZ DE RAYOS X ESTE CENTRADO							1				1					1					1.00	
									11	COMPROBACIÓN DE LOS PARAMETROS RADIACIÓN Y FUNCIONAMIENTO							1				1					1						1.00
479	HUARIACA	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00744822	EQUIPO DE RAYOS X DENTAL RODABLE	VILLA SISTEMI MEDICALI / ENDOGRAPH	B	M	MO	1	INSPECCIÓN VISUAL GENERAL								0.5				0.5				0.5				1.00		
									2	VERIFICAR EL BALANCE DEL BRAZO ARTICULADO								1				1				1						2.00
									3	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE LAS RUEDAS Y FRENO								1				1				1						2.00
									4	REVISIÓN Y AJUSTES DE LOS PERNOS Y TORNILLOS								1				1				1						2.00
									5	REVISIÓN DE LAS CONEXIONES A TIERRA DE LAS PARTES CONDUCTIVAS ACCESIBLES								1				1				1						2.00
									6	REVISIÓN Y COMPROBACIÓN DE LOS COMPONENTES ELECTRONICOS INTERNOS								0.5				0.5					0.5					1.00
									7	PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA.								0.5				0.5				0.5						1.00
									8	LIMPIEZA EXTERNA								0.5				0.5				0.5						1.00
									9	VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS INDICADORES LUMINOSOS Y ACUSTICOS DEL EQUIPO.								0.5				0.5				0.5						1.00
									10	VERIFICAR QUE EL HAZ DE RAYOS X ESTE CENTRADO								0.5				0.5				0.5						1.00
									11	COMPROBACIÓN DE LOS PARAMETROS RADIACIÓN Y FUNCIONAMIENTO								1				1				1						2.00
480	HUARIACA	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	FNNE0001	EQUIPO DE FOTOPOLIMERIZACION	MONITEX / GT-1500	B	B	MO	1	VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.							0.16				0.16			0.16					0.16			
									2	VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LA LÁMPARA HALÓGENA.							0.17				0.17				0.17						0.17	
									3	VERIFICACIÓN Y LUBRICACIÓN DE LAS PARTES MECÁNICAS DEL EQUIPO.							0.17				0.17				0.17						0.17	
									4	VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE PODER.							0.17				0.17				0.17						0.17	
									5	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.							0.17				0.17				0.17						0.17	
									6	REVISIÓN INTEGRAL DEL EQUIPO.							0.16				0.16				0.16							0.16
481	HUARIACA	CONSULTA EXTERNA - OFTALMOLOGÍA	00400426	LAMPARA DE HENDIDURA CON TONOMETRO DE APLANACION	SHIN NIPPON / SNC	B	B	MO	1	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO									0.15			0.15			0.15				0.30			
									2	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA OPTICO									0.25			0.25			0.25			0.25			0.50	
									3	LIMPIEZA DE LOS OCULARES DEL BIOMICROSCOPIO.									0.25			0.25			0.25			0.25			0.50	
									4	VERIFICACIÓN DEL REGULADOR DE LA INTENSIDAD DE LUZ Y INTERRUPTOR ENCENDIDO Y APAGADO									0.25			0.25			0.25			0.25			0.50	
									5	LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE PARTES MÓVILES									0.2			0.2			0.2			0.2			0.40	
									6	PRUEBAS GENERALES									0.25			0.25			0.25			0.25			0.50	
									7	MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE PODER									0.25			0.25			0.25			0.25			0.50	
									8	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO									0.25			0.25			0.25			0.25			0.50	
									9	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA									0.15			0.15			0.15			0.15			0.30	
482	HUARIACA	CTRO REHAB. INTEGRAL PACIENTES CRÓNICOS	00397952	ESTERILIZADOR A CALOR SECO	MEMMERT / UM-200	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO										1			1			1		2.00				
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS										1			1			1			1		2.00	
									3	VERIFICACION DEL INTERRUPTOR DE MERCURIO										1			1			1			1		2.00	
									4	LIMPIEZA DEL SENSOR DE TEMPERATURA										1			1			1			1		2.00	
									5	LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE ESTERILIZADO										1			1			1			1		2.00	
									6	REVISIÓN DE LA RESISTENCIAS ELÉCTRICAS										1			1			1			1		2.00	
									7	VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA										1			1			1			1		2.00	
									8	PRUEBAS GENERALES										1			1			1			1		2.00	
									1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO							0.5				0.5			0.5				0.50				
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS							0.5				0.5				0.5					0.50		
									3	VERIFICACION DEL INTERRUPTOR DE MERCURIO							0.5				0.5				0.5					0.50		

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																															
ID	DATOS DEL EQUIPO								DATOS DEL MANTENIMIENTO								PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS														
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJE CUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR								E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL DE HORAS HOMBRE		
483	HUARIACA	CTRO REHAB. INTEGRAL PACIENTES CRÓNICOS	00398145	ESTERILIZADOR A CALOR SECO	MEMMERT / UM-200	B	A	MO	4	LIMPIEZA DEL SENSOR DE TEMPERATURA								0.5				0.5				0.5				0.50	
									5	LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE ESTERILIZADO								0.5				0.5					0.5				0.50
									6	REVISIÓN DE LA RESISTENCIAS ELÉCTRICAS								0.5				0.5					0.5				0.50
									7	VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA								0.5				0.5					0.5				0.50
									8	PRUEBAS GENERALES								0.5				0.5					0.5				0.50
484	HUARIACA	CTRO REHAB. INTEGRAL PACIENTES CRÓNICOS	00401736	ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL	AESCULAP / GF/80/GF84	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO									0.5				0.5				0.5			1.00	
									2	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LÍNEA TIERRA DEL EQUIPO									0.5				0.5				0.5				1.00
									3	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO, MANTENIMIENTO DE LA BATERIA INTERNA									0.5				0.5				0.5				1.00
									4	MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE VACIO Y DIAFRAGMAS									0.5				0.5				0.5				1.00
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL DUCTOS Y MANGUERAS									0.5				0.5				0.5				1.00
									6	VERIFICACIÓN DE VACUÓMETRO, REGULADOR Y TAPA DE FRASCO									0.5				0.5				0.5				1.00
									7	LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACION Y/O CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL /HIDROFÓBICO									0.5				0.5				0.5				1.00
									8	VERIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, PRUEBAS GENERALES									0.5				0.5				0.5				1.00
485	HUARIACA	CTRO REHAB. INTEGRAL PACIENTES CRÓNICOS	00403591	PULSIOXIMETRO	GENERAL ELECTRIC / TRUSAT	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO											0.5				0.5			0.5	1.00		
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA											0.5				0.5				0.5	1.00	
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO											1				1				1	2.00	
									4	MANTENIMIENTO DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES											0.5				0.5				0.5	1.00	
									5	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA											0.5				0.5				0.5	1.00	
									6	REVISIÓN, LIMPIEZA Y CAMBIO DEL SENSOR DE SATURACIÓN. PRUEBAS GENERALES											0.5				0.5				0.5	1.00	
									7	PRUEBAS GENERALES										0.5				0.5				0.5			1.00
486	HUARIACA	CTRO REHAB. INTEGRAL PACIENTES CRÓNICOS	00744025	COCHE DE PARO	MEDI PUMP / 1633GL	CE	M	MO	1	INSPECCIÓN INTEGRAL DEL EQUIPO										0.4			0.4			0.4		0.80			
									2	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELECTRICO										0.4				0.4				0.4		0.80	
									3	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE VACIO										0.4				0.4				0.4		0.80	
									4	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL DUCTOS Y MANGUERAS										0.4				0.4				0.4		0.80	
									5	REVISIÓN DE VACUOMETRO Y REGULADOR , CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL										0.2				0.2				0.2		0.40	
									6	LIMPIEZA GENERAL Y DESINFECCION										0.2				0.2				0.2		0.40	
487	HUARIACA	CTRO REHAB. INTEGRAL PACIENTES CRÓNICOS	01224230	PULSIOXIMETRO	NONIN / 7500	B	A	MO	1	VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN UNIVERSAL Y BATERIA RECARGABLE DEL EQUIPO.											0.5				0.5		1.00				
									2	VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN INTERNA DEL EQUIPO.											0.5				0.5				0.5	1.00	
									3	REVISIÓN DE LA TARJETA DIGITAL Y ANALOGA DE LA SEÑAL DE PULSIOXIMETRIA											0.5				0.5				0.5	1.00	
									4	REVISIÓN DE LOS SENSORES DE PULSIOXIMETRIA, CAMBIO SI LO REQUIERE											1				1				1	2.00	
									5	REVISIÓN DEL TECLADO, PARLANTE Y PANTALLA LED										0.5				0.5				0.5		1.00	
									6	REVISIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE ALARMAS, FECHAS Y HORA DE ACUERDO AL MANUAL DE USUARIO Y SERVICIO										0.5				0.5				0.5		1.00	
									7	DESMONTAJE TOTAL, MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL										0.5				0.5				0.5		1.00	
488	HUARIACA	CTRO REHAB. INTEGRAL PACIENTES CRÓNICOS	01224232	PULSIOXIMETRO	NONIN / 7500	B	A	MO	7	VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN UNIVERSAL Y BATERIA RECARGABLE DEL EQUIPO.											0.5				0.5		1.00				
									1	VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN INTERNA DEL EQUIPO.											0.5				0.5				0.5	1.00	
									2	REVISIÓN DE LA TARJETA DIGITAL Y ANALOGA DE LA SEÑAL DE PULSIOXIMETRIA											0.5				0.5				0.5	1.00	
									3	REVISIÓN DE LOS SENSORES DE PULSIOXIMETRIA, CAMBIO SI LO REQUIERE										1				1				1	2.00		

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO		PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												TOTAL DE HORAS HOMBRE
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJEC UCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
									4 REVISIÓN DEL TECLADO, PARLANTE Y PANTALLA LED				0.5				0.5				0.5	1.00
									5 REVISIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE ALARMAS, FECHAS Y HORA DE ACUERDO AL MANUAL DE USUARIO Y SERVICIO				0.5				0.5				0.5	1.00
									6 DESMONTAJE TOTAL, MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL				0.5				0.5				0.5	1.00
489	HUARIACA	ECOGRAFÍA	00403126	ECOGRAFO DE USO GENERAL	MINDRAY / DP-8800 PLUS	B	A	MO	1 INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO			0.6				0.6				0.6		1.20
									2 VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA			0.6				0.6				0.6		1.20
									3 MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS			0.6				0.6				0.6		1.20
									4 MANTENIMIENTO DE LA PANTALLA LCD Y PANEL DE CONTROL, LIMPIEZA DEL TECLADO ALFANUMÉRICO			0.6				0.6				0.6		1.20
									5 REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TRANSDUCTORES CONVEXO, LINEAL, INTERCAVITARIA			0.6				0.6				0.6		1.20
									6 LIMPIEZA DE VENTILADORES Y FILTROS INTERNOS			0.6				0.6				0.6		1.20
									7 MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL, MANTENIMIENTO DEL ESTABILIZADOR DE VOLTAJE			0.6				0.6				0.6		1.20
									8 MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA TÉRMICA			0.6				0.6				0.6		1.20
									9 VERIFICACIÓN DE LOS MODOS DE TRABAJO			0.6				0.6				0.6		1.20
									10 PRUEBAS GENERALES			0.6				0.6				0.6		1.20
490	HUARIACA	ECOGRAFÍA	00741406	ECOGRAFO PORTATIL	TOSHIBA / SSA-510 A	B	A	MO	1 INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	0.5				0.5				0.5				0.50
									2 VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA	0.5				0.5				0.5				0.50
									3 MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS	0.5				0.5				0.5				0.50
									4 MANTENIMIENTO DE LA PANTALLA LCD Y PANEL DE CONTROL, LIMPIEZA DEL TECLADO ALFANUMÉRICO	0.5				0.5				0.5				0.50
									5 REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TRANSDUCTORES CONVEXO, LINEAL, INTERCAVITARIA	0.5				0.5				0.5				0.50
									6 LIMPIEZA DE VENTILADORES Y FILTROS INTERNOS	0.5				0.5				0.5				0.50
									7 MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL, MANTENIMIENTO DEL ESTABILIZADOR DE VOLTAJE	0.25				0.25				0.25				0.25
									8 MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA TÉRMICA	0.25				0.25				0.25				0.25
									9 VERIFICACIÓN DE LOS MODOS DE TRABAJO	0.25				0.25				0.25				0.25
									10 PRUEBAS GENERALES	0.25				0.25				0.25				0.25
491	HUARIACA	EMERG. GENERAL - UNID. VIGILAN. INTENS.	00403566	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	CAMI / NEW HOSPIVAC 350	B	M	MO	1 INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO			0.5				0.5				0.5		1.00
									2 REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LINEA TIERRA DEL EQUIPO			0.5				0.5				0.5		1.00
									3 MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO			0.5				0.5				0.5		1.00
									4 MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE VACIO Y DIAFRAGMAS			0.5				0.5				0.5		1.00
									5 REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL DUCTOS Y MANGUERAS			0.5				0.5				0.5		1.00
									6 VERIFICACIÓN DE VACUÓMETRO, REGULADOR Y TAPA DE FRASCO			0.5				0.5				0.5		1.00
									7 LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACION Y/O CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL / HIDROFÓBICO			0.5				0.5				0.5		1.00
									8 VERIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, PRUEBAS GENERALES			0.5				0.5				0.5		1.00
492	HUARIACA	EMERG. GENERAL - UNID. VIGILAN. INTENS.	00403568	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	CAMI / NEW HOSPIVAC 350	B	M	MO	3 MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO			0.5				0.5				0.5		1.00
									4 MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE VACIO Y DIAFRAGMAS			0.5				0.5				0.5		1.00
									5 REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL DUCTOS Y MANGUERAS			0.5				0.5				0.5		1.00
									6 VERIFICACIÓN DE VACUÓMETRO, REGULADOR Y TAPA DE FRASCO			0.5				0.5				0.5		1.00
									7 LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACION Y/O CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL / HIDROFÓBICO			0.5				0.5				0.5		1.00
									8 VERIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, PRUEBAS GENERALES			0.5				0.5				0.5		1.00
									1 INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO			0.5				0.5				0.5		1.00

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																												
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO					PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS											TOTAL DE HORAS HOMBRE				
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRITIC ID AD	MO DALI DAD EJECC UICIO	ACTIVIDADES A REALIZAR					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N	D		
									2	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LINEA TIERRA DEL EQUIPO								0.5				0.5				0.5	1.00	
493	HUARIACA	EMERG. GENERAL - UNID. VIGILAN. INTENS.	00403573	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	CAMI / NEW HOSPIVAC 350	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO							0.37				0.37				0.37		0.74	
									2	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LINEA TIERRA DEL EQUIPO							0.38				0.38				0.38			0.76
									3	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO							0.38				0.38				0.38			0.76
									4	MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE VACIO Y DIAFRAGMAS							0.38				0.38				0.38			0.76
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL DUCTOS Y MANGUERAS							0.38				0.38				0.38			0.76
									6	VERIFICACIÓN DE VACUÓMETRO, REGULADOR Y TAPA DE FRASCO							0.37				0.37				0.37			0.74
									7	LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACION Y/O CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL /HIDROFÓBICO							0.37				0.37				0.37			0.74
									8	VERIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, PRUEBAS GENERALES							0.37				0.37				0.37			0.74
494	HUARIACA	EMERG. GENERAL - UNID. VIGILAN. INTENS.	00989352	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 07 PARAMETROS	MINDRAY / EPM 15M	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN FISICA DEL EQUIPO Y SUS COMPONENTES.						0.42				0.42			0.42			0.84		
									2	PRUEBA DE ENCENDIDO DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO.						0.43				0.43			0.43			0.86		
									3	DESMONTAJE Y LIMPIEZA DE TARIETAS ELECTRÓNICOS Y DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS.						0.43				0.43			0.43			0.86		
									4	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE ECG/FRECUENCIA RESPIRATORIA.						0.43				0.43			0.43			0.86		
									5	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA SATURACIÓN DE OXIGENO SPO2						0.43				0.43			0.43			0.86		
									6	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONMIENTO DE LA PRESIÓN NO INVASIVA (NIBP) Y CALIBRACIÓN (DE SER REQUERIDA)						0.43				0.43			0.43			0.86		
									7	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL PARÁMETRO CO2						0.43				0.43			0.43			0.86		
									8	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL PARÁMETRO PRESIÓN SANGUINEA INVASIVA (IBP)						0.43				0.43			0.43			0.86		
									9	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL PARÁMETRO TEMPERATURA						0.43				0.43			0.43			0.86		
									10	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS DEL MONITOR						0.43				0.43			0.43			0.86		
									11	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ALTERNO DE ENERGIA (BATERIAS)						0.43				0.43			0.43			0.86		
									12	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRADOR TÉRMICO						0.43				0.43			0.43			0.86		
									13	PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.						0.43				0.43			0.43			0.86		
									14	LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL ESTABILIZADOR DE VOLTAIE						0.42				0.42			0.42			0.84		
495	HUARIACA	EMERG. GENERAL - UNID. VIGILAN. INTENS.	00989353	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 07 PARAMETROS	MINDRAY / EPM 15M	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN FISICA DEL EQUIPO Y SUS COMPONENTES.						0.57				0.57					0.57			
									2	PRUEBA DE ENCENDIDO DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO.						0.57				0.57					0.57			
									3	DESMONTAJE Y LIMPIEZA DE TARIETAS ELECTRÓNICOS Y DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS.						0.58				0.58					0.58			
									4	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE ECG/FRECUENCIA RESPIRATORIA.						0.58				0.58					0.58			
									5	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA SATURACIÓN DE OXIGENO SPO2						0.57				0.57					0.57			
									6	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONMIENTO DE LA PRESIÓN NO INVASIVA (NIBP) Y CALIBRACIÓN (DE SER REQUERIDA)						0.57				0.57					0.57			
									7	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL PARÁMETRO CO2						0.57				0.57					0.57			
									8	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL PARÁMETRO PRESIÓN SANGUINEA INVASIVA (IBP)						0.57				0.57					0.57			
									9	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL PARÁMETRO TEMPERATURA						0.57				0.57					0.57			
									10	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS DEL MONITOR						0.57				0.57					0.57			

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																															
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO							PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS											TOTAL DE HORAS HOMBRE					
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJE CUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N	D			
									11	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ALTERNO DE ENERGIA (BATERIAS)								0.57						0.57					0.57		
									12	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRADOR TÉRMICO								0.57							0.57						0.57
									13	PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.								0.57							0.57						0.57
									14	LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL ESTABILIZADOR DE VOLTAJE								0.57						0.57						0.57	
496	HUARIACA	EMERG. GENERAL - UNID. VIGILAN. INTENS.	00989354	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 07 PARAMETROS	MINDRAY / EPM 15M	B	A	MO	10	INSPECCIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN FISICA DEL EQUIPO Y SUS COMPONENTES.									0.57				0.57				0.57		1.14		
									11	PRUEBA DE ENCENDIDO DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO.									0.57				0.57					0.57		1.14	
									12	DESMONTAJE Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICOS Y DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS.									0.58				0.58					0.58		1.16	
									13	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE ECG/FRECUENCIA RESPIRATORIA.									0.58				0.58					0.58		1.16	
									14	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA SATURACIÓN DE OXIGENO SPO2									0.57				0.57					0.57		1.14	
									1	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONMIENTO DE LA PRESIÓN NO INVASIVA (NIBP) Y CALIBRACIÓN (DE SER REQUERIDA)									0.57				0.57					0.57		1.14	
									2	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL PARÁMETRO CO2									0.57				0.57					0.57		1.14	
									3	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL PARÁMETRO PRESIÓN SANGUINEA INVASIVA (IBP)									0.57				0.57					0.57		1.14	
									4	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL PARÁMETRO TEMPERATURA									0.57				0.57					0.57		1.14	
									5	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS DEL MONITOR									0.57				0.57					0.57		1.14	
									6	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ALTERNO DE ENERGIA (BATERIAS)									0.57				0.57					0.57		1.14	
									7	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRADOR TÉRMICO									0.57				0.57					0.57		1.14	
									8	PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.									0.57				0.57					0.57		1.14	
9	LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL ESTABILIZADOR DE VOLTAJE									0.57				0.57					0.57		1.14										
497	HUARIACA	EMERG. GENERAL - UNID. VIGILAN. INTENS.	00989413	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION URGENCIA	MUBI / PYXIS	B	M	MO	1	INSPECCIONES O REVISIONES GLOBALES Y ESPECIFICAS DE LOS EQUIPOS.									1						1		2.00				
									2	AJUSTES ELÉCTRICOS,ELECTRÓNICOS Y/O MECÁNICOS.									1				1					1		2.00	
									3	LIMPIEZA,LUBRICACIÓN,ENGRASE E IMPERMEABILIZADO.									1				1					1		2.00	
									4	VERIFICACIÓN, CALIBRACIÓN Y REGULACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO.									1				1					1		2.00	
									5	OTRAS QUE DEMANDEN MANTENIMIENTO.									1				1					1		2.00	
									6	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.									1				1					1		2.00	
498	HUARIACA	EMERG. GENERAL - UNID. VIGILAN. INTENS.	01222649	VENTILADOR MECANICO ADULTO PEDIATRICO	STERNMED / VENTO 62	B	A	MO	1	VERIFICACIÓN VISUAL DEL ESTADO FÍSICO DEL EQUIPO Y SUS COMPONENTES.							0.57				0.57			0.57				0.57			
									2	LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN Y AJUSTE MECÁNICO DEL CARRO RODABLE.							0.58				0.58				0.58					0.58	
									3	VERIFICACIÓN DE PANTALLA DE MONITORIZACIÓN DE USUARIO.							0.58				0.58				0.58					0.58	
									4	VERIFICACIÓN DE HUMIDIFICADOR EN CASO DE ESTAR DISPONIBLE.							0.57				0.57				0.57					0.57	
									5	VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LA UNIDAD PRINCIPAL MÓDULO DE CONTROL NEUMÁTICO Y ELECTRÓNICO.							0.57				0.57				0.57					0.57	
									6	VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÁLVULA DE ESPIRACIÓN.							0.57				0.57				0.57					0.57	
									7	MANTENIMIENTO DE CELDA GALVÁNICA DEL SENSOR DE OGÍGENO.							0.57				0.57				0.57					0.57	
									8	VERIFICACIÓN DE MODOS VENTILATORIOS Y PARÁMETROS RESPIRATORIOS.							0.57				0.57				0.57					0.57	
									9	VERIFICACIÓN DE ALARMAS.							0.57				0.57				0.57					0.57	
									10	MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR DE AIRE MEDICINAL.							0.57				0.57				0.57					0.57	

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																														
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO							PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												TOTAL DE HORAS HOMBRE			
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ UIP.	CRITIC ID AD	MO DALI DAD EJEC UCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D		
									11	REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE DE COMPRESOR.							0.57				0.57				0.57				0.57	
									12	VERIFICACIÓN DE LAS BATERÍAS.							0.57				0.57				0.57				0.57	
									13	PRUEBAS FINALES.							0.57				0.57				0.57				0.57	
									14	PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.							0.57				0.57				0.57				0.57	
499	HUARIACA	EMERG. GENERAL - UNID. VIGILAN. INTENS.	01226060	ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE	FAZZINI / F-60	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO.								0.36				0.36				0.36				0.72
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS.								0.36				0.36				0.36				0.72
									3	MANTENIMIENTO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA.								0.37				0.37				0.37				0.74
									4	REVISIÓN DE LA PANTALLA LCD Y PULSADORES.								0.37				0.37				0.37				0.74
									5	REVISIÓN DE LA TURBINA INTERNA.								0.37				0.37				0.37				0.74
									6	VERIFICACIÓN DE ELECTROVÁLVULA INTERNA Y SENSOR DE OXIGENO.								0.37				0.37				0.37				0.74
									7	REVISIÓN DE LA BATERÍA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA.								0.36				0.36				0.36				0.72
									8	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LOS MODOS VENTILATORIOS.								0.36				0.36				0.36				0.72
									9	AJUSTES DE PARAMETROS DEL EQUIPO, VERIFICACION DE LA PERILLA DE SELECCIÓN, CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIANO								0.36				0.36				0.36				0.72
									10	LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DEL EQUIPO, REVISIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA.								0.36				0.36				0.36				0.72
									11	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.								0.36				0.36				0.36				0.72
500	HUARIACA	EMERG. GENERAL - UNID. VIGILAN. INTENS.	01226864	VENTILADOR MECANICO ADULTO PEDIATRICO	STERNMED / VENTO 62	B	A	MO	1	VERIFICACIÓN VISUAL DEL ESTADO FÍSICO DEL EQUIPO Y SUS COMPONENTES.								0.57				0.57				0.57				1.14
									2	LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN Y AJUSTE MECÁNICO DEL CARRO RODABLE.								0.58				0.58				0.58				1.16
									3	VERIFICACIÓN DE PANTALLA DE MONITORIZACIÓN DE USUARIO.								0.58				0.58				0.58				1.16
									4	VERIFICACIÓN DE HUMIDIFICADOR EN CASO DE ESTAR DISPONIBLE.								0.57				0.57				0.57				1.14
									5	VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LA UNIDAD PRINCIPAL MÓDULO DE CONTROL NEUMÁTICO Y ELECTRÓNICO.								0.57				0.57				0.57				1.14
									6	VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÁLVULA DE ESPIRACIÓN.								0.57				0.57				0.57				1.14
									7	MANTENIMIENTO DE CELDA GALVÁNICA DEL SENSOR DE OXÍGENO.								0.57				0.57				0.57				1.14
									8	REEMPLAZO DEL SENSOR DE OXÍGENO.								0.57				0.57				0.57				1.14
									9	VERIFICACIÓN DE MODOS VENTILATORIOS Y PARÁMETROS RESPIRATORIOS.								0.57				0.57				0.57				1.14
									10	VERIFICACIÓN DE ALARMAS.								0.57				0.57				0.57				1.14
									11	MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR DE AIRE MEDICINAL.								0.57				0.57				0.57				1.14
									12	VERIFICACIÓN DE LAS BACTERIAS.								0.57				0.57				0.57				1.14
									13	PRUEBAS FINALES.								0.57				0.57				0.57				1.14
									14	PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.								0.57				0.57				0.57				1.14
501	HUARIACA	EMERG. GENERAL - UNID. VIGILAN. INTENS.	01230720	VENTILADOR MECANICO ADULTO PEDIATRICO	STERNMED / VENTO 62	B	A	MO	1	VERIFICACIÓN VISUAL DEL ESTADO FÍSICO DEL EQUIPO Y SUS COMPONENTES.									0.57			0.57				0.57			1.14	
									2	LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN Y AJUSTE MECÁNICO DEL CARRO RODABLE.									0.58			0.58				0.58			1.16	
									3	VERIFICACIÓN DE PANTALLA DE MONITORIZACIÓN DE USUARIO.									0.58			0.58				0.58			1.16	
									4	VERIFICACIÓN DE HUMIDIFICADOR EN CASO DE ESTAR DISPONIBLE.									0.57			0.57				0.57			1.14	
									5	VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LA UNIDAD PRINCIPAL MÓDULO DE CONTROL NEUMÁTICO Y ELECTRÓNICO.									0.57			0.57				0.57			1.14	
									6	VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÁLVULA DE ESPIRACIÓN.									0.57			0.57				0.57			1.14	
									7	MANTENIMIENTO DE CELDA GALVÁNICA DEL SENSOR DE OXÍGENO.									0.57			0.57				0.57			1.14	

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																													
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO							PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS											TOTAL DE HORAS HOMBRE			
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRITIC ID AD	MODALIDAD EJECUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N	D	
									8	VERIFICACIÓN DE MODOS VENTILATORIOS Y PARÁMETROS RESPIRATORIOS.									0.57				0.57				0.57		1.14
									9	VERIFICACIÓN DE ALARMAS.									0.57				0.57				0.57		1.14
									10	MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR DE AIRE MEDICINAL.									0.57				0.57				0.57		1.14
									11	VERIFICACIÓN DE FILTRO DE AIRE DE COMPRESOR.									0.57				0.57				0.57		1.14
									12	VERIFICACIÓN DE LAS BATERÍAS.									0.57				0.57				0.57		1.14
									13	PRUEBAS FINALES.									0.57				0.57				0.57		1.14
									14	PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.									0.57				0.57				0.57		1.14
502	HUARIACA	EMERG. GENERAL - UNID. VIGILAN. INTENS.	01230721	VENTILADOR MECANICO ADULTO PEDIATRICO	STERNMED / VENTO 62	B	A	MO	1	VERIFICACIÓN VISUAL DEL ESTADO FÍSICO DEL EQUIPO Y SUS COMPONENTES.										0.57				0.57				0.57	1.14
									2	LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN Y AJUSTE MECÁNICO DEL CARRO RODABLE.										0.58				0.58				0.58	1.16
									3	VERIFICACIÓN DE PANTALLA DE MONITORIZACIÓN DE USUARIO.										0.58				0.58				0.58	1.16
									4	VERIFICACIÓN DE HUMIDIFICADOR EN CASO DE ESTAR DISPONIBLE.										0.57				0.57				0.57	1.14
									5	VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LA UNIDAD PRINCIPAL MÓDULO DE CONTROL NEUMÁTICO Y ELECTRÓNICO.										0.57				0.57				0.57	1.14
									6	VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÁLVULA DE ESPIRACIÓN.										0.57				0.57				0.57	1.14
									7	MANTENIMIENTO DE CELDA GALVÁNICA DEL SENSOR DE OXÍGENO.										0.57				0.57				0.57	1.14
									8	VERIFICACIÓN DE MODOS VENTILATORIOS Y PARÁMETROS RESPIRATORIOS.										0.57				0.57				0.57	1.14
									9	VERIFICACIÓN DE ALARMAS.										0.57				0.57				0.57	1.14
									10	MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR DE AIRE MEDICINAL.										0.57				0.57				0.57	1.14
									11	VERIFICACIÓN DE FILTRO DE AIRE DE COMPRESOR.										0.57				0.57				0.57	1.14
									12	VERIFICACIÓN DE LAS BATERÍAS.										0.57				0.57				0.57	1.14
									13	PRUEBAS FINALES.										0.57				0.57				0.57	1.14
									14	PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.										0.57				0.57				0.57	1.14
503	HUARIACA	EMERGENCIA GENERAL	00400359	ESTERILIZADOR A CALOR SECO	MEMMERT / UM100	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO							0.5				0.5				0.5			0.50	
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS							0.5				0.5				0.5				0.50
									3	VERIFICACION DEL INTERRUPTOR DE MERCURIO							0.5				0.5				0.5				0.50
									4	LIMPIEZA DEL SENSOR DE TEMPERATURA							0.5				0.5				0.5				0.50
									5	LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE ESTERILIZADO							0.5				0.5				0.5				0.50
									6	REVISIÓN DE LA RESISTENCIAS ELÉCTRICAS							0.5				0.5				0.5				0.50
									7	VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA							0.5				0.5				0.5				0.50
									8	PRUEBAS GENERALES							0.5				0.5				0.5				0.50
504	HUARIACA	EMERGENCIA GENERAL	00400361	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	MEDI PUMP / 1243A	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO								0.5				0.5				0.5		1.00	
									2	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LINEA TIERRA DEL EQUIPO								0.5				0.5				0.5			1.00
									3	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO								0.5				0.5				0.5			1.00
									4	MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE VACIO Y DIAFRAGMAS								0.5				0.5				0.5			1.00
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL DUCTOS Y MANGUERAS								0.5				0.5				0.5			1.00
									6	VERIFICACIÓN DE VACUÓMETRO, REGULADOR Y TAPA DE FRASCO								0.5				0.5				0.5			1.00
									7	LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACION Y/O CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL /HIDROFÓBICO								0.5				0.5				0.5			1.00
									8	VERIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, PRUEBAS GENERALES								0.5				0.5				0.5			
									1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO									0.5				0.5				1.00		
									2	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LINEA TIERRA DEL EQUIPO									0.5				0.5				0.5		1.00
									3	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO, MANTENIMIENTO DE LA BATERIA INTERNA									0.5				0.5				0.5		1.00

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

[illegible]

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																									
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO				PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS											TOTAL DE HORAS HOMBRE		
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJEC UCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N	D
									7	TEST DE SISTEMA.						1				1			1		2.00
514	HUARIACA	EMERGENCIA GENERAL	00744791	PULSIOXIMETRO	NONIN / 7500	B	A	MO	1	VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN UNIVERSAL Y BATERIA RECARGABLE DEL EQUIPO.						0.5				0.5			0.5		1.00
									2	VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN INTERNA DEL EQUIPO.						0.5				0.5			0.5		1.00
									3	REVISIÓN DE LA TARJETA DIGITAL Y ANALOGA DE LA SEÑAL DE PULSIOXIMETRIA						0.5				0.5			0.5		1.00
									4	REVISIÓN DE LOS SENSORES DE PULSIOXIMETRIA, CAMBIO SI LO REQUIERE						1				1			1		2.00
									5	REVISIÓN DEL TECLADO, PARLANTE Y PANTALLA LED						0.5				0.5			0.5		1.00
									6	REVISIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE ALARMAS, FECHAS Y HORA DE ACUERDO AL MANUAL DE USUARIO Y SERVICIO						0.5				0.5			0.5		1.00
									7	DESMONTAJE TOTAL, MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL						0.5				0.5			0.5		1.00
515	HUARIACA	EMERGENCIA GENERAL	00989249	VENTILADOR DE TRANSPORTE	ZOLL / EMV+ 731 SERIES	B	A	MO	11	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO					0.36				0.36			0.36			0.72
									1	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS					0.36				0.36			0.36			0.72
									2	MANTENIMIENTO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA					0.37				0.37			0.37			0.74
									3	REVISIÓN DE LA PANTALLA LCD Y PULSADORES					0.37				0.37			0.37			0.74
									4	REVISIÓN DE LA TURBINA INTERNA					0.37				0.37			0.37			0.74
									5	REVISIÓN Y CAMBIO DE BATERÍA, PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA.					0.37				0.37			0.37			0.74
									6	REVISIÓN DE LA BATERÍA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA					0.36				0.36			0.36			0.72
									7	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LOS MODOS VENTILATORIOS					0.36				0.36			0.36			0.72
									8	AJUSTES DE PARAMETROS DEL EQUIPO, VERIFICACION DE LA PERILLA DE SELECCIÓN					0.36				0.36			0.36			0.72
									9	CAMBIO DE CIRCUITO PACIENTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO					0.36				0.36			0.36			0.72
10	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO					0.36				0.36			0.36			0.72									
516	HUARIACA	EMERGENCIA GENERAL	00989254	LAMPARA QUIRURGICA RODABLE	AEONMED / OLM 9550	B	A	MO	1	REVISIÓN DEL ESTADO Y CONSERVACIÓN FÍSICA DEL EQUIPO Y SUS COMPONENTES.						0.5			0.5			0.5		1.00	
									2	VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA MECÁNICO DEL EQUIPO.					0.5				0.5			0.5		1.00	
									3	VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DEL EQUIPO.					0.5				0.5			0.5		1.00	
									4	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE REGULACIÓN DE INTENSIDAD DE LUZ.					0.5				0.5			0.5		1.00	
									5	VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGIA ALTERNA.					0.5				0.5			0.5		1.00	
									6	VERIFICACIÓN DE LA ESTABILIDAD DEL POSICIONAMIENTO DEL SISTEMA MECÁNICO.					0.5				0.5			0.5		1.00	
									7	VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS LEDS DEL CABEZAL DE LA LÁMPARA.					0.5				0.5			0.5		1.00	
									8	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.					0.5				0.5			0.5		1.00	
517	HUARIACA	EMERGENCIA GENERAL	00989256	LAMPARA QUIRURGICA RODABLE	AEONMED / OLM 9550	B	A	MO	6	REVISIÓN DEL ESTADO Y CONSERVACIÓN FÍSICA DEL EQUIPO Y SUS COMPONENTES.						0.5			0.5			0.5		1.00	
									7	VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA MECÁNICO DEL EQUIPO.						0.5				0.5			0.5		1.00
									8	VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DEL EQUIPO.						0.5				0.5			0.5		1.00
									5	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE REGULACIÓN DE INTENSIDAD DE LUZ.						0.5				0.5			0.5		1.00
									1	VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGIA ALTERNA.						0.5				0.5			0.5		1.00
									2	VERIFICACIÓN DE LA ESTABILIDAD DEL POSICIONAMIENTO DEL SISTEMA MECÁNICO.						0.5				0.5			0.5		1.00

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																													
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO				PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												TOTAL DE HORAS HOMBRE					
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJEC UCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D				
									3	VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS LEDS DEL CABEZAL DE LA LÁMPARA.											0.5				0.5			0.5	1.00
									4	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.											0.5				0.5			0.5	1.00
518	HUARIACA	EMERGENCIA GENERAL	00989357	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 07 PARAMETROS	MINDRAY / EPM 15M	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN FISICA DEL EQUIPO Y SUS COMPONENTES.										0.57				0.57			0.57		1.14
									2	PRUEBA DE ENCENDIDO DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO.										0.57				0.57			0.57		1.14
									3	DESMONTAJE Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICOS Y DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS.										0.58				0.58			0.58		1.16
									4	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE ECG/FRECUENCIA RESPIRATORIA.										0.58				0.58			0.58		1.16
									5	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA SATURACIÓN DE OXIGENO SPO2										0.57				0.57			0.57		1.14
									6	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA PRESIÓN NO INVASIVA (NIBP) Y CALIBRACIÓN (DE SER REQUERIDA)										0.57				0.57			0.57		1.14
									7	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL PARÁMETRO CO2										0.57				0.57			0.57		1.14
									8	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL PARÁMETRO PRESIÓN SANGUINEA INVASIVA (IBP)										0.57				0.57			0.57		1.14
									9	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL PARÁMETRO TEMPERATURA										0.57				0.57			0.57		1.14
									10	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS DEL MONITOR										0.57				0.57			0.57		1.14
									11	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ALTERNO DE ENERGIA (BATERIAS)										0.57				0.57			0.57		1.14
									12	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRADOR TÉRMICO										0.57				0.57			0.57		1.14
									13	PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.										0.57				0.57			0.57		1.14
																		14	LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL ESTABILIZADOR DE VOLTAJE										0.57
519	HUARIACA	EMERGENCIA GENERAL	01220052	PULSIOXIMETRO	CHARMCARE / ACCURO	B	A	MO	1	VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN UNIVERSAL Y BATERIA RECARGABLE DEL EQUIPO.									0.5				0.5			0.5			1.00
									2	VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN INTERNA DEL EQUIPO.									0.5				0.5			0.5			1.00
									3	REVISIÓN DE LA TARJETA DIGITAL Y ANALOGA DE LA SEÑAL DE PULSIOXIMETRIA									0.5				0.5			0.5			1.00
									4	REVISIÓN DE LOS SENSORES DE PULSIOXIMETRIA, CAMBIO SI LO REQUIERE									0.5				0.5			0.5			1.00
									5	REVISIÓN DEL TECLADO, PARLANTE Y PANTALLA LED									0.5				0.5			0.5			1.00
									6	REVISIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE ALARMAS, FECHAS Y HORA DE ACUERDO AL MANUAL DE USUARIO Y SERVICIO									1				1			1			2.00
									7	DESMONTAJE TOTAL, MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL									0.5				0.5			0.5			1.00
520	HUARIACA	EMERGENCIA GENERAL	HQNE0001	DETECTOR DE LATIDOS FETALES	EDAN INSTRUMENTS / SONOTRAX BASIC A	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO											0.5					0.5	1.00		
									2	MANTENIMIENTO DE LA TARJETA ELECTRÓNICA											0.5				0.5			0.5	1.00
									3	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA											0.25				0.25			0.25	0.50
									4	VERIFICACIÓN DEL TRANSDUCTOR DE ULTRASONIDO											0.25				0.25			0.25	0.50
									5	REVISIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN											0.25				0.25			0.25	0.50
									6	PRUEBAS GENERALES											0.25				0.25			0.25	0.50
521	HUARIACA	ENFERMERÍA - ADULTO - ADULTO MAYOR	01220050	PULSIOXIMETRO	CHARMCARE / ACCURO	B	A	MO	1	VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN UNIVERSAL Y BATERIA RECARGABLE DEL EQUIPO.											0.5				0.5		1.00		
									2	VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN INTERNA DEL EQUIPO.											0.5				0.5			0.5	1.00
									3	REVISIÓN DE LA TARJETA DIGITAL Y ANALOGA DE LA SEÑAL DE PULSIOXIMETRIA											1				1			1	2.00
									4	REVISIÓN DE LOS SENSORES DE PULSIOXIMETRIA, CAMBIO SI LO REQUIERE											0.5				0.5			0.5	1.00
									5	REVISIÓN DEL TECLADO, PARLANTE Y PANTALLA LED											0.5				0.5			0.5	1.00

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																																
ID	DATOS DEL EQUIPO								DATOS DEL MANTENIMIENTO										PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS											TOTAL DE HORAS HOMBRE		
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRITIC ID AD	MODALIDAD EJECUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR										E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D	
526	HUARIACA	HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL	00402237	DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS	GENERAL ELECTRIC / CARDIOSERV	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO													0.88				0.88				0.88	1.76
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA													0.89				0.89				0.89	1.78
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO													0.89				0.89				0.89	1.78
									4	VERIFICACIÓN DEL CONDENSADOR DE CARGA PRINCIPAL													0.89				0.89				0.89	1.78
									5	MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA TÉRMICA													0.89				0.89				0.89	1.78
									6	REVISIÓN DE LAS PALETAS EXTERNAS Y LIMPIEZA													0.89				0.89				0.89	1.78
									7	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA, PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA Y CAMBIO													0.89				0.89				0.89	1.78
									8	VERIFICACIÓN DEL MODO MONITOR, MARCAPASOS Y DEA ,REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CABLE ECG													0.89				0.89				0.89	1.78
									9	PRUEBAS GENERALES													0.89				0.89				0.89	1.78
527	HUARIACA	HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL	00403504	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS	EDAN INSTRUMENTS / M9	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO										0.5				0.5				0.5			0.50	
									2	DESMONTAJE DEL EQUIPO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL MANUAL TÉCNICO										0.5				0.5				0.5				0.50
									3	LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, MANTENIMIENTO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, CONTACTOS Y PINES										1				1				1				1.00
									4	MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEL EQUIPO										0.5				0.5				0.5				0.50
									5	REVISIÓN DE LOS MÓDULOS FUNCIONALES Y CONECTORES										0.5				0.5				0.5				0.50
									6	MANTENIMIENTO DEL CABEZAL DE IMPRESORA TÉRMICA Y LIMPIEZA										0.5				0.5				0.5				0.50
									7	VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LA BATERÍA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE										0.5				0.5				0.5				0.50
									8	REVISIÓN DE LA PANTALLA LCD, LIMPIEZA DE PULSADORES										0.5				0.5				0.5				0.50
									9	VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE SATURACIÓN, BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA, CAMBIO SI REQUIERE										0.5				0.5				0.5				0.50
									10	VERIFICACIÓN DEL CABLE DE ECG Y SENSOR DE TEMPERATURA, CAMBIO SI REQUIERE										1				1				1				1.00
									11	VERIFICACIÓN DE LÍNEA A TIERRA										1				1				1				1.00
									12	PRUEBAS GENERALES DEL EQUIPO										1				1				1				1.00
528	HUARIACA	HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL	00403544	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS	PHILIPS / MP20	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO												0.5			0.5				0.5		1.00	
									2	DESMONTAJE DEL EQUIPO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL MANUAL TÉCNICO												0.5			0.5				0.5			1.00
									3	LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, MANTENIMIENTO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, CONTACTOS Y PINES												1			1				1			2.00
									4	MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEL EQUIPO												1			1				1			2.00
									5	REVISIÓN DE LOS MÓDULOS FUNCIONALES Y CONECTORES												1			1				1			2.00
									6	MANTENIMIENTO DEL CABEZAL DE IMPRESORA TÉRMICA Y LIMPIEZA												1			1				1			2.00
									7	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA, PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA Y CAMBIO												1			1				1			2.00
									8	REVISIÓN DE LA PANTALLA LCD, LIMPIEZA DE PULSADORES												1			1				1			2.00
									9	VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE SATURACIÓN, BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA												1			1				1			2.00
									10	VERIFICACIÓN DEL CABLE DE ECG Y SENSOR DE TEMPERATURA												1			1				1			2.00
									11	VERIFICACIÓN DE LÍNEA A TIERRA												0.5			0.5				0.5			1.00
									12	PRUEBAS GENERALES DEL EQUIPO												0.5			0.5				0.5			1.00
									1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO														0.08							0.08	
									2	DESMONTAJE DEL EQUIPO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL MANUAL TÉCNICO															0.09							0.09
									3	LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, CAMBIO DE MÓDULO DE 5 PARÁMETROS															0.09							0.09
									4	MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEL EQUIPO															0.09							0.09
									5	REVISIÓN DE LOS MÓDULOS FUNCIONALES Y CONECTORES															0.09							0.09

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																											
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO				PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS													TOTAL DE HORAS HOMBRE		
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJE CUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
547	HUARIACA	LABORATORIO PAT. CLÍNICA	00397273	BAÑO MARIA	MEMMERT / W350	B	B	MO	3	MANTENIMIENTO DE LA TARJETA ELECTRÓNICA					0.5				0.5				0.5			1.00	
									4	REVISIÓN DE LA RESISTENCIA ELÉCTRICA Y SENSOR DE TEMPERATURA					0.5				0.5				0.5			1.00	
									5	REVISIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES					0.5				0.5				0.5			1.00	
									6	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA CABINA DE INCUBACIÓN.					0.5				0.5				0.5			1.00	
									7	VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA DE TRABAJO CON TERMÓMETRO EXTERNO					0.5				0.5				0.5			1.00	
									8	VERIFICACIÓN DE LÍNEA A TIERRA					0.25				0.25				0.25				0.50
									9	PRUEBAS GENERALES					0.25				0.25				0.25				0.50
548	HUARIACA	LABORATORIO PAT. CLÍNICA	00397275	ESTERILIZADOR A CALOR SECO	MEMMERT / UM-200	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO						1			1				1		2.00		
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS						1				1				1		2.00	
									3	VERIFICACION DEL INTERRUPTOR DE MERCURIO						2				2				2		4.00	
									4	LIMPIEZA DEL SENSOR DE TEMPERATURA						1				1				1		2.00	
									5	LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE ESTERILIZADO						0.5				0.5				0.5		1.00	
									6	REVISIÓN DE LA RESISTENCIAS ELÉCTRICAS						1.5				1.5				1.5		3.00	
									7	VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA						0.5				0.5				0.5		1.00	
									8	PRUEBAS GENERALES						0.5				0.5				0.5		1.00	
549	HUARIACA	LABORATORIO PAT. CLÍNICA	00403492	CONGELADOR VERTICAL DE -20°C	SOLFARMA / CPLV-25	B	M	MO	4	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO				0.5				0.5			0.5				0.50		
									5	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA				0.5				0.5				0.5			0.50		
									6	MANTENIMIENTO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y DEL PANEL DE CONTROL				0.5				0.5				0.5			0.50		
									7	MANTENIMIENTO DEL MOTO-COMPRESOR ELÉCTRICO , VERIFICACIÓN DEL GAS REFRIGERANTE				1				1				1			1.00		
									8	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE MOTORES ELÉCTRICOS				1				1				1			1.00		
									9	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SERPENTINES DE LA ETAPA EVAPORADORA/CONDENSADO				1				1				1			1.00		
									10	MANTENIMIENTO DE CONTACTORES ELÉCTRICOS Y LLAVE TÉRMICA				0.5				0.5				0.5			0.50		
									1	VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA Y LIMPIEZA				1				1				1			1.00		
									2	LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO DE CIERRE				1				1				1			1.00		
									3	PRUEBAS GENERALES.				1				1					1			1.00	
550	HUARIACA	LABORATORIO PAT. CLÍNICA	00403526	CENTRIFUGA DE MESA (400 A 750 ML)	BOECO / C-28A	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO							0.44			0.44			0.44	0.88			
									2	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS, DESCARTE DE SOLDADURAS FRÍAS							0.45				0.45			0.45	0.90		
									3	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LÍNEA A TIERRA, AJUSTE DE CONTACTOS							0.45				0.45			0.45	0.90		
									4	VERIFICACIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y AJUSTES MECÁNICOS							0.45				0.45			0.45	0.90		
									5	REVISIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES							0.45				0.45			0.45	0.90		
									6	LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE CENTRIFUGADO							0.44				0.44			0.44	0.88		
									7	REVISIÓN , LIMPIEZA Y AJUSTES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE CIERRE DE PUERTA							0.44				0.44			0.44	0.88		
									8	VERIFICACIÓN DE LAS REVOLUCIONES DEL MOTOR CON TACÓMETRO ELECTRÓNICO							0.44				0.44			0.44	0.88		
									9	PRUEBAS GENERALES							0.44				0.44			0.44	0.88		
551	HUARIACA	LABORATORIO PAT. CLÍNICA	00403550	CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITOS	THERMO FISHER / CL-17-JEC	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO					0.25				0.25			0.25			0.50		
									2	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS, DESCARTE DE SOLDADURAS FRÍAS						0.5				0.5			0.5			1.00	
									3	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LÍNEA A TIERRA, AJUSTE DE CONTACTOS						0.5				0.5			0.5			1.00	
									4	VERIFICACIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y AJUSTES MECÁNICOS						0.5				0.5			0.5			1.00	
									5	REVISIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES						0.5				0.5			0.5			1.00	

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																													
ID	DATOS DEL EQUIPO								DATOS DEL MANTENIMIENTO								PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												TOTAL DE HORAS HOMBRE
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJEC UCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR								E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
									6	LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE CENTRIFUGADO			0.5					0.5					0.5			1.00			
									7	REVISIÓN , LIMPIEZA Y AJUSTES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE CIERRE DE PUERTA			0.5					0.5					0.5			1.00			
									8	VERIFICACIÓN DE LAS REVOLUCIONES DEL MOTOR CON TACÓMETRO ELECTRÓNICO			0.5					0.5					0.5			1.00			
									9	PRUEBAS GENERALES			0.25					0.25					0.25			0.50			
552	HUARIACA	LABORATORIO PAT. CLÍNICA	00403558	MICROSCOPIO BINOCULAR	MICROS / MCX100	B	B	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO				0.5				0.5						0.5		1.00			
									2	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO				0.5				0.5				0.5		1.00					
									3	REVISIÓN DE LA LÁMPARA HALÓGENA, CAMBIO SI REQUIERE				0.5				0.5				0.5		1.00					
									4	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ÓPTICO				0.5				0.5				0.5		1.00					
									5	REVISIÓN DE LOS OBJETIVOS				0.5				0.5				0.5		1.00					
									6	LIMPIEZA DE LOS OCULARES				0.5				0.5					0.5		1.00				
									7	LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONDENSADO				0.5				0.5					0.5		1.00				
									8	LIMPIEZA DEL MICRÓMETRO Y MACROMETRO				0.25				0.25					0.25		0.50				
									9	PRUEBAS GENERALES				0.25				0.25					0.25		0.50				
553	HUARIACA	LABORATORIO PAT. CLÍNICA	00741290	REFRIGERADORA PARA LABORATORIO (15 A 25 PIES CUBICOS)	THERMO SCIENTIFIC / REL 2304D	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	0.5				0.5						0.5				0.50				
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA	1				1					1			1.00						
									3	MANTENIMIENTO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y DEL PANEL DE CONTROL	1				1					1			1.00						
									4	MANTENIMIENTO DEL MOTO-COMPRESOR ELÉCTRICO , VERIFICACIÓN DEL GAS REFRIGERANTE	1				1					1			1.00						
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE MOTORES ELÉCTRICOS	1				1					1			1.00						
									6	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SERPENTINES DE LA ETAPA EVAPORADORA/CONDENSADO	0.5				0.5					0.5			0.50						
									7	MANTENIMIENTO DE CONTACTORES ELÉCTRICOS Y LLAVE TÉRMICA	0.5				0.5					0.5			0.50						
									8	VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA Y LIMPIEZA	1				1					1			1.00						
									9	LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO DE CIERRE	1				1					1			1.00						
									10	PRUEBAS GENERALES.	0.5				0.5					0.5			0.50						
554	HUARIACA	LABORATORIO PAT. CLÍNICA	00741297	REFRIGERADORA PARA LABORATORIO (15 A 25 PIES CUBICOS)	THERMO SCIENTIFIC / REL 2304D	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO.		0.44				0.44						0.44			0.88				
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA.		0.45				0.45					0.45			0.90					
									3	MANTENIMIENTO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y DEL PANEL DE CONTROL.		0.45				0.45					0.45			0.90					
									4	MANTENIMIENTO DEL MOTO-COMPRESOR ELÉCTRICO , VERIFICACIÓN DEL GAS REFRIGERANTE.		0.45				0.45					0.45			0.90					
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE MOTORES ELÉCTRICOS.		0.45				0.45					0.45			0.90					
									6	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SERPENTINES DE LA ETAPA EVAPORADORA/CONDENSADO.		0.44				0.44					0.44			0.88					
									7	VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA Y LIMPIEZA.		0.44				0.44					0.44			0.88					
									8	LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO DE CIERRE DE PUERTA.		0.44				0.44					0.44			0.88					
									9	PRUEBAS GENERALES.		0.44				0.44					0.44			0.88					
555	HUARIACA	LABORATORIO PAT. CLÍNICA	00741434	ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION ATOMICA	GBC / SAVANTAA, GF5000 Y HG3000	B	M	MO	7	DESMONTAJE DEL EQUIPO			0.25					0.25				0.25			0.50				
									1	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO			0.25					0.25				0.25			0.50				
									2	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS			0.5					0.5				0.5			1.00				
									3	REVISIÓN DE ACCESORIOS Y LIMPIEZA			0.25					0.25				0.25			0.50				
									4	REVISIÓN DE LA PC DE CONTROL			0.25					0.25				0.25			0.50				
									5	VERIFICACIÓN DE MANGUERAS			0.25					0.25				0.25			0.50				
									6	PRUEBAS DE ENCENDIDO			0.25					0.25				0.25			0.50				
									1	DESMONTAJE DEL EQUIPO			0.5				0.5				0.5			1.00					

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																																
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO							PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS											TOTAL DE HORAS HOMBRE						
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJEC UCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N	D				
									13	VERIFICACIÓN Y REEMPLAZO DE SER NECESARIO DE LAS EMPAQUETADURAS SEGMENTADAS									0.25				0.25				0.25			0.50		
561	HUARIACA	RADIOLOGÍA / RAYOS X	00403101	EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO - RADIOGRAFIA (POTENCIA MEDIA)	SHIMADZU / RADIOTEX	B	M	MO	7	MANTENIMIENTO DE GENERADOR Y CONTROL										2				2				2		4.00		
									1	MANTENIMIENTO DE TUBO DE RAYOS X											2				2				2		4.00	
									2	MANTENIMIENTO DE COLIMADOR CAMBIO DE LAMPARA HALÓGENA SI LO REQUIERE										2				2					2		4.00	
									3	MANTENIMIENTO DE MESA DE DIAGNOSTICO										2				2					2		4.00	
									4	MANTENIMIENTO DE ESTATIVO BUCKY DE MESA Y VERTICAL										2				2					2		4.00	
									5	COLUMNA SOPORTETUBO DE RAYOX X										2				2					2		4.00	
									6	PRUEBAS DE OPERATIVIDAD										2				2						2		4.00
562	HUARIACA	RADIOLOGÍA / RAYOS X	00403455	EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL	DONGMUN / DIG-610	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO										1							1		2.00			
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA										1				1					1		2.00	
									3	MANTENIMIENTO DE GENERADOR DE ALTO VOLTAJE										1				1					1		2.00	
									4	MANTENIMIENTO DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES										1				1					1		2.00	
									5	MANTENIMIENTO DE TUBO DE RAYOS X										1				1					1		2.00	
									6	MANTENIMIENTO DE LA COLUMNA DE SOPORTE DEL TUBO DE RAYOS X										1				1					1		2.00	
									7	VERIFICACIÓN Y LUBRICACIÓN DE LAS PARTES MECÁNICAS Y MÓVILES DEL EQUIPO										1				1					1		2.00	
									8	PRUEBAS GENERALES										1				1						1		2.00
563	HUARIACA	RADIOLOGÍA / RAYOS X	00741417	EQUIPO DE MAMOGRAFIA	HOLOGIC / M-IV DUAL LINEAL	B	A	MO	1	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE BOTONES Y SENSORES DE MAGNIFICACION DEL GANTRY							1				1				1				1.00			
									2	MANTENIMIENTO Y/O VERIFICACION FISICA DEL ENSAMBLAJE DEL GENERADOR DE ALTO VOLTAJE							1				1				1						1.00	
									3	VERIFICACIÓN DEL CIRCUITO DE DETECCIÓN DE LA PALETA DE COMPRESIÓN, INSPECCION, LUBRICACION DE ROTACI							1				1				1						1.00	
									4	VERIFICACIÓN DE LOS LIMITES DE ROTACION, DE LA FUERZA DE COMPRESION, DEL ESPESOR DE COMPRESION.							1				1				1						1.00	
									5	LUBRICACION DE PARTES MECANICAS							1				1				1						1.00	
									6	VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TABLERO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS QUE ALIMENTAN AL EQUIPO							1				1				1						1.00	
									7	LIMPIEZA EXTERNA GENERAL DEL EQUIPO							1				1				1							1.00
									8	PRUEBA DE OPERATIVIDAD DEL EQUIPO.							1				1				1							1.00
564	HUARIACA	RADIOLOGÍA / RAYOS X	00741444	SISTEMA DE DIGITALIZACION CR PARA EQUIPOS DE RAYOS X	KONICA MINOLTA / REGIUS 110HQ.	B	A	MO	1	LIMPIEZA DE CASETE REGIUS, DE LA RANURA DE INSERCIÓN DEL CASETE, LIMPIEZA DEL EXTERIOR DEL EQUIPO								0.25				0.25				0.25			0.50			
									2	LIMPIEZA DE LA ENTRADA DE AIRE, VERIFICACION DE LA LAMPARA DE BORRADO (LAMPARA HALÓGENA)								0.5				0.5					0.5				1.00	
									3	LIMPIEZA DEL POLVO DE LA UNIDAD OPTICA, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO								0.5				0.5					0.5				1.00	
									4	INSPECCIÓN GENERAL, LIMPIEZA DEL CEPILLO, REVISIÓN DE OBJETOS CAIDOS Y REVISIÓN DEL MAGNETO								0.5				0.5					0.5				1.00	
									5	VERIFICACION DEL CPU DEL EQUIPO LIMPIEZA GENERAL								0.5				0.5					0.5				1.00	
									6	VERIFICACION DE IMPRESORA TERMICA LIMPIEZA GENERAL								0.5				0.5					0.5				1.00	
									7	VERIFICACION DE UPS VERIFICACION DE BATERIAS CAMBIO SI LO REQUIERE								0.5				0.5					0.5				1.00	
									8	REVISIÓN DEL MECANISMO DE ENGRANAJE DE LA UNIDAD DE ENSAMBLAJE DEL MOTOR JUSTIFICADOR								0.5				0.5					0.5				1.00	
									9	LIMPIEZA DEL RODILLO DE LEVANTAMIENTO DE PELICULA, RODILLO OPUESTO Y DEL DUCTO DEODORANTE								0.5				0.5					0.5				1.00	
									10	LIMPIEZA DE LA CAJA DE CONTROL DE INGRESO DEL FILTRO DE AIRE, LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE DE FUENTE								0.5				0.5					0.5				1.00	
									11	LIMPIEZA DEL RODILLO DE LIMPIEZA / LIMPIEZA DE LA CORREA DE SUBSCAN (CUANDO REQUIERA)								0.5				0.5					0.5				1.00	
									12	LIMPIEZA DE LA UNIDAD DEL PROCESO DE CALENTAMIENTO (CUANDO REQUIERA)								0.5				0.5					0.5				1.00	

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																														
ID	DATOS DEL EQUIPO								DATOS DEL MANTENIMIENTO							PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS											TOTAL DE HORAS HOMBRE			
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJE CUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D		
									13	BACKUP DEL SISTEMA DE SOFTWARE / REVISIÓN DEL VENTILADOR INTERNO								0.25				0.25			0.25				0.50	
565	HUARIACA	TRASLADO DE PACIENTES	00740196	PULSIOXIMETRO	GE-DATEX OHMEDA / TRUSAT	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO										0.83				0.83			0.83	1.66		
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA										0.84				0.84				0.84	1.68	
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARIETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO										0.84				0.84				0.84	1.68	
									4	MANTENIMIENTO DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES										0.83				0.83				0.83	1.66	
									5	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE										0.83				0.83				0.83	1.66	
									6	REVISIÓN, LIMPIEZA Y CAMBIO DEL SENSOR DE SATURACIÓN. PRUEBAS GENERALES										0.83				0.83				0.83	1.66	
566	HUARIACA	TRASLADO DE PACIENTES	00740208	DESFIBRILADOR CON MONITOR PARA AMBULANCIA	PHILIPS / HEARTSTART MRX	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO							0.5				0.5				0.5			0.50		
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA							0.5				0.5				0.5				0.50	
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARIETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO							1				1				1				1.00	
									4	VERIFICACIÓN DEL CONDENSADOR DE CARGA PRINCIPAL							1				1				1				1.00	
									5	MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA TÉRMICA							1				1				1				1.00	
									6	REVISIÓN DE LAS PALETAS EXTERNAS Y LIMPIEZA							0.5				0.5				0.5				0.50	
									7	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE							0.5				0.5				0.5				0.50	
									8	VERIFICACIÓN DEL MODO MONITOR, MARCAPASOS Y DEA ,REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CABLE ECG							0.5				0.5				0.5				0.50	
									9	PRUEBAS GENERALES							0.5				0.5				0.5				0.50	
567	HUARIACA	TRASLADO DE PACIENTES	00743364	ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL PARA AMBULANCIA	DEVILBISS / 730SP-D	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO								0.37				0.37			0.37			0.74		
									2	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LINEA TIERRA DEL EQUIPO								0.38				0.38				0.38				0.76
									3	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO, MANTENIMIENTO DE LA BATERIA INTERNA								0.38				0.38				0.38				0.76
									4	MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE VACIO Y DIAFRAGMAS								0.38				0.38				0.38				0.76
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL DUCTOS Y MANGUERAS								0.38				0.38				0.38				0.76
									6	VERIFICACIÓN DE VACUÓMETRO, REGULADOR Y TAPA DE FRASCO								0.37				0.37				0.37				0.74
									7	LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACION Y/O CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL /HIDROFÓBICO								0.37				0.37				0.37				0.74
									8	VERIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, PRUEBAS GENERALES								0.37				0.37				0.37				0.74
568	HUARIACA	TRASLADO DE PACIENTES	00743421	ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL PARA AMBULANCIA	DEVILBISS / 730SP-D	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO								0.25				0.25			0.25			0.50		
									2	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LINEA TIERRA DEL EQUIPO								0.25				0.25				0.25				0.50
									3	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO, MANTENIMIENTO DE LA BATERIA INTERNA								0.25				0.25				0.25				0.50
									4	MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE VACIO Y DIAFRAGMAS								0.25				0.25				0.25				0.50
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL DUCTOS Y MANGUERAS								0.25				0.25				0.25				0.50
									6	VERIFICACIÓN DE VACUÓMETRO, REGULADOR Y TAPA DE FRASCO								0.25				0.25				0.25				0.50
									7	LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACION Y/O CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL /HIDROFÓBICO								0.25				0.25				0.25				0.50
									8	VERIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, PRUEBAS GENERALES								0.25				0.25				0.25				0.50
569	HUARIACA	TRASLADO DE PACIENTES	00743425	PULSIOXIMETRO PARA AMBULANCIA	CHOICE / MD2000-A	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO										0.5				0.5			0.5	1.00		
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS.										0.5				0.5				0.5	1.00	
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARIETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO										1				1				1	2.00	
									4	MANTENIMIENTO DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES										0.5				0.5				0.5	1.00	
									5	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE										1				1				1	2.00	

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																														
ID	DATOS DEL EQUIPO								DATOS DEL MANTENIMIENTO					PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS											TOTAL DE HORAS HOMBRE					
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJE CUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D				
									9	PRUEBAS GENERALES					0.11			0.11			0.11			0.11			0.22			
575	HUAYLLAY	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00403137	ECOGRAFO DE USO GENERAL	SONOSCAPE / SSI-800	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO					0.3			0.3			0.3			0.3			0.60			
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA					0.3			0.3			0.3			0.3			0.60			
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS					0.3			0.3			0.3			0.3			0.60			
									4	MANTENIMIENTO DE LA PANTALLA LCD Y PANEL DE CONTROL, LIMPIEZA DEL TECLADO ALFANUMÉRICO					0.3			0.3			0.3			0.3			0.60			
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TRANSDUCTORES CONVEXO, LINEAL, INTERCAVITARIA					0.3			0.3			0.3			0.3			0.60			
									6	LIMPIEZA DE VENTILADORES Y FILTROS INTERNOS					0.3			0.3			0.3			0.3			0.60			
									7	MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL, MANTENIMIENTO DEL ESTABILIZADOR DE VOLTAJE					0.3			0.3			0.3			0.3			0.60			
									8	MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA TÉRMICA					0.3			0.3			0.3			0.3			0.60			
									9	VERIFICACIÓN DE LOS MODOS DE TRABAJO					0.3			0.3			0.3			0.3			0.60			
									10	PRUEBAS GENERALES					0.3			0.3			0.3			0.3			0.60			
576	HUAYLLAY	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00403560	MICROSCOPIO BINOCULAR	MICROS / MCX100	B	B	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO					0.1			0.1			0.1			0.1			0.20			
									2	MANTENIMIENTO DE LA TARJETA ELECTRÓNICA					0.2			0.2			0.2			0.2			0.40			
									3	REVISIÓN DE LA LÁMPARA HALÓGENA, CAMBIO SI REQUIERE					0.1			0.1			0.1			0.1			0.20			
									4	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ÓPTICO					0.1			0.1			0.1			0.1			0.20			
									5	REVISIÓN DE LOS OBJETIVOS					0.1			0.1			0.1			0.1			0.20			
									6	LIMPIEZA DE LOS OCULARES					0.1			0.1			0.1			0.1			0.20			
									7	LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONDENSADO					0.1			0.1			0.1			0.1			0.20			
									8	LIMPIEZA DEL MICRÓMETRO Y MACROMETRO					0.1			0.1			0.1			0.1			0.20			
									9	PRUEBAS GENERALES					0.1			0.1			0.1			0.1			0.20			
									1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO					0.1			0.1			0.1			0.1			0.1			0.20
577	HUAYLLAY	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00741095	MICROSCOPIO BINOCULAR	OLYMPUS / CX-31	B	B	MO	2	MANTENIMIENTO DE LA TARJETA ELECTRÓNICA					0.1			0.1			0.1			0.1			0.20			
									3	REVISIÓN DE LA LÁMPARA HALÓGENA, CAMBIO SI REQUIERE					0.1			0.1			0.1			0.1			0.1			0.20
									4	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ÓPTICO					0.1			0.1			0.1			0.1			0.1			0.20
									5	REVISIÓN DE LOS OBJETIVOS					0.1			0.1			0.1			0.1			0.1			0.20
									6	LIMPIEZA DE LOS OCULARES					0.2			0.2			0.2			0.2			0.40			
									7	LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONDENSADO					0.1			0.1			0.1			0.1			0.1			0.20
									8	LIMPIEZA DEL MICRÓMETRO Y MACROMETRO					0.1			0.1			0.1			0.1			0.1			0.20
									9	PRUEBAS GENERALES					0.1			0.1			0.1			0.1			0.1			0.20
									1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO					0.11			0.11			0.11			0.11			0.11			0.22
									578	HUAYLLAY	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00741144	CENTRIFUGA DE MESA (400 A 750 ML)	THERMO SCIENTIFIC / CL 10	B	M	MO	2	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS, DESCARTE DE SOLDADURAS FRÍAS					0.12			0.12			0.12
3	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LÍNEA A TIERRA, AJUSTE DE CONTACTOS					0.11												0.11			0.11			0.11			0.11			0.22
4	VERIFICACIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y AJUSTES MECÁNICOS					0.11												0.11			0.11			0.11			0.11			0.22
5	REVISIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES					0.11												0.11			0.11			0.11			0.11			0.22
6	LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE CENTRIFUGADO					0.11												0.11			0.11			0.11			0.11			0.22
7	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE CIERRE DE PUERTA					0.11												0.11			0.11			0.11			0.11			0.22
8	VERIFICACIÓN DE LAS REVOLUCIONES DEL MOTOR CON TACÓMETRO ELECTRÓNICO					0.11												0.11			0.11			0.11			0.11			0.22
9	PRUEBAS GENERALES					0.11												0.11			0.11			0.11			0.11			0.22
1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO					0.4												0.4			0.4			0.4			0.4			0.80
2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA					0.4												0.4			0.4			0.4			0.4			0.80
3	MANTENIMIENTO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y DEL PANEL DE CONTROL					0.4			0.4			0.4			0.4			0.4			0.80									

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																											
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO					PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS											TOTAL DE HORAS HOMBRE			
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRITIC ID AD	MODALIDAD EJECUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N	D	
579	HUAYLLAY	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00741293	REFRIGERADORA PARA LABORATORIO (15 A 25 PIES CUBICOS)	THERMO SCIENTIFIC / REL 2304D	B	M	MO	4	MANTENIMIENTO DEL MOTO-COMPRESOR ELÉCTRICO , VERIFICACIÓN DEL GAS REFRIGERANTE					0.4			0.4			0.4			0.4			0.80
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE MOTORES ELÉCTRICOS					0.4			0.4			0.4			0.4			0.80
									6	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SERPENTINES DE LA ETAPA EVAPORADORA/CONDENSADO					0.4			0.4			0.4			0.4			0.80
									7	MANTENIMIENTO DE CONTACTORES ELÉCTRICOS Y LLAVE TÉRMICA					0.4			0.4			0.4			0.4			0.80
									8	VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA Y LIMPIEZA					0.4			0.4			0.4			0.4			0.80
									9	LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO DE CIERRE					0.4			0.4			0.4			0.4			0.80
									10	PRUEBAS GENERALES.					0.4			0.4			0.4			0.4			0.80
580	HUAYLLAY	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00403123	UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO MAS COMPRESORA	KAVO / UNIK	B	B	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO					0.4			0.4			0.4			0.4			0.80
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS.					0.4			0.4			0.4			0.4			0.80
									3	MANTENIMIENTO DE TARJETA ELECTRÓNICA					0.4			0.4			0.4			0.4			0.80
									4	VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LÁMPARA DE ILUMINACIÓN INTRAORAL					0.4			0.4			0.4			0.4			0.80
									5	MANTENIMIENTO DE MOTORES ELÉCTRICOS DE ELEVACIÓN Y RESPALDO DEL SILLÓN DENTAL					0.4			0.4			0.4			0.4			0.80
									6	MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y NEUMÁTICA, LIMPIEZA DE LA SALIVADERA					0.4			0.4			0.4			0.4			0.80
									7	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VACÍO, VERIFICACIÓN DE PIEZAS DE MANO Y JERINGA TRIPLE					0.4			0.4			0.4			0.4			0.80
									8	MANTENIMIENTO DE COMPRESOR DE AIRE, CAMBIO DE KIT DE MANTENIMIENTO					0.4			0.4			0.4			0.4			0.80
									9	REGULACIÓN Y AJUSTES DE BRAZOS MECÁNICOS					0.4			0.4			0.4			0.4			0.80
									10	LUBRICACIÓN DE PARTES MÓVILES Y MECÁNICAS, PRUEBAS GENERALES					0.4			0.4			0.4			0.4			0.80
581	HUAYLLAY	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00740034	ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA	TUTTNAUER / 2545 E	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO					0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA					0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS					0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									4	REVISIÓN DE LAS PANTALLAS LCD ,PANEL DE CONTROL Y PULSADORES					0.3			0.3			0.3			0.3			0.60
									5	REVISIÓN DE ELECTROVÁLVULAS Y DUCTOS INTERNOS					0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									6	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE RESISTENCIAS ELÉCTRICAS					0.3			0.3			0.3			0.3			0.60
									7	LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE ESTERILIZADO, LIMPIEZA DE SENSOR DE TEMPERATURA, CAMBIO DE EMPAQUETADURA					0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									8	LIMPIEZA DEL SENSOR DE NIVEL DE AGUA					0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									9	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA PUERTA					0.1			0.1			0.1			0.1			0.20
									10	PRUEBAS GENERALES					0.1			0.1			0.1			0.1			0.20
582	HUAYLLAY	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00740466	EQUIPO DE RAYOS X DENTAL RODABLE	VILLA SISTEMI MEDICALI / ENDOS DC	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO					0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA					0.4			0.4			0.4			0.4			0.80
									3	MANTENIMIENTO DE GENERADOR DE ALTO VOLTAJE					0.3			0.3			0.3			0.3			0.60
									4	MANTENIMIENTO DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES					0.4			0.4			0.4			0.4			0.80
									5	MANTENIMIENTO DE TUBO DE RAYOS X					0.4			0.4			0.4			0.4			0.80
									6	MANTENIMIENTO DE LA COLUMNA DE SOPORTE DEL TUBO DE RAYOS X					0.1			0.1			0.1			0.1			0.20
									7	VERIFICACIÓN Y LUBRICACIÓN DE LAS PARTES MECÁNICAS Y MÓVILES DEL EQUIPO					0.1			0.1			0.1			0.1			0.20
									8	PRUEBAS GENERALES					0.1			0.1			0.1			0.1			0.20
									1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO					0.2			0.2			0.2			0.40			
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA					0.3			0.3			0.3			0.3			0.60

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO										PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												TOTAL DE HORAS HOMBRE											
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJE CUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR										E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D										
583	HUAYLLAY	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00741120	ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA (15 A 25 LITROS)	CISA / 250	B	A	MO	3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS										0.3				0.3				0.3				0.60									
									4	REVISIÓN DE LAS PANTALLAS LCD ,PANEL DE CONTROL Y PULSADORES										0.2				0.2					0.2				0.40								
									5	REVISIÓN DE ELECTROVÁLVULAS Y DUCTOS INTERNOS										0.2				0.2					0.2				0.40								
									6	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE RESISTENCIAS ELÉCTRICAS										0.2				0.2					0.2				0.40								
									7	LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE ESTERILIZADO, LIMPIEZA DE SENSOR DE TEMPERATURA										0.2				0.2					0.2				0.40								
									8	LIMPIEZA DEL SENSOR DE NIVEL DE AGUA										0.2				0.2					0.2				0.40								
									9	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA PUERTA										0.1				0.1					0.1				0.20								
									10	PRUEBAS GENERALES										0.1				0.1					0.1				0.20								
									584	HUAYLLAY	ENFERMERÍA - ADULTO - ADULTO MAYOR	00740990	BALANZA ELECTRONICA CON TALLIMETRO ADULTO	VILLANUEVA / ELIHO	CE	B	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO										0.11				0.11				0.11				0.22
																		2	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, AJUSTE DE CONTACTOS										0.11				0.11					0.11			
3	MANTENIMIENTO DE LA TARIETA ELECTRÓNICA																	0.12				0.12					0.12				0.24										
4	VERIFICACIÓN DE TRANSDUCTOR DE PRESIÓN																	0.11				0.11					0.11				0.22										
5	VERIFICACIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES																	0.11				0.11					0.11				0.22										
6	REVISIÓN DE LA BATERIA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE																	0.11				0.11					0.11				0.22										
7	VERIFICACIÓN DEL TALLÍMETRO DEL EQUIPO																	0.11				0.11					0.11				0.22										
8	LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE LINEA A TIERRA																	0.11				0.11					0.11				0.22										
9	PRUEBAS GENERALES.																	0.11				0.11					0.11				0.22										
585	HUAYLLAY	ENFERMERÍA - NIÑO - ADOLESCENTE	00741610	BALANZA ELECTRONICA NEONATAL CON TALLIMETRO	HEALTH O METER / 553KL	CE	B	MO										1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO										0.1				0.1				0.1				0.20
									2	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, AJUSTE DE CONTACTOS										0.1				0.1					0.1				0.20								
									3	MANTENIMIENTO DE LA TARIETA ELECTRÓNICA										0.2				0.2					0.2				0.40								
									4	VERIFICACIÓN DE TRANSDUCTOR DE PRESIÓN										0.1				0.1					0.1				0.20								
									5	VERIFICACIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES										0.1				0.1					0.1				0.20								
									6	REVISIÓN DE LA BATERIA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE										0.1				0.1					0.1				0.20								
									7	VERIFICACIÓN DEL TALLÍMETRO DEL EQUIPO										0.1				0.1					0.1				0.20								
									8	LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE LINEA A TIERRA										0.1				0.1					0.1				0.20								
									9	PRUEBAS GENERALES.										0.1				0.1					0.1				0.20								
									586	HUAYLLAY	ENFERMERÍA - NIÑO - ADOLESCENTE	00744770	CONGELADOR HORIZONTAL PARA VACUNAS Y PAQUETES FRIOS	VESTFROST / MF214	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO										0.4				0.4				0.4				0.80
2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA																	0.4				0.4					0.4				0.80										
3	MANTENIMIENTO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y DEL PANEL DE CONTROL																	0.4				0.4					0.4				0.80										
4	MANTENIMIENTO DEL MOTO-COMPRESOR ELÉCTRICO , VERIFICACIÓN DEL GAS REFRIGERANTE																	0.4				0.4					0.4				0.80										
5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE MOTORES ELÉCTRICOS																	0.4				0.4					0.4				0.80										
6	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SERPENTINES DE LA ETAPA EVAPORADORA/CONDENSADO																	0.4				0.4					0.4				0.80										
7	MANTENIMIENTO DE CONTACTORES ELÉCTRICOS Y LLAVE TÉRMICA																	0.4				0.4					0.4				0.80										
8	VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA Y LIMPIEZA																	0.4				0.4					0.4				0.80										
9	LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO DE CIERRE																	0.4				0.4					0.4				0.80										
10	PRUEBAS GENERALES.																	0.4				0.4					0.4				0.80										
587	HUAYLLAY	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00399786	ESTERILIZADOR A CALOR SECO	MEMMERT / null	B	A	MO	1	VERIFICACIÓN DEL ESTADO DEL EQUIPO										0.2				0.2				0.2				0.40									
									2	LIMPIEZA GENERAL DEL LAS PARTES INTERNAS Y EXTERNAS DEL EQUIPO										0.3				0.3					0.3				0.60								
									3	VERIFICACIÓN DE LA TARIETA ELECTRONICA										0.3				0.3					0.3				0.60								
									4	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DEL EQUIPO										0.3				0.3					0.3				0.60								

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ID	DATOS DEL EQUIPO						TIP		MO	DATOS DEL MANTENIMIENTO		PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS													TOTAL DE HORAS HOMBRE
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	O EQ	CRI	TIC		ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
588	HUAYLLAY	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00693102	LAMPARA QUIRURGICA RODABLE	MEDILAND / ML600MB	B	A	MO	5	VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA	0.3			0.3			0.3			0.3					0.60
									6	CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA DE TRABAJO	0.3			0.3			0.3			0.3					0.60
									7	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO	0.3			0.3			0.3			0.3					0.60
									1	LUBRICACIÓN DE PARTES MÓVILES.	0.28			0.28			0.28			0.28					0.56
									2	LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO.	0.28			0.28			0.28			0.28					0.56
									3	REVISIÓN DEL A LÁMPARA Y LIMPIEZA.	0.29			0.29			0.29			0.29					0.58
									4	MANTENIMIENTO DE LA PARTE ELÉCTRICA.	0.3			0.3			0.3			0.3					0.60
589	HUAYLLAY	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00740417	PULSIOXIMETRO	NELLCOR / N560	B	A	MO	5	LIMPIEZA DEL SATÉLITE.	0.29			0.29			0.29			0.29					0.58
									6	AJUSTES DE PARTES MECÁNICAS.	0.28			0.28			0.28			0.28					0.56
									7	MANTENIMIENTO DE GARRUCHAS DE DESPLAZAMIENTO.	0.28			0.28			0.28			0.28					0.56
									1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	0.1			0.1			0.1			0.1					0.20
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA	0.2			0.2			0.2			0.2					0.40
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO	0.15			0.15			0.15			0.15					0.30
									4	MANTENIMIENTO DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES	0.1			0.1			0.1			0.1					0.20
590	HUAYLLAY	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00740418	PULSIOXIMETRO	NELLCOR / N560	B	A	MO	5	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE	0.2			0.2			0.2			0.2					0.40
									6	REVISIÓN, LIMPIEZA Y CAMBIO DEL SENSOR DE SATURACIÓN. PRUEBAS GENERALES	0.25			0.25			0.25			0.25					0.50
									1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	0.1			0.1			0.1			0.1					0.20
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA	0.2			0.2			0.2			0.2					0.40
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO	0.15			0.15			0.15			0.15					0.30
									4	MANTENIMIENTO DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES	0.1			0.1			0.1			0.1					0.20
									5	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE	0.2			0.2			0.2			0.2				0.40	
591	HUAYLLAY	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00740447	ELECTROCAUTERIO MONO / BIPOLAR	WEM / HF-120	B	A	MO	6	REVISIÓN, LIMPIEZA Y CAMBIO DEL SENSOR DE SATURACIÓN. PRUEBAS GENERALES	0.25			0.25			0.25			0.25					0.50
									1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	0.1			0.1			0.1			0.1					0.20
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA	0.1			0.1			0.1			0.1				0.20	
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS	0.1			0.1			0.1			0.1					0.20
									4	REVISIÓN DE LAS PANTALLAS LCD ,PANEL DE CONTROL Y PERILLAS DE SELECCIÓN	0.1			0.1			0.1			0.1					0.20
									5	REVISIÓN DE PEDALES MONO/BIPOLAR Y LIMPIEZA	0.1			0.1			0.1			0.1					0.20
									6	VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL PORTA EQUIPO Y GARRUCHAS DE DESPLAZAMIENTO	0.2			0.2			0.2			0.2					0.40
592	HUAYLLAY	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00740460	ELECTROCARDIOGRAFO DE 01 CANAL	BIOCARE / ECG-101	B	A	MO	7	VERIFICACIÓN DE LA PLACA NEUTRAL	0.2			0.2			0.2			0.2					0.40
									8	PRUEBAS FUNCIONALES DE CORTE Y COAGULACIÓN, LIMPIEZA EXTERNA	0.1			0.1			0.1			0.1					0.20
									1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	0.1			0.1			0.1			0.1					0.20
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA	0.1			0.1			0.1			0.1					0.20
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS	0.1			0.1			0.1			0.1					0.20
									4	REVISIÓN DE LAS PANTALLAS LCD Y PANEL DE CONTROL	0.1			0.1			0.1			0.1					0.20
									5	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA, PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA Y CAMBIO	0.1			0.1			0.1			0.1				0.20	
									6	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CABLE PACIENTE ECG Y ELECTRODOS PRECORDIALES	0.2			0.2			0.2			0.2					0.40
									7	MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA TÉRMICA	0.2			0.2			0.2			0.2					0.40
									8	PRUEBAS GENERALES DEL EQUIPO	0.1			0.1			0.1			0.1					0.20
									6	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	0.3			0.3			0.3			0.3					0.60

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ID	DATOS DEL EQUIPO								DATOS DEL MANTENIMIENTO				PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												TOTAL DE HORAS HOMBRE			
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRITIC ID AD	MODALIDAD EJECCIÓN	ACTIVIDADES A REALIZAR				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
593	HUAYLLAY	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00741032	DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS	NIHON KOHDEN / TEC-5531K	B	A	MO	7	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA				0.2			0.2			0.2		0.2				0.40		
									8	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO				0.3			0.3			0.3			0.3					0.60
									9	VERIFICACIÓN DEL CONDENSADOR DE CARGA PRINCIPAL				0.3			0.3			0.3			0.3					0.60
									1	MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA TÉRMICA				0.3			0.3			0.3			0.3					0.60
									2	REVISIÓN DE LAS PALETAS EXTERNAS Y LIMPIEZA				0.3			0.3			0.3			0.3					0.60
									3	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA, PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA Y CAMBIO				0.1			0.1			0.1			0.1					0.20
									4	VERIFICACIÓN DEL MODO MONITOR, MARCAPASOS Y DEA, REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CABLE ECG				0.1			0.1			0.1			0.1					0.20
									5	PRUEBAS GENERALES				0.1			0.1			0.1			0.1					0.20
594	HUAYLLAY	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00741126	ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA (15 A 25 LITROS)	CISA / 250	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO				0.2			0.2			0.2		0.2			0.40			
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA				0.3			0.3			0.3			0.3				0.60	
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS				0.3			0.3			0.3			0.3				0.60	
									4	REVISIÓN DE LAS PANTALLAS LCD ,PANEL DE CONTROL Y PULSADORES				0.2			0.2			0.2			0.2				0.40	
									5	REVISIÓN DE ELECTROVÁLVULAS Y DUCTOS INTERNOS				0.2			0.2			0.2			0.2				0.40	
									6	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE RESISTENCIAS ELÉCTRICAS				0.2			0.2			0.2			0.2				0.40	
									7	LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE ESTERILIZADO, LIMPIEZA DE SENSOR DE TEMPERATURA				0.2			0.2			0.2			0.2				0.40	
									8	LIMPIEZA DEL SENSOR DE NIVEL DE AGUA				0.2			0.2			0.2			0.2				0.40	
									9	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA PUERTA				0.1			0.1			0.1			0.1				0.20	
									10	PRUEBAS GENERALES				0.1			0.1			0.1			0.1				0.20	
595	HUAYLLAY	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00741152	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	CAMI / NEW HOSPIVAC 350	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO				0.1			0.1			0.1		0.1			0.20			
									2	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LINEA TIERRA DEL EQUIPO				0.15			0.15			0.15			0.15				0.30	
									3	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO, MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE VACIO Y DIAFRAGMAS				0.15			0.15			0.15			0.15				0.30	
									4	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL DUCTOS Y MANGUERAS, VERIFICACIÓN DE VACUÓMETRO, REGULADOR Y TAPA DE FRASCO				0.2			0.2			0.2			0.2				0.40	
									5	LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACION Y/O CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL /HIDROFÓBICO				0.2			0.2			0.2			0.2				0.40	
									6	VERIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, PRUEBAS GENERALES				0.2			0.2			0.2			0.2				0.40	
									7	PRUEBAS GENERALES				0.1			0.1			0.1			0.1				0.20	
596	HUAYLLAY	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00743408	NEBULIZADOR PORTATIL	OLIDEF / C-71 PLUS	B	M	MO	1	INSPECCION INTEGRAL DEL EQUIPO				0.16			0.16			0.16		0.16			0.32			
									2	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELECTRICO				0.17			0.17			0.17			0.17				0.34	
									3	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE VACIO				0.17			0.17			0.17			0.17				0.34	
									4	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL DUCTOS Y MANGUERAS				0.17			0.17			0.17			0.17				0.34	
									5	REVISIÓN DE VACUÓMETRO Y REGULADOR				0.17			0.17			0.17			0.17				0.34	
									6	LIMPIEZA GENERAL Y DESINFECCION				0.16			0.16			0.16			0.16				0.32	
597	HUAYLLAY	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	01222499	PULSIOXIMETRO	NONIN / 7500	B	A	MO	1	VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN UNIVERSAL Y BATERIA RECARGABLE DEL EQUIPO.				0.14			0.14			0.14		0.14			0.28			
									2	VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN INTERNA DEL EQUIPO.				0.14			0.14			0.14			0.14				0.28	
									3	REVISIÓN DE LA TARIETA DIGITAL Y ANALOGA DE LA SEÑAL DE PULSIOXIMETRIA				0.15			0.15			0.15			0.15				0.30	
									4	REVISIÓN DE LOS SENSORES DE PULSIOXIMETRIA, CAMBIO SI LO REQUIERE				0.15			0.15			0.15			0.15				0.30	
									5	REVISIÓN DEL TECLADO, PARLANTE Y PANTALLA LED				0.14			0.14			0.14			0.14				0.28	
									6	REVISIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE ALARMAS, FECHAS Y HORA DE ACUERDO AL MANUAL DE USUARIO Y SERVICIO				0.14			0.14			0.14			0.14				0.28	
									7	DESMONTAJE TOTAL, MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL				0.14			0.14			0.14			0.14				0.28	

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																														
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO							PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS											TOTAL DE HORAS HOMBRE				
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJEC UCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N	D		
598	HUAYLLAY	TRASLADO DE PACIENTES	00743412	PULSIOXIMETRO PARA AMBULANCIA	TENKO / TK-2515	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO							0.1			0.1			0.1			0.1			0.20	
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA							0.2			0.2			0.2			0.2			0.40	
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO							0.15			0.15			0.15			0.15			0.30	
									4	MANTENIMIENTO DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES							0.1			0.1			0.1			0.1			0.20	
									5	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE							0.2			0.2			0.2			0.2			0.40	
									6	REVISIÓN, LIMPIEZA Y CAMBIO DEL SENSOR DE SATURACIÓN. PRUEBAS GENERALES							0.25			0.25			0.25			0.25			0.50	
599	HUAYLLAY	TRASLADO DE PACIENTES	00743420	ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL PARA AMBULANCIA	DEVILBISS / 730SP-D	B	M	MO	7	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO							0.1			0.1			0.1			0.1		0.20		
									1	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LÍNEA TIERRA DEL EQUIPO							0.15			0.15			0.15			0.15			0.30	
									2	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO, MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE VACIO Y DIAFRAGMAS							0.15			0.15			0.15			0.15			0.30	
									3	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL DUCTOS Y MANGUERAS, VERIFICACIÓN DE VACUÓMETRO, REGULADOR Y TAPA DE FRASCO							0.1			0.1			0.1			0.1			0.20	
									4	LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACION Y/O CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL /HIDROFÓBICO							0.1			0.1			0.1			0.1			0.20	
									5	VERIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, PRUEBAS GENERALES							0.2			0.2			0.2			0.2			0.40	
600	HUAYLLAY	TRASLADO DE PACIENTES	00743570	DESFIBRILADOR CON MONITOR PARA AMBULANCIA	INSTRAMED / CARDIOMAX	B	A	MO	6	LIMPIEZA GENERAL Y DESINFECCION							0.2			0.2			0.2			0.2		0.40		
									1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO							0.22			0.22			0.22			0.22			0.44	
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA							0.22			0.22			0.22			0.22			0.44	
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO							0.23			0.23			0.23			0.23			0.46	
									4	VERIFICACIÓN DEL CONDENSADOR DE CARGA PRINCIPAL							0.22			0.22			0.22			0.22			0.44	
									5	MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA TÉRMICA							0.23			0.23			0.23			0.23			0.46	
									6	REVISIÓN DE LAS PALETAS EXTERNAS Y LIMPIEZA							0.22			0.22			0.22			0.22			0.44	
									7	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE							0.22			0.22			0.22			0.22			0.44	
									8	VERIFICACIÓN DEL MODO MONITOR, MARCAPASOS Y DEA ,REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CABLE ECG							0.22			0.22			0.22			0.22			0.44	
9	PRUEBAS GENERALES							0.22			0.22			0.22			0.22			0.44										
601	MILPO	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00741108	ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA (25 A 45 LITROS)	CISA / 260	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO								0.2			0.2			0.2			0.2		0.40	
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA								0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS								0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									4	REVISIÓN DE LAS PANTALLAS LCD ,PANEL DE CONTROL Y PULSADORES								0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									5	REVISIÓN DE ELECTROVÁLVULAS Y DUCTOS INTERNOS								0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									6	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE RESISTENCIAS ELÉCTRICAS								0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									7	LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE ESTERILIZADO, LIMPIEZA DE SENSOR DE TEMPERATURA								0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									8	LIMPIEZA DEL SENSOR DE NIVEL DE AGUA								0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									9	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA PUERTA								0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									10	PRUEBAS GENERALES								0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
602	MILPO	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00741139	CENTRIFUGA DE MESA (400 A 750 ML)	THERMO SCIENTIFIC / CL 10	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO								0.1			0.1			0.1			0.1		0.20	
									2	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS, DESCARTE DE SOLDADURAS FRÍAS								0.15			0.15			0.15			0.15			0.30
									3	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LÍNEA A TIERRA, AJUSTE DE CONTACTOS								0.15			0.15			0.15			0.15			0.30
									4	VERIFICACIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y AJUSTES MECÁNICOS								0.1			0.1			0.1			0.1			0.20
									5	REVISIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES								0.1			0.1			0.1			0.1			0.20
									6	LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE CENTRIFUGADO								0.1			0.1			0.1			0.1			0.20

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																										
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO				PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												TOTAL DE HORAS HOMBRE		
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ UIP.	CRITIC ID AD	MO DALI DAD EJE CUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D	
									7	REVISIÓN , LIMPIEZA Y AJUSTES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE CIERRE DE PUERTA					0.1			0.1			0.1			0.1		0.20
									8	VERIFICACIÓN DE LAS REVOLUCIONES DEL MOTOR CON TACÓMETRO ELECTRÓNICO					0.1			0.1			0.1			0.1		0.20
									9	PRUEBAS GENERALES					0.1			0.1			0.1			0.1		0.20
603	MILPO	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00741296	REFRIGERADORA PARA LABORATORIO (15 A 25 PIES CUBICOS)	THERMO SCIENTIFIC / REL 2304D	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO					0.2			0.2			0.2			0.2		0.40
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA					0.2			0.2			0.2			0.2		0.40
									3	MANTENIMIENTO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y DEL PANEL DE CONTROL					0.2			0.2			0.2			0.2		0.40
									4	MANTENIMIENTO DEL MOTO-COMPRESOR ELÉCTRICO , VERIFICACIÓN DEL GAS REFRIGERANTE					0.2			0.2			0.2			0.2		0.40
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE MOTORES ELÉCTRICOS					0.2			0.2			0.2			0.2		0.40
									6	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SERPENTINES DE LA ETAPA EVAPORADORA/CONDENSADO					0.2			0.2			0.2			0.2		0.40
									7	MANTENIMIENTO DE CONTACTORES ELÉCTRICOS Y LLAVE TÉRMICA					0.2			0.2			0.2			0.2		0.40
									8	VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA Y LIMPIEZA					0.2			0.2			0.2			0.2		0.40
									9	LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO DE CIERRE					0.2			0.2			0.2			0.2		0.40
									10	PRUEBAS GENERALES					0.2			0.2			0.2			0.2		0.40
604	MILPO	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00741402	ECOGRAFO PORTATIL	TOSHIBA / SSA-510 A	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO					0.2			0.2			0.2			0.2		0.40
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA					0.2			0.2			0.2			0.2		0.40
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS					0.2			0.2			0.2			0.2		0.40
									4	MANTENIMIENTO DE LA PANTALLA LCD Y PANEL DE CONTROL, LIMPIEZA DEL TECLADO ALFANUMÉRICO					0.2			0.2			0.2			0.2		0.40
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TRANSDUCTORES CONVEXO, LINEAL, INTERCAVITARIA					0.2			0.2			0.2			0.2		0.40
									6	LIMPIEZA DE VENTILADORES Y FILTROS INTERNOS					0.2			0.2			0.2			0.2		0.40
									7	MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL, MANTENIMIENTO DEL ESTABILIZADOR DE VOLTAJE					0.2			0.2			0.2			0.2		0.40
									8	MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA TÉRMICA					0.2			0.2			0.2			0.2		0.40
									9	VERIFICACIÓN DE LOS MODOS DE TRABAJO					0.2			0.2			0.2			0.2		0.40
									10	PRUEBAS GENERALES					0.2			0.2			0.2			0.2		0.40
605	MILPO	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00740469	EQUIPO DE RAYOS X DENTAL RODABLE	VILLA SISTEMI MEDICALI / ENDOS DC	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO					0.25			0.25			0.25			0.25		0.50
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA					0.25			0.25			0.25			0.25		0.50
									3	MANTENIMIENTO DE GENERADOR DE ALTO VOLTAJE					0.25			0.25			0.25			0.25		0.50
									4	MANTENIMIENTO DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES					0.25			0.25			0.25			0.25		0.50
									5	MANTENIMIENTO DE TUBO DE RAYOS X					0.25			0.25			0.25			0.25		0.50
									6	MANTENIMIENTO DE LA COLUMNA DE SOPORTE DEL TUBO DE RAYOS X					0.25			0.25			0.25			0.25		0.50
									7	VERIFICACIÓN Y LUBRICACIÓN DE LAS PARTES MECÁNICAS Y MÓVILES DEL EQUIPO					0.25			0.25			0.25			0.25		0.50
									8	PRUEBAS GENERALES					0.25			0.25			0.25			0.25		0.50
606	MILPO	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00741411	UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO MAS COMPRESORA	GNATUS / INOVA PLUS SF E	B	B	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO					0.2			0.2			0.2			0.2		0.40
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS.					0.2			0.2			0.2			0.2		0.40
									3	MANTENIMIENTO DE TARJETA ELECTRÓNICA					0.2			0.2			0.2			0.2		0.40
									4	VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LÁMPARA DE ILUMINACIÓN INTRAORAL					0.2			0.2			0.2			0.2		0.40
									5	MANTENIMIENTO DE MOTORES ELÉCTRICOS DE ELEVACIÓN Y RESPALDO DEL SILLÓN DENTAL					0.2			0.2			0.2			0.2		0.40
									6	MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y NEUMÁTICA, LIMPIEZA DE LA SALIVADERA					0.2			0.2			0.2			0.2		0.40

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																														
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO				PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												TOTAL DE HORAS HOMBRE						
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ UIP.	CRITIC ID AD	MO DALI DAD EJE CUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D					
									7	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VACÍO, VERIFICACIÓN DE PIEZAS DE MANO Y JERINGA TRIPLE					0.2			0.2			0.2			0.2		0.40				
									8	MANTENIMIENTO DE COMPRESOR DE AIRE, CAMBIO DE KIT DE MANTENIMIENTO					0.2			0.2			0.2			0.2			0.2		0.40	
									9	REGULACIÓN Y AJUSTES DE BRAZOS MECÁNICOS					0.2			0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									10	LUBRICACIÓN DE PARTES MÓVILES Y MECÁNICAS, PRUEBAS GENERALES					0.2			0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
607	MILPO	ENFERMERÍA - ADULTO - ADULTO MAYOR	00740978	BALANZA ELECTRONICA CON TALLIMETRO ADULTO	VILLANUEVA / ELIJO	CE	B	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO					0.07			0.07			0.07			0.07		0.14				
									2	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, AJUSTE DE CONTACTOS					0.07			0.07			0.07			0.07			0.07		0.14	
									3	MANTENIMIENTO DE LA TARJETA ELECTRÓNICA					0.08			0.08			0.08			0.08			0.08		0.16	
									4	VERIFICACIÓN DE TRANSDUCTOR DE PRESIÓN					0.08			0.08			0.08			0.08			0.08		0.16	
									5	VERIFICACIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES					0.2			0.2			0.2			0.2			0.2		0.40	
									6	REVISIÓN DE LA BATERIA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE					0.2			0.2			0.2			0.2			0.2		0.40	
									9	VERIFICACIÓN DEL TALLÍMETRO DEL EQUIPO					0.2			0.2			0.2			0.2			0.2		0.40	
									7	LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE LÍNEA A TIERRA					0.05			0.05			0.05			0.05			0.05		0.10	
									8	PRUEBAS GENERALES.					0.05			0.05			0.05			0.05			0.05		0.10	
608	MILPO	ENFERMERÍA - NIÑO - ADOLESCENTE	00741061	BALANZA ELECTRONICA PEDIATRICA	VILLANUEVA / BABY II	CE	B	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO					0.1			0.1			0.1			0.1		0.20				
									2	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, AJUSTE DE CONTACTOS					0.1			0.1			0.1			0.1			0.1		0.20	
									3	MANTENIMIENTO DE LA TARJETA ELECTRÓNICA					0.1			0.1			0.1			0.1			0.1		0.20	
									4	VERIFICACIÓN DE TRANDUCTOR DE PRESIÓN					0.1			0.1			0.1			0.1			0.1		0.20	
									5	VERIFICACIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES					0.1			0.1			0.1			0.1			0.1		0.20	
									6	REVISIÓN DE LA BATERIA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE					0.2			0.2			0.2			0.2			0.2		0.40	
									7	VERIFICACIÓN DEL TALLÍMETRO DEL EQUIPO					0.1			0.1			0.1			0.1			0.1		0.20	
									8	LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE LÍNEA A TIERRA					0.1			0.1			0.1			0.1			0.1		0.20	
									9	PRUEBAS GENERALES.					0.1			0.1			0.1			0.1			0.1		0.20	
609	MILPO	ENFERMERÍA - NIÑO - ADOLESCENTE	00744045	REFRIGERADORA ICE LINE	DOMETIC / TCW 2000 AC	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO					0.3			0.3			0.3			0.3		0.60				
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA					0.3			0.3			0.3			0.3			0.3		0.60	
									3	MANTENIMIENTO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y DEL PANEL DE CONTROL					0.3			0.3			0.3			0.3			0.3		0.60	
									4	MANTENIMIENTO DEL MOTO-COMPRESOR ELÉCTRICO , VERIFICACIÓN DEL GAS REFRIGERANTE					0.3			0.3			0.3			0.3			0.3		0.60	
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE MOTORES ELÉCTRICOS					0.3			0.3			0.3			0.3			0.3		0.60	
									6	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SERPENTINES DE LA ETAPA EVAPORADORA/CONDENSADO					0.3			0.3			0.3			0.3			0.3		0.60	
									7	MANTENIMIENTO DE CONTACTORES ELÉCTRICOS Y LLAVE TÉRMICA					0.3			0.3			0.3			0.3			0.3		0.60	
									8	VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA Y LIMPIEZA					0.3			0.3			0.3			0.3			0.3		0.60	
									9	LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO DE CIERRE					0.3			0.3			0.3			0.3			0.3		0.60	
									10	PRUEBAS GENERALES.					0.3			0.3			0.3			0.3			0.3		0.60	
610	MILPO	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00399861	ESTERILIZADOR A CALOR SECO	MELAG / 850W	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO					0.1			0.1			0.1			0.1		0.20				
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS					0.1			0.1			0.1			0.1			0.1		0.20	
									3	VERIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR DE MERCURIO					0.2			0.2			0.2			0.2			0.2		0.40	
									4	LIMPIEZA DEL SENSOR DE TEMPERATURA					0.2			0.2			0.2			0.2			0.2		0.40	
									5	LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE ESTERILIZADO					0.1			0.1			0.1			0.1			0.1		0.20	
									6	REVISIÓN DE LA RESISTENCIAS ELÉCTRICAS					0.1			0.1			0.1			0.1			0.1		0.20	
									7	VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA					0.1			0.1			0.1			0.1			0.1		0.20	

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																										
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO				PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS											TOTAL DE HORAS HOMBRE			
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRITIC ID AD	MODALIDAD EJECUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N	D	
611	MILPO	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00740411	PULSIOXIMETRO	NELLCOR / N560	B	A	MO	8 PRUEBAS GENERALES		0.1			0.1				0.1			0.1			0.20		
									1 INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO		0.1			0.1			0.1			0.1			0.1			0.20
									2 VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA		0.15			0.15			0.15			0.15			0.15			0.30
									3 MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO		0.2			0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									4 MANTENIMIENTO DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES		0.2			0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									5 REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE		0.2			0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									6 REVISIÓN, LIMPIEZA Y CAMBIO DEL SENSOR DE SATURACIÓN. PRUEBAS GENERALES		0.15			0.15			0.15			0.15			0.15			0.30
612	MILPO	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00740444	ELECTROCAUTERIO MONO / BIPOLAR	WEM / HF-120	B	A	MO	1 INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO						0.1									0.10		
									2 VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA						0.1										0.10	
									3 CAMBIO DE TARJETA ELECTRÓNICA DE ALTA FRECUENCIA						0.1										0.10	
									4 REVISIÓN DE LAS PANTALLAS LCD ,PANEL DE CONTROL Y PERILLAS DE SELECCIÓN						0.2										0.20	
									5 REVISIÓN DE PEDALES MONO/BIPOLAR Y LIMPIEZA						0.1										0.10	
									6 VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL PORTA EQUIPO Y GARRUCHAS DE DESPLAZAMIENTO						0.2										0.20	
									7 VERIFICACIÓN DE LA PLACA NEUTRAL						0.1										0.10	
									8 PRUEBAS FUNCIONALES DE CORTE Y COAGULACIÓN, LIMPIEZA EXTERNA						0.1										0.10	
613	MILPO	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00740457	ELECTROCARDIOGRAFO DE 01 CANAL	BIOCARE / ECG-101	B	A	MO	1 INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO		0.1			0.1				0.1			0.1			0.20		
									2 VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA		0.1			0.1			0.1			0.1			0.1			0.20
									3 MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS		0.1			0.1			0.1			0.1			0.1			0.20
									4 REVISIÓN DE LAS PANTALLAS LCD Y PANEL DE CONTROL		0.2			0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									5 REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA, PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA Y CAMBIO		0.1			0.1			0.1			0.1			0.1			0.20
									6 REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CABLE PACIENTE ECG Y ELECTRODOS PRECORDIALES		0.2			0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									7 MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA TÉRMICA		0.1			0.1			0.1			0.1			0.1			0.20
									8 PRUEBAS GENERALES DEL EQUIPO		0.1			0.1			0.1			0.1			0.1			0.20
614	MILPO	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00741029	DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS	NIHON KOHDEN / TEC-5531K	B	A	MO	1 INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO		0.2			0.2				0.2			0.2			0.40		
									2 VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA		0.5			0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									3 MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO		0.25			0.25			0.25			0.25			0.25			0.50
									4 VERIFICACIÓN DEL CONDENSADOR DE CARGA PRINCIPAL		0.25			0.25			0.25			0.25			0.25			0.50
									5 MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA TÉRMICA		0.25			0.25			0.25			0.25			0.25			0.50
									6 REVISIÓN DE LAS PALETAS EXTERNAS Y LIMPIEZA		0.25			0.25			0.25			0.25			0.25			0.50
									7 REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA, PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA Y CAMBIO		0.1			0.1			0.1			0.1			0.1			0.20
									8 VERIFICACIÓN DEL MODO MONITOR, MARCAPASOS Y DEA ,REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CABLE ECG		0.1			0.1			0.1			0.1			0.1			0.20
									9 PRUEBAS GENERALES		0.1			0.1			0.1			0.1			0.1			0.20
615	MILPO	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00743406	NEBULIZADOR PORTATIL	OLIDEF / C-71 PLUS	B	M	MO	1 INSPECCION INTEGRAL DEL EQUIPO		0.16			0.16				0.16			0.16			0.32		
									2 REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELECTRICO		0.16			0.16			0.16			0.16			0.16			0.32
									3 REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE VACIO		0.17			0.17			0.17			0.17			0.17			0.34
									4 REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL DUCTOS Y MANGUERAS		0.17			0.17			0.17			0.17			0.17			0.34
									5 REVISIÓN DE VACUÓMETRO Y REGULADOR		0.17			0.17			0.17			0.17			0.17			0.34
									6 LIMPIEZA GENERAL Y DESINFECCION		0.17			0.17			0.17			0.17			0.17			0.34
									1 VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN UNIVERSAL Y BATERIA RECARGABLE DEL EQUIPO.		0.14			0.14				0.14				0.28				

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																											
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO				PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												TOTAL DE HORAS HOMBRE			
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJE CUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D		
616	MILPO	PROC. D.T. ENFERMERIA - TÓPICO	01222505	PULSIOXIMETRO	NONIN / 7500	B	A	MO	2	VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN INTERNA DEL EQUIPO.					0.14			0.14			0.14			0.14		0.28	
									3	REVISIÓN Y CAMBIO DE LA TARJETA DIGITAL Y ANÁLOGA DE LA SEÑAL DE PULSIOXIMETRIAREVISIÓN DE LA TARJETA DIGITAL Y ANÁLOGA DE LA SEÑAL DE PULSIOXIMETRÍA					0.15			0.15			0.15			0.15		0.30	
									4	REVISIÓN DE LOS SENSORES DE PULSIOXIMETRÍA, CAMBIO SI LO REQUIERE					0.15			0.15			0.15			0.15		0.30	
									5	REVISIÓN DEL TECLADO, PARLANTE Y PANTALLA LED					0.14			0.14			0.14			0.14		0.28	
									6	REVISIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE ALARMAS, FECHAS Y HORA DE ACUERDO AL MANUAL DE USUARIO Y SERVICIO					0.14			0.14			0.14			0.14		0.28	
									7	DESMONTAJE TOTAL, MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL					0.14			0.14			0.14			0.14		0.28	
									617	OXAPAMPA	C. EXT - MEDIC. FISICA. Y REHABILITACION	00394287	LAMPARA DE TERAPIA CON LUZ INFRARROJA RODABLE	OSRAM / null	CB	B	MO	1	REVISIÓN INTEGRAL DEL EQUIPO				1			1	
2	VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRÓNICO				1			1												1			1		2.00		
3	VERIFICACION Y LIMPIEZA DE LA LAMPARA HALOGENA CAMBIO SI LO REQUIERE				1			1												1			1		2.00		
4	VERIFICACION Y LUBRICACION DE LAS PARTES MECANICAS DEL EQUIPO				1			1												1			1		2.00		
5	VERIFICACION DEL TRANSFORMADOR DE LA FUENTE DE PODER				1			1												1			1		2.00		
6	REVISIÓN Y PRUEBA DEL CONTROL DE INTENSIDAD				1			1												1			1		2.00		
618	OXAPAMPA	C. EXT - MEDIC. FISICA. Y REHABILITACION	00743379	TENS ANALGESICO	BIOMEDICAL SYSTEMS / SYSTEMA 2000	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO					0.5			0.5			0.5			0.5		1.00	
									2	DESMONTAJE DEL EQUIPO					0.5			0.5				0.5			0.5		1.00
									3	REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO					1			1			1			1		2.00	
									4	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA					1			1			1			1		2.00	
									5	VERIFICACIÓN DE ACCESORIOS EXTERNOS, CAMBIO SI LO REQUIERE					0.5			0.5			0.5			0.5		1.00	
									6	PRUEBAS GENERALES					0.5			0.5			0.5			0.5		1.00	
619	OXAPAMPA	C. EXT - MEDIC. FISICA. Y REHABILITACION	00743381	TENS ESTIMULANTE	BIOMEDICAL SYSTEMS / QUADSTAR II	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO						0.5		0.5			0.5			0.5		1.50	
									2	DESMONTAJE DEL EQUIPO						0.5		0.5			0.5			0.5		1.50	
									3	REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO					1			1			1			1		3.00	
									4	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA					1			1			1			1		3.00	
									5	VERIFICACIÓN DE ACCESORIOS EXTERNOS, CAMBIO SI LO REQUIERE						0.5		0.5			0.5			0.5		1.50	
									6	PRUEBAS GENERALES						0.5		0.5			0.5			0.5		1.50	
620	OXAPAMPA	C. EXT - MEDIC. FISICA. Y REHABILITACION	00743384	EQUIPO DE TERAPIA COMBINADA	CHATTANOOGA / INTELECT MOBIL COMBO	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO				0.5			0.5			0.5			0.5		1.00		
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA				1			1			1			1		2.00		
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS				1			1			1			1		2.00		
									4	REVISIÓN DE LAS PANTALLAS LCD ,PANEL DE CONTROL Y PERILLA DE SELECCIÓN				1			1			1			1		2.00		
									5	REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL CABEZAL DE ULTRASONIDO				1			1			1			1		2.00		
									6	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CABLE CONDUCTOR DE ESTIMULACIÓN				1			1			1			1		2.00		
									7	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE ELECTRODOS DE CARBÓN				1			1			1			1		2.00		
									8	LIMPIEZA EXTERNA				1			1			1			1		2.00		
									9	PRUEBAS GENERALES				0.5			0.5			0.5			0.5		1.00		
621	OXAPAMPA	C. EXT - MEDIC. FISICA. Y REHABILITACION	00743386	TANQUE DE PARAFINA	CARCI / 3020-I	CB	B	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO					0.5			0.5			0.5			0.5		1.00	
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS.					0.5			0.5			0.5			0.5		1.00	
									3	REVISIÓN DE LA RESISTENCIA ELÉCTRICA					1			1			1			1		2.00	
									4	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL TERMOSTATO ELÉCTRICO					1			1			1			1		2.00	
									5	VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA					1			1			1			1		2.00	

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																								
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO				PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												TOTAL DE HORAS HOMBRE
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRITIC ID AD	MO DALI DAD EJE CUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	
									6	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL TANQUE			1			1			1			1		2.00
									7	VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA			0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									8	PRUEBAS GENERALES			0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
622	OXAPAMPA	C. EXT - MEDIC. FISICA. Y REHABILITACION	00743399	TANQUE DE COMPRESAS FRIAS	CHATTANOOGA / C 5	CB	B	MO	1	MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR ELÉCTRICO Y SISTEMA DE ENFRIAMIENTO				2			2			2			2	6.00
									2	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE ENFRIAMIENTO				2.5			2.5			2.5		2.5	7.50	
									3	VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA, LIMPIEZA DEL SENSOR DE TEMPERATURA				3			3			3		3	9.00	
									4	MANTENIMIENTO DE GARRUCHAS DE DESPLAZAMIENTO Y LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS				2.5			2.5			2.5		2.5	7.50	
									5	CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA DE TRABAJO.				2			2			2		2	6.00	
									6	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO				2			2			2		2	6.00	
									7	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA				2			2			2		2	6.00	
623	OXAPAMPA	C. EXT - MEDIC. FISICA. Y REHABILITACION	00743400	EQUIPO DE TRACCION CERVICAL - LUMBAR	ENRAF NONIUS / ELTRAC 471	B	M	MO	1	INSPECCIÓN VISUAL DEL EQUIPO, COMPONENTES Y ACCESORIOS	0.5			0.5			0.5			0.5			1.00	
									2	VERIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD ELECTRICA	1.5			1.5			1.5			1.5			3.00	
									3	VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA EXTERNA DE LA UNIDAD, PANEL, TECLADO, SWITCH DE PARADA	1			1			1			1			2.00	
									4	VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, TARJETA ELECTRONICA Y CONECTORES	1			1			1			1			2.00	
									5	VERIFICACIÓN, LIMPIEZA Y LUBRICACION DEL MOTOR, ENGRANAJE, POLEAS	1.5			1.5			1.5			1.5			3.00	
									6	CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN MODO CONTINUO Y PULSADO	1.5			1.5			1.5			1.5			3.00	
									7	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	1			1			1			1			2.00	
624	OXAPAMPA	C. EXT - MEDIC. FISICA. Y REHABILITACION	00744031	TANQUE DE COMPRESAS CALIENTES	CHATTANOOGA / M-2	CB	B	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO		1.12			1.12			1.12			1.12			2.24
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS.		1.13			1.13			1.13			1.13			2.26
									3	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA RESISTENCIA ELÉCTRICA		1.13			1.13			1.13			1.13			2.26
									4	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL TERMOSTATO ELÉCTRICO		1.13			1.13			1.13			1.13			2.26
									5	VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA		1.13			1.13			1.13			1.13			2.26
									6	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL TANQUE		1.12			1.12			1.12			1.12			2.24
									7	VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA		1.12			1.12			1.12			1.12			2.24
									8	PRUEBAS GENERALES		1.12			1.12			1.12			1.12			2.24
625	OXAPAMPA	C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA	00402383	DETECTOR DE LATIDOS FETALES	NICOLET / IMEX DOP CT	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	1			1			1			1			2.00	
									2	MANTENIMIENTO DE LA TARJETA ELECTRÓNICA	1			1			1			1			2.00	
									3	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA	1			1			1			1			2.00	
									4	VERIFICACIÓN DEL TRANSDUCTOR DE ULTRASONIDO	1			1			1			1			2.00	
									5	REVISIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA	1			1			1			1			2.00	
									6	PRUEBAS GENERALES	1			1			1			1			2.00	
626	OXAPAMPA	C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA	00740029	DETECTOR DE LATIDOS FETALES	JUMPER / JPD-200C	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	0.5			0.5			0.5			0.5			1.00	
									2	MANTENIMIENTO DE LA TARJETA ELECTRÓNICA	1			1			1			1			2.00	
									3	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA	1			1			1			1			2.00	
									4	VERIFICACIÓN DEL TRANSDUCTOR DE ULTRASONIDO	0.5			0.5			0.5			0.5			1.00	
									5	REVISIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA	0.5			0.5			0.5			0.5			1.00	
									6	PRUEBAS GENERALES	0.5			0.5			0.5			0.5			1.00	
		C. EXT.OBSTETRICIA -							1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO		1			1			1			1		2.00	
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA		1.5			1.5			1.5			1.5			3.00
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO		1.5			1.5			1.5			1.5			3.00
									4	REVISIÓN DE LA PANTALLA LCD, LIMPIEZA DE PULSADORES		1.5			1.5			1.5			1.5			3.00

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																										
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO				PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												TOTAL DE HORAS HOMBRE		
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJEC UCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D	
627	OXAPAMPA	CONTROL/CONSEJERIA	00743282	MONITOR FETAL	BISTOS / BT-350	B	A	MO	5	MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA TÉRMICA					1.5			1.5			1.5			1.5		3.00
									6	REVISIÓN Y CAMBIO DE LOS TRANSDUCTORES DE ULTRASONIDO Y TOCODINAMÓMETRO					1			1			1			1		2.00
									7	VERIFICACIÓN DE LA BATERÍA INTERNA Y PRUEBAS DE AUTONOMÍA DE CARGA					1			1			1			1		2.00
									8	PRUEBAS GENERALES					1			1			1			1		2.00
628	OXAPAMPA	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	00740055	ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA	MIDMARK / M - 11	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO														0.1	0.10	
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA															0.1	0.10
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS														0.1	0.10	
									4	REVISIÓN DE LAS PANTALLAS LCD ,PANEL DE CONTROL Y PULSADORES													0.1	0.10		
									5	CAMBIO DE ELECTROVÁLVULAS Y DUCTOS INTERNOS													0.1	0.10		
									6	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE RESISTENCIAS ELÉCTRICAS													0.1	0.10		
									7	LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE ESTERILIZADO, LIMPIEZA DE SENSOR DE TEMPERATURA, CAMBIO DE EMPAQUETADURA													0.1	0.10		
									8	LIMPIEZA DEL SENSOR DE NIVEL DE AGUA, CAMBIO DE KIT													0.1	0.10		
									9	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA PUERTA													0.1	0.10		
									10	PRUEBAS GENERALES													0.1	0.10		
629	OXAPAMPA	CENTRO OBSTÉRICO	00393714	LAMPARA QUIRURGICA RODABLE	HERAEUS / HANALUX	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO				1			1			1			1		2.00	
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA				1			1			1			1		2.00	
									3	MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE PODER				1			1			1			1		2.00	
									4	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO				1.5			1.5			1.5			1.5		3.00	
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL SATÉLITE				1.5			1.5			1.5			1.5		3.00	
									6	REVISIÓN LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE PARTES MÓVILES				0.5			0.5			0.5			0.5		1.00	
									7	AJUSTE DE FRENOS				1			1			1			1		2.00	
									8	REVISIÓN Y AJUSTES DEL SISTEMA MECÁNICO, MOVIMIENTO VERTICAL, ROTACIÓN, MOVIMIENTO DE BRAZOS				1			1			1			1		2.00	
									9	VERIFICACIÓN DE LA BATERIA INTERNA Y PRUEBAS DE AUTONOMIA DE CARGA				1			1			1			1		2.00	
									10	PRUEBAS GENERALES				0.5			0.5			0.5			0.5		1.00	
630	OXAPAMPA	CENTRO OBSTÉRICO	00393720	ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL	GOMCO / 400	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO					0.5			0.5					0.5		1.00	
									2	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LINEA TIERRA DEL EQUIPO					0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									3	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO, REVISIÓN DE LA BATERIA					0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									4	MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE VACIO Y DIAFRAGMAS					0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL DUCTOS Y MANGUERAS					0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									6	VERIFICACIÓN DE VACUÓMETRO, REGULADOR Y TAPA DE FRASCO					0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									7	LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACION Y/O CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL /HIDROFÓBICO					0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									8	VERIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, PRUEBAS GENERALES					0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
631	OXAPAMPA	CENTRO OBSTÉRICO	00402438	MESA DE PARTOS ELECTRICA	SCHMITZ / MEDIMATIC	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO				0.5			0.5			0.5			0.5		1.00	
									2	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO				1			1			1			1			2.00
									3	AJUSTES ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS				1.5			1.5			1.5			1.5			3.00
									4	VERIFICACIÓN DE ALTURA MÁXIMA Y MÍNIMA (DESPLAZAMIENTO DE COLUMNAS TELESCÓPICAS)				1			1			1			1			2.00
									5	PRUEBAS DE MOVIMIENTOS TRENDLENBURG , ANTITRENDLENBURG Y LATERALES				1.5			1.5			1.5			1.5			3.00
									6	PRUEBA DE ELASTICIDAD Y ESTADO DEL RECUBRIMIENTO DE LA COLCHONETA				1			1			1			1			2.00
									7	VERIFICACIÓN DEL CONTROL TÁCTIL Y LIMPIEZA				0.5			0.5			0.5			0.5			1.00

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																																
ID	DATOS DEL EQUIPO								DATOS DEL MANTENIMIENTO							PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												TOTAL DE HORAS HOMBRE				
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJEC UCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
									8	VERIFICACIÓN DE LA BATERÍA DE RESPALDO							0.5			0.5			0.5			0.5			1.00			
									9	LIMPIEZA EXTERNA							0.5			0.5			0.5			0.5			1.00			
632	OXAPAMPA	CENTRO OBSTÉTRICO	00403548	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE OS PARAMETROS	PHILIPS / MP20	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO															0.08				0.08			
									2	DESMONTAJE DEL EQUIPO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL MANUAL TÉCNICO															0.09						0.09	
									3	LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, CAMBI DE TARIETA MAIN BOARD PCA.															0.09						0.09	
									4	MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEL EQUIPO															0.09						0.09	
									5	REVISIÓN DE LOS MÓDULOS FUNCIONALES Y CONECTORES															0.09						0.09	
									6	MANTENIMIENTO DEL CABEZAL DE IMPRESORA TÉRMICA Y LIMPIEZA															0.08						0.08	
									7	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA, PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA Y CAMBIO															0.08						0.08	
									8	REVISIÓN DE LA PANTALLA LCD, LIMPIEZA DE PULSADORES															0.08						0.08	
									9	VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE SATURACIÓN, BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA, CAMBIO SI REQUIERE															0.08						0.08	
									10	VERIFICACIÓN DEL CABLE DE ECG Y SENSOR DE TEMPERATURA, CAMBIO SI REQUIERE															0.08						0.08	
									11	VERIFICACIÓN DE LÍNEA A TIERRA															0.08							0.08
									12	PRUEBAS GENERALES DEL EQUIPO															0.08							0.08
633	OXAPAMPA	CENTRO OBSTÉTRICO	00403647	CUNA DE CALOR RADIANTE	FANEM / MULTISYSTEM 2051	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO								1			1					1			2.00			
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA								1			1			1				1			2.00	
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO								1		1			1				1			2.00		
									4	REVISIÓN DE LA RESISTENCIA CALEFACTORA								1		1			1				1			2.00		
									5	VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES								2			2			2				2			4.00	
									6	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA CUNA, VERIFICACIÓN DE MOVIMIENTOS TRENDLENBURG								1			1			1				1			2.00	
									7	REVISIÓN DEL SISTEMA ERGOMÉTRICO DE LA CUNA Y LIMPIEZA								1		1			1				1			2.00		
									8	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE ASPIRACIÓN								1		1			1				1			2.00		
									9	LIMPIEZA DE LA ESTRUCTURA Y DE LA GARRUCHAS DE DESPLAZAMIENTO								1			1			1				1			2.00	
									10	VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA								1			1			1				1			2.00	
									11	PRUEBAS GENERALES								1			1			1				1			2.00	
634	OXAPAMPA	CENTRO OBSTÉTRICO	00741047	INCUBADORA NEONATAL ESTANDAR	FANEM / VISION 2186	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO									1.4			1.4			1.4			1.4	4.20			
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA									1.4			1.4				1.4				1.4	4.20	
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO									1.4			1.4				1.4				1.4	4.20	
									4	REVISIÓN DE LA RESISTENCIA CALEFACTORA Y LIMPIEZA DEL DISIPADOR DE CALOR									1.4			1.4				1.4				1.4	4.20	
									5	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO DE RECIRCULACIÓN DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE									1.4			1.4				1.4				1.4	4.20	
									6	VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LA PANTALLA LCD Y PANEL DE CONTROL.									1.4			1.4				1.4				1.4	4.20	
									7	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SENSOR DE TEMPERATURA Y SENSOR DE HUMEDAD RELATIVA									1.4			1.4				1.4				1.4	4.20	
									8	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE HUMIFICACIÓN, AJUSTES ELÉCTRICOS									1.4			1.4				1.4				1.4	4.20	
									9	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LA CÚPULA, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE									1.4			1.4				1.4				1.4	4.20	
									10	PRUEBAS GENERALES EN EL MODO AIRE/PIEL									1.4			1.4				1.4				1.4	4.20	
									1	REVISIÓN DEL ESTADO DE LA ESTRUCTURA Y MANGO ESTERILIZADO							0.5			0.5			0.5			0.5			1.00			
									2	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS LEDS							0.5			0.5			0.5				0.5				1.00	

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO				PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												TOTAL DE HORAS HOMBRE									
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRI TIC ID AD					MO DALI DAD EJE CUCIO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D								
635	OXAPAMPA	CENTRO OBSTÉTRICO	00744784	LAMPARA QUIRURGICA RODABLE	RIMSA / PENTALED 30N	B	A	MO	3	REVISAR EL SISTEMA ELÉCTRICO	0.5			0.5			0.5		0.5						1.00								
									4	REVISIÓN Y/O REGULACIÓN DEL BRAZO OSCILANTE	0.5			0.5			0.5			0.5								1.00					
									5	VERIFICACIÓN Y/O REGULACIÓN DEL TUBO	0.5			0.5			0.5			0.5			0.5						1.00				
									6	VERIFICACIÓN Y/O LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES ÓPTICAS	0.5			0.5			0.5			0.5			0.5						1.00				
									7	VERIFICACIÓN DE LA REGULACIÓN DE INTENSIDAD LUMINOSA	0.5			0.5			0.5			0.5			0.5						1.00				
									8	VERIFICACIÓN DE LA TENSION DE CARGA DE BATERÍAS	0.25			0.25			0.25			0.25			0.25							0.50			
									9	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA LÁMPARA CALITICA	0.25			0.25			0.25			0.25			0.25							0.50			
									636	OXAPAMPA	CENTRO OBSTÉTRICO	00989257	LAMPARA QUIRURGICA RODABLE	AEONMED / OLM 9550	B	A	MO	1	REVISIÓN DEL ESTADO Y CONSERVACIÓN FÍSICA DEL EQUIPO Y SUS COMPONENTES.		0.5			0.5		0.5			0.5				1.00
																		2	VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA MECÁNICO DEL EQUIPO.		0.5			0.5			0.5			0.5			0.5
3	VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DEL EQUIPO.		0.5			0.5												0.5			0.5			0.5				1.00					
4	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE REGULACIÓN DE INTENSIDAD DE LUZ.		0.5			0.5												0.5			0.5			0.5				1.00					
5	VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGIA ALTERNA.		0.5			0.5												0.5			0.5			0.5				1.00					
6	VERIFICACIÓN DE LA ESTABILIDAD DEL POSICIONAMIENTO DEL SISTEMA MECÁNICO.		0.5			0.5												0.5			0.5			0.5				1.00					
7	VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS LEDS DEL CABEZAL DE LA LÁMPARA.		0.5			0.5												0.5			0.5			0.5				1.00					
8	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.		0.5			0.5												0.5			0.5			0.5				1.00					
637	OXAPAMPA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00393660	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	MEDI PUMP / 1243	B	M	MO										1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	0.5			0.5		0.5			0.5			0.5		1.00
									2	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LINEA TIERRA DEL EQUIPO	0.5			0.5		0.5			0.5			0.5			0.5		1.00						
									3	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO	0.5			0.5		0.5			0.5			0.5			0.5		1.00						
									4	MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE VACIO Y DIAFRAGMAS	0.5			0.5		0.5			0.5			0.5			0.5		1.00						
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL DUCTOS Y MANGUERAS	0.5			0.5		0.5			0.5			0.5			0.5		1.00						
									6	VERIFICACIÓN DE VACUÓMETRO, REGULADOR Y TAPA DE FRASCO	0.5			0.5		0.5			0.5			0.5			0.5		1.00						
									7	LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACION Y/O CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL /HIDROFÓBICO	0.5			0.5		0.5			0.5			0.5			0.5		1.00						
									8	VERIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, PRUEBAS GENERALES	0.5			0.5		0.5			0.5			0.5			0.5		1.00						
									638	OXAPAMPA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00393725	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	MEDI PUMP / 1243	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO			0.5		0.5			0.5				0.5		1.50
2	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LINEA TIERRA DEL EQUIPO			0.5		0.5												0.5			0.5			0.5			1.50						
3	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO			0.5		0.5												0.5			0.5			0.5			1.50						
4	MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE VACIO Y DIAFRAGMAS			0.5		0.5												0.5			0.5			0.5			1.50						
5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL DUCTOS Y MANGUERAS			0.5		0.5												0.5			0.5			0.5			1.50						
6	VERIFICACIÓN DE VACUÓMETRO, REGULADOR Y TAPA DE FRASCO			0.5		0.5												0.5			0.5			0.5			1.50						
7	LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACION Y/O CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL /HIDROFÓBICO			0.5		0.5												0.5			0.5			0.5			1.50						
8	VERIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, PRUEBAS GENERALES			0.5		0.5												0.5			0.5			0.5			1.50						
639	OXAPAMPA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00403139	MAQUINA DE ANESTESIA CON SISTEMA DE MONITOREO BASICO	GE-DATEX OHMEDA / AVANCE S/S	B	A	MO										1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	1			1			1			1				2.00
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA	1			1			1			1			1			2.00							
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO	2			2			2			2			2			4.00							
									4	REVISIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO Y PANEL DE CONTROL	3			3			3			3			3			6.00							
									5	VERIFICACIÓN DE VAPORIZADORES, CAMBIO DE FILTRO HIDROFÓBICO.	2			2			2			2			2			4.00							
									6	REVISIÓN DE VENTILADOR ELECTRÓNICO	2			2			2			2			2			4.00							
									7	REVISIÓN, CALIBRACIÓN Y CAMBIO DE SENSORES DE OXIGENO Y FLUJO	1			1			1			1			1			2.00							

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																												
ID	DATOS DEL EQUIPO								DATOS DEL MANTENIMIENTO				PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												TOTAL DE HORAS HOMBRE			
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRITICIDAD	MODALIDAD EJECUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
									8	MANTENIMIENTO DEL MONITOR DE FUNCIONES VITALES Y DEL MODULO DE GASES					2			2			2			2		4.00		
									9	LIMPIEZA DEL CANISTER, VERIFICACIÓN DE LA BATERÍA INTERNA					1			1			1			1		2.00		
									10	VERIFICACIÓN Y CAMBIO DE CIRCUITO PACIENTE, PRUEBAS GENERALES					1			1			1			1		2.00		
640	OXAPAMPA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00403533	LAMPARA QUIRURGICA DE TECHO DE INTENSIDAD ALTA	BERCHTOLD / CHROMOPHARE	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO						1.1			1.1			1.1			1.1	3.30		
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA						1.1			1.1			1.1			1.1		1.1	3.30
									3	MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE PODER						1.1			1.1			1.1			1.1		1.1	3.30
									4	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO						1.1			1.1			1.1			1.1		1.1	3.30
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS SATÉLITES						1.1			1.1			1.1			1.1		1.1	3.30
									6	REVISIÓN LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE PARTES MÓVILES						1.1			1.1			1.1			1.1		1.1	3.30
									7	AJUSTE DE FRENSOS						1.1			1.1			1.1			1.1		1.1	3.30
									8	REVISIÓN Y AJUSTES DEL SISTEMA MECÁNICO, MOVIMIENTO VERTICAL, ROTACIÓN, MOVIMIENTO DE BRAZOS						1.1			1.1			1.1			1.1		1.1	3.30
									9	VERIFICACIÓN DE PANELES DE CONTROL TIPO MEMBRANA						1.1			1.1			1.1			1.1		1.1	3.30
									10	PRUEBAS GENERALES						1.1			1.1			1.1			1.1		1.1	3.30
641	OXAPAMPA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00730994	ELECTROBISTURI MONO / BIPOLAR DE POTENCIA MEDIA	WEM / SS-601MCA	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO				0.5			0.5			0.5			0.5			1.00		
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA				1			1			1			1			2.00		
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS				1			1			1			1			2.00		
									4	REVISIÓN DE LAS PANTALLAS LCD Y PANEL DE CONTROL				1.5			1.5			1.5			1.5			3.00		
									5	REVISIÓN DE PEDALES MONO/BIPOLAR Y LIMPIEZA				3			3			3			3			6.00		
									6	VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL PORTA EQUIPO Y GARRUCHAS DE DESPLAZAMIENTO				1			1			1			1			2.00		
									7	VERIFICACIÓN DE LA PLACA NEUTRAL				1			1			1			1			2.00		
									8	PRUEBAS FUNCIONALES DE CORTE Y COAGULACIÓN				0.5			0.5			0.5			0.5			1.00		
									9	LIMPIEZA EXTERNA				0.5			0.5			0.5			0.5			1.00		
642	OXAPAMPA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00740446	ELECTROCAUTERIO MONO / BIPOLAR	WEM / HF-120	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO					0.25			0.25			0.25			0.25	0.50			
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA					0.5			0.5			0.5			0.5		1.00		
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS					0.5			0.5			0.5			0.5		1.00		
									4	REVISIÓN DE LAS PANTALLAS LCD ,PANEL DE CONTROL Y PERILLAS DE SELECCIÓN					0.5			0.5			0.5			0.5		1.00		
									5	REVISIÓN DE PEDALES MONO/BIPOLAR Y LIMPIEZA					0.5			0.5			0.5			0.5		1.00		
									6	VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL PORTA EQUIPO Y GARRUCHAS DE DESPLAZAMIENTO					0.5			0.5			0.5			0.5		1.00		
									7	VERIFICACIÓN DE LA PLACA NEUTRAL					0.5			0.5			0.5			0.5		1.00		
									8	PRUEBAS FUNCIONALES DE CORTE Y COAGULACIÓN					0.5			0.5			0.5			0.5		1.00		
									9	LIMPIEZA EXTERNA					0.25			0.25			0.25			0.25		0.50		
643	OXAPAMPA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00740449	ELECTROCAUTERIO MONO / BIPOLAR	WEM / HF-120	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO						0.25			0.25			0.25		0.25	0.75			
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA						0.5			0.5			0.5			0.5		1.50	
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS						0.5			0.5			0.5			0.5		1.50	
									4	REVISIÓN DE LAS PANTALLAS LCD ,PANEL DE CONTROL Y PERILLAS DE SELECCIÓN						0.5			0.5			0.5			0.5		1.50	
									5	REVISIÓN DE PEDALES MONO/BIPOLAR Y LIMPIEZA						0.5			0.5			0.5			0.5		1.50	
									6	VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL PORTA EQUIPO Y GARRUCHAS DE DESPLAZAMIENTO						0.5			0.5			0.5			0.5		1.50	
									7	VERIFICACIÓN DE LA PLACA NEUTRAL						0.5			0.5			0.5			0.5		1.50	
									8	PRUEBAS FUNCIONALES DE CORTE Y COAGULACIÓN						0.5			0.5			0.5			0.5		1.50	
									9	LIMPIEZA EXTERNA						0.25			0.25			0.25			0.25		0.75	

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ID	DATOS DEL EQUIPO								DATOS DEL MANTENIMIENTO				PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												TOTAL DE HORAS HOMBRE
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRITICIDAD	MODALIDAD EJECUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
644	OXAPAMPA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00741414	EQUIPO DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE USO GENERAL	STRYKER / HD1188	B	B	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	0.5			0.5				0.5			0.5				1.00
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA	1			1			1			1				2.00	
									3	MANTENIMIENTO DE LA PANTALLA LCD	0.5			0.5			0.5			0.5				1.00	
									4	MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE LUZ FRÍA, CAMBIO DE FOCO PARA FUENTE DE LUZ.	0.5			0.5			0.5			0.5				1.00	
									5	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAMPARA DE XENON CAMBIO SI LO REQUIERE	1			1			1			1			1		2.00
									6	MANTENIMIENTO DEL INSUFLADOR DE CO2	1			1			1			1			1		2.00
									7	VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LA TORRE Y GARRUCHAS DE DESPLAZAMIENTO	1			1			1			1			1		2.00
									8	REVISIÓN Y AJUSTES DE CONECTORES	1			1			1			1			1		2.00
									9	REVISIÓN DEL ESTABILIZADOR DE VOLTAJE	0.5			0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									10	PRUEBAS GENERALES	1			1			1			1			1		2.00
645	OXAPAMPA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00744783	LAMPARA QUIRURGICA RODABLE 30N	RIMSA / PENTALED 30N	B	A	MO	1	REVISIÓN DEL ESTADO DE LA ESTRUCTURA Y MANGO ESTERILIZADO		0.5			0.5			0.5			0.5			1.00	
									2	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS LEDS		0.5			0.5			0.5			0.5			1.00	
									3	REVISAR EL SISTEMA ELÉCTRICO		0.5			0.5			0.5			0.5			1.00	
									4	REVISIÓN Y/O REGULACIÓN DEL BRAZO OSCILANTE		0.5			0.5			0.5			0.5			1.00	
									5	VERIFICACIÓN Y/O REGULACIÓN DEL TUBO		0.5			0.5			0.5			0.5			1.00	
									6	VERIFICACIÓN Y/O LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES ÓPTICAS		0.5			0.5			0.5			0.5			1.00	
									7	VERIFICACIÓN DE LA REGULACIÓN DE INTENSIDAD LUMINOSA		0.5			0.5			0.5			0.5			1.00	
									8	VERIFICACIÓN DE LA TENSIÓN DE CARGA DE BATERÍAS	0.25			0.25			0.25			0.25			0.25		0.50
									9	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA LÁMPARA CUALITICA		0.25			0.25			0.25			0.25			0.50	
646	OXAPAMPA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00989261	MESA DE OPERACIONES ELECTRICA DE USO BASICO	BARRFAB / BF683 TDP	B	M	MO	1	INSPECCIÓN GENERAL DEL EQUIPO.			0.66			0.66			0.66			0.66	1.98		
									2	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL DEL EQUIPO Y ACCESORIOS.			0.67			0.67			0.67			0.67		2.01	
									3	VERIFICACIÓN DEL ESTADO OPERATIVO DE LAS PIEZAS, PARTES Y COMPONENTES.			0.67			0.67			0.67			0.67		2.01	
									4	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA MECÁNICO E HIDRÁULICO.			0.67			0.67			0.67			0.67		2.01	
									5	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE ANCLAJE (FRENO).			0.67			0.67			0.67			0.67		2.01	
									6	INSPECCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO.			0.67			0.67			0.67			0.67		2.01	
									7	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL.			0.67			0.67			0.67			0.67		2.01	
									8	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTODE BATERIA.			0.66			0.66			0.66			0.66		1.98	
									9	MANTENIMIENTO DEL COCHE PORTA ACCESORIOS.			0.66			0.66			0.66			0.66		1.98	
647	OXAPAMPA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00989262	MESA DE OPERACIONES ELECTRICA DE USO BASICO	BARRFAB / BF683 TDP	B	M	MO	1	INSPECCIÓN GENERAL DEL EQUIPO.	0.44			0.44			0.44			0.44			0.88		
									2	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL DEL EQUIPO Y ACCESORIOS.	0.44			0.44			0.44			0.44			0.88		
									3	VERIFICACIÓN DEL ESTADO OPERATIVO DE LAS PIEZAS, PARTES Y COMPONENTES.	0.44			0.44			0.44			0.44			0.88		
									4	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA MECÁNICO E HIDRÁULICO.	0.46			0.46			0.46			0.46			0.92		
									5	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE ANCLAJE (FRENO).	0.44			0.44			0.44			0.44			0.88		
									6	INSPECCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO.	0.44			0.44			0.44			0.44			0.88		
									7	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL.	0.44			0.44			0.44			0.44			0.88		
									8	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE BATERÍA.	0.44			0.44			0.44			0.44			0.88		
									9	MANTENIMIENTO DEL COCHE PORTA ACCESORIOS.	0.46			0.46			0.46			0.46			0.92		
									17	PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN VISUAL.		0.28			0.28			0.28			0.28		0.56		
									18	VERIFICACIÓN DE ANUNCIADORES.		0.28			0.28			0.28			0.28		0.56		
									19	LIMPIEZA DE COMPONENTES INTERNOS.		0.28			0.28			0.28			0.28		0.56		
									20	REEMPLAZO DE PARTES.		0.28			0.28			0.28			0.28		0.56		
									21	INSPECCIÓN VISUAL DEL MONITOR B650.		0.28			0.28			0.28			0.28		0.56		
									22	PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA DEL MONITOR B650.		0.28			0.28			0.28			0.28		0.56		

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

DATOS DEL EQUIPO										DATOS DEL MANTENIMIENTO							PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS													TOTAL DE HORAS HOMBRE
ID	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJEC UCIO		ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D								
648	OXAPAMPA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00989265	MAQUINA DE ANESTESIA CON SISTEMA DE MONITOREO BÁSICO	GENERAL ELECTRIC / CARESTATION 650 A1	B	A	MO		23	CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DEL MONITOR B650.		0.28			0.28			0.28			0.28		0.56						
										24	VERIFICACIÓN DEL ESTABILIZADOR DE VOLTAJE.		0.29			0.29			0.29			0.29		0.58						
										25	LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO.		0.28			0.28			0.28			0.28		0.56						
										26	PRUEBAS INTEGRALES DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.		0.28		0.28		0.28			0.28		0.28		0.56						
										27	PRUEBAS DE TUBERÍA Y CILINDRO.		0.28			0.28			0.28			0.28		0.56						
										28	INSPECCIÓN Y PRUEBAS DEL AGSS.		0.29			0.29			0.29			0.29		0.58						
										1	INSPECCIÓN DEL SISTEMA RESPIRATORIO, CAMBIO DE SENSOR DE FLUJO.		0.29			0.29			0.29			0.29		0.58						
										2	INSPECCIÓN DEL VENTILADOR, CAMBIO DE SENSOR DE OXÍGENO.		0.29			0.29			0.29			0.29		0.58						
										3	PRUEBAS DEL VENTILADOR.		0.29			0.29			0.29			0.29		0.58						
										4	DIAGNOSTICOS DE PANTALLA.		0.29			0.29			0.29			0.29		0.58						
										5	PRUEBAS DE CONTROL DE FLUJO.		0.29			0.29			0.29			0.29		0.58						
										6	PRUEBA DE DETECCIÓN DE FLUJO.		0.29			0.29			0.29			0.29		0.58						
										7	PRUEBA DE VALVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN DE LA AGCO.		0.28			0.28			0.28			0.28		0.56						
										8	PRUEBA DE FLUJÓMETRO DE O2 AUXILIAR.		0.29			0.29			0.29			0.29		0.58						
										9	PRUEBA DE FLUJO DE DESCARGA (PURGA DE O2).		0.29			0.29			0.29			0.29		0.58						
										649	OXAPAMPA	CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA	00989266	LAMPARA QUIRURGICA DE TECHO DE INTENSIDAD ALTA	MERIVAARA / Q FLOW 6I + 6I	B	A	MO		10	PRUEBA DE INTERBLOQUEO Y CONTRAPRESIÓN DE VAPORIZADOR.		0.29			0.29			0.29	
11	CALIBRACIÓN DEL MÓDULO DE VIAS AEREAS.		0.29			0.29			0.29													0.29		0.58						
12	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA, CAMBIO DE FILTRO HIDROFÓBICO.		0.29			0.29			0.29													0.29		0.58						
13	PRUEBAS DE ALARMA.		0.29			0.29			0.29													0.29		0.58						
14	PRUEBA DE FALLA DE POTENCIA.		0.29			0.29			0.29													0.29		0.58						
15	REVISIONES DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.		0.29			0.29			0.29													0.29		0.58						
16	VERIFICACIÓN Y CAMBIO DE CIRCUITO PACIENTE, REVISIONES FINALES DE LA UNIDAD.		0.28			0.28			0.28													0.28		0.56						
8	INSPECCIÓN GENERAL DEL ESTADO FÍSICO DEL EQUIPO.	0.66			0.66			0.66													0.66		1.32							
9	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LA PANTALLA TÁCTIL Y LOS MÓDULOS LED; REVISIÓN DE MOVIMIENTOS.	0.67			0.67			0.67													0.67		1.34							
1	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE: SATÉLITES, MÓDULOS LED, SOCKETS, PORTA-SOCKETS, PANTALLA TÁCTIL Y VIDRIO.	0.67			0.67			0.67													0.67		1.34							
7	LUBRICACIÓN DE LAS ARTICULACIONES DE LOS BRAZOS EN CADA SATÉLITE.	0.67			0.67			0.67													0.67		1.34							
2	AJUSTE DE RESORTE DEL BRAZO COMPENSADOR Y TORNILLOS DE FRENADO (SI EL EQUIPO LO REQUIERE).	0.67			0.67			0.67													0.67		1.34							
3	INSPECCIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LOS MÓDULOS LED.	0.67			0.67			0.67													0.67		1.34							
4	LIMPIEZA DE TARIJETAS ELECTRÓNICAS Y CONEXIONES.	0.67			0.67			0.67													0.67		1.34							
5	TEST DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.	0.66			0.66			0.66													0.66		1.32							
650	OXAPAMPA	CONSULTA EXTERNA - GASTROENTEROLOGÍA	00403135	VIDEO COLONOSCOPIO DE USO GENERAL	OLYMPUS / CF-Q145L	B	A	MO												6	PRUEBAS FINALES DE FUNCIONAMIENTO.	0.66			0.66			0.66		
										1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	1			1			1			2.00									
										2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA	1			1			1		1		2.00								
										3	MANTENIMIENTO DE LA PANTALLA LCD	1			1			1		1		2.00								
										4	MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE LUZ, CAMBIO DE FOCO PARA FUENTE DE LUZ FRÍA	1			1			1		1		2.00								
										5	MANTENIMIENTO DEL PROCESADOR DE VIDEO.	1			1			1		1		2.00								
										6	VERIFICACIÓN DE LA CAÑA DE COLONOSCOPIA Y PRUEBAS DE ANGULACIONES Y CONTROL	1			1			1		1		2.00								
										7	PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA CAÑA DE COLONOSCOPIA	1			1			1		1		2.00								
										8	VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LA TORRE Y GARRUCHAS DE DESPLAZAMIENTO	1			1			1		1		2.00								
										9	REVISIÓN Y AJUSTES DE CONECTORES	1			1			1		1		2.00								

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																										
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO							PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS											TOTAL DE HORAS HOMBRE
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJEC UCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	
									10	REVISIÓN DEL ESTABILIZADOR DE VOLTAJE	0.5			0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									11	PRUEBAS GENERALES	0.5			0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
651	OXAPAMPA	CONSULTA EXTERNA - GASTROENTEROLOGÍA	00403527	GASTROFIBROSCOPIO	OLYMPUS / GIF-E3	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO			0.4			0.4				0.4				0.4	1.20	
									2	REVISIÓN DEL TUBO FLEXIBLE Y LA PUNTA DISTAL , VERIFICACIÓN DE RAJADURAS Y RASPADURAS			0.4			0.4			0.4			0.4	1.20			
									3	REVISIÓN DELA GUIA DE LUZ, CONECTOR DE SUCCIÓN Y LA PALANCA DE CONTROL DE ANGULACIÓN			0.4			0.4			0.4			0.4	1.20			
									4	REVISIÓN DE LA PIEZA ÓPTICA Y LIMPIEZA, VERIFICACIÓN DE LA NITIDEZ DE IMAGEN			0.4			0.4			0.4			0.4	1.20			
									5	DESMONTAJE DE LA FUENTE DE LUZ HALÓGENA			0.4			0.4			0.4			0.4	1.20			
									6	MANTENIMIENTO DE L SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS			0.4			0.4			0.4			0.4	1.20			
									7	MANTENIMIENTO DE LA TARJETA ELECTRÓNICA			0.4			0.4			0.4			0.4	1.20			
									8	VERIFICACIÓN DE LA LÁMPARA HALÓGENA PRINCIPAL, CAMBIO SI REQUIERE			0.4			0.4			0.4			0.4	1.20			
									9	PRUEBA DE FUGAS Y HERMETICIDAD.			0.4			0.4			0.4			0.4	1.20			
								10	PRUEBAS GENERALES			0.4			0.4			0.4			0.4	1.20				
652	OXAPAMPA	CONSULTA EXTERNA - GINECOLOGÍA	00403124	ECOGRAFO DE USO GENERAL	MINDRAY / DP-8800 PLUS	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	0.5			0.5			0.5				0.5			1.00		
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA	0.5			0.5			0.5			0.5			1.00			
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS	0.5			0.5			0.5			0.5			1.00			
									4	MANTENIMIENTO DE LA PANTALLA LCD Y PANEL DE CONTROL, LIMPIEZA DEL TECLADO ALFANUMÉRICO	1			1			1			1			2.00			
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TRANSDUCTORES CONVEXO, LINEAL, INTERCAVITARIA	1			1			1			1			2.00			
									6	LIMPIEZA DE VENTILADORES Y FILTROS INTERNOS	1			1			1			1			2.00			
									7	MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL, MANTENIMIENTO DEL ESTABILIZADOR DE VOLTAJE	1			1			1			1			2.00			
									8	MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA TÉRMICA	1			1			1			1			2.00			
									9	VERIFICACIÓN DE LOS MODOS DE TRABAJO	0.5			0.5			0.5			0.5			1.00			
											1			1			1			1			2.00			
653	OXAPAMPA	CONSULTA EXTERNA - GINECOLOGÍA	00403130	ECOGRAFO DOPPLER COLOR 3D	SIEMENS / ACUSON X 150	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO		1			1			1				1		2.00		
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA		1			1			1			1		2.00			
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS		2			2			2			2		4.00			
									4	MANTENIMIENTO DE LA PANTALLA LCD Y PANEL DE CONTROL, LIMPIEZA DEL TECLADO ALFANUMÉRICO		1			1			1			1		2.00			
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TRANSDUCTORES CONVEXO, LINEAL, INTERCAVITARIA		1			1			1			1		2.00			
									6	LIMPIEZA DE VENTILADORES Y FILTROS INTERNOS		1			1			1			1		2.00			
									7	MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL, MANTENIMIENTO DEL ESTABILIZADOR DE VOLTAJE		2			2			2			2		4.00			
									8	MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA TÉRMICA		1			1			1			1		2.00			
									9	VERIFICACIÓN DE LOS MODOS DE TRABAJO		1			1			1			1		2.00			
											1			1			1			1			2.00			
654	OXAPAMPA	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00393612	ESTERILIZADOR A CALOR SECO	MEMMERT / UM-100	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO			1			1				1			1	3.00		
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS			1			1				1			3.00			
									3	VERIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR DE MERCURIO			1			1				1			3.00			
									4	LIMPIEZA DEL SENSOR DE TEMPERATURA			1			1				1			3.00			
									5	LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE ESTERILIZADO			1			1				1			3.00			
									6	REVISIÓN DE LA RESISTENCIAS ELÉCTRICAS			1			1				1			3.00			
									7	VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA			1			1				1			3.00			

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																									
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO					PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS											TOTAL DE HORAS HOMBRE	
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJE CUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N
655	OXAPAMPA	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00403117	UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO MAS COMPRESORA	KAVO / UNIK	B	B	MO	8 PRUEBAS GENERALES			1			1			1			1			1	3.00
									1 INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	1			1			1			1			1			2.00
									2 VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA	1			1			1			1			1			2.00
									3 MANTENIMIENTO DE TARJETA ELECTRÓNICA	1			1			1			1			1			2.00
									4 VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LÁMPARA DE ILUMINACIÓN INTRAORAL	1			1			1			1			1			2.00
									5 MANTENIMIENTO DE MOTORES ELÉCTRICOS DE ELEVACIÓN Y RESPALDO DEL SILLÓN DENTAL	1			1			1			1			1			2.00
									6 MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y NEUMÁTICA, LIMPIEZA DE LA SALIVADERA	1			1			1			1			1			2.00
									7 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VACÍO, VERIFICACIÓN DE PIEZAS DE MANO Y JERINGA TRIPLE	0.5			0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									8 MANTENIMIENTO DE COMPRESOR DE AIRE, CAMBIO DE KIT DE MANTENIMIENTO	0.5			0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									9 REGULACIÓN Y AJUSTES DE BRAZOS MECÁNICOS	0.5			0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
10 LUBRICACIÓN DE PARTES MÓVILES Y MECÁNICAS, PRUEBAS GENERALES	0.5			0.5			0.5			0.5			0.5			1.00									
656	OXAPAMPA	CONSULTA EXTERNA - OFTALMOLOGÍA	00393550	LAMPARA DE HENDIDURA CON TONOMETRO DE APLANACION	TOPCON / SL-3C	B	B	MO	1 INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	0.5			0.5			0.5			0.5			0.5		1.00	
									2 VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA	0.5			0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									3 MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE PODER	0.5			0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									4 MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO	0.5			0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									5 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ÓPTICO	0.5			0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									6 LIMPIEZA DE LOS OCULARES DEL BIOMICROSCOPIO.	0.5			0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									7 VERIFICACIÓN DEL REGULADOR DE LA INTENSIDAD DE LUZ Y INTERRUPTOR ENCENDIDO Y APAGADO	0.5			0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									8 LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE PARTES MÓVILES	0.25			0.25			0.25			0.25			0.25			0.50
									9 PRUEBAS GENERALES	0.25			0.25			0.25			0.25			0.25			0.50
									10 LUBRICACIÓN DE PARTES MÓVILES Y MECÁNICAS, PRUEBAS GENERALES	0.5			0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
657	OXAPAMPA	CONSULTA EXTERNA - OFTALMOLOGÍA	00393552	AUTOKERATREFRACTOMETRO	TOPCON / UM-4	B	B	MO	1 COMPROBACIÓN DE LOS PARÁMETROS MÍNIMOS REFERENCIALES		0.2			0.2			0.2			0.2			0.2	0.40	
									2 REVISIÓN , AJUSTE Y LIMPIEZA DE LA MESA DE INSTRUMENTACIONES EQUIPO, EL ELEVADOR AUTOMÁTICO		0.2			0.2			0.2			0.2			0.2		0.40
									3 REVISIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE LOS COMPONENTES MECÁNICOS DE DESPLAZAMIENTO		0.2			0.2			0.2			0.2			0.2		0.40
									4 REVISIÓN AJUSTES Y LIMPIEZA DEL MONITOR LCD Y IMPRESORA TÉRMICA		0.2			0.2			0.2			0.2			0.2		0.40
									5 REVISIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTROL DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO.		0.2			0.2			0.2			0.2			0.2		0.40
									6 VERIFICACIÓN DE LAS SECUENCIAS DEL CONTROL ESPECÍFICO EL EQUIPO		0.2			0.2			0.2			0.2			0.2		0.40
									7 LIMPIEZA DEL SISTEMA ÓPTICO, ESPEJOS, PRISMAS, SISTEMA DE LENTES, SENSORES ÓPTICOS, MICRO CÁMARA,		0.2			0.2			0.2			0.2			0.2		0.40
									8 REVISIÓN LUBRICACIÓN Y AJUSTES DE MARTES MÓVILES Y MECÁNICAS		0.2			0.2			0.2			0.2			0.2		0.40
									9 PRUEBAS GENERALES Y VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA		0.2			0.2			0.2			0.2			0.2		0.40
									10 REVISIÓN Y LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO Y EVALUACIÓN EXHAUSTIVA DE TODO EL SISTEMA ÓPTICO		0.2			0.2			0.2			0.2			0.2		0.40
658	OXAPAMPA	CONTROL PATRIMONIAL	00741407	ECOGRAFO PORTATIL	TOSHIBA / SSA-510 A	B	A	MO	1 INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO			0.2			0.2			0.2			0.2		0.2	0.60	
									2 VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA			0.2			0.2			0.2			0.2			0.2	0.60
									3 MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS			0.2			0.2			0.2			0.2			0.2	0.60
									4 MANTENIMIENTO DE LA PANTALLA LCD Y PANEL DE CONTROL, LIMPIEZA DEL TECLADO ALFANUMÉRICO			0.2			0.2			0.2			0.2			0.2	0.60
									5 REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TRANSDUCTORES CONVEXO, LINEAL, INTERCAVITARIA			0.2			0.2			0.2			0.2			0.2	0.60
									6 LIMPIEZA DE VENTILADORES Y FILTROS INTERNOS			0.2			0.2			0.2			0.2			0.2	0.60

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																														
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO							PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS											TOTAL DE HORAS HOMBRE				
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJE CUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N	D		
									7	MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL, MANTENIMIENTO DEL ESTABILIZADOR DE VOLTAJE									0.2			0.2			0.2			0.2	0.60	
									8	MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA TÉRMICA									0.2			0.2			0.2			0.2		0.60
									9	VERIFICACIÓN DE LOS MODOS DE TRABAJO									0.2			0.2			0.2			0.2		0.60
									10	PRUEBAS GENERALES									0.2			0.2			0.2			0.2		0.60
659	OXAPAMPA	EMERGENCIA GENERAL	00393788	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	MEDI PUMP / 1243	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO									0.5			0.5			0.5			1.50		
									2	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LÍNEA TIERRA DEL EQUIPO									0.5			0.5			0.5			0.5		1.50
									3	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO									0.5			0.5			0.5			0.5		1.50
									4	MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE VACIO Y DIAFRAGMAS									0.5			0.5			0.5			0.5		1.50
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL DUCTOS Y MANGUERAS									0.5			0.5			0.5			0.5		1.50
									6	VERIFICACIÓN DE VACUÓMETRO, REGULADOR Y TAPA DE FRASCO									0.5			0.5			0.5			0.5		1.50
									7	LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACION Y/O CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL /HIDROFÓBICO									0.5			0.5			0.5			0.5		1.50
									8	VERIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, PRUEBAS GENERALES									0.5			0.5			0.5			0.5		1.50
660	OXAPAMPA	EMERGENCIA GENERAL	00740425	PULSIOXIMETRO	NELLCOR / N560	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO							0.5			0.5			0.5			0.5		1.00		
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA							0.5			0.5			0.5			0.5			1.00	
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO							1			1			1			1			2.00	
									4	MANTENIMIENTO DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES							0.5			0.5			0.5			0.5			1.00	
									5	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE							1			1			1			1			2.00	
									6	REVISIÓN, LIMPIEZA Y CAMBIO DEL SENSOR DE SATURACIÓN. PRUEBAS GENERALES							0.5			0.5			0.5			0.5			1.00	
661	OXAPAMPA	EMERGENCIA GENERAL	00740452	ELECTROCARDIOGRAFO DE 01 CANAL	BIOACARE / ECG-101	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO								1			1			1			1		2.00	
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA								1			1			1			1			2.00
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS								1			1			1			1			2.00
									4	REVISIÓN DE LAS PANTALLAS LCD Y PANEL DE CONTROL								1			1			1			1			2.00
									5	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA, PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA Y CAMBIO								1			1			1			1			2.00
									6	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CABLE PACIENTE ECG Y ELECTRODOS PRECORDIALES								1			1			1			1			2.00
									7	MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA TÉRMICA								1			1			1			1			2.00
									8	PRUEBAS GENERALES DEL EQUIPO								1			1			1			1			2.00
662	OXAPAMPA	EMERGENCIA GENERAL	00740992	BALANZA ELECTRONICA CON TALLIMETRO ADULTO	VILLANUEVA / ELIJO	CE	B	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO									0.25			0.25			0.25			0.25	0.75	
									2	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, AJUSTE DE CONTACTOS									0.5			0.5			0.5			0.5		1.50
									3	MANTENIMIENTO DE LA TARJETA ELECTRÓNICA									0.75			0.75			0.75			0.75		2.25
									4	VERIFICACIÓN DE TRANSDUCTOR DE PRESIÓN									0.5			0.5			0.5			0.5		1.50
									5	VERIFICACIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES									0.5			0.5			0.5			0.5		1.50
									6	REVISIÓN DE LA BATERIA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE									0.5			0.5			0.5			0.5		1.50
									7	VERIFICACIÓN DEL TALLÍMETRO DEL EQUIPO									0.25			0.25			0.25			0.25		0.75
									8	LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE LINEA A TIERRA									0.5			0.5			0.5			0.5		1.50
									9	PRUEBAS GENERALES.									0.25			0.25			0.25			0.25		0.75
663	OXAPAMPA	EMERGENCIA GENERAL	00741034	DESFIBRILADOR CON MONITOR Y	NIHON KOHDEN /	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO							0.5			0.5			0.5			0.5		1.00		
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA							1			1			1			1			2.00	
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO							2			2			2			2			4.00	
									4	VERIFICACIÓN DEL CONDENSADOR DE CARGA PRINCIPAL							0.5			0.5			0.5			0.5			1.00	
									5	MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA TÉRMICA							1			1			1			1			2.00	

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																									
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO				PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												TOTAL DE HORAS HOMBRE	
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJE CUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D
				PALETAS EXTERNAS	TEC-5531K				6	REVISIÓN DE LAS PALETAS EXTERNAS Y LIMPIEZA		1			1			1			1				2.00
				7	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA, PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA Y CAMBIO					1			1			1			1			2.00			
				8	VERIFICACIÓN DEL MODO MONITOR, MARCAPASOS Y DEA ,REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CABLE ECG					0.5			0.5			0.5			0.5			1.00			
				9	PRUEBAS GENERALES					0.5			0.5			0.5			0.5			1.00			
664	OXAPAMPA	EMERGENCIA GENERAL	00741161	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	CAMI / NEW HOSPIVAC 350	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO			0.5		0.5			0.5			0.5			1.00	
									2	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LINEA TIERRA DEL EQUIPO			0.5		0.5			0.5			0.5			1.00	
									3	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO			0.5		0.5			0.5			0.5			1.00	
									4	MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE VACIO Y DIAFRAGMAS			0.5		0.5			0.5			0.5			1.00	
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL DUCTOS Y MANGUERAS			0.5		0.5			0.5			0.5			1.00	
									6	VERIFICACIÓN DE VACUÓMETRO, REGULADOR Y TAPA DE FRASCO			0.5		0.5			0.5			0.5			1.00	
									7	LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACION Y/O CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL /HIDROFÓBICO			0.5		0.5			0.5			0.5			1.00	
									8	VERIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, PRUEBAS GENERALES			0.5		0.5			0.5			0.5			1.00	
665	OXAPAMPA	EMERGENCIA GENERAL	00741226	SIERRA ELECTRICA PARA CORTAR YESO	HEBU MEDICAL / HB-8894	CE	M	MO	3	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO				0.5			0.5			0.5			0.5	1.50	
									1	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA				0.5			0.5			0.5			0.5	1.50	
									2	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO				0.5			0.5			0.5			0.5	1.50	
									4	REVISIÓN DE ESCOBILLAS DE CARBÓN				0.5			0.5			0.5			0.5	1.50	
									5	LUBRICACIÓN Y LIMPIEZA DE PARTES MÓVILES Y MECÁNICAS				0.5			0.5			0.5			0.5	1.50	
									6	REVISIÓN DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO				0.5			0.5			0.5			0.5	1.50	
									7	LIMPIEZA EXTERNA				0.5			0.5			0.5			0.5	1.50	
									8	PRUEBAS GENERALES				0.5			0.5			0.5			0.5	1.50	
666	OXAPAMPA	EMERGENCIA GENERAL	00743435	VENTILADOR DE TRANSPORTE	WEINMANN / MEDUMAT TRANSPORT	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO		0.5			0.5			0.5			0.5			1.00	
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS.		1			1			1			1			2.00	
									3	MANTENIMIENTO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA		0.5			0.5			0.5			0.5			1.00	
									4	REVISIÓN DE LA PANTALLA LCD Y PULSADORES		1			1			1			1			2.00	
									5	REVISIÓN DEL SENSOR DE FLUJO ESPIRATORIO		1			1			1			1			2.00	
									6	VERIFICACIÓN DE ELECTROVÁLVULA INTERNA Y SENSOR DE OXIGENO		0.5			0.5			0.5			0.5			1.00	
									7	REVISIÓN Y CAMBIO DE BATERÍA, PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA.		1			1			1			1			2.00	
									8	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LOS MODOS VENTILATORIOS		0.5			0.5			0.5			0.5			1.00	
									9	AJUSTES DE PARAMETROS DEL EQUIPO		1			1			1			1			2.00	
									10	CAMBIO DE CIRCUITO PACIENTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO		0.5			0.5			0.5			0.5			1.00	
									11	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO		0.5			0.5			0.5			0.5			1.00	
667	OXAPAMPA	EMERGENCIA GENERAL	00744007	BALANZA ELECTRONICA CON TALLIMETRO	GREETMED / ELECTRONIC BOBY SCALE	CE	B	MO	7	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO			0.22		0.22			0.22			0.22			0.44	
									8	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, AJUSTE DE CONTACTOS			0.22		0.22			0.22			0.22			0.44	
									9	MANTENIMIENTO DE LA TARJETA ELECTRÓNICA			0.23		0.23			0.23			0.23			0.46	
									1	VERIFICACIÓN DE TRANSDUCTOR DE PRESIÓN			0.23		0.23			0.23			0.23			0.46	
									2	VERIFICACIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES			0.22		0.22			0.22			0.22			0.44	
									3	REVISIÓN DE LA BATERIA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE			0.22		0.22			0.22			0.22			0.44	
									4	VERIFICACIÓN DEL TALLÍMETRO DEL EQUIPO			0.22		0.22			0.22			0.22			0.44	
									5	LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE LINEA A TIERRA			0.22		0.22			0.22			0.22			0.44	
									6	PRUEBAS GENERALES.			0.22		0.22			0.22			0.22			0.44	

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																																		
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO				PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS													TOTAL DE HORAS HOMBRE									
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJE CUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D										
668	OXAPAMPA	EMERGENCIA GENERAL	00744041	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 07 PARAMETROS	GENERAL ELECTRIC / CARESCAPE B650	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO				0.5			0.5			0.5			0.5				1.00							
									2	DESMONTAJE DEL EQUIPO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL MANUAL TÉCNICO				0.5			0.5			0.5				0.5						1.00				
									3	LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, MANTENIMIENTO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, CONTACTOS Y PINES				1.5			1.5			1.5				1.5							3.00			
									4	MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEL EQUIPO				0.5			0.5			0.5				0.5							1.00			
									5	REVISIÓN DE LOS MÓDULOS FUNCIONALES Y CONECTORES				0.5			0.5			0.5				0.5				0.5				1.00		
									6	MANTENIMIENTO DEL CABEZAL DE IMPRESORA TÉRMICA Y LIMPIEZA				1			1			1				1				1				2.00		
									7	VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LA BATERÍA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE				1			1			1				1				1				2.00		
									8	REVISIÓN DE LA PANTALLA LCD, LIMPIEZA DE PULSADORES				0.5			0.5			0.5				0.5				0.5					1.00	
									9	VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE SATURACIÓN, BRAZALETE DE PRESIÓN NO INVASIVA, CAMBIO SI REQUIERE				0.5			0.5			0.5				0.5				0.5					1.00	
									10	VERIFICACIÓN DEL CABLE DE ECG Y SENSOR DE TEMPERATURA, CAMBIO SI REQUIERE				0.5			0.5			0.5				0.5				0.5					1.00	
									11	VERIFICACIÓN DE LÍNEA A TIERRA				0.5			0.5			0.5				0.5				0.5						1.00
									12	PRUEBAS GENERALES DEL EQUIPO				0.5			0.5			0.5				0.5				0.5						1.00
669	OXAPAMPA	EMERGENCIA GENERAL	00989272	VENTILADOR VOLUMETRICO	NORTHERN MEDITEC / CRIUS V6	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO					1			1			1			1		2.00								
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA					1			1			1			1			2.00							
									3	VERIFICACIÓN DE PARAMETROS					1			1			1			1			2.00							
									4	COMPROBACION DE FUNCIONAMIENTO					1			1			1			1			2.00							
670	OXAPAMPA	EMERGENCIA GENERAL	01220049	PULSIOXIMETRO	CHARMCARE / ACCURO	B	A	MO	1	VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN UNIVERSAL Y BATERIA RECARGABLE DEL EQUIPO.				0.5			0.5			0.5			0.5			1.00								
									2	VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN INTERNA DEL EQUIPO.				0.5			0.5			0.5			0.5						1.00					
									3	REVISIÓN DE LA TARJETA DIGITAL Y ANALOGA DE LA SEÑAL DE PULSIOXIMETRIA				0.5			0.5			0.5			0.5						1.00					
									4	REVISIÓN DE LOS SENSORES DE PULSIOXIMETRIA, CAMBIO SI LO REQUIERE				1			1			1			1					2.00						
									5	REVISIÓN DEL TECLADO, PARLANTE Y PANTALLA LED				0.5			0.5			0.5			0.5						1.00					
									6	REVISIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE ALARMAS, FECHAS Y HORA DE ACUERDO AL MANUAL DE USUARIO Y SERVICIO				0.5			0.5			0.5			0.5						1.00					
									7	DESMONTAJE TOTAL, MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL				0.5			0.5			0.5			0.5			0.5					1.00			
671	OXAPAMPA	EMERGENCIA GENERAL	01226275	PULSIOXIMETRO	CHARMCARE / ACCURO	B	A	MO	1	VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN UNIVERSAL Y BATERIA RECARGABLE DEL EQUIPO.					0.5			0.5			0.5			0.5		1.00								
									2	VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN INTERNA DEL EQUIPO.					0.5			0.5			0.5					0.5				1.00				
									3	REVISIÓN DE LA TARJETA DIGITAL Y ANALOGA DE LA SEÑAL DE PULSIOXIMETRIA					0.5			0.5			0.5					0.5				1.00				
									4	REVISIÓN DE LOS SENSORES DE PULSIOXIMETRIA, CAMBIO SI LO REQUIERE					1			1			1				1				2.00					
									5	REVISIÓN DEL TECLADO, PARLANTE Y PANTALLA LED					0.5			0.5			0.5					0.5				1.00				
									6	REVISIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE ALARMAS, FECHAS Y HORA DE ACUERDO AL MANUAL DE USUARIO Y SERVICIO					0.5			0.5			0.5			0.5			0.5				1.00			
									7	DESMONTAJE TOTAL, MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL					0.5			0.5			0.5			0.5			0.5				1.00			
672	OXAPAMPA	EMERGENCIA GENERAL	01226277	PULSIOXIMETRO	CHARMCARE / ACCURO	B	A	MO	1	VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN UNIVERSAL Y BATERIA RECARGABLE DEL EQUIPO.						0.5			0.5			0.5			0.5	1.50								
									2	VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN INTERNA DEL EQUIPO.						0.5			0.5			0.5				0.5			0.5	1.50				
									3	REVISIÓN DE LA TARJETA DIGITAL Y ANALOGA DE LA SEÑAL DE PULSIOXIMETRIA						0.5			0.5			0.5				0.5			0.5	1.50				
									4	REVISIÓN DE LOS SENSORES DE PULSIOXIMETRIA, CAMBIO SI LO REQUIERE						1			1			1				1			3.00					
									5	REVISIÓN DEL TECLADO, PARLANTE Y PANTALLA LED						0.5			0.5			0.5			0.5				0.5	1.50				

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																																
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO				PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS													TOTAL DE HORAS HOMBRE							
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ UIP.	CRITIC ID AD	MO DALI DAD EJE CUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR							E	F	M	A	M	J	J	A	S		O	N	D				
									6	REVISIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE ALARMAS, FECHAS Y HORA DE ACUERDO AL MANUAL DE USUARIO Y SERVICIO									0.5			0.5			0.5			0.5	1.50			
									7	DESMONTAJE TOTAL, MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL									0.5			0.5			0.5			0.5	1.50			
673	OXAPAMPA	ENFERMERÍA - ADULTO - ADULTO MAYOR	00744005	BALANZA ELECTRONICA CON TALLIMETRO	GREETMED / ELECTRONIC BOBY SCALE	CE	B	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO							0.25			0.25			0.25			0.25			0.50			
									2	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, AJUSTE DE CONTACTOS							0.5			0.5			0.5			0.5			0.5		1.00	
									3	MANTENIMIENTO DE LA TARJETA ELECTRÓNICA							0.75			0.75			0.75			0.75			0.75		1.50	
									4	VERIFICACIÓN DE TRANSDUCTOR DE PRESIÓN							0.5			0.5			0.5			0.5			0.5		1.00	
									5	VERIFICACIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES							0.5			0.5			0.5			0.5			0.5		1.00	
									6	REVISIÓN DE LA BATERIA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE							0.5			0.5			0.5			0.5			0.5		1.00	
									7	VERIFICACIÓN DEL TALLÍMETRO DEL EQUIPO							0.25			0.25			0.25			0.25			0.25		0.50	
									8	LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE LÍNEA A TIERRA							0.5			0.5			0.5			0.5			0.5		1.00	
									9	PRUEBAS GENERALES.							0.25			0.25			0.25			0.25			0.25		0.50	
674	OXAPAMPA	ENFERMERÍA - NIÑO - ADOLESCENTE	00741607	BALANZA ELECTRONICA CON TALLIMETRO NEONATAL	HEALTH O METER / 553KL	CE	B	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO								0.25			0.25			0.25			0.25		0.50			
									2	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, AJUSTE DE CONTACTOS								0.5			0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									3	MANTENIMIENTO DE LA TARJETA ELECTRÓNICA								0.75			0.75			0.75			0.75			0.75		1.50
									4	VERIFICACIÓN DE TRANSDUCTOR DE PRESIÓN								0.5			0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									5	VERIFICACIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES								0.5			0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									6	REVISIÓN DE LA BATERIA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE								0.5			0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									7	VERIFICACIÓN DEL TALLÍMETRO DEL EQUIPO								0.25			0.25			0.25			0.25			0.25		0.50
									8	LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE LÍNEA A TIERRA								0.5			0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									9	PRUEBAS GENERALES.								0.25			0.25			0.25			0.25			0.25		0.50
675	OXAPAMPA	ENFERMERÍA - NIÑO - ADOLESCENTE	00744061	REFRIGERADOR ICE LINE	DOMETIC / TCW 3000 AC	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO									1			1			1			1	3.00			
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA									1			1			1			1		1	3.00	
									3	MANTENIMIENTO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y DEL PANEL DE CONTROL									1			1			1			1		1	3.00	
									4	MANTENIMIENTO DEL MOTO-COMPRESOR ELÉCTRICO , VERIFICACIÓN DEL GAS REFRIGERANTE									1			1			1			1		1	3.00	
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE MOTORES ELÉCTRICOS									1			1			1			1		1	3.00	
									6	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SERPENTINES DE LA ETAPA EVAPORADORA/CONDENSADO									1			1			1			1		1	3.00	
									7	MANTENIMIENTO DE CONTACTORES ELÉCTRICOS Y LLAVE TÉRMICA									1			1			1			1		1	3.00	
									8	VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA Y LIMPIEZA									1			1			1			1		1	3.00	
									9	LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO DE CIERRE									1			1			1			1		1	3.00	
									10	PRUEBAS GENERALES.									1			1			1			1		1	3.00	
676	OXAPAMPA	ENFERMERÍA - NIÑO - ADOLESCENTE	01226276	PULSIOXIMETRO	CHARMCARE / ACCURO	B	A	MO	1	VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN UNIVERSAL Y BATERIA RECARGABLE DEL EQUIPO.							0.5			0.5			0.5			0.5		1.00				
									2	VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN INTERNA DEL EQUIPO.							0.5			0.5			0.5			0.5			0.5		1.00	
									3	REVISIÓN DE LA TARJETA DIGITAL Y ANALOGA DE LA SEÑAL DE PULSIOXIMETRIA							0.5			0.5			0.5			0.5			0.5		1.00	
									4	REVISIÓN DE LOS SENSORES DE PULSIOXIMETRIA, CAMBIO SI LO REQUIERE							1			1			1			1			1	2.00		
									5	REVISIÓN DEL TECLADO, PARLANTE Y PANTALLA LED							0.5			0.5			0.5			0.5			0.5		1.00	
									6	REVISIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE ALARMAS, FECHAS Y HORA DE ACUERDO AL MANUAL DE USUARIO Y SERVICIO							0.5			0.5			0.5			0.5			0.5		1.00	
									7	DESMONTAJE TOTAL, MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL							0.5			0.5			0.5			0.5			0.5		1.00	

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																																
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO				PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												TOTAL DE HORAS HOMBRE								
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJEC UCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D							
677	OXAPAMPA	ENFERMERÍA - NIÑO - ADOLESCENTE	01226278	PULSIOXIMETRO	CHARMCARE / ACCURO	B	A	MO	1	VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN UNIVERSAL Y BATERIA RECARGABLE DEL EQUIPO.					0.5			0.5			0.5			0.5		1.00						
									2	VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN INTERNA DEL EQUIPO.					0.5			0.5			0.5			0.5			0.5		1.00			
									3	REVISIÓN DE LA TARIETA DIGITAL Y ANALOGA DE LA SEÑAL DE PULSIOXIMETRIA					0.5			0.5			0.5			0.5			0.5			1.00		
									4	REVISIÓN DE LOS SENSORES DE PULSIOXIMETRIA, CAMBIO SI LO REQUIERE					1			1			1			1			1			2.00		
									5	REVISIÓN DEL TECLADO, PARLANTE Y PANTALLA LED					0.5			0.5			0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									6	REVISIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE ALARMAS, FECHAS Y HORA DE ACUERDO AL MANUAL DE USUARIO Y SERVICIO					0.5			0.5			0.5			0.5			0.5			0.5		1.00
									7	DESMONTAJE TOTAL, MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL					0.5			0.5			0.5			0.5			0.5			0.5		
678	OXAPAMPA	HOSPITALIZACIÓN - GINECOLOGÍA	00741415	COLPOSCOPIO	CARL ZEISS / 151 FC	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO						0.5			0.5			0.5			0.5		1.50					
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS.						1			1			1			1			1		3.00		
									3	MANTENIMIENTO DEL CABEZAL ÓPTICO Y LIMPIEZA						1			1			1			1			1		3.00		
									4	LIMPIEZA DE OCULARES Y OBJETIVO, LIMPIEZA DE FILTROS						0.5			0.5			0.5			0.5			0.5		1.50		
									5	MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE LUZ HALÓGENA						2			2			2			2			2		6.00		
									6	VERIFICACIÓN DEL CABLE DE FIBRA ÓPTICA						0.5			0.5			0.5			0.5			0.5		1.50		
									7	VERIFICACIÓN Y AJUSTES DEL SISTEMA MECÁNICO						0.5			0.5			0.5			0.5			0.5		1.50		
									8	VERIFICACIÓN DEL SOPORTE DE PISO Y GARRUCHAS DE DESPLAZAMIENTO						0.5			0.5			0.5			0.5			0.5		1.50		
									9	LIMPIEZA EXTERNA						1			1			1			1			1		3.00		
									10	PRUEBAS GENERALES						0.5			0.5			0.5			0.5			0.5		1.50		
679	OXAPAMPA	HOSPITALIZACIÓN - MEDICINA	00740197	PULSIOXIMETRO	GE-DATEX OHMEDA / TRUSAT	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO				0.5			0.5			0.5			0.5			1.00						
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA				0.5			0.5			0.5			0.5					1.00				
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO				1			1			1			1				2.00					
									4	MANTENIMIENTO DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES				0.5			0.5			0.5			0.5				1.00					
									5	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE				1			1			1			1				2.00					
									6	REVISIÓN, LIMPIEZA Y CAMBIO DEL SENSOR DE SATURACIÓN. PRUEBAS GENERALES				0.5			0.5			0.5			0.5				1.00					
680	OXAPAMPA	HOSPITALIZACIÓN - MEDICINA	00740431	PULSIOXIMETRO	NELLCOR / N560	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO					0.5			0.5			0.5			0.5		1.00						
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA					0.5			0.5			0.5			0.5			0.5		1.00			
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO					0.5			0.5			0.5			0.5			0.5		1.00			
									4	MANTENIMIENTO DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES					1			1			1			1			2.00					
									5	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE					1			1			1			1			2.00					
									6	REVISIÓN, LIMPIEZA Y CAMBIO DEL SENSOR DE SATURACIÓN. PRUEBAS GENERALES					0.5			0.5			0.5			0.5			1.00					
681	OXAPAMPA	HOSPITALIZACIÓN - MEDICINA	00743303	BOMBA DE INFUSION DE 02 CANALES	HOSPIRA / LITE CARE	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO						0.5		0.5			0.5			0.5		1.50						
									2	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS, DESCARTE DE SOLDADURAS FRÍAS						1			1			1			1			3.00				
									3	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LÍNEA A TIERRA, AJUSTE DE CONTACTOS						1			1			1			1			3.00				
									4	VERIFICACIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTES DEL SISTEMA DE GOTE0						1.5			1.5			1.5			1.5			4.50				
									5	MANTENIMIENTO DE LA PANTALLA LCD Y PANEL DE CONTROL,						0.5			0.5			0.5			0.5			0.5		1.50		
									6	REVISIÓN DEL SELECTOR DE CONTROLES Y TECLAS DE OPERACIÓN						1.5			1.5			1.5			1.5			1.5		4.50		
									7	VERIFICACIÓN DEL MECANISMO DE APERTURA Y CIERRE DEL CASSETTE						0.5			0.5			0.5			0.5			0.5		1.50		
									8	REVISIÓN DE LA BATERÍA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA						0.5			0.5			0.5			0.5			0.5		1.50		

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																										
ID	DATOS DEL EQUIPO								DATOS DEL MANTENIMIENTO				PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												TOTAL DE HORAS HOMBRE	
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRITIC ID AD	MODALIDAD EJECUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
									9	VERIFICACIÓN DE LA BATERÍA , CAMBIO DE LA BATERÍA SI REQUIERE						0.5			0.5			0.5			0.5	1.50
									10	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SENSORES DE OCLUSIÓN Y AIRE EN LÍNEA						0.5			0.5			0.5			0.5	1.50
682	OXAPAMPA	HOSPITALIZACIÓN - MEDICINA	01220048	PULSIOXIMETRO	CHARMCARE / ACCURO	B	A	MO	1	VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN UNIVERSAL Y BATERIA RECARGABLE DEL EQUIPO.				0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									2	VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN INTERNA DEL EQUIPO.				0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									3	REVISIÓN DE LA TARJETA DIGITAL Y ANALOGA DE LA SEÑAL DE PULSIOXIMETRIA				0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									4	REVISIÓN DE LOS SENSORES DE PULSIOXIMETRIA, CAMBIO SI LO REQUIERE				1			1			1			1			2.00
									5	REVISIÓN DEL TECLADO, PARLANTE Y PANTALLA LED				0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									6	REVISIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE ALARMAS, FECHAS Y HORA DE ACUERDO AL MANUAL DE USUARIO Y SERVICIO				0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									7	DESMONTAJE TOTAL, MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL				0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
683	OXAPAMPA	HOSPITALIZACIÓN - OBSTETRICIA	00741052	INCUBADORA DE TRANSPORTE ESTANDAR	FANEM / IT-158-TS	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO					1			1			1			1		2.00
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA					1			1			1			1		2.00
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO					2			2			2			2		4.00
									4	REVISIÓN DE LA RESISTENCIA CALEFACTORA Y LIMPIEZA DEL DISIPADOR DE CALOR					1			1			1			1		2.00
									5	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO DE RECIRCULACIÓN DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE.					2			2			2			2		4.00
									6	VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL PANEL DE CONTROL.					1			1			1			1		2.00
									7	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SENSOR DE TEMPERATURA					1			1			1			1		2.00
									8	VERIFICACIÓN Y CAMBIO DE BATERÍA, VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA.					1			1			1			1		2.00
									9	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LA CÚPULA					1			1			1			1		2.00
									10	PRUEBAS GENERALES EN EL MODO AIRE/PIEL					1			1			1			1		2.00
684	OXAPAMPA	LABORATORIO PAT. CLÍNICA	00394292	ESTERILIZADOR A CALOR SECO	MEMMERT / UM400	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO						0.75			0.75			0.75			0.75	2.25
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS						0.75			0.75			0.75			0.75	2.25
									3	VERIFICACION DEL INTERRUPTOR DE MERCURIO						0.75			0.75			0.75			0.75	2.25
									4	LIMPIEZA DEL SENSOR DE TEMPERATURA						0.75			0.75			0.75			0.75	2.25
									5	LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE ESTERILIZADO						0.75			0.75			0.75			0.75	2.25
									6	REVISIÓN DE LA RESISTENCIAS ELÉCTRICAS						0.75			0.75			0.75			0.75	2.25
									7	VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA						0.75			0.75			0.75			0.75	2.25
									8	PRUEBAS GENERALES						0.75			0.75			0.75			0.75	2.25
685	OXAPAMPA	LABORATORIO PAT. CLÍNICA	00394293	BAÑO MARIA	SELECTA / null	B	B	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO				0.44			0.44			0.44			0.44			0.88
									2	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTACTOS				0.46			0.46			0.46			0.46			0.92
									3	MANTENIMIENTO DE LA TARJETA ELECTRÓNICA				0.46			0.46			0.46			0.46			0.92
									4	REVISIÓN DE LA RESISTENCIA ELÉCTRICA Y SENSOR DE TEMPERATURA				0.44			0.44			0.44			0.44			0.88
									5	REVISIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES				0.44			0.44			0.44			0.44			0.88
									6	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA CABINA DE INCUBACIÓN.				0.44			0.44			0.44			0.44			0.88
									7	VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA DE TRABAJO CON TERMÓMETRO EXTERNO				0.44			0.44			0.44			0.44			0.88
									8	VERIFICACIÓN DE LÍNEA A TIERRA				0.44			0.44			0.44			0.44			0.88
									9	PRUEBAS GENERALES				0.44			0.44			0.44			0.44			0.88
									1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO						0.11			0.11			0.11			0.33	
									2	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS, DESCARTE DE SOLDADURAS FRÍAS						0.12			0.12			0.12			0.12	

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																													
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO							PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS														
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRITIC ID AD	MO DALI DAD EJE CUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL DE HORAS HOMBRE	
686	OXAPAMPA	LABORATORIO PAT. CLÍNICA	00394615	CENTRIFUGA DE MESA (400 A 750 ML)	BOECO / 1202-13	B	M	MO	3	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LÍNEA A TIERRA, AJUSTE DE CONTACTOS									0.11			0.11			0.11			0.11	0.33
									4	VERIFICACIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y AJUSTES MECÁNICOS									0.11			0.11			0.11			0.11	0.33
									5	REVISIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES									0.11			0.11			0.11			0.11	0.33
									6	LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE CENTRIFUGADO									0.11			0.11			0.11			0.11	0.33
									7	REVISIÓN , LIMPIEZA Y AJUSTES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE CIERRE DE PUERTA									0.11			0.11			0.11			0.11	0.33
									8	VERIFICACIÓN DE LAS REVOLUCIONES DEL MOTOR CON TACÓMETRO ELECTRÓNICO									0.11			0.11			0.11			0.11	0.33
									9	PRUEBAS GENERALES									0.11			0.11			0.11			0.11	0.33
687	OXAPAMPA	LABORATORIO PAT. CLÍNICA	00403491	CONGELADOR VERTICAL DE -20°C	OLIVEROS / CLV-18P3	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO									0.8			0.8			0.8			0.8	2.40
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA									0.8			0.8			0.8			0.8	2.40
									3	MANTENIMIENTO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y DEL PANEL DE CONTROL									0.8			0.8			0.8			0.8	2.40
									4	MANTENIMIENTO DEL MOTO-COMPRESOR ELÉCTRICO , VERIFICACIÓN DEL GAS REFRIGERANTE									0.8			0.8			0.8			0.8	2.40
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE MOTORES ELÉCTRICOS									0.8			0.8			0.8			0.8	2.40
									6	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SERPENTINES DE LA ETAPA EVAPORADORA/CONDENSADO									0.8			0.8			0.8			0.8	2.40
									7	MANTENIMIENTO DE CONTACTORES ELÉCTRICOS Y LLAVE TÉRMICA									0.8			0.8			0.8			0.8	2.40
									8	VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA Y LIMPIEZA									0.8			0.8			0.8			0.8	2.40
									9	LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO DE CIERRE									0.8			0.8			0.8			0.8	2.40
									10	PRUEBAS GENERALES									0.8			0.8			0.8			0.8	2.40
688	OXAPAMPA	LABORATORIO PAT. CLÍNICA	00403559	MICROSCOPIO BINOCULAR	MICROS / MCX100	B	B	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO								0.5			0.5			0.5			0.5	1.00	
									2	MANTENIMIENTO DE LA TARJETA ELECTRÓNICA								0.5			0.5			0.5			0.5	1.00	
									3	REVISIÓN DE LA LÁMPARA HALÓGENA, CAMBIO SI REQUIERE								0.5			0.5			0.5			0.5	1.00	
									4	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA OPTICO								0.5			0.5			0.5			0.5	1.00	
									5	REVISIÓN DE LOS OBJETIVOS								0.5			0.5			0.5			0.5	1.00	
									6	LIMPIEZA DE LOS OCULARES								0.5			0.5			0.5			0.5	1.00	
									7	LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONDENSADO								0.5			0.5			0.5			0.5	1.00	
									8	LIMPIEZA DEL MICRÓMETRO Y MACROMETRO								0.25			0.25			0.25			0.25	0.50	
									9	PRUEBAS GENERALES								0.25			0.25			0.25			0.25	0.50	
689	OXAPAMPA	LABORATORIO PAT. CLÍNICA	00741096	MICROSCOPIO BINOCULAR	OLYMPUS / CX-31	B	B	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO									0.44			0.44			0.44			0.44	1.32
									2	CAMBIO DE TARJETA ELECTRÓNICA									0.48			0.48			0.48			0.48	1.44
									3	REVISIÓN DE LA LÁMPARA HALÓGENA, CAMBIO SI REQUIERE									0.44			0.44			0.44			0.44	1.32
									4	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA OPTICO									0.44			0.44			0.44			0.44	1.32
									5	REVISIÓN DE LOS OBJETIVOS									0.44			0.44			0.44			0.44	1.32
									6	LIMPIEZA DE LOS OCULARES									0.44			0.44			0.44			0.44	1.32
									7	LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONDENSADO									0.44			0.44			0.44			0.44	1.32
									8	LIMPIEZA DEL MICRÓMETRO Y MACROMETRO									0.44			0.44			0.44			0.44	1.32
									9	PRUEBAS GENERALES									0.44			0.44			0.44			0.44	1.32
690	OXAPAMPA	LABORATORIO PAT. CLÍNICA	00741097	MICROSCOPIO BINOCULAR	OLYMPUS / CX-31	B	B	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO									0.2			0.2			0.2			0.2	0.60
									2	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO									0.4			0.4			0.4			0.4	1.20
									3	REVISIÓN DE LA LÁMPARA HALÓGENA, CAMBIO SI REQUIERE									0.4			0.4			0.4			0.4	1.20
									4	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA OPTICO									0.2			0.2			0.2			0.2	0.60
									5	REVISIÓN DE LOS OBJETIVOS									0.2			0.2			0.2			0.2	0.60
									6	LIMPIEZA DE LOS OCULARES									0.2			0.2			0.2			0.2	0.60
									7	LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONDENSADO									0.2			0.2			0.2			0.2	0.60

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																																
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO							PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS											TOTAL DE HORAS HOMBRE						
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJE CUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N	D				
									8	LIMPIEZA DEL MICRÓMETRO Y MACROMETRO									0.1			0.1			0.1			0.1	0.30			
									9	PRUEBAS GENERALES									0.1			0.1			0.1			0.1	0.30			
691	OXAPAMPA	LABORATORIO PAT. CLÍNICA	00741146	CENTRIFUGA DE MESA (400 A 750 ML)	THERMO SCIENTIFIC / CL 10	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO									0.44			0.44			0.44			0.44	1.32			
									2	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS, DESCARTE DE SOLDADURAS FRÍAS									0.46			0.46			0.46			0.46	1.38			
									3	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LÍNEA A TIERRA, AJUSTE DE CONTACTOS									0.44			0.44			0.44			0.44	1.32			
									4	VERIFICACIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y AJUSTES MECÁNICOS									0.46			0.46			0.46			0.46	1.38			
									5	REVISIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES									0.44			0.44			0.44			0.44	1.32			
									6	LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE CENTRIFUGADO									0.44			0.44			0.44			0.44	1.32			
									7	REVISIÓN , LIMPIEZA Y AJUSTES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE CIERRE DE PUERTA									0.44			0.44			0.44			0.44	1.32			
									8	VERIFICACIÓN DE LAS REVOLUCIONES DEL MOTOR CON TACÓMETRO ELECTRÓNICO									0.44			0.44			0.44			0.44	1.32			
									9	PRUEBAS GENERALES									0.44			0.44			0.44			0.44	1.32			
692	OXAPAMPA	LABORATORIO PAT. CLÍNICA	00741147	CENTRIFUGA DE MESA (400 A 750 ML)	THERMO SCIENTIFIC / CL 10	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO							0.44			0.44			0.44			0.44			0.88			
									2	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS, DESCARTE DE SOLDADURAS FRÍAS							0.46			0.46			0.46			0.46			0.46	0.92		
									3	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LÍNEA A TIERRA, AJUSTE DE CONTACTOS							0.44			0.44			0.44			0.44			0.44	0.88		
									4	VERIFICACIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y AJUSTES MECÁNICOS							0.44			0.44			0.44			0.44			0.44	0.88		
									5	REVISIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES							0.44			0.44			0.44			0.44			0.44	0.88		
									6	LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE CENTRIFUGADO							0.44			0.44			0.44			0.44			0.44	0.88		
									7	REVISIÓN , LIMPIEZA Y AJUSTES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE CIERRE DE PUERTA							0.46			0.46			0.46			0.46			0.46	0.92		
									8	VERIFICACIÓN DE LAS REVOLUCIONES DEL MOTOR CON TACÓMETRO ELECTRÓNICO							0.44			0.44			0.44			0.44			0.44	0.88		
									9	PRUEBAS GENERALES							0.44			0.44			0.44			0.44			0.44	0.88		
693	OXAPAMPA	LABORATORIO PAT. CLÍNICA	00741285	REFRIGERADORA PARA LABORATORIO (15 A 25 PIES CUBICOS)	THERMO SCIENTIFIC / REL 2304D	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO								1			1			1			1			2.00		
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA								1			1			1			1			1	2.00	
									3	MANTENIMIENTO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y DEL PANEL DE CONTROL								2			2			2			2			2	4.00	
									4	MANTENIMIENTO DEL MOTO-COMPRESOR ELÉCTRICO , VERIFICACIÓN DEL GAS REFRIGERANTE								1			1			1			1			1	2.00	
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE MOTORES ELÉCTRICOS								1			1			1			1			1	2.00	
									6	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SERPENTINES DE LA ETAPA EVAPORADORA/CONDENSADO								1			1			1			1			1	2.00	
									7	MANTENIMIENTO DE CONTACTORES ELÉCTRICOS Y LLAVE TÉRMICA								2			2			2			2			2	4.00	
									8	VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA Y LIMPIEZA								1			1			1			1			1	2.00	
									9	LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO DE CIERRE								1			1			1			1			1	2.00	
									10	PRUEBAS GENERALES.								1			1			1			1			1	2.00	
694	OXAPAMPA	LABORATORIO PAT. CLÍNICA	00741389	INCUBADORA DE CULTIVO (20 A 38 LITROS)	MEMMERT / INE 200	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO									1			1			1			1	3.00			
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS									1			1			1			1			1	3.00
									3	MANTENIMIENTO DE LA TARIETA ELECTRÓNICA									1			1			1			1			1	3.00
									4	REVISIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES									1			1			1			1			1	3.00
									5	LIMPIEZA DEL SENSOR DE TEMPERATURA									1			1			1			1			1	3.00
									6	LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE INCUBACIÓN									1			1			1			1			1	3.00
									7	REVISIÓN DE LA RESISTENCIAS ELÉCTRICAS									1			1			1			1			1	3.00
									8	VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA									1			1			1			1			1	3.00
									1	LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE CENTRIFUGADO							1			1			1			1			2.00			

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																																	
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO							PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS											TOTAL DE HORAS HOMBRE							
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ UIP.	CRITIC ID AD	MO DALI DAD EJE CUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N	D					
695	OXAPAMPA	LABORATORIO PAT. CLÍNICA	00741393	CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITOS	THERMO SCIENTIFIC / CL17	B	M	MO	2	REVISIÓN , LIMPIEZA Y AJUSTES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE CIERRE DE PUERTA							1			1			1			1			2.00				
									3	VERIFICACIÓN DE LAS REVOLUCIONES DEL MOTOR CON TACÓMETRO ELECTRÓNICO							1			1			1			1					2.00		
									4	PRUEBAS GENERALES							1			1			1			1					2.00		
									5	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO							1			1			1			1					2.00		
									6	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS, DESCARTE DE SOLDADURAS FRÍAS							1			1			1			1					2.00		
									7	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LÍNEA A TIERRA, AJUSTE DE CONTACTOS							1			1			1			1						2.00	
									8	VERIFICACIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y AJUSTES MECÁNICOS							0.5			0.5			0.5					0.5					1.00
									9	REVISIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES							0.5			0.5					0.5			0.5					1.00
									696	OXAPAMPA	LABORATORIO PAT. CLÍNICA	00741394	CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITOS	THERMO SCIENTIFIC / CL17	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO								1			1			
2	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS, DESCARTE DE SOLDADURAS FRÍAS																	1			1			1				1			2.00		
3	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LÍNEA A TIERRA, AJUSTE DE CONTACTOS																	1			1			1				1			2.00		
4	VERIFICACIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y AJUSTES MECÁNICOS																	1			1			1				1			2.00		
5	REVISIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES																	1			1			1				1			2.00		
6	LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE CENTRIFUGADO																	1			1			1				1			2.00		
7	REVISIÓN , LIMPIEZA Y AJUSTES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE CIERRE DE PUERTA																	1			1			1				1				2.00	
8	VERIFICACIÓN DE LAS REVOLUCIONES DEL MOTOR CON TACÓMETRO ELECTRÓNICO																	0.5			0.5					0.5			0.5				1.00
9	PRUEBAS GENERALES																	0.5			0.5				0.5				0.5				1.00
697	OXAPAMPA	LABORATORIO PAT. CLÍNICA	00741395	AGITADOR PARA BOLSAS DE SANGRE	CENTRON / CM 735	B	M	MO	1	VERIFICACION DE DAÑOS FÍSICOS INTERNOS, LIMPIEZA DE LAS TARJETAS ELECTRONICAS									0.25			0.25			0.25			0.25	0.75				
									2	REVISIÓN DE LOS CONECTORES									0.25			0.25			0.25				0.25	0.75			
									3	VERIFICACION DE LOS VOLTAJES DE LA FUENTE DE ALIMENTACION									0.5			0.5			0.5				0.5	1.50			
									4	REVISIÓN DE LOS COMPONENTES Y FUSIBLES									0.5			0.5			0.5				0.5	1.50			
									9	CHEQUEO Y LIMPIEZA DEL TECLADO									0.5			0.5			0.5				0.5	1.50			
									5	VERIFICACIÓN DE LA SECUENCIA DE ENCENDIDO Y AUTODIAGNOSTICO									0.5			0.5			0.5				0.5	1.50			
									6	VERIFICACIÓN DEL BUEN ESTADO DE LOS PÍXELES DE LA PANTALLA (DISPLAY)									0.5			0.5			0.5				0.5	1.50			
									7	VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE PRESIÓN.									0.5			0.5			0.5				0.5	1.50			
8	VERIFICAIÓN DEL AUTODIAGNÓSTICO Y FUNCIONAMIENTO EN GENERAL.									0.5			0.5			0.5				0.5	1.50												
698	OXAPAMPA	LABORATORIO PAT. CLÍNICA	00741396	REFRIGERADORA PARA BANCO DE SANGRE	THERMO SCIENTIFIC / REB 2304D	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO							1			1			1			1			2.00				
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA							1			1			1			1					2.00		
									3	MANTENIMIENTO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y DEL PANEL DE CONTROL							0.5			0.5			0.5				0.5				1.00		
									4	MANTENIMIENTO DEL MOTO-COMPRESOR ELÉCTRICO , VERIFICACIÓN DEL GAS REFRIGERANTE							1			1			1			1					2.00		
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE MOTORES ELÉCTRICOS							0.5			0.5			0.5				0.5					1.00	
									6	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SERPENTINES DE LA ETAPA EVAPORADORA/CONDENSADO							1			1			1			1					2.00		
									7	MANTENIMIENTO DE CONTACTORES ELÉCTRICOS Y LLAVE TÉRMICA							1			1			1			1					2.00		
									8	VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA Y LIMPIEZA							0.5			0.5			0.5				0.5					1.00	
									9	LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO DE CIERRE							0.5			0.5			0.5				0.5					1.00	
									10	PRUEBAS GENERALES.							1			1			1			1						2.00	
									1	INSPECCIÓN FÍSICA DEL EQUIPO CON SUS COMPONENTES.								1			1			1				2.00					

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

DATOS DEL EQUIPO									DATOS DEL MANTENIMIENTO										PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS													TOTAL DE HORAS HOMBRE	
ID	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRITICIDAD	MODALIDAD EJECUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR										E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
699	OXAPAMPA	LABORATORIO PAT. CLÍNICA	00744793	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL (4 PIES TIPO A2)	LABCONCO / LOGIC PLUS	B	M	MO	2	VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL MODULO ELECTRONICO.											1				1				1			2.00	
									3	VERIFICACIÓN DEL MOTOR.											1				1				1				2.00
									4	VERIFICACIÓN DEL VENTILADOR.											1				1				1				2.00
									5	VERIFICACIÓN Y/O CALIBRACIÓN DEL SENSOR DE FLUJO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO ABSOLUTO											1				1				1				2.00
									6	VERIFICACIÓN DE LAS ALARMAS.											1				1				1				2.00
									7	VERIFICACIÓN Y PRUEBAS DEL TECLADO.											1				1				1				2.00
									8	PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA											1				1				1				2.00
									9	LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DEL EQUIPO.											2				2				2				4.00
									10	VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LOS FILTROS.											1				1				1				2.00
									11	VERIFICACIÓN DE NIVELES DE RUIDO.											1				1				1				2.00
									700	OXAPAMPA	RADIOLOGÍA / RAYOS X	00741422	EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO - RADIOGRAFIA (POTENCIA MEDIA)	SHIMADZU / RADSPED MF	B	M	MO	1	MANTENIMIENTO DE GENERADOR Y CONTROL												1		
2	MANTENIMIENTO DE TUBO DE RAYOS X																			1			1			1			1	3.00			
3	MANTENIMIENTO DE COLIMADOR CAMBIO DE LAMPARA HALÓGENA SI LO REQUIERE																			2			2			2			2	6.00			
4	MANTENIMIENTO DE MESA DE DIAGNOSTICO																			1			1			1			1	3.00			
5	MANTENIMIENTO DE ESTATIVO BUCKY DE MESA Y VERTICAL																			1			1			1			1	3.00			
6	COLUMNA SOPORTETUBO DE RAYOX X																			1			1			1			1	3.00			
7	PRUEBAS DE OPERATIVIDAD																			1			1			1			1	3.00			
701	OXAPAMPA	RADIOLOGÍA / RAYOS X	00741428	EQUIPO DE MAMOGRAFIA	HOLOGIC / M-IV	B	A	MO	1	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE BOTENOS Y SENSORES DE MAGNIFICACION DEL GANTRY												0.44			0.44			0.44		0.44	1.32		
									2	MANTENIMIENTO Y/O VERIFICACION FISICA DEL ENSAMBLAJE DEL GENERADOR DE ALTO VOLTAJE												0.46			0.46			0.46			0.46	1.38	
									3	VERIFICACIÓN DEL CIRCUITO DE DETECCIÓN DE LA PALETA DE COMPRESIÓN Y LUBRICACION DE ROTACIÓN												0.44			0.44			0.44			0.44	1.32	
									4	VERIFICACIÓN DE LOS LIMITES DE ROTACION, DE LA FUERZA DE COMPRESION, DEL ESPESOR DE COMPRESION.												0.44			0.44			0.44			0.44	1.32	
									5	LUBRICACION DE PARTES MECANICAS												0.46			0.46			0.46			0.46	1.38	
									6	VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TABLERO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS QUE ALIMENTAN AL EQUIPO												0.44			0.44			0.44			0.44	1.32	
									7	LIMPIEZA EXTERNA GENERAL DEL EQUIPO												0.44			0.44			0.44			0.44	1.32	
									8	LUBRICACION DE PARTES MECANICAS, LIMPIEZA DE PANTALLA, TECLADO												0.44			0.44			0.44			0.44	1.32	
									9	PRUEBA DE OPERATIVIDADDEL EQUIPO.												0.44			0.44			0.44			0.44	1.32	
702	OXAPAMPA	RADIOLOGÍA / RAYOS X	00741445	SISTEMA DE DIGITALIZACION CR PARA EQUIPOS DE RAYOS X	KONICA MINOLTA / REGIUS 110HQ.	B	A	MO	1	LIMPIEZA DE CASETE REGIUS, LIMPIEZA DE LA RANURA DE INSERCIÓN DEL CASETE Y LIMPIEZA DEL EXTERIOR.											0.5			0.5			0.5			0.5	1.00		
									2	LIMPIEZA DE LA ENTRADA DE AIRE Y VERIFICACION DE LA LAMPARA DE BORRADO (LAMPARA HALÓGENA).											0.5			0.5			0.5			0.5	1.00		
									3	LIMPIEZA DEL POLVO DE LA UNIDAD OPTICA, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO.											1			1			1			1	2.00		
									4	INSPECCIÓN GENERAL, LIMPIEZA DEL CEPILLO Y REVISIÓN DE OBJETOS CAIDOS, REVISIÓN DEL MAGNETO.											0.5			0.5			0.5			0.5	1.00		
									5	VERIFICACION DEL CPU DEDL EQUIPO LIMPIEZA GENERAL.											0.5			0.5			0.5			0.5	1.00		
									6	VERIFICACION DE IMPRESORA TERMICA LIMPIEZA GENERAL.											0.5			0.5			0.5			0.5	1.00		
									7	VERIFICACION DE UPS VERIFICACION DE BATERIAS CAMBIO SI LO REQUIERE.											0.5			0.5			0.5			0.5	1.00		
									8	REVISIÓN DEL MECANISMO DE ENGRANAJE DE LA UNIDAD DE ENSAMBLAJE DEL MOTOR JUSTIFICADOR.											0.5			0.5			0.5			0.5	1.00		
									9	LIMPIEZA DEL RODILLO DE LEVANTAMIENTO DE PELICULA, RODILLO OPUESTO Y DEL DUCTO DEODORANTE.											0.5			0.5			0.5			0.5	1.00		
									10	LIMPIEZA DE LA CAJA DE CONTROL DE INGRESO DEL FILTRO DE AIRE, LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE DE FUENTE.											1			1			1			1	2.00		
									11	LIMPIEZA DEL RODILLO DE LIMPIEZA / LIMPIEZA DE LA CORREA DE SUBSCAN (CUANDO REQUIERA).											1			1			1			1	2.00		

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																														
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO							PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS											TOTAL DE HORAS HOMBRE				
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJE CUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N	D		
									12	LIMPIEZA DE LA UNIDAD DEL PROCESO DE CALENTAMIENTO (CUANDO REQUIERA).								0.5			0.5			0.5			0.5		1.00	
									13	BACKUP DEL SISTEMA DE SOFTWARE / REVISIÓN DEL VENTILADOR INTERNO.								0.5			0.5			0.5			0.5		1.00	
703	OXAPAMPA	RADIOLOGÍA / RAYOS X	00741457	SISTEMA DE DIGITALIZACIÓN COMPUTARIZADA PARA CHASIS CON LAMINA DE FÓSFORO	AGFA / CR30XM	B	A	MO	1	CORRECTO ENCENDIDO Y APAGADO DEL SISTEMA, INCLUYENDO LIMPIEZA EXTERNA DEL SISTEMA.							1			1			1			1			2.00	
									2	INSPECCIÓN VISUAL DEL SISTEMA, EVALUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y DESENSAMBLADO DEL MISMO.							1			1			1			1			2.00	
									3	LIMPIEZA GENERAL DE LAS PARTES MECÁNICAS DE APERTURA DEL CHASIS.							1			1			1			1			2.00	
									4	LIMPIEZA GENERAL DE LAS PARTES MECÁNICAS DE TRANSPORTA DE LA PLACA DE FOSFORO.							1			1			1			1			2.00	
									5	EVALUACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS COMPONENTES DEL MÓDULO ÓPTICO Y FOTOMULTIPLICADOR.							1			1			1			1			2.00	
									6	LIMPIEZA DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN Y PLACAS DE FOSFORO.							1			1			1			1			2.00	
									7	EVALUACIÓN DE SOWFARE DE LA ESTACIÓN DEL DIGITALIZADOR Y NX.							1			1			1			1			2.00	
									8	MANTENIMIENTO GENERAL DE LA IMPRESORA INCLUYENDO EVALUACIÓN DE TH, SISTEMA DE TRANSPORTE DE PELÍCULA							0.5			0.5			0.5			0.5			1.00	
									9	MANTENIMIENTO GENERAL DEL UPS INCLUYENDO MEDICIÓN DE LAS BATERÍAS CAMBIO SI LO REQUIERE							0.5			0.5			0.5			0.5			1.00	
704	OXAPAMPA	TRASLADO DE PACIENTES	00740020	PULSIOXIMETRO	GENERAL ELECTRIC / TRUSAT	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO							0.83			0.83			0.83			0.83		1.66		
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA							0.84			0.84			0.84			0.84			1.68	
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO							0.84			0.84			0.84			0.84			1.68	
									4	MANTENIMIENTO DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES							0.83			0.83			0.83			0.83			1.66	
									5	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE							0.83			0.83			0.83			0.83			1.66	
									6	REVISIÓN, LIMPIEZA Y CAMBIO DEL SENSOR DE SATURACIÓN. PRUEBAS GENERALES							0.83			0.83			0.83			0.83			1.66	
705	OXAPAMPA	TRASLADO DE PACIENTES	00740212	DESFIBRILADOR CON MONITOR PARA AMBULANCIA	PHILIPS / HEARTSTART MRX	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO								1			1			1			1		2.00	
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA								1			1			1			1			2.00
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO								1			1			1			1			2.00
									4	VERIFICACIÓN DEL CONDENSADOR DE CARGA PRINCIPAL								1			1			1			1			2.00
									5	MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA TÉRMICA								2			2			2			2			4.00
									6	REVISIÓN DE LAS PALETAS EXTERNAS Y LIMPIEZA								0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									7	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE								0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									8	VERIFICACIÓN DEL MODO MONITOR, MARCAPASOS Y DEA, REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CABLE ECG								0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									9	PRUEBAS GENERALES								0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
706	OXAPAMPA	TRASLADO DE PACIENTES	00743363	ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL PARA AMBULANCIA	DEVILBISS / 730SP-D	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO									0.5		0.5			0.5			0.5	1.50		
									2	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL EQUIPO									0.5		0.5			0.5			0.5			1.50
									3	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO, REVISIÓN DE LA BATERIA CAMBIO SI LO REQUIERE									0.5		0.5			0.5			0.5			1.50
									4	MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE VACIO Y DIAFRAGMAS									0.5		0.5			0.5			0.5			1.50
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL DUCTOS Y MANGUERAS									0.5		0.5			0.5			0.5			1.50
									6	VERIFICACIÓN DE VACUÓMETRO, REGULADOR Y TAPA DE FRASCO									0.5		0.5			0.5			0.5			1.50
									7	LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACION Y/O CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL /HIDROFÓBICO									0.5		0.5			0.5			0.5			1.50
									8	VERIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, PRUEBAS GENERALES									0.5		0.5			0.5			0.5			1.50
									1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO							0.5			0.5			0.5			0.5		1.00		
									2	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL EQUIPO							0.5			0.5			0.5			0.5			1.00	

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																															
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO							PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS										TOTAL DE HORAS HOMBRE						
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJE CUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR							E	F	M	A	M	J	J	A	S		O	N	D			
707	OXAPAMPA	TRASLADO DE PACIENTES	00743414	ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL PARA AMBULANCIA	DEVILBISS / 730SP-D	B	M	MO	3	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO, REVISIÓN DE LA BATERIA CAMBIO SI LO REQUIERE							0.5			0.5			0.5			0.5			1.00		
									4	MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE VACIO Y DIAFRAGMAS							0.5			0.5			0.5			0.5				1.00	
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL DUCTOS Y MANGUERAS							0.5			0.5			0.5			0.5				1.00	
									6	VERIFICACIÓN DE VACUÓMETRO, REGULADOR Y TAPA DE FRASCO							0.5			0.5			0.5			0.5				1.00	
									7	LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACION Y/O CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL /HIDROFÓBICO							0.5			0.5			0.5			0.5				1.00	
									8	VERIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, PRUEBAS GENERALES							0.5			0.5			0.5			0.5					1.00
708	OXAPAMPA	TRASLADO DE PACIENTES	00743424	PULSIOXIMETRO PARA AMBULANCIA	CHOICE / MD2000-A	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO								0.5		0.5			0.5			0.5		1.00			
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS.								0.5		0.5			0.5			0.5				1.00	
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO								1		1			1			1				2.00	
									4	MANTENIMIENTO DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES								0.5		0.5			0.5			0.5				1.00	
									5	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE								1		1			1			1				2.00	
									6	REVISIÓN, LIMPIEZA Y CAMBIO DEL SENSOR DE SATURACIÓN. PRUEBAS GENERALES								0.5		0.5			0.5			0.5				1.00	
709	OXAPAMPA	TRASLADO DE PACIENTES	00743695	DESFIBRILADOR CON MONITOR PARA AMBULANCIA	PHILIPS / HEARTSTART MRX	B	A	MO	1	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA									0.5			0.5			0.5		0.5	1.50			
									2	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO									1			1			1			1	3.00		
									3	VERIFICACIÓN DEL CONDENSADOR DE CARGA PRINCIPAL									1			1			1			1	3.00		
									4	MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA TÉRMICA									1			1			1			1	3.00		
									5	REVISIÓN DE LAS PALETAS EXTERNAS Y LIMPIEZA									1			1			1			1	3.00		
									6	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE									1			1			1			1	3.00		
									7	VERIFICACIÓN DEL MODO MONITOR, MARCAPASOS Y DEA ,REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CABLE ECG									1			1			1			1	3.00		
									8	PRUEBAS GENERALES									1			1			1			1	3.00		
									9	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO									0.5			0.5			0.5			0.5		0.5	1.50
710	PAUCARTAMBO	C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA	00403654	DETECTOR DE LATIDOS FETALES	BIONET / BABY CARE	B	A	MO	2	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO								0.1		0.1			0.1			0.1		0.20			
									3	MANTENIMIENTO DE LA TARJETA ELECTRÓNICA								0.25		0.25			0.25			0.25			0.25		0.50
									4	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA								0.25		0.25			0.25			0.25			0.25		0.50
									5	VERIFICACIÓN DEL TRANSDUCTOR DE ULTRASONIDO								0.2		0.2			0.2			0.2			0.2		0.40
									6	REVISIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA								0.1		0.1			0.1			0.1			0.1		0.20
									1	PRUEBAS GENERALES								0.1		0.1			0.1			0.1			0.1		0.20
711	PAUCARTAMBO	C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA	00740025	DETECTOR DE LATIDOS FETALES	JUMPER / JPD-200C	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO								0.1		0.1			0.1			0.1		0.20			
									2	MANTENIMIENTO DE LA TARJETA ELECTRÓNICA								0.25		0.25			0.25			0.25			0.25		0.50
									3	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA								0.25		0.25			0.25			0.25			0.25		0.50
									4	VERIFICACIÓN DEL TRANSDUCTOR DE ULTRASONIDO								0.2		0.2			0.2			0.2			0.2		0.40
									5	REVISIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA								0.1		0.1			0.1			0.1			0.1		0.20
									6	PRUEBAS GENERALES								0.1		0.1			0.1			0.1			0.1		0.20
		C. EXT.OBSTETRICIA -		INCUBADORA NEONATAL	FANEM / VISION				1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO								0.05		0.05			0.05			0.05		0.10			
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA								0.1		0.1			0.1			0.1			0.1		0.20
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO								0.1		0.1			0.1			0.1			0.1		0.20
									4	REVISIÓN DE LA RESISTENCIA CALEFACTORA Y LIMPIEZA DEL DISIPADOR DE CALOR								0.1		0.1			0.1			0.1			0.1		0.20
									5	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO DE RECIRCULACIÓN DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE								0.1		0.1			0.1			0.1			0.1		0.20

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																													
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO							PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS											TOTAL DE HORAS HOMBRE			
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRITIC ID AD	MODALIDAD EJECUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N	D	
712	PAUCARTAMBO	CONTROL/CONSEJERIA	00741043	ESTANDAR	2186	B	A	MO	6	VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LA PANTALLA LCD Y PANEL DE CONTROL.								0.1			0.1			0.1			0.1		0.20
									7	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SENSOR DE TEMPERATURA Y SENSOR DE HUMEDAD RELATIVA								0.1			0.1			0.1			0.1		0.20
									8	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE HUMIFICACIÓN, AJUSTES ELÉCTRICOS								0.1			0.1			0.1			0.1		0.20
									9	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LA CÚPULA, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE								0.1			0.1			0.1			0.1		0.20
									10	PRUEBAS GENERALES EN EL MODO AIRE/PIEL								0.15			0.15			0.15			0.15		0.30
713	PAUCARTAMBO	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00394613	CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITOS	DAMON / MB	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO								0.11			0.11			0.11			0.11		0.22
									2	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS, DESCARTE DE SOLDADURAS FRÍAS								0.12			0.12			0.12			0.12		0.24
									3	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LÍNEA A TIERRA, AJUSTE DE CONTACTOS								0.11			0.11			0.11			0.11		0.22
									4	VERIFICACIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y AJUSTES MECÁNICOS								0.11			0.11			0.11			0.11		0.22
									5	REVISIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES								0.11			0.11			0.11			0.11		0.22
									6	LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE CENTRIFUGADO								0.11			0.11			0.11			0.11		0.22
									7	REVISIÓN , LIMPIEZA Y AJUSTES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE CIERRE DE PUERTA								0.11			0.11			0.11			0.11		0.22
									8	VERIFICACIÓN DE LAS REVOLUCIONES DEL MOTOR CON TACÓMETRO ELECTRÓNICO								0.11			0.11			0.11			0.11		0.22
									9	PRUEBAS GENERALES								0.11			0.11			0.11			0.11		0.22
714	PAUCARTAMBO	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00402773	BALANZA DE PRECISION	OHAUS / HARVARD TRIP	B	B	MO	1	VERIFICACIÓN DEL ESTADO DEL EQUIPO								0.25			0.25			0.25			0.25		0.50
									2	VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA MECÁNICO								0.25			0.25			0.25			0.25		0.50
									3	COMPROBACIÓN DE PESO DE TRABAJO								0.25			0.25			0.25			0.25		0.50
									4	AJUSTES Y LIMPIEZA DE BALANZA								0.25			0.25			0.25			0.25		0.50
715	PAUCARTAMBO	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00741140	CENTRIFUGA DE MESA (400 A 750 ML)	THERMO SCIENTIFIC / CL 10	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO								0.11			0.11			0.11			0.11		0.22
									2	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS, DESCARTE DE SOLDADURAS FRÍAS								0.12			0.12			0.12			0.12		0.24
									3	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LÍNEA A TIERRA, AJUSTE DE CONTACTOS								0.11			0.11			0.11			0.11		0.22
									4	VERIFICACIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y AJUSTES MECÁNICOS								0.11			0.11			0.11			0.11		0.22
									5	REVISIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES								0.11			0.11			0.11			0.11		0.22
									6	LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE CENTRIFUGADO								0.11			0.11			0.11			0.11		0.22
									7	REVISIÓN , LIMPIEZA Y AJUSTES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE CIERRE DE PUERTA								0.11			0.11			0.11			0.11		0.22
									8	VERIFICACIÓN DE LAS REVOLUCIONES DEL MOTOR CON TACÓMETRO ELECTRÓNICO								0.11			0.11			0.11			0.11		0.22
									9	PRUEBAS GENERALES								0.11			0.11			0.11			0.11		0.22
716	PAUCARTAMBO	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00741287	REFRIGERADORA PARA LABORATORIO (15 A 25 PIES CUBICOS)	THERMO SCIENTIFIC / REL 2304D	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO								0.2			0.2			0.2			0.2		0.40
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA								0.2			0.2			0.2			0.2		0.40
									3	MANTENIMIENTO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y DEL PANEL DE CONTROL								0.2			0.2			0.2			0.2		0.40
									4	MANTENIMIENTO DEL MOTO-COMPRESOR ELÉCTRICO , VERIFICACIÓN DEL GAS REFRIGERANTE								0.2			0.2			0.2			0.2		0.40
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE MOTORES ELÉCTRICOS								0.2			0.2			0.2			0.2		0.40
									6	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SERPENTINES DE LA ETAPA EVAPORADORA/CONDENSADO								0.2			0.2			0.2			0.2		0.40
									7	MANTENIMIENTO DE CONTACTORES ELÉCTRICOS Y LLAVE TÉRMICA								0.2			0.2			0.2			0.2		0.40
									8	VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA Y LIMPIEZA								0.2			0.2			0.2			0.2		0.40
									9	LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO DE CIERRE								0.2			0.2			0.2			0.2		0.40
									10	PRUEBAS GENERALES.								0.2			0.2			0.2			0.2		0.40

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																															
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO							PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS											TOTAL DE HORAS HOMBRE					
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ UIP.	CRITIC ID AD	MODALIDAD EJECUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N	D			
717	PAUCARTAMBO	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00741403	ECOGRAFO PORTATIL	TOSHIBA / SSA-510A	B	A	MO	1	MANTENIMIENTO DE LA BASE DE LOS DATOS DE LOS PACIENTES								0.2			0.2				0.2			0.2		0.40	
									2	LIMPIEZA DEL SISTEMA								0.2			0.2				0.2			0.2			0.40
									3	LIMPIEZA Y VERIFICACION DE TRANSDUCTORES								0.2			0.2				0.2			0.2			0.40
									4	LIMPIEZA DE VENTILADORES Y FILTROS								0.2			0.2				0.2			0.2			0.40
									5	LIMPIEZA Y VERIFICACION DE TARJETAS ELECTRONICAS								0.5			0.5				0.5			0.5			1.00
									6	VERIFICACION Y LIMPIEZA DE LA IMPRESORA TERMICA								0.2			0.2				0.2			0.2			0.40
									7	VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL MONITOR DEL EQUIPO								0.2			0.2				0.2			0.2			0.40
									8	REVISIÓN DE LA INSTALACION DEL MONITOR								0.3			0.3				0.3			0.3			0.60
718	PAUCARTAMBO	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00744141	MICROSCOPIO BINOCULAR	OLYMPUS / CX-31	B	B	MO	1	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SUPERFICIE EXTERNA Y INTERNA								0.1			0.1				0.1			0.1		0.20	
									2	LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA PRINCIPAL								0.1			0.1				0.1			0.1			0.20
									3	LUBRICACIÓN DEL SISTEMA MECÁNICO								0.1			0.1				0.1			0.1			0.20
									4	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE OCULARES, OBJETIVOS.								0.1			0.1				0.1			0.1			0.20
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL CONDENSADOR Y FILTRO AZUL								0.1			0.1				0.1			0.1			0.20
									6	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL REVOLVER								0.1			0.1				0.1			0.1			0.20
									7	AJUSTE DEL SISTEMA KOHLER								0.1			0.1				0.1			0.1			0.20
									8	AJUSTE DE LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS								0.1			0.1				0.1			0.1			0.20
									9	LIMPIEZA, LUBRICACIÓN Y DESINFECCIÓN DE PLATINA SUJETADORA								0.1			0.1				0.1			0.1			0.20
									10	REVISIÓN DE LÁMPARA HALOGENA CAMBIO SI LO REQUIERE								0.1			0.1				0.1			0.1			0.20
719	PAUCARTAMBO	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00403113	UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO MAS COMPRESORA	GNATUS / INOVA PLUS LSF E	B	B	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO								0.2			0.2				0.2			0.2		0.40	
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS.								0.2			0.2				0.2			0.2			0.40
									3	MANTENIMIENTO DE TARJETA ELECTRÓNICA								0.2			0.2				0.2			0.2			0.40
									4	VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LÁMPARA DE ILUMINACIÓN INTRAORAL								0.2			0.2				0.2			0.2			0.40
									5	MANTENIMIENTO DE MOTORES ELÉCTRICOS DE ELEVACIÓN Y RESPALDO DEL SILLÓN DENTAL								0.2			0.2				0.2			0.2			0.40
									6	MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y NEUMÁTICA, LIMPIEZA DE LA SALIVADERA								0.2			0.2				0.2			0.2			0.40
									7	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VACÍO, VERIFICACIÓN DE PIEZAS DE MANO Y JERINGA TRIPLE								0.2			0.2				0.2			0.2			0.40
									8	MANTENIMIENTO DE COMPRESOR DE AIRE, CAMBIO DE KIT DE MANTENIMIENTO								0.2			0.2				0.2			0.2			0.40
									9	REGULACIÓN Y AJUSTES DE BRAZOS MECÁNICOS								0.2			0.2				0.2			0.2			0.40
									10	LUBRICACIÓN DE PARTES MÓVILES Y MECÁNICAS, PRUEBAS GENERALES								0.2			0.2				0.2			0.2			0.40
720	PAUCARTAMBO	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00403511	EQUIPO DE FOTOPOLIMERIZACION	3M / ELIPAR 2500	B	B	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO								0.1			0.1				0.1			0.1		0.20	
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS.								0.5			0.5				0.5			0.5			1.00
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS								0.1			0.1				0.1			0.1			0.20
									4	VERIFICACIÓN DE LA LAMPARA HALOGENA, CAMBIO SI REQUIERE								0.1			0.1				0.1			0.1			0.20
									5	REVISIÓN DEL VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO								0.1			0.1				0.1			0.1			0.20
									6	VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA								0.05			0.05				0.05			0.05			0.10
									7	PRUEBAS GENERALES								0.05			0.05				0.05			0.05			0.10
721	PAUCARTAMBO	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00740468	EQUIPO DE RAYOS X DENTAL RODABLE	VILLA SISTEMI MEDICALI / ENDOS DX	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO											0.16								0.16		
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA											0.17									0.17	
									3	MANTENIMIENTO DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES, CAMBIO DE TARJETA ELECTRÓNICA											0.17									0.17	
									4	CAMBIO DE TUBO DE RAYOS X DENTAL											0.17									0.17	
									5	VERIFICACIÓN Y LUBRICACIÓN DE LAS PARTES MECÁNICAS Y MÓVILES DEL EQUIPO											0.17									0.17	

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																											
ID	DATOS DEL EQUIPO								DATOS DEL MANTENIMIENTO				PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												TOTAL DE HORAS HOMBRE		
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJECC UICIO	ACTIVIDADES A REALIZAR				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
									6	PRUEBAS GENERALES									0.16						0.16		
722	PAUCARTAMBO	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00741113	ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA (15 A 25 LITROS)	CISA / 250	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO					0.2			0.2			0.2			0.2		0.40	
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA					0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS					0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									4	REVISIÓN DE LAS PANTALLAS LCD ,PANEL DE CONTROL Y PULSADORES					0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									5	REVISIÓN DE ELECTROVÁLVULAS Y DUCTOS INTERNOS					0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									6	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE RESISTENCIAS ELÉCTRICAS					0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									7	LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE ESTERILIZADO, LIMPIEZA DE SENSOR DE TEMPERATURA					0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									8	LIMPIEZA DEL SENSOR DE NIVEL DE AGUA					0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									9	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA PUERTA					0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									10	PRUEBAS GENERALES					0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
723	PAUCARTAMBO	ENFERMERÍA - ADULTO - ADULTO MAYOR	00740976	BALANZA ELECTRONICA CON TALLIMETRO ADULTO	VILLANUEVA / ELIHO	CE	B	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO					0.1			0.1			0.1			0.1	0.20		
									2	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, AJUSTE DE CONTACTOS					0.1			0.1			0.1			0.1			0.20
									3	MANTENIMIENTO DE LA TARJETA ELECTRÓNICA					0.1			0.1			0.1			0.1			0.20
									4	VERIFICACIÓN DE TRANSDUCTOR DE PRESIÓN					0.1			0.1			0.1			0.1			0.20
									5	VERIFICACIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES					0.15			0.15			0.15			0.15			0.30
									6	REVISIÓN DE LA BATERIA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE					0.15			0.15			0.15			0.15			0.30
									7	VERIFICACIÓN DEL TALLÍMETRO DEL EQUIPO					0.1			0.1			0.1			0.1			0.20
									8	LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE LINEA A TIERRA					0.1			0.1			0.1			0.1			0.20
									9	PRUEBAS GENERALES.					0.1			0.1			0.1			0.1			0.20
724	PAUCARTAMBO	ENFERMERÍA - NIÑO - ADOLESCENTE	00744051	REFRIGERADORA ICE LINE	DOMETIC / TCW 2000 AC	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO					0.2			0.2			0.2			0.2	0.40		
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA					0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									3	MANTENIMIENTO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y DEL PANEL DE CONTROL					0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									4	MANTENIMIENTO DEL MOTO-COMPRESOR ELÉCTRICO , VERIFICACIÓN DEL GAS REFRIGERANTE					0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE MOTORES ELÉCTRICOS					0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									6	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SERPENTINES DE LA ETAPA EVAPORADORA/CONDENSADO					0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									7	MANTENIMIENTO DE CONTACTORES ELÉCTRICOS Y LLAVE TÉRMICA					0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									8	VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA Y LIMPIEZA					0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									9	LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO DE CIERRE					0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									10	PRUEBAS GENERALES.					0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
725	PAUCARTAMBO	GASTOS GENERALES PAUCARTAMBO	00743422	ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL PARA AMBULANCIA	DEVILBISS / 730SP-D	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO					0.12			0.12			0.12			0.12	0.24		
									2	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LINEA TIERRA DEL EQUIPO					0.13			0.13			0.13			0.13			0.26
									3	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO					0.13			0.13			0.13			0.13			0.26
									4	MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE VACIO Y DIAFRAGMAS					0.13			0.13			0.13			0.13			0.26
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL DUCTOS Y MANGUERAS					0.13			0.13			0.13			0.13			0.26
									6	VERIFICACIÓN DE VACUÓMETRO, REGULADOR Y TAPA DE FRASCO					0.12			0.12			0.12			0.12			0.24
									7	LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACION Y/O CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL /HIDROFÓBICO					0.12			0.12			0.12			0.12			0.24
									8	VERIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, PRUEBAS GENERALES					0.12			0.12			0.12			0.12			0.24
									1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO					0.22			0.22			0.22			0.44			

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ID	DATOS DEL EQUIPO								DATOS DEL MANTENIMIENTO								PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												TOTAL DE HORAS HOMBRE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRITIC ID AD	MODALIDAD EJE CUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
726	PAUCARTAMBO	GASTOS GENERALES PAUCARTAMBO	00743571	DESFIBRILADOR CON MONITOR PARA AMBULANCIA	INSTRAMED / CARDIOMAX	B	A	MO	2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA		0.22			0.22			0.22			0.22			0.44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO		0.23			0.23			0.23			0.23			0.46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
									4	VERIFICACIÓN DEL CONDENSADOR DE CARGA PRINCIPAL		0.22			0.22			0.22			0.22			0.44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
									5	MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA TÉRMICA		0.23			0.23			0.23			0.23			0.46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
									6	REVISIÓN DE LAS PALETAS EXTERNAS Y LIMPIEZA		0.22			0.22			0.22			0.22			0.44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
									7	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE		0.22			0.22			0.22			0.22			0.44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
									8	VERIFICACIÓN DEL MODO MONITOR, MARCAPASOS Y DEA ,REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CABLE ECG		0.22			0.22			0.22			0.22			0.44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
									9	PRUEBAS GENERALES		0.22			0.22			0.22			0.22			0.44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
									727	PAUCARTAMBO	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00393913	ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL	MEDI PUMP / 1333	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO		0.1			0.1			0.1			0.1			0.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LÍNEA TIERRA DEL EQUIPO		0.2			0.2												0.2			0.2			0.40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
3	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO		0.2			0.2												0.2			0.2			0.40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
4	MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE VACIO Y DIAFRAGMAS		0.1			0.1												0.1			0.1			0.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL DUCTOS Y MANGUERAS		0.1			0.1												0.1			0.1			0.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
6	VERIFICACIÓN DE VACUÓMETRO, REGULADOR Y TAPA DE FRASCO		0.1			0.1												0.1			0.1			0.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
7	LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACION Y/O CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL /HIDROFÓBICO		0.1			0.1												0.1			0.1			0.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
8	VERIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, PRUEBAS GENERALES		0.1			0.1												0.1			0.1			0.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
728	PAUCARTAMBO	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00393950	ESTERILIZADOR A CALOR SECO	MEMMERT / null	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO		0.1			0.1			0.1			0.1			0.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS		0.2			0.2			0.2			0.2			0.40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
									3	VERIFICACION DEL INTERRUPTOR DE MERCURIO		0.1			0.1			0.1			0.1			0.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
									4	LIMPIEZA DEL SENSOR DE TEMPERATURA		0.2			0.2			0.2			0.2			0.40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
									5	LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE ESTERILIZADO		0.1			0.1			0.1			0.1			0.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
									6	REVISIÓN DE LA RESISTENCIAS ELÉCTRICAS		0.1			0.1			0.1			0.1			0.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
									7	VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA		0.1			0.1			0.1			0.1			0.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
									8	PRUEBAS GENERALES		0.1			0.1			0.1			0.1			0.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
729	PAUCARTAMBO	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00740422	PULSIOXIMETRO	NELLCOR / N560	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO		0.15			0.15			0.15			0.15			0.30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA		0.25			0.25			0.25			0.25			0.50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO		0.15			0.15			0.15			0.15			0.30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
									4	MANTENIMIENTO DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES		0.15			0.15			0.15			0.15			0.30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
									5	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE		0.15			0.15			0.15			0.15			0.30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
									6	REVISIÓN, LIMPIEZA Y CAMBIO DEL SENSOR DE SATURACIÓN. PRUEBAS GENERALES		0.15			0.15			0.15			0.15			0.30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
730	PAUCARTAMBO	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00740443	ELECTROCAUTERIO MONO / BIPOLAR	WEM / HF-120	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO		0.1			0.1			0.1			0.1			0.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA		0.1			0.1			0.1			0.1			0.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS		0.15			0.15			0.15			0.15			0.30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
									4	REVISIÓN DE LAS PANTALLAS LCD ,PANEL DE CONTROL Y PERILLAS DE SELECCIÓN		0.15			0.15			0.15			0.15			0.30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
									5	REVISIÓN DE PEDALES MONO/BIPOLAR Y LIMPIEZA		0.15			0.15			0.15			0.15			0.30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
									6	VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL PORTA EQUIPO Y GARRUCHAS DE DESPLAZAMIENTO		0.15			0.15			0.15			0.15			0.30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
									7	VERIFICACIÓN DE LA PLACA NEUTRAL		0.1			0.1			0.1			0.1			0.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
									8	PRUEBAS FUNCIONALES DE CORTE Y COAGULACIÓN, LIMPIEZA EXTERNA		0.1			0.1			0.1			0.1			0.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																													
ID	DATOS DEL EQUIPO								DATOS DEL MANTENIMIENTO				PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS											TOTAL DE HORAS HOMBRE					
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRITIC ID AD	MODALIDAD EJECUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D				
731	PAUCARTAMBO	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00740456	ELECTROCARDIOGRAFO DE 01 CANAL	BIO CARE / ECG-101	B	A	MO	2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA					0.1			0.1			0.1			0.1		0.20			
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS					0.2			0.2			0.2			0.2			0.2		0.40
									4	REVISIÓN DE LAS PANTALLAS LCD Y PANEL DE CONTROL					0.2			0.2			0.2			0.2			0.2		0.40
									5	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA, PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA Y CAMBIO					0.1			0.1			0.1			0.1			0.1		0.20
									6	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CABLE PACIENTE ECG Y ELECTRODOS PRECORDIALES					0.1			0.1			0.1			0.1			0.1		0.20
									7	MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA TÉRMICA					0.1			0.1			0.1			0.1			0.1		0.20
									8	PRUEBAS GENERALES DEL EQUIPO					0.1			0.1			0.1			0.1			0.1		0.20
732	PAUCARTAMBO	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00740983	BALANZA ELECTRONICA CON TALLIMETRO ADULTO	VILLANUEVA / ELIJO	CE	B	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO					0.13			0.13			0.13			0.13		0.26			
									2	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, AJUSTE DE CONTACTOS					0.13			0.13			0.13			0.13			0.13		0.26
									3	MANTENIMIENTO DE LA TARJETA ELECTRÓNICA					0.06			0.06			0.06			0.06			0.06		0.12
									4	VERIFICACIÓN DE TRANSDUCTOR DE PRESIÓN					0.13			0.13			0.13			0.13			0.13		0.26
									5	VERIFICACIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES					0.13			0.13			0.13			0.13			0.13		0.26
									6	REVISIÓN DE LA BATERIA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE					0.13			0.13			0.13			0.13			0.13		0.26
									7	VERIFICACIÓN DEL TALLÍMETRO DEL EQUIPO					0.07			0.07			0.07			0.07			0.07		0.14
									8	LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE LINEA A TIERRA					0.07			0.07			0.07			0.07			0.07		0.14
									9	PRUEBAS GENERALES.					0.15			0.15			0.15			0.15			0.15		0.30
733	PAUCARTAMBO	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00741030	DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS	NIHON KOHDEN / TEC-5531K	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO					0.22			0.22			0.22			0.22		0.44			
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA					0.22			0.22			0.22			0.22			0.22		0.44
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO					0.24			0.24			0.24			0.24			0.24		0.48
									4	VERIFICACIÓN DEL CONDENSADOR DE CARGA PRINCIPAL					0.22			0.22			0.22			0.22			0.22		0.44
									5	MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA TÉRMICA					0.22			0.22			0.22			0.22			0.22		0.44
									6	REVISIÓN DE LAS PALETAS EXTERNAS Y LIMPIEZA					0.22			0.22			0.22			0.22			0.22		0.44
									7	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA, PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA Y CAMBIO					0.22			0.22			0.22			0.22			0.22		0.44
									8	VERIFICACIÓN DEL MODO MONITOR, MARCAPASOS Y DEA ,REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CABLE ECG					0.22			0.22			0.22			0.22			0.22		0.44
									9	PRUEBAS GENERALES					0.22			0.22			0.22			0.22			0.22		0.44
734	PAUCARTAMBO	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00741157	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	CAMI / NEW HOSPIVAC 350	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO					0.1			0.1			0.1			0.1		0.20			
									2	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LINEA TIERRA DEL EQUIPO					0.2			0.2			0.2			0.2			0.2		0.40
									3	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO					0.2			0.2			0.2			0.2			0.2		0.40
									4	MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE VACIO Y DIAFRAGMAS					0.1			0.1			0.1			0.1			0.1		0.20
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL DUCTOS Y MANGUERAS					0.1			0.1			0.1			0.1			0.1		0.20
									6	VERIFICACIÓN DE VACUÓMETRO, REGULADOR Y TAPA DE FRASCO					0.1			0.1			0.1			0.1			0.1		0.20
									7	LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACION Y/O CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL /HIDROFÓBICO					0.1			0.1			0.1			0.1			0.1		0.20
									8	VERIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, PRUEBAS GENERALES					0.1			0.1			0.1			0.1			0.1		0.20
735	PAUCARTAMBO	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00743403	NEBULIZADOR PORTATIL	OLIDEF / C-71 PLUS	B	M	MO	1	INSPECCION INTEGRAL DEL EQUIPO					0.16			0.16			0.16			0.16		0.32			
									2	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELECTRICO					0.17			0.17			0.17			0.17			0.17		0.34
									3	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE VACIO					0.17			0.17			0.17			0.17			0.17		0.34
									4	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL DUCTOS Y MANGUERAS					0.17			0.17			0.17			0.17			0.17		0.34
									5	REVISIÓN DE VACUÓMETRO Y REGULADOR					0.17			0.17			0.17			0.17			0.17		0.34
									6	LIMPIEZA GENERAL Y DESINFECCION					0.16			0.16			0.16			0.16			0.16		0.32
									1	VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN UNIVERSAL Y BATERIA RECARGABLE DEL EQUIPO.					0.14			0.14			0.14			0.14		0.28			

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																														
ID	DATOS DEL EQUIPO								DATOS DEL MANTENIMIENTO				PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												TOTAL DE HORAS HOMBRE					
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJE CUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
736	PAUCARTAMBO	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	01222503	PULSIOXIMETRO	NONIN / 7500	B	A	MO	2	VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN INTERNA DEL EQUIPO.					0.14			0.14			0.14			0.14		0.28				
									3	REVISIÓN DE LA TARJETA DIGITAL Y ANALOGA DE LA SEÑAL DE PULSIOXIMETRIA					0.15			0.15			0.15			0.15			0.15		0.30	
									4	REVISIÓN DE LOS SENSORES DE PULSIOXIMETRIA, CAMBIO SI LO REQUIERE					0.15			0.15			0.15			0.15			0.15		0.30	
									5	REVISIÓN DEL TECLADO, PARLANTE Y PANTALLA LED					0.14			0.14			0.14			0.14			0.14		0.28	
									6	REVISIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE ALARMAS, FECHAS Y HORA DE ACUERDO AL MANUAL DE USUARIO Y SERVICIO					0.14			0.14			0.14			0.14			0.14		0.28	
									7	DESMONTAJE TOTAL, MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL					0.14			0.14			0.14			0.14			0.14			0.14
737	POZUZO	ADMINISTRACIÓN	00741114	ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA (15 A 25 LITROS)	CISA / 250	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO						0.1			0.1			0.1			0.1		0.30			
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA						0.1			0.1			0.1			0.1			0.1		0.30
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS						0.1			0.1			0.1			0.1			0.1		0.30
									4	REVISIÓN DE LAS PANTALLAS LCD ,PANEL DE CONTROL Y PULSADORES						0.1			0.1			0.1			0.1			0.1		0.30
									5	REVISIÓN DE ELECTROVÁLVULAS Y DUCTOS INTERNOS						0.1			0.1			0.1			0.1			0.1		0.30
									6	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE RESISTENCIAS ELÉCTRICAS						0.1			0.1			0.1			0.1			0.1		0.30
									7	LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE ESTERILIZADO, LIMPIEZA DE SENSOR DE TEMPERATURA						0.1			0.1			0.1			0.1			0.1		0.30
									8	LIMPIEZA DEL SENSOR DE NIVEL DE AGUA						0.1			0.1			0.1			0.1			0.1		0.30
									9	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA PUERTA						0.1			0.1			0.1			0.1			0.1		0.30
									10	PRUEBAS GENERALES						0.1			0.1			0.1			0.1			0.1		0.30
738	POZUZO	C. EXT - MEDIC. FISICA. Y REHABILITACION	00741057	TANQUE DE COMPRESAS CALIENTES	CHATTANOOGA / M-2	CB	B	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO						0.2			0.2			0.2			0.2		0.60			
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS.						0.4			0.4			0.4			0.4			0.4		1.20
									3	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA RESISTENCIA ELÉCTRICA						0.2			0.2			0.2			0.2			0.2		0.60
									4	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL TERMOSTATO ELÉCTRICO						0.4			0.4			0.4			0.4			0.4		1.20
									5	VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA						0.2			0.2			0.2			0.2			0.2		0.60
									6	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL TANQUE						0.4			0.4			0.4			0.4			0.4		1.20
									7	VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA						0.1			0.1			0.1			0.1			0.1		0.30
									8	PRUEBAS GENERALES						0.1			0.1			0.1			0.1			0.1		0.30
739	POZUZO	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00403552	CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITOS	THERMO FISHER / CL 17-IEC	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO						0.2			0.2			0.2			0.2		0.60			
									2	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS, DESCARTE DE SOLDADURAS FRÍAS						0.3			0.3			0.3			0.3			0.3		0.90
									3	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LÍNEA A TIERRA, AJUSTE DE CONTACTOS						0.3			0.3			0.3			0.3			0.3		0.90
									4	VERIFICACIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y AJUSTES MECÁNICOS						0.2			0.2			0.2			0.2			0.2		0.60
									5	REVISIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES						0.2			0.2			0.2			0.2			0.2		0.60
									6	LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE CENTRIFUGADO						0.2			0.2			0.2			0.2			0.2		0.60
									7	REVISIÓN , LIMPIEZA Y AJUSTES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE CIERRE DE PUERTA						0.2			0.2			0.2			0.2			0.2		0.60
									8	VERIFICACIÓN DE LAS REVOLUCIONES DEL MOTOR CON TACÓMETRO ELECTRÓNICO						0.2			0.2			0.2			0.2			0.2		0.60
									9	PRUEBAS GENERALES						0.2			0.2			0.2			0.2			0.2		0.60
740	POZUZO	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00741408	ECOGRAFO PORTATIL	TOSHIBA / SSA-510 A	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO						0.4			0.4			0.4			0.4		1.20			
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA						0.4			0.4			0.4			0.4			0.4		1.20
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS						0.6			0.6			0.6			0.6			0.6		1.80
									4	MANTENIMIENTO DE LA PANTALLA LCD Y PANEL DE CONTROL, LIMPIEZA DEL TECLADO ALFANUMÉRICO						0.6			0.6			0.6			0.6			0.6		1.80
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TRANSDUCTORES CONVEXO, LINEAL, INTERCAVITARIA						0.6			0.6			0.6			0.6			0.6		1.80

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																														
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO					PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS											TOTAL DE HORAS HOMBRE						
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRITIC ID AD	MODALIDAD EJECUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N	D				
									6	LIMPIEZA DE VENTILADORES Y FILTROS INTERNOS							0.6			0.6			0.6			0.6	1.80			
									7	MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL, MANTENIMIENTO DEL ESTABILIZADOR DE VOLTAJE							0.4			0.4			0.4			0.4			0.4	1.20
									8	MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA TÉRMICA							0.2			0.2			0.2			0.2			0.2	0.60
									9	VERIFICACIÓN DE LOS MODOS DE TRABAJO							0.1			0.1			0.1			0.1			0.1	0.30
									10	PRUEBAS GENERALES							0.1			0.1			0.1			0.1			0.1	0.30
741	POZUZO	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00403119	UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO MAS COMPRESORA	KAVO / UNIK	B	B	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO							0.25			0.25			0.25			0.25	0.75			
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS.							0.25			0.25			0.25			0.25			0.25	0.75
									3	MANTENIMIENTO DE TARIETA ELECTRÓNICA							0.5			0.5			0.5			0.5			0.5	1.50
									4	VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LÁMPARA DE ILUMINACIÓN INTRAORAL							0.5			0.5			0.5			0.5			0.5	1.50
									5	MANTENIMIENTO DE MOTORES ELÉCTRICOS DE ELEVACIÓN Y RESPALDO DEL SILLÓN DENTAL							0.5			0.5			0.5			0.5			0.5	1.50
									6	MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y NEUMÁTICA, LIMPIEZA DE LA SALIVADERA							0.5			0.5			0.5			0.5			0.5	1.50
									7	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VACÍO, VERIFICACIÓN DE PIEZAS DE MANO Y JERINGA TRIPLE							0.5			0.5			0.5			0.5			0.5	1.50
									8	MANTENIMIENTO DE COMPRESOR DE AIRE, CAMBIO DE KIT DE MANTENIMIENTO							0.5			0.5			0.5			0.5			0.5	1.50
									9	REGULACIÓN Y AJUSTES DE BRAZOS MECÁNICOS							0.25			0.25			0.25			0.25			0.25	0.75
									10	LUBRICACIÓN DE PARTES MÓVILES Y MECÁNICAS, PRUEBAS GENERALES							0.25			0.25			0.25			0.25			0.25	0.75
742	POZUZO	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00740472	EQUIPO DE RAYOS X DENTAL RODABLE	VILLA SISTEMI MEDICALI / ENDOS DC	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO										0.12						0.12				
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA											0.13						0.13			
									3	CAMBIO DE TARIETA ELECTRÓNICA											0.13						0.13			
									4	MANTENIMIENTO DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES											0.13						0.13			
									5	CAMBIO DE TUBO DE RAYOS X DENTAL											0.13						0.13			
									6	MANTENIMIENTO DE LA COLUMNA DE SOPORTE DEL TUBO DE RAYOS X											0.12						0.12			
									7	VERIFICACIÓN Y LUBRICACIÓN DE LAS PARTES MECÁNICAS Y MÓVILES DEL EQUIPO											0.12						0.12			
									8	PRUEBAS GENERALES											0.12						0.12			
743	POZUZO	ENFERMERÍA - NIÑO - ADOLESCENTE	00744049	REFRIGERADORA ICE LINE	DOMETIC / TCW 2000 AC	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO							0.25			0.25			0.25			0.25	0.75			
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA							0.25			0.25			0.25			0.25			0.25	0.75
									3	MANTENIMIENTO DE TARIETAS ELECTRÓNICAS Y DEL PANEL DE CONTROL							0.5			0.5			0.5			0.5			0.5	1.50
									4	MANTENIMIENTO DEL MOTO-COMPRESOR ELÉCTRICO , VERIFICACIÓN DEL GAS REFRIGERANTE							0.5			0.5			0.5			0.5			0.5	1.50
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE MOTORES ELÉCTRICOS							0.25			0.25			0.25			0.25			0.25	0.75
									6	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SERPENTINES DE LA ETAPA EVAPORADORA/CONDENSADO							0.25			0.25			0.25			0.25			0.25	0.75
									7	MANTENIMIENTO DE CONTACTORES ELÉCTRICOS Y LLAVE TÉRMICA							0.25			0.25			0.25			0.25			0.25	0.75
									8	VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA Y LIMPIEZA							0.25			0.25			0.25			0.25			0.25	0.75
									9	LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO DE CIERRE							0.25			0.25			0.25			0.25			0.25	0.75
									10	PRUEBAS GENERALES.							0.25			0.25			0.25			0.25			0.25	0.75
744	POZUZO	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÁBICO	00394250	ESTERILIZADOR A CALOR SECO	CITECIL / 1	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO							0.1			0.1			0.1			0.1	0.30			
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS							0.15			0.15			0.15			0.15			0.15	0.45
									3	VERIFICACION DEL INTERRUPTOR DE MERCURIO							0.15			0.15			0.15			0.15			0.15	0.45
									4	LIMPIEZA DEL SENSOR DE TEMPERATURA							0.15			0.15			0.15			0.15			0.15	0.45

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																																
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO							PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS											TOTAL DE HORAS HOMBRE						
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJE CUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N	D				
		TÓPICO							5	LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE ESTERILIZADO									0.15			0.15			0.15			0.15	0.45			
									6	REVISIÓN DE LA RESISTENCIAS ELÉCTRICAS									0.1			0.1			0.1			0.1			0.1	0.30
									7	VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA									0.1			0.1			0.1			0.1			0.1	0.30
									8	PRUEBAS GENERALES									0.1			0.1			0.1			0.1			0.1	0.30
745	POZUZO	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00740429	PULSIOXIMETRO	NELLCOR / N560	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO									0.1			0.1			0.1			0.1	0.30			
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA									0.15			0.15			0.15			0.15			0.15	0.45
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO									0.2			0.2			0.2			0.2			0.2	0.60
									4	MANTENIMIENTO DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES									0.2			0.2			0.2			0.2			0.2	0.60
									5	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE									0.2			0.2			0.2			0.2			0.2	0.60
									6	REVISIÓN, LIMPIEZA DEL SENSOR DE SATURACIÓN. PRUEBAS GENERALES									0.15			0.15			0.15			0.15			0.15	0.45
746	POZUZO	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00740450	ELECTROCAUTERIO MONO / BIPOLAR	WEM / HF-120	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO									0.4			0.4			0.4			0.4	1.20			
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA									0.2			0.2			0.2			0.2			0.2	0.60
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS									0.2			0.2			0.2			0.2			0.2	0.60
									4	REVISIÓN DE LAS PANTALLAS LCD ,PANEL DE CONTROL Y PERILLAS DE SELECCIÓN									0.4			0.4			0.4			0.4			0.4	1.20
									5	REVISIÓN DE PEDALES MONO/BIPOLAR Y LIMPIEZA									0.2			0.2			0.2			0.2			0.2	0.60
									6	VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL PORTA EQUIPO Y GARRUCHAS DE DESPLAZAMIENTO									0.2			0.2			0.2			0.2			0.2	0.60
									7	VERIFICACIÓN DE LA PLACA NEUTRAL									0.2			0.2			0.2			0.2			0.2	0.60
									8	PRUEBAS FUNCIONALES DE CORTE Y COAGULACIÓN, LIMPIEZA EXTERNA									0.2			0.2			0.2			0.2			0.2	0.60
747	POZUZO	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00740461	ELECTROCARDIOGRAFO DE 01 CANAL	BIOCARE / ECG-101	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO									0.4			0.4			0.4			0.4	1.20			
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA									0.2			0.2			0.2			0.2			0.2	0.60
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS									0.2			0.2			0.2			0.2			0.2	0.60
									4	REVISIÓN DE LAS PANTALLAS LCD Y PANEL DE CONTROL									0.4			0.4			0.4			0.4			0.4	1.20
									5	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA, PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA Y CAMBIO									0.2			0.2			0.2			0.2			0.2	0.60
									6	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CABLE PACIENTE ECG Y ELECTRODOS PRECORDIALES									0.4			0.4			0.4			0.4			0.4	1.20
									7	MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA TÉRMICA									0.1			0.1			0.1			0.1			0.1	0.30
									8	PRUEBAS GENERALES DEL EQUIPO									0.1			0.1			0.1			0.1			0.1	0.30
748	POZUZO	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00741028	DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS	NIHON KOHDEN / TEC-5531K	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO.									0.11										0.00			
									2	CAMBIO DELA TARJETA ELECTRONICA DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN.									0.12													0.00
									3	CAMBIO DE TARJETA ELECTRONICA PCB.									0.11													0.00
									4	VERIFICACIÓN DEL CONDENSADOR DE CARGA PRINCIPAL.									0.11													0.00
									5	MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA TÉRMICA.									0.11													0.00
									6	REVISIÓN DE LAS PALETAS EXTERNAS Y LIMPIEZA.									0.11													0.00
									7	CAMBIO DE BATERÍA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA.									0.11													0.00
									8	VERIFICACIÓN DEL MODO MONITOR, MARCAPASOS Y DEA ,REVICIÓN Y LIMPIEZA DE CABLE ECG.									0.11													0.00
									9	PRUEBAS GENERALES.									0.11													
749	POZUZO	PROC. D.T. ENFERMERÍA -	00741159	ASPIRADOR DE SECRECIONES	CAMI / NEW	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO									0.15			0.15			0.15			0.15	0.45			
									2	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LINEA TIERRA DEL EQUIPO									0.25			0.25			0.25			0.25			0.25	0.75
									3	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO									0.1			0.1			0.1			0.1			0.1	0.30
									4	MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE VACIO Y DIAFRAGMAS									0.1			0.1			0.1			0.1			0.1	0.30
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL DUCTOS Y MANGUERAS									0.1			0.1			0.1			0.1			0.1	0.30

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																												
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO					PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												TOTAL DE HORAS HOMBRE			
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ UIP.	CRITIC ID AD	MODALIDAD EJECUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D		
		TÓPICO		RODABLE	HOSPITAL 350				6	VERIFICACIÓN DE VACUÓMETRO, REGULADOR Y TAPA DE FRASCO							0.1			0.1			0.1			0.1	0.30	
									7	LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACION Y/O CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL /HIDROFÓBICO							0.1			0.1			0.1			0.1	0.30	
									8	VERIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, PRUEBAS GENERALES							0.1			0.1			0.1			0.1	0.30	
750	POZUZO	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	01222507	PULSIOXIMETRO	NONIN / 7500	B	A	MO	1	VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN UNIVERSAL Y BATERIA RECARGABLE DEL EQUIPO.							0.14			0.14			0.14			0.14	0.42	
									2	VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN INTERNA DEL EQUIPO.							0.14			0.14			0.14			0.14	0.42	
									3	REVISIÓN DE LA TARJETA DIGITAL Y ANALOGA DE LA SEÑAL DE PULSIOXIMETRIA							0.15			0.15			0.15			0.15	0.45	
									4	REVISIÓN DE LOS SENSORES DE PULSIOXIMETRIA, CAMBIO SI LO REQUIERE							0.15			0.15			0.15			0.15	0.45	
									5	REVISIÓN DEL TECLADO, PARLANTE Y PANTALLA LED							0.14			0.14			0.14			0.14	0.42	
									6	REVISIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE ALARMAS, FECHAS Y HORA DE ACUERDO AL MANUAL DE USUARIO Y SERVICIO							0.14			0.14			0.14			0.14	0.42	
									7	DESMONTAJE TOTAL, MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL							0.14			0.14			0.14			0.14	0.42	
751	PUERTO BERMÚDEZ	ADMINISTRACIÓN	00741101	ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA (25 A 45 LITROS)	CISA / 260	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO							0.1			0.1			0.1			0.1	0.30	
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA							0.1			0.1			0.1			0.1	0.30	
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS							0.1			0.1			0.1			0.1	0.30	
									4	REVISIÓN DE LAS PANTALLAS LCD ,PANEL DE CONTROL Y PULSADORES							0.1			0.1			0.1			0.1	0.30	
									5	REVISIÓN DE ELECTROVÁLVULAS Y DUCTOS INTERNOS							0.1			0.1			0.1			0.1	0.30	
									6	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE RESISTENCIAS ELÉCTRICAS							0.1			0.1			0.1			0.1	0.30	
									7	LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE ESTERILIZADO, LIMPIEZA DE SENSOR DE TEMPERATURA							0.1			0.1			0.1			0.1	0.30	
									8	LIMPIEZA DEL SENSOR DE NIVEL DE AGUA							0.1			0.1			0.1			0.1	0.30	
									9	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA PUERTA							0.1			0.1			0.1			0.1	0.30	
									10	PRUEBAS GENERALES							0.1			0.1			0.1			0.1	0.30	
752	PUERTO BERMÚDEZ	C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERÍA	00740030	DETECTOR DE LATIDOS FETALES	JUMPER / JPD-200C	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO							0.15			0.15			0.15			0.15	0.45	
									2	MANTENIMIENTO DE LA TARJETA ELECTRÓNICA							0.25			0.25			0.25			0.25	0.75	
									3	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA							0.2			0.2			0.2			0.2	0.60	
									4	VERIFICACIÓN DEL TRANSDUCTOR DE ULTRASONIDO							0.2			0.2			0.2			0.2	0.60	
									5	REVISIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA							0.1			0.1			0.1			0.1	0.30	
									6	PRUEBAS GENERALES							0.1			0.1			0.1			0.1	0.30	
753	PUERTO BERMÚDEZ	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00403555	MICROSCOPIO BINOCULAR	MICROS / MCX100	B	B	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO.							0.11			0.11			0.11			0.11	0.33	
									2	MANTENIMIENTO DE LA TARJETA ELECTRÓNICA.							0.11			0.11			0.11			0.11	0.33	
									3	REVISIÓN DE LA LÁMPARA HALÓGENA.							0.11			0.11			0.11			0.11	0.33	
									4	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ÓPTICO.							0.12			0.12			0.12			0.12	0.36	
									5	REVISIÓN DE LOS OBJETIVOS.							0.11			0.11			0.11			0.11	0.33	
									6	LIMPIEZA DE LOS OCULARES.							0.11			0.11			0.11			0.11	0.33	
									7	LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONDENSADOR.							0.11			0.11			0.11			0.11	0.33	
									8	LIMPIEZA DEL MICRÓMETRO Y MACRÓMETRO.							0.11			0.11			0.11			0.11	0.33	
									9	PRUEBAS GENERALES.							0.11			0.11			0.11			0.11	0.33	
									1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO							0.3			0.3			0.3	0.3	0.90			
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS.							0.3			0.3			0.3			0.3	0.3	0.90
									3	MANTENIMIENTO DE TARJETA ELECTRÓNICA							0.3			0.3			0.3			0.3	0.3	0.90
									4	VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LÁMPARA DE ILUMINACIÓN INTRAORAL							0.3			0.3			0.3			0.3	0.3	0.90

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																												
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO					PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS											TOTAL DE HORAS HOMBRE				
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRITICIDAD	MO DAD EJE CUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N	D		
754	PUERTO BERMÚDEZ	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00403120	UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO MAS COMPRESORA	KAVO / UNIK	B	B	MO	5	MANTENIMIENTO DE MOTORES ELÉCTRICOS DE ELEVACIÓN Y RESPALDO DEL SILLÓN DENTAL							0.3			0.3			0.3			0.3	0.90	
									6	MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y NEUMÁTICA, LIMPIEZA DE LA SALIVADERA							0.3			0.3			0.3			0.3	0.90	
									7	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VACÍO, VERIFICACIÓN DE PIEZAS DE MANO Y JERINGA TRIPLE							0.3			0.3			0.3			0.3	0.90	
									8	MANTENIMIENTO DE COMPRESOR DE AIRE, CAMBIO DE KIT DE MANTENIMIENTO							0.3			0.3			0.3			0.3	0.90	
									9	REGULACIÓN Y AJUSTES DE BRAZOS MECÁNICOS							0.3			0.3			0.3			0.3	0.90	
									10	LUBRICACIÓN DE PARTES MÓVILES Y MECÁNICAS, PRUEBAS GENERALES							0.3			0.3			0.3			0.3	0.90	
755	PUERTO BERMÚDEZ	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00740473	EQUIPO DE RAYOS X DENTAL RODABLE	VILLA SISTEMI MEDICALI / ENDOS DC	B	M	MO	3	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO									0.16							0.16		
									4	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA									0.17								0.17	
									5	MANTENIMIENTO DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES									0.17								0.17	
									6	MANTENIMIENTO DE LA COLUMNA DE SOPORTE DEL TUBO DE RAYOS X									0.17								0.17	
									1	CAMBIO DE TARJETA ELECTRÓNICA									0.17								0.17	
									2	CAMBIO DE TUBO DE RAYOS X DENTAL									0.16									0.16
756	PUERTO BERMÚDEZ	ENFERMERÍA - NIÑO - ADOLESCENTE	00744050	REFRIGERADORA ICE LINE	DOMETIC / TCW 2000 AC	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO							0.4			0.4			0.4			0.4	1.20	
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA							0.4			0.4			0.4			0.4		1.20
									3	MANTENIMIENTO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y DEL PANEL DE CONTROL							0.4			0.4			0.4			0.4		1.20
									4	MANTENIMIENTO DEL MOTO-COMPRESOR ELÉCTRICO , VERIFICACIÓN DEL GAS REFRIGERANTE							0.4			0.4			0.4			0.4		1.20
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE MOTORES ELÉCTRICOS							0.4			0.4			0.4			0.4		1.20
									6	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SERPENTINES DE LA ETAPA EVAPORADORA/CONDENSADO							0.4			0.4			0.4			0.4		1.20
									7	VERIFICACIÓN DE PROTECTOR TÉRMICO E INTERRUPTOR DE ENCENDIDO.							0.4			0.4			0.4			0.4		1.20
									8	VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA Y LIMPIEZA							0.4			0.4			0.4			0.4		1.20
									9	LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO DE CIERRE DE PUERTA.							0.4			0.4			0.4			0.4		1.20
									10	PRUEBAS GENERALES							0.4			0.4			0.4			0.4		1.20
757	PUERTO BERMÚDEZ	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00402599	ESTERILIZADOR A CALOR SECO	MEMMERT / null	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO							0.2			0.2			0.2			0.2	0.60	
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS							0.4			0.4			0.4			0.4		1.20
									3	VERIFICACION DEL INTERRUPTOR DE MERCURIO							0.2			0.2			0.2			0.2		0.60
									4	LIMPIEZA DEL SENSOR DE TEMPERATURA							0.2			0.2			0.2			0.2		0.60
									5	LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE ESTERILIZADO							0.4			0.4			0.4			0.4		1.20
									6	REVISIÓN DE LA RESISTENCIAS ELÉCTRICAS							0.4			0.4			0.4			0.4		1.20
									7	VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA							0.1			0.1			0.1			0.1		0.30
									8	PRUEBAS GENERALES							0.1			0.1			0.1			0.1		0.30
758	PUERTO BERMÚDEZ	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00740432	PULSIOXIMETRO	NELLCOR / N560	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO							0.1			0.1			0.1			0.1	0.30	
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA							0.2			0.2			0.2			0.2		0.60
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO							0.2			0.2			0.2			0.2		0.60
									4	MANTENIMIENTO DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES							0.2			0.2			0.2			0.2		0.60
									5	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE							0.15			0.15			0.15			0.15		0.45
									6	REVISIÓN, LIMPIEZA Y CAMBIO DEL SENSOR DE SATURACIÓN. PRUEBAS GENERALES							0.15			0.15			0.15			0.15		0.45
									1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO.							0.12			0.12			0.12		0.36			

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ID	DATOS DEL EQUIPO								DATOS DEL MANTENIMIENTO				PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												TOTAL DE HORAS HOMBRE									
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRITIC ID AD	MO DALI DAD EJE CUCIO					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D										
759	PUERTO BERMÚDEZ	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00740448	ELECTROCAUTERIO MONO / BIPOLAR	WEM / HF-120	B	A	MO	2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA.														0.12			0.12			0.12			0.12	0.36
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS.														0.14			0.14			0.14			0.14	0.42
									4	REVISIÓN DE LAS PANTALLAS LCD, PANEL DE CONTROL.														0.13			0.13			0.13			0.13	0.39
									5	REVISIÓN DE PEDALES MONO/BIPOLAR Y LIMPIEZA.														0.13			0.13			0.13			0.13	0.39
									6	VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL PORTA EQUIPO Y GARRUCHAS DE DESPLAZAMIENTO.														0.12			0.12			0.12			0.12	0.36
									7	VERIFICACIÓN DE LA PLACA NEUTRAL.														0.12			0.12			0.12			0.12	0.36
									8	PRUEBAS FUNCIONALES DE CORTE Y COAGULACIÓN, LIMPIEZA EXTERNA.														0.12			0.12			0.12			0.12	0.36
									760	PUERTO BERMÚDEZ	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00740455	ELECTROCARDIOGRAFO DE 01 CANAL	BIO CARE / ECG-101	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO														0.12	
2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA																			0.12			0.12			0.12			0.12	0.36				
3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS																			0.14			0.14			0.14			0.14	0.42				
4	REVISIÓN DE LAS PANTALLAS LCD Y PANEL DE CONTROL																			0.13			0.13			0.13			0.13	0.39				
5	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA, PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA Y CAMBIO																			0.13			0.13			0.13			0.13	0.39				
6	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CABLE PACIENTE ECG Y ELECTRODOS PRECORDIALES																			0.12			0.12			0.12			0.12	0.36				
7	MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA TÉRMICA																			0.12			0.12			0.12			0.12	0.36				
8	PRUEBAS GENERALES DEL EQUIPO																			0.12			0.12			0.12			0.12	0.36				
761	PUERTO BERMÚDEZ	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00741035	DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS	NIHON KOHDEN / TEC-5531K	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO														0.11									0.00	
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA														0.11										0.00
									3	CAMBIO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO														0.12										0.00
									4	VERIFICACIÓN DEL CONDENSADOR DE CARGA PRINCIPAL														0.11										0.00
									5	MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA TÉRMICA														0.11										0.00
									6	REVISIÓN DE LAS PALETAS EXTERNAS Y LIMPIEZA														0.11										0.00
									7	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA, PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA Y CAMBIO														0.11										0.00
									8	VERIFICACIÓN DEL MODO MONITOR, MARCAPASOS Y DEA, REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CABLE ECG														0.11										0.00
									9	PRUEBAS GENERALES														0.11										0.00
762	PUERTO BERMÚDEZ	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00741160	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	CAMI / NEW HOSPIVAC 350	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO														0.1			0.1				0.1	0.30		
									2	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LINEA TIERRA DEL EQUIPO														0.2			0.2			0.2			0.2	0.60
									3	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO														0.2			0.2			0.2			0.2	0.60
									4	MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE VACIO Y DIAFRAGMAS														0.1			0.1			0.1			0.1	0.30
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL DUCTOS Y MANGUERAS														0.1			0.1			0.1			0.1	0.30
									6	VERIFICACIÓN DE VACUÓMETRO, REGULADOR Y TAPA DE FRASCO														0.1			0.1			0.1			0.1	0.30
									7	LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACIÓN Y/O CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL /HIDROFÓBICO														0.1			0.1			0.1			0.1	0.30
									8	VERIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, PRUEBAS GENERALES														0.1			0.1			0.1			0.1	0.30
763	PUERTO BERMÚDEZ	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00743396	NEBULIZADOR PORTATIL	OLIDEF / C-71 PLUS	B	M	MO	1	INSPECCION INTEGRAL DEL EQUIPO														0.16			0.16				0.16	0.48		
									2	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELECTRICO														0.17			0.17			0.17			0.17	0.51
									3	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE VACIO														0.17			0.17			0.17			0.17	0.51
									4	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL DUCTOS Y MANGUERAS														0.17			0.17			0.17			0.17	0.51
									5	REVISIÓN DE VACUMETRO Y REGULADOR														0.17			0.17			0.17			0.17	0.51
									6	LIMPIEZA GENERAL Y DESINFECCION														0.16			0.16			0.16			0.16	0.48
									1	VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN UNIVERSAL Y BATERIA RECARGABLE DEL EQUIPO.														0.14							0.00			

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO		PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												TOTAL DE HORAS HOMBRE
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJE CUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
764	PUERTO BERMÚDEZ	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	01222506	PULSIOXIMETRO	NONIN / 7500	B	A	MO	2 VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN INTERNA DEL EQUIPO.			0.15										0.00
									3 CAMBIO DE LA TARJETA DIGITAL Y ANALOGA DE LA SEÑAL DE PULSIOXIMETRIA			0.15										0.00
									4 CAMBIO DE SENSOR DE PULSIOXIMETRIA			0.14										0.00
									5 REVISIÓN DEL TECLADO, PARLANTE Y PANTALLA LED			0.14										0.00
									6 REVISIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE ALARMAS, FECHAS Y HORA DE ACUERDO AL MANUAL DE USUARIO Y SERVICIO			0.14										0.00
									7 DESMONTAJE TOTAL, MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL			0.14										0.00
765	PUERTO BERMÚDEZ	TRASLADO DE PACIENTES	00743401	PULSIOXIMETRO	CHOICE / MD2000	B	A	MO	1 INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO			0.16			0.16			0.16			0.16	0.48
									2 VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS.			0.17			0.17			0.17			0.17	0.51
									3 MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO			0.17			0.17			0.17			0.17	0.51
									4 MANTENIMIENTO DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES			0.17			0.17			0.17			0.17	0.51
									5 REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE			0.17			0.17			0.17			0.17	0.51
									6 REVISIÓN, LIMPIEZA Y CAMBIO DEL SENSOR DE SATURACIÓN. PRUEBAS GENERALES			0.16			0.16			0.16			0.16	0.48
766	PUERTO BERMÚDEZ	TRASLADO DE PACIENTES	00743419	ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL PARA AMBULANCIA	DEVILBISS / 730SP-D	B	M	MO	1 INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO.			0.1			0.1			0.1			0.1	0.30
									2 REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LÍNEA TIERRA DEL EQUIPO.			0.2			0.2			0.2			0.2	0.60
									3 MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO.			0.1			0.1			0.1			0.1	0.30
									4 MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE VACÍO Y DIAFRAGMAS.			0.1			0.1			0.1			0.1	0.30
									5 REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL DUCTOS Y MANGUERAS.			0.1			0.1			0.1			0.1	0.30
									6 VERIFICACIÓN DE VACUÓMETRO, REGULADOR Y TAPA DE FRASCO.			0.1			0.1			0.1			0.1	0.30
									7 VERIFICACIÓN DE BATERÍAS INTERNAS.			0.1			0.1			0.1			0.1	0.30
									8 LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACIÓN DE FILTRO ANTIBACTERIAL /HIDROFÓBICO.			0.1			0.1			0.1			0.1	0.30
									9 VERIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, PRUEBAS GENERALES.			0.1			0.1			0.1			0.1	0.30
767	PUERTO BERMÚDEZ	TRASLADO DE PACIENTES	00743693	DESFIBRILADOR CON MONITOR PARA AMBULANCIA	PHILIPS / HEARTSTART MRX	B	A	MO	1 VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA			0.22			0.22			0.22			0.22	0.66
									2 MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO			0.22			0.22			0.22			0.22	0.66
									3 VERIFICACIÓN DEL CONDENSADOR DE CARGA PRINCIPAL			0.23			0.23			0.23			0.23	0.69
									4 MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA TÉRMICA			0.22			0.22			0.22			0.22	0.66
									5 REVISIÓN DE LAS PALETAS EXTERNAS Y LIMPIEZA			0.23			0.23			0.23			0.23	0.69
									6 REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE			0.22			0.22			0.22			0.22	0.66
									7 VERIFICACIÓN DEL MODO MONITOR, MARCAPASOS Y DEA, REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CABLE ECG			0.22			0.22			0.22			0.22	0.66
									8 PRUEBAS GENERALES			0.22			0.22			0.22			0.22	0.66
									9 INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO			0.22			0.22			0.22			0.22	0.66
768	SAN JUAN	C. EXT - MEDIC. FISICA. Y REHABILITACION	00396974	TANQUE DE PARAFINA	THERABATH / TB-6	CB	B	MO	1 INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	0.12			0.12			0.12			0.12			0.24
									2 VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS.	0.12			0.12			0.12			0.12			0.24
									3 REVISIÓN DE LA RESISTENCIA ELÉCTRICA	0.12			0.12			0.12			0.12			0.24
									4 REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL TERMOSTATO ELÉCTRICO	0.13			0.13			0.13			0.13			0.26
									5 VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA	0.12			0.12			0.12			0.12			0.24
									6 LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL TANQUE	0.13			0.13			0.13			0.13			0.26
									7 VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA	0.13			0.13			0.13			0.13			0.26
									8 PRUEBAS GENERALES	0.13			0.13			0.13			0.13			0.26
									1 INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	0.3			0.3			0.3			0.3			0.60

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																						
ID	DATOS DEL EQUIPO						DATOS DEL MANTENIMIENTO			PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												TOTAL DE HORAS HOMBRE
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJE CUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
769	SAN JUAN	C. EXT - MEDIC. FISICA. Y REHABILITACION	00741056	TANQUE DE COMPRESAS CALIENTES	CHATTANOOGA / M-2	CB	B	MO	2 VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS.	0.3			0.3			0.3			0.3			0.60
									3 REVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA RESISTENCIA ELÉCTRICA	0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									4 REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL TERMOSTATO ELÉCTRICO	0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
									5 VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA	0.1			0.1			0.1			0.1			0.20
									6 LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL TANQUE	0.1			0.1			0.1			0.1			0.20
									7 VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA	0.1			0.1			0.1			0.1			0.20
									8 PRUEBAS GENERALES	0.1			0.1			0.1			0.1			0.20
770	SAN JUAN	C. EXT - MEDIC. FISICA. Y REHABILITACION	00743378	TENS ANALGESICO	BIOMEDICAL SYSTEMS / SYSTEM 2000	B	M	MO	1 INSPECCION DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	0.1			0.1			0.1			0.1			0.20
									2 DESMONTAJE DEL EQUIPO	0.15			0.15			0.15			0.15			0.30
									3 REVISIÓN DE SISTEMA ELECTRICO	0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									4 REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARIJETA ELECTRONICA	0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									5 VERIFICACION DE ACCESORIOS EXTERNOS CAMBIO SI LO REQUIERE	0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									6 PRUEBAS GENERALES	0.15			0.15			0.15			0.15			0.30
771	SAN JUAN	C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA	00402382	DETECTOR DE LATIDOS FETALES	NICOLET / IMEX DOP CT	B	A	MO	1 INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	0.15			0.15			0.15			0.15			0.30
									2 MANTENIMIENTO DE LA TARIJETA ELECTRÓNICA	0.25			0.25			0.25			0.25			0.50
									3 REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA	0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									4 VERIFICACIÓN DEL TRANSDUCTOR DE ULTRASONIDO	0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									5 REVISIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA	0.1			0.1			0.1			0.1			0.20
									6 PRUEBAS GENERALES	0.1			0.1			0.1			0.1			0.20
772	SAN JUAN	C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA	00740058	DETECTOR DE LATIDOS FETALES	JUMPER / JPD-200C	B	A	MO	1 INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	0.15			0.15			0.15			0.15			0.30
									2 MANTENIMIENTO DE LA TARIJETA ELECTRÓNICA	0.25			0.25			0.25			0.25			0.50
									3 REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA	0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									4 VERIFICACIÓN DEL TRANSDUCTOR DE ULTRASONIDO	0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									5 REVISIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA	0.1			0.1			0.1			0.1			0.20
									6 PRUEBAS GENERALES	0.1			0.1			0.1			0.1			0.20
773	SAN JUAN	C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA	00741050	INCUBADORA NEONATAL ESTANDAR	FANEM / VISION 2186	B	A	MO	1 INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	0.4			0.4			0.4			0.4			0.80
									2 VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA	0.4			0.4			0.4			0.4			0.80
									3 MANTENIMIENTO DE LAS TARIJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO	0.4			0.4			0.4			0.4			0.80
									4 REVISIÓN DE LA RESISTENCIA CALEFACTORA Y LIMPIEZA DEL DISIPADOR DE CALOR	0.4			0.4			0.4			0.4			0.80
									5 MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO DE RECIRCULACIÓN DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	0.4			0.4			0.4			0.4			0.80
									6 VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LA PANTALLA LCD Y PANEL DE CONTROL.	0.4			0.4			0.4			0.4			0.80
									7 REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SENSOR DE TEMPERATURA Y SENSOR DE HUMEDAD RELATIVA	0.4			0.4			0.4			0.4			0.80
									8 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE HUMIFICACIÓN, AJUSTES ELÉCTRICOS	0.4			0.4			0.4			0.4			0.80
									9 LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LA CÚPULA, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	0.4			0.4			0.4			0.4			0.80
									10 PRUEBAS GENERALES EN EL MODO AIRE/PIEL	0.4			0.4			0.4			0.4			0.80
774	SAN JUAN	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00394734	BAÑO MARIA	MEMMERT / WB-10	B	B	MO	1 INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									2 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTACTOS	0.3			0.3			0.3			0.3			0.60
									3 MANTENIMIENTO DE LA TARIJETA ELECTRÓNICA	0.3			0.3			0.3			0.3			0.60
									4 REVISIÓN DE LA RESISTENCIA ELÉCTRICA Y SENSOR DE TEMPERATURA	0.3			0.3			0.3			0.3			0.60
									5 REVISIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES	0.3			0.3			0.3			0.3			0.60

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																																									
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO										PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS										TOTAL DE HORAS HOMBRE													
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRITICIDAD	MODALIDAD EJECUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR										E	F	M	A	M	J	J	A	S		O	N	D										
									6	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA CABINA DE INCUBACIÓN.										0.3			0.3			0.3			0.3			0.60									
									7	VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA DE TRABAJO CON TERMÓMETRO EXTERNO										0.1			0.1			0.1			0.1			0.20									
									8	VERIFICACIÓN DE LÍNEA A TIERRA										0.1			0.1			0.1			0.1			0.20									
									9	PRUEBAS GENERALES										0.1			0.1			0.1			0.1			0.20									
									1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO										0.25			0.25			0.25			0.25			0.50									
775	SAN JUAN	CONSULTA EXTERNA- MEDICINA GENERAL	00396712	CENTRIFUGA DE MESA (400 A 750 ML)	BOECO / C-28	B	M	MO	2	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS, DESCARTE DE SOLDADURAS FRÍAS										0.25			0.25			0.25			0.25			0.50									
									3	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LÍNEA A TIERRA, AJUSTE DE CONTACTOS										0.25			0.25			0.25			0.25			0.50									
									4	VERIFICACIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y AJUSTES MECÁNICOS										0.25			0.25			0.25			0.25			0.50									
									5	REVISIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES										0.3			0.3			0.3			0.3			0.60									
									6	LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE CENTRIFUGADO										0.25			0.25			0.25			0.25			0.50									
									7	REVISIÓN , LIMPIEZA Y AJUSTES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE CIERRE DE PUERTA										0.15			0.15			0.15			0.15			0.30									
									8	VERIFICACIÓN DE LAS REVOLUCIONES DEL MOTOR CON TACÓMETRO ELECTRÓNICO										0.15			0.15			0.15			0.15			0.30									
									9	PRUEBAS GENERALES										0.15			0.15			0.15			0.15			0.30									
									776	SAN JUAN	CONSULTA EXTERNA- MEDICINA GENERAL	00403125	ECOGRAFO DE USO GENERAL	MINDRAY / DP-8800 PLUS	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO										0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
																		2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA										0.5			0.5			0.5			0.5			1.00
3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS																	0.5			0.5			0.5			0.5			1.00											
4	MANTENIMIENTO DE LA PANTALLA LCD Y PANEL DE CONTROL, LIMPIEZA DEL TECLADO ALFANUMÉRICO																	0.5			0.5			0.5			0.5			1.00											
5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TRANSDUCTORES CONVEXO, LINEAL, INTERCAVITARIA																	0.5			0.5			0.5			0.5			1.00											
6	LIMPIEZA DE VENTILADORES Y FILTROS INTERNOS																	0.5			0.5			0.5			0.5			1.00											
7	MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL, MANTENIMIENTO DEL ESTABILIZADOR DE VOLTAJE																	0.5			0.5			0.5			0.5			1.00											
8	MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA TÉRMICA																	0.5			0.5			0.5			0.5			1.00											
9	VERIFICACIÓN DE LOS MODOS DE TRABAJO																	0.5			0.5			0.5			0.5			1.00											
10	PRUEBAS GENERALES																	0.5			0.5			0.5			0.5			1.00											
777	SAN JUAN	CONSULTA EXTERNA- MEDICINA GENERAL	00403553	CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITOS	THERMO FISHER / CL 17 - IEC	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO										0.1			0.1			0.1			0.1			0.20									
									2	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS, DESCARTE DE SOLDADURAS FRÍAS										0.1			0.1			0.1			0.1			0.20									
									3	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LÍNEA A TIERRA, AJUSTE DE CONTACTOS										0.15			0.15			0.15			0.15			0.30									
									4	VERIFICACIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y AJUSTES MECÁNICOS										0.15			0.15			0.15			0.15			0.30									
									5	REVISIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES										0.15			0.15			0.15			0.15			0.30									
									6	LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE CENTRIFUGADO										0.15			0.15			0.15			0.15			0.30									
									7	REVISIÓN , LIMPIEZA Y AJUSTES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE CIERRE DE PUERTA										0.1			0.1			0.1			0.1			0.20									
									8	VERIFICACIÓN DE LAS REVOLUCIONES DEL MOTOR CON TACÓMETRO ELECTRÓNICO										0.05			0.05			0.05			0.05			0.10									
									9	PRUEBAS GENERALES										0.05			0.05			0.05			0.05			0.10									
778	SAN JUAN	CONSULTA EXTERNA- MEDICINA GENERAL	00403561	MICROSCOPIO BINOCULAR	MICROS / MCX100	B	B	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO										0.1			0.1			0.1			0.20												
									2	MANTENIMIENTO DE LA TARJETA ELECTRÓNICA										0.1			0.1			0.1			0.1			0.20									
									3	REVISIÓN DE LA LÁMPARA HALÓGENA, CAMBIO SI REQUIERE										0.2			0.2			0.2			0.2			0.40									
									4	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA OPTICO										0.1			0.1			0.1			0.1			0.20									
									5	REVISIÓN DE LOS OBJETIVOS										0.1			0.1			0.1			0.1			0.20									
									6	LIMPIEZA DE LOS OCULARES										0.1			0.1			0.1			0.1			0.20									
									7	LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONDENSADO										0.1			0.1			0.1			0.1			0.20									
									8	LIMPIEZA DEL MICRÓMETRO Y MACROMETRO										0.1			0.1			0.1			0.1			0.20									

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																									
ID	DATOS DEL EQUIPO								DATOS DEL MANTENIMIENTO				PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												TOTAL DE HORAS HOMBRE
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJE CUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
779	SAN JUAN	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00741141	CENTRIFUGA DE MESA (400 A 750 ML)	THERMO SCIENTIFIC / CL 10	B	M	MO	9 PRUEBAS GENERALES	0.1			0.1					0.1			0.1				0.20
									1 INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	0.3			0.3				0.3				0.3				0.60
									2 MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS, DESCARTE DE SOLDADURAS FRÍAS	0.5			0.5				0.5				0.5				1.00
									3 REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LÍNEA A TIERRA, AJUSTE DE CONTACTOS	0.1			0.1				0.1				0.1				0.20
									4 VERIFICACIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y AJUSTES MECÁNICOS	0.1			0.1				0.1				0.1				0.20
									5 REVISIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES	0.3			0.3				0.3				0.3				0.60
									6 LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE CENTRIFUGADO	0.3			0.3				0.3				0.3				0.60
									7 REVISIÓN , LIMPIEZA Y AJUSTES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE CIERRE DE PUERTA	0.1			0.1				0.1				0.1				0.20
									8 VERIFICACIÓN DE LAS REVOLUCIONES DEL MOTOR CON TACÓMETRO ELECTRÓNICO	0.2			0.2				0.2				0.2				0.40
									9 PRUEBAS GENERALES	0.1			0.1				0.1				0.1				0.20
780	SAN JUAN	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00741292	REFRIGERADORA PARA LABORATORIO (15 A 25 PIES CUBICOS)	THERMO SCIENTIFIC / REL 2304D	B	M	MO	1 INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	0.4			0.4					0.4			0.4			0.80	
									2 VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA	0.4			0.4				0.4				0.4				0.80
									3 MANTENIMIENTO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y DEL PANEL DE CONTROL	0.4			0.4				0.4				0.4				0.80
									4 MANTENIMIENTO DEL MOTO-COMPRESOR ELÉCTRICO , VERIFICACIÓN DEL GAS REFRIGERANTE	0.4			0.4				0.4				0.4				0.80
									5 REVISIÓN Y LIMPIEZA DE MOTORES ELÉCTRICOS	0.4			0.4				0.4				0.4				0.80
									6 REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SERPENTINES DE LA ETAPA EVAPORADORA/CONDENSADO	0.4			0.4				0.4				0.4				0.80
									7 MANTENIMIENTO DE CONTACTORES ELÉCTRICOS Y LLAVE TÉRMICA	0.4			0.4				0.4				0.4				0.80
									8 VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA Y LIMPIEZA	0.4			0.4				0.4				0.4				0.80
									9 LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO DE CIERRE	0.4			0.4				0.4				0.4				0.80
									10 PRUEBAS GENERALES.	0.4			0.4				0.4				0.4				0.80
781	SAN JUAN	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00741390	INCUBADORA DE CULTIVO (20 A 38 LITROS)	MEMMERT / INE 200	B	M	MO	1 INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	0.2			0.2					0.2			0.2			0.40	
									2 VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS	0.2			0.2				0.2				0.2				0.40
									3 MANTENIMIENTO DE LA TARJETA ELECTRÓNICA	0.3			0.3				0.3				0.3				0.60
									4 REVISIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES	0.3			0.3				0.3				0.3				0.60
									5 LIMPIEZA DEL SENSOR DE TEMPERATURA	0.3			0.3				0.3				0.3				0.60
									6 LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE INCUBACIÓN	0.3			0.3				0.3				0.3				0.60
									7 REVISIÓN DE LA RESISTENCIAS ELÉCTRICAS	0.2			0.2				0.2				0.2				0.40
									8 VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA	0.2			0.2				0.2				0.2				0.40
782	SAN JUAN	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00741398	REFRIGERADORA PARA LABORATORIO (15 A 25 PIES CUBICOS)	THERMO SCIENTIFIC / REL 2304D	B	M	MO	1 INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	0.4			0.4					0.4			0.4			0.80	
									2 VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA	0.4			0.4				0.4				0.4				0.80
									3 MANTENIMIENTO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y DEL PANEL DE CONTROL	0.4			0.4				0.4				0.4				0.80
									4 MANTENIMIENTO DEL MOTO-COMPRESOR ELÉCTRICO , VERIFICACIÓN DEL GAS REFRIGERANTE	0.4			0.4				0.4				0.4				0.80
									5 REVISIÓN Y LIMPIEZA DE MOTORES ELÉCTRICOS	0.4			0.4				0.4				0.4				0.80
									6 REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SERPENTINES DE LA ETAPA EVAPORADORA/CONDENSADO	0.4			0.4				0.4				0.4				0.80
									7 MANTENIMIENTO DE CONTACTORES ELÉCTRICOS Y LLAVE TÉRMICA	0.4			0.4				0.4				0.4				0.80
									8 VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA Y LIMPIEZA	0.4			0.4				0.4				0.4				0.80
									9 LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO DE CIERRE	0.4			0.4				0.4				0.4				0.80
									10 PRUEBAS GENERALES.	0.4			0.4				0.4				0.4				0.80

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																								
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO				PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												TOTAL DE HORAS HOMBRE
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJE CUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	
783	SAN JUAN	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00741419	EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO - RADIOGRAFIA (POTENCIA BAJA)	SHIMADZU / RADSPEED MF	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	0.6			0.6			0.6			0.6				1.20
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS	0.6			0.6			0.6			0.6				1.20
									3	MANTENIMIENTO DE GENERADOR DE ALTO VOLTAJE	0.6			0.6			0.6			0.6				1.20
									4	MANTENIMIENTO DE TUBO DE RAYOS X Y COLUMADOR	0.6			0.6			0.6			0.6				1.20
									5	VERIFICACIÓN DE BUCKY DE MESA Y BUCKY VERTICAL	0.6			0.6			0.6			0.6				1.20
									6	MANTENIMIENTO DE MESA DE DIAGNOSTICO	0.6			0.6			0.6			0.6				1.20
									7	VERIFICACIÓN DEL SOPORTE DEL TUBO DE RAYOS X, LIMPIEZA DE RIELES DE DESPLAZAMIENTO	0.6			0.6			0.6			0.6				1.20
									8	REVISIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y LIMPIEZA	0.6			0.6			0.6			0.6				1.20
									9	VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA	0.6			0.6			0.6			0.6				1.20
									10	PRUEBAS GENERALES	0.6			0.6			0.6			0.6				1.20
784	SAN JUAN	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00741649	PROCESADOR AUTOMATICO DE PELICULAS - MEDIANA CAPACIDAD	ALPHATEK / AX-700	B	A	MO	1	VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS TANQUES	0.2			0.2			0.2			0.2			0.40	
									2	VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL RACK DE REVELADO	0.2			0.2			0.2			0.2				0.40
									3	VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL RACK DE FIJADO	0.2			0.2			0.2			0.2				0.40
									4	VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL RACK DE AGUA CAMBIO DE FILTRO DE AGUA	0.2			0.2			0.2			0.2				0.40
									5	VERIFICACIÓN DE LAS TEMPERATURAS	0.2			0.2			0.2			0.2				0.40
									6	VERIFICACIÓN DE LAS ALARMAS VISIBLES Y AUDIBLES	0.2			0.2			0.2			0.2				0.40
									7	VERIFICACIÓN DE LOS COJINETES Y ENGRANAJES	0.2			0.2			0.2			0.2				0.40
									8	VERIFICACIÓN DE MOTORES , BOMBAS DE RECIRCULACION	0.2			0.2			0.2			0.2				0.40
									9	LIMPIEZA Y VERIFICACION DE TARJETAS ELECTRÓNICAS	0.2			0.2			0.2			0.2				0.40
									10	REVISIÓN Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD	0.2			0.2			0.2			0.2				0.40
785	SAN JUAN	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00743580	CENTRIFUGA DE MESA (400 A 750 ML)	NUVE / NF800	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	0.3			0.3			0.3			0.3			0.60	
									2	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS, DESCARTE DE SOLDADURAS FRÍAS	0.5			0.5			0.5			0.5				1.00
									3	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LÍNEA A TIERRA, AJUSTE DE CONTACTOS	0.1			0.1			0.1			0.1				0.20
									4	VERIFICACIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y AJUSTES MECÁNICOS	0.1			0.1			0.1			0.1				0.20
									5	REVISIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES	0.2			0.2			0.2			0.2				0.40
									6	LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE CENTRIFUGADO	0.3			0.3			0.3			0.3				0.60
									7	REVISIÓN , LIMPIEZA Y AJUSTES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE CIERRE DE PUERTA	0.1			0.1			0.1			0.1				0.20
									8	VERIFICACIÓN DE LAS REVOLUCIONES DEL MOTOR CON TACÓMETRO ELECTRÓNICO	0.2			0.2			0.2			0.2				0.40
									9	PRUEBAS GENERALES	0.2			0.2			0.2			0.2				0.40
786	SAN JUAN	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00403121	UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO MAS COMPRESORA	KAVO / UNIK	B	B	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	0.4			0.4			0.4			0.4			0.80	
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS.	0.4			0.4			0.4			0.4				0.80
									3	MANTENIMIENTO DE TARJETA ELECTRÓNICA	0.4			0.4			0.4			0.4				0.80
									4	VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LAMPARA DE ILUMINACIÓN INTRAORAL	0.4			0.4			0.4			0.4				0.80
									5	MANTENIMIENTO DE MOTORES ELÉCTRICOS DE ELEVACIÓN Y RESPALDO DEL SILLÓN DENTAL	0.4			0.4			0.4			0.4				0.80
									6	MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y NEUMÁTICA, LIMPIEZA DE LA SALIVADERA	0.4			0.4			0.4			0.4				0.80
									7	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VACÍO, VERIFICACIÓN DE PIEZAS DE MANO Y JERINGA TRIPLE	0.4			0.4			0.4			0.4				0.80
									8	MANTENIMIENTO DE COMPRESOR DE AIRE, CAMBIO DE KIT DE MANTENIMIENTO	0.4			0.4			0.4			0.4				0.80
									9	REGULACIÓN Y AJUSTES DE BRAZOS MECÁNICOS	0.4			0.4			0.4			0.4				0.80
									10	LUBRICACIÓN DE PARTES MÓVILES Y MECÁNICAS, PRUEBAS GENERALES	0.4			0.4			0.4			0.4				0.80

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																													
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO							PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS										TOTAL DE HORAS HOMBRE				
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRITIC ID AD	MO DALI DAD EJE CUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR							E	F	M	A	M	J	J	A	S		O	N	D	
787	SAN JUAN	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00740470	EQUIPO DE RAYOS X DENTAL RODABLE	VILLA SISTEMI MEDICALI / ENDOS DC	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO							0.25			0.25			0.25			0.25			0.50
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA							0.25			0.25			0.25			0.25			0.50
									3	MANTENIMIENTO DE GENERADOR DE ALTO VOLTAJE							0.25			0.25			0.25			0.25			0.50
									4	MANTENIMIENTO DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES							0.25			0.25			0.25			0.25			0.50
									5	MANTENIMIENTO DE TUBO DE RAYOS X							0.25			0.25			0.25			0.25			0.50
									6	MANTENIMIENTO DE LA COLUMNA DE SOPORTE DEL TUBO DE RAYOS X							0.25			0.25			0.25			0.25			0.50
									7	VERIFICACIÓN Y LUBRICACIÓN DE LAS PARTES MECÁNICAS Y MÓVILES DEL EQUIPO							0.25			0.25			0.25			0.25			0.50
									8	PRUEBAS GENERALES							0.25			0.25			0.25			0.25			0.50
788	SAN JUAN	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00741410	UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO MAS COMPRESORA	GNATUS / INOVA PLUS SF E	B	B	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO							0.4			0.4			0.4			0.4			0.80
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS.							0.4			0.4			0.4			0.4			0.80
									3	MANTENIMIENTO DE TARJETA ELECTRÓNICA							0.4			0.4			0.4			0.4			0.80
									4	VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LÁMPARA DE ILUMINACIÓN INTRAORAL							0.4			0.4			0.4			0.4			0.80
									5	MANTENIMIENTO DE MOTORES ELÉCTRICOS DE ELEVACIÓN Y RESPALDO DEL SILLÓN DENTAL							0.4			0.4			0.4			0.4			0.80
									6	MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y NEUMÁTICA, LIMPIEZA DE LA SALIVADERA							0.4			0.4			0.4			0.4			0.80
									7	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VACÍO, VERIFICACIÓN DE PIEZAS DE MANO Y JERINGA TRIPLE							0.4			0.4			0.4			0.4			0.80
									8	MANTENIMIENTO DE COMPRESOR DE AIRE, CAMBIO DE KIT DE MANTENIMIENTO							0.4			0.4			0.4			0.4			0.80
									9	REGULACIÓN Y AJUSTES DE BRAZOS MECÁNICOS							0.4			0.4			0.4			0.4			0.80
									10	LUBRICACIÓN DE PARTES MÓVILES Y MECÁNICAS, PRUEBAS GENERALES							0.4			0.4			0.4			0.4			0.80
789	SAN JUAN	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	01222552	PULSIOXIMETRO	NONIN / 7500	B	A	MO	1	VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN UNIVERSAL Y BATERIA RECARGABLE DEL EQUIPO.							0.14			0.14			0.14			0.14			0.28
									2	VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN INTERNA DEL EQUIPO.							0.14			0.14			0.14			0.14			0.28
									3	REVISIÓN DE LA TARJETA DIGITAL Y ANALOGA DE LA SEÑAL DE PULSIOXIMETRIA							0.15			0.15			0.15			0.15			0.30
									4	REVISIÓN DE LOS SENSORES DE PULSIOXIMETRIA, CAMBIO SI LO REQUIERE							0.15			0.15			0.15			0.15			0.30
									5	REVISIÓN DEL TECLADO, PARLANTE Y PANTALLA LED							0.14			0.14			0.14			0.14			0.28
									6	REVISIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE ALARMAS, FECHAS Y HORA DE ACUERDO AL MANUAL DE USUARIO Y SERVICIO							0.14			0.14			0.14			0.14			0.28
									7	DESMONTAJE TOTAL, MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL							0.14			0.14			0.14			0.14			0.28
790	SAN JUAN	ENFERMERÍA - ADULTO - ADULTO MAYOR	00740988	BALANZA ELECTRONICA CON TALLIMETRO ADULTO	VILLANUEVA / ELIJO	CE	B	MO	4	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO							0.12			0.12			0.12			0.12			0.24
									5	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, AJUSTE DE CONTACTOS							0.12			0.12			0.12			0.12			0.24
									6	MANTENIMIENTO DE LA TARJETA ELECTRÓNICA							0.14			0.14			0.14			0.14			0.28
									7	VERIFICACIÓN DE TRANSDUCTOR DE PRESIÓN							0.14			0.14			0.14			0.14			0.28
									8	VERIFICACIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES							0.12			0.12			0.12			0.12			0.24
									1	REVISIÓN DE LA BATERIA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE							0.12			0.12			0.12			0.12			0.24
									2	VERIFICACIÓN DEL TALLÍMETRO DEL EQUIPO							0.12			0.12			0.12			0.12			0.24
									3	LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE LINEA A TIERRA							0.12			0.12			0.12			0.12			0.24
791	SAN JUAN	ENFERMERÍA - NIÑO - ARCHIPELANTO	00741609	BALANZA ELECTRONICA CON TALLIMETRO PARA LACTANTE	HEALTH O METER / ECKO	CE	B	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO							0.14			0.14			0.14			0.28			
									2	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, AJUSTE DE CONTACTOS							0.14			0.14			0.14			0.14			0.28
									3	MANTENIMIENTO DE LA TARJETA ELECTRÓNICA							0.14			0.14			0.14			0.14			0.28
									4	VERIFICACIÓN DE TRANSDUCTOR DE PRESIÓN							0.15			0.15			0.15			0.15			0.30

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO					PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS											TOTAL DE HORAS HOMBRE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ UIP.	CRITIC ID AD	MO DALI DAD EJE CUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		ADOLESCENTE		TALLIMETRO PARA DALTANTE	355XL				5	VERIFICACIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES	0.15			0.15			0.15			0.15					0.30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
									6	REVISIÓN DE LA BATERIA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA.	0.14			0.14			0.14			0.14					0.28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
									7	PRUEBAS GENERALES.	0.14			0.14			0.14			0.14					0.28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
792	SAN JUAN	ENFERMERÍA - NIÑO - ADOLESCENTE	00744006	BALANZA ELECTRONICA CON TALLIMETRO ADULTO	GREETMED / ELECTRONIC BOBY SCALE	CE	B	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	0.11			0.11			0.11			0.11					0.22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
									2	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, AJUSTE DE CONTACTOS	0.11			0.11			0.11			0.11				0.22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
									3	MANTENIMIENTO DE LA TARJETA ELECTRÓNICA	0.12			0.12			0.12			0.12				0.24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
									4	VERIFICACIÓN DE TRANSDUCTOR DE PRESIÓN	0.11			0.11			0.11			0.11				0.22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
									5	VERIFICACIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES	0.11			0.11			0.11			0.11				0.22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
									6	REVISIÓN DE LA BATERIA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE	0.11			0.11			0.11			0.11				0.22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
									7	VERIFICACIÓN DEL TALLÍMETRO DEL EQUIPO	0.11			0.11			0.11			0.11				0.22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
									8	LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE LÍNEA A TIERRA	0.11			0.11			0.11			0.11				0.22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
									9	PRUEBAS GENERALES.	0.11			0.11			0.11			0.11				0.22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
793	SAN JUAN	ENFERMERÍA - NIÑO - ADOLESCENTE	00744058	REFRIGERADORA ICE LINE	DOMETIC / TCW 3000 AC	B	M	MO	1	INSPECCIÓN INTEGRAL DEL EQUIPO	0.4			0.4			0.4			0.4				0.80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA	0.4			0.4			0.4			0.4				0.80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
									3	MANTENIMIENTO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y DEL PANEL DE CONTROL	0.4			0.4			0.4			0.4				0.80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
									4	MANTENIMIENTO DEL MOTO-COMPRESOR ELÉCTRICO , VERIFICACIÓN DEL GAS REFRIGERANTE	0.4			0.4			0.4			0.4				0.80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE MOTORES ELÉCTRICOS	0.4			0.4			0.4			0.4				0.80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
									6	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SERPENTINES DE LA ETAPA EVAPORADORA/CONDENSADO	0.4			0.4			0.4			0.4				0.80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
									7	MANTENIMIENTO DE CONTACTORES ELÉCTRICOS Y LLAVE TÉRMICA	0.4			0.4			0.4			0.4				0.80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
									8	VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA Y LIMPIEZA	0.4			0.4			0.4			0.4				0.80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
									9	LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO DE CIERRE	0.4			0.4			0.4			0.4				0.80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
									10	PRUEBAS GENERALES.	0.4			0.4			0.4			0.4				0.80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
794	SAN JUAN	ENFERMERÍA - NIÑO - ADOLESCENTE	01224234	PULSIOXIMETRO	NONIN / 7500	B	A	MO	1	VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN UNIVERSAL Y BATERIA RECARGABLE DEL EQUIPO.	0.57			0.57			0.57			0.57				1.14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
									2	VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN INTERNA DEL EQUIPO.	0.57			0.57			0.57			0.57				1.14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
									3	REVISIÓN DE LA TARJETA DIGITAL Y ANALOGA DE LA SEÑAL DE PULSIOXIMETRIA	0.57			0.57			0.57			0.57				1.14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
									4	REVISIÓN DE LOS SENSORES DE PULSIOXIMETRIA, CAMBIO SI LO REQUIERE	0.58			0.58			0.58			0.58				1.16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
									5	REVISIÓN DEL TECLADO, PARLANTE Y PANTALLA LED	0.57			0.57			0.57			0.57				1.14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
									6	REVISIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE ALARMAS, FECHAS Y HORA DE ACUERDO AL MANUAL DE USUARIO Y SERVICIO	0.57			0.57			0.57			0.57				1.14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
									7	DESMONTAJE TOTAL, MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL	0.57			0.57			0.57			0.57				1.14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
795	SAN JUAN	PROC. D.T. ENFERMERIA - TÓPICO	00396773	ESTERILIZADOR A CALOR SECO	AESCU LAP / ISO400	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	0.1			0.1			0.1			0.1				0.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS	0.2			0.2			0.2			0.2				0.40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
									3	VERIFICACION DEL INTERRUPTOR DE MERCURIO	0.2			0.2			0.2			0.2				0.40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
									4	LIMPIEZA DEL SENSOR DE TEMPERATURA	0.1			0.1			0.1			0.1				0.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
									5	LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE ESTERILIZADO	0.1			0.1			0.1			0.1				0.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
									6	REVISIÓN DE LA RESISTENCIAS ELÉCTRICAS	0.1			0.1			0.1			0.1				0.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
									7	VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA	0.1			0.1			0.1			0.1				0.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
									8	PRUEBAS GENERALES	0.1			0.1			0.1			0.1				0.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																													
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO					PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS											TOTAL DE HORAS HOMBRE					
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ UIP.	CRITIC ID AD	MO DALI DAD EJE CUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N	D			
796	SAN JUAN	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00402394	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	THOMAS / 1243	B	M	MO	2	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LÍNEA TIERRA DEL EQUIPO					0.12			0.12			0.12			0.12			0.24		
									3	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO					0.14			0.14				0.14				0.14			0.28
									4	MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE VACIO Y DIAFRAGMAS					0.14			0.14				0.14				0.14			0.28
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL DUCTOS Y MANGUERAS					0.12			0.12				0.12				0.12			0.24
									6	VERIFICACIÓN DE VACUÓMETRO, REGULADOR Y TAPA DE FRASCO					0.12			0.12				0.12				0.12			0.24
									7	LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACION Y/O CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL /HIDROFÓBICO					0.12			0.12				0.12				0.12			0.24
									8	VERIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, PRUEBAS GENERALES					0.12			0.12				0.12				0.12			0.24
797	SAN JUAN	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00740035	ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA	TUTTNAUER / 2545 E	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO					0.2			0.2			0.2			0.2			0.40		
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA					0.2			0.2				0.2			0.2			0.40	
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS					0.2			0.2				0.2			0.2			0.40	
									4	REVISIÓN DE LAS PANTALLAS LCD ,PANEL DE CONTROL Y PULSADORES					0.2			0.2				0.2			0.2			0.40	
									5	REVISIÓN DE ELECTROVÁLVULAS Y DUCTOS INTERNOS					0.2			0.2				0.2			0.2			0.40	
									6	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE RESISTENCIAS ELÉCTRICAS					0.2			0.2				0.2			0.2			0.40	
									7	LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE ESTERILIZADO, LIMPIEZA DE SENSOR DE TEMPERATURA, CAMBIO DE EMPAQUETADURA PA					0.2			0.2				0.2			0.2			0.40	
									8	LIMPIEZA DEL SENSOR DE NIVEL DE AGUA					0.2			0.2				0.2			0.2			0.40	
									9	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA PUERTA					0.2			0.2				0.2			0.2			0.40	
									10	PRUEBAS GENERALES					0.2			0.2				0.2			0.2			0.40	
798	SAN JUAN	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00740045	ELECTROCARDIOGRAFO DE 01 CANAL	CARDIOLINE / AR 1200 ADV	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO					0.07			0.07			0.07			0.07			0.14		
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA					0.07			0.07				0.07			0.07			0.14	
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS					0.25			0.25				0.25			0.25			0.50	
									4	REVISIÓN DE LAS PANTALLAS LCD Y PANEL DE CONTROL					0.15			0.15				0.15			0.15			0.30	
									5	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA, PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA Y CAMBIO					0.15			0.15				0.15			0.15			0.30	
									6	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CABLE PACIENTE ECG Y ELECTRODOS PRECORDIALES					0.07			0.07				0.07			0.07			0.14	
									7	MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA TÉRMICA					0.13			0.13				0.13			0.13			0.26	
									8	PRUEBAS GENERALES DEL EQUIPO					0.11			0.11				0.11			0.11			0.22	
799	SAN JUAN	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00740050	DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS	CARDIOLINE / ELIFE 700	B	A	MO	1	VERIFICACIÓN DEL CONDENSADOR DE CARGA PRINCIPAL					0.11			0.11			0.11			0.11			0.22		
									2	MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA TÉRMICA					0.12			0.12				0.12			0.12			0.24	
									3	REVISIÓN DE LAS PALETAS EXTERNAS Y LIMPIEZA					0.11			0.11				0.11			0.11			0.22	
									4	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA, PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA Y CAMBIO					0.11			0.11				0.11			0.11			0.22	
									5	VERIFICACIÓN DEL MODO MONITOR, MARCAPASOS Y DEA ,REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CABLE ECG					0.11			0.11				0.11			0.11			0.22	
									6	PRUEBAS GENERALES					0.11			0.11				0.11			0.11			0.22	
									7	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO					0.11			0.11				0.11			0.11			0.22	
									8	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA					0.11			0.11				0.11			0.11			0.22	
									9	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO					0.11			0.11				0.11			0.11			0.22	
800	SAN JUAN	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00740419	PULSIOXIMETRO	NELLCOR / N560	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO					0.15			0.15			0.15			0.15			0.30		
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA					0.2			0.2				0.2			0.2			0.40	
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO					0.2			0.2				0.2			0.2			0.40	
									4	MANTENIMIENTO DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES					0.15			0.15				0.15			0.15			0.30	
									5	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE					0.15			0.15				0.15			0.15			0.30	

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																										
ID	DATOS DEL EQUIPO								DATOS DEL MANTENIMIENTO				PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												TOTAL DE HORAS HOMBRE	
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJEC UCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
									6	REVISIÓN, LIMPIEZA Y CAMBIO DEL SENSOR DE SATURACIÓN. PRUEBAS GENERALES				0.15			0.15			0.15			0.15			0.30
801	SAN JUAN	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00740420	PULSIOXIMETRO	NELLCOR / N560	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO				0.15			0.15			0.15			0.15			0.30
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA				0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARIETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO				0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									4	MANTENIMIENTO DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES				0.15			0.15			0.15			0.15			0.30
									5	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE				0.15			0.15			0.15			0.15			0.30
									6	REVISIÓN, LIMPIEZA Y CAMBIO DEL SENSOR DE SATURACIÓN. PRUEBAS GENERALES				0.15			0.15			0.15			0.15			0.30
802	SAN JUAN	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00740437	ELECTROCAUTERIO MONO / BIPOLAR	WEM / HF-120	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO				0.15			0.15			0.15			0.15			0.30
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA				0.15			0.15			0.15			0.15			0.30
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARIETAS ELECTRÓNICAS				0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									4	REVISIÓN DE LAS PANTALLAS LCD ,PANEL DE CONTROL Y PERILLAS DE SELECCIÓN				0.1			0.1			0.1			0.1			0.20
									5	REVISIÓN DE PEDALES MONO/BIPOLAR Y LIMPIEZA				0.1			0.1			0.1			0.1			0.20
									6	VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL PORTA EQUIPO Y GARRUCHAS DE DESPLAZAMIENTO				0.1			0.1			0.1			0.1			0.20
									7	VERIFICACIÓN DE LA PLACA NEUTRAL				0.1			0.1			0.1			0.1			0.20
									8	PRUEBAS FUNCIONALES DE CORTE Y COAGULACIÓN, LIMPIEZA EXTERNA				0.1			0.1			0.1			0.1			0.20
803	SAN JUAN	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00741038	DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS	NIHON KOHDEN / TEC-5531K	B	A	MO	3	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO				0.25			0.25			0.25			0.25			0.50
									4	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA				0.25			0.25			0.25			0.25			0.50
									5	MANTENIMIENTO DE LAS TARIETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO				0.25			0.25			0.25			0.25			0.50
									6	VERIFICACIÓN DEL CONDENSADOR DE CARGA PRINCIPAL				0.25			0.25			0.25			0.25			0.50
									7	MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA TÉRMICA				0.25			0.25			0.25			0.25			0.50
									8	REVISIÓN DE LAS PALETAS EXTERNAS Y LIMPIEZA				0.25			0.25			0.25			0.25			0.50
									1	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA, PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA Y CAMBIO				0.25			0.25			0.25			0.25			0.50
									2	VERIFICACIÓN DEL MODO MONITOR, MARCAPASOS Y DEA ,REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CABLE ECG				0.25			0.25			0.25			0.25			0.50
804	SAN JUAN	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00741127	ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA (15 A 25 LITROS)	CISA / 250	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO				0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA				0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARIETAS ELECTRÓNICAS				0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									4	REVISIÓN DE LAS PANTALLAS LCD ,PANEL DE CONTROL Y PULSADORES				0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									5	REVISIÓN DE ELECTROVÁLVULAS Y DUCTOS INTERNOS				0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									6	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE RESISTENCIAS ELÉCTRICAS				0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									7	LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE ESTERILIZADO, LIMPIEZA DE SENSOR DE TEMPERATURA				0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									8	LIMPIEZA DEL SENSOR DE NIVEL DE AGUA				0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									9	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA PUERTA				0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									10	PRUEBAS GENERALES				0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
805	SAN JUAN	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00741136	ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA	CISA / 250	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO				0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA				0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARIETAS ELECTRÓNICAS				0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									4	REVISIÓN DE LAS PANTALLAS LCD ,PANEL DE CONTROL Y PULSADORES				0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									5	REVISIÓN DE ELECTROVÁLVULAS Y DUCTOS INTERNOS				0.2			0.2			0.2			0.2			0.40

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																																
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO							PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS										TOTAL DE HORAS HOMBRE							
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ UIP.	CRITIC ID AD	MO DALI DAD EJEC UCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR							E	F	M	A	M	J	J	A	S		O	N	D				
		TOPICO		(15 A 25 LITROS)					6	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE RESISTENCIAS ELÉCTRICAS							0.2			0.2			0.2			0.2			0.40			
									7	LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE ESTERILIZADO, LIMPIEZA DE SENSOR DE TEMPERATURA							0.2			0.2			0.2			0.2			0.40			
									8	LIMPIEZA DEL SENSOR DE NIVEL DE AGUA							0.2			0.2			0.2			0.2			0.40			
									9	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA PUERTA							0.2			0.2			0.2			0.2			0.40			
									10	PRUEBAS GENERALES							0.2			0.2			0.2			0.2			0.40			
806	SAN JUAN	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	01222498	PULSIOXIMETRO	NONIN / 7500	B	A	MO	1	VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN UNIVERSAL Y BATERIA RECARGABLE DEL EQUIPO.							0.14			0.14			0.14			0.14			0.28			
									2	VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN INTERNA DEL EQUIPO.							0.14			0.14			0.14			0.14			0.28			
									3	REVISIÓN DE LA TARJETA DIGITAL Y ANALOGA DE LA SEÑAL DE PULSIOXIMETRIA							0.15			0.15			0.15			0.15			0.30			
									4	REVISIÓN DE LOS SENSORES DE PULSIOXIMETRIA, CAMBIO SI LO REQUIERE							0.15			0.15			0.15			0.15			0.30			
									5	REVISIÓN DEL TECLADO, PARLANTE Y PANTALLA LED							0.14			0.14			0.14			0.14			0.28			
									6	REVISIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE ALARMAS, FECHAS Y HORA DE ACUERDO AL MANUAL DE USUARIO Y SERVICIO							0.14			0.14			0.14			0.14			0.28			
									7	DESMONTAJE TOTAL, MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL							0.14			0.14			0.14			0.14			0.28			
807	SAN JUAN	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	01224233	PULSIOXIMETRO	NONIN / 7500	B	A	MO	1	VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN UNIVERSAL Y BATERIA RECARGABLE DEL EQUIPO.							0.14			0.14			0.14			0.14			0.28			
									2	VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN INTERNA DEL EQUIPO.							0.14			0.14			0.14			0.14			0.28			
									3	REVISIÓN DE LA TARJETA DIGITAL Y ANALOGA DE LA SEÑAL DE PULSIOXIMETRIA							0.15			0.15			0.15			0.15			0.30			
									4	REVISIÓN DE LOS SENSORES DE PULSIOXIMETRIA, CAMBIO SI LO REQUIERE							0.15			0.15			0.15			0.15			0.30			
									5	REVISIÓN DEL TECLADO, PARLANTE Y PANTALLA LED							0.14			0.14			0.14			0.14			0.28			
									6	REVISIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE ALARMAS, FECHAS Y HORA DE ACUERDO AL MANUAL DE USUARIO Y SERVICIO							0.14			0.14			0.14			0.14			0.28			
									7	DESMONTAJE TOTAL, MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL							0.14			0.14			0.14			0.14			0.28			
808	VILLA RICA	C. EXT - MEDIC. FISICA. Y REHABILITACION	00403658	TANQUE DE COMPRESAS CALIENTES	THERMO ELECTRON / MH-12	CB	B	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO									0.25			0.25			0.25			0.25	0.75			
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS.									0.25			0.25			0.25			0.25			0.25	0.75
									3	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA RESISTENCIA ELÉCTRICA									0.25			0.25			0.25			0.25			0.25	0.75
									4	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL TERMOSTATO ELÉCTRICO									0.25			0.25			0.25			0.25			0.25	0.75
									5	VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA									0.25			0.25			0.25			0.25			0.25	0.75
									6	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL TANQUE									0.25			0.25			0.25			0.25			0.25	0.75
									7	VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA									0.25			0.25			0.25			0.25			0.25	0.75
									8	PRUEBAS GENERALES									0.25			0.25			0.25			0.25			0.25	0.75
809	VILLA RICA	C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA	00403590	PULSIOXIMETRO	GENERAL ELECTRIC / TRUSAT	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO									0.15			0.15			0.15			0.15	0.45			
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA									0.15			0.15			0.15			0.15			0.15	0.45
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO									0.15			0.15			0.15			0.15			0.15	0.45
									4	MANTENIMIENTO DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES									0.25			0.25			0.25			0.25			0.25	0.75
									5	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE									0.15			0.15			0.15			0.15			0.15	0.45
									6	REVISIÓN, LIMPIEZA Y CAMBIO DEL SENSOR DE SATURACIÓN. PRUEBAS GENERALES									0.15			0.15			0.15			0.15			0.15	0.45
									1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO									0.2			0.2			0.2			0.2	0.60			
									2	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTACTOS									0.25			0.25			0.25			0.25			0.25	0.75
									3	MANTENIMIENTO DE LA TARJETA ELECTRÓNICA									0.3			0.3			0.3			0.3			0.3	0.90
									4	REVISIÓN DE LA RESISTENCIA ELÉCTRICA Y SENSOR DE TEMPERATURA									0.25			0.25			0.25			0.25			0.25	0.75

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																								
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO				PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS											TOTAL DE HORAS HOMBRE	
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRITIC ID AD	MO DALI DAD EJE CUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N
810	VILLA RICA	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00394611	BAÑO MARIA	MEMMERT / null	B	B	MO	5	REVISIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES			0.35			0.35			0.35			0.35		1.05
									6	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA CABINA DE INCUBACIÓN.			0.35			0.35			0.35			0.35	1.05	
									7	VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA DE TRABAJO CON TERMÓMETRO EXTERNO			0.1			0.1			0.1		0.30			
									8	VERIFICACIÓN DE LÍNEA A TIERRA			0.1			0.1			0.1		0.30			
									9	PRUEBAS GENERALES			0.1			0.1			0.1		0.30			
811	VILLA RICA	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00394616	ESTERILIZADOR A CALOR SECO	MEMMERT / UM - 400	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO			0.2			0.2			0.2			0.2	0.60	
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS			0.4			0.4			0.4		1.20			
									3	VERIFICACION DEL INTERRUPTOR DE MERCURIO			0.2			0.2			0.2		0.60			
									4	LIMPIEZA DEL SENSOR DE TEMPERATURA			0.2			0.2			0.2		0.60			
									5	LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE ESTERILIZADO			0.4			0.4			0.4		1.20			
									6	REVISIÓN DE LA RESISTENCIAS ELÉCTRICAS			0.4			0.4			0.4		1.20			
									7	VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA			0.1			0.1			0.1		0.30			
									8	PRUEBAS GENERALES			0.1			0.1			0.1		0.30			
812	VILLA RICA	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00741115	ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA (15 A 25 LITROS)	CISA / 250	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO			0.2			0.2			0.2			0.2	0.60	
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA			0.2			0.2			0.2		0.60			
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS			0.2			0.2			0.2		0.60			
									4	REVISIÓN DE LAS PANTALLAS LCD ,PANEL DE CONTROL Y PULSADORES			0.2			0.2			0.2		0.60			
									5	REVISIÓN DE ELECTROVÁLVULAS Y DUCTOS INTERNOS			0.2			0.2			0.2		0.60			
									6	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE RESISTENCIAS ELÉCTRICAS			0.2			0.2			0.2		0.60			
									7	LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE ESTERILIZADO, LIMPIEZA DE SENSOR DE TEMPERATURA			0.2			0.2			0.2		0.60			
									8	LIMPIEZA DEL SENSOR DE NIVEL DE AGUA			0.2			0.2			0.2		0.60			
									9	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA PUERTA			0.2			0.2			0.2		0.60			
									10	PRUEBAS GENERALES			0.2			0.2			0.2		0.60			
813	VILLA RICA	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00741291	REFRIGERADORA PARA LABORATORIO (15 A 25 PIES CUBICOS)	THERMO SCIENTIFIC / REL 2304D	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO.			0.25			0.25			0.25			0.25	0.75	
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA.			0.25			0.25			0.25		0.75			
									3	MANTENIMIENTO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y DEL PANEL DE CONTROL.			0.5			0.5			0.5		1.50			
									4	MANTENIMIENTO DEL MOTO-COMPRESOR ELÉCTRICO , VERIFICACIÓN DEL GAS REFRIGERANTE.			0.5			0.5			0.5		1.50			
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE VENTILADOR.			0.5			0.5			0.5		1.50			
									6	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SERPENTINES DE LA ETAPA EVAPORADORA/CONDENSADO.			0.5			0.5			0.5		1.50			
									7	VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA Y LIMPIEZA.			0.5			0.5			0.5		1.50			
									8	LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO DE CIERRE DE PUERTA.			0.5			0.5			0.5		1.50			
									9	PRUEBAS GENERALES.			0.5			0.5			0.5		1.50			
814	VILLA RICA	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00741405	ECOGRFO PORTATIL	TOSHIBA / SSA-510 A	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO			0.2			0.2			0.2			0.2	0.60	
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA			0.2			0.2			0.2		0.60			
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS			0.2			0.2			0.2		0.60			
									4	MANTENIMIENTO DE LA PANTALLA LCD Y PANEL DE CONTROL, LIMPIEZA DEL TECLADO ALFANUMÉRICO			0.2			0.2			0.2		0.60			
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TRANSDUCTORES CONVEXO, LINEAL, INTERCAVITARIA			0.2			0.2			0.2		0.60			
									6	LIMPIEZA DE VENTILADORES Y FILTROS INTERNOS			0.2			0.2			0.2		0.60			
									7	MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL, MANTENIMIENTO DEL ESTABILIZADOR DE VOLTAJE			0.2			0.2			0.2		0.60			

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																															
ID	DATOS DEL EQUIPO								DATOS DEL MANTENIMIENTO							PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS											TOTAL DE HORAS HOMBRE				
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRITIC ID AD	MODALIDAD EJECUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D			
									8	MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA TÉRMICA									0.2			0.2			0.2			0.2	0.60		
									9	VERIFICACIÓN DE LOS MODOS DE TRABAJO									0.2			0.2			0.2			0.2	0.60		
									10	PRUEBAS GENERALES									0.2			0.2			0.2			0.2	0.60		
815	VILLA RICA	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00741420	EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO - RADIOGRAFIA (POTENCIA BAJA)	SHIMADZU / RADSPEED MF	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO									0.4			0.4			0.4			0.4	1.20		
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS									0.4			0.4			0.4			0.4		0.4	1.20
									3	MANTENIMIENTO DE GENERADOR DE ALTO VOLTAJE									0.4			0.4			0.4			0.4		0.4	1.20
									4	MANTENIMIENTO DE TUBO DE RAYOS X Y COLUMADOR									0.4			0.4			0.4			0.4		0.4	1.20
									5	VERIFICACIÓN DE BUCKY DE MESA Y BUCKY VERTICAL									0.4			0.4			0.4			0.4		0.4	1.20
									6	MANTENIMIENTO DE MESA DE DIAGNOSTICO									0.4			0.4			0.4			0.4		0.4	1.20
									7	VERIFICACIÓN DEL SOPORTE DEL TUBO DE RAYOS X, LIMPIEZA DE RIELES DE DESPLAZAMIENTO									0.4			0.4			0.4			0.4		0.4	1.20
									8	REVISIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y LIMPIEZA									0.4			0.4			0.4			0.4		0.4	1.20
									9	VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA									0.4			0.4			0.4			0.4		0.4	1.20
									10	PRUEBAS GENERALES									0.4			0.4			0.4			0.4		0.4	1.20
816	VILLA RICA	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00744056	MICROSCOPIO BINOCULAR	LEICA / DM750	B	B	MO	1	LIMPIEZA DEL TUBO BINOCULAR									0.12			0.12			0.12			0.12	0.36		
									2	LIMPIEZA DE OCULARES									0.13			0.13			0.13			0.13		0.13	0.39
									3	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE OBJETIVOS									0.13			0.13			0.13			0.13		0.13	0.39
									4	REVISIÓN DEL SISTEMA MECÁNICO DEL EQUIPO									0.13			0.13			0.13			0.13		0.13	0.39
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN LED									0.13			0.13			0.13			0.13		0.13	0.39
									6	LIMPIEZA DEL CONDENSADOR Y ACCESORIOS									0.12			0.12			0.12			0.12		0.12	0.36
									7	REVISIÓN DE LA FUENTE DE PODER DEL MICROSCOPIO									0.12			0.12			0.12			0.12		0.12	0.36
									8	PRUEBAS DE OPERATIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO									0.12			0.12			0.12			0.12		0.12	0.36
817	VILLA RICA	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00756108	CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITOS	BOECO / H-240	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO									0.1			0.1			0.1			0.1	0.30		
									2	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS, DESCARTE DE SOLDADURAS FRÍAS									0.1			0.1			0.1			0.1		0.1	0.30
									3	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LÍNEA A TIERRA, AJUSTE DE CONTACTOS									0.1			0.1			0.1			0.1		0.1	0.30
									4	VERIFICACIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y AJUSTES MECÁNICOS									0.1			0.1			0.1			0.1		0.1	0.30
									5	REVISIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES									0.1			0.1			0.1			0.1		0.1	0.30
									6	LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE CENTRIFUGADO									0.2			0.2			0.2			0.2		0.2	0.60
									7	REVISIÓN , LIMPIEZA Y AJUSTES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE CIERRE DE PUERTA									0.1			0.1			0.1			0.1		0.1	0.30
									8	VERIFICACIÓN DE LAS REVOLUCIONES DEL MOTOR CON TACÓMETRO ELECTRÓNICO									0.1			0.1			0.1			0.1		0.1	0.30
									9	PRUEBAS GENERALES									0.1			0.1			0.1			0.1		0.1	0.30
818	VILLA RICA	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00394685	EQUIPO DE FOTOPOLIMERIZACION	COLTENE / C7906	B	B	MO	1	REVISIÓN INTERGRAL DEL EQUIPO									0.15			0.15			0.15			0.15	0.45		
									2	VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRÓNICO									0.25			0.25			0.25			0.25		0.25	0.75
									3	VERIFICACION Y LIMPIEZA DE LA LAMPARA HALOGENA									0.25			0.25			0.25			0.25		0.25	0.75
									4	VERIFICACION DE LA FUENTE DE PODER									0.2			0.2			0.2			0.2		0.2	0.60
									5	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO									0.15			0.15			0.15			0.15		0.15	0.45
819	VILLA RICA	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00394689	ESTERILIZADOR A CALOR SECO	MEMMERT / UM-200	B	A	MO	1	VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA									0.1			0.1			0.1			0.1	0.30		
									2	PRUEBAS GENERALES									0.1			0.1			0.1			0.1		0.1	0.30
									3	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO									0.2			0.2			0.2			0.2		0.2	0.60
									4	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS									0.4			0.4			0.4			0.4		0.4	1.20
									5	VERIFICACION DEL INTERRUPTOR DE MERCURIO									0.2			0.2			0.2			0.2		0.2	0.60
									6	LIMPIEZA DEL SENSOR DE TEMPERATURA									0.2			0.2			0.2			0.2		0.2	0.60
									7	LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE ESTERILIZADO									0.4			0.4			0.4			0.4		0.4	1.20

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

DATOS DEL EQUIPO									DATOS DEL MANTENIMIENTO				PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												TOTAL DE HORAS HOMBRE			
ID	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRITIC ID AD	MODALIDAD EJECUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR								E	F	M	A	M	J	J	A		S	O	N
									8	REVISIÓN DE LA RESISTENCIAS ELÉCTRICAS				0.4			0.4			0.4				0.4	1.20			
820	VILLA RICA	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00403122	UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO MAS COMPRESORA	KAVO / UNIK	B	B	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO				0.2			0.2			0.2				0.2	0.60			
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS.				0.2			0.2			0.2			0.2	0.60				
									3	MANTENIMIENTO DE TARJETA ELECTRÓNICA				0.2			0.2			0.2			0.2	0.60				
									4	VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LÁMPARA DE ILUMINACIÓN INTRAORAL				0.2			0.2			0.2			0.2	0.60				
									5	MANTENIMIENTO DE MOTORES ELÉCTRICOS DE ELEVACIÓN Y RESPALDO DEL SILLÓN DENTAL				0.2			0.2			0.2			0.2	0.60				
									6	MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y NEUMÁTICA, LIMPIEZA DE LA SALIVADERA				0.2			0.2			0.2			0.2	0.60				
									7	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VACÍO, VERIFICACIÓN DE PIEZAS DE MANO Y JERINGA TRIPLE				0.2			0.2			0.2			0.2	0.60				
									8	MANTENIMIENTO DE COMPRESOR DE AIRE, CAMBIO DE KIT DE MANTENIMIENTO				0.2			0.2			0.2			0.2	0.60				
									9	REGULACIÓN Y AJUSTES DE BRAZOS MECÁNICOS				0.2			0.2			0.2			0.2	0.60				
									10	LUBRICACIÓN DE PARTES MÓVILES Y MECÁNICAS, PRUEBAS GENERALES				0.2			0.2			0.2			0.2	0.60				
821	VILLA RICA	ENFERMERÍA - NIÑO - ADOLESCENTE	00744059	REFRIGERADORA ICE LINE	DOMETIC / TCW 3000 AC	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO				0.3			0.3			0.3			0.3	0.90				
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA				0.3			0.3			0.3			0.3	0.90				
									3	MANTENIMIENTO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y DEL PANEL DE CONTROL				0.3			0.3			0.3			0.3	0.90				
									4	MANTENIMIENTO DEL MOTO-COMPRESOR ELÉCTRICO , VERIFICACIÓN DEL GAS REFRIGERANTE				0.3			0.3			0.3			0.3	0.90				
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE MOTORES ELÉCTRICOS				0.3			0.3			0.3			0.3	0.90				
									6	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SERPENTINES DE LA ETAPA EVAPORADORA/CONDENSADO				0.3			0.3			0.3			0.3	0.90				
									7	VERIFICACIÓN DE PROTECTOR TÉRMICO E INTERRUPTOR DE ENCENDIDO.				0.3			0.3			0.3			0.3	0.90				
									8	VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA Y LIMPIEZA				0.3			0.3			0.3			0.3	0.90				
									9	LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO DE CIERRE DE PUERTA.				0.3			0.3			0.3			0.3	0.90				
									10	PRUEBAS GENERALES.				0.3			0.3			0.3			0.3	0.90				
822	VILLA RICA	ENFERMERÍA - NIÑO - ADOLESCENTE	00744772	CONGELADOR HORIZONTAL PARA VACUNAS Y PAQUETES FRIOS	VESTFROST / MF214	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO.				0.25			0.25			0.25			0.25	0.75				
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA.				0.25			0.25			0.25			0.25	0.75				
									3	MANTENIMIENTO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y DEL PANEL DE CONTROL.				0.25			0.25			0.25			0.25	0.75				
									4	MANTENIMIENTO DEL MOTO-COMPRESOR ELÉCTRICO , VERIFICACIÓN DEL GAS REFRIGERANTE.				0.25			0.25			0.25			0.25	0.75				
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE MOTORES ELÉCTRICOS.				0.25			0.25			0.25			0.25	0.75				
									6	VERIFICACIÓN DE PROTECTOR TÉRMICO E INTERRUPTOR DE ENCENDIDO..				0.25			0.25			0.25			0.25	0.75				
									7	LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO DE CIERRE DE PUERTA.				0.25			0.25			0.25			0.25	0.75				
									8	PRUEBAS GENERALES.				0.25			0.25			0.25			0.25	0.75				
823	VILLA RICA	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00403648	ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA	TUTTNAUER / 2545 E	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO				0.2			0.2			0.2			0.2	0.60				
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA				0.2			0.2			0.2			0.2	0.60				
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS				0.4			0.4			0.4			0.4	1.20				
									4	REVISIÓN DE LAS PANTALLAS LCD ,PANEL DE CONTROL Y PULSADORES				0.2			0.2			0.2			0.2	0.60				
									5	REVISIÓN DE ELECTROVÁLVULAS Y DUCTOS INTERNOS				0.2			0.2			0.2			0.2	0.60				
									6	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE RESISTENCIAS ELÉCTRICAS				0.2			0.2			0.2			0.2	0.60				
									7	LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE ESTERILIZADO, LIMPIEZA DE SENSOR DE TEMPERATURA, CAMBIO DE EMPAQUETADURA.				0.2			0.2			0.2			0.2	0.60				

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																													
ID	DATOS DEL EQUIPO								DATOS DEL MANTENIMIENTO							PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												TOTAL DE HORAS HOMBRE	
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRITIC ID AD	MODALIDAD EJECUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
									8	LIMPIEZA DEL SENSOR DE NIVEL DE AGUA									0.2			0.2			0.2			0.2	0.60
									9	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA PUERTA									0.1			0.1			0.1			0.1	0.30
									10	PRUEBAS GENERALES									0.1			0.1			0.1			0.1	0.30
824	VILLA RICA	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00740433	PULSIOXIMETRO	NELLCOR / N560	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO									0.15			0.15			0.15			0.15	0.45
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA									0.15			0.15			0.15			0.15	0.45
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO									0.15			0.15			0.15			0.15	0.45
									4	MANTENIMIENTO DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES									0.25			0.25			0.25			0.25	0.75
									5	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE									0.15			0.15			0.15			0.15	0.45
									6	REVISIÓN, LIMPIEZA Y CAMBIO DEL SENSOR DE SATURACIÓN. PRUEBAS GENERALES									0.15			0.15			0.15			0.15	0.45
825	VILLA RICA	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00740434	PULSIOXIMETRO	NELLCOR / N560	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO									0.15			0.15			0.15			0.15	0.45
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA									0.15			0.15			0.15			0.15	0.45
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO									0.15			0.15			0.15			0.15	0.45
									4	MANTENIMIENTO DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES									0.25			0.25			0.25			0.25	0.75
									5	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE									0.15			0.15			0.15			0.15	0.45
									6	REVISIÓN, LIMPIEZA Y CAMBIO DEL SENSOR DE SATURACIÓN. PRUEBAS GENERALES									0.15			0.15			0.15			0.15	0.45
826	VILLA RICA	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00740459	ELECTROCARDIOGRAFO DE 01 CANAL	BIOCARE / ECG-101	B	A	MO	3	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO									0.12			0.12			0.12			0.12	0.36
									4	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA									0.12			0.12			0.12			0.12	0.36
									5	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS									0.14			0.14			0.14			0.14	0.42
									6	REVISIÓN DE LAS PANTALLAS LCD Y PANEL DE CONTROL									0.13			0.13			0.13			0.13	0.39
									7	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA, PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA Y CAMBIO									0.13			0.13			0.13			0.13	0.39
									8	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CABLE PACIENTE ECG Y ELECTRODOS PRECORDIALES									0.12			0.12			0.12			0.12	0.36
									1	MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA TÉRMICA									0.12			0.12			0.12			0.12	0.36
									2	PRUEBAS GENERALES DEL EQUIPO									0.12			0.12			0.12			0.12	0.36
827	VILLA RICA	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00741031	DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS	NIHON KOHDEN / TEC-5531K	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO									0.1			0.1			0.1			0.1	0.30
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA									0.2			0.2			0.2			0.2	0.60
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO									0.1			0.1			0.1			0.1	0.30
									4	VERIFICACIÓN DEL CONDENSADOR DE CARGA PRINCIPAL									0.1			0.1			0.1			0.1	0.30
									5	MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA TÉRMICA									0.1			0.1			0.1			0.1	0.30
									6	REVISIÓN DE LAS PALETAS EXTERNAS Y LIMPIEZA									0.1			0.1			0.1			0.1	0.30
									7	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA, PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA Y CAMBIO									0.1			0.1			0.1			0.1	0.30
									8	VERIFICACIÓN DEL MODO MONITOR, MARCAPASOS Y DEA ,REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CABLE ECG									0.1			0.1			0.1			0.1	0.30
									9	PRUEBAS GENERALES									0.1			0.1			0.1			0.1	0.30
828	VILLA RICA	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00741158	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	CAMI / NEW HOSPIVAC 350	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO									0.15			0.15			0.15			0.15	0.45
									2	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LINEA TIERRA DEL EQUIPO									0.25			0.25			0.25			0.25	0.75
									3	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO									0.1			0.1			0.1			0.1	0.30
									4	MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE VACIO Y DIAFRAGMAS									0.1			0.1			0.1			0.1	0.30
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL DUCTOS Y MANGUERAS									0.1			0.1			0.1			0.1	0.30
									6	VERIFICACIÓN DE VACUÓMETRO, REGULADOR Y TAPA DE FRASCO									0.1			0.1			0.1			0.1	0.30
									7	LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACION Y/O CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL /HIDROFÓBICO									0.1			0.1			0.1			0.1	0.30

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																													
ID	DATOS DEL EQUIPO								DATOS DEL MANTENIMIENTO							PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												TOTAL DE HORAS HOMBRE	
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJE CUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D								
									8	VERIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, PRUEBAS GENERALES									0.1			0.1			0.1			0.1	0.30
829	VILLA RICA	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	01222501	PULSIOXIMETRO	NONIN / 7500	B	A	MO	1	VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN UNIVERSAL Y BATERIA RECARGABLE DEL EQUIPO.									0.14			0.14			0.14			0.14	0.42
									2	VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN INTERNA DEL EQUIPO.									0.14			0.14			0.14			0.14	0.42
									3	REVISIÓN DE LA TARJETA DIGITAL Y ANALOGA DE LA SEÑAL DE PULSIOXIMETRIA									0.15			0.15			0.15			0.15	0.45
									4	REVISIÓN DE LOS SENSORES DE PULSIOXIMETRIA, CAMBIO SI LO REQUIERE									0.15			0.15			0.15			0.15	0.45
									5	REVISIÓN DEL TECLADO, PARLANTE Y PANTALLA LED									0.14			0.14			0.14			0.14	0.42
									6	REVISIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE ALARMAS, FECHAS Y HORA DE ACUERDO AL MANUAL DE USUARIO Y SERVICIO									0.14			0.14			0.14			0.14	0.42
									7	DESMONTAJE TOTAL, MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL									0.14			0.14			0.14			0.14	0.42
830	VILLA RICA	TRASLADO DE PACIENTES	00743423	ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL PARA AMBULANCIA	DEVILBISS / 730SP-D	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO.									0.11			0.11			0.11			0.11	0.33
									2	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LÍNEA TIERRA DEL EQUIPO.									0.11			0.11			0.11			0.11	0.33
									3	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO.									0.12			0.12			0.12			0.12	0.36
									4	MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE VACÍO Y DIAFRAGMAS.									0.11			0.11			0.11			0.11	0.33
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE DUCTOS Y MANGUERAS.									0.11			0.11			0.11			0.11	0.33
									6	VERIFICACIÓN DE VACUÓMETRO, REGULADOR Y TAPA DE FRASCO.									0.11			0.11			0.11			0.11	0.33
									7	VERIFICACIÓN DE BATERÍAS INTERNAS.									0.11			0.11			0.11			0.11	0.33
									8	LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACION Y/O CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL /HIDROFÓBICO.									0.11			0.11			0.11			0.11	0.33
									9	VERIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, PRUEBAS GENERALES.									0.11			0.11			0.11			0.11	0.33
831	VILLA RICA	TRASLADO DE PACIENTES	00743427	PULSIOXIMETRO PARA AMBULANCIA	CHOICE / MD2000-A	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO									0.15			0.15			0.15			0.15	0.45
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS.									0.15			0.15			0.15			0.15	0.45
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO									0.15			0.15			0.15			0.15	0.45
									4	MANTENIMIENTO DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES									0.25			0.25			0.25			0.25	0.75
									5	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE									0.15			0.15			0.15			0.15	0.45
									6	REVISIÓN, LIMPIEZA Y CAMBIO DEL SENSOR DE SATURACIÓN. PRUEBAS GENERALES									0.15			0.15			0.15			0.15	0.45
832	VILLA RICA	TRASLADO DE PACIENTES	00743694	DESFIBRILADOR CON MONITOR PARA AMBULANCIA	PHILIPS / HEARTSTART MRX	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO									0.11			0.11			0.11			0.11	0.33
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA									0.11			0.11			0.11			0.11	0.33
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO									0.12			0.12			0.12			0.12	0.36
									4	VERIFICACIÓN DEL CONDENSADOR DE CARGA PRINCIPAL									0.11			0.11			0.11			0.11	0.33
									5	MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA TÉRMICA									0.11			0.11			0.11			0.11	0.33
									6	REVISIÓN DE LAS PALETAS EXTERNAS Y LIMPIEZA									0.11			0.11			0.11			0.11	0.33
									7	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE									0.11			0.11			0.11			0.11	0.33
									8	VERIFICACIÓN DEL MODO MONITOR, MARCAPASOS Y DEA ,REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CABLE ECG									0.11			0.11			0.11			0.11	0.33
									9	PRUEBAS GENERALES									0.11			0.11			0.11			0.11	0.33
833	YANAHUANCA	C. EXT - MEDIC. FISICA. Y REHABILITACION	00396967	TANQUE DE COMPRESAS CALIENTES	CHATTANOOGA / 310798	CB	B	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO								0.25			0.25			0.25			0.25	0.50	
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS.								0.25			0.25			0.25			0.25	0.50	
									3	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA RESISTENCIA ELÉCTRICA								0.25			0.25			0.25			0.25	0.50	
									8	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL TERMOSTATO ELÉCTRICO								0.25			0.25			0.25			0.25	0.50	
									4	VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA								0.25			0.25			0.25			0.25	0.50	
									5	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL TANQUE								0.25			0.25			0.25			0.25	0.50	

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ID	DATOS DEL EQUIPO								MO DALI DAD EJEC UCIO	DATOS DEL MANTENIMIENTO										PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												TOTAL DE HORAS HOMBRE
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRI TIC ID AD	ACTIVIDADES A REALIZAR		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D											
									6	VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA	0.25			0.25		0.25		0.25		0.50												
									7	PRUEBAS GENERALES	0.25			0.25		0.25		0.25		0.50												
834	YANAHUANCA	C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA	00740022	DETECTOR DE LATIDOS FETALES	JUMPER / JPD- 200C	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	0.1		0.1		0.1		0.1		0.20													
									2	MANTENIMIENTO DE LA TARJETA ELECTRÓNICA	0.2		0.2		0.2		0.2		0.40													
									3	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA	0.25		0.25		0.25		0.25		0.50													
									4	VERIFICACIÓN DEL TRANSDUCTOR DE ULTRASONIDO	0.25		0.25		0.25		0.25		0.50													
									5	REVISIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA	0.1		0.1		0.1		0.1		0.20													
									6	PRUEBAS GENERALES	0.1		0.1		0.1		0.1		0.20													
835	YANAHUANCA	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00394735	CENTRIFUGA DE MESA (400 A 750 ML)	IEC.USA / CENTRA- CL2	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	0.11		0.11		0.11		0.11		0.22													
									2	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS, DESCARTE DE SOLDADURAS FRÍAS	0.12		0.12		0.12		0.12		0.24													
									3	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LÍNEA A TIERRA, AJUSTE DE CONTACTOS	0.11		0.11		0.11		0.11		0.22													
									4	VERIFICACIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y AJUSTES MECÁNICOS	0.11		0.11		0.11		0.11		0.22													
									5	REVISIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES	0.11		0.11		0.11		0.11		0.22													
									6	LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE CENTRIFUGADO	0.11		0.11		0.11		0.11		0.22													
									7	REVISIÓN , LIMPIEZA Y AJUSTES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE CIERRE DE PUERTA	0.11		0.11		0.11		0.11		0.22													
									8	VERIFICACIÓN DE LAS REVOLUCIONES DEL MOTOR CON TACÓMETRO ELECTRÓNICO	0.11		0.11		0.11		0.11		0.22													
									9	PRUEBAS GENERALES	0.11		0.11		0.11		0.11		0.22													
836	YANAHUANCA	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00399948	ESTERILIZADOR A CALOR SECO	MEMMERT / UM200	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	0.25		0.25		0.25		0.25		0.50													
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS	0.25		0.25		0.25		0.25		0.50													
									3	VERIFICACION DEL INTERRUPTOR DE MERCURIO	0.25		0.25		0.25		0.25		0.50													
									4	LIMPIEZA DEL SENSOR DE TEMPERATURA	0.25		0.25		0.25		0.25		0.50													
									5	LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE ESTERILIZADO	0.25		0.25		0.25		0.25		0.50													
									6	REVISIÓN DE LA RESISTENCIAS ELÉCTRICAS	0.25		0.25		0.25		0.25		0.50													
									7	VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA	0.25		0.25		0.25		0.25		0.50													
									8	PRUEBAS GENERALES	0.25		0.25		0.25		0.25		0.50													
837	YANAHUANCA	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00403551	CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITOS	THERMO FISHER / CL 17 - IEC	B	M	MO	1	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LÍNEA A TIERRA, AJUSTE DE CONTACTOS	0.11		0.11		0.11		0.11		0.22													
									2	VERIFICACIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y AJUSTES MECÁNICOS	0.11		0.11		0.11		0.11		0.22													
									3	REVISIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES	0.12		0.12		0.12		0.12		0.24													
									4	LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE CENTRIFUGADO	0.11		0.11		0.11		0.11		0.22													
									5	REVISIÓN , LIMPIEZA Y AJUSTES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE CIERRE DE PUERTA	0.11		0.11		0.11		0.11		0.22													
									6	VERIFICACIÓN DE LAS REVOLUCIONES DEL MOTOR CON TACÓMETRO ELECTRÓNICO	0.11		0.11		0.11		0.11		0.22													
									7	PRUEBAS GENERALES	0.11		0.11		0.11		0.11		0.22													
									8	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	0.11		0.11		0.11		0.11		0.22													
									9	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS, DESCARTE DE SOLDADURAS FRÍAS	0.11		0.11		0.11		0.11		0.22													
838	YANAHUANCA	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00741098	MICROSCOPIO BINOCULAR	OLYMPUS / CX-31	B	B	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	0.1		0.1		0.1		0.1		0.20													
									2	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO	0.1		0.1		0.1		0.1		0.20													
									3	REVISIÓN DE LA LÁMPARA HALÓGENA, CAMBIO SI REQUIERE	0.1		0.1		0.1		0.1		0.20													
									4	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA OPTICO	0.2		0.2		0.2		0.2		0.40													
									5	REVISIÓN DE LOS OBJETIVOS	0.1		0.1		0.1		0.1		0.20													
									6	LIMPIEZA DE LOS OCULARES	0.1		0.1		0.1		0.1		0.20													
									7	LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONDENSADO	0.1		0.1		0.1		0.1		0.20													

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																										
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO				PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												TOTAL DE HORAS HOMBRE		
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJC UCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D	
									8	LIMPIEZA DEL MICRÓMETRO Y MACROMETRO					0.1			0.1			0.1			0.1		0.20
									9	PRUEBAS GENERALES					0.1			0.1			0.1			0.1		0.20
839	YANAHUANCA	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00741142	CENTRIFUGA DE MESA (400 A 750 ML)	THERMO SCIENTIFIC / CL 10	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO					0.11			0.11			0.11			0.11		0.22
									2	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS, DESCARTE DE SOLDADURAS FRÍAS					0.12			0.12			0.12			0.12		0.24
									3	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LÍNEA A TIERRA, AJUSTE DE CONTACTOS					0.11			0.11			0.11			0.11		0.22
									4	VERIFICACIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y AJUSTES MECÁNICOS					0.11			0.11			0.11			0.11		0.22
									5	REVISIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES					0.11			0.11			0.11			0.11		0.22
									6	LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE CENTRIFUGADO					0.11			0.11			0.11			0.11		0.22
									7	REVISIÓN , LIMPIEZA Y AJUSTES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE CIERRE DE PUERTA					0.11			0.11			0.11			0.11		0.22
									8	VERIFICACIÓN DE LAS REVOLUCIONES DEL MOTOR CON TACÓMETRO ELECTRÓNICO					0.11			0.11			0.11			0.11		0.22
									9	PRUEBAS GENERALES					0.11			0.11			0.11			0.11		0.22
840	YANAHUANCA	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00741288	REFRIGERADORA PARA LABORATORIO (15 A 25 PIES CUBICOS)	THERMO SCIENTIFIC / REL 2304D	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO					0.2			0.2			0.2			0.2		0.40
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA					0.2			0.2			0.2			0.2		0.40
									3	MANTENIMIENTO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y DEL PANEL DE CONTROL					0.2			0.2			0.2			0.2		0.40
									4	MANTENIMIENTO DEL MOTO-COMPRESOR ELÉCTRICO , VERIFICACIÓN DEL GAS REFRIGERANTE					0.2			0.2			0.2			0.2		0.40
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE MOTORES ELÉCTRICOS					0.2			0.2			0.2			0.2		0.40
									6	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SERPENTINES DE LA ETAPA EVAPORADORA/CONDENSADO					0.2			0.2			0.2			0.2		0.40
									7	MANTENIMIENTO DE CONTACTORES ELÉCTRICOS Y LLAVE TÉRMICA					0.2			0.2			0.2			0.2		0.40
									8	VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA Y LIMPIEZA					0.2			0.2			0.2			0.2		0.40
									9	LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO DE CIERRE					0.2			0.2			0.2			0.2		0.40
									10	PRUEBAS GENERALES.					0.2			0.2			0.2			0.2		0.40
841	YANAHUANCA	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00741401	ECOGRAFO PORTATIL	TOSHIBA / SSA-510 A	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO					0.2			0.2			0.2			0.2		0.40
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA					0.2			0.2			0.2			0.2		0.40
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS					0.2			0.2			0.2			0.2		0.40
									4	MANTENIMIENTO DE LA PANTALLA LCD Y PANEL DE CONTROL, LIMPIEZA DEL TECLADO ALFANUMÉRICO					0.2			0.2			0.2			0.2		0.40
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TRANSDUCTORES CONVEXO, LINEAL, INTERCAVITARIA					0.2			0.2			0.2			0.2		0.40
									6	LIMPIEZA DE VENTILADORES Y FILTROS INTERNOS					0.2			0.2			0.2			0.2		0.40
									7	MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL, MANTENIMIENTO DEL ESTABILIZADOR DE VOLTAJE					0.2			0.2			0.2			0.2		0.40
									8	MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA TÉRMICA					0.2			0.2			0.2			0.2		0.40
									9	VERIFICACIÓN DE LOS MODOS DE TRABAJO					0.2			0.2			0.2			0.2		0.40
									10	PRUEBAS GENERALES					0.2			0.2			0.2			0.2		0.40
842	YANAHUANCA	CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL	00744078	BAÑO MARIA (10 A 15 LITROS)	MEMMERT / WNB 10	B	B	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO					0.22			0.22			0.22			0.22		0.44
									2	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTACTOS					0.23			0.23			0.23			0.23		0.46
									3	MANTENIMIENTO DE LA TARJETA ELECTRÓNICA					0.23			0.23			0.23			0.23		0.46
									4	REVISIÓN DE LA RESISTENCIA ELÉCTRICA Y SENSOR DE TEMPERATURA					0.22			0.22			0.22			0.22		0.44
									5	REVISIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES					0.22			0.22			0.22			0.22		0.44
									6	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA CABINA DE INCUBACIÓN.					0.22			0.22			0.22			0.22		0.44
									7	VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA DE TRABAJO CON TERMÓMETRO EXTERNO					0.22			0.22			0.22			0.22		0.44

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

DATOS DEL EQUIPO									DATOS DEL MANTENIMIENTO				PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS													TOTAL DE HORAS HOMBRE
ID	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJEC UCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
									8 VERIFICACIÓN DE LÍNEA A TIERRA		0.22			0.22			0.22			0.22		0.44				
									9 PRUEBAS GENERALES		0.22			0.22			0.22			0.22		0.44				
843	YANAHUANCA	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00403118	UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO MAS COMPRESORA	KAVO / UNIK	B	B	MO	1 INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO		0.2			0.2			0.2			0.2		0.40				
									2 VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS.		0.2			0.2			0.2			0.40						
									3 MANTENIMIENTO DE TARIETA ELECTRÓNICA		0.2			0.2			0.2			0.40						
									4 VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LÁMPARA DE ILUMINACIÓN INTRAORAL		0.2			0.2			0.2			0.40						
									5 MANTENIMIENTO DE MOTORES ELÉCTRICOS DE ELEVACIÓN Y RESPALDO DEL SILLÓN DENTAL		0.2			0.2			0.2			0.40						
									6 MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y NEUMÁTICA, LIMPIEZA DE LA SALIVADERA		0.2			0.2			0.2			0.40						
									7 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VACÍO, VERIFICACIÓN DE PIEZAS DE MANO Y JERINGA TRIPLE		0.2			0.2			0.2			0.40						
									8 MANTENIMIENTO DE COMPRESOR DE AIRE, CAMBIO DE KIT DE MANTENIMIENTO		0.2			0.2			0.2			0.40						
									9 REGULACIÓN Y AJUSTES DE BRAZOS MECÁNICOS		0.2			0.2			0.2			0.40						
									10 LUBRICACIÓN DE PARTES MÓVILES Y MECÁNICAS, PRUEBAS GENERALES		0.2			0.2			0.2			0.40						
844	YANAHUANCA	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA	00740467	EQUIPO DE RAYOS X DENTAL RODABLE	VILLA SISTEMI MEDICALI / ENDOS DC	B	M	MO	1 INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO		0.25			0.25			0.25			0.25		0.50				
									2 VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA		0.25			0.25			0.25			0.50						
									3 MANTENIMIENTO DE GENERADOR DE ALTO VOLTAJE		0.25			0.25			0.25			0.50						
									4 MANTENIMIENTO DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES		0.25			0.25			0.25			0.50						
									5 MANTENIMIENTO DE TUBO DE RAYOS X		0.25			0.25			0.25			0.50						
									6 MANTENIMIENTO DE LA COLUMNA DE SOPORTE DEL TUBO DE RAYOS X		0.25			0.25			0.25			0.50						
									7 VERIFICACIÓN Y LUBRICACIÓN DE LAS PARTES MECÁNICAS Y MÓVILES DEL EQUIPO		0.25			0.25			0.25			0.50						
									8 PRUEBAS GENERALES		0.25			0.25			0.25			0.50						
845	YANAHUANCA	ENFERMERÍA - ADULTO - ADULTO MAYOR	00740975	BALANZA ELECTRONICA CON TALLIMETRO ADULTO	VILLANUEVA / ELIHO	CE	B	MO	1 INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO		0.1			0.1			0.1			0.1		0.20				
									2 REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, AJUSTE DE CONTACTOS		0.1			0.1			0.1			0.20						
									3 MANTENIMIENTO DE LA TARIETA ELECTRÓNICA		0.1			0.1			0.1			0.20						
									4 VERIFICACIÓN DE TRANSDUCTOR DE PRESIÓN		0.1			0.1			0.1			0.20						
									5 VERIFICACIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES		0.1			0.1			0.1			0.20						
									6 REVISIÓN DE LA BATERIA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE		0.2			0.2			0.2			0.40						
									7 VERIFICACIÓN DEL TALLÍMETRO DEL EQUIPO		0.1			0.1			0.1			0.20						
									8 LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE LINEA A TIERRA		0.1			0.1			0.1			0.20						
									9 PRUEBAS GENERALES.		0.1			0.1			0.1			0.20						
846	YANAHUANCA	ENFERMERÍA - NIÑO - ADOLESCENTE	00401952	NEBULIZADOR PORTATIL	MEDIX / ECONONED	B	M	MO	1 INSPECCION INTEGRAL DEL EQUIPO		0.16			0.16			0.16			0.16		0.32				
									2 REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELECTRICO		0.17			0.17			0.17			0.34						
									3 REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE VACIO		0.17			0.17			0.17			0.34						
									4 REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL DUCTOS Y MANGUERAS		0.17			0.17			0.17			0.34						
									5 REVISIÓN DE VACUÓMETRO Y REGULADOR		0.17			0.17			0.17			0.34						
									6 LIMPIEZA GENERAL Y DESINFECION		0.16			0.16			0.16			0.32						
									1 INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO		0.1			0.1			0.1			0.1		0.20				
									2 REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, AJUSTE DE CONTACTOS		0.15			0.15			0.15			0.30						
									3 MANTENIMIENTO DE LA TARIETA ELECTRÓNICA		0.15			0.15			0.15			0.30						
									4 VERIFICACIÓN DE TRANDUCTOR DE PRESIÓN		0.1			0.1			0.1			0.20						
									5 VERIFICACIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES		0.1			0.1			0.1			0.20						

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																												
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO					PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												TOTAL DE HORAS HOMBRE			
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRI TIC ID AD	MO DALI DAD EJE CUCI O	ACTIVIDADES A REALIZAR					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D		
847	YANAHUANCA	ADOLESCENTE	0074064	TALLIMETRO NEONATAL	553KL	B	M	MO	6	REVISIÓN DE LA BATERIA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE						0.1			0.1			0.1			0.1		0.20	
									7	VERIFICACIÓN DEL TALLÍMETRO DEL EQUIPO						0.1			0.1			0.1			0.1			0.20
									8	LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE LINEA A TIERRA						0.1			0.1			0.1			0.1			0.20
									9	PRUEBAS GENERALES.						0.1			0.1			0.1			0.1			0.20
848	YANAHUANCA	ENFERMERÍA - NIÑO - ADOLESCENTE	00744064	REFRIGERADORA ICE LINE	DOMETIC / TCW 3000 AC	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO						0.2			0.2			0.2			0.2		0.40	
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA						0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									3	MANTENIMIENTO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y DEL PANEL DE CONTROL						0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									4	MANTENIMIENTO DEL MOTO-COMPRESOR ELÉCTRICO , VERIFICACIÓN DEL GAS REFRIGERANTE						0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE MOTORES ELÉCTRICOS						0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									6	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SERPENTINES DE LA ETAPA EVAPORADORA/CONDENSADO						0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									7	MANTENIMIENTO DE CONTACTORES ELÉCTRICOS Y LLAVE TÉRMICA						0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									8	VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA Y LIMPIEZA						0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									9	LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO DE CIERRE						0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									10	PRUEBAS GENERALES.						0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
849	YANAHUANCA	ENFERMERÍA - NIÑO - ADOLESCENTE	00744771	CONGELADOR HORIZONTAL PARA VACUNAS Y PAQUETES FRIOS	VESTFROST / MF214	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO						0.2			0.2			0.2			0.2		0.40	
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA						0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									3	MANTENIMIENTO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y DEL PANEL DE CONTROL						0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									4	MANTENIMIENTO DEL MOTO-COMPRESOR ELÉCTRICO , VERIFICACIÓN DEL GAS REFRIGERANTE						0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE MOTORES ELÉCTRICOS						0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									6	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SERPENTINES DE LA ETAPA EVAPORADORA/CONDENSADO						0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									7	MANTENIMIENTO DE CONTACTORES ELÉCTRICOS Y LLAVE TÉRMICA						0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									8	VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA Y LIMPIEZA						0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									9	LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO DE CIERRE						0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									10	PRUEBAS GENERALES.						0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
850	YANAHUANCA	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00401990	ESTERILIZADOR A CALOR SECO	MEMMERT / null	B	A	MO	1	VERIFICACIÓN DEL ESTADO DEL EQUIPO						0.2			0.2			0.2			0.2		0.40	
									2	LIMPIEZA GENERAL DEL LAS PARTES INTERNAS Y EXTERNAS DEL EQUIPO						0.4			0.4			0.4			0.4			0.80
									3	VERIFICACIÓN DE LA TARJETA ELECTRONICA						0.4			0.4			0.4			0.4			0.80
									4	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DEL EQUIPO						0.4			0.4			0.4			0.4			0.80
									5	VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA						0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									6	CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA DE TRABAJO						0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
									7	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO						0.2			0.2			0.2			0.2			0.40
851	YANAHUANCA	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00403649	CUNA DE CALOR RADIANTE	FANEM / MULTISYSTEM 2051	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO						0.18			0.18			0.18			0.18		0.36	
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA						0.18			0.18			0.18			0.18			0.36
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO						0.19			0.19			0.19			0.19			0.38
									4	REVISIÓN DE LA RESISTENCIA CALEFACTORA						0.19			0.19			0.19			0.19			0.38
									5	VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES						0.18			0.18			0.18			0.18			0.36
									6	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA CUNA, VERIFICACIÓN DE MOVIMIENTOS TRENDLENBURG						0.18			0.18			0.18			0.18			0.36

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																										
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO							PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS							TOTAL DE HORAS HOMBRE				
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRITICIDAD	MODALIDAD EJECUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR							E	F	M	A	M	J		J	A	S	O
									7	REVISIÓN DEL SISTEMA ERGOMÉTRICO DE LA CUNA Y LIMPIEZA		0.18			0.18				0.18				0.18		0.36	
									8	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE ASPIRACIÓN		0.18			0.18				0.18				0.18		0.36	
									9	LIMPIEZA DE LA ESTRUCTURA Y DE LA GARRUCHAS DE DESPLAZAMIENTO		0.18			0.18				0.18				0.18		0.36	
									10	VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA		0.18			0.18				0.18				0.18		0.36	
									11	PRUEBAS GENERALES		0.18			0.18				0.18				0.18		0.36	
852	YANAHUANCA	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00740423	PULSIOXIMETRO	NELLCOR / N560	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO				0.1											0.00	
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA				0.2								0.00				
									3	CAMBIO DE LA TARJETA ELECTRÓNICA DEL EQUIPO				0.2								0.00				
									4	MANTENIMIENTO DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES				0.2								0.00				
									5	CAMBIO DE BATERÍA INTERNA, PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA				0.2								0.00				
									6	REVISIÓN, LIMPIEZA Y CAMBIO DEL SENSOR DE SATURACIÓN. PRUEBAS GENERALES				0.1									0.00			
853	YANAHUANCA	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00740424	PULSIOXIMETRO	NELLCOR / N560	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO		0.1			0.1			0.1				0.1		0.20		
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA		0.2			0.2			0.2			0.2		0.40			
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO		0.2			0.2			0.2			0.2		0.40			
									4	MANTENIMIENTO DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES		0.2			0.2			0.2			0.2		0.40			
									5	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE		0.2			0.2			0.2			0.2		0.40			
									6	REVISIÓN, LIMPIEZA Y CAMBIO DEL SENSOR DE SATURACIÓN. PRUEBAS GENERALES		0.1			0.1			0.1			0.1		0.20			
854	YANAHUANCA	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00740454	ELECTROCARDIOGRAFO DE 01 CANAL	BIOCARE / ECG-101	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO		0.1			0.1			0.1				0.1		0.20		
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA		0.15			0.15			0.15			0.15		0.30			
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS		0.25			0.25			0.25			0.25		0.50			
									4	REVISIÓN DE LAS PANTALLAS LCD Y PANEL DE CONTROL		0.1			0.1			0.1			0.1		0.20			
									5	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA, PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA Y CAMBIO		0.1			0.1			0.1			0.1		0.20			
									6	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CABLE PACIENTE ECG Y ELECTRODOS PRECORDIALES		0.1			0.1			0.1			0.1		0.20			
									7	MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA TÉRMICA		0.1			0.1			0.1			0.1		0.20			
									8	PRUEBAS GENERALES DEL EQUIPO		0.1			0.1			0.1			0.1		0.20			
855	YANAHUANCA	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00741039	DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS	NIHON KOHDEN / TEC-5531K	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO		0.22			0.22			0.22				0.22		0.44		
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA		0.22			0.22			0.22			0.22		0.44			
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO		0.24			0.24			0.24			0.24		0.48			
									4	VERIFICACIÓN DEL CONDENSADOR DE CARGA PRINCIPAL		0.22			0.22			0.22			0.22		0.44			
									5	MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA TÉRMICA		0.22			0.22			0.22			0.22		0.44			
									6	REVISIÓN DE LAS PALETAS EXTERNAS Y LIMPIEZA		0.22			0.22			0.22			0.22		0.44			
									7	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA, PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA Y CAMBIO		0.22			0.22			0.22			0.22		0.44			
									8	VERIFICACIÓN DEL MODO MONITOR, MARCAPASOS Y DEA, REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CABLE ECG		0.22			0.22			0.22			0.22		0.44			
									9	PRUEBAS GENERALES		0.22			0.22			0.22			0.22		0.44			
856	YANAHUANCA	PROC. D.T. ENFERMERÍA - TÓPICO	00741121	ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA	CISA / 250H	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO		0.2			0.2			0.2				0.2		0.40		
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA		0.2			0.2			0.2			0.2		0.40			
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS		0.2			0.2			0.2			0.2		0.40			
									4	REVISIÓN DE LAS PANTALLAS LCD, PANEL DE CONTROL Y PULSADORES		0.2			0.2			0.2			0.2		0.40			
									5	REVISIÓN DE ELECTROVÁLVULAS Y DUCTOS INTERNOS		0.2			0.2			0.2			0.2		0.40			

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																													
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO							PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS														
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ. UIP.	CRITIC ID AD	MODALIDAD EJECUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL DE HORAS HOMBRE	
		TÓPICO		(15 A 25 LITROS)					6	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE RESISTENCIAS ELÉCTRICAS								0.2			0.2			0.2			0.2		0.40
									7	LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE ESTERILIZADO, LIMPIEZA DE SENSOR DE TEMPERATURA								0.2			0.2			0.2			0.2		0.40
									8	LIMPIEZA DEL SENSOR DE NIVEL DE AGUA								0.2			0.2			0.2			0.2		0.40
									9	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA PUERTA								0.2			0.2			0.2			0.2		0.40
									10	PRUEBAS GENERALES								0.2			0.2			0.2			0.2		0.40
857	YANAHUANCA	PROC. D.T. ENFERMERIA - TÓPICO	00741154	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	CAMI / NEW HOSPIVAC 350	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO								0.1			0.1			0.1			0.1		0.20
									2	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LÍNEA TIERRA DEL EQUIPO								0.1			0.1			0.1			0.1		0.20
									3	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO, MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE VACÍO Y DIAFRAGMAS								0.25			0.25			0.25			0.25		0.50
									4	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL DUCTOS Y MANGUERAS, VERIFICACIÓN DE VACUÓMETRO, REGULADOR Y TAPA DE FRASCO								0.1			0.1			0.1			0.1		0.20
									5	LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACION Y/O CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL / HIDROFÓBICO								0.1			0.1			0.1			0.1		0.20
									6	VERIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, PRUEBAS GENERALES								0.25			0.25			0.25			0.25		0.50
									7	LIMPIEZA GENERAL Y DESINFECCION								0.1			0.1			0.1			0.1		0.20
858	YANAHUANCA	PROC. D.T. ENFERMERIA - TÓPICO	00743405	NEBULIZADOR PORTATIL	OLIDEF / C-71 PLUS	B	M	MO	1	INSPECCION INTEGRAL DEL EQUIPO								0.16			0.16			0.16			0.16		0.32
									2	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELECTRICO								0.18			0.18			0.18			0.18		0.36
									3	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE VACÍO								0.18			0.18			0.18			0.18		0.36
									4	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL DUCTOS Y MANGUERAS								0.16			0.16			0.16			0.16		0.32
									5	REVISIÓN DE VACUÓMETRO Y REGULADOR								0.16			0.16			0.16			0.16		0.32
									6	LIMPIEZA GENERAL Y DESINFECCION								0.16			0.16			0.16			0.16		0.32
859	YANAHUANCA	PROC. D.T. ENFERMERIA - TÓPICO	00989258	LAMPARA QUIRURGICA RODABLE	AEONMED / OLM 9550	B	A	MO	1	REVISIÓN DEL ESTADO Y CONSERVACIÓN FÍSICA DEL EQUIPO Y SUS COMPONENTES.								0.12			0.12			0.12			0.12		0.24
									2	VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA MECÁNICO DEL EQUIPO.								0.13			0.13			0.13			0.13		0.26
									3	VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DEL EQUIPO.								0.13			0.13			0.13			0.13		0.26
									4	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE REGULACIÓN DE INTENSIDAD DE LUZ.								0.13			0.13			0.13			0.13		0.26
									5	VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGIA ALTERNA.								0.13			0.13			0.13			0.13		0.26
									6	VERIFICACIÓN DE LA ESTABILIDAD DEL POSICIONAMIENTO DEL SISTEMA MECÁNICO.								0.12			0.12			0.12			0.12		0.24
									7	VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE MODULOS LEDS DEL CABEZAL DE LA LAMPARA.								0.12			0.12			0.12			0.12		0.24
									8	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.								0.12			0.12			0.12			0.12		0.24
860	YANAHUANCA	PROC. D.T. ENFERMERIA - TÓPICO	01222500	PULSIOXIMETRO	NONIN / 7500	B	A	MO	1	VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN UNIVERSAL Y BATERIA RECARGABLE DEL EQUIPO.								0.14			0.14			0.14			0.14		0.28
									2	VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN INTERNA DEL EQUIPO.								0.14			0.14			0.14			0.14		0.28
									3	REVISIÓN DE LA TARIETA DIGITAL Y ANALOGA DE LA SEÑAL DE PULSIOXIMETRIA								0.15			0.15			0.15			0.15		0.30
									4	REVISIÓN DE LOS SENSORES DE PULSIOXIMETRIA, CAMBIO SI LO REQUIERE								0.15			0.15			0.15			0.15		0.30
									5	REVISIÓN DEL TECLADO, PARLANTE Y PANTALLA LED								0.14			0.14			0.14			0.14		0.28
									6	REVISIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE ALARMAS, FECHAS Y HORA DE ACUERDO AL MANUAL DE USUARIO Y SERVICIO								0.14			0.14			0.14			0.14		0.28
									7	DESMONTAJE TOTAL, MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL								0.14			0.14			0.14			0.14		0.28
				PULSIOXIMETRO PARA					1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO								0.16			0.16			0.16			0.16		0.32
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA								0.16			0.16			0.16			0.16		0.32
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARIETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO								0.18			0.18			0.18			0.18		0.36

ANEXO Nº 05 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO																											
ID	DATOS DEL EQUIPO							DATOS DEL MANTENIMIENTO					PROGRAMACIÓN MENSUAL DE HORAS HOMBRES ESTIMADAS												TOTAL DE HORAS HOMBRE		
	UNIDAD PRESTADORA	SERVICIO ASISTENCIAL	COD. PATRIM.	DENOM. ESPECÍFICA	MARCA / MODELO	TIP O EQ UIP.	CRITIC ID AD	MODALIDAD EJECUCIO	ACTIVIDADES A REALIZAR					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D	
861	YANAHUANCA	TRASLADO DE PACIENTES	00743411	AMBULANCIA	TENKO / TK-2515	B	A	MO	4	MANTENIMIENTO DEL PANEL DE CONTROL Y PULSADORES						0.18			0.18			0.18			0.18		0.36
									5	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE						0.16			0.16			0.16			0.16		0.32
									6	REVISIÓN, LIMPIEZA Y CAMBIO DEL SENSOR DE SATURACIÓN. PRUEBAS GENERALES						0.16			0.16			0.16			0.16		0.32
862	YANAHUANCA	TRASLADO DE PACIENTES	00743418	ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL PARA AMBULANCIA	DEVILBISS / 730SP-D	B	M	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO					0.25			0.25			0.25			0.25		0.50	
									2	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y LINEA TIERRA DEL EQUIPO					0.1			0.1			0.1			0.1		0.20	
									3	MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELÉCTRICO					0.15			0.15			0.15			0.15		0.30	
									4	MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE VACIO Y DIAFRAGMAS					0.1			0.1			0.1			0.1		0.20	
									5	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL DUCTOS Y MANGUERAS					0.1			0.1			0.1			0.1		0.20	
									6	VERIFICACIÓN DE VACUÓMETRO, REGULADOR Y TAPA DE FRASCO					0.1			0.1			0.1			0.1		0.20	
									7	LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACION Y/O CAMBIO DE FILTRO ANTIBACTERIAL /HIDROFÓBICO					0.1			0.1			0.1			0.1		0.20	
									8	VERIFICACIÓN DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, PRUEBAS GENERALES					0.1			0.1			0.1			0.1		0.20	
863	YANAHUANCA	TRASLADO DE PACIENTES	00743569	DESFIBRILADOR CON MONITOR PARA AMBULANCIA	INSTRAMED / CARDIOMAX	B	A	MO	1	INSPECCIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO					0.11			0.11			0.11			0.11		0.22	
									2	VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AJUSTE DE CONTACTOS. VERIFICACIÓN DE LA LÍNEA A TIERRA					0.11			0.11			0.11			0.11		0.22	
									3	MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL EQUIPO					0.12			0.12			0.12			0.12		0.24	
									4	VERIFICACIÓN DEL CONDENSADOR DE CARGA PRINCIPAL					0.11			0.11			0.11			0.11		0.22	
									5	MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA TÉRMICA					0.11			0.11			0.11			0.11		0.22	
									6	REVISIÓN DE LAS PALETAS EXTERNAS Y LIMPIEZA					0.11			0.11			0.11			0.11		0.22	
									7	REVISIÓN DE LA BATERÍA INTERNA Y PRUEBA DE AUTONOMÍA DE CARGA, CAMBIO SI REQUIERE					0.11			0.11			0.11			0.11		0.22	
									8	VERIFICACIÓN DEL MODO MONITOR, MARCAPASOS Y DEA ,REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CABLE ECG					0.11			0.11			0.11			0.11		0.22	
									9	PRUEBAS GENERALES					0.11			0.11			0.11			0.11		0.22	

AT: Alta Tecnología
 B: Biomédico
 E: Electromecánico
 CB: Complementario Biomedico
 CE: Complemenetario Electromecánico
 CoB: Componente Biomedico
 CoE: Componente Electromecanico
 INSTAL: Instalación
 INFRA: Infraestructura

Tipo de Equipamiento:

Criticidad:
 A: Alta
 M: Mediana
 B: Baja

Modalidad de Ejecución:
 MO: Servicio - Mano de Obra
 TC: Servicio a todo costo
 PA: Prestaciones Accesorias
 GA: Garantía